


# BEAUTIFLY

SereneEye


PRO

series




Okulary ze światłem  
czerwonym  
Glasses with red light

Instrukcja obsługi  
User manual



f1



f2



Materiał:	ABS + silikon
Sposób ładowania:	ładowanie USB-C
Czas ładowania:	około 24 godzin
Pojemność baterii:	350 mAh
Napięcie:	3,7 V
Moc wyjściowa:	1,2 W

#### Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

#### Opis urządzenia [strona 2-f1]:

Włącznik / wyłącznik (1) Zapięcie opaski elastycznej (2) Gniazdo USB (3)

#### Test wrażliwości na światło:

Przed pierwszym użyciem urządzenia sprawdź, czy nie jesteś uczulony na światło: przyłóż je do przedramienia na 3 minut. Jeśli skóra zaczerwieni się lub zaczniesz swędzieć, przestań używać i skonsultuj się z dermatologiem. Zawsze czyść twarz przed użyciem, by uniknąć reakcji na kosmetyki. W przypadku pieczenia, od razu przerwij używanie urządzenia.

#### Sposób użycia:

1. Oczyszczyć twarz i osuszyć ją.
2. Zapnij i wyreguluj opaskę elastyczną na głowę.
3. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
4. Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać pożądany tryb (terapia światłem, mikrowibracje, terapia światłem + mikrowibracje)
6. Po upływie trzech minut urządzenie wyłączy się automatycznie. Zdejmij maseczkę i oczyść ją
7. Bezpośrednio po zabiegu nałóż serum lub krem nawilżający

#### Metoda ładowania:

Produkt nie powinien być używany podczas ładowania. (Uwaga: urządzenie nie będzie działać i przyciski nie będą odpowiadać podczas ładowania). Przed pierwszym użyciem zaleca się w pełni naładować urządzenie. Podłącz kabel USB-C do urządzenia, a następnie podłącz wtyczkę USB do adaptera. Gdy zasilanie jest włączone, rozpocznie się ładowanie. Urządzenie jest w pełni naładowane, gdy lampka kontrolna zmieniła kolor z czerwonego na zielony. Całkowicie naładowane urządzenie wystarcza na około 30 minut pracy 10 zabiegów.

#### Konserwacja i pielęgnacja urządzenia:

Przechowuj ten produkt w suchym miejscu o pokojowej temperaturze i unikaj ekspozycji na kurz, bezpośrednie światło słoneczne lub wilgotne warunki. Przed i po użyciu czyść maskę.

#### Środki ostrożności:

Prosimy trzymać produkt z dala od małych dzieci oraz zwierząt, aby uniknąć traktowania go jako zabawki. Obsługuj produkt ostrożnie podczas używania. To urządzenie jest zaprojektowane jako domowy produkt elektroniczny i nie nadaje się do diagnozy i leczenia. Nie powinny go używać kobiety w ciąży, przygotowujące się do ciąży lub karmiące piersią, osoby wrażliwe na światło lub przyjmujące leki fotosensybilizujące, z genetycznie uwarunkowanymi chorobami skóry lub schorzeniami takimi jak toczень, fotowrażliwa egzema, lub albinizm. Nie używaj podczas ładowania. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia na własną rękę. Wszelkie nieprawidłowości powinny być ocenione przez serwis. Nie upuszczaj ani nie uderzaj urządzeniem, aby uniknąć jego nieprawidłowego działania. Po zakończeniu każdego zabiegu należy wytrzeć produkt miękką wilgotną szmatką. Nie myj urządzenia pod wodą ani nie zanurzaj go. Nie używaj środków żrących do czyszczenia urządzenia. Przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Material:	ABS + silicone
Charging way:	USB-C charging
Charging time:	approximately 24 hours
Battery Capacity:	350 mAh
Tension:	3,7V
Output power:	1.2 W

#### Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

#### Device description [page 2-f1]:

On/off switch (1) Elastic band clasp (2) USB socket (3)

#### Light sensitivity test:

Before using the device for the first time, check whether you are allergic to light: place it on your forearm for 3 minutes. If skin becomes red or itchy, stop use and consult a dermatologist. Always clean your face before use to avoid reactions to cosmetics. If baking, stop using the appliance immediately.

#### How to use:

1. Cleanse your face and dry it.
2. Fasten and adjust the elastic headband.
3. Press the power button to turn on the device.
4. Press the mode button to select the desired mode (light therapy, micro vibration, light therapy + micro vibration)
6. After three minutes, the device will turn off automatically. Remove the mask and clean it
7. Apply a serum or moisturizing cream immediately after the treatment

#### Charging method:

The product should not be used while charging. (Note: The device will not work and buttons will not respond while charging.) It is recommended to fully charge the device before first use. Connect the USB-C cable to your device, then connect the USB plug to the adapter. When the power is turned on, charging will start. The device is fully charged when the indicator light turns from red to green. A fully charged device lasts approximately 30 minutes for 10 treatments.

#### Maintenance and care of the device:

Store this product in a dry place at room temperature and avoid exposure to dust, direct sunlight or humid conditions. Clean the mask before and after use.

#### Precautions:

Please keep the product away from small children and animals to avoid treating it as a toy. Handle the product carefully when using. This device is designed as a home electronic product and is not suitable for diagnosis or treatment. It should not be used by pregnant women, preparing for pregnancy or breastfeeding, people sensitive to light or taking photosensitizing drugs, with genetically determined skin diseases or conditions such as lupus, photosensitive eczema, or albinism. Do not use while charging. Do not use the device if it is damaged, Do not repair, disassemble or modify the device yourself. Any irregularities should be assessed by the service. Do not drop or hit the device to avoid malfunction. After each treatment, wipe the product with a soft damp cloth. Do not wash the device under water or submerge it. Do not use corrosive agents to clean the device. Store it in a cool, dry place.

#### More information about the company and products [page 2 - f2]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)



Material:	ABS + Silikon
Ladeart:	USB-C-Aufladung
Ladezeit:	ca. 24 Stunden
Batteriekapazität:	350 mAh
Spannung:	3,7V
Ausgangsleistung:	1,2 W

#### Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

#### Gerätebeschreibung [Seite 2-f1]:

Ein-/Ausschalter (1) Gummibandverschluss (2) USB-Buchse (3)

#### Lichtempfindlichkeitstest:

Überprüfen Sie vor der ersten Verwendung des Geräts, ob Sie eine Lichtallergie haben: Legen Sie es für 3 Minuten auf Ihren Unterarm. Wenn die Haut rot wird oder juckt, brechen Sie die Anwendung ab und konsultieren Sie einen Dermatologen. Reinigen Sie vor der Anwendung immer Ihr Gesicht, um Reaktionen auf Kosmetika zu vermeiden. Wenn Sie backen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

#### Wie benutzt man:

1. Reinigen Sie Ihr Gesicht und trocknen Sie es ab.
2. Befestigen Sie das elastische Kopfband und passen Sie es an.
3. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.
4. Drücken Sie die Modustaste, um den gewünschten Modus auszuwählen (Lichttherapie, Mikrovibration, Lichttherapie + Mikrovibration).
6. Nach drei Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus. Nehmen Sie die Maske ab und reinigen Sie sie.
7. Tragen Sie unmittelbar nach der Behandlung ein Serum oder eine Feuchtigkeitscreme auf.

#### Lademethode:

Das Produkt sollte während des Ladevorgangs nicht verwendet werden. (Hinweis: Während des Ladevorgangs funktioniert das Gerät nicht und die Tasten reagieren nicht.) Es wird empfohlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit Ihrem Gerät und verbinden Sie dann den USB-Stecker mit dem Adapter. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, beginnt der Ladevorgang. Das Gerät ist vollständig aufgeladen, wenn die Kontrollleuchte von Rot auf Grün wechselt. Ein voll aufgeladenes Gerät reicht für 10 Behandlungen etwa 30 Minuten.

#### Wartung und Pflege des Gerätes:

Lagern Sie dieses Produkt an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur und vermeiden Sie die Einwirkung von Staub, direkter Sonneneinstrahlung oder feuchten Bedingungen. Reinigen Sie die Maske vor und nach dem Gebrauch.

#### Vorsichtsmaßnahmen:

Bitte halten Sie das Produkt von kleinen Kindern und Tieren fern, um es nicht als Spielzeug zu behandeln. Gehen Sie bei der Verwendung vorsichtig mit dem Produkt um. Dieses Gerät ist als Heimelektronikprodukt konzipiert und eignet sich nicht für Diagnose oder Behandlung. Es sollte nicht von schwangeren Frauen, die sich auf eine Schwangerschaft vorbereiten oder stillen, von Personen, die empfindlich auf Licht reagieren oder fotosensibilisierende Medikamente einnehmen, mit genetisch bedingten Hautkrankheiten oder Erkrankungen wie Lupus, lichtempfindlichem Ekzem oder Albinismus verwendet werden. Nicht während des Ladevorgangs verwenden. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Reparieren, zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst. Eventuelle Unregelmäßigkeiten sollten vom Dienst beurteilt werden. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schlagen Sie es nicht, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Wischen Sie das Produkt nach jeder Behandlung mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Waschen Sie das Gerät nicht unter Wasser und tauchen Sie es nicht ein. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine ätzenden Mittel. Bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.

#### Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Matériel:	ABS + silicone
Mode de chargement :	Chargement USB-C
Temps de charge:	environ 24 heures
Capacité de la batterie:	350 mAh
Tension:	3,7 V
Puissance de sortie:	1,2 W

#### Sécurité:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

#### Description de l'appareil [page 2-f1] :

Interrupteur marche/arrêt (1) Fermeture élastique (2) Prise USB (3)

#### Test de sensibilité à la lumière :

Avant la première utilisation de l'appareil, vérifiez si vous êtes allergique à la lumière : placez-le sur votre avant-bras pendant 3 minutes. Si la peau devient rouge ou démange, arrêtez l'utilisation et consultez un dermatologue. Nettoyez toujours votre visage avant utilisation pour éviter les réactions aux produits cosmétiques. Si vous faites de la pâtisserie, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

#### Comment utiliser:

1. Nettoyez votre visage et séchez-le.
2. Attachez et ajustez le bandeau élastique.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
4. Appuyez sur le bouton mode pour sélectionner le mode souhaité (luminothérapie, micro vibration, luminothérapie + micro vibration).
6. Après trois minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement. Retirez le masque et nettoyez-le.
7. Appliquez un sérum ou une crème hydratante immédiatement après le traitement.

#### Méthode de chargement :

Le produit ne doit pas être utilisé pendant le chargement. (Remarque : l'appareil ne fonctionnera pas et les boutons ne répondront pas pendant le chargement.) Il est recommandé de charger complètement l'appareil avant la première utilisation. Connectez le câble USB-C à votre appareil, puis connectez la prise USB à l'adaptateur. Lorsque l'appareil est allumé, la charge commence. L'appareil est complètement chargé lorsque le voyant passe du rouge au vert. Un appareil entièrement chargé dure environ 30 minutes pour 10 traitements.

#### Entretien et entretien de l'appareil :

Conservez ce produit dans un endroit sec à température ambiante et évitez toute exposition à la poussière, à la lumière directe du soleil ou à des conditions humides. Nettoyez le masque avant et après utilisation.

#### Précautions:

Veillez garder le produit hors de portée des jeunes enfants et des animaux pour éviter de le traiter comme un jouet. Manipulez le produit avec précaution lors de son utilisation. Cet appareil est conçu comme un produit électronique domestique et ne convient pas au diagnostic ou au traitement. Il ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes, se préparant à une grossesse ou à l'allaitement, les personnes sensibles à la lumière ou prenant des médicaments photosensibilisants, souffrant de maladies cutanées génétiquement déterminées ou d'affections telles que le lupus, l'eczéma photosensible ou l'albinisme. Ne pas utiliser pendant la charge. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Ne réparez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil vous-même. Toute irrégularité doit être évaluée par le service. Ne laissez pas tomber et ne frappez pas l'appareil pour éviter tout dysfonctionnement. Après chaque traitement, essuyez le produit avec un chiffon doux et humide. Ne lavez pas l'appareil sous l'eau et ne le submergez pas. N'utilisez pas d'agents corrosifs pour nettoyer l'appareil. Conservez-le dans un endroit frais et sec.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Material:	ABS + silicona
Forma de carga:	Carga USB-C
Tiempo de carga:	aproximadamente 24 horas
Capacidad de la batería:	350mAh
Tensión:	3,7 V
Potencia de salida:	1,2W

#### Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

#### Descripción del dispositivo [página 2-f1]:

Interruptor de encendido/apagado (1) Cierre de banda elástica (2) Toma USB (3)

#### Prueba de sensibilidad a la luz:

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, compruebe si es alérgico a la luz: colóquelo en el antebrazo durante 3 minutos. Si la piel se enrojece o le pica, deje de usarlo y consulte a un dermatólogo. Limpie siempre su cara antes de usar para evitar reacciones a los cosméticos. Si homea, deje de usar el aparato inmediatamente.

#### Cómo utilizar:

1. Limpia tu cara y sécala.
2. Sujete y ajuste la diadema elástica.
3. Presione el botón de encendido para encender el dispositivo.
4. Presione el botón de modo para seleccionar el modo deseado (terapia de luz, micro vibración, terapia de luz + micro vibración)
6. Después de tres minutos, el dispositivo se apagará automáticamente. Retirar la mascarilla y limpiarla.
7. Aplicar un sérum o crema hidratante inmediatamente después del tratamiento.

#### Método de carga:

El producto no debe utilizarse mientras se carga. (Nota: el dispositivo no funcionará y los botones no responderán durante la carga). Se recomienda cargar completamente el dispositivo antes del primer uso. Conecte el cable USB-C a su dispositivo, luego conecte el enchufe USB al adaptador. Cuando se enciende la alimentación, comenzará la carga. El dispositivo estará completamente cargado cuando la luz indicadora cambie de rojo a verde. Un dispositivo completamente cargado dura aproximadamente 30 minutos para 10 tratamientos.

#### Mantenimiento y cuidado del dispositivo:

Guarde este producto en un lugar seco a temperatura ambiente y evite la exposición al polvo, la luz solar directa o condiciones de humedad. Limpiar la mascarilla antes y después de su uso.

#### Precauciones:

Mantenga el producto alejado de niños pequeños y animales para evitar tratarlo como un juguete. Manipule el producto con cuidado cuando lo utilice. Este dispositivo está diseñado como un producto electrónico doméstico y no es adecuado para diagnóstico o tratamiento. No debe ser utilizado por mujeres embarazadas, en preparación para el embarazo o en período de lactancia, personas sensibles a la luz o que estén tomando medicamentos fotosensibilizantes, con enfermedades o afecciones de la piel determinadas genéticamente como lupus, eczema fotosensible o albinismo. No lo use mientras se carga. No utilice el dispositivo si está dañado. No repare, desmonte ni modifique el dispositivo usted mismo. Cualquier irregularidad deberá ser evaluada por el servicio. No deje caer ni golpee el dispositivo para evitar un mal funcionamiento. Después de cada tratamiento, limpie el producto con un paño suave húmedo. No lave el dispositivo bajo el agua ni lo sumerja. No utilice agentes corrosivos para limpiar el dispositivo. Guárdelo en un lugar fresco y seco.

#### Más información sobre la empresa y productos [página 2 - f2]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Material:	ABS + silicone
Maneira de carregamento:	Carregamento USB-C
O tempo de carga:	aproximadamente 24 horas
Capacidade de carga:	350mAh
Tensão:	3,7V
Potência de saída:	1,2 W

#### Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

#### Descrição do dispositivo [página 2-f1]:

Interruptor liga/desliga (1) Fecho elástico (2) Tomada USB (3)

#### Teste de sensibilidade à luz:

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, verifique se você é alérgico à luz: coloque-o no antebraço por 3 minutos. Se a pele ficar vermelha ou com coceira, interrompa o uso e consulte um dermatologista. Sempre limpe o rosto antes de usar para evitar reações aos cosméticos. Se estiver assando, pare de usar o aparelho imediatamente.

#### Como usar:

1. Limpe o rosto e seque-o.
2. Aperte e ajuste a faixa elástica.
3. Pressione o botão liga / desliga para ligar o dispositivo.
4. Pressione o botão de modo para selecionar o modo desejado (terapia de luz, micro vibração, terapia de luz + micro vibração)
6. Após três minutos, o dispositivo será desligado automaticamente. Remova a máscara e limpe-a
7. Aplique um sérum ou creme hidratante imediatamente após o tratamento

#### Método de carregamento:

O produto não deve ser usado durante o carregamento. (Observação: o dispositivo não funcionará e os botões não responderão durante o carregamento.) Recomenda-se carregar totalmente o dispositivo antes da primeira utilização. Conecte o cabo USB-C ao seu dispositivo e, em seguida, conecte o plugue USB ao adaptador. Quando a energia for ligada, o carregamento será iniciado. O dispositivo está totalmente carregado quando a luz indicadora muda de vermelho para verde. Um dispositivo totalmente carregado dura aproximadamente 30 minutos para 10 tratamentos.

#### Manutenção e cuidados com o dispositivo:

Armazene este produto em local seco e em temperatura ambiente e evite exposição à poeira, luz solar direta ou condições úmidas. Limpe a máscara antes e depois do uso.

#### Precauções:

Mantenha o produto longe do alcance de crianças pequenas e animais para evitar tratá-lo como um brinquedo. Manuseie o produto com cuidado durante o uso. Este dispositivo foi projetado como um produto eletrônico doméstico e não é adequado para diagnóstico ou tratamento. Não deve ser usado por mulheres grávidas, em preparação para a gravidez ou amamentação, por pessoas sensíveis à luz ou em uso de medicamentos fotossensibilizantes, com doenças ou condições de pele geneticamente determinadas, como lúpus, eczema fotossensível ou albinismo. Não use durante o carregamento. Não use o dispositivo se estiver danificado. Não repare, desmonte ou modifique o dispositivo por conta própria. Eventuais irregularidades deverão ser avaliadas pelo serviço. Não deixe cair nem bata no dispositivo para evitar mau funcionamento. Após cada tratamento, limpe o produto com um pano macio úmido. Não lave o dispositivo debaixo de água nem o mergulhe. Não use agentes corrosivos para limpar o dispositivo. Guarde-o em local fresco e seco.

#### Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]

-[www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

-[www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Materiale:	ABS+silicone
Modo di ricarica:	Ricarica USB-C
Tempo di carica:	circa 24 ore
Capacità della batteria:	350 mAh
Tensione:	3,7 V
Potenza di uscita:	1,2 W

**Sicurezza:**

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale utente e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

**Descrizione del dispositivo [pagina 2-f1]:**

Interruttore on/off (1) Chiusura con elastico (2) Presa USB (3)

**Test di sensibilità alla luce:**

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, controlla se sei allergico alla luce: posizionalo sull'avambraccio per 3 minuti. Se la pelle diventa rossa o pruriginosa, interrompere l'uso e consultare un dermatologo. Pulisci sempre il viso prima dell'uso per evitare reazioni ai cosmetici. Se si cuoce, interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio.

**Come usare:**

1. Detergi il viso e asciugalo.
2. Allacciare e regolare la fascia elastica.
3. Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
4. Premere il pulsante modalità per selezionare la modalità desiderata (terapia della luce, microvibrazione, terapia della luce + microvibrazione)
6. Dopo tre minuti, il dispositivo si spegnerà automaticamente. Rimuovere la maschera e pulirla
7. Applicare un siero o una crema idratante subito dopo il trattamento

**Metodo di ricarica:**

Il prodotto non deve essere utilizzato durante la ricarica. (Nota: il dispositivo non funzionerà e i pulsanti non risponderanno durante la ricarica.) Si consiglia di caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo. Collega il cavo USB-C al tuo dispositivo, quindi collega la spina USB all'adattatore. Quando l'alimentazione è accesa, inizierà la ricarica. Il dispositivo è completamente carico quando la spia passa dal rosso al verde. Un dispositivo completamente carico dura circa 30 minuti per 10 trattamenti.

**Manutenzione e cura del dispositivo:**

Conservare questo prodotto in un luogo asciutto a temperatura ambiente ed evitare l'esposizione alla polvere, alla luce solare diretta o a condizioni umide. Pulire la maschera prima e dopo l'uso.

**Precauzioni:**

Si prega di tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini piccoli e degli animali per evitare di trattarlo come un giocattolo. Maneggiare con attenzione il prodotto durante l'utilizzo. Questo dispositivo è concepito come prodotto elettronico domestico e non è adatto alla diagnosi o al trattamento. Non deve essere utilizzato da donne incinte, che si preparano alla gravidanza o all'allattamento, da persone sensibili alla luce o che assumono farmaci fotosensibilizzanti, da malattie della pelle geneticamente determinate o da condizioni come lupus, eczema fotosensibile o albinismo. Non utilizzare durante la ricarica. Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato. Non riparare, smontare o modificare il dispositivo da soli. Eventuali irregolarità dovranno essere valutate dal servizio. Non far cadere o colpire il dispositivo per evitare malfunzionamenti. Dopo ogni trattamento, pulire il prodotto con un panno morbido umido. Non lavare il dispositivo sott'acqua né immergerlo. Non utilizzare agenti corrosivi per pulire il dispositivo. Conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Materiál:	ABS + silikon
Způsob nabíjení:	USB-C nabíjení
Doba nabíjení:	přibližně 24 hodin
Kapacita baterie:	350 mAh
Napětí:	3,7 V
Výstupní výkon:	1,2 W

#### Bezpečnostní:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

#### Popis zařízení [strana 2-f1]:

Vypínač (1) Spona na gumičku (2) Zásuvka USB (3)

#### Test citlivosti na světlo:

Před prvním použitím zařízení zkontrolujte, zda nejste alergičtí na světlo: položte jej na 3 minuty na předloktí. Pokud kůže zčervená nebo svědí, přestaňte používat a poraďte se s dermatologem. Před použitím si vždy očistěte obličej, abyste se vyhnuli reakcím na kosmetiku. Pokud pečete, okamžitě přestaňte spotřebič používat.

#### Jak používat:

1. Očistěte si obličej a osušte ho.
2. Upevněte a upravte elastickou čelenku.
3. Stisknutím tlačítka napájení zapnete zařízení.
4. Stiskněte tlačítko režimu pro výběr požadovaného režimu (světelná terapie, mikrovibrace, světelná terapie + mikrovibrace)
6. Po třech minutách se zařízení automaticky vypne. Odstraňte masku a vyčistěte ji
7. Ihned po ošetření naneste sérum nebo hydratační krém

#### Způsob nabíjení:

Výrobek by neměl být používán během nabíjení. (Poznámka: Zařízení nebude fungovat a tlačítka nebudou během nabíjení reagovat.) Před prvním použitím se doporučuje zařízení plně nabit. Připojte kabel USB-C k zařízení a poté připojte zástrčku USB k adaptéru. Po zapnutí napájení se spustí nabíjení. Zařízení je plně nabitě, když se kontrolka změní z červené na zelenou. Plně nabitý přístroj vydrží přibližně 30 minut na 10 ošetření.

#### Údržba a péče o zařízení:

Tento výrobek skladujte na suchém místě při pokojové teplotě a nevystavujte jej prachu, přímému slunečnímu záření nebo vlhkému prostředí. Vyčistěte masku před a po použití.

#### Opatření:

Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí a zvířat, abyste s ním nezacházeli jako s hračkou. Při používání zacházejte s výrobkem opatrně. Toto zařízení je navrženo jako domácí elektronický výrobek a není vhodné pro diagnostiku ani léčbu. Neměly by jej používat těhotné ženy, připravující se na těhotenství nebo kojení, lidé citliví na světlo nebo užívající fotosenzibilizující léky, s geneticky podmíněnými kožními chorobami nebo stavy, jako je lupus, fotosenzitivní ekzém nebo albinismus. Nepoužívejte při nabíjení. Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej. Zařízení sami neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte. Jakékoli nesrovnalosti by měly být posouzeny službou. Nenechte zařízení spadnout nebo na něj nenarážet, aby nedošlo k jeho poruše. Po každém ošetření otřete přípravek měkkým vlhkým hadříkem. Zařízení nemyjte pod vodou ani jej neponořujte. K čištění zařízení nepoužívejte korozivní prostředky. Skladujte jej na chladném a suchém místě.

#### Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Materiál:	ABS + silikón
Spôsob nabíjania:	Nabíjanie cez USB-C
Doba nabíjania:	približne 24 hodín
Kapacita batérie:	350 mAh
Napätie:	3,7 V
Výstupný výkon:	1,2 W

#### Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

#### Popis zariadenia [strana 2-f1]:

Zapínač/vypínač (1) Spona na gumičku (2) USB zásuvka (3)

#### Test citlivosti na svetlo:

Pred prvým použitím zariadenia skontrolujte, či nie ste alergický na svetlo: položte ho na 3 minúty na predlaktie. Ak koža sčervenie alebo svrbí, prestaňte ju používať a poraďte sa s dermatológom. Pred použitím si vždy očistite tvár, aby ste sa vyhli reakciám na kozmetiku. Ak pečiete, okamžite prestaňte prístroj používať.

#### Ako použiť:

1. Očistite si tvár a osušte ju.
2. Upevnite a upravte elastickú čelenku.
3. Stlačením tlačidla napájania zapnete zariadenie.
4. Stlačením tlačidla režimu vyberte požadovaný režim (svetelná terapia, mikrovibrácie, svetelná terapia + mikrovibrácie)
6. Po troch minútach sa zariadenie automaticky vypne. Odstráňte masku a vyčistite ju
7. Ihneď po ošetrení naneste sérum alebo hydratačný krém

#### Spôsob nabíjania:

Výrobok by sa nemal používať počas nabíjania. (Poznámka: Zariadenie nebude fungovať a tlačidlá nebudú počas nabíjania reagovať.) Pred prvým použitím sa odporúča zariadenie úplne nabiť. Pripojte kábel USB-C k zariadeniu a potom pripojte zástrčku USB k adaptéru. Po zapnutí napájania sa spustí nabíjanie. Zariadenie je plne nabité, keď sa kontrolka zmení z červenej na zelenú. Plne nabitý prístroj vydrží približne 30 minút na 10 ošetrení.

#### Údržba a starostlivosť o zariadenie:

Tento výrobok skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote a nevystavujte ho prachu, priamemu slnečnému žiareniu alebo vlhkému prostrediu. Pred a po použití masku očistite.

#### Prevenca:

Výrobok uchovávajte mimo dosahu malých detí a zvierat, aby ste s ním nezaobchádzali ako s hračkou. Pri používaní zaobchádzajte s výrobkom opatrne. Toto zariadenie je navrhnuté ako domáci elektronický výrobok a nie je vhodné na diagnostiku ani liečbu. Nemali by ho používať tehotné ženy, pripravujúce sa na tehotenstvo alebo dojčenie, ľudia citliví na svetlo alebo užívajúci fotosenzibilizačné lieky, s geneticky podmienenými kožnými ochoreniami alebo stavmi ako lupus, fotosenzitívny ekzém alebo albinizmus. Nepoužívať počas nabíjania. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené. Zariadenie sami neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte. Akékoľvek nezrovnalosti by mala posúdiť služba. Zariadenie nehádzte ani neudierajte, aby ste predišli poruche. Po každom ošetrení utrite výrobok mäkkou vlhkou handričkou. Zariadenie neumývajte pod vodou ani ho neponárajte. Na čistenie zariadenia nepoužívajte korozívne prostriedky. Skladujte ho na chladnom a suchom mieste.

#### Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Material:	ABS + silikon
Način polnjenja:	USB-C polnjenje
Čas polnjenja:	približno 24 ur
Kapaciteta baterije:	350 mAh
Napetost:	3,7 V
Izhodna moč:	1,2 W

#### Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

#### Opis naprave [stran 2-f1]:

Stikalo za vklop/izklop (1) Zaponka z elastičnim trakom (2) USB vtičnica (3)

#### Test občutljivosti na svetlobo:

Pred prvo uporabo naprave preverite, ali ste alergični na svetlobo: za 3 minute jo položite na podlaket. Če koža postane rdeča ali srbeča, prenehajte z uporabo in se posvetujte z dermatologom. Pred uporabo vedno očistite obraz, da preprečite reakcije na kozmetiko. Če pečete, aparat takoj prenehajte uporabljati.

#### Kako uporabiti:

1. Očistite obraz in ga posušite.
2. Zapnite in prilagodite elastični naglavni trak.
3. Pritisnite gumb za vklop, da vklopi napravo.
4. Pritisnite gumb za izbiro načina, da izberete željeni način (svetlobna terapija, mikrovibracija, svetlobna terapija + mikrovibracija)
6. Po treh minutah se naprava samodejno izklopi. Odstranite masko in jo očistite
7. Takoj po negi nanesite serum ali vlažilno kremo

#### Način polnjenja:

Izdelka ne smete uporabljati med polnjenjem. (Opomba: naprava med polnjenjem ne bo delovala in gumbi se ne bodo odzivali.) Priporočljivo je, da napravo pred prvo uporabo popolnoma napolnite. Priključite kabel USB-C na svojo napravo, nato priključite vtič USB na adapter. Ko je napajanje vklopljeno, se bo začelo polnjenje. Naprava je popolnoma napolnjena, ko indikatorska lučka zasveti iz rdeče v zeleno. Popolnoma napolnjena naprava zdrži približno 30 minut za 10 tretmajev.

#### Vzdrževanje in nega naprave:

Ta izdelek hranite na suhem mestu pri sobni temperaturi in se izogibajte izpostavljanju prahu, neposredni sončni svetlobi ali vlagi. Očistite masko pred in po uporabi.

#### Previdnostni ukrepi:

Prosimo, da izdelek hranite izven dosega majhnih otrok in živali, da ga ne boste obravnavali kot igračo. Pri uporabi z izdelkom ravnajte previdno. Ta naprava je zasnovana kot domači elektronski izdelek in ni primerna za diagnozo ali zdravljenje. Ne smejo ga uporabljati nosečnice, osebe, ki se pripravljajo na nosečnost ali dojenje, ljudje, ki so občutljivi na svetlobo ali jemljejo fotosenzibilna zdravila, z genetsko pogojenimi kožnimi boleznimi ali stanji, kot so lupus, fotosenzitivni ekcem ali albinizem. Ne uporabljajte med polnjenjem. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana. Naprave ne popravljajte, razstavljajte ali spreminjajte sami. Morebitne nepravilnosti naj oceni servis. Naprave ne pazite ali udarjajte, da preprečite okvaro. Po vsakem tretmaju izdelek obrišite z mehko vlažno krpo. Naprave ne umivajte pod vodo in je ne potaplajte. Za čiščenje naprave ne uporabljajte jedkih sredstev. Shranjujte ga na hladnem in suhem mestu.

#### Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)



Materjal:	ABS + silikoon
Laadimisviis:	USB-C laadimine
Laadimisaeg:	umbes 24 tundi
Aku mahutavus:	350 mAh
Pinge:	3,7 V
Väljundvõimsus:	1,2 W

#### Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolevat kasutusjuhendit läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

#### Seadme kirjeldus (lehekülg 2-f1):

Sisse/välja lüüti (1) Elastne riba klamber (2) USB-pesa (3)

#### Valgustundlikkuse test:

Enne seadme esmakordset kasutamist kontrollige, kas olete valguse suhtes allergiline: asetage see 3 minutiks käsivarele. Kui nahk muutub punaseks või sügeleb, lõpetage kasutamine ja konsulteerige dermatoloogiga. Puhastage oma nägu alati enne kasutamist, et vältida reaktsioone kosmeetikatoodetele. Kui küpsetate, lõpetage kohe seadme kasutamine.

#### Kuidas kasutada:

1. Puhastage oma nägu ja kuivatage see.
2. Kinnitage ja reguleerige elastne peavõru.
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.
4. Vajutage režiiminuppu, et valida soovitud režiim (valgusteraapia, mikrovibratsioon, valgusteraapia + mikrovibratsioon)
6. Kolme minuti pärast lülitub seade automaatselt välja. Eemaldage mask ja puhastage see
7. Kandke seerum või niisutav kreem kohe peale hooldust

#### Laadimisviis:

Toodet ei tohi laadimise ajal kasutada. (Märkus: seade ei tööta ja nupud ei reageeri laadimise ajal.) Enne esmakordset kasutamist on soovitatav seade täielikult laadida. Ühendage USB-C-kaabel oma seadmega ja seejärel ühendage USB-pistik adapteriga. Kui toide on sisse lülitatud, algab laadimine. Seade on täielikult laetud, kui märgutuli muutub punasest roheliseks. Täielikult laetud seadmega kestab 10 protseduuri umbes 30 minutit.

#### Seadme hooldus ja hooldus:

Hoidke seda toodet kuivas kohas toatemperatuuril ja vältige kokkupuudet tolmuga, otsese päikesevalguse või niiskete tingimustega. Puhastage mask enne ja pärast kasutamist.

#### Ettevaatusabinõud:

Hoidke toode väikelastest ja loomadest eemal, et vältida selle käsitlemist märguajana. Käsitsege toodet kasutamisel ettevaatlikult. See seade on mõeldud koduelektroonikaks ja ei sobi diagnoosimiseks ega raviks. Seda ei tohi kasutada rasedad, raseduseks valmistuvad või rinnaga toitvad naised, valgustundlikud või fotosensibiliseerivaid ravimeid kasutavad inimesed, kellel on geneetiliselt määratud nahahaigused või seisundid, nagu luupus, valgustundlik ekseem või albinism. Ärge kasutage laadimise ajal. Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud. Ärge parandage, võtke lahti ega muutke seadet ise. Talitus peaks hindama kõiki eeskirjade eiramisi. Ärge kukutage seadet maha ega lööge seda rikke vältimiseks. Pärast iga töötlemist pühkige toodet pehme niiske lapiga. Ärge peske seadet vee all ega kastke seda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks söövitavaid aineid. Hoidke seda jahedas ja kuivas kohas.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Medžiaga:	ABS + silikonas
Įkrovimo būdas:	USB-C įkrovimas
Įkrovimo laikas:	maždaug 24 valandas
Baterijos talpa:	350 mAh
Įtampa:	3,7 V
Išėjimo galia:	1,2 W

#### Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

#### Įrenginio aprašas [puslapis 2-f1]:

Įjungimo/išjungimo jungiklis (1) Elastinės juostos užsegimas (2) USB lizdas (3)

#### Šviesos jautrumo testas:

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, patikrinkite, ar nesate alergiškas šviesai: padėkite jį ant dilbio 3 minutėms. Jei oda parausta arba niežti, nutraukite naudojimą ir kreipkitės į dermatologą. Prieš naudodami visada nuvalykite veidą, kad išvengtumėte reakcijos į kosmetiką. Jei kepatė, nedelsdami nustokite naudoti prietaisą.

#### Kaip naudoti:

1. Nuvalykite veidą ir nusausinkite.
2. Pritvirtinkite ir sureguliuokite elastinę galvos juostelę.
3. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį.
4. Paspauskite režimo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą režimą (šviesos terapija, mikrovibracija, šviesos terapija + mikrovibracija)
6. Po trijų minučių prietaisas išsijungs automatiškai. Nuimkite kaukę ir nuvalykite
7. Iš karto po procedūros užtepkite serumą arba drėkinamąjį kremą

#### Įkrovimo būdas:

Įkrovimo metu gaminio naudoti negalima. (Pastaba: įrenginys neveiks, o mygtukai nereaguos įkrovimo metu.) Prieš naudojant pirmą kartą, prietaisą rekomenduojama visiškai įkrauti. Prijunkite USB-C kabelį prie įrenginio, tada prijunkite USB kištuką prie adapterio. Įjungus maitinimą, prasidės įkrovimas. Įrenginys visiškai įkraunamas, kai indikatoriaus lemputė virsta iš raudonos į žalią. Visiškai įkrautas prietaisas veikia maždaug 30 minučių 10 procedūrų.

#### Prietaiso priežiūra ir priežiūra:

Laikykite šį gaminį sausoje vietoje kambario temperatūroje ir venkite dulkių, tiesioginių saulės spindulių ar drėgnų sąlygų. Nuvalykite kaukę prieš ir po naudojimo.

#### Atsargumo priemonės:

Saugokite gaminį nuo mažų vaikų ir gyvūnų, kad nelaikytumėte jo žaislu. Naudodami gaminį elkitės atsargiai. Šis prietaisas sukurtas kaip namų elektronikos gaminys ir netinka diagnozei ar gydymui. Jo neturėtų vartoti nėščios moterys, besiruošiančios nėštumui ar maitinančios krūtimi, žmonės, jautrūs šviesai ar vartojantys fotosensibilizuojančius vaistus, sergantys genetiškai nulemtomis odos ligomis ar tokiomis ligomis kaip vilkligė, šviesai jautri egzema ar albinizmas. Nenaudokite kraunant. Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas. Netaisykite, ardykite ir nekeiskite įrenginio patys. Bet kokius pažeidimus turėtų įvertinti taryba. Nenumeskite ir nematykite prietaiso, kad išvengtumėte gedimo. Po kiekvienos procedūros nuvalykite gaminį minkšta drėgna šluoste. Neplaukite prietaiso po vandeniu ir panardinkite. Prietaisui valyti nenaudokite korozinių medžiagų. Laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje.

#### Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [puslapis 2 - f2]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Materiāls:	ABS + silikons
Uzlādes veids:	USB-C uzlāde
Uzlādes laiks:	aptuveni 24 stundas
Akumulatora ietilpība:	350 mAh
Spriedze:	3,7 V
Izejas jauda:	1,2 W

#### Drošība:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

#### Ierīces apraksts [lapa 2-f1]:

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (1) Elastīgās lentes aizdare (2) USB ligzda (3)

#### Gaismas jutības tests:

Pirms ierīces pirmās lietošanas pārbaudiet, vai jums nav alerģijas pret gaismu: novietojiet to uz apakšdelma uz 3 minūtēm. Ja āda kļūst sarkana vai niezōša, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar dermatologu. Pirms lietošanas vienmēr noīriet seju, lai izvairītos no reakcijas uz kosmētiku. Ja cepat, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

#### Kā izmantot:

1. Noīriet seju un nosusiniet to.

2. Piestipriniet un noregulējiet elastīgo galvas saiti.

3. Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.

4. Nospiediet režīma pogu, lai izvēlētos vēlamo režīmu (gaismas terapija, mikroviibrācija, gaismas terapija + mikroviibrācija)

6. Pēc trim minūtēm ierīce automātiski izslēgsies. Noņemiet masku un noīriet to

7. Uzklājiet serumu vai mitrinošu krēmu uzreiz pēc procedūras

#### Uzlādes metode:

Izstrādājumu nedrīkst lietot uzlādes laikā. (Piezīme: ierīce nedarbosies, un pogas nereaģēs uzlādes laikā.) Pirms pirmās lietošanas ieteicams ierīci pilnībā uzlādēt. Pievienojiet USB-C kabeli savai ierīcei, pēc tam pievienojiet USB spraudni adapterim. Kad strāva ir ieslēgta, sāksies uzlāde. Ierīce ir pilnībā uzlādēta, kad indikators kļūst no sarkanas uz zaļu. Pilnībā uzlādēta ierīce ilgst aptuveni 30 minūtes 10 procedūrām.

#### Ierīces apkope un kopšana:

Uzglabājiet šo produktu sausā vietā istabas temperatūrā un izvairieties no putekļu, tiešas saules gaismas vai mitra iedarbības. Noīriet masku pirms un pēc lietošanas.

#### Piesardzības pasākumi:

Lūdzu, glabājiet produktu prom no maziem bērniem un dzīvniekiem, lai izvairītos no tā, ka tas tiek uzskatīts par rotaļlietu. Lietojot produktu, rīkojieties uzmanīgi. Šī ierīce ir paredzēta kā mājas elektronika un nav piemērota diagnostikai vai ārstēšanai. To nedrīkst lietot grūtnieces, kas gatavojas grūtniecībai vai baro bērnu ar krūti, cilvēki, kas ir jutīgi pret gaismu vai lieto fotosensibilizējošus medikamentus, ar ģenētiski noteiktām ādas slimībām vai tādiem stāvokļiem kā sarkanā vilkēde, gaismjūtīga ekzēma vai albinisms. Nelietot uzlādes laikā. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Nelabojiet, neizjauciet un nepārveidojiet ierīci pats. Jebkuri pārkāpumi ir jānovērtē dienestam. Lai izvairītos no nepareizas darbības, nenometiet to vai nesasietiet to. Pēc katras apstrādes noslaukiet produktu ar mīkstu, mitru drānu. Nemazgājiet ierīci zem ūdens un neiegremdējiet to. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet kodīgus līdzekļus. Uzglabājiet to vēsā, sausā vietā.

#### Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](http://www.youtube.com/beautiflyeu)

Anyag:	ABS + szilikon
Töltési mód:	USB-C töltés
Töltési idő:	körülbelül 24 óra
Akkumulátor-kapacitás:	350 mAh
Feszültség:	3,7V
Kimeneti teljesítmény:	1,2 W

#### Biztonság:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

#### Eszköz leírása [2-f1 oldal]:

Be/ki kapcsoló (1) Rugalmas szalagkapocs (2) USB aljzat (3)

#### Fényérzékenységi teszt:

A készülék első használata előtt ellenőrizze, hogy nem allergiás-e a fényre: helyezze az alkarjára 3 percre. Ha a bőr kipirosodik vagy viszket, hagyja abba a használatát, és forduljon bőrgyógyászhoz. Használat előtt mindig tisztítsa meg arcát, hogy elkerülje a kozmetikai reakciókat. Ha sötét, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

#### Hogyan kell használni:

1. Tisztítsa meg az arcát és szárítsa meg.
2. Rögzítse és állítsa be a rugalmas fejpántot.
3. Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.
4. Nyomja meg a mód gombot a kívánt mód kiválasztásához (fényterápia, mikrovibráció, fényterápia + mikrovibráció)
6. Három perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol. Távolítsa el a maszkot és tisztítsa meg
7. A kezelés után azonnal vigyen fel szérumot vagy hidratáló krémet

#### Töltési mód:

A terméket töltés közben nem szabad használni. (Megjegyzés: Az eszköz nem működik, és a gombok nem reagálnak töltés közben.) Az első használat előtt ajánlott teljesen feltölteni a készüléket. Csatlakoztassa az USB-C kábelt az eszközhoz, majd csatlakoztassa az USB-dugót az adapterhez. A tápfeszültség bekapcsolásakor a töltés elindul. A készülék teljesen feltöltődik, amikor a jelzőfény pirosról zöldre vált. Egy teljesen feltöltött készülék körülbelül 30 percig bírja a kezelést.

#### A készülék karbantartása és gondozása:

Tárolja ezt a terméket száraz helyen, szobahőmérsékleten, és ne tegye ki pomak, közvetlen napfénynek vagy nedves körülményeknek. Használat előtt és után tisztítsa meg a maszkot.

#### Övintézkedések:

Kérjük, tartsa távol a terméket kisgyermekektől és állatoktól, nehogy játékként kezelje. Használat közben óvatosan kezelje a terméket. Ezt az eszközt otthoni elektronikai terméknek tervezték, és nem alkalmas diagnózisra vagy kezelésre. Nem használhatják terhes nők, várandósságra vagy szoptatásra készülő nők, fényérzékenyek vagy fényérzékenyítő gyógyszereket szedők, genetikailag meghatározott bőrbetegségben vagy olyan állapotban, mint lupus, fényérzékeny ekcéma vagy albinizmus. Ne használja töltés közben. Ne használja a készüléket, ha az sérült. Ne javítsa, szerelje szét vagy módosítsa saját maga a készüléket. Az esetleges szabálytalanságokat a szolgálatnak értékelnie kell. A meghibásodás elkerülése érdekében ne ejtse le vagy üsse meg a készüléket. Minden kezelés után törölje le a terméket puha, nedves ruhával. Ne mossa víz alatt a készüléket, és ne merítse víz alá. Ne használjon maró hatású szereket a készülék tisztításához. Tárolja hűvös, száraz helyen.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Material:	ABS + silicon
Mod de încărcare:	Încărcare USB-C
Timp de incarcare:	aproximativ 24 de ore
Capacitatea bateriei:	350 mAh
Tensiune:	3,7 V
Putere de iesire:	1,2 W

#### Securitate:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

#### Descrierea dispozitivului [pagina 2-f1]:

Comutator pornit/oprit (1) Închizător cu bandă elastică (2) Mufa USB (3)

#### Test de sensibilitate la lumină:

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, verificați dacă sunteți alergic la lumină: puneți-l pe antebraț timp de 3 minute. Dacă pielea devine roșie sau mâncărime, opriți utilizarea și consultați un dermatolog. Curățați-vă întotdeauna fața înainte de utilizare pentru a evita reacțiile la produsele cosmetice. Dacă coaceți, opriți imediat utilizarea aparatului.

#### Cum se utilizează:

1. Curățați-vă fața și uscați-o.
2. Fixați și reglați bentița elastică pentru cap.
3. Apăsăți butonul de pornire pentru a porni dispozitivul.
4. Apăsăți butonul de mod pentru a selecta modul dorit (terapie cu lumină, micro vibrații, terapie cu lumină + micro vibrații)
6. După trei minute, dispozitivul se va opri automat. Scoateți masca și curățați-o
7. Aplicați un ser sau o cremă hidratantă imediat după tratament

#### Metoda de incarcare:

Produsul nu trebuie utilizat în timpul încărcării. (Notă: dispozitivul nu va funcționa și butoanele nu vor răspunde în timpul încărcării.) Se recomandă încărcarea completă a dispozitivului înainte de prima utilizare. Conectați cablul USB-C la dispozitiv, apoi conectați mufa USB la adaptor. Când alimentarea este pomită, încărcarea va începe. Dispozitivul este complet încărcat când indicatorul luminos trece de la roșu la verde. Un dispozitiv complet încărcat durează aproximativ 30 de minute pentru 10 tratamente.

#### Întreținerea și îngrijirea dispozitivului:

Depozitați acest produs într-un loc uscat la temperatura camerei și evitați expunerea la praf, lumina directă a soarelui sau condiții umede. Curățați masca înainte și după utilizare.

#### Precauții:

Vă rugăm să păstrați produsul departe de copiii mici și animale pentru a evita tratarea lui ca pe o jucărie. Manipulați produsul cu grijă când îl utilizați. Acest dispozitiv este conceput ca un produs electronic de acasă și nu este potrivit pentru diagnostic sau tratament. Nu trebuie utilizat de femeile însărcinate, care se pregătesc pentru sarcină sau care alăptează, persoane sensibile la lumină sau care iau medicamente fotosensibilizante, cu boli ale pielii determinate genetic sau afecțiuni precum lupus, eczeme fotosensibile sau albinism. Nu se utilizează în timpul încărcării. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat. Nu reparați, dezasamblați sau modificați singur dispozitivul. Orice neregulă ar trebui să fie evaluată de către serviciu. Nu scăpați și nu loviți dispozitivul pentru a evita funcționarea defectuoasă. După fiecare tratament, ștergeți produsul cu o cârpă moale umedă. Nu spălați dispozitivul sub apă și nu îl scufundați. Nu utilizați agenți corozivi pentru a curăța dispozitivul. Păstrați-l într-un loc răcoros și uscat.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Материал:	АБС + силикон
Способ зарядки:	USB-C для зарядки
Время зарядки:	примерно 24 часа
Емкость батареи:	350 мАч
Напряжение:	3,7 В
Выходная мощность:	1,2 Вт

#### Безопасность:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

#### Описание устройства [стр. 2-1]:

Переключатель включения/выключения (1) Эластичная застежка (2) Разъем USB (3)

#### Тест на светочувствительность:

Перед первым использованием устройства проверьте, нет ли у вас аллергии на свет: поместите его на предплечье на 3 минуты. Если кожа покраснела или зудит, прекратите использование и обратитесь к дерматологу. Всегда очищайте лицо перед использованием, чтобы избежать реакции на косметику. Если выпекаете, немедленно прекратите использование прибора.

#### Как использовать:

1. Очистите лицо и высушите его.
2. Закрепите и отрегулируйте эластичную повязку на голову.
3. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
4. Нажмите кнопку режима, чтобы выбрать нужный режим (светотерапия, микровибрация, светотерапия + микровибрация).
6. Через три минуты устройство автоматически выключится. Снимите маску и очистите ее.
7. Нанесите сыворотку или увлажняющий крем сразу после процедуры.

#### Способ зарядки:

Продукт не следует использовать во время зарядки. (Примечание: устройство не будет работать, и кнопки не будут реагировать во время зарядки.) Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить устройство. Подключите кабель USB-C к устройству, затем подключите разъем USB к адаптеру. При включении питания начнется зарядка. Устройство полностью заряжено, когда световой индикатор меняет цвет с красного на зеленый. Полностью заряженного устройства хватает примерно на 30 минут на 10 процедур.

#### Обслуживание и уход за устройством:

Храните этот продукт в сухом месте при комнатной температуре, избегайте воздействия пыли, прямых солнечных лучей или влажности. Очистите маску до и после использования.

#### Меры предосторожности:

Пожалуйста, храните изделие в недоступном для маленьких детей и животных месте, чтобы не обращаться с ним как с игрушкой. При использовании обращайтесь с изделием осторожно. Это устройство разработано как бытовое электронное изделие и не подходит для диагностики или лечения. Его не следует использовать беременным женщинам, готовящимся к беременности или кормлению грудью, людям, чувствительным к свету или принимающим фотосенсибилизирующие препараты, с генетически обусловленными кожными заболеваниями или состояниями, такими как волчанка, светочувствительная экзема или альбинизм. Не используйте во время зарядки. Не используйте устройство, если оно повреждено. Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно. Любые нарушения должны быть оценены службой. Не роняйте и не ударяйте устройство во избежание неисправности. После каждой обработки протирайте изделие мягкой влажной тканью. Не мойте устройство под водой и не погружайте его в воду. Не используйте коррозионно-активные вещества для очистки устройства. Храните его в прохладном, сухом месте.

#### Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Materiale:	ABS + silikon
Lademåte:	USB-C lading
Ladetid:	ca. 24 timer
Batterikapasitet:	350 mAh
Spenninger:	3,7V
Utgangseffekt:	1,2 W

#### Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

#### Enhetsbeskrivelse [side 2-f1]:

På/av-bryter (1) Elastisk båndlås (2) USB-kontakt (3)

#### Lysfølsomhetstest:

Før du bruker enheten for første gang, sjekk om du er allergisk mot lys: plasser den på underarmen i 3 minutter. Hvis huden blir rød eller kløende, slutt å bruke og konsulter en hudlege. Rengjør alltid ansiktet før bruk for å unngå reaksjoner på kosmetikk. Hvis du baker, må du slutte å bruke apparatet umiddelbart.

#### Hvordan å bruke:

1. Rens ansiktet og tørk det.
2. Fest og juster det elastiske pannebåndet.
3. Trykk på strømknappen for å slå på enheten.
4. Trykk på modusknappen for å velge ønsket modus (lysterapi, mikrovibrasjon, lysterapi + mikrovibrasjon)
6. Etter tre minutter vil enheten slå seg av automatisk. Fjern masken og rengjør den
7. Påfør et serum eller fuktighetskrem umiddelbart etter behandlingen

#### Lademetode:

Produktet skal ikke brukes under lading. (Merk: Enheten vil ikke fungere, og knappene vil ikke reagere under lading.) Det anbefales å lade enheten helt opp før første gangs bruk. Koble USB-C-kabelen til enheten din, og koble deretter USB-pluggen til adapteren. Når strømmen er slått på, starter ladingen. Enheten er fulladet når indikatorlampen skifter fra rødt til grønt. En fulladet enhet varer ca. 30 minutter for 10 behandlinger.

#### Vedlikehold og stell av enheten:

Oppbevar dette produktet på et tørt sted ved romtemperatur og unngå eksponering for støv, direkte sollys eller fuktige forhold. Rengjør masken før og etter bruk.

#### Forholdsregler:

Hold produktet unna små barn og dyr for å unngå å behandle det som et leketøy. Håndter produktet forsiktig ved bruk. Denne enheten er utformet som et hjemmeelektronikk og er ikke egnet for diagnose eller behandling. Den skal ikke brukes av gravide kvinner, forbereder seg på graviditet eller amming, personer som er følsomme for lys eller tar fotosensibiliserende medisiner, med genetisk betingede hudsykdommer eller tilstander som lupus, lysfølsomt eksem eller albinisme. Må ikke brukes under lading. Ikke bruk enheten hvis den er skadet. Ikke reparer, demonter eller modifier enheten selv. Eventuelle uregelmessigheter bør vurderes av tjenesten. Ikke slipp eller slå enheten for å unngå funksjonsfeil. Etter hver behandling, tørk av produktet med en myk fuktig klut. Ikke vask enheten under vann eller senk den ned. Ikke bruk etsende midler til å rengjøre enheten. Oppbevar den på et kjølig, tørt sted.

#### Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Materiaali:	ABS + silikoni
Lataustapa:	USB-C lataus
Latausaika:	noin 24 tuntia
Akun kapasiteetti:	350 mAh
Jännitys:	3,7V
Lähtöteho:	1,2 W

#### Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

#### Laitteen kuvaus [sivu 2-f1]:

Pääle/pois-kytkin (1) Elastinen nauhalukko (2) USB-liitäntä (3)

#### Valoherkkyydesti:

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, tarkista, oletko allerginen valolle: aseta se kyynärvarrellesi 3 minuutiksi. Jos iho punoittaa tai kutiaa, lopeta käyttö ja ota yhteys ihotautilääkäriin. Puhdista kasvosi aina ennen käyttöä välttääksesi reaktiot kosmetiikkaan. Jos paistat, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

#### Kuinka käyttää:

1. Puhdista kasvosi ja kuivaa ne.
2. Kiinnitä ja säädä joustava sanka.
3. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
4. Valitse haluamasi tila painamalla tilapainiketta (valohoito, mikrovärinä, valohoito + mikrovärinä)
6. Kolmen minuutin kuluttua laite sammuu automaattisesti. Poista maski ja puhdista se
7. Levitä seerumi tai kosteuttava voide välittömästi hoidon jälkeen

#### Lataustapa:

Tuotetta ei saa käyttää latauksen aikana. (Huomaa: laite ei toimi eivätkä painikkeet reagoi latauksen aikana.) On suositeltavaa ladata laite täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Liitä USB-C-kaapeli laitteeseen ja liitä sitten USB-liitin sovittimeen, kun virta kytketään päälle, lataus alkaa. Laite on ladattu täyteen, kun merkkivalo muuttuu punaisesta vihreäksi. Täyteen ladattu laite kestää noin 30 minuuttia 10 hoidosta.

#### Laitteen huolto ja hoito:

Säilytä tätä tuotetta kuivassa paikassa huoneenlämmössä ja vältä altistumista pölylle, suoralle auringonvalolle tai kosteille olosuhteille. Puhdista naamio ennen ja jälkeen käytön.

#### Varotoimenpiteet:

Pidä tuote poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta, jotta sitä ei käsitellä leluina. Käsittele tuotetta varovasti käyttäessäsi. Tämä laite on suunniteltu kodin elektroniikkatuotteeksi, eikä se sovellettu diagnoosiin tai hoitoon. Sitä eivät saa käyttää raskaana olevat naiset, jotka valmistautuvat raskauteen tai imettävät, valolle herkät tai valolle herkistäviä lääkkeitä käyttävät henkilöt, joilla on geneettisesti määrättyjä ihosairauksia tai sairauksia, kuten lupus, valoherkkä ihottuma tai albinismi. Älä käytä latauksen aikana. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Älä korjaa, pura tai muokkaa laitetta itse. Palvelun tulee arvioida mahdolliset väärinkäytökset. Älä pudota tai lyö laitetta toimintahäiriöiden välttämiseksi. Pyyhi tuote jokaisen käsittelyn jälkeen pehmeällä kostealla liinalla. Älä pese laitetta veden alla tai upota sitä. Älä käytä syövyttäviä aineita laitteen puhdistamiseen. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa.

#### Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)



Υλικό:	ABS + σιλίκωνη
Τρόπος φόρτισης:	Φόρτιση USB-C
Χρόνος φόρτισης:	περίπου 24 ώρες
Χωρητικότητα μπαταρίας:	350 mAh
Ένταση:	3,7V
Ισχύς εξόδου:	1,2 W

#### Ασφάλεια:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

#### Περιγραφή συσκευής [σελίδα 2-f1]:

Διακόπτης on/off (1) κούμπωμα ελαστικής ταινίας (2) υποδοχή USB (3)

#### Δοκιμή ευαισθησίας στο φως:

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ελέγξτε εάν είστε αλλεργικοί στο φως: τοποθετήστε την στον ανηβράχιο σας για 3 λεπτά. Εάν το δέρμα γίνει κόκκινο ή φαγούρα, σταματήστε τη χρήση και συμβουλευτείτε έναν δερματολόγο. Πάντα να καθαρίζετε το πρόσωπό σας πριν από τη χρήση για να αποφύγετε αντιδράσεις στα καλλυντικά. Εάν ψήνετε, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

#### Τρόπος χρήσης:

1. Καθαρίστε το πρόσωπό σας και στεγνώστε το.
2. Στερεώστε και προσαρμόστε το ελαστικό κεφαλόδεσμο.
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
4. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία (φωτοθεραπεία, μικροδόνηση, φωτοθεραπεία + μικροδόνηση)
6. Μετά από τρία λεπτά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αφαιρέστε τη μάσκα και καθαρίστε την
7. Απλώστε έναν ορό ή ενυδατική κρέμα αμέσως μετά τη θεραπεία

#### Μέθοδος φόρτισης:

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη φόρτιση. (Σημείωση: Η συσκευή δεν θα λειτουργεί και τα κουμπιά δεν θα ανταποκρίνονται κατά τη φόρτιση.) Συνιστάται η πλήρης φόρτιση της συσκευής πριν από την πρώτη χρήση. Συνδέστε το καλώδιο USB-C στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, συνδέστε το βύσμα USB στον προσαρμογέα. Όταν ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, θα ξεκινήσει η φόρτιση. Η συσκευή φορτίζεται πλήρως όταν η ενδεικτική λυχνία γίνει από κόκκινο σε πράσινο. Μια πλήρως φορτισμένη συσκευή διαρκεί περίπου 30 λεπτά για 10 θεραπείες.

#### Συντήρηση και φροντίδα της συσκευής:

Αποθηκεύστε αυτό το προϊόν σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου και αποφύγετε την έκθεση στη σκόνη, το άμεσο ηλιακό φως ή τις υγρές συνθήκες. Καθαρίστε τη μάσκα πριν και μετά τη χρήση.

#### Προφυλάξεις:

Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά και ζώα για να αποφύγετε να το αντιμετωπίσετε ως παιχνίδι. Χρησιμοποιήστε το προϊόν προσεκτικά κατά τη χρήση. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ως οικιακό ηλεκτρονικό προϊόν και δεν είναι κατάλληλη για διάγνωση ή θεραπεία. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από έγκυες γυναίκες, που προετοιμάζονται για εγκυμοσύνη ή θηλασμό, άτομα ευαίσθητα στο φως ή που λαμβάνουν φωτοευαίσθητοποιητικά φάρμακα, με γενετικά καθορισμένες δερματικές παθήσεις ή παθήσεις όπως ο λύκος, το φωτοευαίσθητο έκζεμα ή ο αλβιζμός. Μην το χρησιμοποιείτε κατά τη φόρτιση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη. Μην επισκευάζετε, αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή. Τυχόν παρατυπίες θα πρέπει να αξιολογούνται από την υπηρεσία. Μην ρίχνετε ή χτυπάτε τη συσκευή για να αποφύγετε δυσλειτουργία. Μετά από κάθε επεξεργασία, σκουπίστε το προϊόν με ένα μαλακό υγρό πανί. Μην πλένετε τη συσκευή κάτω από νερό και μην τη βυθίζετε. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικούς παράγοντες για τον καθαρισμό της συσκευής. Αποθηκεύστε το σε δροσερό, ξηρό μέρος.

#### Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f2]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautiflyeu](http://www.youtube.com/beautiflyeu)

Materijal:	ABS + silikon
Način punjenja:	USB-C punjenje
Vrijeme punjenja:	otprilike 24 sata
Kapacitet baterije:	350 mAh
Napetost:	3,7 V
Izlazna snaga:	1,2 W

#### Sigurnost:

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

#### Opis uređaja [stranica 2-f1]:

Prekidač za uključivanje/isključivanje (1) Kopča s elastičnom trakom (2) USB utičnica (3)

#### Test osjetljivosti na svjetlo:

Prije prve uporabe uređaja provjerite jeste li alergični na svjetlo: stavite ga na podlakticu 3 minute. Ako koža postane crvena ili svrbi, prestanite koristiti i obratite se dermatologu. Prije upotrebe uvijek očistite lice kako biste izbjegli reakcije na kozmetiku. Ako pečete, odmah prestanite koristiti uređaj.

#### Kako koristiti:

1. Očistite lice i osušite ga.
2. Pričvrstite i namjestite elastičnu traku za glavu.
3. Pritisnite tipku za napajanje da biste uključili uređaj.
4. Pritisnite tipku načina rada za odabir željenog načina rada (svjetlosna terapija, mikro vibracija, svjetlosna terapija + mikro vibracija)
6. Nakon tri minute uređaj će se automatski isključiti. Skinite masku i očistite je
7. Odmah nakon tretmana nanesite serum ili hidratantnu kremu

#### Način punjenja:

Proizvod se ne smije koristiti tijekom punjenja. (Napomena: uređaj neće raditi i gumbi neće reagirati tijekom punjenja.) Preporučljivo je potpuno napuniti uređaj prije prve uporabe. Spojite USB-C kabel na svoj uređaj, zatim spojite USB utikač na adapter. Kada se napajanje uključi, počet će punjenje. Uređaj je potpuno napunjen kada svjetlosni indikator promijeni boju iz crvene u zelenu. Potpuno napunjen uređaj traje otprilike 30 minuta za 10 tretmana.

#### Održavanje i njega uređaja:

Čuvajte ovaj proizvod na suhom mjestu na sobnoj temperaturi i izbjegavajte izlaganje prašini, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vlažnim uvjetima. Očistite masku prije i poslije upotrebe.

#### Mjere predostrožnosti:

Držite proizvod podalje od male djece i životinja kako ga ne biste tretirali kao igračku. Prilikom uporabe pažljivo rukujte proizvodom. Ovaj uređaj je dizajniran kao kućni elektronički proizvod i nije prikladan za dijagnostiku ili liječenje. Ne smiju ga koristiti trudnice, pripreme za trudnoću ili dojenje, osobe osjetljive na svjetlo ili koje uzimaju fotosenzitivne lijekove, s genetski uvjetovanim kožnim bolestima ili stanjima kao što su lupus, fotoosjetljivi ekcem ili albinizam. Nemojte koristiti tijekom punjenja. Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen. Nemojte sami popravljati, rastavljati ili modificirati uređaj. Eventualne nepravilnosti treba procijeniti servis. Nemojte ispuštati ili udarati uređaj kako biste izbjegli kvar. Nakon svakog tretmana obrišite proizvod mekom vlažnom krpom. Nemojte prati uređaj pod vodom niti ga uranjati. Nemojte koristiti korozivna sredstva za čišćenje uređaja. Čuvajte ga na hladnom i suhom mjestu.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f2]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Material:	ABS + silikon
Laddningssätt:	USB-C laddning
Laddningstid:	cirka 24 timmar
Batterikapacitet:	350 mAh
Spänning:	3,7V
Uteffekt:	1,2 W

#### Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

#### Enhetsbeskrivning [sida 2-f1]:

På/av-knapp (1) Elastiskt bandlås (2) USB-uttag (3)

#### Ljuskänslighetstest:

Innan du använder enheten för första gången, kontrollera om du är allergisk mot ljus: placera den på din underarm i 3 minuter. Om huden blir röd eller kliar, sluta använda och kontakta en hudläkare. Rengör alltid ansiktet före användning för att undvika reaktioner på kosmetika. Om du bakar ska du omedelbart sluta använda apparaten.

#### Hur man använder:

1. Rengör ansiktet och torka det.
2. Fäst och justera det elastiska pannbandet.
3. Tryck på strömknappen för att slå på enheten.
4. Tryck på lägesknappen för att välja önskat läge (ljusterapi, mikrovibration, ljusterapi + mikrovibration)
6. Efter tre minuter stängs enheten av automatiskt. Ta bort masken och rengör den
7. Applicera ett serum eller fuktkräm direkt efter behandlingen

#### Laddningsmetod:

Produkten ska inte användas under laddning. (Obs: Enheten fungerar inte och knapparna svarar inte under laddning.) Vi rekommenderar att du laddar enheten helt innan den används första gången. Anslut USB-C-kabeln till din enhet och anslut sedan USB-kontakten till adaptorn. När strömmen slås på startar laddningen. Enheten är fulladdad när indikatorlampan övergår från rött till grönt. En fulladdad enhet varar cirka 30 minuter i 10 behandlingar.

#### Underhåll och skötsel av enheten:

Förvara denna produkt på en torr plats i rumstemperatur och undvik exponering för damm, direkt solljus eller fuktiga förhållanden. Rengör masken före och efter användning.

#### Försiktighetsåtgärder:

Håll produkten borta från små barn och djur för att undvika att behandla den som en leksak. Hantera produkten försiktigt vid användning. Denna enhet är utformad som en hemelektronikprodukt och är inte lämplig för diagnos eller behandling. Det bör inte användas av gravida kvinnor, som förbereder sig för graviditet eller amning, personer som är känsliga för ljus eller tar fotosensibiliserande läkemedel, med genetiskt betingade hudsjukdomar eller tillstånd som lupus, ljuskänsligt eksem eller albinism. Använd inte under laddning. Använd inte enheten om den är skadad. Reparera, plocka isär eller modifiera inte enheten själv. Eventuella oegentligheter bör bedömas av tjänsten. Tappa eller slå inte enheten för att undvika felfunktion. Efter varje behandling, torka av produkten med en mjuk fuktig trasa. Tvätta inte enheten under vatten eller sänk den inte ned. Använd inte frätande medel för att rengöra enheten. Förvara den på en sval, torr plats.

#### Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Materiale:	ABS + silikone
Opladningsmåde:	USB-C opladning
Lade tid:	cirka 24 timer
Batterikapacitet:	350 mAh
Spænding:	3,7V
Udgangseffekt:	1,2 W

#### Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

#### Enhedsbeskrivelse [side 2-f1]:

Tænd/sluk-knap (1) Elastikspænde (2) USB-stik (3)

#### Lysfølsomhedstest:

Før du bruger enheden første gang, skal du kontrollere, om du er allergisk over for lys: Placer den på din underarm i 3 minutter. Hvis huden bliver rød eller kløende, skal du stoppe brugen og kontakte en hudlæge. Rengør altid dit ansigt før brug for at undgå reaktioner på kosmetik. Hvis du bager, skal du straks stoppe med at bruge apparatet.

#### Sådan bruger du:

1. Rens dit ansigt og tør det.
2. Fastgør og juster det elastiske pandebånd.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden.
4. Tryk på tilstandsknappen for at vælge den ønskede tilstand (lysterapi, mikrovibration, lysterapi + mikrovibration)
6. Efter tre minutter slukker enheden automatisk. Fjern masken og rengør den
7. Påfør et serum eller en fugtighedscreme umiddelbart efter behandlingen

#### Opladningsmetode:

Produktet bør ikke bruges under opladning. (Bemærk: Enheden fungerer ikke, og knapperne reagerer ikke under opladning.) Det anbefales at oplade enheden helt før første brug. Tilslut USB-C-kablet til din enhed, og tilslut derefter USB-stikket til adapteren. Når strømmen er tændt, starter opladningen. Enheden er fuldt opladet, når indikatorlampen skifter fra rød til grøn. En fuldt opladet enhed holder cirka 30 minutter til 10 behandlinger.

#### Vedligeholdelse og pleje af enheden:

Opbevar dette produkt på et tørt sted ved stuetemperatur og undgå udsættelse for støv, direkte sollys eller fugtige forhold. Rengør masken før og efter brug.

#### Forholdsregler:

Hold venligst produktet væk fra små børn og dyr for at undgå at behandle det som et legetøj. Håndter produktet forsigtigt ved brug. Denne enhed er designet som et elektronisk hjemmeprodukt og er ikke egnet til diagnose eller behandling. Det bør ikke bruges af gravide kvinder, der forbereder sig på graviditet eller ammer, personer, der er følsomme over for lys eller tager fotosensibiliserende lægemidler, med genetisk betingede hudsygdomme eller tilstande såsom lupus, lysfølsomt eksem eller albinisme. Må ikke bruges under opladning. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget. Du må ikke selv reparere, adskille eller modificere enheden. Eventuelle uregelmæssigheder bør vurderes af tjenesten. Tab eller slå ikke enheden for at undgå fejlfunktion. Efter hver behandling tørres produktet af med en blød fugtig klud. Vask ikke enheden under vand eller nedsenk den. Brug ikke ætsende midler til at rengøre enheden. Opbevar det på et køligt, tørt sted.

#### Mere information om virkningen og produkterne [side 2 - f2]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Materiaal:	ABS + siliconen
Oplaadmanier:	Opladen via USB-C
Laadtijd:	ongeveer 24 uur
Batterij capaciteit:	350 mAh
Spanning:	3,7V
Uitgangsvermogen:	1,2 W

#### Beveiliging:

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

#### Apparaatbeschrijving [pagina 2-f1]:

Aan/uit-schakelaar (1) Elastieksluiting (2) USB-aansluiting (3)

#### Lichtgevoeligheidstest:

Controleer voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of u allergisch bent voor licht: plaats het apparaat gedurende 3 minuten op uw onderarm. Als de huid rood wordt of jeukt, stop dan met het gebruik en raadpleeg een dermatoloog. Reinig altijd uw gezicht voor gebruik om reacties op cosmetica te voorkomen. Als u gaat bakken, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.

#### Hoe te gebruiken:

1. Reinig je gezicht en droog het.
2. Maak de elastische hoofdband vast en pas deze aan.
3. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
4. Druk op de modusknop om de gewenste modus te selecteren (lichttherapie, microvibratie, lichttherapie + microvibratie)
6. Na drie minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Verwijder het masker en maak het schoon
7. Breng direct na de behandeling een serum of vochtinbrengende crème aan

#### Opladmethode:

Het product mag niet worden gebruikt tijdens het opladen. (Opmerking: het apparaat werkt niet en de knoppen reageren niet tijdens het opladen.) Het wordt aanbevolen om het apparaat vóór het eerste gebruik volledig op te laden. Sluit de USB-C-kabel aan op uw apparaat en sluit vervolgens de USB-stekker aan op de adapter. Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, begint het opladen. Het apparaat is volledig opgeladen wanneer het indicatielampje van rood naar groen verandert. Een volledig opgeladen apparaat gaat ongeveer 30 minuten mee voor 10 behandelingen.

#### Onderhoud en verzorging van het apparaat:

Bewaar dit product op een droge plaats bij kamertemperatuur en vermijd blootstelling aan stof, direct zonlicht of vochtige omstandigheden. Reinig het masker voor en na gebruik.

#### Voorzorgsmaatregelen:

Houd het product uit de buurt van kleine kinderen en dieren om te voorkomen dat u het als speelgoed behandelt. Ga voorzichtig om met het product tijdens gebruik. Dit apparaat is ontworpen als een elektronisch product voor thuisgebruik en is niet geschikt voor diagnose of behandeling. Het mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen, die zich voorbereiden op zwangerschap of borstvoeding, mensen die gevoelig zijn voor licht of fotosensibiliserende medicijnen gebruiken, met genetisch bepaalde huidziekten of aandoeningen zoals lupus, lichtgevoelig eczeem of albinisme. Niet gebruiken tijdens het opladen. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Repareer, demonteer of wijzig het apparaat niet zelf. Eventuele onregelmatigheden dienen door de dienst beoordeeld te worden. Laat het apparaat niet vallen en sla er niet tegen om defecten te voorkomen. Veeg het product na elke behandeling af met een zachte, vochtige doek. Was het apparaat niet onder water en dompel het niet onder. Gebruik geen bijtende middelen om het apparaat schoon te maken. Bewaar het op een koele, droge plaats.

#### Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f2]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Malzeme:	ABS + silikon
Şarj yolu:	USB-C şarjı
Şarj süresi:	yaklaşık 24 saat
Pil Kapasitesi:	350 mAh
Tansiyon:	3,7V
Çıkış gücü:	1,2W

#### Güvenlik:

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan önerilere uyun.

#### Cihaz açılması [sayfa 2-f1]:

Açma/kapama düğmesi (1) Elastik bant tokası (2) USB soketi (3)

#### Işık duyarlılığı testi:

Cihazı ilk kez kullanmadan önce ışığa alerjiniz olup olmadığını kontrol edin; 3 dakika boyunca ön kolunuza yerleştirin. Cilt kızarıp veya kaşınırsa kullanmayı bırakın ve bir dermatoloğa danışın. Kosmetiklere karşı reaksiyonları önlemek için kullanmadan önce daima yüzünüzü temizleyin. Pişirme durumunda, cihazı kullanmayı derhal bırakın.

#### Nasıl kullanılır:

1. Yüzünüzü temizleyin ve kurulayın.
2. Elastik kafa bandını sabitleyin ve ayarlayın.
3. Cihazı açmak için güç düğmesine basın.
4. İstenilen modu seçmek için mod düğmesine basın (ışık terapisi, mikro titreşim, ışık terapisi + mikro titreşim)
6. Üç dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Maskeyi çıkarın ve temizleyin
7. Tedaviden hemen sonra serum veya nemlendirici krem uygulayın.

#### Şarj yöntemi:

Ürün şarj edilirken kullanılmamalıdır. (Not: Şarj sırasında cihaz çalışmayacak ve tuşlar yanıt vermeyecektir.) İlk kullanımdan önce cihazın tamamen şarj edilmesi tavsiye edilir. USB-C kablosunu cihazınıza bağlayın, ardından USB fişini adaptöre bağlayın. Güç açıldığında şarj işlemi başlayacaktır. Gösterge ışığı kırmızıdan yeşile döndüğünde cihaz tamamen şarj olmuştur. Tamamen şarj edilmiş bir cihaz, 10 tedavi için yaklaşık 30 dakika sürer.

#### Cihazın bakımı ve bakımı:

Bu ürünü oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayın ve toza, doğrudan güneş ışığına veya nemli koşullara maruz kalmaktan kaçının. Maskeyi kullanımdan önce ve sonra temizleyin.

#### Önlemler:

Ürüne oyuncak muamelesi yapmamak için lütfen ürünü küçük çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun. Ürünü kullanırken dikkatli olun. Bu cihaz ev elektroniği ürünü olarak tasarlanmış olup teşhis ve tedaviye uygun değildir. Hamilelik veya emzirmeye hazırlanan hamileler, ışığa karşı hassasiyeti olan veya ışığa duyarlı ilaç kullanan kişiler, genetik olarak belirlenmiş cilt hastalıkları veya lupus, ışığa duyarlı egzama, albinizm gibi rahatsızlıkları olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Hasar görmüşse cihazı kullanmayın. Cihazı kendiniz tamir etmeyin, parçalarına ayırmayın veya değişiklik yapmayın. Herhangi bir usulsüzlük servis tarafından değerlendirilmelidir. Arzayı önlemek için cihazı düşürmeyin veya çarpmayın. Her tedaviden sonra ürünü yumuşak, nemli bir bezle silin. Cihazı su altında yıkamayın veya suya batırmayın. Cihazı temizlemek için aşındırıcı maddeler kullanmayın. Serin ve kuru bir yerde saklayın.

#### Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f2]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Материал:	ABS + силикон
Начин на зареждане:	USB-C зареждане
Време за зареждане:	приблизително 24 часа
Капацитет на батерията:	350 mAh
напрежение:	3,7 V
Изходяща мощност:	1,2 W

#### Сигурност:

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

#### Описание на устройството [страница 2-f1]:

Ключ за включване/изключване (1) Закопчалка с еластична лента (2) USB гнездо (3)

#### Тест за светлочувствителност:

Преди да използвате устройството за първи път, проверете дали не сте алергични към светлина: поставете го върху предмишницата си за 3 минути. Ако кожата се зачерви или сърби, спрете употребата и се консултирайте с дерматолог. Винаги почиствайте лицето си преди употреба, за да избегнете реакции към козметиката. Ако печете, незабавно спрете да използвате уреда.

#### Как да използвам:

1. Почистете лицето си и го подсушете.
2. Затегнете и регулирайте еластичната лента за глава.
3. Натиснете бутона за захранване, за да включите устройството.
4. Натиснете бутона за режим, за да изберете желанния режим (светлинна терапия, микровибрация, светлинна терапия + микровибрация)
6. След три минути устройството ще се изключи автоматично. Махнете маската и я почистете
7. Нанесете серум или хидратиращ крем веднага след процедурата

#### Метод на зареждане:

Продуктът не трябва да се използва по време на зареждане. (Забележка: Устройството няма да работи и бутоните няма да реагират по време на зареждане.) Препоръчително е да заредите напълно устройството преди първа употреба. Свържете USB-C кабела към вашето устройство, след което свържете USB щепсела към адаптера. Когато захранването се включи, зареждането ще започне. Устройството е напълно заредено, когато светлинният индикатор премине от червено в зелено. Напълно заредено устройство издържа приблизително 30 минути за 10 процедури.

#### Поддръжка и грижи за устройството:

Съхранявайте този продукт на сухо място при стайна температура и избягвайте излагане на прах, пряка слънчева светлина или влажни условия. Почистете маската преди и след употреба.

#### Предпазни мерки:

Моля, дръжте продукта далеч от малки деца и животни, за да избегнете третирането му като играчка. Работете внимателно с продукта, когато го използвате. Това устройство е проектирано като домашен електронен продукт и не е подходящо за диагностика или лечение. Не трябва да се използва от бременни жени, подготвящи се за бременност или кърмене, хора, чувствителни към светлина или приемащи фотосенсибилизиращи лекарства, с генетично обусловени кожни заболявания или състояния като лупус, фоточувствителна екзема или албинизъм. Не използвайте по време на зареждане. Не използвайте устройството, ако е повредено. Не ремонтирайте, разглобявайте или модифицирайте устройството сами. Всякакви нередности трябва да бъдат оценени от сервиза. Не изпускайте и не удряйте устройството, за да избегнете повреда. След всяко третиране изберете продукта с мека влажна кърпа. Не мийте устройството под вода и не го потапяйте. Не използвайте корозивни агенти за почистване на устройството. Съхранявайте го на хладно и сухо място.

#### Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f2]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

نوكله لیس + سا یب هی  
 USB-C ن جش  
 ةعلس 24 یلوا ح  
 ریبم یللم 350  
 تلوف 3.7  
 طوا 1.2

تکام:  
 ن جشلا قیروط  
 ن جشلا تئو  
 قیروطلا فرق  
 بزئتوت  
 ققاطلا جئنا

قیراح  
 ذاهجلا مداخلتسا ندع هیف کوروا تاییصوتلا عبتاوا انه مدختسما لیلد ارقا ، جئنا مداخلتسا لبق

(2-f1) ءحفص [ زاهجلا فئو  
 (3) USB سبقم (2) یظلم طیرش کبشم (1) فئو یالای غثت حاتفم

موضلا هیس اسح رابئنا  
 اذا قی اقد 3 کمل لئدع اس یلع ءحفص : موضلا قیس اسح کئیل نك اذا اهم قوق حت ، قرم لوا زاهجلا مداخلتسا لبق  
 کئیا د قی . قئیل جلا ضرارملا ببیطرش سوا مداخلتسا ناع فوقوت ، کئیل کبسم ی وارمنا نل جلا حبصا  
 فوقوت بزب خلا قیاح یف . لیم جئنا تاراض حئسم عم تال عفتلا بین جئنا مداخلتسا لبق کئو فیظن تب  
 دو قلا یلع زاهجلا مداخلتسا ناع

لم عئست فئک

هیف ج لئو ی فظن .1

قزمل سارلا قباصع طنبضو طبرب قی .2

ذاهجلا لی غثت ققاطلا رز یلع طغضا .3

موضلاب جال غلا ، ییز جلا زازئمالا ، موضلاب جال غلا) بولطلا عضولا دئدحتل عضولا رز یلع طغضا .4  
 (ییز جلا زازئمالا +

هفیظن تئو عنقلا قازاب قی . کئیا قوت زاهجلا لی غثت فئو جئس قی اقد ثلاث دعب .6

جال غلا دعب قزاسم بطرم مئرک وا موریس ی حض .7

ن جشلا قیروط

(ن جشلا ءانشا رز زالا ببی جئسرت نلو زاهجلا لم ی نل : قظح لم) ن جشلا ءانشا جئنا مداخلتسا ی غبئی ال  
 قی دت طئزاهجب USB-C لئک لئو صوتب قی لموا مداخلتسا لبق لئکلاب زاهجلا ن جش ی صوی  
 لئدع لئکلاب زاهجلا ن جش جئس ن جشلا کبسم ، ققاطلا لی غثت ندع . لو حلاب USB سباق لی صوتب  
 کمل کبیر قی قی اقد 30 کمل لئکلاب نو جشلا زاهجلا ربتسری . رض خالا یلارمنا نم رتو جلا عوض لوحتی  
 جال عئسمل ج 10

هب : قی ان علوا زاهجلا قیایص

سبشلا ءعشا واراب غل ضرر عتلا بین جئو ضرر غلا قزاح ءچرد یف فاج ناکم یف جئنا انه نئز ختب قی  
 مداخلتسا دعبو لبق عنقلا فیظنت . بظرلا فورظلا واراشابملا

بتاطای ج

عم لئاعت . تب علك متلام عم بین جئنا تناوی جلا وارغصلا لاقطالا لوانتم ندع کئی ع جئنا ءاقبلا ی جری  
 بسن ان مریغ وه یلزم یزورتئلا جئنا زاهجلا انه هیصت بت . مداخلتسا ندع قی ان ع جئنا  
 وال مئلل ندع تسری یئاللا وال لم اوجلا ءانزلا لبق نم مداخلتسا ی غبئی ال . جال غلا و صری خئلل  
 قیس اسح قیودا نولوانتیی نئلا و موضلا قیس اسح نم نوناعی نئلا صاخئالا و ، قی عی بظلا ءعضولا  
 قیس اسحلا امیزکالا و ، قی نئلا ضررم لئم کئیا رو کئدجم کئیل ج تلاح و ضرارمب نی باصرملا و ، موضلا  
 قی دعت و اظنی کففت و زاهجلا جال صریب قی ال . هئکت قیاح یف زاهجلا مداخلتسا ال قعلا و ، موضلا  
 لئدع شوخ بین جئنا بیروضت و اطقسرت ال . هئدخلا لبق نم تاقبل عم یا مئ قی غبئی ال . کس فئب  
 مداخلتسا ال . برم عت و اعلما تحت زاهجلا لئس عت ال . قمع ان قلمب شابق ءعقوب جئنا جملا ءهلا عم لئک دعب  
 فاجو دراب ناکم یف نئز ختب قی . ذاهجلا فیظنت لئکئلا لموع

(2-f2) ءحفص [ تاجئن طوا قئرشلا لو حئامل علما نم دئزم

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu





**[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:** Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe

obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m<sup>2</sup> poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

**[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment:** Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators cannot be mixed with other waste. This is indicated by the crossed out bin symbol on the product packaging. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage may result in damage to health or environmental pollution. Proper household handling of waste electrical and electronic equipment and batteries and accumulators positively contributes to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators can be returned to local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the equipment sold. When delivering equipment intended for households to the buyer, the distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the place of delivery of the equipment, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the delivered equipment. A distributor running a retail unit with a sales area within the meaning of Art. 2 point 19 of the Act of March 27, 2003 on spatial planning and development of at least 400 m<sup>2</sup> devoted to the sale of equipment intended for households, is obliged to accept waste equipment from households free of charge in this unit or in its immediate vicinity, none of the external dimensions exceeds 25 cm, without the need to purchase new household equipment. The product was introduced to the market on August 13, 2005



**[PL] Skrócona deklaracja zgodności:** Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt SereneEye PRO jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym [www.beautifly.eu/deklaracje](http://www.beautifly.eu/deklaracje)

**[EN] Summary declaration of conformity:** The manufacturer declares, under its sole responsibility, that the SereneEye PRO product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Directive Commission delegated act (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of substances subject to restriction and Directive (EU) 2017/2102 of the European Parliament and of the Council of November 15, 2017 amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The full content of the declaration of conformity is available at [www.beautifly.eu/deklaracje](http://www.beautifly.eu/deklaracje)

Model: SereneEye PRO

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Wyprodukowano w Chinach