

BEAUTIFLY

SkinPure Therapy

PRO


series

Panelowe światło
terapeutyczne LED
Panel Led Therapy Light

Instrukcja obsługi
User manual



f1



f2



Materiał:	Aluminium
Żywotność:	50000hrs
Waga urządzenia:	0.85KG±0.2
Wymiary:	265x160x20mm
Długość fali:	660nm:850nm=1:1
Moc wyjściowa:	200 W

Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis panelu sterowania [strona 2-f1]:

1. Przycisk wyboru trybów oświetlenia: naciśnij 1,2,3 razy, aby wybrać światło czerwone + światło podczerwone, światło czerwone i światło podczerwone. Na wyświetlaczu pojawia się „R I”, „R” „I”. Następnie naciśnij 4 razy, aby zamknąć wszystkie światła, na wyświetlaczu pojawi się komunikat WYŁ. i tak dalej.
2. Przycisk funkcji timera: naciśnij 1,2,3,4 razy dla 5,10,15,20,25,30 minut. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „ON”, funkcja timera nie zostanie uruchomiona.
3. Przycisk funkcji impulsu: Naciśnij 1,2,3 razy dla 10 Hz, 20 Hz, 40 Hz. Wyświetlacz pokaże „10”, „20”, „40”. Następnie naciśnij 4 razy, aby zamknąć funkcję impulsową, na wyświetlaczu pojawi się „on”.
4. Przycisk funkcji ściemniania: domyślnie ustawiona jest jasność 100%: Naciśnij 1,2,3,4 razy, aby uzyskać jasność 25%, 50%, 75% 100%, wyświetlacz pokaże „25”, „50”, „75”, „100”.
5. Wskaźnik czerwonego światła podczas pracy.
6. Cyfrowy wyświetlacz pokazujący czas pomiaru i pozostały czas.
7. Wskaźnik światła podczerwonego podczas pracy.

Test wrażliwości na światło:

Przed pierwszym użyciem urządzenia sprawdź, czy nie jesteś uczulony na światło: Przyłóż wierzch dłoni do urządzenia na 3 minuty. Jeśli skóra zaczerwieni się lub zacznie swędzieć, przestań używać i skonsultuj się z dermatologiem. Zawsze czyść twarz przed użyciem, by uniknąć reakcji na kosmetyki. W przypadku pieczenia, od razu przerwij używanie urządzenia.

Terapia światłem LED

Terapia światłem czerwonym i bliską podczerwień, znana również jako fotobiomodulacja (PBM), polega na wykorzystaniu określonych długości fal naturalnego światła w połowie 600 i połowie 800 nanometrów w celu poprawy zdrowia i funkcjonowania naszych komórek bez szkodliwych promieni UV, nadmiaru ciepła lub negatywnie skutki. Terapia światłem jest jedną z najwcześniejszej zarejestrowanych metod leczenia. Terapię słoneczną po raz pierwszy zastosowali Egipcjanie, a formy terapii światłem praktykowali także starożytni Grecy, Chińczycy i Hindusi. Nie ma wątpliwości, że światło wywiera działanie biologiczne: w rzeczywistości organizm potrzebuje światła, aby być zdrowym.

Zalety terapii świetlnej

1. Stymuluj wzrost włosów:
Terapia światłem LED stymuluje fazy wzrostu włosów, przeciwdziałającłysieniu u mężczyzn i kobiet.
2. Popraw zdrowie skóry:
Terapia LED zwiększa produkcję kolagenu i naprawę tkanek, poprawiając gojenie się ran, wygląd skóry i redukując zmarszczki.
3. Popraw krążenie:
Światło NIR poprawia krążenie, redukując stan zapalny i łagodząc objawy bólowe w stawach i mięśniach.
4. Skróć czas regeneracji:
NIR przyspiesza regenerację, zmniejszając stan zapalny i ból, co wspomaga szybsze odzyskiwanie po urazach i chorobach.
5. Zmniejszenie stanu zapalnego:
Światło bliskiej podczerwień (NIR) obniża poziom markerów stanu zapalnego, łagodząc ból i objawy chorób autoimmunologicznych oraz urazów.

6. Promuj zdrowe funkcje komórkowe:

Terapia światłem LED stymuluje produkcję kolagenu, wzmacniając włosy, skórę i tkankę łączną.

7. Zwiększenie płodności:

Światło LED może zwiększyć produkcję testosteronu i poprawić płodność, wpływając pozytywnie na funkcje reprodukcyjne.

8. Zmniejszenie bólu:

Terapia światłem NIR efektywnie redukuje ból neuropatyczny i ogólny dyskomfort, poprawiając jakość życia.

Konserwacja i pielęgnacja urządzenia:

Przechowuj ten produkt w suchym miejscu o pokojowej temperaturze i unikaj ekspozycji na kurz, bezpośrednie światło słoneczne lub wilgotne warunki. Przed i po użyciu czyść maskę.

Środki ostrożności:

Prosimy trzymać produkt z dala od małych dzieci oraz zwierząt, aby uniknąć traktowania go jako zabawki. Obsługuj produkt ostrożnie podczas używania. To urządzenie jest zaprojektowane jako domowy produkt elektroniczny i nie nadaje się do diagnozy i leczenia. Nie powinny go używać kobiety w ciąży, przygotowujące się do ciąży lub karmiące piersią, osoby wrażliwe na światło lub przyjmujące leki fotosensybilizujące, z genetycznie uwarunkowanymi chorobami skóry lub schorzeniami takimi jak toczень, fotowrażliwa egzema, lub albinizm. Nie używaj podczas ładowania. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia na własną rękę. Wszelkie nieprawidłowości powinny być ocenione przez serwis. Nie upuszczaj ani nie uderzaj urządzeniem, aby uniknąć jego nieprawidłowego działania. Po zakończeniu każdego zabiegu należy wytrzeć produkt miękką wilgotną szmatką. Nie myj urządzenia pod wodą ani nie zanurzaj go. Nie używaj środków żrących do czyszczenia urządzenia. Przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Material:	Aluminum
Service life:	50000hrs
Device weight:	0.85KG±0.2
Dimensions:	265x160x20mm
Wavelength:	660nm:850nm=1:1
Output power:	200 W

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Control panel description [page 2-f1]:

1. Lighting mode selection button: press 1,2,3 times to select red light + infrared light, red light and infrared light. "R I", "R" "I" appears on the display. Then press 4 times to close all lights, the display will show OFF. and so on.
2. Timer function button: press 1,2,3,4 times for 5,10,15,20,25,30 minutes. When "ON" appears on the display, the timer function will not start.
3. Pulse function button: Press 1,2,3 times for 10Hz, 20Hz, 40Hz. The display will show "10", "20", "40". Then press 4 times to close the pulse function, the display will show "on".
4. Dimmer function button: default brightness is 100%: Press 1,2,3,4 times to get brightness 25%, 50%, 75% 100%, the display will show "25", "50", "75", "100".
5. Red light indicator during operation.
6. Digital display showing measurement time and remaining time.
7. Infrared light indicator during operation.

Light sensitivity test:

Before using the device for the first time, check whether you are allergic to light: Place the back of your hand against the device for 3 minutes. If skin becomes red or itchy, stop use and consult a dermatologist. Always clean your face before use to avoid reactions to cosmetics. If baking, stop using the appliance immediately.

LED light therapy

Red and near-infrared light therapy, also known as photobiomodulation (PBM), involves the use of specific wavelengths of natural light in the mid-600 and mid-800 nanometers to improve the health and function of our cells without harmful UV rays, excess heat, or negative effects. Light therapy is one of the earliest registered treatments. Solar therapy was first used by the Egyptians, and forms of light therapy were also practiced by the ancient Greeks, Chinese and Indians. There is no doubt that light has biological effects: in fact, the body needs light to be healthy.

Advantages of light therapy

1. Stimulate hair growth:
LED light therapy stimulates hair growth phases, preventing baldness in men and women.
2. Improve skin health:
LED therapy increases collagen production and tissue repair, improving wound healing, skin appearance and reducing wrinkles.
3. Improve circulation:
NIR light improves circulation, reducing inflammation and relieving pain symptoms in joints and muscles.
4. Reduce recovery time:
NIR accelerates recovery by reducing inflammation and pain, which promotes faster recovery from injuries and illnesses.
5. Reduce Inflammation:
Near infrared (NIR) light lowers inflammatory markers, relieving pain and symptoms of autoimmune diseases and injuries.
6. Promote Healthy Cellular Function:
LED light therapy stimulates collagen production, strengthening hair, skin and connective tissue.

7. Increase Fertility:

LED light can increase testosterone production and improve fertility, positively affecting reproductive function.

8. Pain Reduction:

NIR light therapy effectively reduces neuropathic pain and general discomfort, improving quality of life.

Maintenance and care of the device:

Store this product in a dry place at room temperature and avoid exposure to dust, direct sunlight or humid conditions. Clean the mask before and after use.

Precautions:

Please keep the product away from small children and animals to avoid treating it as a toy. Handle the product carefully when using. This device is designed as a home electronic product and is not suitable for diagnosis or treatment. It should not be used by pregnant women, preparing for pregnancy or breastfeeding, people sensitive to light or taking photosensitizing drugs, with genetically determined skin diseases or conditions such as lupus, photosensitive eczema, or albinism. Do not use while charging. Do not use the device if it is damaged. Do not repair, disassemble or modify the device yourself. Any irregularities should be assessed by the service. Do not drop or hit the device to avoid malfunction. After each treatment, wipe the product with a soft damp cloth. Do not wash the device under water or submerge it. Do not use corrosive agents to clean the device. Store it in a cool, dry place.

More information about the company and products [page 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Material:	Aluminium
Lebensdauer:	50000 Stunden
Gerätengewicht:	0,85 kg ± 0,2
Maße:	265x160x20mm
Wellenlänge:	660 nm:850 nm = 1:1
Angangleistung:	200 W

Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Beschreibung des Bedienfelds [Seite 2-f1]:

1. **Auswahl**taste für den **Beleuchtungsmodus**: Drücken Sie 1,2,3 Mal, um **Rotlicht + Infrarotlicht**, **Rotlicht** und **Infrarotlicht** auszuwählen. Im Display erscheint „R I“, „R“ „I“. Drücken Sie dann **viermal**, um **alle** Lichter auszuschalten. Auf dem Display wird „OFF“ angezeigt, und so weiter.
2. **Timer-Funktion**taste: 1,2,3,4 Mal für 5,10,15,20,25,30 Minuten drücken. Wenn „ON“ auf dem Display erscheint, startet die Timer-Funktion nicht.
3. **Pulsfunktion**taste: 1,2,3 Mal drücken für 10 Hz, 20 Hz, 40 Hz. Das Display zeigt „10“, „20“, „40“. Drücken Sie dann 4 Mal, um die Pulsfunktion zu schließen. Auf dem Display wird „on“ angezeigt.
4. **Dimmer-Funktion**taste: Standard**helligkeit** ist 100 %: Drücken Sie 1, 2, 3, 4 Mal, um die Helligkeit 25 %, 50 %, 75 % 100 % zu erhalten, das Display zeigt „25“, „50“, „75“ an, „100“.
5. **Rote Leuchtanzeige** während des Betriebs.
6. **Digitalanzeige** mit Anzeige der Messzeit und der verbleibenden Zeit.
7. **Infrarot-Lichtanzeige** während des Betriebs.

Lichtempfindlichkeitstest:

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, prüfen Sie, ob Sie eine **Lichtallergie** haben: Legen Sie Ihren **Handrücken** 3 Minuten lang gegen das Gerät. Wenn die Haut rot wird oder juckt, brechen Sie die Anwendung ab und **konsultieren** Sie einen **Dermatologen**. Reinigen Sie vor der Anwendung immer Ihr Gesicht, um Reaktionen auf Kosmetika zu vermeiden. Wenn Sie backen, **stellen** Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

LED-Lichttherapie

Bei der **Rot- und Nahinfrarotlichttherapie**, auch **Photobiomodulation (PBM)** genannt, werden bestimmte **Wellenlängen** des natürlichen Lichts im mittleren 600- und 800-Nanometer-Bereich eingesetzt, um die **Gesundheit und Funktion** unserer **Zellen** ohne **schädliche UV-Strahlen** zu verbessern **Hitze** oder **negative Auswirkungen**. Die **Lichttherapie** ist eine der **frühesten registrierten Behandlungen**. Die **Solartherapie** wurde **erstmalig** von den **Ägyptern** angewendet, **Formen** der **Lichttherapie** wurden auch von den **alten Griechen, Chinesen und Indern** praktiziert. Es besteht kein Zweifel daran, dass **Licht biologische Wirkungen** hat: **Tatsächlich** braucht der Körper **Licht**, um **gesund** zu sein.

Vorteile der Lichttherapie

1. **Stimulieren** Sie das **Haarwachstum**: Die **LED-Lichttherapie** **stimuliert** die **Haarwachstumsphasen** und **beugt** so **Haarausfall** bei **Männern** und **Frauen** vor.
2. **Verbessern** Sie die **Hautgesundheit**: Die **LED-Therapie** **steigert** die **Kollagenproduktion** und die **Gewebereparatur**, **verbessert** die **Wundheilung**, das **Hautbild** und **reduziert** **Falten**.
3. **Durchblutung** verbessern: **NIR-Licht** **verbessert** die **Durchblutung**, **reduziert** **Entzündungen** und **lindert** **Schmerzsymptome** in **Gelenken** und **Muskeln**.
4. **Reduzieren** Sie die **Wiederherstellungszeit**: **NIR** **beschleunigt** die **Genesung**, indem es **Entzündungen** und **Schmerzen** **reduziert**, was eine **schnellere Genesung** nach **Verletzungen** und **Krankheiten** **fördert**.
5. **Entzündungen** **reduzieren**: **Nahinfrarotlicht (NIR)** **senkt** **Entzündungsmarker** und **lindert** **Schmerzen** und **Symptome**

von Autoimmunerkrankungen und Verletzungen.

6. Fördern Sie eine gesunde Zellfunktion:

Die LED-Lichttherapie regt die Kollagenproduktion an und stärkt so Haare, Haut und Bindegewebe.

7. Fruchtbarkeit steigern:

LED-Licht kann die Testosteronproduktion steigern und die Fruchtbarkeit verbessern, was sich positiv auf die Fortpflanzungsfunktion auswirkt.

8. Schmerzreduktion:

Die NIR-Lichttherapie reduziert wirksam neuropathische Schmerzen und allgemeine Beschwerden und verbessert so die Lebensqualität.

Wartung und Pflege des Gerätes:

Lagern Sie dieses Produkt an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur und vermeiden Sie die Einwirkung von Staub, direkter Sonneneinstrahlung oder feuchten Bedingungen. Reinigen Sie die Maske vor und nach dem Gebrauch.

Vorsichtsmaßnahmen:

Bitte halten Sie das Produkt von kleinen Kindern und Tieren fern, um es nicht als Spielzeug zu behandeln. Gehen Sie bei der Verwendung vorsichtig mit dem Produkt um. Dieses Gerät ist als Heimelektronikprodukt konzipiert und eignet sich nicht für Diagnose oder Behandlung. Es sollte nicht von schwangeren Frauen, bei der Vorbereitung auf eine Schwangerschaft oder in der Stillzeit, von Personen, die empfindlich auf Licht reagieren oder fotosensibilisierende Medikamente einnehmen, mit genetisch bedingten Hautkrankheiten oder Erkrankungen wie Lupus, lichtempfindlichem Ekzem oder Albinismus verwendet werden. Nicht während des Ladevorgangs verwenden. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Reparieren, zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst. Eventuelle Unregelmäßigkeiten sollten vom Dienst beurteilt werden. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schlagen Sie es nicht, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Wischen Sie das Produkt nach jeder Behandlung mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Waschen Sie das Gerät nicht unter Wasser und tauchen Sie es nicht ein. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine ätzenden Mittel. Bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Matériel:	Aluminium
Durée de vie:	50 000 heures
Poids de l'appareil :	0,85 kg ± 0,2
Dimensions:	265x160x20mm
Longueur d'onde :	660nm:850nm=1:1
Puissance de sortie:	200 W

Sécurité:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Description du panneau de commande [page 2-f1] :

1. Bouton de sélection du mode d'éclairage : appuyez 1,2,3 fois pour sélectionner la lumière rouge + la lumière infrarouge, la lumière rouge et la lumière infrarouge. "R I", "R" "I" apparaît sur l'écran. Appuyez ensuite 4 fois pour fermer toutes les lumières, l'écran affichera OFF. et ainsi de suite.
2. Bouton de fonction minuterie : appuyez 1,2,3,4 fois pendant 5,10,15,20,25,30 minutes. Lorsque « ON » apparaît sur l'écran, la fonction minuterie ne démarre pas.
3. Bouton de fonction Pulse : Appuyez 1,2,3 fois pour 10 Hz, 20 Hz, 40 Hz. L'écran affichera "10", "20", "40". Appuyez ensuite 4 fois pour fermer la fonction impulsion, l'écran affichera « on ».
4. Bouton de fonction variateur : la luminosité par défaut est de 100 % : appuyez 1,2,3,4 fois pour obtenir une luminosité de 25 %, 50 %, 75 % 100 %, l'écran affichera « 25 », « 50 », « 75 », « 100 ».
5. Indicateur lumineux rouge pendant le fonctionnement.
6. Affichage numérique indiquant le temps de mesure et le temps restant.
7. Indicateur lumineux infrarouge pendant le fonctionnement.

Test de sensibilité à la lumière :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vérifiez si vous êtes allergique à la lumière : Placez le dos de votre main contre l'appareil pendant 3 minutes. Si la peau devient rouge ou démange, arrêtez l'utilisation et consultez un dermatologue. Nettoyez toujours votre visage avant utilisation pour éviter les réactions aux produits cosmétiques. Si vous faites de la pâtisserie, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Thérapie par la lumière LED

La thérapie par la lumière rouge et proche infrarouge, également connue sous le nom de photobiomodulation (PBM), implique l'utilisation de longueurs d'onde spécifiques de lumière naturelle comprises entre 600 et 800 nanomètres pour améliorer la santé et le fonctionnement de nos cellules sans rayons UV nocifs, excès chaleur ou effets négatifs. La lumniothérapie est l'un des premiers traitements enregistrés. La thérapie solaire a été utilisée pour la première fois par les Égyptiens, et des formes de lumniothérapie ont également été pratiquées par les anciens Grecs, Chinois et Indiens. Il ne fait aucun doute que la lumière a des effets biologiques : en effet, le corps a besoin de lumière pour être en bonne santé.

Avantages de la lumniothérapie

1. Stimuler la pousse des cheveux :
La lumniothérapie LED stimule les phases de croissance des cheveux, prévenant ainsi la calvitie chez les hommes et les femmes.
2. Améliorer la santé de la peau :
La thérapie LED augmente la production de collagène et la réparation des tissus, améliorant ainsi la cicatrisation des plaies, l'apparence de la peau et réduisant les rides.
3. Améliorer la circulation :
La lumière NIR améliore la circulation, réduit l'inflammation et soulage les symptômes de douleur dans les articulations et les muscles.
4. Réduisez le temps de récupération :
Le NIR accélère la récupération en réduisant l'inflammation et la douleur, ce qui favorise une récupération plus rapide des blessures et des maladies.
5. Réduire l'inflammation :
La lumière proche infrarouge (NIR) réduit les marqueurs inflammatoires, soulageant ainsi la douleur et les symptômes des maladies et blessures auto-immunes.

6. Promouvoir une fonction cellulaire saine :

La lumière LED stimule la production de collagène, renforçant les cheveux, la peau et le tissu conjonctif.

7. Augmenter la fertilité :

La lumière LED peut augmenter la production de testostérone et améliorer la fertilité, affectant ainsi la fonction de reproduction.

8. Réduction de la douleur :

La lumière NIR réduit efficacement la douleur neuropathique et l'inconfort général, améliorant ainsi la qualité de vie.

Entretien et entretien de l'appareil :

Conservez ce produit dans un endroit sec à température ambiante et évitez toute exposition à la poussière, à la lumière directe du soleil ou à des conditions humides.

Nettoyez le masque avant et après utilisation.

Précautions:

Veillez garder le produit hors de portée des jeunes enfants et des animaux pour éviter de le traiter comme un jouet. Manipulez le produit avec précaution lors de son utilisation. Cet appareil est conçu comme un produit électronique domestique et ne convient pas au diagnostic ou au traitement. Il ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes, se préparant à une grossesse ou à l'allaitement, les personnes sensibles à la lumière ou prenant des médicaments photosensibilisants, souffrant de maladies cutanées génétiquement déterminées ou d'affections telles que le lupus, l'eczéma photosensible ou l'albinisme. Ne pas utiliser pendant la charge. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Ne réparez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil vous-même. Toute irrégularité doit être évaluée par le service. Ne laissez pas tomber et ne frappez pas l'appareil pour éviter tout dysfonctionnement. Après chaque traitement, essuyez le produit avec un chiffon doux et humide. Ne lavez pas l'appareil sous l'eau et ne le submergez pas. N'utilisez pas d'agents corrosifs pour nettoyer l'appareil. Conservez-le dans un endroit frais et sec.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Material:	Aluminio
Vida de servicio:	50000 horas
Peso del dispositivo:	0,85 kg ± 0,2
Dimensiones:	265x160x20mm
Longitud de onda:	660nm:850nm=1:1
Potencia de salida:	200 vatios

Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

Descripción del panel de control [página 2-f1]:

1. Botón de selección del modo de iluminación: presione 1,2,3 veces para seleccionar luz roja + luz infrarroja, luz roja y luz infrarroja. En la pantalla aparece "R I", "R" "I". Luego presione 4 veces para cerrar todas las luces, la pantalla mostrará APAGADO, etcétera.
2. Botón de función de temporizador: presione 1,2,3,4 veces durante 5,10,15,20,25,30 minutos. Cuando aparece "ON" en la pantalla, la función del temporizador no se iniciará.
3. Botón de función de pulso: presione 1,2,3 veces para 10 Hz, 20 Hz, 40 Hz. La pantalla mostrará "10", "20", "40". Luego presione 4 veces para cerrar la función de pulso, la pantalla mostrará "on".
4. Botón de función de atenuación: el brillo predeterminado es 100%: presione 1,2,3,4 veces para obtener el brillo 25%, 50%, 75% 100%, la pantalla mostrará "25", "50", "75", "100".
5. Indicador de luz roja durante la operación.
6. Pantalla digital que muestra el tiempo de medición y el tiempo restante.
7. Indicador de luz infrarroja durante el funcionamiento.

Prueba de sensibilidad a la luz:

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, compruebe si es alérgico a la luz: coloque el dorso de la mano contra el dispositivo durante 3 minutos. Si la piel se enrojece o le pica, deje de usarlo y consulte a un dermatólogo. Limpie siempre su cara antes de usar para evitar reacciones a los cosméticos. Si homea, deje de usar el aparato inmediatamente.

Terapia de luz LED

La terapia con luz roja e infrarroja cercana, también conocida como fotobiomodulación (PBM), implica el uso de longitudes de onda específicas de luz natural entre 600 y 800 nanómetros para mejorar la salud y el funcionamiento de nuestras células sin los dañinos rayos UV, exceso de calor o efectos negativos. La fototerapia es uno de los primeros tratamientos registrados. La terapia solar fue utilizada por primera vez por los egipcios, y los antiguos griegos, chinos e indios también practicaron formas de fototerapia. No hay duda de que la luz tiene efectos biológicos: de hecho, el cuerpo necesita luz para estar sano.

Ventajas de la fototerapia

1. Estimular el crecimiento del cabello:
La terapia con luz LED estimula las fases de crecimiento del cabello, previniendo la calvicie en hombres y mujeres.
2. Mejorar la salud de la piel:
La terapia LED aumenta la producción de colágeno y la reparación de tejidos, mejorando la cicatrización de heridas, la apariencia de la piel y reduciendo las arrugas.
3. Mejorar la circulación:
La luz NIR mejora la circulación, reduce la inflamación y alivia los síntomas de dolor en articulaciones y músculos.
4. Reducir el tiempo de recuperación:
NIR acelera la recuperación al reducir la inflamación y el dolor, lo que promueve una recuperación más rápida de lesiones y enfermedades.
5. Reducir la inflamación:
La luz infrarroja cercana (NIR) reduce los marcadores inflamatorios, aliviando el dolor y los síntomas de enfermedades y lesiones autoinmunes.

6. Promover la función celular saludable:

La terapia con luz LED estimula la producción de colágeno, fortaleciendo el cabello, la piel y el tejido conectivo.

7. Aumentar la fertilidad:

La luz LED puede aumentar la producción de testosterona y mejorar la fertilidad, afectando positivamente la función reproductiva.

8. Reducción del dolor:

La fototerapia NIR reduce eficazmente el dolor neuropático y el malestar general, mejorando la calidad de vida.

Mantenimiento y cuidado del dispositivo:

Guarde este producto en un lugar seco a temperatura ambiente y evite la exposición al polvo, la luz solar directa o condiciones de humedad. Limpie la mascarilla antes y después de su uso.

Precauciones:

Mantenga el producto alejado de niños pequeños y animales para evitar tratarlo como un juguete. Manipule el producto con cuidado cuando lo utilice. Este dispositivo está diseñado como un producto electrónico doméstico y no es adecuado para diagnóstico o tratamiento. No debe ser utilizado por mujeres embarazadas, en preparación para el embarazo o en periodo de lactancia, personas sensibles a la luz o que estén tomando medicamentos fotosensibilizantes, con enfermedades o afecciones de la piel determinadas genéticamente como lupus, eccema fotosensible o albinismo. No lo use mientras se carga. No utilice el dispositivo si está dañado. No repare, desmonte ni modifique el dispositivo usted mismo. Cualquier irregularidad deberá ser evaluada por el servicio. No deje caer ni golpee el dispositivo para evitar un mal funcionamiento. Después de cada tratamiento, limpie el producto con un paño suave y húmedo. No lave el dispositivo bajo el agua ni lo sumerja. No utilice agentes corrosivos para limpiar el dispositivo. Guárdelo en un lugar fresco y seco.

Más información sobre la empresa y productos [página 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Material:	Alumínio
Vida de serviço:	50,000 horas
Peso do dispositivo:	0,85KG±0,2
Dimensões:	265x160x20mm
Comprimento de onda:	660nm:850nm=1:1
Potência de saída:	200 W

Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

Descrição do painel de controle [página 2-f1]:

1. Botão de seleção do modo de iluminação: pressione 1,2,3 vezes para selecionar luz vermelha + luz infravermelha, luz vermelha e luz infravermelha. "R I", "R" "I" aparece no display. Em seguida, pressione 4 vezes para fechar todas as luzes, o display mostrará OFF. e assim por diante.
2. Botão de função do temporizador: pressione 1,2,3,4 vezes por 5,10,15,20,25,30 minutos. Quando "ON" aparecer no visor, a função do temporizador não será iniciada.
3. Botão de função de pulso: Pressione 1,2,3 vezes para 10 Hz, 20 Hz, 40 Hz. O display mostrará "10", "20", "40". Em seguida, pressione 4 vezes para fechar a função de pulso, o display mostrará "on".
4. Botão de função dimmer: o brilho padrão é 100%: pressione 1,2,3,4 vezes para obter brilho 25%, 50%, 75% 100%, o display mostrará "25", "50", "75", "100".
5. Indicador luminoso vermelho durante a operação.
6. Display digital mostrando o tempo de medição e o tempo restante.
7. Indicador de luz infravermelha durante a operação.

Teste de sensibilidade à luz:

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, verifique se você é alérgico à luz: Coloque as costas da mão contra o aparelho por 3 minutos. Se a pele ficar vermelha ou com coceira, interrompa o uso e consulte um dermatologista. Sempre limpe o rosto antes de usar para evitar reações aos cosméticos. Se estiver assando, pare de usar o aparelho imediatamente.

Terapia de luz LED

A terapia de luz vermelha e infravermelha próxima, também conhecida como fotobiomodulação (PBM), envolve o uso de comprimentos de onda específicos de luz natural em meados de 600 e meados de 800 nanômetros para melhorar a saúde e a função de nossas células sem raios UV prejudiciais, excesso calor ou efeitos negativos. A fototerapia é um dos primeiros tratamentos registrados. A terapia solar foi usada pela primeira vez pelos egípcios, e formas de terapia da luz também foram praticadas pelos antigos gregos, chineses e indianos. Não há dúvida de que a luz tem efeitos biológicos: na verdade, o corpo precisa de luz para ser saudável.

Vantagens da fototerapia

1. Estimule o crescimento do cabelo:

A fototerapia LED estimula as fases de crescimento do cabelo, prevenindo a calvície em homens e mulheres.

2. Melhorar a saúde da pele:

A terapia LED aumenta a produção de colágeno e a reparação dos tecidos, melhorando a cicatrização de feridas, a aparência da pele e reduzindo as rugas.

3. Melhore a circulação:

A luz NIR melhora a circulação, reduzindo a inflamação e aliviando os sintomas de dor nas articulações e nos músculos.

4. Reduza o tempo de recuperação:

O NIR acelera a recuperação reduzindo a inflamação e a dor, o que promove uma recuperação mais rápida de lesões e doenças.

5. Reduza a inflamação:

A luz infravermelha próxima (NIR) reduz os marcadores inflamatórios, aliviando a dor e os sintomas de doenças e lesões autoimunes.

6. Promova a função celular saudável:

A terapia com luz LED estimula a produção de colágeno, fortalecendo o cabelo, a pele e o tecido conjuntivo.

7. Aumentar a fertilidade:

A luz LED pode aumentar a produção de testosterona e melhorar a fertilidade, afetando positivamente a função reprodutiva.

8. Redução da dor:

A fototerapia NIR reduz efetivamente a dor neuropática e o desconforto geral, melhorando a qualidade de vida.

Manutenção e cuidados com o dispositivo:

Armazene este produto em local seco e em temperatura ambiente e evite exposição à poeira, luz solar direta ou condições úmidas. Limpe a máscara antes e depois do uso.

Precauções:

Mantenha o produto longe do alcance de crianças pequenas e animais para evitar tratá-lo como um brinquedo. Manuseie o produto com cuidado durante o uso. Este dispositivo foi projetado como um produto eletrônico doméstico e não é adequado para diagnóstico ou tratamento. Não deve ser usado por mulheres grávidas, em preparação para a gravidez ou amamentação, por pessoas sensíveis à luz ou em uso de medicamentos fotossensibilizantes, com doenças ou condições de pele geneticamente determinadas, como lúpus, eczema fotossensível ou albinismo. Não use durante o carregamento. Não use o dispositivo se estiver danificado. Não repare, desmonte ou modifique o dispositivo por conta própria. Eventuais irregularidades deverão ser avaliadas pelo serviço. Não deixe cair nem bata no dispositivo para evitar mau funcionamento. Após cada tratamento, limpe o produto com um pano macio úmido. Não lave o dispositivo debaixo de água nem o mergulhe. Não use agentes corrosivos para limpar o dispositivo. Guarde-o em local fresco e seco.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]

-www.beautify.eu

-www.youtube.com/beautifyeu

Materiale:	Alluminio
Vita utile:	50000 ore
Peso del dispositivo:	0,85 kg±0,2
Dimensioni:	265x160x20mm
Lunghezza d'onda:	660nm:850nm=1:1
Potenza di uscita:	200 W

Sicurezza:

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale utente e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Descrizione del pannello di controllo [pagina 2-f1]:

1. Pulsante di selezione della modalità di illuminazione: premere 1,2,3 volte per selezionare luce rossa + luce infrarossa, luce rossa e luce infrarossa. Sul display appare "R I", "R" "I". Quindi premere 4 volte per chiudere tutte le luci, il display mostrerà OFF. e così via.
2. Pulsante funzione timer: premere 1,2,3,4 volte per 5,10,15,20,25,30 minuti. Quando sul display appare "ON", la funzione timer non si avvierà.
3. Pulsante funzione impulso: premere 1,2,3 volte per 10Hz, 20Hz, 40Hz. Il display mostrerà "10", "20", "40". Quindi premere 4 volte per chiudere la funzione impulso, il display mostrerà "on".
4. Pulsante funzione dimmer: la luminosità predefinita è 100%: premere 1,2,3,4 volte per ottenere la luminosità 25%, 50%, 75% 100%, il display mostrerà "25", "50", "75", "100".
5. Indicatore luminoso rosso durante il funzionamento.
6. Display digitale che mostra il tempo di misurazione e il tempo rimanente.
7. Indicatore luminoso a infrarossi durante il funzionamento.

Test di sensibilità alla luce:

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, controlla se sei allergico alla luce: appoggia il dorso della mano sull'apparecchio per 3 minuti. Se la pelle diventa rossa o pruriginosa, interrompere l'uso e consultare un dermatologo. Pulisci sempre il viso prima dell'uso per evitare reazioni ai cosmetici. Se si cuoce, interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio.

Terapia della luce LED

La terapia della luce rossa e del vicino infrarosso, nota anche come fotobiomodulazione (PBM), prevede l'uso di specifiche lunghezze d'onda della luce naturale comprese tra la metà dei 600 e la metà degli 800 nanometri per migliorare la salute e la funzione delle nostre cellule senza raggi UV dannosi, eccessivi calore o effetti negativi. La terapia della luce è uno dei primi trattamenti registrati. La terapia solare fu utilizzata per la prima volta dagli egiziani e forme di terapia della luce furono praticate anche dagli antichi greci, cinesi e indiani. Non c'è dubbio che la luce abbia effetti biologici: il corpo, infatti, ha bisogno della luce per stare in salute.

Vantaggi della terapia della luce

1. Stimolare la crescita dei capelli:
La terapia della luce LED stimola le fasi di crescita dei capelli, prevenendo la calvizie negli uomini e nelle donne.
2. Migliora la salute della pelle:
La terapia LED aumenta la produzione di collagene e la riparazione dei tessuti, migliorando la guarigione delle ferite, l'aspetto della pelle e riducendo le rughe.
3. Migliora la circolazione:
La luce NIR migliora la circolazione, riducendo l'infiammazione e alleviando i sintomi del dolore alle articolazioni e ai muscoli.
4. Riduci i tempi di recupero:
Il NIR accelera il recupero riducendo l'infiammazione e il dolore, favorendo un recupero più rapido da infortuni e malattie.
5. Ridurre l'infiammazione:
La luce nel vicino infrarosso (NIR) abbassa i marcatori infiammatori, alleviando il dolore e i sintomi di malattie e lesioni autoimmuni.

6. Promuovere una sana funzione cellulare:

La terapia della luce LED stimola la produzione di collagene, rinforzando i capelli, la pelle e il tessuto connettivo.

7. Aumenta la fertilità:

La luce LED può aumentare la produzione di testosterone e migliorare la fertilità, influenzando positivamente la funzione riproduttiva.

8. Riduzione del dolore:

La terapia della luce NIR riduce efficacemente il dolore neuropatico e il disagio generale, migliorando la qualità della vita.

Manutenzione e cura del dispositivo:

Conservare questo prodotto in un luogo asciutto a temperatura ambiente ed evitare l'esposizione alla polvere, alla luce solare diretta o a condizioni umide. Pulire la maschera prima e dopo l'uso.

Precauzioni:

Si prega di tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini piccoli e degli animali per evitare di trattarlo come un giocattolo. Maneggiare con cura il prodotto durante l'utilizzo. Questo dispositivo è concepito come prodotto elettronico domestico e non è adatto alla diagnosi o al trattamento. Non deve essere utilizzato da donne incinte, che si preparano alla gravidanza o all'allattamento, da persone sensibili alla luce o che assumono farmaci fotosensibilizzanti, con malattie della pelle geneticamente determinate o condizioni come lupus, eczema fotosensibile o albinismo. Non utilizzare durante la ricarica. Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato. Non riparare, smontare o modificare il dispositivo da soli. Eventuali irregolarità dovranno essere valutate dal servizio. Non far cadere o colpire il dispositivo per evitare malfunzionamenti. Dopo ogni trattamento, pulire il prodotto con un panno morbido umido. Non lavare il dispositivo sott'acqua né immergerlo. Non utilizzare agenti corrosivi per pulire il dispositivo. Conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Materiál:	Hliník
Životnost:	50 000 hodin
Hmotnost zařízení:	0,85 kg ± 0,2
Rozměry:	265 x 160 x 20 mm
Vlnová délka:	660nm:850nm=1:1
Výstupní výkon:	200 W

Bezpečnostní:

Před použitím výrobku si přečtete tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

Popis ovládacího panelu [strana 2-f1]:

1. Tlačítko volby režimu osvětlení: stiskněte 1,2,3 krát pro výběr červeného světla + infračerveného světla, červeného světla a infračerveného světla. Na displeji se objeví „R I“, „R“ „I“. Poté stiskněte 4x pro zavření všech světel, na displeji se zobrazí OFF. a tak dále.
2. Tlačítko funkce časovače: stiskněte 1,2,3,4krát na 5, 10, 15, 20, 25, 30 minut. Když se na displeji objeví „ON“, funkce časovače se nespustí.
3. Tlačítko pulzní funkce: Stiskněte 1,2,3 krát pro 10Hz, 20Hz, 40Hz. Na displeji se zobrazí „10“, „20“, „40“. Poté stiskněte 4x pro ukončení pulzní funkce, na displeji se zobrazí „on“.
4. Tlačítko funkce stmívače: výchozí jas je 100%: Stiskněte 1,2,3,4krát pro dosažení jasu 25%, 50%, 75% 100%, na displeji se zobrazí "25", "50", "75", "100".
5. Červená kontrolka během provozu.
6. Digitální displej zobrazující čas měření a zbývající čas.
7. Infračervený indikátor během provozu.

Test citlivosti na světlo:

Před prvním použitím zařízení zkontrolujte, zda nejste alergičtí na světlo: Přiložte hřbet ruky k zařízení na 3 minuty. Pokud kůže zčervená nebo svědí, přestaňte používat a poradte se s dermatologem. Před použitím si vždy očistěte obličej, abyste se vyhnuli reakcím na kosmetiku. Pokud pečete, okamžitě přestaňte spotřebič používat.

LED světelná terapie

Terapie červeným a blízkým infračerveným světlem, také známá jako fotobiomodulace (PBM), zahrnuje použití specifických vlnových délek přirozeného světla v rozmezí středních 600 a středních 800 nanometrů ke zlepšení zdraví a funkce našich buněk bez škodlivých UV paprsků, nadměrného tepla nebo negativní účinky. Světelná terapie je jednou z prvních registrovaných léčebných metod. Solární terapii jako první používali Egypťané a formy světelné terapie praktikovali i staří Řekové, Číňané a Indové. Není pochyb o tom, že světlo má biologické účinky: ve skutečnosti tělo potřebuje světlo, aby bylo zdravé.

Výhody světelné terapie

1. Stimulujte růst vlasů:
LED světelná terapie stimuluje fáze růstu vlasů a zabraňuje plešatosti u mužů a žen.
2. Zlepšení zdraví pokožky:
LED terapie zvyšuje produkci kolagenu a opravu tkání, zlepšuje hojení ran, vzhled pokožky a redukuje vrásky.
3. Zlepšete oběh:
NIR světlo zlepšuje oběh, snižuje zánět a zmírňuje příznaky bolesti v kloubech a svalech.
4. Zkraťte dobu zotavení:
NIR urychluje rekonvalescenci snížením zánětu a bolesti, což podporuje rychlejší zotavení ze zranění a nemoci.
5. Snižte zánět:
Blízké infračervené (NIR) světlo snižuje zánětlivé markery, zmírňuje bolest a příznaky autoimunitních onemocnění a zranění.
6. Podporujte zdravou buněčnou funkci:
LED světelná terapie stimuluje tvorbu kolagenu, posiluje vlasy, kůži a pojivovou tkáň.

7. Zvyšte plodnost:

LED světlo může zvýšit produkci testosteronu a zlepšit plodnost a pozitivně ovlivnit reprodukční funkce.

8. Snížení bolesti:

Světelná terapie NIR účinně snižuje neuropatickou bolest a celkové nepohodlí a zlepšuje kvalitu života.

Údržba a péče o zařízení:

Tento výrobek skladujte na suchém místě při pokojové teplotě a nevystavujte jej prachu, přímému slunečnímu záření nebo vlhkému prostředí. Vycistěte masku před a po použití.

Opatření:

Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí a zvířat, abyste s ním nezacházeli jako s hračkou. Při používání zacházejte s výrobkem opatrně. Toto zařízení je navrženo jako domácí elektronický výrobek a není vhodné pro diagnostiku ani léčbu. Neměly by jej používat těhotné ženy, připravující se na těhotenství nebo kojení, lidé citliví na světlo nebo užívající fotosenzibilizující léky, s geneticky podmíněnými kožními chorobami nebo stavy, jako je lupus, fotosenzitivní ekzém nebo albinismus. Nepoužívejte při nabíjení. Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej. Zařízení sami neopravujte, nerozebírejte ani neopravujte. Jakékoli nesrovnalosti by měly být posouzeny službou. Nenechte zařízení spadnout nebo na něj nenarážet, aby nedošlo k jeho poruše. Po každém ošetření otřete přípravek měkkým vlhkým hadříkem. Zařízení nemyjte pod vodou ani jej neponořujte. K čištění zařízení nepoužívejte korozivní prostředky. Skladujte jej na chladném a suchém místě.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Materiál:	hliník
Životnosť:	50 000 hodín
Hmotnosť zariadenia:	0,85 kg ± 0,2
Rozmery:	265 x 160 x 20 mm
vlnová dĺžka:	660nm:850nm=1:1
Výstupný výkon:	200 W

Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Popis ovládacieho panela [strana 2-f1]:

1. Tlačidlo voľby režimu osvetlenia: stlačte 1,2,3 krát pre výber červeného svetla + infračerveného svetla, červeného svetla a infračerveného svetla. Na displeji sa zobrazí „R I“, „R“ „I“. Potom stlačte 4 krát pre zatvorenie všetkých svetiel, na displeji sa zobrazí OFF. a tak ďalej.
2. Tlačidlo funkcie časovača: stlačte 1,2,3,4 krát na 5,10,15,20,25,30 minút. Keď sa na displeji zobrazí „ON“, funkcia časovača sa nespustí.
3. Tlačidlo pulznej funkcie: Stlačte 1,2,3 krát pre 10Hz, 20Hz, 40Hz. Na displeji sa zobrazí „10“, „20“, „40“. Potom stlačte 4 krát pre zatvorenie pulznej funkcie, na displeji sa zobrazí „on“.
4. Funkčné tlačidlo stmievača: predvolený jas je 100%: Stlačte 1,2,3,4 krát, aby ste získali jas 25%, 50%, 75% 100%, na displeji sa zobrazí "25", "50", "75", "100".
5. Červená kontrolka počas prevádzky.
6. Digitálny displej zobrazujúci čas merania a zostávajúci čas.
7. Infračervený indikátor počas prevádzky.

Test citlivosti na svetlo:

Pred prvým použitím zariadenia skontrolujte, či nie ste alergický na svetlo: Priložte chrbtom ruky k zariadeniu na 3 minúty. Ak koža sčervenie alebo svrbí, prestaňte ju používať a poraďte sa s dermatológom. Pred použitím si vždy očistite tvár, aby ste sa vyhlili reakciám na kozmetiku. Ak pečiete, okamžite prestaňte prístroj používať.

LED svetelná terapia

Terapia červeným a blízkym infračerveným svetlom, tiež známa ako fotobiomodulácia (PBM), zahŕňa použitie špecifických vlnových dĺžok prirodzeného svetla v rozmedzí od 600 do 800 nanometrov na zlepšenie zdravia a funkcie našich buniek bez škodlivých UV lúčov, teplo alebo negatívne účinky. Svetelná terapia je jednou z prvých registrovaných liečebných metód. Soláru terapiu ako prví používali Egypťania a formy svetelnej terapie praktizovali aj starí Gréci, Číňania a India. Niet pochýb o tom, že svetlo má biologické účinky: v skutočnosti telo potrebuje svetlo, aby bolo zdravé.

Výhody svetelnej terapie

1. Stimulácia rastu vlasov:

LED svetelná terapia stimuluje fázy rastu vlasov, čím zabraňuje plešatosti u mužov a žien.

2. Zlepšite zdravie pokožky:

LED terapia zvyšuje produkciu kolagénu a obnovu tkaniva, zlepšuje hojenie rán, vzhľad pokožky a redukuje vrásky.

3. Zlepšite krvný obeh:

NIR svetlo zlepšuje krvný obeh, znižuje zápal a zmierňuje symptómy bolesti v kĺboch a svaloch.

4. Skráťte čas zotavenia:

NIR urýchľuje zotavenie znížením zápalu a bolesti, čo podporuje rýchlejšie zotavenie po zraneniach a chorobách.

5. Znížte zápal:

Blízke infračervené (NIR) svetlo znižuje zápalové markery, zmierňuje bolesť a symptómy autoimunitných ochorení a zranení.

6. Podporujte zdravú bunkovú funkciu:

LED svetelná terapia stimuluje tvorbu kolagénu, posilňuje vlasy, pokožku a spojivové tkanivo.

7. Zvýšte plodnosť:

LED svetlo môže zvýšiť produkciu testosterónu a zlepšiť plodnosť, čo pozitívne ovplyvňuje reprodukčnú funkciu.

8. Zníženie bolesti:

Svetelná terapia NIR účinne znižuje neuropatickú bolesť a celkový diskomfort, čím zlepšuje kvalitu života.

Údržba a starostlivosť o zariadenie:

Tento výrobok skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote a nevystavujte ho prachu, priamemu slnečnému žiareniu alebo vlhkému prostrediu. Pred a po použití masku očistite.

Prevenčia:

Uchovávajte výrobok mimo dosahu malých detí a zvierat, aby ste s ním nezaobchádzali ako s hračkou. Pri používaní zaobchádzajte s výrobkom opatrne. Toto zariadenie je navrhnuté ako domáci elektronický výrobok a nie je vhodné na diagnostiku ani liečbu. Nemali by ho používať tehotné ženy, pripravujúce sa na tehotenstvo alebo dojčenie, ľudia citliví na svetlo alebo užívajúci fotosenzibilizačné lieky, s geneticky podmienenými kožnými ochoreniami alebo stavmi ako lupus, fotosenzitívny ekzém alebo albinizmus. Nepoužívať počas nabíjania. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené. Zariadenie sami neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte. Akékoľvek nezrovnalosti by mala posúdiť služba. Zariadenie nehádzte ani neudierajte, aby ste predišli poruche. Po každom ošetrení utrite výrobok mäkkou vlhkou handričkou. Zariadenie neumývajte pod vodou ani ho neponárajte. Na čistenie zariadenia nepoužívajte korozívne prostriedky. Skladujte ho na chladnom a suchom mieste.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Material:	Aluminij
Življenjska doba:	50000 ur
Teža naprave:	0,85 KG ± 0,2
Dimenzije:	265 x 160 x 20 mm
Valovna dolžina:	660nm:850nm=1:1
Izhodna moč:	200 W

Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Opis nadzorne plošče [stran 2-f1]:

1. Gumb za izbiro načina osvetlitve: pritisnite 1,2,3-krat, da izberete rdečo luč + infrardečo luč, rdečo luč in infrardečo luč. Na zaslonu se prikaže "R I", "R" "I". Nato štirikrat pritisnite, da zaprete vse lučke, na zaslonu se bo prikazalo IZKLOPLJENO. in tako naprej.
2. Gumb za funkcijo časovnika: pritisnite 1,2,3,4-krat za 5,10,15,20,25,30 minut. Ko se na zaslonu prikaže "ON", se funkcija časovnika ne zažene.
3. Gumb za funkcijo pulza: pritisnite 1,2,3-krat za 10Hz, 20Hz, 40Hz. Na zaslonu se prikaže "10", "20", "40". Nato 4-krat pritisnite, da zaprete pulzno funkcijo, na zaslonu se prikaže "on".
4. Gumb za zatemnitev: privzeta svetlost je 100 %: pritisnite 1,2,3,4-krat, da dobite svetlost 25 %, 50 %, 75 % 100 %, na zaslonu se bo prikazalo "25", "50", "75", "100".
5. Indikator rdeče luči med delovanjem.
6. Digitalni zaslon, ki prikazuje čas merjenja in preostali čas.
7. Infrardeči svetlobni indikator med delovanjem.

Test občutljivosti na svetlobo:

Pred prvo uporabo naprave preverite, ali ste alergični na svetlobo: hrbtno stran dlani položite na napravo za 3 minute. Če koža postane rdeča ali srbeča, prenehajte z uporabo in se posvetujte z dermatologom. Pred uporabo vedno očistite obraz, da preprečite reakcije na kozmetiko. Če pečete, aparat takoj prenehajte uporabljati.

LED svetlobna terapija

Terapija z rdečo in skoraj infrardečo svetlobo, znana tudi kot fotobiomodulacija (PBM), vključuje uporabo specifičnih valovnih dolžin naravne svetlobe v sredini 600 in sredini 800 nanometrov za izboljšanje zdravljenja in delovanja naših celic brez škodljivih UV žarkov, vročine ali negativnih učinkov. Svetlobna terapija je eno najzgodnejših registriranih zdravljenj. Sončno terapijo so prvi uporabljali Egipčani, oblike svetlobne terapije pa so izvajali tudi stari Grki, Kitajci in Indijci. Nobenega dvoma ni, da ima svetloba biološke učinke: pravzaprav telo potrebuje svetlobo, da je zdravo.

Prednosti svetlobne terapije

1. Spodbujanje rasti las:
LED svetlobna terapija stimulira faze rasti las in preprečuje plešavost pri moških in ženskah.
2. Izboljšajte zdravje kože:
LED terapija poveča proizvodnjo kolagena in obnovo tkiva, izboljša celjenje ran, videz kože in zmanjša gube.
3. Izboljšajte cirkulacijo:
NIR svetloba izboljšuje cirkulacijo, zmanjšuje vnetja in lajša bolečine v sklepih in mišicah.
4. Skrajšajte čas okrevanja:
NIR pospešuje okrevanje z zmanjšanjem vnetja in bolečine, kar spodbuja hitrejše okrevanje po poškodbah in boleznih.
5. Zmanjšajte vnetje:
Bližnja infrardeča (NIR) svetloba zmanjša vnetne označevalce, lajša bolečine in simptome avtoimunskih boleznih in poškodb.
6. Spodbujajte zdravo celično delovanje:
LED svetlobna terapija spodbuja proizvodnjo kolagena, krepitev las, kože in vezivnega tkiva.

7. Povečajte plodnost:

LED lučka lahko poveča proizvodnjo testosterona in izboljša plodnost, kar pozitivno vpliva na reprodukcijsko funkcijo.

8. Zmanjšanje bolečine:

Terapija z NIR svetlobo učinkovito zmanjša nevropatsko bolečino in splošno nelagodje ter izboljša kakovost življenja.

Vzdrževanje in nega naprave:

Ta izdelek hranite na suhem mestu pri sobni temperaturi in se izogibajte izpostavljanju prahu, neposredni sončni svetlobi ali vlagi. Očistite masko pred in po uporabi.

Previdnostni ukrepi:

Prosimo, da izdelek hranite izven dosega majhnih otrok in živali, da ga ne boste obravnavali kot igračo. Pri uporabi izdelka ravnajte previdno. Ta naprava je zasnovana kot domači elektronski izdelek in ni primerna za diagnozo ali zdravljenje. Ne smejo ga uporabljati nosečnice, osebe, ki se pripravljajo na nosečnost ali dojenje, osebe, ki so občutljive na svetlobo ali jemljejo fotosenzibilna zdravila, z genetsko pogojenimi kožnimi boleznimi ali stanji, kot so lupus, fotosenzitivni ekcem ali albinizem. Ne uporabljajte med polnjenjem. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana. Naprave ne popravljajte, razstavljajte ali spreminjajte sami. Morebitne nepravilnosti naj oceni servis. Naprave ne pazite ali udarjajte, da preprečite okvaro. Po vsakem tretmaju izdelek obrišite z mehko vlažno krpo. Naprave ne umivajte pod vodo in je ne potaplajte. Za čiščenje naprave ne uporabljajte jedkih sredstev. Shranjujte ga na hladnem in suhem mestu.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Materjal:	Alumiiniumist
Kasutusaeg:	50 000 tundi
Seadme kaal:	0,85KG±0,2
Mõõdud:	265x160x20mm
Lainepikkus:	660nm:850nm=1:1
Väljundvõimsus:	200 W

Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Juhtpaneeli kirjeldus [lehekülj 2-f1]:

1. Valgustusrežiimi valiku nupp: vajutage 1,2,3 korda, et valida punane tuli + infrapunavalgus, punane tuli ja infrapunavalgus. Ekraanile ilmub "R I", "R" "I". Seejärel vajutage 4 korda, et kõik tuled sulgeda. Ekraanil kuvatakse teade OFF. ja nii edasi.
2. Taimerifunktsiooni nupp: vajutage 1,2,3,4 korda 5,10,15,20,25,30 minutiks. Kui ekraanile ilmub "ON", siis taimerifunktsioon ei käivitu.
3. Impulssfunktsiooni nupp: vajutage 1,2,3 korda 10Hz, 20Hz, 40Hz jaoks. Ekraanil kuvatakse "10", "20", "40". Seejärel vajutage impulsi funktsiooni sulgemiseks 4 korda, ekraanil kuvatakse "on".
4. Dimmerifunktsiooni nupp: vaikimisi heledus on 100%: vajutage 1,2,3,4 korda, et saada heledus 25%, 50%, 75% 100%, ekraanil kuvatakse "25", "50", "75", "100".
5. Punane tuli töö ajal.
6. Digitaalekraan, mis näitab mõõtmisaega ja järelejäänud aega.
7. Infrapunavalguse indikaator töötamise ajal.

Valgustundlikkuse test:

Enne seadme esmakordset kasutamist kontrollige, kas olete valguse suhtes allergiline: Asetage käesalg 3 minutiks vastu seadet. Kui nahk muutub punaseks või sügeleb, lõpetage kasutamine ja konsulteerige dermatoloogiga. Puhastage oma nägu alati enne kasutamist, et vältida reaktsioone kosmeetikatoodetele. Kui küpsedate, lõpetage kohe seadme kasutamine.

LED valgusteraapia

Punase ja lähiiinfrapuna valguse teraapia, tuntud ka kui fotobiomodulatsioon (PBM), hõlmab loodusliku valguse spetsiifiliste lainepikkuste kasutamist 600 ja 800 nanomeetri keskpaisas, et parandada meie rakkude tervist ja talitlust ilma kahjulike UV-kiirtega. kuumus või negatiivsed mõjud. Valgusteraapia on üks varasemaid registreeritud ravimeetodeid. Päikeseteraapiat kasutasid esmakordselt egiptlased, valgusteraapia vorme kasutasid ka vanad kreeklased, hiinlased ja india lased. Pole kahtlust, et valgusel on bioloogiline mõju: tegelikult vajab keha valgust, et olla terve.

Valgusteraapia eelised

1. Stimuleerige juuste kasvu:
LED-valgusteraapia stimuleerib juuste kasvufaase, hoides ära meeste ja naiste kiilaspäisuse.
2. Parandage naha tervist:
LED-teraapia suurendab kollageeni tootmist ja kudede paranemist, parandades haavade paranemist, naha välimust ja vähendades kortse.
3. Parandage vereringet:
NIR-valgus parandab vereringet, vähendades põletikku ja leevendades valusümptomeid liigestes ja lihastes.
4. Vähendage taastumisaega:
NIR kiirendab taastumist, vähendades põletikku ja valu, mis soodustab kiiremat taastumist vigastustest ja haigustest.
5. Vähendage põletikku:
Lähiiinfrapuna (NIR) valgus alandab põletikumarkereid, leevendades valu ning autoimmuunhaiguste ja vigastuste sümptomeid.
6. Tervisliku raku funktsiooni edendamine:
LED valgusteraapia stimuleerib kollageeni tootmist, tugevdades juukseid, nahka ja sidekude.

7. Suurendage viljakust:

LED-valgus võib suurendada testosterooni tootmist ja parandada viljakust, mõjutades positiivselt reproduktiivfunktsiooni.

8. Valu vähendamine:

NIR-valgusteraapia vähendab tõhusalt neuropaatilist valu ja üldist ebamugavustunnet, parandades elukvaliteeti.

Seadme hooldus ja hooldus:

Hoidke seda toodet kuivas kohas toatemperatuuril ja vältige kokkupuudet tolmu, otsese päikesevalguse või niiskete tingimustega. Puhastage mask enne ja pärast kasutamist.

Ettevaatusabinõud:

Hoidke toode väikelastest ja loomadest eemal, et vältida selle käsitlemist mänguasjana. Käsitsege toodet kasutamisel ettevaatlikult. See seade on mõeldud koduelektronikaks ja ei sobi diagnoosimiseks ega raviks. Seda ei tohi kasutada rasedad, raseduseks valmistuvad või rinnaga toitvad naised, valgustundlikud või fotosensibiliseerivaid ravimeid kasutavad inimesed, kellel on geneetiliselt määratud nahahaigused või seisundid, nagu luupus, valgustundlik ekseem või albinism. Ärge kasutage laadimise ajal. Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud. Ärge parandage, võtke lahti ega muutke seadet ise. Talitus peaks hindama kõiki eeskirjade eiramisi. Ärge kukutage seadet maha ega lööge seda rikke vältimiseks. Pärast iga töötlemist pühkige toodet pehme niiske lapiga. Ärge peske seadet vee all ega kastke seda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks söövitavaid aineid. Hoidke seda jahedas ja kuivas kohas.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Medžiaga:	Aliuminis
Tamavimo laikas:	50 000 val
Prietaiso svoris:	0,85KG±0,2
Matmenys:	265x160x20 mm
Bangos ilgis:	660nm:850nm = 1:1
Išėjimo galia:	200 W

Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Valdymo skydelio aprašymas [puslapis 2-f1]:

1. Apšvietimo režimo pasirinkimo mygtukas: paspauskite 1,2,3 kartus, kad pasirinktumėte raudoną šviesą + infraraudonųjų spindulių šviesą, raudoną šviesą ir infraraudonųjų spindulių šviesą. Ekране pasirodo „R I“, „R“ „I“. Tada paspauskite 4 kartus, kad uždarytumėte visas lemputes, ekране pasirodys OFF. ir taip toliau.
2. Laikmačio funkcijos mygtukas: paspauskite 1,2,3,4 kartus 5,10,15,20,25,30 minučių. Kai ekране pasirodo „ON“, laikmačio funkcija neįsijungia.
3. Impulsinės funkcijos mygtukas: paspauskite 1,2,3 kartus, kad nustatytumėte 10Hz, 20Hz, 40Hz. Ekране bus rodomi „10“, „20“, „40“. Tada paspauskite 4 kartus, kad uždarytumėte pulso funkciją, ekране bus rodoma "on".
4. Pritemdymo funkcijos mygtukas: numatytasis ryškumas yra 100 %: paspauskite 1,2,3,4 kartus, kad šviesumas būtų 25%, 50%, 75% 100%, ekране bus rodoma "25", "50", "75", „100“.
5. Raudona lemputė veikimo metu.
6. Skaitmeninis ekranas, rodantis matavimo laiką ir likusį laiką.
7. Infraraudonųjų spindulių šviesos indikatorius veikimo metu.

Šviesos jautrumo testas:

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, patikrinkite, ar nesate alergiškas šviesai: Padėkite nugarą prie prietaiso 3 minutėms. Jei oda parausta arba niežti, nutraukite naudojimą ir kreipkitės į dermatologą. Prieš naudodami visada nuvalykite veidą, kad išvengtumėte reakcijos į kosmetiką. Jei kepaite, nedelsdami nustokite naudoti prietaisą.

LED šviesos terapija

Raudonos ir artimos infraraudonosios šviesos terapija, dar žinoma kaip fotobiomoduliacija (PBM), apima tam tikrų natūralios šviesos bangų ilgių 600 ir 800 nanometrų viduryje, kad pagerintų mūsų ląstelių sveikatą ir funkciją be žalingų UV spindulių, pertekliaus, karščio ar neigiamo poveikio. Šviesos terapija yra vienas iš anksčiau užregistruotų gydymo būdų. Saulės terapiją pirmieji taikė egiptiečiai, o šviesos terapijos formas taikė ir senovės graikai, kinai ir indai. Neabejotina, kad šviesa turi biologinį poveikį: iš tikrųjų kūnui reikia šviesos, kad jis būtų sveikas.

Šviesos terapijos privalumai

1. Skatinkite plaukų augimą:
LED šviesos terapija stimuliuoja plaukų augimo fazes, užkertant kelią vyrų ir moterų nuplikimui.
2. Pagerinkite odos sveikatą:
LED terapija padidina kolageno gamybą ir audinių atstatymą, gerina žaizdų gijimą, odos išvaizdą ir mažina raukšles.
3. Gerinti kraujotaką:
NIR šviesa gerina kraujotaką, mažina uždegimą ir palengvina skausmo simptomus sąnariuose ir raumenyse.
4. Sutrumpinkite atkūrimo laiką:
NIR pagreitina atsigavimą mažindamas uždegimą ir skausmą, o tai skatina greitesnį atsigavimą po traumų ir ligų.
5. Sumažinkite uždegimą:
Netoli infraraudonųjų spindulių (NIR) šviesa mažina uždegimo žymenis, mažina skausmą ir autoimuninių ligų bei traumų simptomus.
6. Skatinkite sveiką ląstelių funkciją:
LED šviesos terapija skatina kolageno gamybą, stiprina plaukus, odą ir jungiamąjį audinį.

7. Padidinkite vaisingumą:

LED šviesa gali padidinti testosterono gamybą ir pagerinti vaisingumą, teigiamai paveikti reprodukcinę funkciją.

8. Skausmo mažinimas:

NIR šviesos terapija efektyviai mažina neuropatinį skausmą ir bendrą diskomfortą, gerina gyvenimo kokybę.

Prietaiso priežiūra ir priežiūra:

Laikykite šį gaminį sausoje vietoje kambario temperatūroje ir venkite dulkių, tiesioginių saulės spindulių ar drėgnų sąlygų. Nuvalykite kaukę prieš ir po naudojimo.

Atsargumo priemonės:

Saugokite gaminį nuo mažų vaikų ir gyvūnų, kad nelaikytumėte jo žaislu. Naudodami gaminį elkitės atsargiai. Šis prietaisas sukurtas kaip namų elektronikos gaminytis ir netinka diagnozei ar gydymui. Jo neturėtų naudoti nėščios moterys, besiruošiančios nėštumui ar maitinančios krūtimi, žmonės, jautrūs šviesai ar vartojantys fotosensibilizuojančius vaistus, sergantys genetiškai nulemtomis odos ligomis ar tokiomis ligomis kaip vilkligė, šviesai jautri egzema ar albinizmas. Nenaudokite kraunant. Nenaudokite įrenginio, jei jis pažeistas. Netaisykite, ardykite ir nekeiskite įrenginio patys. Bet kokius pažeidimus turėtų įvertinti tarnyba. Nenumeskite ir nematykite prietaiso, kad išvengtumėte gedimo. Po kiekvienos procedūros nuvalykite gaminį minkšta drėgna šluoste. Neplaukite prietaiso po vandeniu ir panardinkite. Prietaisui valyti nenaudokite korozinių medžiagų. Laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje.

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [puslapis 2 - f2]

- www.beautifly.eu

– www.youtube.com/beautiflyeu

Materiāls:	Alumīnijs
Kalpošanas laiks:	50 000 stundas
Ierīces svars:	0,85KG±0,2
Izmēri:	265x160x20mm
Viļņa garums:	660nm:850nm = 1:1
Izejas jauda:	200 W

Drošība:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Vadības paneļa apraksts [lapa 2-f1]:

1. Apgaismojuma režīma izvēles poga: nospiediet 1,2,3 reizes, lai izvēlētos sarkano gaismu + infrasarkano gaismu, sarkano gaismu un infrasarkano gaismu. Displejā parādās "R I", "R" "I". Pēc tam nospiediet 4 reizes, lai aizvērtu visas gaismas, displejā tiks parādīts paziņojums OFF. un tā tālāk.
2. Taimera funkcijas poga: nospiediet 1,2,3,4 reizes 5,10,15,20,25,30 minūtes. Kad displejā parādās "ON", taimera funkcija netiks startēta.
3. Impulsu funkcijas poga: nospiediet 1,2,3 reizes, lai iestatītu 10Hz, 20Hz, 40Hz. Displejā būs redzams "10", "20", "40". Pēc tam nospiediet 4 reizes, lai aizvērtu impulsa funkciju, displejā parādīsies "ieslēgts".
4. Reostata funkcijas poga: noklusējuma spilgtums ir 100%: nospiediet 1,2,3,4 reizes, lai iegūtu spilgtumu 25%, 50%, 75% 100%, displejs parādīs "25", "50", "75", "100".
5. Sarkanās gaismas indikators darbības laikā.
6. Digitālais displejs, kas parāda mērīšanas laiku un atlikušo laiku.
7. Infrasarkanās gaismas indikators darbības laikā.

Gaismas jutības tests:

Pirms ierīces pirmās lietošanas pārbaudiet, vai jums nav alerģijas pret gaismu: Novietojiet rokas aizmuguri pret ierīci uz 3 minūtēm. Ja āda kļūst sarkana vai niezošā, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar dermatologu. Pirms lietošanas vienmēr notīriet seju, lai izvairītos no reakcijas uz kosmētiku. Ja cepat, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

LED gaismas terapija

Sarkanās un gandrīz infrasarkanās gaismas terapija, kas pazīstama arī kā fotobiomodulācija (PBM), ietver noteiktu dabiskās gaismas viļņu garumu izmantošanu 600 nanometru vidū un 800 nanometru vidū, lai uzlabotu mūsu šūnu veselību un darbību bez kaitīgiem UV stariem, pārmērīga daudzuma, karstums vai negatīva ietekme. Gaismas terapija ir viena no agrāk reģistrētajām ārstēšanas metodēm. Saules terapiju pirmie izmantoja ēģiptieši, gaismas terapijas veidus praktizēja arī senie grieķi, ķīnieši un indieši. Nav šaubu, ka gaismai ir bioloģiska ietekme: patiesībā ķermenim ir nepieciešama gaisma, lai tas būtu vesels.

Gaismas terapijas priekšrocības

1. Stimulējiet matu augšanu:

LED gaismas terapija stimulē matu augšanas fāzes, novēršot plikpaurību vīriešiem un sievietēm.

2. Uzlabojiet ādas veselību:

LED terapija palielina kolagēna ražošanu un audu atjaunošanos, uzlabojot brūču dzīšanu, ādas izskatu un samazinot grumbas.

3. Uzlabojiet cirkulāciju:

NIR gaisma uzlabo asinsriti, mazinot iekaisumu un mazinot sāpju simptomus locītavās un muskuļos.

4. Samaziniet atkopšanas laiku:

NIR paātrina atveseļošanos, samazinot iekaisumu un sāpes, kas veicina ātrāku atveseļošanos pēc traumām un slimībām.

5. Samaziniet iekaisumu:

Tuvā infrasarkanā (NIR) gaisma pazemina iekaisuma marķierus, mazinot sāpes un autoimūno slimību un traumu simptomus.

6. Veicināt veselīgu šūnu darbību:

LED gaismas terapija stimulē kolagēna ražošanu, stiprinot matus, ādu un saistaudus.

7. Palieliniet auglību:

LED gaisma var palielināt testosterona ražošanu un uzlabot auglību, pozitīvi ietekmējot reproduktīvo funkciju.

8. Sāpju mazināšana:

NIR gaismas terapija efektīvi samazina neiropatiskās sāpes un vispārēju diskomfortu, uzlabojot dzīves kvalitāti.

Ierīces apkope un kopšana:

Uzglabājiet šo produktu sausā vietā istabas temperatūrā un izvairieties no putekļu, tiešas saules gaismas vai mitra iedarbības. Notīriet masku pirms un pēc lietošanas.

Piesardzības pasākumi:

Lūdzu, glabājiet produktu prom no maziem bērniem un dzīvniekiem, lai izvairītos no tā, ka tas tiek uzskatīts par rotaļlietu. Lietojot produktu, rīkojieties uzmanīgi. Šī ierīce ir paredzēta kā mājas elektronika un nav piemērota diagnostikai vai ārstēšanai. To nedrīkst lietot grūtnieces, kas gatavojas grūtniecībai vai baro bērnu ar krūti, cilvēki, kas ir jutīgi pret gaismu vai lieto fotosensibilizējošus medikamentus, ar ģenētiski noteiktām ādas slimībām vai tādiem stāvokļiem kā sarkanā vilkēde, gaismjutīga ekzēma vai albīnisms. Nelietot uzlādes laikā. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Nelabojiet, neizjauciet un nepārveidojiet ierīci pats. Jebkuri pārkāpumi ir jānovērtē dienestam. Lai izvairītos no nepareizas darbības, nenometiet ierīci vai nesasietiet to. Pēc katras apstrādes noslaukiet produktu ar mīkstu, mitru drānu. Nemazgājiet ierīci zem ūdens un neiegremdējiet to. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet kodīgus līdzekļus. Uzglabājiet to vēsā, sausā vietā.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Anyag:	Alumínium
Élettartam:	50000 óra
A készülék súlya:	0,85KG±0,2
Méretetek:	265x160x20 mm
Hullámhossz:	660nm:850nm=1:1
Kimeneti teljesítmény:	200 W

Biztonság:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Vezérlőpult leírása [2-41 oldal]:

1. Világítási mód kiválasztó gomb: nyomja meg 1,2,3-szor a vörös fény + infravörös fény, a vörös fény és az infravörös fény kiválasztásához. "R I", "R" "I" jelenik meg a kijelzőn. Ezután nyomja meg négyszer az összes lámpa bezárásához, a kijelzőn az OFF felirat jelenik meg, stb.
2. Időzítő funkció gomb: nyomja meg 1,2,3,4-szer 5,10,15,20,25,30 percig. Ha az „ON” felirat jelenik meg a kijelzőn, az időzítő funkció nem indul el.
3. Impulzus funkció gomb: Nyomja meg 1,2,3-szor 10Hz, 20Hz, 40Hz. A kijelzőn a „10”, „20”, „40” látható. Ezután nyomja meg 4-szer az impulzus funkció bezárásához, a kijelzőn az "on" felirat jelenik meg.
4. Dimmer funkció gomb: az alapértelmezett fényerő 100%: Nyomja meg 1,2,3,4-szer, hogy a fényerő 25%, 50%, 75% 100%, a kijelzőn a "25", "50", "75" látható. , "100".
5. Piros jelzőfény működés közben.
6. Digitális kijelző mutatja a mérési időt és a hátralévő időt.
7. Infravörös jelzőfény működés közben.

Fényérzékenységi teszt:

A készülék első használata előtt ellenőrizze, hogy nem allergiás-e a fényre: Tegye a kézfejét a készülékhez 3 percre. Ha a bőr kipirosodik vagy viszket, hagyja abba a használatát, és forduljon bőrgyógyászhoz. Használat előtt mindig tisztítsa meg arcát, hogy elkerülje a kozmetikai reakciókat. Ha sötét, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

LED fényterápia

A vörös és közeli infravörös fényterápia, más néven fotobiomoduláció (PBM), a természetes fény meghatározott hullámhosszainak 600 és 800 nanométer középen történő felhasználását jelenti, hogy javítsák sejteink egészségét és működését káros UV-sugárzás, túlzott sugárzás nélkül. hő vagy negatív hatások. A fényterápia az egyik legkorábban bejegyzett kezelés. A napterápiát először az egyiptomiak alkalmazták, a fényterápia formáit az ókori görögök, kínaiak és indiaiak is alkalmazták. Kétségtelen, hogy a fénynek biológiai hatásai vannak: valójában a testnek fényre van szüksége ahhoz, hogy egészséges legyen.

A fényterápia előnyei

1. Stimulálja a haj növekedését:
A LED fényterápia serkenti a haj növekedési fázisait, megelőzve a kopaszodást férfiaknál és nőknél.
2. A bőr egészségének javítása:
A LED terápia fokozza a kollagéntermelést és a szövetek helyreállítását, javítja a sebgyógyulást, a bőr megjelenését és csökkenti a ráncokat.
3. A keringés javítása:
A NIR fény javítja a keringést, csökkenti a gyulladást és enyhíti a fájdalom tüneteit az ízületekben és az izmokban.
4. Csökkentse a helyreállítási időt:
A NIR felgyorsítja a gyógyulást azáltal, hogy csökkenti a gyulladást és a fájdalmat, ami elősegíti a sérülések és betegségek gyorsabb felépülését.
5. Csökkentse a gyulladást:
A közeli infravörös (NIR) fény csökkenti a gyulladást okozó markereket, enyhíti a fájdalmat és az autoimmun betegségek és sérülések tüneteit.
6. Az egészséges sejtműködés elősegítése:
A LED fényterápia serkenti a kollagéntermelést, erősíti a haját, a bőrt és a kötőszövetet.

7. Növelje a termékenységet:

A LED fény növelheti a tesztoszterontermelést és javíthatja a termékenységet, pozitívan befolyásolva a reprodukív funkciót.

8. Fájdalomcsillapítás:

A NIR fényterápia hatékonyan csökkenti a neuropátiás fájdalmat és az általános kényelmetlenséget, javítja az életminőséget.

A készülék karbantartása és gondozása:

Tárolja ezt a terméket száraz helyen, szobahőmérsékleten, és ne tegye ki pornak, közvetlen napfénynek vagy nedves körülményeknek. Használat előtt és után tisztítsa meg a maszkot.

Óvintézkedések:

Kérjük, tartsa távol a terméket kisgyermekektől és állatoktól, nehogy játékként kezelje. Használat közben óvatosan kezelje a terméket. Ezt az eszközt otthoni elektronikai terméknek tervezték, és nem alkalmas diagnózisra vagy kezelésre. Nem használhatják terhes nők, várandósságra vagy szoptatásra készülő nők, fényérzékenyek vagy fényérzékenyítő gyógyszereket szedők, genetikailag meghatározott bőrbetegségben vagy olyan állapotban, mint lupus, fényérzékeny ekcéma vagy albinizmus. Ne használja töltés közben. Ne használja a készüléket, ha az sérült. Ne javítsa, szerelje szét vagy módosítsa saját maga a készüléket. Az esetleges szabálytalanságokat a szolgálatnak értékelnie kell. A meghibásodás elkerülése érdekében ne ejtse le vagy üsse meg a készüléket. Minden kezelés után törölje le a terméket puha, nedves ruhával. Ne mossa víz alatt a készüléket, és ne merítse víz alá. Ne használjon maró hatású szereket a készülék tisztításához. Tárolja hűvös, száraz helyen.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Material:	Aluminiu
Durata de viata:	50000 ore
Greutatea dispozitivului:	0,85KG±0,2
dimensiuni:	265x160x20mm
Lungime de undă:	660nm:850nm=1:1
Putere de iesire:	200 W

Securitate:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea panoului de control [pagina 2-f1]:

1. Buton de selectare a modului de iluminare: apăsați de 1,2,3 ori pentru a selecta lumină roșie + lumină infraroșie, lumină roșie și lumină infraroșie. Pe ecran apare „R I”, „R” „I”. Apoi apăsați de 4 ori pentru a închide toate luminile, afișajul va afișa OFF. și așa mai departe.
2. Butonul funcției cronometru: apăsați de 1,2,3,4 ori timp de 5,10,15,20,25,30 minute. Când pe afișaj apare „ON”, funcția de cronometru nu va porni.
3. Butonul funcției puls: Apăsați de 1,2,3 ori pentru 10Hz, 20Hz, 40Hz. Afișajul va afișa „10”, „20”, „40”. Apoi apăsați de 4 ori pentru a închide funcția puls, afișajul va afișa „punit”.
4. Butonul funcției Dimmer: luminozitatea implicită este 100%: Apăsați de 1,2,3,4 ori pentru a obține luminozitatea 25%, 50%, 75% 100%, afișajul va afișa „25”, „50”, „75”, „100”.
5. Indicator cu lumină roșie în timpul funcționării.
6. Afișaj digital care arată timpul de măsurare și timpul rămas.
7. Indicator cu lumină infraroșu în timpul funcționării.

Test de sensibilitate la lumină:

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, verificați dacă sunteți alergic la lumină: Așezați dosul mâinii pe dispozitiv timp de 3 minute. Dacă pielea devine roșie sau mâncărime, opriți utilizarea și consultați un dermatolog. Curățați-vă întotdeauna fața înainte de utilizare pentru a evita reacțiile la produsele cosmetice. Dacă coaceți, opriți imediat utilizarea aparatului.

Terapie cu lumină LED

Terapia cu lumină roșie și în infraroșu apropiat, cunoscută și sub denumirea de fotobiomodulare (PBM), implică utilizarea unor lungimi de undă specifice ale luminii naturale la mijlocul 600 și mijlocul 800 nanometri pentru a îmbunătăți sănătatea și funcționarea celulelor noastre fără raze UV dăunătoare, exces. căldură sau efecte negative. Terapia cu lumină este unul dintre cele mai timpurii tratamente înregistrate. Terapia solară a fost folosită pentru prima dată de egipteni, iar formele de terapie cu lumină au fost practicate și de vechii greci, chinezi și indieni. Fără îndoială că lumina are efecte biologice: de fapt, organismul are nevoie de lumină pentru a fi sănătos.

Avantajele terapiei cu lumină

1. Stimulează creșterea părului:
Terapia cu lumină LED stimulează fazele de creștere a părului, prevenind chelie la bărbați și femei.
2. Îmbunătățește sănătatea pielii:
Terapia cu LED crește producția de colagen și repararea țesuturilor, îmbunătățind vindecarea rănilor, aspectul pielii și reducând ridurile.
3. Îmbunătățește circulația:
Lumina NIR îmbunătățește circulația, reducând inflamația și ameliorând simptomele durerii în articulații și mușchi.
4. Reduceți timpul de recuperare:
NIR accelerează recuperarea prin reducerea inflamației și durerii, ceea ce promovează o recuperare mai rapidă după leziuni și boli.
5. Reduce inflamația:
Lumina în infraroșu apropiat (NIR) scade markerii inflamatori, ameliorând durerea și simptomele bolilor și rănilor autoimune.

6. Promovați funcția celulară sănătoasă:

Terapia cu lumină LED stimulează producția de colagen, întărind părul, pielea și țesutul conjunctiv.

7. Creșteți fertilitatea:

Lumina LED poate crește producția de testosteron și poate îmbunătăți fertilitatea, afectând pozitiv funcția de reproducere.

8. Reducerea durerii:

Terapia cu lumină NIR reduce eficient durerea neuropatică și disconfortul general, îmbunătățind calitatea vieții.

Întreținerea și îngrijirea dispozitivului:

Depozitați acest produs într-un loc uscat la temperatura camerei și evitați expunerea la praf, lumina directă a soarelui sau condiții umede. Curățați masca înainte și după utilizare.

Precauții:

Vă rugăm să păstrați produsul departe de copii mici și animale pentru a evita tratarea lui ca pe o jucărie. Manipulați produsul cu grijă când îl utilizați. Acest dispozitiv este conceput ca un produs electronic de acasă și nu este potrivit pentru diagnosticare sau tratament. Nu trebuie utilizat de femeile însărcinate, care se pregătesc pentru sarcină sau care alăptează, persoane sensibile la lumină sau care iau medicamente fotosensibilizante, cu boli ale pielii determinate genetic sau afecțiuni precum lupus, eczeme fotosensibile sau albinism. A nu se utiliza în timpul încărcării. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat. Nu reparați, dezasamblați sau modificați singur dispozitivul. Orice neregulă ar trebui să fie evaluată de către serviciu. Nu scăpați și nu loviți dispozitivul pentru a evita funcționarea defectuoasă. După fiecare tratament, ștergeți produsul cu o cârpă moale umedă. Nu spălați dispozitivul sub apă și nu îl scufundați. Nu utilizați agenți corozivi pentru a curăța dispozitivul. Păstrați-l într-un loc răcoros și uscat.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Материал:	Алюминий
Срок службы:	50000 часов
Вес устройства:	0,85 кг±0,2
Размеры:	265x160x20мм
Длина волны:	660нм:850нм=1:1
Выходная мощность:	200 Вт

Безопасность:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Описание панели управления [стр. 2-f1]:

1. Кнопка выбора режима освещения: нажмите 1,2,3 раза, чтобы выбрать красный свет + инфракрасный свет, красный свет и инфракрасный свет. На дисплее появляется «R I», «R» «I». Затем нажмите 4 раза, чтобы закрыть все индикаторы, на дисплее отобразится OFF. и так далее.
2. Функциональная кнопка таймера: нажмите 1,2,3,4 раза в течение 5,10,15,20,25,30 минут. Когда на дисплее появится надпись «ON», функция таймера не запустится.
3. Кнопка импульсной функции: нажмите 1,2,3 раза для 10 Гц, 20 Гц, 40 Гц. На дисплее отобразятся «10», «20», «40». Затем нажмите 4 раза, чтобы закрыть функцию пульса, на дисплее отобразится «включено».
4. Кнопка функции затемнения: яркость по умолчанию составляет 100%: нажмите 1,2,3,4 раза, чтобы получить яркость 25%, 50%, 75% 100%, на дисплее отобразится «25», «50», «75», «100».
5. Красный световой индикатор во время работы.
6. Цифровой дисплей, показывающий время измерения и оставшееся время.
7. Инфракрасный световой индикатор во время работы.

Тест на светочувствительность:

Прежде чем использовать устройство в первый раз, проверьте, нет ли у вас аллергии на свет: приложите тыльную сторону руки к устройству на 3 минуты. Если кожа покраснела или зудит, прекратите использование и обратитесь к дерматологу. Всегда очищайте лицо перед использованием, чтобы избежать реакции на косметику. Если выпекаете, немедленно прекратите использование прибора.

светодиодная светотерапия

Терапия красным и ближним инфракрасным светом, также известная как фотобиомодуляция (PBM), включает в себя использование определенных длин волн естественного света в середине 600 и середине 800 нанометров для улучшения здоровья и функционирования наших клеток без вредных ультрафиолетовых лучей, избытка тепла или негативных последствий. Светотерапия – один из первых зарегистрированных методов лечения. Солнечная терапия была впервые использована египтянами, а формы светотерапии также практиковались древними греками, китайцами и индийцами. Нет сомнений в том, что свет имеет биологические эффекты: на самом деле свет необходим организму, чтобы быть здоровым.

Преимущества светотерапии

1. Стимулируйте рост волос:
Светодиодная светотерапия стимулирует фазы роста волос, предотвращая облысение у мужчин и женщин.
2. Улучшение здоровья кожи:
Светодиодная терапия увеличивает выработку коллагена и восстановление тканей, улучшая заживление ран, улучшая внешний вид кожи и уменьшая морщины.
3. Улучшение кровообращения:
БИК-свет улучшает кровообращение, уменьшая воспаление и облегчая болевые симптомы в суставах и мышцах.

4. Сократите время восстановления:

NIR ускоряет выздоровление за счет уменьшения воспаления и боли, что способствует более быстрому выздоровлению после травм и болезней.

5. Уменьшить воспаление:

Ближний инфракрасный свет (NIR) снижает маркеры воспаления, облегчая боль и симптомы аутоиммунных заболеваний и травм.

6. Способствуйте здоровой клеточной функции:

Светодиодная светотерапия стимулирует выработку коллагена, укрепляя волосы, кожу и соединительную ткань.

7. Повышение рождаемости:

Светодиодный свет может увеличить выработку тестостерона и улучшить фертильность, положительно влияя на репродуктивную функцию.

8. Уменьшение боли:

БИК-светотерапия эффективно уменьшает нейропатическую боль и общий дискомфорт, улучшая качество жизни.

Обслуживание и уход за устройством:

Храните этот продукт в сухом месте при комнатной температуре, избегайте воздействия пыли, прямых солнечных лучей или влажности. Очистите маску до и после использования.

Меры предосторожности:

Пожалуйста, храните изделие в недоступном для маленьких детей и животных месте, чтобы не обращаться с ним как с игрушкой. При использовании обращайтесь с изделием осторожно. Это устройство разработано как бытовое электронное изделие и не подходит для диагностики или лечения. Его не следует использовать беременным женщинам, готовящимся к беременности или кормлению грудью, людям, чувствительным к свету или принимающим фотосенсибилизирующие препараты, с генетически обусловленными кожными заболеваниями или состояниями, такими как волчанка, светочувствительная экзема или альбинизм. Не используйте во время зарядки. Не используйте устройство, если оно повреждено. Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно. Любые нарушения должны быть оценены службой. Не роняйте и не ударяйте устройство во избежание неисправности. После каждой обработки протирайте изделие мягкой влажной тканью. Не мойте устройство под водой и не погружайте его в воду. Не используйте едкие вещества для очистки устройства. Храните его в прохладном, сухом месте.

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Materiale:	Aluminium
Service liv:	50 000 timer
Enhetsvekt:	0,85KG±0,2
Dimensjoner:	265x160x20mm
Bølgelengde:	660nm:850nm=1:1
Utgangseffekt:	200 W

Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Beskrivelse av kontrollpanelet [side 2-f1]:

- Knapp for valg av lysmodus: trykk 1,2,3 ganger for å velge rødt lys + infrarødt lys, rødt lys og infrarødt lys. "R I", "R" "I" vises på displayet. Trykk deretter 4 ganger for å lukke alle lysene, displayet vil vise AV. og så videre.
- Timerfunksjonsknapp: trykk 1,2,3,4 ganger i 5,10,15,20,25,30 minutter. Når "ON" vises på displayet, vil ikke timerfunksjonen starte.
- Pulsfunksjonsknapp: Trykk 1,2,3 ganger for 10Hz, 20Hz, 40Hz. Displayet vil vise "10", "20", "40". Trykk deretter 4 ganger for å lukke pulsfunksjonen, displayet vil vise "på".
- Dimmerfunksjonsknapp: standard lysstyrke er 100 %: Trykk 1,2,3,4 ganger for å få lysstyrke 25 %, 50 %, 75 % 100 %, displayet vil vise "25", "50", "75", "100".
- Rødt lysindikator under drift.
- Digitalt display som viser måletid og gjenværende tid.
- Infrarødt lysindikator under drift.

Lysfølsomhetstest:

Før du bruker enheten for første gang, sjekk om du er allergisk mot lys: Plasser håndbaken mot enheten i 3 minutter. Hvis huden blir rød eller kløende, slutt å bruke og konsulter en hudlege. Rengjør alltid ansiktet før bruk for å unngå reaksjoner på kosmetikk. Hvis du baker, må du slutte å bruke apparatet umiddelbart.

LED lysterapi

Rød og nær-infrarød lysterapi, også kjent som fotobiomodulering (PBM), innebærer bruk av spesifikke bølgelengder av naturlig lys i midten av 600 og midten av 800 nanometer for å forbedre helsen og funksjonen til cellene våre uten skadelige UV-stråler, overskudd varme eller negative effekter. Lysterapi er en av de tidligste registrerte behandlingene. Solterapi ble først brukt av egypterne, og former for lysterapi ble også praktisert av de gamle grekerne, kineserne og indianerne. Det er ingen tvil om at lys har biologiske effekter: faktisk trenger kroppen lys for å være sunn.

Fordeler med lysterapi

- Stimuler hårvekst:
LED-lysterapi stimulerer hårvekstfasene, og forhindrer skallethet hos menn og kvinner.
- Forbedre hudhelsen:
LED-terapi øker kollagenproduksjonen og vevsreparasjonen, forbedrer sårheling, hudens utseende og reduserer rynker.
- Forbedre sirkulasjonen:
NIR-lys forbedrer sirkulasjonen, reduserer betennelse og lindrer smertesyntomer i ledd og muskler.
- Reduser restitusjonstiden:
NIR akselererer restitusjonen ved å redusere betennelse og smerte, noe som fremmer raskere restitusjon fra skader og sykdommer.
- Reduser betennelse:
Nær infrarødt (NIR) lys senker inflammatoriske markører, lindrer smerter og symptomer på autoimmune sykdommer og skader.
- Fremme sunn mobilfunksjon:
LED-lysterapi stimulerer kollagenproduksjonen, styrker hår, hud og bindevev.
- Øk fruktbarheten:
LED-lys kan øke testosteronproduksjonen og forbedre fruktbarheten, og påvirke reproduktiv funksjon positivt.

8. Smertereduksjon:

NIR lysterapi reduserer effektivt nevropatisk smerte og generelt ubehag, og forbedrer livskvaliteten.

Vedlikehold og stell av enheten:

Oppbevar dette produktet på et tørt sted ved romtemperatur og unngå eksponering for støv, direkte sollys eller fuktige forhold. Rengjør masken før og etter bruk.

Forholdsregler:

Hold produktet unna små barn og dyr for å unngå å behandle det som et leketøy. Hånder produktet forsiktig ved bruk. Denne enheten er utformet som et hjemmeelektronikk og er ikke egnet for diagnose eller behandling. Den skal ikke brukes av gravide kvinner, forbereder seg på graviditet eller amming, personer som er følsomme for lys eller tar fotosensibiliserende medisiner, med genetisk betingede hudsykdommer eller tilstander som lupus, lysfølsomt eksem eller albinisme. Ikke bruk under lading. Ikke bruk enheten hvis den er skadet. Ikke reparer, demonter eller modifier enheten selv. Eventuelle uregelmessigheter bør vurderes av tjenesten. Ikke slipp eller slå enheten for å unngå funksjonsfeil. Etter hver behandling, tørk av produktet med en myk fuktig klut. Ikke vask enheten under vann eller senk den ned. Ikke bruk etsende midler til å rengjøre enheten. Oppbevar den på et kjølig, tørt sted.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Materiaali:	Alumiini
Käyttöikä:	50 000 tuntia
Laitteen paino:	0,85 kg ± 0,2
Mitat:	265x160x20mm
Aallonpituus:	660 nm: 850 nm = 1:1
Lähtöteho:	200 W

Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käytettäessä.

Ohjauspaneelin kuvaus [sivu 2-f1]:

1. Valaistustilan valintapainike: paina 1,2,3 kertaa valitaksesi punainen valo + infrapunavallo, punainen valo ja infrapunavallo. Näyttöön tulee "R I", "R" "I". Paina sitten 4 kertaa sulkeaksesi kaikki valot, näytössä lukee OFF. ja niin edelleen.
2. Ajastintointopainike: paina 1,2,3,4 kertaa 5,10,15,20,25,30 minuutin ajan. Kun "ON" näkyy näytössä, ajastintoiminto ei käynnisty.
3. Pulssitoimintopainike: Paina 1,2,3 kertaa taajuuksille 10Hz, 20Hz, 40Hz. Näytössä näkyy "10", "20", "40". Paina sitten 4 kertaa sulkeaksesi pulssitoiminnon, näytössä näkyy "on".
4. Himmennintointopainike: oletuskirkkaus on 100 %: Paina 1,2,3,4 kertaa saadaksesi kirkkauden 25%, 50%, 75% 100%, näytössä näkyy "25", "50", "75", "100".
5. Punainen merkkivalo käytön aikana.
6. Digitaalinen näyttö, joka näyttää mittausajan ja jäljellä olevan ajan.
7. Infrapunavalon merkkivalo käytön aikana.

Valoherkkyydesti:

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, tarkista, oletko allerginen valolle: Aseta kätesi laitetta vasten 3 minuutiksi. Jos iho punoittaa tai kutiaa, lopeta käyttö ja ota yhteys ihotautilääkäriin. Puhdista kasvossi aina ennen käyttöä välttääksesi reaktiot kosmetiikkaan. Jos paistat, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

LED-valoterapia

Puna- ja lähi-infrapunavalohoito, joka tunnetaan myös nimellä fotobiomodulaatio (PBM), käsittää luonnonvalon tiettyjen aallonpituuksien käytön 600 nanometrin ja 800 nanometrin puolivälissä solujemme terveyden ja toiminnan parantamiseksi ilman haitallisia UV-säteitä, ylimääräisiä säteitä. Lämpöä tai negatiivisia vaikutuksia. Valohoito on yksi varhaisimmista rekisteröidyistä hoidoista. Aurinkoterapiaa käyttivät ensin egyptiläiset, ja valohoitoa harjoittivat myös muinaiset kreikkalaiset, kiinalaiset ja intialaiset. Ei ole epäilystäkään siitä, että valolla on biologisia vaikutuksia: itse asiassa keho tarvitsee valoa ollakseen terve.

Valohoidon edut

1. Stimuloi hiusten kasvua:
LED-valohoito stimuloi hiusten kasvuvaiheita ja ehkäisee miesten ja naisten kaljuuntumista.
2. Paranna ihon terveyttä:
LED-hoito lisää kollageenin tuotantoa ja kudosten korjausta, parantaa haavan paranemista, ihon ulkonäköä ja vähentää ryppejä.
3. Paranna verenkiertoa:
NIR-valo parantaa verenkiertoa, vähentää tulehdusta ja lievittää kipuoireita nivelissä ja lihaksissa.
4. Lyhennä palautumisaikaa:
NIR nopeuttaa palautumista vähentämällä tulehdusta ja kipua, mikä edistää nopeampaa toipumista vammoista ja sairauksista.
5. Vähennä tulehdusta:
Near infrapuna (NIR) valo alentaa tulehdusmarkkereita, lievittää kipua ja autoimmuunisairauksien ja vammojen oireita.
6. Edistä tervettä solutoimintaa:
LED-valohoito stimuloi kollageenin tuotantoa vahvistaen hiuksia, ihoa ja sidekudosta.

7. Lisää hedelmällisyyttä:

LED-valo voi lisätä testosteronin tuotantoa ja parantaa hedelmällisyyttä, mikä vaikuttaa positiivisesti lisääntymistoimintoihin.

8. Kivun vähentäminen:

NIR-valohoito vähentää tehokkaasti neuropaattista kipua ja yleistä epämukavuutta parantaen elämänlaatua.

Laitteen huolto ja hoito:

Säilytä tätä tuotetta kuivassa paikassa huoneenlämmössä ja vältä altistumista pölylle, suoralle auringonvalolle tai kosteille olosuhteille. Puhdista naamio ennen ja jälkeen käytön.

Varoitoimenpiteet:

Pidä tuote poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta, jotta sitä ei käsitellä leluna. Käsittele tuotetta varovasti käyttäessäsi. Tämä laite on suunniteltu kodin elektroniikkatuotteeksi, eikä se sovellu diagnoosiin tai hoitoon. Sitä eivät saa käyttää raskaana olevat naiset, jotka valmistautuvat raskauteen tai imettävät, valolle herkät tai valolle herkistäviä lääkkeitä käyttävät henkilöt, joilla on geneettisesti määrättyjä ihosairauksia tai sairauksia, kuten lupus, valoherkkä ihottuma tai albinismi. Älä käytä latauksen aikana. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Älä korjaa, pura tai muokkaa laitetta itse. Palvelun tulee arvioida mahdolliset väärinkäytökset. Älä pudota tai lyö laitetta toimintahäiriöiden välttämiseksi. Pyyhi tuote jokaisen käsittelyn jälkeen pehmeällä kostealla liinalla. Älä pese laitetta veden alla tai upota sitä. Älä käytä syövyttäviä aineita laitteen puhdistamiseen. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Υλικό:	Αλουμίνιο
Διάρκεια ζωής:	50000 ώρες
Βάρος συσκευής:	0,85KG±0,2
Διαστάσεις:	265x160x20mm
Μήκος κύματος:	660nm:850nm=1:1
Ισχύς εξόδου:	200 W

Ασφάλεια:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Περιγραφή πίνακα ελέγχου [σελίδα 2-f1]:

1. Κουμπί επιλογής λειτουργίας φωτισμού: πατήστε 1,2,3 φορές για να επιλέξετε κόκκινο φως + υπέρυθρο φως, κόκκινο φως και υπέρυθρο φως. "R I", "R" Το "I" εμφανίζεται στην οθόνη. Στη συνέχεια, πατήστε 4 φορές για να κλείσετε όλα τα φώτα, η οθόνη θα εμφανιστεί OFF. και ούτω καθεξής.
2. Κουμπί λειτουργίας χρονοδιακόπτη: πατήστε 1,2,3,4 φορές για 5,10,15,20,25,30 λεπτά. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη "ON" στην οθόνη, η λειτουργία χρονοδιακόπτη δεν θα ξεκινήσει.
3. Κουμπί λειτουργίας παλμού: Πατήστε 1,2,3 φορές για 10Hz, 20Hz, 40Hz. Στην οθόνη θα εμφανιστούν "10", "20", "40". Στη συνέχεια, πατήστε 4 φορές για να κλείσετε τη λειτουργία παλμού, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "on".
4. Κουμπί λειτουργίας dimmer: η προεπιλεγμένη φωτεινότητα είναι 100%: Πατήστε 1,2,3,4 φορές για να λάβετε φωτεινότητα 25%, 50%, 75% 100%, στην οθόνη θα εμφανιστεί "25", "50", "75", "100".
5. Ένδειξη κόκκινου φωτός κατά τη λειτουργία.
6. Ψηφιακή οθόνη που δείχνει τον χρόνο μέτρησης και τον υπολειπόμενο χρόνο.
7. Ένδειξη υπέρυθρης λυχνίας κατά τη λειτουργία.

Δοκιμή ευαισθησίας στο φως:

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ελέγξτε εάν είστε αλλεργικοί στο φως: Τοποθετήστε το πίσω μέρος του χεριού σας πάνω στη συσκευή για 3 λεπτά. Εάν το δέρμα γίνει κόκκινο ή φαγούρα, σταματήστε τη χρήση και συμβουλευτείτε έναν δερματολόγο. Πάντα να καθαρίζετε το πρόσωπό σας πριν από τη χρήση για να αποφύγετε αντιδράσεις στα καλλυντικά. Εάν ψήνετε, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Θεραπεία φωτός LED

Η θεραπεία με κόκκινο και εγγύς υπέρυθρο φως, γνωστή και ως φωτοβιοτροποποίηση (PBM), περιλαμβάνει τη χρήση συγκεκριμένων μηκών κύματος φυσικού φωτός στα μέσα των 600 και στα μέσα των 800 νανόμετρων για τη βελτίωση της υγείας και της λειτουργίας των κυττάρων μας χωρίς επιβλαβείς ακτίνες UV, υπερβολική θερμότητα ή αρνητικές επιπτώσεις. Η θεραπεία με φως είναι μια από τις πιο πρώιμες καταχωρημένες θεραπείες. Η ηλικιακή θεραπεία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Αιγύπτιους, και μορφές φωτοθεραπείας εφαρμόστηκαν επίσης από τους αρχαίους Έλληνες, Κινέζους και Ινδούς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το φως έχει βιολογικές επιδράσεις: στην πραγματικότητα, το σώμα χρειάζεται φως για να είναι υγιές.

Πλεονεκτήματα της φωτοθεραπείας

1. Διεγείρετε την ανάπτυξη των μαλλιών:
Η θεραπεία με φως LED διεγείρει τις φάσεις ανάπτυξης των μαλλιών, αποτρέποντας τη φαλάκρα σε άνδρες και γυναίκες.
2. Βελτιώστε την υγεία του δέρματος:
Η θεραπεία LED αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου και την επιδιόρθωση των ιστών, βελτιώνοντας την επούλωση των πληγών, την εμφάνιση του δέρματος και μειώνοντας τις ρυτίδες.
3. Βελτιώστε την κυκλοφορία:
Το φως NIR βελτιώνει την κυκλοφορία, μειώνοντας τη φλεγμονή και ανακουφίζοντας τα συμπτώματα πόνου στις αρθρώσεις και τους μύες.
4. Μειώστε το χρόνο αποκατάστασης:
Το NIR επιταχύνει την ανάρρωση μειώνοντας τη φλεγμονή και τον πόνο, γεγονός που προάγει την ταχύτερη ανάρρωση από τραυματισμούς και ασθένειες.

5. Μειώστε τη φλεγμονή:

Το φως κοντά στο υπέρυθρο (NIR) μειώνει τους δείκτες φλεγμονής, ανακουφίζοντας τον πόνο και τα συμπτώματα αυτοάνοσων ασθενειών και τραυματισμών.

6. Προωθήστε την υγιή κυτταρική λειτουργία:

Η θεραπεία με φως LED διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, ενισχύοντας τα μαλλιά, το δέρμα και τον συνδετικό ιστό.

7. Αύξηση της γονιμότητας:

Το φως LED μπορεί να αυξήσει την παραγωγή τεστοστερόνης και να βελτιώσει τη γονιμότητα, επηρεάζοντας θετικά την αναπαραγωγική λειτουργία.

8. Μείωση του πόνου:

Η θεραπεία με φως NIR μειώνει αποτελεσματικά τον νευροπαθητικό πόνο και τη γενική δυσφορία, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής.

Συντήρηση και φροντίδα της συσκευής:

Αποθηκεύστε αυτό το προϊόν σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου και αποφύγετε την έκθεση στη σκόνη, το άμεσο ηλιακό φως ή τις υγρές συνθήκες. Καθαρίστε τη μάσκα πριν και μετά τη χρήση.

Προφυλάξεις:

Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά και ζώα για να αποφύγετε να το αντιμετωπίσετε ως παιχνίδι. Χειριστείτε το προϊόν προσεκτικά κατά τη χρήση. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ως οικιακό ηλεκτρονικό προϊόν και δεν είναι κατάλληλη για διάγνωση ή θεραπεία. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από έγκυες γυναίκες, που προετοιμάζονται για εγκυμοσύνη ή θηλασμό, άτομα ευαίσθητα στο φως ή λήψη φωτοευαίσθητοποιητικών φαρμάκων, με γενετικά καθορισμένες δερματικές παθήσεις ή παθήσεις όπως ο λύκος, το φωτοευαίσθητο έκζεμα ή ο αλβινισμός. Μην το χρησιμοποιείτε κατά τη φόρτιση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη. Μην επισκευάζετε, αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή. Τυχόν παρατυπίες θα πρέπει να αξιολογούνται από την υπηρεσία. Μην ρίχνετε ή χτυπάτε τη συσκευή για να αποφύγετε δυσλειτουργία. Μετά από κάθε επεξεργασία, σκουπίστε το προϊόν με ένα μαλακό υγρό πανί. Μην πλένετε τη συσκευή κάτω από νερό και μην τη βυθίζετε. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικούς παράγοντες για τον καθαρισμό της συσκευής. Αποθηκεύστε το σε δροσερό, ξηρό μέρος.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Materijal:	Aluminij
Vijek trajanja:	50000 sati
Težina uređaja:	0,85KG±0,2
Dimenzije:	265x160x20 mm
Valna duljina:	660nm:850nm=1:1
Izlazna snaga:	200 W

Sigurnost:

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

Opis upravljačke ploče [stranica 2-f1]:

1. Gumb za odabir načina osvjetljenja: pritisnite 1,2,3 puta za odabir crveno svjetlo + infracrveno svjetlo, crveno svjetlo i infracrveno svjetlo. Na zaslonu se pojavljuje "R I", "R" "I". Zatim pritisnite 4 puta da zatvorite sva svjetla, zaslon će pokazati ISKLJUČENO. i tako dalje.
2. Funkcijska tipka mjerača vremena: pritisnite 1,2,3,4 puta za 5,10,15,20,25,30 minuta. Kada se na zaslonu pojavi "ON", funkcija timera se neće pokrenuti.
3. Tipka za pulsiranje: Pritisnite 1,2,3 puta za 10Hz, 20Hz, 40Hz. Zaslon će prikazati "10", "20", "40". Zatim pritisnite 4 puta da biste zatvorili pulsnu funkciju, na zaslonu će se prikazati "on".
4. Funkcijska tipka za prigušivanje: zadana svjetlina je 100%: Pritisnite 1,2,3,4 puta da dobijete svjetlinu od 25%, 50%, 75% 100%, na zaslonu će se prikazati "25", "50", "75", "100".
5. Crveni svjetlosni indikator tijekom rada.
6. Digitalni zaslon koji prikazuje vrijeme mjerenja i preostalo vrijeme.
7. Infracrveni svjetlosni indikator tijekom rada.

Test osjetljivosti na svjetlo:

Prije prve uporabe uređaja provjerite jeste li alergični na svjetlo: Prislonite stražnju stranu ruke na uređaj 3 minute. Ako koža postane crvena ili svrbi, prestanite koristiti i obratite se dermatologu. Prije upotrebe uvijek očistite lice kako biste izbjegli reakcije na kozmetiku. Ako pečete, odmah prestanite koristiti uređaj.

LED svjetlosna terapija

Terapija crvenim i bliskim infracrvenim svjetlom, također poznata kao fotobiomodulacija (PBM), uključuje korištenje specifičnih valnih duljina prirodnog svjetla u srednjim 600 i srednjim 800 nanometara za poboljšanje zdravlja i funkcije naših stanica bez štetnih UV zraka, prekomjernog topline ili negativnih učinaka. Svjetlosna terapija jedan je od najranije registriranih tretmana. Solarnu terapiju prvi su koristili Egipćani, a oblike svjetlosne terapije prakticirali su i stari Grci, Kinezi i Indijci. Nema sumnje da svjetlost ima biološke učinke: zapravo, tijelo treba svjetlost da bi bilo zdravo.

Prednosti svjetlosne terapije

1. Stimulirajte rast kose:
LED svjetlosna terapija stimulira faze rasta kose, sprječavajući ćelavost kod muškaraca i žena.
2. Poboljšajte zdravlje kože:
LED terapija povećava proizvodnju kolagena i obnavljanje tkiva, poboljšava zacjeljivanje rana, izgled kože i smanjuje bore.
3. Poboljšajte cirkulaciju:
NIR svjetlo poboljšava cirkulaciju, smanjuje upale i ublažava simptome bolova u zglobovima i mišićima.
4. Skratite vrijeme oporavka:
NIR ubrzava oporavak smanjujući upalu i bol, što potiče brži oporavak od ozljeda i bolesti.
5. Smanjite upalu:
Blisko infracrveno (NIR) svjetlo smanjuje upalne markere, ublažava bol i simptome autoimunih bolesti i ozljeda.
6. Promicanje zdrave stanične funkcije:
Terapija LED svjetlom potiče proizvodnju kolagena, jača kosu, kožu i vezivno tkivo.
7. Povećajte plodnost:

LED svjetlo može povećati proizvodnju testosterona i poboljšati plodnost, pozitivno utječući na reproduktivnu funkciju.

8. Smanjenje boli:

NIR svjetlosna terapija učinkovito smanjuje neuropatsku bol i opću nelagodu, poboljšavajući kvalitetu života.

Održavanje i njega uređaja:

Čuvajte ovaj proizvod na suhom mjestu na sobnoj temperaturi i izbjegavajte izlaganje prašini, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vlažnim uvjetima. Očistite masku prije i poslije upotrebe.

Mjere predostrožnosti:

Držite proizvod podalje od male djece i životinja kako ga ne biste tretirali kao igračku. Prilikom uporabe pažljivo rukujte proizvodom. Ovaj uređaj je dizajniran kao kućni elektronički proizvod i nije prikladan za dijagnostiku ili liječenje. Ne smiju ga koristiti trudnice, pripreme za trudnoću ili dojenje, osobe osjetljive na svjetlo ili koje uzimaju fotosenzitivne lijekove, s genetski uvjetovanim kožnim bolestima ili stanjima kao što su lupus, fotoosjetljivi ekcem ili albinizam. Nemojte koristiti tijekom punjenja. Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen. Nemojte sami popravljati, rastavljati ili modificirati uređaj. Eventualne nepravilnosti treba procijeniti servis. Nemojte ispuštati ili udarati uređaj kako biste izbjegli kvar. Nakon svakog tretmana obrišite proizvod mekom vlažnom krpom. Nemojte prati uređaj pod vodom niti ga uranjati. Nemojte koristiti korozivna sredstva za čišćenje uređaja. Čuvajte ga na hladnom i suhom mjestu.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Material:	Aluminium
Livslängd:	50 000 timmar
Enhetens vikt:	0,85 kg±0,2
Mått:	265x160x20mm
Våglängd:	660nm:850nm=1:1
Uteffekt:	200 W

Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Beskrivning av kontrollpanelen [sida 2-f1]:

- Knapp för val av ljusläge: tryck 1,2,3 gånger för att välja rött ljus + infrarött ljus, rött ljus och infrarött ljus. "R I", "R" "I" visas på displayen. Tryck sedan 4 gånger för att stänga alla lampor, displayen visar OFF. och så vidare.
- Timerfunktionsknapp: tryck 1,2,3,4 gånger i 5,10,15,20,25,30 minuter. När "ON" visas på displayen, startar inte timerfunktionen.
- Pulsfunktionsknapp: Tryck 1,2,3 gånger för 10Hz, 20Hz, 40Hz. Displayen kommer att visa "10", "20", "40". Tryck sedan 4 gånger för att stänga pulsfunktionen, displayen kommer att visa "på".
- Dimmerfunktionsknapp: standardljusstyrkan är 100%: Tryck 1,2,3,4 gånger för att få ljusstyrkan 25%, 50%, 75% 100%, displayen kommer att visa "25", "50", "75", "100".
- Rött ljusindikator under drift.
- Digital display som visar mättid och återstående tid.
- Infraröd ljusindikator under drift.

Ljuskänslighetstest:

Innan du använder enheten för första gången, kontrollera om du är allergisk mot ljus: Placera handryggen mot enheten i 3 minuter. Om huden blir röd eller kliar, sluta använda och kontakta en hudläkare. Rengör alltid ansiktet före användning för att undvika reaktioner på kosmetika. Om du bakar ska du omedelbart sluta använda apparaten.

LED ljusterapi

Röd- och nära-infrarött ljusterapi, även känd som fotobiomodulering (PBM), innebär användning av specifika våglängder av naturligt ljus i mitten av 600 och mitten av 800 nanometer för att förbättra hälsan och funktionen hos våra celler utan skadliga UV-strålar, överskott värme eller negativa effekter. Ljusterapi är en av de tidigast registrerade behandlingarna. Solterapi användes först av egyptierna, och former av ljusterapi utövades även av de gamla grekerna, kineserna och indianerna. Det råder ingen tvekan om att ljus har biologiska effekter: i själva verket behöver kroppen ljus för att vara frisk.

Fördelar med ljusterapi

- Stimulera hårväxt:
LED-ljusterapi stimulerar hårväxtfaserna och förhindrar håravfall hos män och kvinnor.
- Förbättra hudens hälsa:
LED-terapi ökar kollagenproduktionen och vävnadsreparationen, förbättrar sårhäkning, hudens utseende och minskar rynkor.
- Förbättra cirkulationen:
NIR-ljus förbättrar cirkulationen, minskar inflammation och lindrar smärtsymtom i leder och muskler.
- Minska återhämtningstiden:
NIR påskyndar återhämtningen genom att minska inflammation och smärta, vilket främjar snabbare återhämtning från skador och sjukdomar.
- Minska inflammation:
Nära infrarött (NIR) ljus sänker inflammatoriska markörer, lindrar smärta och symtom på autoimmuna sjukdomar och skador.
- Främja hälsosam cellulär funktion:
LED-ljusterapi stimulerar kollagenproduktionen, stärker hår, hud och bindväv.

7. Öka fertiliteten:

LED-ljus kan öka testosteronproduktionen och förbättra fertiliteten, vilket positivt påverkar reproduktionsfunktionen.

8. Smärtminskning:

NIR-ljusterapi minskar effektivt neuropatisk smärta och allmänt obehag, vilket förbättrar livskvaliteten.

Underhåll och skötsel av enheten:

Förvara denna produkt på en torr plats i rumstemperatur och undvik exponering för damm, direkt solljus eller fuktiga förhållanden. Rengör masken före och efter användning.

Försiktighetsåtgärder:

Håll produkten borta från små barn och djur för att undvika att behandla den som en leksak. Hantera produkten försiktigt vid användning. Denna enhet är utformad som en hemelektronikprodukt och är inte lämplig för diagnos eller behandling. Det bör inte användas av gravida kvinnor, som förbereder sig för graviditet eller amning, personer som är känsliga för ljus eller tar fotosensibiliserande läkemedel, med genetiskt betingade hudsjukdomar eller tillstånd som lupus, ljuskänsligt eksem eller albinism. Använd inte under laddning. Använd inte enheten om den är skadad. Reparera, plocka isär eller modifiera inte enheten själv. Eventuella oegentligheter bör bedömas av tjänsten. Tappa eller slå inte enheten för att undvika felfunktion. Efter varje behandling, torka av produkten med en mjuk fuktig trasa. Tvätta inte enheten under vatten eller sänk den inte ned. Använd inte frätande medel för att rengöra enheten. Förvara den på en sval, torr plats.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Materiale:	Aluminium
Service liv:	50000 timer
Enhedens vægt:	0,85KG±0,2
Dimensioner:	265x160x20 mm
Bølgelængde:	660nm:850nm=1:1
Udgangseffekt:	200 W

Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Kontrolpanelbeskrivelse [side 2-f1]:

1. Knappen til valg af lystilstand: Tryk 1,2,3 gange for at vælge rødt lys + infrarødt lys, rødt lys og infrarødt lys. "R I", "R" "I" vises på displayet. Tryk derefter 4 gange for at lukke alle lys, displayet vil vise OFF. og så videre.
2. Timerfunktionsknop: tryk 1,2,3,4 gange i 5,10,15,20,25,30 minutter. Når "ON" vises på displayet, starter timerfunktionen ikke.
3. Pulsfunktionsknop: Tryk 1,2,3 gange for 10Hz, 20Hz, 40Hz. Displayet vil vise "10", "20", "40". Tryk derefter 4 gange for at lukke pulsfunktionen, displayet vil vise "on".
4. Lysdæmper funktionsknop: standard lysstyrke er 100%: Tryk 1,2,3,4 gange for at få lysstyrke 25%, 50%, 75% 100%, displayet vil vise "25", "50", "75", "100".
5. Rødt lysindikator under drift.
6. Digitalt display, der viser måletid og resterende tid.
7. Infrarødt lysindikator under drift.

Lysfølsomhedstest:

Inden du bruger apparatet første gang, skal du kontrollere, om du er allergisk over for lys: Læg håndryggen mod apparatet i 3 minutter. Hvis huden bliver rød eller kløende, skal du stoppe brugen og kontakte en hudlæge. Rengør altid dit ansigt før brug for at undgå reaktioner på kosmetik. Hvis du bager, skal du straks stoppe med at bruge apparatet.

LED lysterapi

Rød og nær-infrarød lysterapi, også kendt som fotobiomodulation (PBM), involverer brugen af specifikke bølgelængder af naturligt lys i midten af 600 og midten af 800 nanometer for at forbedre sundheden og funktionen af vores celler uden skadelige UV-stråler, overskud varme eller negative effekter. Lysterapi er en af de tidligst registrerede behandlinger. Solterapi blev først brugt af egypterne, og former for lysterapi blev også praktiseret af de gamle grækere, kinesere og indere. Der er ingen tvivl om, at lys har biologiske effekter: faktisk har kroppen brug for lys for at være sund.

Fordele ved lysterapi

1. Stimuler hårvækst:
LED-lysterapi stimulerer hårvækstfaserne og forhindrer skaldethed hos mænd og kvinder.
2. Forbedre hudens sundhed:
LED-terapi øger kollagenproduktion og vævsreparation, forbedrer sårheling, hudens udseende og reducerer rynker.
3. Forbedre cirkulationen:
NIR-lys forbedrer cirkulationen, reducerer inflammation og lindrer smertesymptomer i led og muskler.
4. Reducer restitutionstiden:
NIR fremskynder restitutionen ved at reducere betændelse og smerte, hvilket fremmer hurtigere restitution fra skader og sygdomme.
5. Reducer inflammation:
Nær-infrarødt (NIR) lys sænker inflammatoriske markører, lindrer smerter og symptomer på autoimmune sygdomme og skader.
6. Fremme sund cellulær funktion:
LED lysterapi stimulerer kollagenproduktionen, styrker hår, hud og bindevæv.
7. Øg fertiliteten:
LED-lys kan øge testosteronproduktionen og forbedre fertiliteten, hvilket positivt påvirker reproduktiv funktion.

8. Smertereduktion:

NIR lysterapi reducerer effektivt neuropatisk smerte og generel ubehag, hvilket forbedrer livskvaliteten.

Vedligeholdelse og pleje af enheden:

Opbevar dette produkt på et tørt sted ved stuetemperatur og undgå udsættelse for støv, direkte sollys eller fugtige forhold. Rengør masken før og efter brug.

Forholdsregler:

Hold venligst produktet væk fra små børn og dyr for at undgå at behandle det som et legetøj. Håndter produktet forsigtigt ved brug. Denne enhed er designet som et elektronisk hjemmeprodukt og er ikke egnet til diagnose eller behandling. Det bør ikke bruges af gravide kvinder, der forbereder sig på graviditet eller ammer, personer, der er følsomme over for lys eller tager fotosensibiliserende lægemidler, med genetisk betingede hudsygdomme eller tilstande såsom lupus, lysfølsomt eksem eller albinisme. Må ikke bruges under opladning. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget. Du må ikke selv reparere, adskille eller modificere enheden. Eventuelle uregelmæssigheder bør vurderes af tjenesten. Tab eller slå ikke enheden for at undgå fejlfunktion. Efter hver behandling tørres produktet af med en blød fugtig klud. Vask ikke enheden under vand eller nedsenk den. Brug ikke ætsende midler til at rengøre enheden. Opbevar det på et køligt, tørt sted.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Materiaal:	Aluminium
Levensduur:	50.000 uur
Gewicht apparaat:	0,85 kg ± 0,2
Dimensies:	265x160x20mm
Golflengte:	660nm:850nm=1:1
Uitgangsvermogen:	200 W

Beveiliging:

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

Beschrijving van het bedieningspaneel [pagina 2-f1]:

1. Keuzeknop verlichtingsmodus: druk 1,2,3 keer om rood licht + infrarood licht, rood licht en infrarood licht te selecteren. Op het display verschijnt "RI", "R" "I". Druk vervolgens 4 keer op om alle lichten te sluiten, het display toont OFF. enzovoort.
2. Timerfunctieknop: druk 1,2,3,4 keer gedurende 5,10,15,20,25,30 minuten. Wanneer "ON" op het display verschijnt, start de timerfunctie niet.
3. Pulsfunctieknop: 1,2,3 keer indrukken voor 10 Hz, 20 Hz, 40 Hz. Op het display verschijnt "10", "20", "40". Druk vervolgens 4 keer om de pulsfunctie te sluiten, op het display verschijnt "on".
4. Dimmerfunctieknop: standaardhelderheid is 100%: druk 1,2,3,4 keer om de helderheid 25%, 50%, 75% 100% te krijgen, het display toont "25", "50", "75", "100".
5. Rood lichtindicator tijdens bedrijf.
6. Digitaal display met meettijd en resterende tijd.
7. Infraroodlichtindicator tijdens bedrijf.

Lichtgevoeligheidstest:

Controleer voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of u allergisch bent voor licht: Plaats de rug van uw hand gedurende 3 minuten tegen het apparaat. Als de huid rood wordt of jeukt, stop dan met het gebruik en raadpleeg een dermatoloog. Reinig altijd uw gezicht voor gebruik om reacties op cosmetica te voorkomen. Als u gaat bakken, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.

LED-lichttherapie

Rood- en nabij-infraroodlichttherapie, ook bekend als fotobiomodulatie (PBM), omvat het gebruik van specifieke golflengten van natuurlijk licht in het midden van 600 en midden 800 nanometer om de gezondheid en het functioneren van onze cellen te verbeteren zonder schadelijke UV-stralen, overmatige hitte of negatieve effecten. Lichttherapie is een van de vroegst geregistreerde behandelingen. Zonnetherapie werd voor het eerst gebruikt door de Egyptenaren, en vormen van lichttherapie werden ook beoefend door de oude Grieken, Chinezen en Indiërs. Er bestaat geen twijfel over dat licht biologische effecten heeft: in feite heeft het lichaam licht nodig om gezond te zijn.

Voordelen van lichttherapie

1. Stimuleer de haargroei:
LED-lichttherapie stimuleert de haargroefasen en voorkomt kaalheid bij mannen en vrouwen.
2. Verbeter de gezondheid van de huid:
LED-therapie verhoogt de collageenproductie en het weefselherstel, waardoor de wondgenezing en het uiterlijk van de huid worden verbeterd en rimpels worden verminderd.
3. Verbeter de bloedsomloop:
NIR-licht verbetert de bloedsomloop, vermindert ontstekingen en verlicht pijnsymptomen in gewrichten en spieren.
4. Verkort de hersteltijd:
NIR versnelt het herstel door ontstekingen en pijn te verminderen, wat een sneller herstel van blessures en ziekten bevordert.
5. Verminder ontstekingen:
Nabij-infraroodlicht (NIR) verlaagt ontstekingsmarkers, waardoor pijn en symptomen van auto-immuunziekten en verwondingen worden verlicht.

6. Bevorder een gezonde cellulaire functie:

LED-lichttherapie stimuleert de collageenproductie, waardoor het haar, de huid en het bindweefsel worden versterkt.

7. Verhoog de vruchtbaarheid:

LED-licht kan de testosteronproductie verhogen en de vruchtbaarheid verbeteren, wat een positieve invloed heeft op de voortplantingsfunctie.

8. Pijnvermindering:

NIR-lichttherapie vermindert effectief neuropathische pijn en algemeen ongemak, waardoor de kwaliteit van leven verbetert.

Onderhoud en verzorging van het apparaat:

Bewaar dit product op een droge plaats bij kamertemperatuur en vermijd blootstelling aan stof, direct zonlicht of vochtige omstandigheden. Reinig het masker voor en na gebruik.

Voorzorgsmaatregelen:

Houd het product uit de buurt van kleine kinderen en dieren om te voorkomen dat u het als speelgoed behandelt. Ga voorzichtig om met het product tijdens gebruik. Dit apparaat is ontworpen als een elektronisch product voor thuisgebruik en is niet geschikt voor diagnose of behandeling. Het mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen, die zich voorbereiden op zwangerschap of borstvoeding, mensen die gevoelig zijn voor licht of fotosensibiliserende medicijnen gebruiken, met genetisch bepaalde huidziekten of aandoeningen zoals lupus, lichtgevoelig eczeem of albinisme. Niet gebruiken tijdens het opladen. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Repareer, demonteer of wijzig het apparaat niet zelf. Eventuele onregelmatigheden dienen door de dienst beoordeeld te worden. Laat het apparaat niet vallen en sla er niet tegen om defecten te voorkomen. Veeg het product na elke behandeling af met een zachte, vochtige doek. Was het apparaat niet onder water en dompel het niet onder. Gebruik geen bijtende middelen om het apparaat schoon te maken. Bewaar het op een koele, droge plaats.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Malzeme:	Alüminyum
Servis ömrü:	50000 saat
Cihaz ağırlığı:	0,85kg±0,2
Boyutlar:	265x160x20mm
Dalga boyu:	660nm:850nm=1:1
Çıkış gücü:	200W

Güvenlik:

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan önerilere uyun.

Kontrol paneli açıklaması [sayfa 2-f1]:

1. Aydınlatma modu seçim düğmesi: kırmızı ışık + kızılötesi ışık, kırmızı ışık ve kızılötesi ışık seçmek için 1,2,3 kez basın. Ekranda "R I", "R" "I" görünür. Ardından tüm ışıkları kapatmak için 4 kez basın, ekranda KAPALI mesajı görünecektir. ve benzeri.
2. Zamanlayıcı fonksiyon düğmesi: 5, 10, 15, 20, 25, 30 dakika boyunca 1,2,3,4 kez basın. Ekranda "ON" görüldüğünde zamanlayıcı işlevi başlamayacaktır.
3. Darbe işlev düğmesi: 10Hz, 20Hz, 40Hz için 1,2,3 kez basın. Ekranda "10", "20", "40" görünecektir. Ardından darbe fonksiyonunu kapatmak için 4 kez basın, ekranda "açık" görünecektir.
4. Dimmer fonksiyon düğmesi: varsayılan parlaklık %100'dür: Parlaklığı %25, %50, %75 %100 elde etmek için 1,2,3,4 kez basın, ekranda "25", "50", "75" görünecektir, "100".
5. Çalışma sırasında kırmızı ışık göstergesi.
6. Ölçüm süresini ve kalan süreyi gösteren dijital ekran.
7. Çalışma sırasında kızılötesi ışık göstergesi.

Işık duyarlılığı testi:

Cihazı ilk kez kullanmadan önce ışığa alerjiniz olup olmadığını kontrol edin: Elinizin arkasını 3 dakika boyunca cihaza dayayın. Cilt kızarıp veya kaşınırsa kullanmayı bırakın ve bir dermatoloğa danışın. Kozmetiklere karşı reaksiyonları önlemek için kullanmadan önce daima yüzünüzü temizleyin. Pişirme durumunda, cihazı kullanmayı derhal bırakın.

LED ışık terapisi

Fotobiyomodülasyon (PBM) olarak da bilinen kırmızı ve yakın kızılötesi ışık terapisi, zararlı UV ışınları, aşırı ısı olmadan hücrelerimizin sağlığını ve işlevini iyileştirmek için 600 nanometrenin ortasında ve 800 nanometrenin ortasında doğal ışığın belirli dalga boylarının kullanılmasını içerir. ısı veya olumsuz etkiler. Işık terapisi, kayıtlı en eski tedavilerden biridir. Güneş terapisi ilk olarak Mısırlılar tarafından kullanıldı ve ışık terapisi türleri de eski Yunanlılar, Çinliler ve Hintliler tarafından uygulandı. Işığın biyolojik etkileri olduğuna şüphe yoktur; aslında vücudun sağlıklı olabilmesi için ışığa ihtiyacı vardır.

Işık terapisinin avantajları

1. Saç büyümesini teşvik edin:
LED ışık terapisi saç büyüme aşamalarını uyararak erkeklerde ve kadınlarda kelliği artırır.
2. Cilt sağlığını iyileştirin:
LED terapisi kollajen üretimini ve doku onarımını artırır, yara iyileşmesini, cilt görünümünü iyileştirir ve kırışıklıkları azaltır.
3. Dolaşımını iyileştirin:
NIR ışığı dolaşımı iyileştirir, iltihabı azaltır ve eklem ve kaslardaki ağrı semptomlarını hafifletir.
4. İyileşme süresini kısaltın:
NIR, inflamasyonu ve ağrıyı azaltarak iyileşmeyi hızlandırır, bu da yaralanma ve hastalıklarda daha hızlı iyileşmeyi destekler.
5. Enflamasyonu Azaltın:
Yakın kızılötesi (NIR) ışık, iltihaplanma belirtilerini azaltır, ağrıyı ve otoimmün hastalıklarda ve yaralanmaların semptomlarını hafifletir.
6. Sağlıklı Hücrel Fonksiyonu Teşvik Edin:
LED ışık terapisi kollajen üretimini uyarır, saçları, cildi ve bağ dokusunu güçlendirir.

7. Doğurganlığı Artırır:

LED ışık testosteron üretimini artırabilir ve doğurganlığı iyileştirerek üreme fonksiyonunu olumlu yönde etkileyebilir.

8. Ağrı Azaltma:

NIR ışık tedavisi, nöropatik ağrıyı ve genel rahatsızlığı etkili bir şekilde azaltarak yaşam kalitesini artırır.

Cihazın bakımı ve bakımı:

Bu ürünü oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayın ve toza, doğrudan güneş ışığına veya nemli koşullara maruz kalmaktan kaçının. Maskeyi kullanımdan önce ve sonra temizleyin.

Önlemler:

Ürüne oyuncak muamelesi yapmamak için lütfen ürünü küçük çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun. Ürünü kullanırken dikkatli olun. Bu cihaz ev elektroniği ürünü olarak tasarlanmış olup teşhis ve tedaviye uygun değildir. Hamilelik veya emzirmeye hazırlanan hamileler, ışığa karşı hassasiyeti olan veya ışığa duyarlı ilaç kullanan kişiler, genetik olarak belirlenmiş cilt hastalıkları veya lupus, ışığa duyarlı egzama, albinizm gibi rahatsızlıkları olan kişiler tarafından kullanılmalıdır. Hasar görmüşse cihazı kullanmayın. Cihazı kendiniz tamir etmeyin, parçalarına ayırmayın veya değişiklik yapmayın. Herhangi bir usulsüzlük servis tarafından değerlendirilmelidir. Anzayı önlemek için cihazı düşürmeyin veya çarpmayın. Her tedaviden sonra ürünü yumuşak, nemli bir bezle silin. Cihazı su altında yıkamayın veya suya batırmayın. Cihazı temizlemek için aşındırıcı maddeler kullanmayın. Serin ve kuru bir yerde saklayın.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Материал:	Алуминий
Срок на експлоатация:	50 000 часа
Тегло на устройството:	0,85 кг ± 0,2
Размери:	265x160x20 мм
Дължина на вълната:	660nm:850nm=1:1
Изходяща мощност:	200 W

Сигурност:

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Описание на контролния панел [страница 2-f1]:

1. Бутон за избор на режим на осветление: натиснете 1,2,3 пъти, за да изберете червена светлина + инфрачервена светлина, червена светлина и инфрачервена светлина. На дисплея се появяват "R I", "R" "I". След това натиснете 4 пъти, за да затворите всички светлини, дисплеят ще покаже ИЗКЛ. и така нататък.
2. Функционален бутон на таймера: натиснете 1,2,3,4 пъти за 5,10,15,20,25,30 минути. Когато на дисплея се появи "ON", функцията на таймера няма да стартира.
3. Бутон за импулсна функция: Натиснете 1,2,3 пъти за 10Hz, 20Hz, 40Hz. Дисплеят ще покаже "10", "20", "40". След това натиснете 4 пъти, за да затворите импулсната функция, дисплеят ще покаже "включено".
4. Функционален бутон за димер: яркостта по подразбиране е 100%: Натиснете 1,2,3,4 пъти, за да получите яркост 25%, 50%, 75% 100%, дисплеят ще покаже "25", "50", "75", "100".
5. Червен светлинен индикатор по време на работа.
6. Цифров дисплей, показващ времето за измерване и оставащото време.
7. Инфрачервен светлинен индикатор по време на работа.

Тест за светлочувствителност:

Преди да използвате устройството за първи път, проверете дали не сте алергични към светлина: Поставете гърба на ръката си върху устройството за 3 минути. Ако кожата се зачерви или сърби, спрете употребата и се консултирайте с дерматолог. Винаги почиствайте лицето си преди употреба, за да избегнете реакции към козметиката. Ако печете, незабавно спрете да използвате уреда.

LED светлинна терапия

Терапията с червена и близка инфрачервена светлина, известна също като фотобиомодулация (PBM), включва използването на специфични дължини на вълните на естествената светлина в средата на 600 и средата на 800 нанометра за подобряване на здравето и функцията на нашите клетки без вредни UV лъчи, излишък топлина или отрицателни ефекти. Светлинната терапия е едно от най-ранните регистрирани лечения. Слънчевата терапия е използвана за първи път от египтяните, а форми на светлинна терапия са практикувани и от древните египци, китайци и индийци. Няма съмнение, че светлината има биологични ефекти: всъщност тялото се нуждае от светлина, за да бъде здраво.

Предимства на светлинната терапия

1. Стимулирайте растежа на косата:
LED светлинната терапия стимулира фазите на растеж на косата, предотвратявайки оплешивяването при мъжете и жените.
2. Подобрете здравето на кожата:
LED терапията увеличава производството на колаген и възстановяването на тъканите, подобрява заздравяването на рани, външния вид на кожата и намалява бръчките.
3. Подобрете кръвообращението:
NIR светлината подобрява кръвообращението, намалява възпалението и облекчава симптомите на болка в ставите и мускулите.
4. Намалете времето за възстановяване:
NIR ускорява възстановяването чрез намаляване на възпалението и болката, което насърчава по-бързото възстановяване от наранявания и заболявания.

5. Намаляване на възпалението:

Близката инфрачервена (NIR) светлина намалява възпалителните маркери, облекчавайки болката и симптомите на аутоимунни заболявания и наранявания.

6. Насърчаване на здравата клетъчна функция:

LED светлинната терапия стимулира производството на колаген, укрепва косата, кожата и съединителната тъкан.

7. Увеличаване на плодовитостта:

LED светлината може да увеличи производството на тестостерон и да подобри плодовитостта, като повлияе положително на репродуктивната функция.

8. Намаляване на болката:

NIR светлинната терапия ефективно намалява невропатичната болка и общия дискомфорт, като подобрява качеството на живот.

Поддръжка и грижи за устройството:

Съхранявайте този продукт на сухо място при стайна температура и избягвайте излагане на прах, пряка слънчева светлина или влажни условия. Почистете маската преди и след употреба.

Предпазни мерки:

Моля, дръжте продукта далеч от малки деца и животни, за да избегнете третирането му като играчка. Работете внимателно с продукта, когато го използвате. Това устройство е проектирано като домашен електронен продукт и не е подходящо за диагностика или лечение. Не трябва да се използва от бременни жени, подготвящи се за бременност или кърмене, хора, чувствителни към светлина или приемащи фотосенсибилизиращи лекарства, с генетично обусловени кожни заболявания или състояния като лупус, фоточувствителна екзема или албинизъм. Не използвайте по време на зареждане. Не използвайте устройството, ако е повредено. Не ремонтирайте, разглобявайте или модифицирайте устройството сами. Всякакви нередности трябва да бъдат оценени от сервиза. Не изпускате и не удряйте устройството, за да избегнете повреда. След всяко третиране избършете продукта с мека влажна кърпа. Не мийте устройството под вода и не го потапяйте. Не използвайте корозивни агенти за почистване на устройството. Съхранявайте го на хладно и сухо място.

Повече информация за фирмата и продуктите [страница 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

اللاتي يستعدن للحمل أو الرضاعة الطبيعية، أو الأشخاص الذين يعانون من حساسية للضوء أو الذين يتناولون أدوية حساسية للضوء، أو المصابين بأمراض أو حالات جلدية محددة وراثيًا مثل مرض الذئبة، أو الأكزيما الحساسة للضوء، أو المهق. لا تستخدم الجهاز في حالة تلفه. لا تقم بإصلاح الجهاز أو تفكيكه أو تعديله بنفسك. وينبغي تقييم أي مخالفات من قبل الخدمة. لا تسقط أو تضرب الجهاز لتجنب حدوث عطل. بعد كل معالجة، امسح المنتج بقطعة قماش مبللة ناعمة. لا تغسل الجهاز تحت الماء أو تغمره. لا تستخدم عوامل التآكل لتنظيف الجهاز. قم بتخزينه في مكان بارد وجاف.

[f2- صفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

مادة:	الألومنيوم
خدمة الحياة:	50000 ساعة
بوزن الجهاز:	0.85 كجم ± 0.2
إبعاد:	20 ملم×160×265
الطول الموجي:	660 نانومتر: 850 نانومتر = 1:1
إنتاج الطاقة:	200 واط

حماية:

قبل استخدام المنتج، اقرأ دليل المستخدم هذا واتبع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز

[1-الصفحة 2] وصف لوحة التحكم

- زر اختيار وضع الإضاءة: اضغط 1، 2، 3 مرة لتحديد الضوء الأحمر + ضوء الأشعة تحت الحمراء، الضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء، OFF على الشاشة. ثم اضغط 4 مرات لإغلاق جميع الأضواء، وسوف تظهر الشاشة "R"، "RI" تحت الحمراء. يظهر إلى ذلك وهلم جرا
- زر وظيفة الوقت: اضغط 1، 2، 3، 4 مرات لمدة 5، 10، 15، 20، 25، 30 دقيقة. عندما تظهر كلمة وظيفة الوقت
- زر وظيفة النبض: اضغط 1، 2، 3 مرات لمدة 10 هرتز، 20 هرتز، 40 هرتز. ستعرض الشاشة "10"، "20"، "40". ثم اضغط 4 مرات لإغلاق وظيفة النبض، وستعرض الشاشة "تشغيل"
- زر وظيفة التعديل السطوح الأفراضي هو 100%: اضغط 1، 2، 3، 4 مرات للحصول على السطوح 25%، 50%، 75%، 100%، وستعرض الشاشة "25"، "50"، "75"، "100"
- مؤشر الضوء الأحمر أثناء التشغيل
- شاشة ديجيتال توضح وقت القياس والوقت المتبقي
- مؤشر ضوء الأشعة تحت الحمراء أثناء التشغيل

إختبار حساسية الضوء

قبل استخدام الجهاز لأول مرة، تحقق مما إذا كان لديك حساسية للضوء: ضع الجزء الخلفي من يدك على الجهاز لمدة 3 دقائق. إذا أصبح الجلد أحمر أو بسبب الحكّة، توقف عن الاستخدام واستشر طبيب الأمراض الجلدية. قم دائمًا بتنظيف وجهك قبل الاستخدام لتجنب التفاعلات مع مستحضرات التجميل. في حالة الحيز، توقف عن استخدام الجهاز على الفور

LED العلاج بالضوء

استخدام (PBM) يتضمن العلاج بالضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء القريبة، المعروف أيضًا باسم التعديل الحيوي الضوئي أطوال موجية محددة من الضوء الطبيعي في منتصف 600 ومنتصف 800 نانومتر لتحسين صحة ووظيفة خلايانا دون الأشعة فوق البنفسجية الضارة، أو الأشعة فوق البنفسجية الزائدة الحرارة أو التأثيرات السلبية بعد العلاج بالضوء أحد أقدم العلاجات المسجلة. تم استخدام العلاج بالطاقة الشمسية لأول مرة من قبل المصريين، كما مارس اليونانيون والصينيون والهنود أشكال العلاج بالضوء. لا شك أن للضوء تأثيرات بيولوجية في الواقع، يحتاج الجسم إلى الضوء ليكون بصحة جيدة

مزاي العلاج بالضوء

- تحفيز نمو الشعر
- مرآح نمو الشعر، مما يمنع الصلع لدى الرجال والنساء LED يحفز العلاج بالضوء
- تحسين صحة الجلد
- من إنتاج الكولاجين وإصلاح الأنسجة، مما يحسن التئام الجروح ومظهر الجلد ويقلل التجاعيد LED يزيد العلاج بتقنية
- تحسين الدورة الدموية
- على تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهاب وتخفيف أعراض الألم في المفاصل والعضلات NIR يعمل ضوء
- تقليل وقت التعافي
- على تسريع عملية الشفاء عن طريق تقليل الالتهاب والألم، مما يعزز التعافي بشكل أسرع من الإصابات والأمراض NIR يعمل
- تقليل الالتهاب
- على تقليل علامات الالتهاب، مما يخفف الألم وأعراض أمراض وإصابات (NIR) يعمل ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة المناعة الذاتية
- تعزيز الوظيفة الخلوية الصحية
- إنتاج الكولاجين وتقوية الشعر والجلد والأنسجة الضامة LED يحفز العلاج بالضوء
- زيادة الخصوبة
- من إنتاج هرمون التستوستيرون ويحسن الخصوبة، مما يؤثر بشكل إيجابي على الوظيفة الإنجابية LED يمكن أن يزيد ضوء
- تخفيف الألم
- يقط بشكل فعال من آلام الأعصاب والتهاب العظام، مما يحسن نوعية الحياة NIR العلاج بالضوء

صيانة الجهاز والعناية به

قم بتخزين هذا المنتج في مكان جاف في درجة حرارة الغرفة وتجنب التعرض للغبار أو أشعة الشمس المباشرة أو الظروف الرطبة. تنظيف الفناع قبل وبعد الاستخدام

إحتياطات:

يرجى إبقاء المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات لتجنب معاملته كلعبة. تعامل مع المنتج بعناية عند الاستخدام. تم تصميم هذا الجهاز كمنتج إلكتروني منزلي وهو غير مناسب للتشخيص أو العلاج لا ينبغي استخدامه من قبل النساء الحوامل، أو



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe

obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators cannot be mixed with other waste. This is indicated by the crossed out bin symbol on the product packaging. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage may result in damage to health or environmental pollution. Proper household handling of waste electrical and electronic equipment and batteries and accumulators positively contributes to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators can be returned to local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the equipment sold. When delivering equipment intended for households to the buyer, the distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the place of delivery of the equipment, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the delivered equipment. A distributor running a retail unit with a sales area within the meaning of Art. 2 point 19 of the Act of March 27, 2003 on spatial planning and development of at least 400 m² devoted to the sale of equipment intended for households, is obliged to accept waste equipment from households free of charge in this unit or in its immediate vicinity, none of the external dimensions exceeds 25 cm, without the need to purchase new household equipment. The product was introduced to the market on August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt SkinPure Therapy jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich

odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym www.beautifly.eu/deklaracje

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer declares, under its sole responsibility, that the SkinPure Therapy product is in compliance with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment intended for use within specified voltage limits and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances and Directive (EU) 2017/2102 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Directive 2011/65/ EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The full content of the declaration of conformity is available at www.beautifly.eu/deklaracje

Model: SkinPure Therapy

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Wyprodukowano w Chinach