

BEAUTIFLY

Aura

PRO

series

Maska LED
LED Mask

Instrukcja obsługi
User manual



beautifly.eu



@beautifly.eu



beautifly.eu




/beautiflyeu



@beautifly.eu

f1



f2



Napięcie znamionowe:	DC3.7V
Prąd roboczy:	Tryb kojący<600mA, Tryb rozjaśniania<900mA, Tryb przeciwstarzeniowy 1300mA
Pojemność baterii:	1000mAh
Czas ładowania:	<3H
Inteligentny minutnik:	10 minut
Czas czuwania:	Tryb kojący>80 minut, Tryb rozjaśniania>60 minut, Tryb przeciwstarzeniowy 40 minut
Długość fal fotonu:	Głębokie czerwone światło: 660±5nm, czerwone światło: 630±5nm, światło podczerwone: 850±5nm, światło niebieskie: 470±5nm
Napromieniowanie:	Tryb kojący 55±5mW/cm ² , Tryb rozjaśniania 55±5mW/cm ² , Tryb przeciwstarzeniowy 75±5mW/cm ²

Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis urządzenia [strona 2-f1]:

1. Przycisk ON/OFF, lampka kontrolna.
2. Okienko chroniące oczy.
3. Dioda fotonowa.
4. Port ładowania.
5. Regulowany pałąk.
6. Rama podbrudka.

Funkcje:

1. Tryb kojący: Naciśnij raz przycisk zasilania, lampka kontrolna zacznie migać na biało, wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, a komunikat głosowy wyświetli „Tryb uspokajający”. Niebieskie światło będzie świecić, a urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach.
2. Tryb rozjaśniania: Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, lampka kontrolna zacznie migać na biało, wyemituje sygnał dźwiękowy, a komunikat głosowy wyświetli „Tryb rozjaśniania”. Czerwone światło i głębokie czerwone światło będą świecić, a urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach.
3. Tryb przeciwstarzeniowy: Naciśnij trzykrotnie przycisk zasilania, lampka kontrolna zacznie migać na biało, wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, a komunikat głosowy wyświetli „Tryb przeciwdziałający starzeniu się”. Czerwone światło, głęboki prawy kolor i światło podczerwone pozostają włączone, a urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach.

Uwaga: Jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach. Czas trwania nie kumuluje się podczas przełączania trybów podczas pracy.

Jak używać:

1. Oczyść twarz i osusz ją.
2. Załóż maskę i swobodnie wybieraj tryb pielęgnacji skóry.
 - tryb kojący przeznaczony jest dla skóry z niestabilną równowagą wodno-tłuszczową, suchością lub brakiem nawilżenia
 - tryb rozjaśniania przeznaczony jest dla cer poszarzałych i pozbawionych blasku
 - tryb przeciwstarzeniowy ukierunkowany jest na skórę z drobnymi liniami, zmarszczkami lub brakiem elastyczności

3. Po 10 minutach zabiegu maska wyłącza się automatycznie.

Wskazówka: Podczas użytkowania dopasuj ramkę podbrudka do kształtu twarzy i dostosuj napięcie opaski do obwodu.

Bateria:

1. Automatyczne wyłączenie/naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć. Wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, lampka zgaśnie, a urządzenie przestanie działać.
2. Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 30%, przycisk zasilania miga na czerwono. Urządzenie może być nadal używane przez 10 minut. Gdy poziom naładowania baterii jest krytycznie niski, urządzenia nie można włączyć. Przycisk zasilania/kontrolka miga na czerwono, czemu towarzyszą dwa krótkie sygnały dźwiękowe.
3. Po całkowitym naładowaniu przycisk/kontrolka włączania/wyłączenia pozostaje biała i gaśnie po odłączeniu.

Czyszczenie:

Po użyciu wyczyść urządzenie czystą i miękką ściereczką. Nie zanurzać maski w wodzie, utrzymywać ją w suchości.

Środki ostrożności:

1. Nie stosować, jeśli w ciągu ostatniego miesiąca przeszedłeś operację skóry lub doznałeś oparzeń słonecznych.
2. Nie używaj urządzenia, jeśli masz stany zapalne skóry, blizny, popękana skórę lub jesteś uczulony na pola elektromagnetyczne.
3. Nie nadają się do stosowania dla kobiet w ciąży.
4. Nie patrz bezpośrednio na lampkę kosmetyczną przed potwierdzeniem, że produkt jest gotowy do użycia.
5. Nie należy pozostawiać urządzenia podczas jego pracy.
6. Nie używaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nie demontuj urządzenia.
8. Nie należy kontynuować używania urządzenia, jeśli silikon w osłonie oczu jest uszkodzony i powoduje wyciek światła.
9. Upewnij się, że wtyczka i przewód zasilający są w dobrym stanie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
10. Jeśli produkt zostanie mocno uderzony lub upuszczony, przed dalszym użyciem sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.
11. Trzymaj go z dala od środowiska o wysokiej temperaturze.
12. Trzymaj go z dala od żrącej cieczy.
13. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci.
14. Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, zaleca się jego pełne naładowanie przed użyciem.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Rated voltage:	DC3.7V
Working current:	Soothing mode<600mA, Brightening mode<900mA, Anti-aging mode 1300mA
Battery Capacity:	1000 mAh
Charging time:	<3H
Smart Timer:	10 minutes
Standby time:	Soothing mode>80 minutes, Brightening mode>60 minutes, Anti-aging mode 40 minutes
Photon wavelength:	Deep red light: 660±5nm, red light: 630±5nm, infrared light: 850±5nm, blue light: 470±5nm
Irradiation:	Soothing mode 55±5mW/cm ² , Brightening mode 55±5mW/cm ² , Anti-aging mode 75±5mW/cm ²

Security:

Before using the product, familiarize yourself with the operating instructions and follow the instructions when using the device.

Device description [page 2-f1]:

1. ON/OFF button, lamp control.
2. The window will fall off your eyes.
3. Photon diode.
4. Charging port.
5. Adjustable headband.
6. Chin frame.

Functions:

1. Soothing mode: press button once, start indicator light flashes white, beep sounds, voice prompt sent "Soothing mode". The blue light will remain on and the device will turn off automatically after 10 minutes.
2. Brightening mode: apply the power button, the start indicator light flashes white, it will beep, output voice prompt "Brightening mode". Red light and light is on and the device turns off automatically after 10 devices.
3. Anti-aging mode: press the button three times, the indicator light will flash white, the beep will sound, and the voice prompt will display "Anti-aging mode". Red light, deep red color and infrared light, on, the device turns on automatically after 10 minutes.

Note: If no operation is performed, the device will automatically turn off after 10 operations. Duration does not accumulate when switching modes while running.

How to use:

1. Cleanse your face and dry it.
2. Put on the mask and freely choose the skin protection mode.
 - soothing mode is intended for skin with unstable water-fat balance, such as or moisture mobility
 - the brightening mode is intended for dull and dull complexions
 - anti-aging mode is on device with fine lines, wrinkles or available
3. After 10 activities, the mask turns off automatically.

During use, adjust the chin frame to the shape of your face and adjust the bands to fit.

Battery:

1. Turn off/press to turn off. It will beep twice, the light will turn off and the device will stop working.
2. When the battery power level drops below 30%, the power button flashes red. The device can still be used for 10 minutes. When the battery level is critically low, the device cannot be turned on. Application/indicator light flashes red, produces two short beeps.
3. When disconnected, the disconnect/off button/light remains white and turns off when disconnected.

Cleaning:

After use, clean the safety device and basic cloth. Do not spray the mask in water, feed it dry.

Measures to be taken:

1. Not applicable if in the next case the effects or effects that will occur.
2. Do not use the device if you have inflamed, scarred, cracked skin or are allergic to electromagnetic fields.
3. It is not intended for use by pregnant women.
4. Do not look directly at the beauty light before confirming that the product is ready to use.
5. Do not create the device while it is running.
6. Do not use the device while charging.
7. Do not disassemble the device.
8. Do not consider the device if the silicone in the eye shield is a light source.
9. Connection that the cable and power supply are in good condition to avoid the risk of electric shock.
10. If the product is hit or dropped, please check for any wear before use.
11. Stay away from high temperature environment.
12. stay away from the presenter.
13. Stay out of reach of children.
14. If the device has not been used for a further period of time, it is recommended to fully charge it before use.

More information about the company and producers [page 2 - f2]:

- www.beautiflly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nennspannung:	DC3,7V
Arbeitsstrom:	Beruhigender Modus <600 mA, Aufhellungsmodus <900 mA, Anti-Aging-Modus 1300 mA
Batteriekapazität:	1000 mAh
Ladezeit:	<3H
Smart-Timer:	10 Minuten
Standby-Zeit:	Beruhigender Modus > 80 Minuten, Aufhellungsmodus > 60 Minuten, Anti-Aging-Modus 40 Minuten
Photonenwellenlänge:	Tiefrotes Licht: 660 ± 5 nm, rotes Licht: 630 ± 5 nm, Infrarotlicht: 850 ± 5 nm, blaues Licht: 470 ± 5 nm
Bestrahlung:	Beruhigender Modus 55 ± 5 mW/cm ² , Aufhellungsmodus 55 ± 5 mW/cm ² , Anti-Aging-Modus 75 ± 5 mW/cm ²

Sicherheit:

Machen Sie sich vor der Verwendung des Produkts mit der Bedienungsanleitung vertraut und befolgen Sie die Anweisungen bei der Verwendung des Geräts.

Gerätebeschreibung [Seite 2-f1]:

1. EIN/AUS-Taste, Lampensteuerung.
2. Das Fenster wird Ihnen aus den Augen fallen.
3. Photonendiode.
4. Ladeanschluss.
5. Verstellbarer Kopfbügel.
6. Kinnrahmen.

Funktionen:

1. Beruhigungsmodus: Taste einmal drücken, Startkontrollleuchte blinkt weiß, Piepton ertönt, Sprachansage „Beruhigungsmodus“ wird gesendet. Das blaue Licht bleibt an und das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus.
2. Aufhellungsmodus: Drücken Sie den Netzschalter, die Startanzeige blinkt weiß, es ertönt ein Piepton und die Sprachansage „Aufhellungsmodus“ wird ausgegeben. Rotes Licht und Licht ist an und das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus.
3. Anti-Aging-Modus: Drücken Sie die Taste dreimal, die Kontrollleuchte blinkt weiß, der Piepton ertönt und die Sprachansage zeigt „Anti-Aging-Modus“ an. Rotes Licht, tiefe rechte Farbe und Infrarotlicht, an, das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ein.

Hinweis: Wenn kein Vorgang ausgeführt wird, schaltet sich das Gerät nach 10 Vorgängen automatisch aus. Die Dauer summiert sich nicht, wenn während des Laufens der Modus gewechselt wird.

Wie benutzt man:

1. Reinigen Sie Ihr Gesicht und trocknen Sie es ab.
2. Maske aufsetzen und Hautschutzmodus frei wählen.
 - Der beruhigende Modus ist für Haut mit instabilem Wasser-Fett-Gleichgewicht, z. B. Feuchtigkeitsmangel, gedacht
 - Der Aufhellungsmodus ist für matten und fahlen Teint gedacht
 - Der Anti-Aging-Modus ist auf Geräten mit feinen Linien oder Falten verfügbar
3. Nach 10 Aktivitäten schaltet sich die Maske automatisch aus.

Passen Sie während des Gebrauchs den Kinnrahmen an Ihre Gesichtsform an und passen Sie die Bänder entsprechend an.

Batterie:

1. Ausschalten/zum Ausschalten drücken. Es ertönt ein zweimaliger Piepton, das Licht erlischt und das Gerät funktioniert nicht mehr.
2. Wenn der Akkuladestand unter 30 % fällt, blinkt die Ein-/Aus-Taste rot. Das Gerät kann noch 10 Minuten lang verwendet werden. Wenn der Akkuladestand kritisch niedrig ist, kann das Gerät nicht eingeschaltet werden. Die Anwendungs-/Anzeigeleuchte blinkt rot und erzeugt zwei kurze Pieptöne.
3. Wenn die Verbindung getrennt ist, bleibt die Trenn-/Ausschalttaste/Leuchte weiß und erlischt, wenn die Verbindung getrennt wird.

Reinigung:

Reinigen Sie nach Gebrauch die Sicherheitsvorrichtung und das Basistuch. Sprühen Sie die Maske nicht in Wasser, sondern trocknen Sie sie.

Zu ergreifende Maßnahmen:

1. Gilt nicht, wenn im nächsten Fall die Auswirkungen oder Wirkungen eintreten werden.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie entzündete, vernarbte oder rissige Haut haben oder allergisch auf elektromagnetische Felder reagieren.
3. Es ist nicht für die Anwendung durch schwangere Frauen bestimmt.
4. Schauen Sie nicht direkt in das Beauty-Licht, bevor Sie sich vergewissert haben, dass das Produkt gebrauchsfertig ist.
5. Erstellen Sie das Gerät nicht im laufenden Betrieb.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
7. Zerlegen Sie das Gerät nicht.
8. Berücksichtigen Sie das Gerät nicht, wenn das Silikon im Augenschutz eine Lichtquelle darstellt.
9. Stellen Sie sicher, dass Kabel und Netzteil in gutem Zustand sind, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
10. Wenn das Produkt Stößen ausgesetzt oder fallen gelassen wird, überprüfen Sie es bitte vor der Verwendung auf Abnutzung.
11. Halten Sie sich von Umgebungen mit hohen Temperaturen fern.
12. Halten Sie sich vom Moderator fern.
13. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
14. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wurde, wird empfohlen, es vor der Verwendung vollständig aufzuladen.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produzenten [Seite 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tension nominale:	DC3,7V
Courant de travail:	Mode apaisant <600 mA, mode éclaircissant <900 mA, mode anti-âge 1300 mA
Capacité de la batterie:	1000 mAh
Temps de charge:	<3H
Minuterie intelligente:	10 minutes
Temps d'attente:	Mode apaisant>80 minutes, Mode éclaircissant>60 minutes, Mode anti-âge 40 minutes
Longueur d'onde des photons:	Lumière rouge foncé: 660 ± 5 nm, lumière rouge: 630 ± 5 nm, lumière infrarouge: 850 ± 5 nm, lumière bleue: 470 ± 5 nm.
Irradiation:	Mode apaisant 55±5mW/cm ² , Mode éclaircissant 55±5mW/cm ² , Mode anti-âge 75±5mW/cm ²

Sécurité:

Avant d'utiliser le produit, familiarisez-vous avec les instructions d'utilisation et suivez les instructions lors de l'utilisation de l'appareil.

Description de l'appareil [page 2-f1]:

1. Bouton marche/arrêt, contrôle de la lampe.
2. La fenêtre tombera de vos yeux.
3. Diode photonique.
4. Port de chargement.
5. Bandeau réglable.
6. Cadre de menton.

Les fonctions:

1. Mode apaisant : appuyez une fois sur le bouton, le voyant de démarrage clignote en blanc, un bip retentit, l'invite vocale est envoyée « Mode apaisant ». La lumière bleue restera allumée et l'appareil s'éteindra automatiquement après 10 minutes.
2. Mode d'éclairage : appuyez sur le bouton d'alimentation, le voyant de démarrage clignote en blanc, il émettra un bip et émettra une invite vocale « Mode d'éclairage ». La lumière rouge et la lumière sont allumées et l'appareil s'éteint automatiquement après 10 appareils.
3. Mode anti-âge : appuyez trois fois sur le bouton, le voyant clignote en blanc, le bip retentit et l'invite vocale affichera « Mode anti-âge ». Lumière rouge, couleur profonde droite et lumière infrarouge, allumée, l'appareil s'allume automatiquement après 10 minutes.

Remarque: Si aucune opération n'est effectuée, l'appareil s'éteindra automatiquement après 10 opérations. La durée ne s'accumule pas lors du changement de mode pendant l'exécution.

Comment utilisent:

1. Nettoyez votre visage et séchez-le.
2. Mettez le masque et choisissez librement le mode de protection de la peau.
 - le mode apaisant est destiné aux peaux présentant un équilibre eau-graisse instable, comme une mobilité hydrique
 - le mode éclaircissant est destiné aux teints ternes et ternes
 - le mode anti-âge est disponible sur l'appareil présentant des rides, des ridules ou
3. Après 10 activités, le masque s'éteint automatiquement.

Pendant l'utilisation, ajustez la mentonnière à la forme de votre visage et ajustez les bandes pour qu'elles s'ajustent.

Batterie:

1. Éteignez/appuyez pour éteindre. Il émettra deux bips, la lumière s'éteindra et l'appareil cessera de fonctionner.
2. Lorsque le niveau de charge de la batterie descend en dessous de 30 %, le bouton d'alimentation clignote en rouge. L'appareil peut encore être utilisé pendant 10 minutes. Lorsque le niveau de la batterie est extrêmement faible, l'appareil ne peut pas être allumé. Le voyant d'application/témoin clignote en rouge et produit deux bips courts.
3. Une fois déconnecté, le bouton/lumière de déconnexion/arrêt reste blanc et s'éteint lorsqu'il est déconnecté.

Nettoyage:

Après utilisation, nettoyez le dispositif de sécurité et le chiffon de base. Ne vaporisez pas le masque dans l'eau, nourrissez-le à sec.

Mesures à prendre :

1. Non applicable si dans le cas suivant les effets ou effets qui se produiront.
2. N'utilisez pas l'appareil si vous avez la peau enflammée, cicatrisée, craquelée ou si vous êtes allergique aux champs électromagnétiques.
3. Il n'est pas destiné à être utilisé par les femmes enceintes.
4. Ne regardez pas directement la lumière de beauté avant de confirmer que le produit est prêt à l'emploi.
5. Ne créez pas le périphérique pendant son exécution.
6. N'utilisez pas l'appareil pendant le chargement.
7. Ne démontez pas l'appareil.
8. Ne considérez pas l'appareil si le silicone dans la protection oculaire est une source de lumière.
9. Connexion que le câble et l'alimentation sont en bon état pour éviter tout risque de choc électrique.
10. Si le produit est heurté ou tombé, veuillez vérifier toute usure avant utilisation.
11. Éloignez-vous des environnements à haute température.
12. restez à l'écart du présentateur.
13. Restez hors de portée des enfants.
14. Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de le charger complètement avant utilisation.

Plus d'informations sur l'entreprise et les producteurs [page 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensión nominal:	CC 3,7 V.
Corriente de trabajo:	Modo calmante <600 mA, modo de brillo <900 mA, modo antienvjecimiento 1300 mA
Capacidad de la batería:	1000mah
Tiempo de carga:	<3H
Temporizador inteligente:	10 minutos
Tiempo de espera:	Modo calmante>80 minutos, Modo brillo>60 minutos, Modo antienvjecimiento 40 minutos
Longitud de onda del fotón:	Luz roja profunda: 660 ± 5 nm, luz roja: 630 ± 5 nm, luz infrarroja: 850 ± 5 nm, luz azul: 470 ± 5 nm
Irradiación:	Modo calmante 55 ± 5 mW/cm ² , Modo brillo 55 ± 5 mW/cm ² , Modo antienvjecimiento 75 ± 5 mW/cm ²

Seguridad:

Antes de utilizar el producto, familiarícese con las instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones cuando utilice el dispositivo.

Descripción del dispositivo [página 2-f1]:

1. Botón ON/OFF, control de lámpara.
2. La ventana se te caerá de los ojos.
3. Diodo de fotones.
4. Puerto de carga.
5. Diadema ajustable.
6. Marco de barbilla.

Funciones:

1. Modo relajante: presione el botón una vez, la luz indicadora de inicio parpadea en blanco, suena un pitido, se envía un mensaje de voz "Modo relajante". La luz azul permanecerá encendida y el dispositivo se apagará automáticamente después de 10 minutos.
2. Modo de brillo: aplique el botón de encendido, la luz indicadora de inicio parpadea en blanco, emitirá un pitido y emitirá el mensaje de voz "Modo de brillo". La luz roja y la luz están encendidas y el dispositivo se apaga automáticamente después de 10 dispositivos.
3. Modo antienvjecimiento: presione el botón tres veces, la luz indicadora parpadeará en blanco, sonará un pitido y el mensaje de voz mostrará "Modo antienvjecimiento". Luz roja, color profundo derecho y luz infrarroja, encendida, el dispositivo se enciende automáticamente después de 10 minutos.

Nota: Si no se realiza ninguna operación, el dispositivo se apagará automáticamente después de 10 operaciones. La duración no se acumula al cambiar de modo mientras se ejecuta.

Cómo utilizar:

1. Limpia tu rostro y sécalo.
2. Colóquese la mascarilla y elija libremente el modo de protección de la piel.
 - el modo calmante está destinado a pieles con equilibrio inestable de agua y grasa, como movilidad de la humedad
 - el modo de brillo está destinado a cutis apagados y apagados
 - el modo antienvjecimiento está en el dispositivo con líneas finas, arrugas o disponible

3. Después de 10 actividades, la máscara se apaga automáticamente.

Durante el uso, ajuste el marco de la barbilla a la forma de su cara y ajuste las bandas para que se ajusten.

Batería:

1. Apague/presione para apagar. Sonará dos veces, la luz se apagará y el dispositivo dejará de funcionar.
2. Cuando el nivel de carga de la batería cae por debajo del 30%, el botón de encendido parpadea en rojo. El dispositivo aún se puede utilizar durante 10 minutos. Cuando el nivel de la batería es críticamente bajo, el dispositivo no se puede encender. La luz indicadora/de aplicación parpadea en rojo y produce dos pitidos cortos.
3. Cuando se desconecta, el botón/luz de desconexión/apagado permanece blanco y se apaga cuando se desconecta.

Limpieza:

Después del uso, limpie el dispositivo de seguridad y el paño básico. No rocíe la mascarilla en agua, aliméntala seca.

Medidas a tomar:

1. No procede si en el caso siguiente se producirán los efectos o efectos que se producirán.
2. No utilice el dispositivo si tiene la piel inflamada, con cicatrices, agrietada o es alérgico a los campos electromagnéticos.
3. No está destinado a ser utilizado por mujeres embarazadas.
4. No mires directamente a la luz de belleza antes de confirmar que el producto está listo para usar.
5. No cree el dispositivo mientras se está ejecutando.
6. No utilice el dispositivo mientras se carga.
7. No desmonte el dispositivo.
8. No considere el dispositivo si la silicona del protector ocular es una fuente de luz.
9. Conexión que el cable y la fuente de alimentación estén en buenas condiciones para evitar riesgo de descarga eléctrica.
10. Si el producto se golpea o se cae, verifique si hay desgaste antes de usarlo.
11. Manténgase alejado de ambientes con altas temperaturas.
12. manténgase alejado del presentador.
13. Manténgase fuera del alcance de los niños.
14. Si el dispositivo no se ha utilizado durante un período de tiempo adicional, se recomienda cargarlo completamente antes de usarlo.

Más información sobre la empresa y los productores [página 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensão nominal:	DC3.7V
Corrente de trabalho:	Modo calmante <600mA, modo de brilho <900mA, modo anti-envelhecimento 1300mA
Capacidade de carga:	1000mAh
O tempo de carga:	<3H
Temporizador inteligente:	10 minutos
Tempo de espera:	Modo calmante> 80 minutos, Modo clareador> 60 minutos, Modo anti-envelhecimento 40 minutos
Comprimento de onda do fóton:	Luz vermelha profunda: 660±5nm, luz vermelha: 630±5nm, luz infravermelha: 850±5nm, luz azul: 470±5nm
Irradiação:	Modo calmante 55±5mW/cm ² , Modo de brilho 55±5mW/cm ² , Modo anti-envelhecimento 75±5mW/cm ²

Segurança:

Antes de usar o produto, familiarize-se com as instruções de operação e siga as instruções ao usar o dispositivo.

Descrição do dispositivo [página 2-f1]:

1. Botão ON/OFF, controle da lâmpada.
2. A janela cairá dos seus olhos.
3. Diodo fotônico.
4. Porta de carregamento.
5. Faixa de cabeça ajustável.
6. Estrutura do queixo.

Funções:

1. Modo calmante: pressione o botão uma vez, a luz indicadora de início pisca em branco, sons de bipe, prompt de voz enviado "Modo calmante". A luz azul permanecerá acesa e o dispositivo desligará automaticamente após 10 minutos.
2. Modo de brilho: aplique o botão liga / desliga, a luz indicadora de início pisca em branco, emitirá um bipe e emitirá o prompt de voz "Modo de brilho". A luz vermelha e a luz acendem e o dispositivo desliga automaticamente após 10 dispositivos.
3. Modo anti-envelhecimento: pressione o botão três vezes, a luz indicadora piscará em branco, o bipe soará e o prompt de voz exibirá "Modo anti-envelhecimento". Luz vermelha, cor direita profunda e luz infravermelha acesas, o dispositivo liga automaticamente após 10 minutos.

Nota: Se nenhuma operação for realizada, o dispositivo desligará automaticamente após 10 operações. A duração não é acumulada ao alternar os modos durante a execução.

Como usar:

1. Limpe o rosto e seque-o.
2. Coloque a máscara e escolha livremente o modo de proteção da pele.
 - o modo calmante destina-se a peles com equilíbrio instável de água e gordura, como mobilidade de umidade
 - o modo de brilho destina-se a tez opaca e opaca
 - o modo anti-envelhecimento está no dispositivo com linhas finas, rugas ou disponível
3. Após 10 atividades, a máscara desliga automaticamente.

Durante o uso, ajuste a moldura do queixo ao formato do seu rosto e ajuste as faixas para caber.

Bateria:

1. Desligue/pressione para desligar. Emite dois bipes, a luz se apaga e o aparelho para de funcionar.
2. Quando o nível de carga da bateria cai abaixo de 30%, o botão liga/desliga pisca em vermelho. O dispositivo ainda pode ser usado por 10 minutos. Quando o nível da bateria está criticamente baixo, o dispositivo não pode ser ligado. A luz da aplicação/indicadora pisca em vermelho e produz dois bipes curtos.
3. Quando desconectado, o botão/luz de desligar/desligar permanece branco e apaga quando desconectado.

Limpeza:

Após o uso, limpe o dispositivo de segurança e o pano básico. Não borrife a máscara em água, alimente-a até secar.

Medidas a tomar:

1. Não aplicável se no próximo caso os efeitos ou efeitos que ocorrerão.
2. Não use o dispositivo se tiver pele inflamada, com cicatrizes, rachaduras ou se for alérgico a campos eletromagnéticos.
3. Não se destina ao uso por mulheres grávidas.
4. Não olhe diretamente para a luz de beleza antes de confirmar que o produto está pronto para uso.
5. Não crie o dispositivo enquanto ele estiver em execução.
6. Não use o dispositivo durante o carregamento.
7. Não desmonte o dispositivo.
8. Não considere o dispositivo se o silicone na proteção ocular for uma fonte de luz.
9. Conecte se o cabo e a fonte de alimentação estão em boas condições para evitar o risco de choque elétrico.
10. Se o produto for atingido ou cair, verifique se há algum desgaste antes de usar.
11. Fique longe de ambientes com altas temperaturas.
12. Fique longe do apresentador.
13. Fique fora do alcance das crianças.
14. Se o dispositivo não for utilizado por um longo período de tempo, é recomendável carregá-lo totalmente antes de usá-lo.

Mais informações sobre a empresa e produtores [página 2 - f2]:

- www.beautiflly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensão nominal:	DC3.7V
Corrente de trabalho:	Modo calmante <600mA, modo de brilho <900mA, modo anti-envelhecimento 1300mA
Capacidade de carga:	1000mAh
O tempo de carga:	<3H
Temporizador inteligente:	10 minutos
Tempo de espera:	Modo calmante> 80 minutos, Modo clareador> 60 minutos, Modo anti-envelhecimento 40 minutos
Comprimento de onda do fóton:	Luz vermelha profunda: 660±5nm, luz vermelha: 630±5nm, luz infravermelha: 850±5nm, luz azul: 470±5nm
Irradiação:	Modo calmante 55±5mW/cm ² , Modo de brilho 55±5mW/cm ² , Modo anti-envelhecimento 75±5mW/cm ²

Segurança:

Antes de usar o produto, familiarize-se com as instruções de operação e siga as instruções ao usar o dispositivo.

Descrição do dispositivo [página 2-f1]:

1. Botão ON/OFF, controle da lâmpada.
2. A janela cairá dos seus olhos.
3. Diodo fotônico.
4. Porta de carregamento.
5. Faixa de cabeça ajustável.
6. Estrutura do queixo.

Funções:

1. Modo calmante: pressione o botão uma vez, a luz indicadora de início pisca em branco, sons de bipe, prompt de voz enviado "Modo calmante". A luz azul permanecerá acesa e o dispositivo desligará automaticamente após 10 minutos.
2. Modo de brilho: aplique o botão liga / desliga, a luz indicadora de início pisca em branco, emitirá um bipe e emitirá o prompt de voz "Modo de brilho". A luz vermelha e a luz acendem e o dispositivo desliga automaticamente após 10 dispositivos.
3. Modo anti-envelhecimento: pressione o botão três vezes, a luz indicadora piscará em branco, o bipe soará e o prompt de voz exibirá "Modo anti-envelhecimento". Luz vermelha, cor direita profunda e luz infravermelha acesas, o dispositivo liga automaticamente após 10 minutos.

Nota: Se nenhuma operação for realizada, o dispositivo desligará automaticamente após 10 operações. A duração não é acumulada ao alternar os modos durante a execução.

Come usare:

1. Limpe o rosto e seque-o.
2. Coloque a máscara e escolha livremente o modo de proteção da pele.
 - o modo calmante destina-se a peles com equilíbrio instável de água e gordura, como mobilidade de umidade
 - o modo de brilho destina-se a tez opaca e opaca
 - o modo anti-envelhecimento está no dispositivo com linhas finas, rugas ou disponível
3. Após 10 atividades, a máscara desliga automaticamente.

Durante o uso, ajuste a moldura do queixo ao formato do seu rosto e ajuste as faixas para caber.

Bateria:

1. Desligue/pressione para desligar. Emite dois bipes, a luz se apaga e o aparelho para de funcionar.
2. Quando o nível de carga da bateria cai abaixo de 30%, o botão liga/desliga pisca em vermelho. O dispositivo ainda pode ser usado por 10 minutos. Quando o nível da bateria está criticamente baixo, o dispositivo não pode ser ligado. A luz da aplicação/indicadora pisca em vermelho e produz dois bipes curtos.
3. Quando desconectado, o botão/luz de desligar/desligar permanece branco e apaga quando desconectado.

Limpeza:

Após o uso, limpe o dispositivo de segurança e o pano básico. Não borrife a máscara em água, alimente-a até secar.

Medidas a tomar:

1. Não aplicável se no próximo caso os efeitos ou efeitos que ocorrerão.
2. Não use o dispositivo se tiver pele inflamada, com cicatrizes, rachaduras ou se for alérgico a campos eletromagnéticos.
3. Não se destina ao uso por mulheres grávidas.
4. Não olhe diretamente para a luz de beleza antes de confirmar que o produto está pronto para uso.
5. Não crie o dispositivo enquanto ele estiver em execução.
6. Não use o dispositivo durante o carregamento.
7. Não desmonte o dispositivo.
8. Não considere o dispositivo se o silicone na proteção ocular for uma fonte de luz.
9. Conecte se o cabo e a fonte de alimentação estão em boas condições para evitar o risco de choque elétrico.
10. Se o produto for atingido ou cair, verifique se há algum desgaste antes de usar.
11. Fique longe de ambientes com altas temperaturas.
12. Fique longe do apresentador.
13. Fique fora do alcance das crianças.
14. Se o dispositivo não for utilizado por um longo período de tempo, é recomendável carregá-lo totalmente antes de usá-lo.

Mais informações sobre a empresa e produtores [página 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Jmenovité napětí:	DC 3,7V
Pracovní proud:	Zklidňující režim <600mA, Režim rozjasnění <900mA, Režim proti stárnutí 1300mA
Kapacita baterie:	1000 mAh
Doba nabíjení:	<3H
Chytrý časovač:	10 minut
Pohotovostní doba:	Zklidňující režim >80 minut, režim rozjasnění >60 minut, režim proti stárnutí 40 minut
Vlnová délka fotonu:	Tmavé červené světlo: 660±5 nm, červené světlo: 630±5nm, infračervené světlo: 850±5nm, modré světlo: 470±5nm
Ozáření:	Zklidňující režim 55±5 mW/cm ² , režim rozjasnění 55±5 mW/cm ² , režim proti stárnutí 75±5 mW/cm ²

Bezpečnostní:

Před použitím výrobku se seznamte s návodem k obsluze a při používání zařízení se řiďte pokyny.

Popis zařízení [strana 2-f1]:

1. Tlačítko ON/OFF, ovládání lampy.
2. Okno vám spadne z očí.
3. Fotonová dioda.
4. Nabíjecí port.
5. Nastavitelná čelenka.
6. Rám brady.

Funkce:

1. Uklidňující režim: stiskněte jednou tlačítko, kontrolka startu bíle zabliká, ozve se pípnutí, hlasová výzva odeslána „Uklidňující režim“. Modré světlo zůstane svítit a zařízení se po 10 minutách automaticky vypne.
2. Režim rozjasnění: stiskněte tlačítko napájení, kontrolka startu bliká bíle, ozve se pípnutí, vydá se hlasová výzva „Režim rozjasnění“. Červené světlo a světlo svítí a zařízení se automaticky vypne po 10 zařízeních.
3. Režim Anti-aging: stiskněte tlačítko třikrát, kontrolka bude blikat bíle, ozve se pípnutí a hlasová výzva zobrazí „Režim Anti-aging“. Červené světlo, sytá pravá barva a infračervené světlo, zapnuto, zařízení se automaticky zapne po 10 minutách.

Poznámka: Pokud neprovedete žádnou operaci, zařízení se po 10 operacích automaticky vypne. Doba trvání se nekumuluje při přepínání režimů za běhu.

Jak používat:

1. Očistěte si obličej a osušte ho.
2. Nasadte si masku a libovolně zvolte režim ochrany pokožky.
 - zklidňující režim je určen pro pokožku s nestabilní rovnováhou vody a tuku, jako je pohyblivost vlhkosti
 - režim rozjasnění je určen pro matnou a matnou pleť
 - režim proti stárnutí je na zařízení s jemnými linkami, vráskami nebo je dostupný
3. Po 10 aktivitách se maska automaticky vypne.

Během používání upravte rám brady podle tvaru vašeho obličeje a upravte pásky tak, aby seděly.

Baterie:

1. Vypněte/stiskněte pro vypnutí. Zazní dvakrát pípnutí, kontrolka zhasne a zařízení přestane fungovat.
2. Když úroveň nabití baterie klesne pod 30 %, tlačítko napájení bliká červeně. Zařízení lze používat ještě 10 minut. Když je úroveň baterie kriticky nízká, zařízení nelze zapnout. Kontrolka aplikace/indikátor bliká červeně a vydá dvě krátká pípnutí.
3. Po odpojení zůstane tlačítko/světlo pro odpojení/vypnutí bílé a po odpojení zhasne.

Čištění:

Po použití očistěte bezpečnostní zařízení a základní hadřík. Masku nestříkejte do vody, krmte ji suchou.

Opatření, která je třeba přijmout:

1. Neplatí, pokud v dalším případě nastanou účinky nebo účinky.
2. Zařízení nepoužívejte, pokud máte zanícenou, zjizvenou, popraskanou kůži nebo jste alergičtí na elektromagnetická pole.
3. Není určeno pro těhotné ženy.
4. Před potvrzením, že je produkt připraven k použití, se nedívejte přímo do kosmetického světla.
5. Nevytvářejte zařízení, pokud je spuštěno.
6. Během nabíjení zařízení nepoužívejte.
7. Zařízení nerozebírejte.
8. Neuvažujte o zařízení, pokud je silikon v očním štítu zdrojem světla.
9. Ujistěte se, že kabel a napájecí zdroj jsou v dobrém stavu, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
10. Pokud výrobek upadne nebo upadne, zkontrolujte před použitím, zda není opotřebený.
11. Drž se dál od prostředí s vysokou teplotou.
12. držte se dál od přednášejícího.
13. Držte se mimo dosah dětí.
14. Pokud nebylo zařízení delší dobu používáno, doporučujeme jej před použitím plně nabít.

Více informací o společnosti a producentech [strana 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Menovité napätie:	DC 3,7V
Pracovný prúd:	Upokojujúci režim <600 mA, režim rozjasnenia < 900 mA, režim proti starnutiu 1300 mA
Kapacita batérie:	1000 mAh
Doba nabíjania:	<3H
Inteligentný časovač:	10 minút
Pohotovostný čas:	Upokojujúci režim > 80 minút, režim rozjasnenia > 60 minút, režim proti starnutiu 40 minút
Vlnová dĺžka fotónu:	Hlboké červené svetlo: 660±5 nm, červené svetlo: 630±5nm, infračervené svetlo: 850±5nm, modré svetlo: 470±5nm
Ožarovanie:	Upokojujúci režim 55±5 mW/cm ² , režim rozjasnenia 55±5mW/cm ² , režim proti starnutiu 75±5mW/cm ²

Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Popis zariadenia [strana 2-f1]:

1. Tlačidlo ON/OFF, kontrolka.
2. Okienko na ochranu očí.
3. Fotónová dióda.
4. Nabíjací port.
5. Nastaviteľná čelenka.
6. Rám brady.

Funkcie:

1. Upokojujúci režim: Stlačte raz tlačidlo napájania, kontrolka zabliká nabiele, zapípa a hlasová výzva zobrazí „Upokojujúci režim“. Modré svetlo zostane svietiť a zariadenie sa automaticky vypne po 10 minútach.
2. Režim rozjasnenia: Dvakrát stlačte tlačidlo napájania, kontrolka zabliká na bielo, pípne a hlasová výzva zobrazí „Režim rozjasnenia“. Červené svetlo a tmavočervené svetlo sa rozsvieti a zariadenie sa automaticky vypne po 10 minútach.
3. Režim proti starnutiu: Stlačte trikrát tlačidlo napájania, kontrolka zabliká nabiele, zaznie pípnutie a hlasová výzva zobrazí „Režim proti starnutiu“. Červené svetlo, hlboká pravá farba a infračervené svetlo zostanú zapnuté a zariadenie sa po 10 minútach automaticky vypne.

Poznámka: Ak nevykonáte žiadnu operáciu, zariadenie sa po 10 minútach automaticky vypne. Trvanie sa nekumuluje pri prepínaní režimov počas behu.

Ako použiť:

1. Očistite si tvár a osušte ju.
2. Nasadte si masku a slobodne si zvolte režim starostlivosti o pleť.
 - upokojujúci režim je určený pre pokožku s nestabilnou vodnou a tukovou rovnováhou, suchosťou alebo nedostatkom hydratácie
 - režim rozjasnenia je určený pre matnú a matnú pleť
 - režim proti starnutiu sa zameriava na pleť s jemnými linkami, vráskami alebo nedostatočnou elasticitou
3. Po 10 minútach pôsobenia sa maska automaticky vypne.

Tip: Počas používania upravte rám brady podľa tvaru vašej tváre a prispôbte napnutie pásika svojmu obvodu.

Batéria:

1. Automatické vypnutie/vypnutie stlačením tlačidla napájania. Dvakrát pípne, svetlo zhasne a zariadenie prestane fungovať.
2. Keď úroveň nabitia batérie klesne pod 30 %, tlačidlo napájania bliká načerveno. Zariadenie je možné používať ešte 10 minút. Keď je úroveň nabitia batérie kriticky nízka, zariadenie sa nedá zapnúť. Tlačidlo/kontrolka napájania bliká na červeno, sprevádzané dvoma krátkymi pípnutiami.
3. Po úplnom nabití zostane tlačidlo zapnutia/vypnutia/svetlo biele a po odpojení z elektrickej siete zhasne.

Čistenie:

Po použití očistite prístroj čistou a mäkkou handričkou. Masku neponárajte do vody, udržiavajte ju v suchu.

Prevencia:

1. Neužívajte, ak ste mali za posledný mesiac operáciu kože alebo spálenie od slnka.
2. Prístroj nepoužívajte, ak máte zápal kože, jazvy, popraskanú pokožku alebo ste alergický na elektromagnetické polia.
3. Nevhodné pre tehotné ženy.
4. Nepozerajte sa priamo na skrášľujúce svetlo, kým sa nepotvrdíte, že produkt je pripravený na použitie.
5. Nenechávajte prístroj, keď je v prevádzke.
6. Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte.
7. Zariadenie nerozoberajte.
8. Nepokračujte v používaní zariadenia, ak je silikón v očnom štíte poškodený a spôsobuje únik svetla.
9. Uistite sa, že zástrčka a napájací kábel sú v dobrom stave, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
10. Ak dôjde k silnému nárazu alebo pádu, skontrolujte pred ďalším použitím, či nie je poškodený.
11. Uchovávajte ho mimo prostredia s vysokou teplotou.
12. Uchovávajte ho mimo dosahu korozívnej kvapaliny.
13. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
14. Ak sa prístroj dlhší čas nepoužíval, odporúča sa ho pred použitím úplne nabiť.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Nazivna napetost:	DC3,7 V
Delovni tok:	Pomirjujoči način <600 mA, posvetlitveni način <900 mA, način proti staranju 1300 mA
Kapaciteta baterije:	1000 mAh
Čas polnjenja:	<3H
Pametni časovnik:	10 minut
Čas pripravljenosti:	Pomirjevalni način >80 minut, posvetlitveni način >60 minut, način proti staranju 40 minut
Valovna dolžina fotona:	Temno rdeča svetloba: 660±5nm, rdeča svetloba: 630±5nm, infrardeča svetloba: 850±5nm, modra svetloba: 470±5nm
Obsevanje:	Pomirjevalni način 55±5mW/cm ² , posvetlitveni način 55±5mW/cm ² , način proti staranju 75±5mW/cm ²

Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Opis naprave [stran 2-f1]:

1. Gumb za VKLOP/IZKLOP, indikatorska lučka.
2. Okence za zaščito oči.
3. Fotonska dioda.
4. Vrata za polnjenje.
5. Nastavljiv naglavni trak.
6. Okvir brade.

Funkcije:

1. Pomirjujoči način: Enkrat pritisnete gumb za vklop, indikatorska lučka bo utripala belo, zapiskal bo in glasovni poziv bo prikazal "Pomirjujoči način". Modra lučka bo ostala prižgana in naprava se bo samodejno izklopila po 10 minutah.
2. Način posvetlitve: Dvakrat pritisnete gumb za vklop, indikatorska lučka bo utripala belo, piskal bo in glasovni poziv bo prikazal "Način posvetlitve". Rdeča lučka in temno rdeča lučka bosta svetili in naprava se bo po 10 minutah samodejno izklopila.
3. Način proti staranju: trikrat pritisnete gumb za vklop, indikatorska lučka bo utripala belo, oglasil se bo pisk in glasovni poziv bo prikazal "Način proti staranju". Rdeča lučka, globoka desna barva in infrardeča lučka ostanejo prižgane, naprava pa se samodejno izklopi po 10 minutah.

Opomba: Če ne izvedete nobene operacije, se naprava samodejno izklopi po 10 minutah. Trajanje se ne kopiči pri preklopu načinov med tekom.

Kako uporabiti:

1. Očistite obraz in ga posušite.
2. Nadenite si masko in poljubno izberite režim nege kože.
 - pomirjevalni način je namenjen koži z nestabilnim vodno-maščobnim ravnovesjem, suhostjo ali pomanjkanjem hidracije
 - posvetlitveni način je namenjen pustim in pustim tenom
 - način proti staranju cilja na kožo z drobnimi linijami, gubami ali pomanjkanjem elastičnosti
3. Po 10 minutah zdravljenja se maska samodejno izklopi.

Namig: Med uporabo prilagodite okvir za brado obliki vašega obraza in napetost traku prilagodite svojemu obsegu.

Baterija:

1. Samodejni izklop/pritisnite gumb za vklop za izklop. Dvakrat bo zapiskal, lučka bo ugasnila in naprava bo prenehala delovati.
2. Ko raven baterije pade pod 30 %, gumb za vklop utripa rdeče. Napravo lahko uporabljate še 10 minut. Ko je nivo baterije kritično nizek, naprave ni mogoče vklopiti. Gumb/lučka za vklop utripa rdeče, spremljata pa ga dva kratka piska.
3. Ko je baterija popolnoma napolnjena, ostane gumb/lučka za vklop/izklop bela in se izklopi, ko je izklopljen.

Čiščenje:

Po uporabi napravo očistite s čisto in mehko krpo. Maske ne potaplajte v vodo, naj bo suha.

Previdnostni ukrepi:

1. Ne uporabljajte, če ste v zadnjem mesecu imeli operacijo kože ali sončne opekline.
2. Naprave ne uporabljajte, če imate kožna vnetja, brazgotine, razpokano kožo ali ste alergični na elektromagnetna polja.
3. Ni primerno za uporabo pri nosečnicah.
4. Ne glejte neposredno v lepotilno lučko, preden potrdite, da je izdelek pripravljen za uporabo.
5. Ne zapuščajte naprave, medtem ko ta deluje.
6. Ne uporabljajte naprave med polnjenjem.
7. Naprave ne razstavljajte.
8. Naprave ne uporabljajte naprej, če je silikon v ščitniku za oči poškodovan in povzroča uhajanje svetlobe.
9. Prepričajte se, da sta vtič in napajalni kabel v dobrem stanju, da se izognete nevarnosti električnega udara.
10. Če izdelek močno udarite ali pade na tla, pred nadaljnjo uporabo preverite morebitne poškodbe.
11. Hranite stran od okolja z visoko temperaturo.
12. Hranite stran od jedke tekočine.
13. Hranite izven dosega otrok.
14. Če naprave dlje časa niste uporabljali, je priporočljivo, da jo pred uporabo popolnoma napolnite.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Nimipinge:	DC 3,7V
Töövool:	Rahustav režiim <600mA, heledav režiim <900mA, vananemisvastane režiim 1300mA
Aku mahutavus:	1000 mAh
Laadimisaeg:	<3H
Nutikas taimer:	10 minutit
Ooteaeg:	Rahustav režiim> 80 minutit, heledav režiim> 60 minutit, vananemisvastane režiim 40 minutit
Footoni lainepikkus:	Sügavpunane tuli: 660±5nm, punane tuli: 630±5nm, infrapunavalgus: 850±5nm, sinine tuli: 470±5nm
Kiiritus:	Rahustav režiim 55±5mW/cm ² , heledamaks muutev režiim 55±5mW/cm ² , vananemisvastane režiim 75±5mW/cm ²

Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Seadme kirjeldus [lehekülg 2-f1]:

1. ON/OFF nupp, märgutuli.
2. Silmade kaitseaken.
3. Footondiod.
4. Laadimisport.
5. Reguleeritav peapael.
6. Lõua raam.

Funktsioonid:

1. Rahustav režiim: vajutage üks kord toitenuppu, märgutuli hakkab valgelt vilkuma, piiksub ja hääljuhis kuvab "Rahustav režiim". Sinine tuli jääb põlema ja seade lülitub automaatselt välja 10 minuti pärast.
2. Heledusrežiim: vajutage kaks korda toitenuppu, märgutuli vilgub valgelt, piiksub ja hääljuhis kuvab "Brighten Mode". Punane ja sügav punane tuli põlevad ning seade lülitub automaatselt välja 10 minuti pärast.
3. Vananemisvastane režiim: vajutage kolm korda toitenuppu, märgutuli hakkab valgelt vilkuma, kostab piiks ja hääljuhis kuvab "Vananemisvastane režiim". Punane tuli, sügav parem värv ja infrapuna tuli jäävad põlema ning seade lülitub automaatselt välja 10 minuti pärast.

Märkus:o Kui toimingut ei tehta, lülitub seade 10 minuti pärast automaatselt välja. Töötamise ajal režiimide vahetamisel kestus ei kogune.

Kuidas kasutada:

1. Puhastage oma nägu ja kuivatage see.
2. Kandke mask ja valige vabalt oma nahahooldusrežiim.
 - rahustav režiim on mõeldud ebastabiilse vee- ja rasvatasakaalu, kuivuse või niisutatuse puudumisega nahale
 - heledamaks muutev režiim on mõeldud tuhmile ja tuhmile jumele
 - Vananemisvastane režiim on suunatud peente joonte, kortside või elastsuse puudumisega nahale
3. Pärast 10-minutilist hooldust lülitub mask automaatselt välja.

Näpunäide: kasutamise ajal reguleerige lõua raam vastavalt oma näokujule ja reguleerige rihma pinget oma ümbermõõdu järgi.

Aku:

1. Automaatne väljalülitamine / väljalülitamiseks vajutage toitenuppu. See piiksub kaks korda, tuli kustub ja seade lakkab töötamast.
2. Kui aku laetuse tase langeb alla 30%, vilgub toitenupp punaselt. Seadet saab veel kasutada 10 minutit. Kui aku laetuse tase on kriitiliselt madal, ei saa seadet sisse lülitada. Toitenupp/-tuli vilgub punaselt, millega kaasneb kaks lühikest piiksu.
3. Kui see on täielikult laetud, jääb sisse/välja nupp/tuli valgeks ja lülitub välja, kui vooluvõrgust eemaldatakse.

Puhastamine:

Pärast kasutamist puhastage seadet puhta ja pehme lapiga. Ärge kastke maski vette, hoidke seda kuivana.

Ettevaatusabinõud:

1. Ärge kasutage, kui teil on viimase kuu jooksul olnud nahaoperatsioon või päikesepõletus.
2. Ärge kasutage seadet, kui teil on nahapõletik, armid, lõhenenud nahk või olete allergiline elektromagnetväljade suhtes.
3. Ei sobi kasutamiseks rasedatele.
4. Ärge vaadake otse iluvalgustisse enne, kui olete toote kasutusvalmis kinnitanud.
5. Ärge lahkuge seadmest, kui see töötab.
6. Ärge kasutage seadet laadimise ajal.
7. Ärge võtke seadet lahti.
8. Ärge jätkake seadme kasutamist, kui silmakaitse silikoon on kahjustatud ja põhjustab valguse leket.
9. Elektrilöögiohu vältimiseks veenduge, et pistik ja toitejuhe on heas seisukorras.
10. Kui toode saab tugeva löögi või kukub maha, kontrollige enne edasist kasutamist kahjustuste suhtes.
11. Hoidke seda kõrge temperatuuriga keskkonnast eemal.
12. Hoidke see eemal söövitavast vedelikust.
13. Hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.
14. Kui seadet pole pikka aega kasutatud, on soovitatav see enne kasutamist täielikult laadida.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nominali įtampa:	DC 3,7V
Darbinė srovė:	Raminantis režimas <600mA, Šviesinimo režimas <900mA, Anti-senėjimo režimas 1300mA
Baterijos talpa:	1000 mAh
Įkrovimo laikas:	<3H
Įšmanusis laikmatis:	10 minučių
Budėjimo laikas:	Raminamasis režimas > 80 minučių, šviesinimo režimas > 60 minučių, senėjimą stabdantis režimas 40 minučių
Fotono bangos ilgis:	Giliai raudona šviesa: 660±5nm, raudona šviesa: 630±5nm, infraraudonoji šviesa: 850±5nm, mėlyna šviesa: 470±5nm
Švitinimas:	Raminamasis režimas 55±5mW/cm ² , Šviesinimo režimas 55±5mW/cm ² , Anti-senėjimo režimas 75±5mW/cm ²

Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Įrenginio aprašas [puslapis 2-f1]:

1. ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO mygtukas, indikatorius lemputė.
2. Akių apsaugos langas.
3. Fotonų diodas.
4. Įkrovimo prievadas.
5. Reguliuojama galvos juosta.
6. Smakro rėmas.

Funkcijos:

1. Raminantis režimas: vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką, indikatorius lemputė mirksės baltai, pypsi ir balso raginimas parodys "Raminamasis režimas". Mėlyna lemputė liks įjungta, o prietaisas automatiškai išsijungs po 10 minučių.
2. Šviesinimo režimas: du kartus paspauskite maitinimo mygtuką, indikatorius lemputė mirksės baltai, pypsi, o balso raginimas parodys "Šviesinimo režimas". Užsidedgs raudona ir sodriai raudona lemputė, o prietaisas automatiškai išsijungs po 10 minučių.
3. Senėjimą stabdantis režimas: tris kartus paspauskite maitinimo mygtuką, indikatorius lemputė mirksės baltai, pasigirs pyptelėjimas ir balso raginimas bus rodomas „Anti-aging mode“. Raudona šviesa, gili dešinė spalva ir infraraudonųjų spindulių šviesa lieka įjungta, o prietaisas automatiškai išsijungia po 10 minučių.

Pastaba: jei neatliekama jokia operacija, prietaisas automatiškai išsijungs po 10 minučių. Perjungiant režimus bėgimo metu trukmė nesikaupia.

Kaip naudoti:

1. Nuvalykite veidą ir nusausinkite.
2. Užsidėkite kaukę ir laisvai pasirinkite savo odos priežiūros režimą.
 - Raminamasis režimas skirtas odai, kurios vandens ir riebalų balansas nestabilus, išsausėja arba trūksta drėkinimo
 - šviesinimo režimas skirtas blankiai ir blankiai veido odai
 - Anti-senėjimo režimas skirtas odai, kurioje yra smulkių linijų, raukšlių arba elastingumo stoka
3. Po 10 minučių gydymo kaukė išsijungia automatiškai.

Patarimas: naudodami smakro rėmą sureguliuokite pagal veido formą ir juostos įtempimą pagal savo apimtį.

Baterija:

1. Automatinis išjungimas / paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte. Du kartus pypsi, lemputė išsijungs ir įrenginys nustos veikti.
2. Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis nukrenta žemiau 30 %, maitinimo mygtukas mirksi raudonai. Prietaisą dar galima naudoti 10 minučių. Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis kritiškai žemas, įrenginio įjungti negalima. Įjungimo mygtukas / lemputė mirksi raudonai, kartu su dviem trumpais pyptelėjimais.
3. Visiškai įkrovus įjungimo / išjungimo mygtukas / lemputė lieka balta ir išsijungia, kai atjungiama.

Valymas:

Po naudojimo nuvalykite prietaisą švaria ir minkšta šluoste. Nenardinkite kaukės į vandenį, laikykite sausą.

Atsargumo priemonės:

1. Nenaudokite, jei pastarąjį mėnesį buvo atlikta odos operacija arba buvo atliktas saulės nudegimas.
2. Nenaudokite prietaiso, jei turite odos uždegimą, randus, įskilusią odą arba esate alergiški elektromagnetiniams laukams.
3. Netinka naudoti nėščiosioms.
4. Nežiūrėkite tiesiai į grožio lemputę prieš patvirtindami, kad produktas yra paruoštas naudoti.
5. Nepalikite įrenginio, kai jis veikia.
6. Nenaudokite įrenginio kraunant.
7. Neardykite įrenginio.
8. Nenaudokite prietaiso toliau, jei akių skydelyje esantis silikonas yra pažeistas ir dėl to prateka šviesa.
9. Įsitikinkite, kad kištukas ir maitinimo laidas yra geros būklės, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.
10. Jei gaminys stipriai nukentėjo arba nukrito, prieš naudojimą patikrinkite, ar nepažeistas.
11. Saugokite jį nuo aukštos temperatūros aplinkos.
12. Saugokite nuo korozinio skysčio.
13. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
14. Jei prietaisas buvo nenaudojamas ilgą laiką, prieš naudojant rekomenduojama jį pilnai įkrauti.

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Nominālais spriegums:	DC 3,7V
Darba strāva:	Nomierinošs režīms <600mA, Gaismas režīms <900mA, Pretnovēcošanas režīms 1300mA
Akumulatora ietilpība:	1000 mAh
Uzlādes laiks:	<3H
Viedais taimeris:	10 minūtes
Gaidīšanas laiks:	Nomierinošs režīms> 80 minūtes, Brightening režīms> 60 minūtes, Pretnovēcošanas režīms 40 minūtes
Fotona viļņa garums:	Dzili sarkanā gaisma: 660±5nm, sarkanā gaisma: 630±5nm, infrasarkanā gaisma: 850±5nm, zilā gaisma: 470±5nm
Apstarošana:	Nomierinošs režīms 55±5mW/cm ² , Apgaismošanas režīms 55±5mW/cm ² , Pretnovēcošanas režīms 75±5mW/cm ²

Drošība:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Ierīces apraksts [lapa 2-f1]:

1. ON/OFF poga, indikators.
2. Acu aizsarglūgls.
3. Fotonu diode.
4. Uzlādes ports.
5. Regulējama galvas saite.
6. Zoda rāmis.

Funkcijas:

1. Nomierinošs režīms: nospiediet barošanas pogu vienu reizi, indikators mirgos baltā krāsā, atskanēs pīkstiens un balss uzvednē parādīsies "Nomierinošs režīms". Zilā gaisma paliks ieslēgta, un ierīce automātiski izslēgsies pēc 10 minūtēm.
2. Spilgtuma režīms: divreiz nospiediet barošanas pogu, indikators mirgos baltā krāsā, iepīkstēsies un balss uzvednē tiks parādīts "Brighten Mode". Iedegsies sarkanā un tumši sarkanā gaisma, un ierīce automātiski izslēgsies pēc 10 minūtēm.
3. Pretnovēcošanas režīms: trīs reizes nospiediet barošanas pogu, indikators mirgos baltā krāsā, atskanēs pīkstiens un balss uzvednē parādīs "Pretnovēcošanas režīms". Sarkanā gaisma, dzilā labā krāsa un infrasarkanā gaisma paliek ieslēgta, un ierīce automātiski izslēdzas pēc 10 minūtēm.

Piezīme: ja netiek veikta neviena darbība, ierīce automātiski izslēgsies pēc 10 minūtēm. Ilgums neuzkrājas, pārslēdzot režīmus braukšanas laikā.

Kā izmantot:

1. Notīriet seju un nosusiniet to.
2. Uzvelciet masku un brīvi izvēlieties savu ādas kopšanas režīmu.
 - nomierinošais režīms paredzēts ādai ar nestabilu ūdens un tauku līdzsvaru, sausumu vai mitruma trūkumu
 - Paspilgtināšanas režīms ir paredzēts blāvai un blāvai sejas ādai
 - Pretnovēcošanās režīms ir paredzēts ādai ar smalkām līnijām, grumbām vai elastības trūkumu
3. Pēc 10 minūšu ilgās apstrādes maska automātiski izslēdzas.

Padoms: lietošanas laikā noregulējiet zoda rāmi atbilstoši sejas formai un noregulējiet siksas spriegojumu atbilstoši savam apkārtmēram.

Akumulators:

1. Automātiska izslēgšana/nospiediet barošanas pogu, lai izslēgtu. Tas divreiz pīkstēs, gaisma nodzīsīs un ierīce pārtrauks darboties.
2. Kad akumulatora uzlādes līmenis nokrītās zem 30%, barošanas poga mirgo sarkanā krāsā. Ierīci joprojām var izmantot 10 minūtes. Kad akumulatora uzlādes līmenis ir kritiski zems, ierīci nevar ieslēgt. Strāvas poga/lampiņa mirgo sarkanā krāsā, ko papildina divi īsi pīkstieni.
3. Kad tas ir pilnībā uzlādēts, ieslēgšanas/izslēgšanas poga/gaisma paliek baltā krāsā un izslēdzas, kad tā ir atvienota.

Tīrīšana:

Pēc lietošanas notīriet ierīci ar tīru un mīkstu drāniņu. Nemērciet masku ūdenī, turiet to sausu.

Piesardzības pasākumi:

1. Nelietot, ja pēdējā mēneša laikā ir bijusi ādas operācija vai saules apdegums.
2. Nelietojiet ierīci, ja jums ir ādas iekaisums, rētas, iekaisējusi āda vai ir alerģija pret elektromagnētiskajiem laukiem.
3. Nav piemērots lietošanai grūtniecēm.
4. Neskatieties tieši skaistumkopšanas gaismā, pirms neesat apstiprinājis, ka produkts ir gatavs lietošanai.
5. Neatstājiet ierīci, kamēr tā darbojas.
6. Neizmantojiet ierīci uzlādes laikā.
7. Neizjauciet ierīci.
8. Neturpiniet lietot ierīci, ja ir bojāts silikons acs vairogā un rada gaismas noplūdi.
9. Pārliedzinieties, vai kontaktdakša un strāvas vads ir labā stāvoklī, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska.
10. Ja izstrādājumam ir smagi trieciens vai tas ir nomests, pirms turpmākas lietošanas pārbaudiet, vai nav bojājumu.
11. Glabājiet to prom no augstas temperatūras vides.
12. Glabājiet to prom no kodīga šķidruma.
13. Glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.
14. Ja ierīce nav lietota ilgu laiku, pirms lietošanas ieteicams to pilnībā uzlādēt.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Névleges feszültség:	DC 3,7V
Működési áram:	Nyugtató mód<600mA, Világosító mód<900mA, Öregedésgátló mód 1300mA
Akkumulátor-kapacitás:	1000 mAh
Töltési idő:	<3H
Intelligens időzítő:	10 perc
Készletléti idő:	Nyugtató üzemmód > 80 perc, Fényesítő mód > 60 perc, Öregedésgátló mód 40 perc
Foton hullámhossz:	Mélyvörös fény: 660±5nm, vörös fény: 630±5nm, infravörös fény: 850±5nm, kék fény: 470±5nm
Sugárzás:	Nyugtató üzemmód 55±5mW/cm ² , Fényesítő mód 55±5mW/cm ² , Öregedésgátló mód 75±5mW/cm ²

Biztonság:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Eszköz leírása [2-f1 oldal]:

1. BE/KI gomb, visszajelző lámpa.
2. Szemvédő ablak.
3. Foton dióda.
4. Töltőcsatlakozó.
5. Állítható fejpánt.
6. Áll keret.

Funkciók:

1. Nyugtató üzemmód: Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot, a jelzőfény fehéren villogni kezd, hangjelzést ad, és a hangüzenetben megjelenik a „Nyugtató mód”. A kék fény továbbra is égve marad, és a készülék 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
2. Világosító mód: Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot, a jelzőfény fehéren villogni kezd, hangjelzést ad, és a hangüzenetben megjelenik a „Brighten Mode” felirat. A piros és a mélyvörös fény világít, és a készülék 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
3. Öregedésgátló mód: Nyomja meg háromszor a bekapcsológombot, a jelzőfény fehéren villogni kezd, hangjelzés hallható, és a hangutasítás az „Anti-aging mode” (öregedésgátló mód) feliratot jelzi. A piros fény, a mély jobb szín és az infravörös fény továbbra is égve marad, a készülék 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Ha nem hajt végre műveletet, a készülék 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Az időtartam nem halmozódik fel futás közbeni üzemmóvváltáskor.

Hogyan kell használni:

1. Tisztítsa meg az arcát és szárítsa meg.
2. Vegye fel a maszkot, és szabadon válassza ki a bőrápolási rendjét.
 - A nyugtató mód instabil víz- és zsíregyensúlyú, száraz vagy hidratált bőrre szolgál
 - a világosító mód fakó és fakó arcbőrre készült
 - Az öregedésgátló mód a finom vonalakkal, ráncokkal vagy a rugalmasság hiányával rendelkező bőrt célozza meg
3. 10 perces kezelés után a maszk automatikusan kikapcsol.

Tipp: Használat közben állítsa az állkeretet az arc formájához, a szalag feszességét pedig a kerületéhez.

Akkumulátor:

1. Automatikus kikapcsolás/a kikapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsológombot. Két hangjelzést ad, a lámpa kialszik, és a készülék leáll.
2. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 30% alá esik, a bekapcsológomb pirosan villog. A készülék még 10 percig használható. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje kritikusan alacsony, a készüléket nem lehet bekapcsolni. A bekapcsológomb/jelzőfény pirosan villog, két rövid hangjelzés kíséretében.
3. Miután teljesen feltöltődött, a be-/kikapcsoló gomb/jelzőfény fehér marad, és kialszik, ha kihúzzák a konnektorból.

Tisztítás:

Használat után tisztítsa meg a készüléket tiszta és puha ruhával. Ne merítse vízbe a maszkot, tartsa szárazon.

Óvintézkedések:

1. Ne használja, ha az elmúlt hónapban bőrműtéten esett át vagy leégett.
2. Ne használja a készüléket, ha bőrgyulladás, hegei, repedezett bőre van, vagy allergiás az elektromágneses mezőkre.
3. Nem alkalmas terhes nők számára.
4. Ne nézzen közvetlenül a szépséglámpába, mielőtt megbizonyosodott arról, hogy a termék használatra kész.
5. Ne hagyja el a készüléket működés közben.
6. Ne használja a készüléket töltés közben.
7. Ne szerelje szét a készüléket.
8. Ne használja tovább a készüléket, ha a szemvédő szilikonja megsérült és fényszivárgást okoz.
9. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a dugó és a tápkábel jó állapotban van.
10. Ha a terméket erősen érinti vagy leejti, további használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e.
11. Tartsa távol a magas hőmérsékletű környezettől.
12. Tartsa távol a korrozív folyadéktól.
13. Tartsa gyermekektől távol.
14. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használtuk, akkor használat előtt javasolt teljesen feltölteni.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensiune nominală:	DC3.7V
Curent de lucru:	Mod liniștitor <600mA, mod iluminare <900mA, modul anti-îmbătrânire 1300mA
Capacitatea bateriei:	1000mAh
Timp de încărcare:	<3H
Timer inteligent:	10 minute
Timp de așteptare:	Mod de calmare > 80 de minute, Modul de iluminare > 60 de minute, Modul anti-îmbătrânire 40 de minute
Lungimea de undă a fotonului:	Lumină roșie intensă: 660±5nm, lumină roșie: 630±5nm, lumină infraroșie: 850±5nm, lumină albastră: 470±5nm
Iradier:	Mod liniștitor 55±5mW/cm ² , modul de iluminare 55±5mW/cm ² , modul anti-îmbătrânire 75±5mW/cm ²

Securitate:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea dispozitivului [pagina 2-f1]:

1. Buton ON/OFF, indicator luminos.
2. Fereastră de protecție a ochilor.
3. Dioda fotonica.
4. Port de încărcare.
5. Bandă reglabilă.
6. Rama barbie.

Functii:

1. Mod liniștitor: Apăsați butonul de pornire o dată, indicatorul luminos va clipi alb, va emite un bip și mesajul vocal va afișa „Mod liniștitor”. Lumina albastră va rămâne aprinsă, iar dispozitivul se va opri automat după 10 minute.
2. Modul Brighten: Apăsați butonul de pornire de două ori, indicatorul luminos va clipi alb, bip, iar promptul vocal va afișa „Brighten Mode”. Lumina roșie și lumina roșu intens se vor aprinde, iar dispozitivul se va opri automat după 10 minute.
3. Modul anti-îmbătrânire: Apăsați butonul de pornire de trei ori, indicatorul luminos va clipi alb, va suna un bip și mesajul vocal va afișa „Mod anti-îmbătrânire”. Lumina roșie, culoarea dreaptă profundă și lumina infraroșu rămân aprinse, iar dispozitivul se oprește automat după 10 minute.

Notă: Dacă nu se efectuează nicio operațiune, dispozitivul se va opri automat după 10 minute. Durata nu se acumulează la comutarea modurilor în timpul rulării.

Cum se utilizează:

1. Curăță-ți fața și usucă-l.
2. Pune-ți masca și alege-ți liber regimul de îngrijire a pielii.
 - modul de calmare este destinat tenului cu echilibru instabil de apă și grăsimi, uscăciune sau lipsă de hidratare
 - modul de strălucire este destinat tenurilor terne și terne
 - modul anti-îmbătrânire vizează pielea cu linii fine, riduri sau lipsa de elasticitate
3. După 10 minute de tratament, masca se oprește automat.

Sfat: În timpul utilizării, ajustați cadrul bărbiei la forma feței și reglați tensiunea benzii la circumferință.

Baterie:

1. Oprire automată/apăsăți butonul de alimentare pentru a opri. Va emite un bip de două ori, lumina se va stinge și dispozitivul nu va mai funcționa.
2. Când nivelul bateriei scade sub 30%, butonul de pornire clipește roșu. Dispozitivul poate fi folosit în continuare timp de 10 minute. Când nivelul bateriei este extrem de scăzut, dispozitivul nu poate fi pornit. Butonul/lumina de pornire clipește în roșu, însoțit de două bipuri scurte.
3. Odată încărcat complet, butonul/lumina de pornire/oprire rămâne albă și se stinge când este deconectat.

curatenie:

După utilizare, curățați dispozitivul cu o cârpă curată și moale. Nu scufundați masca în apă, păstrați-o uscată.

Precauții:

1. Nu utilizați dacă ați suferit o intervenție chirurgicală pe piele sau arsuri solare în ultima lună.
2. Nu utilizați dispozitivul dacă aveți inflamații ale pielii, cicatrici, piele crăpată sau sunteți alergic la câmpurile electromagnetice.
3. Nu este potrivit pentru utilizare de către femeile însărcinate.
4. Nu vă uitați direct la lumina de înfrumusețare înainte de a confirma că produsul este gata de utilizare.
5. Nu lăsați dispozitivul în timp ce acesta este în funcțiune.
6. Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării.
7. Nu dezasamblați dispozitivul.
8. Nu continuați să utilizați dispozitivul dacă siliconul din protecția ochilor este deteriorat și provoacă scurgeri de lumină.
9. Asigurați-vă că ștecherul și cablul de alimentare sunt în stare bună pentru a evita riscul de electrocutare.
10. Dacă produsul este lovit puternic sau scăpa, verificați dacă nu este deteriorat înainte de a fi utilizat în continuare.
11. Țineți-l departe de mediul cu temperaturi ridicate.
12. Țineți-l departe de lichide corozive.
13. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14. Dacă dispozitivul nu a fost folosit o perioadă lungă de timp, se recomandă încărcarea completă înainte de utilizare.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Номинальное напряжение:	3,7 В постоянного тока
Рабочий ток:	Успокаивающий режим < 600 мА, режим осветления < 900 мА, режим против старения 1300 мА
Емкость батареи:	1000 мАч
Время зарядки:	< 3 часа
Умный таймер:	10 минут
Время ожидания:	Режим «Успокаивающий» > 80 минут, Режим «Осветление» > 60 минут, Режим «Антивозрастной» 40 минут
Длина волны фотона:	Глубокий красный свет: 660±5 нм, красный свет: 630±5 нм, инфракрасный свет: 850±5 нм, синий свет: 470±5 нм
Облучение:	Успокаивающий режим 55±5 мВт/см ² , Осветляющий режим 55±5 мВт/см ² , Антивозрастной режим 75±5 мВт/см ²

Безопасность:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Описание устройства [стр. 2-f1]:

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, световой индикатор.
2. Окно для защиты глаз.
3. Фотонный диод.
4. Порт зарядки.
5. Регулируемое оголовье.
6. Каркас подбородка.

Функции:

1. Режим успокоения: нажмите кнопку питания один раз, индикатор замигает белым, раздастся звуковой сигнал и появится голосовое сообщение «Режим успокоения». Синий индикатор останется включенным, и устройство автоматически выключится через 10 минут.
2. Режим яркости: дважды нажмите кнопку питания, индикатор замигает белым, раздастся звуковой сигнал, а в голосовой подсказке отобразится «Режим яркости». Загорится красный и темно-красный свет, и устройство автоматически выключится через 10 минут.
3. Режим защиты от старения: трижды нажмите кнопку питания, индикатор замигает белым, раздастся звуковой сигнал и появится голосовая подсказка «Режим защиты от старения». Красный свет, глубокий правый цвет и инфракрасный свет остаются включенными, а устройство автоматически выключается через 10 минут.

Примечание. Если не выполнить никаких действий, устройство автоматически выключится через 10 минут. Длительность не суммируется при переключении режимов во время бега.

Как использовать:

1. Очистите лицо и высушите его.
 2. Наденьте маску и свободно выбирайте режим ухода за кожей.
- успокаивающий режим предназначен для кожи с нестабильным

водно-жировым балансом, сухостью или недостатком увлажнения.

- режим осветления предназначен для тусклого и тусклого цвета лица

- Режим борьбы со старением нацелен на кожу с тонкими линиями, морщинами или недостатком эластичности

3. После 10 минут обработки маска автоматически выключается.

Совет: во время использования отрегулируйте рамку подбородка по форме вашего лица и отрегулируйте натяжение ремешка в соответствии с вашей окружностью.

Батарея:

1. Автоматическое выключение/нажмите кнопку питания, чтобы выключить. Он подаст два звуковых сигнала, свет погаснет и устройство перестанет работать.

2. Когда уровень заряда батареи падает ниже 30%, кнопка питания мигает красным. Устройством можно пользоваться еще 10 минут. При критически низком уровне заряда батареи включить устройство невозможно.

Кнопка/индикатор питания мигает красным, сопровождаясь двумя короткими звуковыми сигналами.

3. После полной зарядки кнопка/индикатор включения/выключения остается белым и гаснет при отключении от сети.

Очистка:

После использования протрите устройство чистой и мягкой тканью. Не погружайте маску в воду, держите ее сухой.

Меры предосторожности:

1. Не используйте, если за последний месяц у вас была операция на коже или солнечный ожог.

2. Не используйте устройство, если у вас есть воспаления кожи, шрамы, трещины на коже или аллергия на электромагнитные поля.

3. Не подходит для беременных.

4. Не смотрите прямо на косметический светильник, пока не убедитесь, что продукт готов к использованию.

5. Не оставляйте работающее устройство.

6. Не используйте устройство во время зарядки.

7. Не разбирайте устройство.

8. Не продолжайте использовать устройство, если силикон в наглазнике поврежден и вызывает утечку света.

9. Убедитесь, что вилка и шнур питания находятся в хорошем состоянии, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

10. Если изделие сильно ударилось или упало, перед дальнейшим использованием проверьте его на предмет повреждений.

11. Держите его вдали от окружающей среды с высокой температурой.

12. Держите его вдали от агрессивных жидкостей.

13. Храните его в недоступном для детей месте.

14. Если устройство долгое время не использовалось, перед использованием рекомендуется полностью зарядить его.

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Merkespenning:	DC3,7V
Arbeidsstrøm:	Beroligende modus<600mA, Lysende modus<900mA, Antialdringsmodus 1300mA
Batterikapasitet:	1000mAh
Ladetid:	<3H
Smart timer:	10 minutter
Standby-tid:	Beroligende modus>80 minutter, Lysningsmodus>60 minutter, Antialdringsmodus 40 minutter
Fotonbølglengde:	Dyp rødt lys: 660±5nm, rødt lys: 630±5nm, infrarødt lys: 850±5nm, blått lys: 470±5nm
Bestraling:	Beroligende modus 55±5mW/cm ² , Lysningsmodus 55±5mW/cm ² , Antialdringsmodus 75±5mW/cm ²

Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Enhetsbeskrivelse [side 2-f1]:

1. PÅ/AV-knapp, indikatorlampe.
2. Øyebeskyttelsesvindu.
3. Fotodiode.
4. Ladeport.
5. Justerbart pannebånd.
6. Hakeramme.

Funksjoner:

1. Beroligende modus: Trykk én gang på strømknappen, indikatorlyset vil blinke hvitt, det vil pipe og talemeldingen vil vise "Beroligende modus". Det blå lyset forblir på og enheten slås av automatisk etter 10 minutter.
2. Lysere modus: Trykk på strømknappen to ganger, indikatorlampen vil blinke hvitt, pipe, og talemeldingen vil vise "Brighten Mode". Det røde og dype røde lyset vil lyse og enheten vil slå seg av automatisk etter 10 minutter.
3. Antialdringsmodus: Trykk på strømknappen tre ganger, indikatorlampen vil blinke hvitt, pipetonen høres og talemeldingen vil vise "Anti-aldningsmodus". Det røde lyset, den dype riktige fargen og det infrarøde lyset forblir på, og enheten slår seg av automatisk etter 10 minutter.

Merk: Hvis ingen operasjon utføres, vil enheten slå seg av automatisk etter 10 minutter. Varigheten akkumuleres ikke når du bytter modus mens du løper.

Hvordan å bruke:

1. Rens ansiktet og tørk det.
2. Ta på masken og velg din hudpleie fritt.
 - beroligende modus er beregnet på hud med ustabil vann- og fettbalanse, tørrhet eller mangel på fuktighet
 - lysstyrkemodusen er beregnet på matt og matt hud
 - Anti-aldningsmodus retter seg mot hud med fine linjer, rynker eller mangel på elastisitet
3. Etter 10 minutters behandling slår masken seg av automatisk.

Tips: Juster hakerammen til ansiktsformen under bruk og juster båndspenningen til din omkrets.

Batteri:

1. Slå av automatisk/trykk på strømknappen for å slå av. Det piper to ganger, lyset slås av og enheten slutter å fungere.
2. Når batterinivået synker under 30 %, blinker strømknappen rødt. Enheten kan fortsatt brukes i 10 minutter. Når batterinivået er kritisk lavt, kan ikke enheten slås på. Strømknappen/lampen blinker rødt, ledsaget av to korte pip.
3. Når den er fulladet, forblir av/på-knappen/lyset hvit og slås av når den er koblet fra.

Rengjøring:

Etter bruk, rengjør enheten med en ren og myk klut. Ikke senk masken i vann, hold den tørr.

Forholdsregler:

1. Ikke bruk hvis du har hatt hudoperasjoner eller solbrenthet den siste måneden.
2. Ikke bruk enheten hvis du har hudbetennelse, arr, sprukket hud eller er allergisk mot elektromagnetiske felt.
3. Ikke egnet for bruk av gravide.
4. Ikke se direkte på skjønnhetslyset før du bekrefter at produktet er klart til bruk.
5. Ikke forlat enheten mens den er i drift.
6. Ikke bruk enheten mens den lader.
7. Ikke demonter enheten.
8. Ikke fortsett å bruke enheten hvis silikonet i øyeskjoldet er skadet og forårsaker lyslekkasje.
9. Sørg for at støpselet og strømledningen er i god stand for å unngå faren for elektrisk støt.
10. Hvis produktet treffes hardt eller faller i bakken, sjekk for skade før videre bruk.
11. Hold den unna høytemperaturmiljøer.
12. Hold den unna etsende væske.
13. Oppbevar den utenfor barns rekkevidde.
14. Hvis enheten ikke har vært brukt på lenge, anbefales det å lade den helt opp før bruk.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nimellisjännite:	DC 3,7V
Käyttövirta:	Rauhoittava tila < 600mA, kirkastustila < 900mA, ikääntymistä estävä tila 1300mA
Akun kapasiteetti:	1000mAh
Latausaika:	< 3H
Älykäs ajastin:	10 minuuttia
Valmiustila-aika:	Rauhoittava tila > 80 minuuttia, kirkastustila > 60 minuuttia, ikääntymistä estävä tila 40 minuuttia
Fotonin aallonpituus:	Syvän punainen valo: 660±5nm, punainen valo: 630±5nm, infrapunavallo: 850±5nm, sininen valo: 470±5nm
Säteilytys:	Rauhoittava tila 55±5mW/cm ² , Kirkastustila 55±5mW/cm ² , Anti-aging-tila 75±5mW/cm ²

Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Laitteen kuvaus [sivu 2-f1]:

1. ON/OFF-painike, merkkivalo.
2. Silmiensuojajakkuna.
3. Fotonidiodi.
4. Latausportti.
5. Säädettävä sanka.
6. Leukakehys.

Toiminnot:

1. Rauhoittava tila: Paina virtapainiketta kerran, merkkivalo vilkkuu valkoisena, piippaa ja äänikehoteessa näkyy "Rauhoittava tila". Sininen valo jää palamaan ja laite sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua.
2. Kirkastustila: Paina virtapainiketta kahdesti, merkkivalo vilkkuu valkoisena, piippaa ja äänikehoteessa näkyy "Brighten Mode". Punainen valo ja syvä punainen valo palavat ja laite sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua.
3. Anti-aging-tila: Paina virtapainiketta kolme kertaa, merkkivalo vilkkuu valkoisena, kuuluu äänimerkki ja äänikehoteessa näkyy "Anti-aging mode". Punainen valo, syvä oikea väri ja infrapunavallo pysyvät päällä ja laite sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

Huomautus: Jos mitään toimintoa ei suoriteta, laite sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua. Kesto ei kerry, kun tilaa vaihdetaan ajon aikana.

Kuinka käyttää:

1. Puhdista kasvosi ja kuivaa ne.
2. Laita naamio päälle ja valitse ihonhoito-ohjelmasi vapaasti.
 - Rauhoittava tila on tarkoitettu iholle, jossa on epävakaat vesi- ja rasvatasapaino, kuivuus tai kosteuden puute
 - Kirkastustila on tarkoitettu samealle ja samealle iholle
 - Anti-aging -tila kohdistuu ihoon, jossa on hienoja juonteita, ryppyjä tai joustavuuden puutetta
3. 10 minuutin hoidon jälkeen naamio sammuu automaattisesti.

Vinkki: Säädä käytön aikana leukakehys kasvosi muodon mukaan ja säädä nauhan kireys ympärysmittasi mukaan.

Akku:

1. Automaattinen virrankatkaisu / sammuta virta painamalla virtapainiketta. Se piippaa kahdesti, valo sammuu ja laite lakkaa toimimasta.
2. Kun akun varaustaso laskee alle 30 %, virtapainike vilkkuu punaisena. Laitetta voi edelleen käyttää 10 minuuttia. Kun akun varaustaso on kriittisesti alhainen, laitetta ei voi käynnistää. Virtapainike/valo vilkkuu punaisena ja kuuluu kaksi lyhyttä piippausta.
3. Kun virta on ladattu täyteen, virtapainike/valo pysyy valkoisena ja sammuu, kun se irrotetaan.

Puhdistus:

Puhdista laite käytön jälkeen puhtaalla ja pehmeällä liinalla. Älä upota maskia veteen, vaan pidä se kuivana.

Varoimenpiteet:

1. Älä käytä, jos sinulla on ollut iholeikkaus tai auringonpolttama viimeisen kuukauden aikana.
2. Älä käytä laitetta, jos sinulla on ihotulehdus, arpia, halkeileva iho tai olet allerginen sähkömagneettisille kentille.
3. Ei soveltu raskaana olevien naisten käyttöön.
4. Älä katso suoraan kauneusvaloon ennen kuin olet varmistanut, että tuote on käyttövalmis.
5. Älä jätä laitetta sen ollessa käynnissä.
6. Älä käytä laitetta latauksen aikana.
7. Älä pura laitetta.
8. Älä jatka laitteen käyttöä, jos silmäsuojan silikoni on vaurioitunut ja aiheuttaa valovuotoja.
9. Varmista, että pistoke ja virtajohto ovat hyvässä kunnossa välttääksesi sähköiskun vaaran.
10. Jos tuotteeseen osuu kovaa tai se putoaa, tarkista vaurioiden varalta ennen käyttöä.
11. Pidä se poissa korkean lämpötilan ympäristöstä.
12. Pidä se poissa syövyttävistä nesteistä.
13. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
14. Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, on suositeltavaa ladata se täyteen ennen käyttöä.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Μετρημένη ηλεκτρική τάση:	DC3,7V
Ρεύμα λειτουργίας:	Καταπραϊντική λειτουργία<600mA,Λειτουργία φωτεινότητας<900mA,Λειτουργία αντιγήρανσης 1300mA
Χωρητικότητα μπαταρίας:	1000 mAh
Χρόνος φόρτισης:	<3H
Έξυπνος χρονοδιακόπτης:	10 λεπτά
Χρόνος αναμονής:	Καταπραϊντική λειτουργία>80 λεπτά, Λειτουργία φωτεινότητας>60 λεπτά, Λειτουργία αντιγήρανσης 40 λεπτά
Μήκος κύματος φωτονίων:	Βαθύ κόκκινο φως: 660±5nm, κόκκινο φως: 630±5nm, υπέρυθρο φως: 850±5nm, μπλε φως: 470±5nm
Ακτινοβολία:	Καταπραϊντική λειτουργία 55±5mW/cm ² , Λειτουργία φωτεινότητας 55±5mW/cm ² , Λειτουργία αντιγήρανσης 75±5mW/cm ²

Ασφάλεια:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Περιγραφή συσκευής [σελίδα 2-f1]:

1. Κουμπί ON/OFF, ενδεικτική λυχνία.
2. Παράθυρο προστασίας ματιών.
3. Δίοδος φωτονίων.
4. Θύρα φόρτισης.
5. Ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο.
6. Πλαίσιο πηγουνιού.

Λειτουργίες:

1. Καταπραϊντική Λειτουργία: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει λευκή, θα ηχήσει και η φωνητική προτροπή θα εμφανίσει "Καλή λειτουργία". Το μπλε φως θα παραμείνει αναμμένο και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά.
2. Λειτουργία φωτεινότητας: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει λευκή, θα ηχήσει και η φωνητική προτροπή θα εμφανίσει "Λειτουργία φωτεινότητας". Το κόκκινο φως και το βαθύ κόκκινο φως θα ανάψουν και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά.
3. Λειτουργία αντιγήρανσης: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας τρεις φορές, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει λευκή, θα ακουστεί το μπιπ και η φωνητική προτροπή θα εμφανίσει "Λειτουργία κατά της γήρανσης". Η κόκκινη λυχνία, το βαθύ δεξό χρώμα και η υπέρυθη λυχνία παραμένουν αναμμένα και η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 λεπτά.

Σημείωση: Εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά. Η διάρκεια δεν συσσωρεύεται όταν αλλάζετε λειτουργίες κατά την εκτέλεση.

Τρόπος χρήσης:

1. Καθαρίστε το πρόσωπό σας και στεγνώστε το.
2. Φορέστε τη μάσκα και επιλέξτε ελεύθερα το πρόγραμμα περιποίησης της επιδερμίδας σας.

- Η καταπραϊντική λειτουργία προορίζεται για δέρμα με ασταθή ισορροπία νερού και λίπους, ξηρότητα ή έλλειψη ενυδάτωσης
 - η λειτουργία φωτεινότητας προορίζεται για θαμπές και θαμπές επιδερμίδες
 - Η λειτουργία αντιγήρανσης στοχεύει στο δέρμα με λεπτές γραμμές, ρυτίδες ή έλλειψη ελαστικότητας
3. Μετά από 10 λεπτά θεραπείας, η μάσκα σβήνει αυτόματα.

Συμβουλή: Κατά τη χρήση, προσαρμόστε το πλαίσιο του πηγουνιού στο σχήμα του προσώπου σας και προσαρμόστε την τάση της ταινίας στην περιφέρειά σας.

Μπαταρία:

1. Αυτόματη απενεργοποίηση/πατήστε το κουμπί λειτουργίας για απενεργοποίηση. Θα ηχήσει δύο φορές, το φως θα σβήσει και η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί.
2. Όταν το επίπεδο της μπαταρίας πέσει κάτω από το 30%, το κουμπί λειτουργίας αναβοσβήνει κόκκινο. Η συσκευή μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για 10 λεπτά. Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι εξαιρετικά χαμηλό, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Το κουμπί/λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, συνοδευόμενο από δύο σύντομα ηχητικά σήματα.
3. Μόλις φορτιστεί πλήρως, το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/φως παραμένει λευκό και σβήνει όταν αποσυνδέεται.

Καθάρισμα:

Μετά τη χρήση, καθαρίστε τη συσκευή με ένα καθαρό και μαλακό πανί. Μην βυθίζετε τη μάσκα σε νερό, κρατήστε τη στεγνή.

Προφυλάξεις:

1. Μην το χρησιμοποιείτε εάν είχατε χειρουργική επέμβαση δέρματος ή ηλικιακό έγκυμο τον τελευταίο μήνα.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε φλεγμονή του δέρματος, ουλές, σκασμένο δέρμα ή είστε αλλεργικοί στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
3. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση από έγκυες γυναίκες.
4. Μην κοπάτε απευθείας το φως ομορφιάς πριν επιβεβαιώσετε ότι το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση.
5. Μην αφήνετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη φόρτιση.
7. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
8. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η σιλίκινη στην ασπίδα ματιών είναι κατεστραμμένη και προκαλεί διαρροή φωτός.
9. Βεβαιωθείτε ότι το φως και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σε καλή κατάσταση για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
10. Εάν το προϊόν χτυπηθεί δυνατά ή πέσει, ελέγξτε για ζημιά πριν από περαιτέρω χρήση.
11. Κρατήστε το μακριά από περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας.
12. Κρατήστε το μακριά από διαβρωτικό υγρό.
13. Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
14. Εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να την φορτίσετε πλήρως πριν τη χρήση.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nazivni napon:	DC3,7 V
Radna struja:	Umirujući način rada <600 mA, način rada za posvjetljivanje <900 mA, način rada protiv starenja 1300 mA
Kapacitet baterije:	1000mAh
Vrijeme punjenja:	<3H
Pametni mjerač vremena:	10 minuta
Vrijeme čekanja:	Umirujući način rada>80 minuta, način rada za posvjetljivanje>60 minuta, način rada protiv starenja 40 minuta
Valna duljina fotona:	Duboka crvena svjetlost: 660±5nm, crvena svjetlost: 630±5nm, infracrvena svjetlost: 850±5nm, plava svjetlost: 470±5nm
Zračenje:	Umirujući način rada 55±5mW/cm ² , Posvjetljujući način rada 55±5mW/cm ² , Način protiv starenja 75±5mW/cm ²

Sigurnost:

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

Opis uređaja [stranica 2-f1]:

1. Tipka ON/OFF, svjetlosni indikator.
2. Prozor za zaštitu očiju.
3. Fotonska dioda.
4. Priključak za punjenje.
5. Podesiva traka za glavu.
6. Okvir brade.

Funkcije:

1. Umirujući način rada: Pritisnite jednom tipku za uključivanje, indikatorsko svjetlo će bljeskati bijelo, oglasit će se zvučni signal i glasovna uputa prikazat će "Umirujući način". Plavo svjetlo će ostati uključeno i uređaj će se automatski isključiti nakon 10 minuta.
2. Način rada za posvjetljivanje: Dvapat pritisnite tipku za uključivanje, indikatorsko svjetlo će bljeskati bijelo, oglasit će se zvučni signal, a glasovna uputa prikazat će "Način za posvjetljivanje". Crveno svjetlo i duboko crveno svjetlo će svijetliti i uređaj će se automatski isključiti nakon 10 minuta.
3. Način rada protiv starenja: Pritisnite tipku za napajanje tri puta, indikatorsko svjetlo će bljeskati bijelo, oglasit će se zvučni signal i glasovna uputa prikazat će "Način protiv starenja". Crveno svjetlo, duboka desna boja i infracrveno svjetlo ostaju uključeni, a uređaj se automatski gasi nakon 10 minuta.

Napomena: Ako se ne izvrši nikakva radnja, uređaj će se automatski isključiti nakon 10 minuta. Trajanje se ne akumulira prilikom promjene načina rada tijekom trčanja.

Kako koristiti:

1. Očistite lice i osušite ga.
2. Stavite masku i slobodno odaberite svoj režim njege kože.
 - umirujući način je namijenjen koži s nestabilnom ravnotežom vode i masti, suhoćom ili nedostatkom hidratacije
 - način rada za posvjetljivanje namijenjen je bez sjaja i bez sjaja
 - način protiv starenja cilja kožu s finim linijama, borama ili nedostatkom elastičnosti
3. Nakon 10 minuta tretmana, maska se automatski isključuje.

Savjet: tijekom upotrebe prilagodite okvir za bradu obliku svog lica i prilagodite napetost trake svom opsegu.

Baterija:

1. Automatsko isključivanje/pritisnite gumb za uključivanje za isključivanje. Zapištit će dva puta, svjetlo će se ugasiti i uređaj će prestati raditi.
2. Kada razina baterije padne ispod 30%, tipka za napajanje treperi crveno. Uređaj se može koristiti još 10 minuta. Kada je razina baterije kritično niska, uređaj se ne može uključiti. Gumb za uključivanje/svjetlo treperi crveno, popraćeno s dva kratka zvučna signala.
3. Nakon potpunog punjenja, tipka/svjetlo za uključivanje/isključivanje ostaje bijelo i isključuje se kada se isključi iz struje.

Čišćenje:

Nakon upotrebe uređaj očistite čistom i mekom krpom. Ne uranjajte masku u vodu, držite je suhom.

Mjere predostrožnosti:

1. Nemojte koristiti ako ste prošli mjesec imali operaciju kože ili opekline od sunca.
2. Ne koristite uređaj ako imate upalu kože, ožiljke, ispucalu kožu ili ste alergični na elektromagnetska polja.
3. Nije prikladno za korištenje od strane trudnica.
4. Ne gledajte izravno u svjetlo za uljepšavanje prije nego što potvrdite da je proizvod spreman za upotrebu.
5. Ne napuštajte uređaj dok radi.
6. Nemojte koristiti uređaj tijekom punjenja.
7. Nemojte rastavljati uređaj.
8. Nemojte nastaviti koristiti uređaj ako je silikon u štitniku za oči oštećen i uzrokuje curenje svjetla.
9. Provjerite jesu li utikač i kabel za napajanje u dobrom stanju kako biste izbjegli rizik od strujnog udara.
10. Ako se proizvod jako udari ili ispadne, prije daljnje uporabe provjerite ima li oštećenja.
11. Držite ga dalje od okruženja visoke temperature.
12. Držite ga podalje od korozivne tekućine.
13. Držite ga izvan dohvata djece.
14. Ako uređaj nije korišten dulje vrijeme, preporuča se potpuno ga napuniti prije uporabe.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Märkspänning:	DC3,7V
Arbetsström:	Lugnande läge<600mA, Ljusningsläge<900mA, Anti-aging-läge 1300mA
Batterikapacitet:	1000mAh
Laddningstid:	<3H
Smart timer:	10 minuter
Standbytid:	Lugnande läge>80 minuter, Ljusningsläge>60 minuter, Anti-aging-läge 40 minuter
Fotonväglängd:	Djupt rött ljus: 660±5nm, rött ljus: 630±5nm, infrarött ljus: 850±5nm, blått ljus: 470±5nm
Bestrålning:	Lugnande läge 55±5mW/cm ² , Ljusningsläge 55±5mW/cm ² , Anti-aging-läge 75±5mW/cm ²

Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Enhetsbeskrivning [sida 2-f1]:

1. PÅ/AV-knapp, indikatorlampa.
2. Ögonskyddsfönster.
3. Fotodiod.
4. Laddningsport.
5. Justerbart pannband.
6. Hakram.

Funktioner:

1. Lugnande läge: Tryck på strömbrytaren en gång, indikatorlampan blinkar vitt, den piper och röstmeddelandet visar "Lugnande läge". Den blå lampan förblir tänd och enheten stängs av automatiskt efter 10 minuter.
2. Ljusningsläge: Tryck två gånger på strömbrytaren, indikatorlampan blinkar vitt, piper och röstmeddelandet visar "Ljusna läge". Det röda och djupt röda ljuset kommer att lysa och enheten stängs av automatiskt efter 10 minuter.
3. Anti-aging-läge: Tryck på strömknappen tre gånger, indikatorlampan blinkar vitt, ett pip hörs och röstmeddelandet visar "Anti-aging-läge". Det röda ljuset, den djupa rätta färgen och det infraröda ljuset förblir tända och enheten stängs av automatiskt efter 10 minuter.

Obs: Om ingen åtgärd utförs, stängs enheten av automatiskt efter 10 minuter. Varaktigheten ackumuleras inte när du byter läge under körning.

Hur man använder:

1. Rengör ansiktet och torka det.
2. Sätt på dig masken och välj din hudvård fritt.
 - lugnande läge är avsett för hud med instabil vatten- och fettbalans, torrhet eller brist på återfuktning
 - ljusningsläget är avsett för matt och matt hy
 - Anti-aging-läge riktar sig mot hud med fina linjer, rynkor eller bristande elasticitet
3. Efter 10 minuters behandling stängs masken av automatiskt.

Tips: Under användning, justera hakbågen till formen på ditt ansikte och anpassa bandspänningen till din omkrets.

Batteri:

1. Stäng av automatiskt/tryck på strömknappen för att stänga av. Den piper två gånger, lampan släcks och enheten slutar fungera.
2. När batterinivån sjunker under 30 % blinkar strömknappen rött. Enheten kan fortfarande användas i 10 minuter. När batterinivån är kritiskt låg kan enheten inte slås på. Strömknappen/lampan blinkar rött, åtföljt av två korta pip.
3. När den är fulladdad förblir på/av-knappen/lampan vit och släcks när den kopplas ur.

Rengöring:

Efter användning, rengör enheten med en ren och mjuk trasa. Doppa inte masken i vatten, håll den torr.

Försiktighetsåtgärder:

1. Använd inte om du har genomgått hudoperationer eller solbränna den senaste månaden.
2. Använd inte enheten om du har hudinflammation, ärr, sprucken hud eller är allergisk mot elektromagnetiska fält.
3. Ej lämplig för användning av gravida kvinnor.
4. Titta inte direkt på skönhetslampan innan du bekräftar att produkten är redo att användas.
5. Lämna inte enheten medan den är i drift.
6. Använd inte enheten under laddning.
7. Ta inte isär enheten.
8. Fortsätt inte att använda enheten om silikonet i ögonskyddet är skadat och orsakar ljusläckage.
9. Se till att kontakten och nätsladden är i gott skick för att undvika risken för elektriska stötar.
10. Om produkten träffas hårt eller tappas, kontrollera om den är skadad innan den används igen.
11. Håll den borta från miljö med hög temperatur.
12. Håll den borta från frätande vätska.
13. Förvara den utom räckhåll för barn.
14. Om enheten inte har använts på länge, rekommenderas att den laddas helt före användning.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nominel spænding:	DC3,7V
Arbejdsstrøm:	Beroligende tilstand<600mA, Lysningstilstand<900mA, Anti-aldringstilstand 1300mA
Batterikapacitet:	1000mAh
Lade tid:	<3H
Smart timer:	10 minutter
Standby tid:	Beroligende tilstand>80 minutter, Lysningstilstand>60 minutter, Anti-aldringstilstand 40 minutter
Foton bølgelængde:	Dybt rødt lys: 660±5nm, rødt lys: 630±5nm, infrarødt lys: 850±5nm, blått lys: 470±5nm
Bestråling:	Beroligende tilstand 55±5mW/cm ² , Lysningstilstand 55±5mW/cm ² , Anti-aldringstilstand 75±5mW/cm ²

Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Enhedsbeskrivelse [side 2-f1]:

1. ON/OFF knap, indikatorlys.
2. Øjenbeskyttelsesvindue.
3. Fotodiode.
4. Opladningsport.
5. Justerbart pandebånd.
6. Hageramme.

Funktioner:

1. Beroligende tilstand: Tryk én gang på tænd/sluk-knappen, indikatorlyset vil blinke hvidt, det vil bippe, og stemmemeddelelsen vil vise "beroligende tilstand". Det blå lys forbliver tændt, og enheden slukker automatisk efter 10 minutter.
2. Lysstyrketilstand: Tryk to gange på tænd/sluk-knappen, indikatorlyset blinker hvidt, bipper, og stemmemeddelelsen vil vise "Lysere tilstand". Det røde og dybe røde lys vil lyse, og enheden slukker automatisk efter 10 minutter.
3. Anti-aging-tilstand: Tryk på tænd/sluk-knappen tre gange, indikatorlyset vil blinke hvidt, et bip lyder, og stemmemeddelelsen vil vise "Anti-aging mode". Det røde lys, den dybe rigtige farve og det infrarøde lys forbliver tændt, og enheden slukker automatisk efter 10 minutter.

Bemærk: Hvis der ikke udføres nogen handling, slukkes enheden automatisk efter 10 minutter. Varigheden akkumuleres ikke, når du skifter tilstand, mens du kører.

Sådan bruger du:

1. Rens dit ansigt og tør det.
2. Tag masken på og vælg frit din hudplejekur.
 - beroligende tilstand er beregnet til hud med ustabil vand- og fedtbalance, tørhed eller mangel på hydrering
 - Oplysningstilstanden er beregnet til mat og mat teint
 - Anti-aging-tilstand retter sig mod hud med fine linjer, rynker eller mangel på elasticitet
3. Efter 10 minutters behandling slukker masken automatisk.

Tip: Under brug skal du justere hagerammen til formen på dit ansigt og justere båndspændingen til din omkreds.

Batteri:

1. Sluk automatisk/tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke. Den bipper to gange, lyset slukker, og enheden holder op med at fungere.
2. Når batteriniveauet falder til under 30 %, blinker tænd/sluk-knappen rødt. Enheden kan stadig bruges i 10 minutter. Når batteriniveauet er kritisk lavt, kan enheden ikke tændes. Tænd/sluk-knappen/lampen blinker rødt, ledsaget af to korte bip.
3. Når den er fuldt opladet, forbliver tænd/sluk-knappen/lyset hvid og slukker, når stikket tages ud.

Rengøring:

Efter brug skal du rengøre enheden med en ren og blød klud. Nedsenk ikke masken i vand, hold den tør.

Forholdsregler:

1. Må ikke bruges, hvis du har fået en hudoperation eller solskoldning inden for den sidste måned.
2. Brug ikke enheden, hvis du har hudbetændelse, ar, revnet hud eller er allergisk over for elektromagnetiske felter.
3. Ikke egnet til brug af gravide kvinder.
4. Se ikke direkte på skønhedslyset, før du bekræfter, at produktet er klar til brug.
5. Efterlad ikke enheden, mens den er i drift.
6. Brug ikke enheden under opladning.
7. Skil ikke enheden ad.
8. Fortsæt ikke med at bruge enheden, hvis silikonen i øjenskoldet er beskadiget og forårsager lyslækage.
9. Sørg for, at stikket og netledningen er i god stand for at undgå risikoen for elektrisk stød.
10. Hvis produktet bliver hårdt ramt eller tabt, skal du kontrollere for skader før videre brug.
11. Hold det væk fra omgivelser med høj temperatur.
12. Hold det væk fra ætsende væske.
13. Opbevar det uden for børns rækkevidde.
14. Hvis enheden ikke har været brugt i lang tid, anbefales det at lade den helt op før brug.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nominale spanning:	DC3,7V
Werkende stroom:	Kalmerende modus<600mA, Verhelderende modus<900mA, Anti-verouderingsmodus 1300mA
Batterij capaciteit:	1000 mAh
Laadtijd:	<3H
Slimme timer:	10 minuten
Standby-tijd:	Kalmerende modus>80 minuten, Verhelderende modus>60 minuten, Anti-verouderingsmodus 40 minuten
Foton golf lengte:	Diep rood licht: 660 ± 5 nm, rood licht: 630 ± 5 nm, infrarood licht: 850 ± 5 nm, blauw licht: 470 ± 5 nm
Bestraling:	Kalmerende modus 55 ± 5 mW/cm ² , Verhelderende modus 55 ± 5 mW/cm ² , Anti-verouderingsmodus 75 ± 5 mW/cm ²

Beveiliging:

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

Apparaatbeschrijving [pagina 2-f1]:

1. AAN/UIT-knop, indicatielampje.
2. Oogbeschermingsvenster.
3. Fotonodiode.
4. Oplaadpoort.
5. Verstelbare hoofdband.
6. Kinframe.

Functies:

1. Rustgevende modus: Druk één keer op de aan/uit-knop, het indicatielampje knippert wit, piept en de gesproken melding geeft "Rustgevende modus" weer. Het blauwe lampje blijft branden en het apparaat wordt na 10 minuten automatisch uitgeschakeld.
2. Helderdermodus: Druk twee keer op de aan/uit-knop, het indicatielampje knippert wit, piept en de gesproken melding geeft "Brighten Mode" weer. Het rode lampje en het dieprode lampje gaan branden en het apparaat wordt na 10 minuten automatisch uitgeschakeld.
3. Anti-verouderingsmodus: Druk driemaal op de aan/uit-knop, het indicatielampje knippert wit, er klinkt een pieptoon en de gesproken melding geeft "Anti-verouderingsmodus" weer. Het rode licht, de diepe rechterkleur en het infraroodlicht blijven branden en het apparaat wordt na 10 minuten automatisch uitgeschakeld.

Opmerking: Als er geen handeling wordt uitgevoerd, wordt het apparaat na 10 minuten automatisch uitgeschakeld. De duur loopt niet op als u tijdens het hardlopen van modus verandert.

Hoe te gebruiken:

1. Reinig je gezicht en droog het af.
2. Zet het masker op en kies vrij uw huidverzorgingsprogramma.
 - de verzachtende modus is bedoeld voor een huid met een onstabiele water- en vetbalans, droogheid of gebrek aan hydratatie
 - de verhelderende modus is bedoeld voor een doffe en dof teint
 - anti-verouderingsmodus richt zich op de huid met fijne lijntjes, rimpels of gebrek aan elasticiteit

3. Na 10 minuten behandeling wordt het masker automatisch uitgeschakeld.

Tip: Pas tijdens gebruik het kinframe aan de vorm van uw gezicht aan en pas de bandspanning aan uw omtrek aan.

Accu:

1. Automatische uitschakeling/druk op de aan/uit-knop om uit te schakelen. Er klinkt twee pieptonen, het lampje gaat uit en het apparaat werkt niet meer.
2. Wanneer het batterijniveau onder de 30% daalt, knippert de aan/uit-knop rood. Het apparaat kan nog 10 minuten worden gebruikt. Wanneer het batterijniveau kritiek laag is, kan het apparaat niet worden ingeschakeld. De aan/uit-knop/het lampje knippert rood, vergezeld van twee korte pieptonen.
3. Eenmaal volledig opgeladen, blijft de aan/uitknop/het lampje wit en gaat uit wanneer de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.

Schoonmaak:

Maak het apparaat na gebruik schoon met een schone en zachte doek. Dompel het masker niet onder in water, maar houd het droog.

Voorzorgsmaatregelen:

1. Niet gebruiken als u de afgelopen maand een huidoperatie of zonnebrand heeft ondergaan.
2. Gebruik het apparaat niet als u huidontstekingen, littekens, gebarsten huid heeft of allergisch bent voor elektromagnetische velden.
3. Niet geschikt voor gebruik door zwangere vrouwen.
4. Kijk niet direct in het schoonheidslampje voordat u heeft gecontroleerd of het product klaar is voor gebruik.
5. Laat het apparaat niet achter terwijl het in werking is.
6. Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.
7. Haal het apparaat niet uit elkaar.
8. Blijf het apparaat niet gebruiken als de siliconen in het oogscherm beschadigd zijn en lichtlekkage veroorzaken.
9. Zorg ervoor dat de stekker en het netsnoer in goede staat zijn om het risico op een elektrische schok te voorkomen.
10. Als het product hard wordt geraakt of valt, controleer het dan op schade voordat u het verder gebruikt.
11. Houd het uit de buurt van omgevingen met hoge temperaturen.
12. Houd het uit de buurt van bijtende vloeistoffen.
13. Houd het buiten het bereik van kinderen.
14. Als het apparaat langere tijd niet is gebruikt, wordt aanbevolen om het vóór gebruik volledig op te laden.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nominal voltaj:	DC3.7V
Çalışma akımı:	Yatıştırıcı mod<600mA, Aydınlatıcı mod<900mA, Yaşlanma karşıtı mod 1300mA
Pil Kapasitesi:	1000mAh
Şarj süresi:	<3 saat
Akıllı Zamanlayıcı:	10 dakika
Bekleme süresi:	Yatıştırıcı mod>80 dakika, Aydınlatıcı mod>60 dakika, Yaşlanma karşıtı mod 40 dakika
Foton dalga boyu:	Koyu kırmızı ışık: 660±5nm, kırmızı ışık: 630±5nm, kızılötesi ışık: 850±5nm, mavi ışık: 470±5nm
Işınlama:	Yatıştırıcı mod 55±5mW/cm ² , Aydınlatıcı mod 55±5mW/cm ² , Yaşlanma karşıtı mod 75±5mW/cm ²

Güvenlik:

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan önerilere uyun.

Cihaz açıklaması [sayfa 2-f1]:

1. AÇMA/KAPAMA düğmesi, gösterge ışığı.
2. Göz koruma penceresi.
3. Foton diyot.
4. Şarj portu.
5. Ayarlanabilir kafa bandı.
6. Çene çerçevesi.

İşlevler:

1. Yatıştırma Modu: Güç düğmesine bir kez basın, gösterge ışığı beyaz renkte yanıp sönecek, bip sesi çıkaracak ve sesli komutta "Yatıştırma Modu" görüntülenecektir. Mavi ışık yanık kalacak ve 10 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
2. Aydınlatma Modu: Güç düğmesine iki kez basın, gösterge ışığı beyaz renkte yanıp sönecek, bip sesi çıkaracak ve sesli komutta "Aydınlatma Modu" görüntülenecektir. Kırmızı ışık ve koyu kırmızı ışık yanacak ve cihaz 10 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.
3. Yaşlanma karşıtı mod: Güç düğmesine üç kez basın, gösterge ışığı beyaz renkte yanıp sönecek, bip sesi duyulacak ve sesli komutta "Yaşlanma karşıtı mod" görüntülenecektir. Kırmızı ışık, derin sağ renk ve kızılötesi ışık açık kalır ve cihaz 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Not: Herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz 10 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. Çalışırken mod değiştirildiğinde süre birikir.

Nasıl kullanılır:

1. Yüzünüzü temizleyin ve kurulaştırın.
2. Maskeyi takın ve cilt bakım rejiminizi özgürce seçin.
 - Yatıştırıcı mod, dengesiz su ve yağ dengesine sahip, kuruluk veya nem eksikliği olan ciltler için tasarlanmıştır
 - aydınlatma modu donuk ve donuk ciltler için tasarlanmıştır
 - Yaşlanma karşıtı mod, ince çizgileri, kırışıklıkları veya elastikiyet eksikliği olan cildi hedef alır
3. 10 dakikalık tedaviden sonra maske otomatik olarak kapanır.

İpucu: Kullanım sırasında çene çerçevesini yüzünüzün şekline ve bant gerginliğini çevrenize göre ayarlayın.

Pil:

1. Otomatik kapanma/kapatmak için güç düğmesine basın. İki kez bip sesi duyulacak, ışık kapanacak ve cihaz çalışmayı bırakacaktır.
2. Pil seviyesi %30'un altına düştüğünde güç düğmesi kırmızı renkte yanıp söner. Cihaz 10 dakika daha kullanılabilir. Pil seviyesi kritik düzeyde düşük olduğunda cihaz açılmaz. Güç düğmesi/ışığı iki kısa bip sesiyle birlikte kırmızı renkte yanıp söner.
3. Tamamen şarj olduğunda açma/kapama düğmesi/ışığı beyaz kalır ve fiş çekildiğinde söner.

Temizlik:

Kullanımdan sonra cihazı temiz ve yumuşak bir bezle temizleyin. Maskeyi suya batırmayın, kuru tutun.

Önlemler:

1. Geçtiğimiz ay cilt ameliyatı veya güneş yanığı geçirdiyse kullanmayın.
2. Cildinizde iltihap, yara izi, çatlak cilt varsa veya elektromanyetik alanlara alerjiniz varsa cihazı kullanmayın.
3. Hamilelerin kullanımına uygun değildir.
4. Ürünün kullanıma hazır olduğunu doğrulamadan güzellik ışığına doğrudan bakmayın.
5. Cihaz çalışırken yanından ayrılmayınız.
6. Şarj esnasında cihazı kullanmayınız.
7. Cihazı sökmeyin.
8. Göz koruyucusundaki silikonun hasar görmesi ve ışık sızıntısına neden olması durumunda cihazı kullanmaya devam etmeyin.
9. Elektrik çarpması riskini önlemek için fişin ve güç kablosunun iyi durumda olduğundan emin olun.
10. Ürün sert bir darbe alırsa veya düşerse, tekrar kullanmadan önce hasar olup olmadığını kontrol edin.
11. Yüksek sıcaklıktaki ortamlardan uzak tutun.
12. Aşındırıcı sıvılardan uzak tutun.
13. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
14. Cihaz uzun süre kullanılmamışsa, kullanmadan önce tamamen şarj edilmesi tavsiye edilir.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Номинално напрежение:	DC3.7V
Работен ток:	Успокояващ режим <600mA, режим на изсветляване <900mA, режим против стареене 1300mA
Капацитет на батерията:	1000mAh
Време за зареждане:	<3H
Интелигентен таймер:	10 минути
Време на готовност:	Успокояващ режим>80 минути, изсветляващ режим >60 минути, режим против стареене 40 минути
Дължина на вълната на фотона:	Наситена червена светлина: 660±5nm, червена светлина: 630±5nm, инфрачервена светлина: 850±5nm, синя светлина: 470±5nm
облъчване:	Успокояващ режим 55±5mW/cm ² , Изсветляващ режим 55±5mW/cm ² , Режим против стареене 75±5mW/cm ²

Сигурност:

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Описание на устройството [страница 2-f1]:

1. Бутон ВКЛ./ИЗКЛ., светлинен индикатор.
2. Прозорец за защита на очите.
3. Фотонен диод.
4. Порт за зареждане.
5. Регулируема лента за глава.
6. Рамка на брадичката.

Функции:

1. Успокояващ режим: Натиснете веднъж бутона за захранване, светлинният индикатор ще мига в бяло, ще изпипка и гласовото съобщение ще покаже „Успокояващ режим“. Синята светлина ще остане включена и устройството ще се изключи автоматично след 10 минути.
2. Режим на изсветляване: Натиснете два пъти бутона за захранване, светлинният индикатор ще мига в бяло, ще издаде звуков сигнал и гласовата подкана ще покаже „Режим на изсветляване“. Червената светлина и наситената червена светлина ще светнат и устройството ще се изключи автоматично след 10 минути.
3. Режим против стареене: Натиснете бутона за захранване три пъти, светлинният индикатор ще мига в бяло, ще прозвучи звуков сигнал и гласовото съобщение ще покаже „Режим против стареене“. Червената светлина, дълбокият десен цвят и инфрачервената светлина остават включени и устройството се изключва автоматично след 10 минути.

Забележка: Ако не се извърши никаква операция, устройството ще се изключи автоматично след 10 минути. Продължителността не се натрупва при превключване на режимите по време на движение.

Как да използвам:

1. Почистете лицето си и го подсушете.
2. Сложете маската и изберете свободно своя режим на грижа за кожата.
 - успокояващият режим е предназначен за кожа с нестабилен водно-мастен баланс, сухота или липса на хидратация
 - изсветляващият режим е предназначен за скучни и матови тен

- режимът против стареене е насочен към кожата с фини линии, бръчки или липса на еластичност

3. След 10 минути третиране маската се изключва автоматично.

Съвет: По време на употреба регулирайте рамката на брадичката към формата на лицето си и регулирайте напрежението на лентата според обиколката си.

Батерия:

1. Автоматично изключване/натиснете бутона за захранване, за да изключите. Ще бипне два пъти, светлината ще изгасне и устройството ще спре да работи.

2. Когато нивото на батерията падне под 30%, бутонът за захранване мига в червено. Устройството може да се използва още 10 минути. Когато нивото на батерията е критично ниско, устройството не може да се включи.

Бутонът/светлината за захранване мига в червено, придружен от два кратки звукови сигнала.

3. След като е напълно зареден, бутонът/светлината за включване/изключване остава бял и се изключва, когато бъде изключен от контакта.

Почистване:

След употреба почистете устройството с чиста и мека кърпа. Не потапяйте маската във вода, пазете я суха.

Предпазни мерки:

1. Не използвайте, ако сте имали кожна операция или слънчево изгаряне през последния месец.

2. Не използвайте уреда, ако имате кожни възпаления, белези, напукана кожа или сте алергични към електромагнитни полета.

3. Не е подходящ за употреба от бременни жени.

4. Не гледайте директно към лампата за красота, преди да потвърдите, че продуктът е готов за употреба.

5. Не оставяйте устройството, докато работи.

6. Не използвайте устройството, докато се зарежда.

7. Не разглобявайте устройството.

8. Не продължавайте да използвате устройството, ако силиконът в щита за очи е повреден и причинява изтичане на светлина.

9. Уверете се, че щепселът и захранващият кабел са в добро състояние, за да избегнете риска от токов удар.

10. Ако продуктът бъде силно ударен или изпуснат, проверете за повреди преди по-нататъшна употреба.

11. Дръжте го далеч от среда с висока температура.

12. Пазете го от корозивна течност.

13. Пазете го далече от деца.

14. Ако устройството не е използвано дълго време, препоръчително е да го заредите напълно преди употреба.

Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

مصحوباً بصافرتين قصيرتين
3. بمجرد شحنه بالكامل، يظل زر التشغيل/الإيقاف/الضوء أبيض اللون وينطفئ عند فصله

تنظيف:
بعد الاستخدام، قم بتنظيف الجهاز بقطعة قماش نظيفة وناعمة. لا تغمر في القناع في الماء، ابقيه جافاً

احتياطات:

1. لا تستخدمه إذا كنت قد خضعت لعملية جراحية جلدية أو حروق الشمس في الشهر الماضي
2. لا تستخدم الجهاز إذا كان لديك التهاب في الجلد أو ندبات أو تشقق في الجلد أو لديك حساسية من المجالات الكهر ومغناطيسية
3. غير مناسب للاستخدام من قبل النساء الحوامل
4. لا تنظر مباشرة إلى ضوء التجميل قبل التأكد من أن المنتج جاهز للاستخدام
5. لا تترك الجهاز أثناء تشغيله
6. لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن
7. لا تقم بتفكيك الجهاز
8. لا تستمر في استخدام الجهاز إذا كان السيليكون الموجود في واقي العين تالفاً ويسبب تسرباً للضوء
9. تأكد من أن القابس وسلك الطاقة في حالة جيدة لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية
10. في حالة تعرض المنتج لضربة قوية أو سقوطه، تحقق من عدم وجود تلف قبل استخدامه مرة أخرى
11. احفظه بعيداً عن بيئة درجة الحرارة المرتفعة
12. احفظه بعيداً عن المسائل المسببة للتآكل
13. احفظه بعيداً عن متناول الأطفال
14. إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فمن المستحسن شحنه بالكامل قبل الاستخدام

[f2 - صفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

الفولطية:
المعمل الحالي

تيار مستمر 3,7 فولت
وضع التهتنة >600 مللي أمبير، وضع التفتيح >900 مللي أمبير، وضع مكافحة
الشيخوخة 1300 مللي أمبير

بقدر البطارية
وقت الشحن
الموقت الذكي
وقت الاستعداد

1000 مللي أمبير
3 ح <
10 دقائق
وضع التهتنة <80 دقيقة، وضع التفتيح <60 دقيقة، وضع مكافحة الشيخوخة 40 دقيقة
الضوء الأحمر العميق: 5±660 نانومتر، الضوء الأحمر: 5±630 نانومتر، ضوء
الأشعة تحت الحمراء: 850±5 نانومتر، الضوء الأزرق: 470±5 نانومتر
وضع التهتنة 5±55 ميجاوات/سم²، وضع السطوع 5±55 ميجاوات/سم²، وضع
مكافحة الشيخوخة 5±75 ميجاوات/سم²

الطول الموجي للفوتون

للتشعيع

حمالية
قبل استخدام المنتج، اقرأ دليل المستخدم هذا واتبع التوصيات الواردة فيه عند استخدام

الجهاز

[1-1صفحة2] وصف الجهاز

1. زر التشغيل/الإيقاف، ضوء المؤشر
2. نافذة حمالية العين
3. ديود الفوتون
4. منفذ الشحن
5. عقاب قابل للتعديل
6. إطار النقر

المهام

1. وضع التهتنة: اضغط على زر الطاقة مرة واحدة، وسيومض ضوء المؤشر باللون الأبيض، وسيصدر صوتاً وستعرض المطالبة الصوتية "وضع التهتنة". سيظل الضوء الأزرق قيد التشغيل وسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد 10 دقائق
2. وضع السطوع: اضغط على زر الطاقة مرتين، وسيومض ضوء المؤشر باللون الأبيض، ويصدر صوت تنبيه، وستعرض المطالبة الصوتية "وضع السطوع". سوف يتوهج الضوء الأحمر والضوء العميق وسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد 10 دقائق
3. وضع مكافحة الشيخوخة: اضغط على زر الطاقة ثلاث مرات، وسيومض ضوء المؤشر باللون الأبيض، وسوف يصدر صوت تنبيه وستعرض المطالبة الصوتية "وضع مكافحة الشيخوخة". يظل الضوء الأحمر واللون الأزرق العميق والأشعة تحت الحمراء قيد التشغيل، ويتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد 10 دقائق

ملحوظة: إذا لم يتم إجراء أي عملية، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد 10 دقائق. لا تتراكم المدة عند تبديل الأوضاع أثناء التشغيل.

كيف تستعمل

1. نظفي وجهك وجففيه
2. ضعني القناع واختر نظام العناية بالبشرة الخاص بك بحرية
الوضع المهدئ مخصص للبشرة التي تعاني من عدم استقرار توازن الماء والدهون أو الجفاف أو نقص الترطيب -
وضع التفتيح مخصص للبشرة الباهتة والباهتة -
وضع مكافحة الشيخوخة يستهدف البشرة التي تعاني من الخطوط الدقيقة والتجاعيد أو نقص المرونة -
3. بعد 10 دقائق من العلاج، ينظفني القناع تلقائياً

نصيحة: أثناء الاستخدام، اضبط إطار النقر على شكل وجهك واضبط شد الشريط حسب محيطك

بطارية

1. إيقاف التشغيل التلقائي/اضغط على زر الطاقة لإيقاف التشغيل. سيصدر صوت تنبيه مرتين، سينطفئ الضوء وسيوقف الجهاز عن العمل
2. عندما ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من 30%، يومض زر الطاقة باللون الأحمر. لا يزال من الممكن استخدام الجهاز لمدة 10 دقائق. عندما يكون مستوى البطارية منخفضاً جداً، لا يمكن تشغيل الجهاز. يومض زر الطاقة/الضوء باللون الأحمر،



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska, Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r, w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r, w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r, zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautify.eu/deklaracje

Importer: Beautify Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Aura