

# BEAUTIFLY

Lumix  
P R O  
series

Urządzenie z falami  
radiowymi o działaniu  
intensywnie odmładzającym  
i wygładzającym skórę

Radio frequency instrument with  
an intensively rejuvenating and  
smoothing effect on the skin


Instrukcja obsługi  
User manual



 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautifly.eu

f1



f2



Rozmiar	56x187x45,8 mm
Waga	około 154 g
Moc znamionowa	około 10W
Napięcie znamionowe	DC 5V
Prąd znamionowy	około 2A
Czasomierz	6 min.
Tryb pracy	RF (1000 KHz) / EMS 5-9µA
Bateria	7,4V 600mAh

**Bezpieczeństwo:** przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

#### Opis urządzenia [Strona 2-1]:

1. Przycisk zasilania / 2. Wskaźnik funkcji RF / 3. Wskaźnik funkcji EMS / 4. Podstawa ładująca

#### Instrukcja obsługi:

**UWAGA! Przed pierwszym użyciem urządzenia zaleca się wykonanie testu wrażliwości skóry.** Test należy wykonać na 24 godziny przed pierwszym użyciem Lumix PRO. Aby to zrobić, nałóż niewielką ilość żelu/serum (lub innego kosmetyku o śliskiej konsystencji) na wewnętrzną część ramienia i wykonaj na tym obszarze zabieg. Upewnij się, że skóra nie reaguje negatywnie na żel/serum (kosmetyk, którego użyłaś) lub zabieg. **Podczas pierwszej sesji zabiegowej zaleca się ustawienie niskiej mocy, a następnie dostosowanie jego poziomu do kolejnych zabiegów.**

1. Umyj twarz.
2. Nałóż odpowiednią ilość żelu/serum lub innego kosmetyku o śliskiej konsystencji na obszar przeznaczony do użycia (twarz lub szyja).
3. Długo naciśnij przycisk urządzenia, aby je uruchomić.
4. Wybierz preferowany tryb.
5. Podziel twarz na 4 obszary zabiegowe: prawy policzek, lewy policzek, czoło, zewnętrzne kąciaki oczu
6. Umieść urządzenie na skórze, pamiętaj o lekkim dociśnięciu urządzenia tak, aby zapewnić pełny kontakt głowicy ze skórą.
7. Rozpocznij przesuwanie urządzenia wolnymi, bardzo małymi ruchami okrężnymi na małej części obszaru zabiegowego (około dwa razy większej od głowicy zabiegowej). W głąb skóry uwolni się energia urządzenia, zapewniając skórze komfort i ciepło.

**UWAGA: Nie trzymaj urządzenia w jednej pozycji bez ruchu zbyt długo.**

8. Kontynuuj pracę na całej powierzchni zabiegu powolnym ruchem okrężnym przez 2-4 minuty. Zadbaj o utrzymanie jednolitej energii, masując cały obszar zabiegowy.  
Uwaga: efekt zabiegu można wzmacnić, wykonując ruchy „podnoszące” od linii żuchwy w górę w kierunku policzków.
9. Po zakończeniu 2-4 minuty zabiegu możesz przejść do następnego obszaru zabiegowego, powtarzając kroki 6-8. W trybie RF + EMS (patrz część instrukcji „Tryby”) zaleca się zacząć od niskiego poziomu mocy.  
**Ważne: używaj trybu RF + EMS TYLKO w obszarze linii szczęki. Nie używaj trybu RF + EMS do innych obszarów twarzy.**
10. Rozpocznij przesuwanie urządzenia wykonując bardzo małe ruchy liniowe wzdłuż linii żuchwy.  
Uwaga: Aby zapewnić optymalne rezultaty, używaj urządzenia przez 4 minuty z każdej strony. Po masażu całego obszaru zabiegowego, sesja zabiegowa jest zakończona. Naturalnym efektem zabiegu może być zaczerwienienie skóry (rumień) oraz niewielki obrzęk (opuchnięcie) w obszarze zabiegowym. Oba powinny zniknąć po krótkim czasie.
11. Naciśnij długo przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
12. Wyciść głowicę energetyczną urządzenia wilgotną szmatką lub ręcznikiem papierowym, a następnie umieść urządzenie na podstawie ochronnej, aby zabezpieczyć głowicę energetyczną do następnego użycia.

#### Zalecenia dotyczące terapii:

- Zabieg na całej twarzy trwa 8-12 minut. Aby skrócić czas zabiegu, skup się tylko na wybranych obszarach, które chcesz poddać działaniu terapii. Czasy terapii różnią się dla każdej osoby.
- Aby uzyskać optymalne rezultaty, stosuj urządzenie Lumix PRO 2-3 razy w tygodniu przez okres 6-8 tygodni.
- Należy zapewnić przynajmniej 1 dzień przerwy pomiędzy zabiegami na tym samym obszarze zabiegowym.
- W celu utrzymania długotrwałych efektów, po zakończeniu pełnej kuracji zalecamy stosowanie Lumix PRO 2-4 razy w miesiącu lub w razie potrzeby.

#### Tryby:

W trybie uruchamiania, naciśnij krótko przycisk, aby przełączyć między trybami Tryb 1 - Tryb 5. Urządzenie wyda dźwięk i zmieni się kolor diody LED wskaźnika:

- Tryb 1: zabieg RF (poziom 1), wskaźnik LED będzie świecił stałym zielonym światłem.
- Tryb 2: zabieg RF (poziom 2), wskaźnik LED będzie świecił ciągłym niebieskim światłem.
- Tryb 3: zabieg EMS (poziom 1), wskaźnik LED będzie świecił zielonym światłem.

Tryb 4: zabieg EMS (poziom 2), wskaźnik LED będzie świecił stałym niebieskim światłem.

Tryb 5: zabieg RF i EMS (wskaźnik LED będzie świecił stałym niebieskim światłem podczas automatycznego przełączania między terapią RF i EMS).

Czujnik temperatury: głowice zabiegowe wyposażone są w precyzyjny czujnik temperatury NTC.

Po rozpoczęciu zabiegu RF czujnik wykryje temperaturę skóry, jeśli temperatura jest niższa niż 42°C, zabieg RF zacznie działać. Jeśli jest powyżej 42°C, zabieg RF zostanie przerwany.

Automatyczny pomiar czasu: funkcja automatycznego pomiaru czasu ustawia czas na 6 minut. Po jego upływie produkt przestaje działać i należy go ponownie uruchomić, aby móc dalej z niego korzystać.

#### **Ladowanie:**

1. Przy pierwszym użyciu, jeśli urządzenie nie jest w pełni naładowane, podłącz je do ładowania.
  2. Umieść urządzenie na podstawie ładującej, a następnie włóż złącze USB do wtyczki ładowarki i podłącz je do źródła zasilania. Wskaźnik LED będzie świecił na czerwono podczas ładowania, a czerwone światło zgaśnie po pełnym naładowaniu.
  3. Podczas ładowania lampa o długości fali 415 nm dezynfekuje głowice zabiegowe przez 5 minut.
  4. Czas ładowania wynosi około 120 minut, a czas pracy urządzenia około 50 minut.
- UWAGA: gdy bateria urządzenia jest zbyt słaba, brzęczyk będzie emitował sygnał co 5 sekund.

#### **Ostrzeżenia i zalecenia:**

1. Urządzenie nie jest wodoodporne, więc nie należy go myć ani umieszczać w pobliżu wody, oraz przechowywać w suchym miejscu z dala od dzieci.
2. Przed każdym użyciem sprawdź, czy masz suche ręce, a urządzenie i zasilacz nie są uszkodzone; używaj tylko dostarczonego przewodu i zasilacza.
3. Zawsze wyłączaj urządzenie po użyciu lub przed jego czyszczeniem.
4. Podczas zabiegu stosuj żel lub serum, aby zapewnić odpowiedni poślizg oraz skuteczność działania RF/EMS, a także lepsze nawilżenie skóry.
5. Urządzenie posiada automatyczny mechanizm regulacji temperatury, który chroni skórę przed przegrzaniem. Korzystaj z urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcją, unikając jego stosowania na powiekach, w okolicach oczu, tarczycy, ustach, uszach, piersiach oraz narządach płciowych.
6. Używanie urządzenia powinno być komfortowe, a w razie jakiegokolwiek dyskomfortu należy natychmiast przerwać zabieg.
7. Urządzenie nie jest zabawką. Nie używaj urządzenia, jeśli masz mniej niż 18 lat, posiadasz rozrusznik serca, wewnętrzny defibrylator, metalowe implanty w obszarze zabiegu (z wyjątkiem wypełnień dentystycznych), obecnie chorujesz lub w przeszłości chorowałaś na raka (zwłaszcza skóry) lub masz znamiona przednowotworowe. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli masz poważne schorzenia, takie jak problemy kardiologiczne, jesteś w ciąży lub karmisz piersią, twój układ odpornościowy jest osłabiony przez chorobę (np. AIDS) lub leki immunosupresyjne, cierpisz na choroby wywołane ciepłem, takie jak nawracająca opryszczka. Unikaj używania urządzenia, jeśli masz skłonność do bliznowców, trudności w gojeniu się ran lub delikatną skórę, a także jeśli w ciągu ostatnich trzech miesięcy przechodziłaś zabieg chirurgiczny, laserowy lub peeling w obszarze zabiegu i nadal jesteś w trakcie gojenia. Jeśli masz stałe wypełnienia w obszarze zabiegowym lub tymczasowe wypełniacze, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem urządzenia, podobnie jak w przypadku botoksu podanego w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Nie używaj urządzenia na obszarach z podejrzany zmianami skórnymi ani wtedy, gdy stosujesz leki, zioła, witaminy lub suplementy, które mogą zwiększać wrażliwość lub suchość skóry.

#### **Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]:**

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Size	56x187x45.8 mm
Weight	about 154 g
Rated power	about 10W
Rated voltage	DC 5V
Rated current	about 2A
Timer	6 min.
Working mode	RF (1000 KHz) / EMS 5-9 $\mu$ A
Battery	7.4V 600mAh

**Safety:** Before using the product, please read this user manual and follow the instructions contained in it during use.

Device description [Page 2-f1]:

1. Power button / 2. RF function indicator / 3. EMS function indicator / 4. Charging base

User manual:

**NOTE!** Before using the device for the first time, it is recommended to perform a skin sensitivity test. The test should be performed 24 hours before using the Lumix PRO for the first time. To do this, apply a small amount of gel/serum (or other cosmetic with a slippery consistency) to the inner part of the arm and perform the treatment on this area. Make sure that the skin does not react negatively to the gel/serum (the cosmetic you used) or the treatment. It is recommended to set the power to low for the first treatment session and then adjust it for subsequent treatments.

1. Wash your face.
2. Apply an appropriate amount of gel/serum or other cosmetic with a slippery consistency to the area to be used (face or neck).
3. Long press the device button to turn it on.
4. Select the preferred mode.
5. Divide the face into 4 treatment areas: right cheek, left cheek, forehead, outer corners of the eyes.
6. Place the device on the skin, remembering to press the device lightly to ensure full contact of the head with the skin.
7. Start moving the device in slow, very small circular movements on a small part of the treatment area (about twice the size of the treatment head). The device's energy will be released into the skin, providing comfort and warmth to the skin.

**NOTE:** Do not hold the device in one position without moving for too long.

8. Continue working over the entire treatment area in slow circular motions for 2-4 minutes. Make sure to maintain uniform energy by massaging the entire treatment area.

**NOTE:** The treatment effect can be enhanced by performing "lifting" movements from the jawline upwards towards the cheeks.

9. After completing the 2-4 minutes of treatment, you can move on to the next treatment area by repeating steps 6-8. In RF + EMS mode (see the "Modes" section of the instructions), it is recommended to start with a low power level.

**Important:** use RF + EMS mode **ONLY** on the jawline area. Do not use RF + EMS mode on other areas of the face.

10. Begin moving the device in very small linear movements along the jawline.

**NOTE:** For optimal results, use the device for 4 minutes on each side. After massaging the entire treatment area, the treatment session is finished. Natural effects of the treatment may include skin redness (erythema) and slight swelling (puffiness) in the treatment area. Both should disappear after a short time.

11. Long press the power button to turn off the device.

12. Clean the energy head of the device with a damp cloth or paper towel, then place the device on the protective base to protect the energy head until the next use.

Treatment recommendations:

- The treatment of the entire face takes 8-12 minutes. To shorten the treatment time, focus only on the selected areas you want to treat. Treatment times vary for each person.
- For optimal results, use the Lumix PRO 2-3 times a week for 6-8 weeks.
- Allow at least 1 day between treatments on the same treatment area.
- To maintain long-lasting effects, after completing the full course, we recommend using Lumix PRO 2-4 times a month or as needed.

Modes:

In start-up mode, short press the button to switch between Mode 1 - Mode 5. The device will make a

sound and the LED indicator color will change:

Mode 1: RF treatment (level 1), the LED indicator will be steady green.

Mode 2: RF treatment (level 2), the LED indicator will be steady blue.

Mode 3: EMS treatment (level 1), the LED indicator will be steady green.

Mode 4: EMS treatment (level 2), the LED indicator will be steady blue.

Mode 5: RF and EMS treatment (the LED indicator will be steady blue when automatically switching between RF and EMS therapy).

Temperature sensor: The treatment heads are equipped with a precise NTC temperature sensor.

After the RF treatment starts, the sensor will detect the skin temperature, if the temperature is lower than 42°C, the RF treatment will start working. If it is above 42°C, the RF treatment will be stopped.

Automatic timing: The automatic timing function sets the time to 6 minutes. After the time has elapsed, the product stops working and must be restarted to continue using it.

Charging:

1. For the first time use, if the device is not fully charged, please connect it to the charger.
  2. Place the device on the charging base, then insert the USB connector into the charger plug and connect it to the power supply. The LED indicator will be red during charging, and the red light will go out after full charge.
  3. During charging, the 415nm wavelength lamp will disinfect the treatment heads for 5 minutes.
  4. The charging time is about 120 minutes, and the working time of the device is about 50 minutes.
- NOTE: When the device's battery is too low, the buzzer will sound every 5 seconds.

Warnings and recommendations:

1. The device is not waterproof, so do not wash it or place it near water, and keep it in a dry place out of the reach of children.
2. Before each use, check that your hands are dry and the device and power adapter are not damaged; use only the supplied cable and power adapter.
3. Always turn off the device after use or before cleaning it.
4. Use a gel or serum during the treatment to ensure proper glide and effectiveness of the RF/EMS, as well as better skin hydration.
5. The device has an automatic temperature regulation mechanism that protects the skin from overheating. Use the device only according to the instructions, avoiding use on the eyelids, around the eyes, thyroid, lips, ears, breasts and genitals.
6. Use the device comfortably, and in the event of any discomfort, stop the treatment immediately.
7. The device is not a toy. Do not use the device if you are under 18 years of age, have a pacemaker, internal defibrillator, metal implants in the treatment area (except dental fillings), currently have or have had cancer (especially skin cancer) or have pre-cancerous moles. Do not use the device if you have a serious medical condition such as heart problems, are pregnant or breastfeeding, have a weakened immune system due to illness (e.g. AIDS) or immunosuppressive drugs, or have heat-induced diseases such as recurrent herpes. Avoid using the device if you are prone to keloid scars, have difficulty healing wounds or have delicate skin, or if you have had surgery, laser or peeling in the treatment area in the last three months and are still healing. If you have permanent fillers in the treatment area or temporary fillers, consult your doctor before using the device, as well as if you have had Botox in the last three months. Do not use the device on areas with suspected skin lesions or if you are taking medications, herbs, vitamins or supplements that may increase skin sensitivity or dryness.

More information about the company and products [page 2 - f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Größe	56x187x45,8 mm
Gewicht	ca. 154 g
Nennleistung	ca. 10W
Nennspannung	DC 5V
Nennstrom	ca. 2A
Timer	6 min.
Arbeitsmodus	RF (1000 KHz) / EMS 5-9µA
Akku	7,4V 600mAh

Sicherheit: Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts bitte diese Bedienungsanleitung durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen während der Verwendung.

Gerätebeschreibung [Seite 2-f1]:

1. Einschaltknopf / 2. RF-Funktionsanzeige / 3. EMS-Funktionsanzeige / 4. Ladestation

Bedienungsanleitung:

**HINWEIS!** Vor der ersten Verwendung des Geräts wird empfohlen, einen Hautempfindlichkeitstest durchzuführen. Der Test sollte 24 Stunden vor der ersten Verwendung des Lumix PRO durchgeführt werden. Tragen Sie dazu eine kleine Menge Gel/Serum (oder ein anderes Kosmetikum mit einer gleitfähigen Konsistenz) auf die Innenseite des Arms auf und führen Sie die Behandlung an diesem Bereich durch. Stellen Sie sicher, dass die Haut nicht negativ auf das Gel/Serum (das von Ihnen verwendete Kosmetikum) oder die Behandlung reagiert. Es wird empfohlen, die Leistung für die erste Behandlungssitzung auf niedrig einzustellen und sie dann für nachfolgende Behandlungen anzupassen.

1. Waschen Sie Ihr Gesicht.
2. Tragen Sie eine angemessene Menge Gel/Serum oder ein anderes Kosmetikum mit einer glitschigen Konsistenz auf den zu behandelnden Bereich (Gesicht oder Hals) auf.
3. Drücken Sie lange auf die Gerätetaste, um es einzuschalten.
4. Wählen Sie den gewünschten Modus.
5. Teilen Sie das Gesicht in 4 Behandlungsbereiche ein: rechte Wange, linke Wange, Stirn, äußere Augenwinkel.
6. Platzieren Sie das Gerät auf der Haut und denken Sie daran, das Gerät leicht anzudrücken, um vollständigen Kontakt des Kopfes mit der Haut sicherzustellen.
7. Beginnen Sie, das Gerät in langsamen, sehr kleinen kreisenden Bewegungen auf einem kleinen Teil des Behandlungsbereichs zu bewegen (etwa doppelt so groß wie der Behandlungskopf). Die Energie des Geräts wird in die Haut abgegeben und sorgt für Komfort und Wärme auf der Haut.  
**HINWEIS:** Halten Sie das Gerät nicht zu lange in einer Position, ohne es zu bewegen.
8. Arbeiten Sie 2–4 Minuten lang mit langsamen kreisenden Bewegungen über den gesamten Behandlungsbereich. Achten Sie darauf, eine gleichmäßige Energie aufrechtzuerhalten, indem Sie den gesamten Behandlungsbereich massieren.  
**HINWEIS:** Der Behandlungseffekt kann durch „Hebebewegungen“ vom Kiefer nach oben in Richtung der Wangen verstärkt werden.
9. Nach Abschluss der 2–4-minütigen Behandlung können Sie mit dem nächsten Behandlungsbereich fortfahren, indem Sie die Schritte 6–8 wiederholen. Im RF + EMS-Modus (siehe Abschnitt „Modi“ der Anleitung) wird empfohlen, mit einer niedrigen Leistungsstufe zu beginnen.  
**Wichtig:** Verwenden Sie den RF + EMS-Modus NUR im Kieferbereich. Verwenden Sie den RF + EMS-Modus nicht in anderen Bereichen des Gesichts.
10. Beginnen Sie, das Gerät in sehr kleinen linearen Bewegungen entlang des Kiefers zu bewegen.  
**HINWEIS:** Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das Gerät 4 Minuten lang auf jeder Seite. Nach der Massage des gesamten Behandlungsbereichs ist die Behandlungssitzung beendet. Natürliche Auswirkungen der Behandlung können Hautrötungen (Erytheme) und leichte Schwellungen (Schwellungen) im Behandlungsbereich sein. Beides sollte nach kurzer Zeit verschwinden.
11. Drücken Sie lange auf den Einschaltknopf, um das Gerät auszuschalten.
12. Reinigen Sie den Energiekopf des Geräts mit einem feuchten Tuch oder Papiertuch und legen Sie das Gerät dann auf die Schutzbasis, um den Energiekopf bis zum nächsten Gebrauch zu schützen.

Behandlungsempfehlungen:

- Die Behandlung des gesamten Gesichts dauert 8-12 Minuten. Um die Behandlungszeit zu verkürzen, konzentrieren Sie sich nur auf die ausgewählten Bereiche, die Sie behandeln möchten. Die Behandlungszeiten sind von Person zu Person unterschiedlich.
- Für optimale Ergebnisse verwenden Sie Lumix PRO 6-8 Wochen lang 2-3 Mal pro Woche.
- Lassen Sie zwischen den Behandlungen desselben Behandlungsbereichs mindestens 1 Tag vergehen.
- Um langanhaltende Effekte aufrechtzuerhalten, empfehlen wir nach Abschluss der gesamten Kur,

Lumix PRO 2-4 Mal pro Monat oder nach Bedarf zu verwenden.

#### Modi:

Drücken Sie im Startmodus kurz die Taste, um zwischen Modus 1 und Modus 5 zu wechseln. Das Gerät gibt einen Ton aus und die Farbe der LED-Anzeige ändert sich:

Modus 1: HF-Behandlung (Stufe 1), die LED-Anzeige leuchtet konstant grün.

Modus 2: HF-Behandlung (Stufe 2), die LED-Anzeige leuchtet konstant blau.

Modus 3: EMS-Behandlung (Stufe 1), die LED-Anzeige leuchtet konstant grün.

Modus 4: EMS-Behandlung (Stufe 2), die LED-Anzeige leuchtet konstant blau.

Modus 5: HF- und EMS-Behandlung (die LED-Anzeige leuchtet konstant blau, wenn automatisch zwischen HF- und EMS-Therapie gewechselt wird).

**Temperatursensor:** Die Behandlungsköpfe sind mit einem präzisen NTC-Temperatursensor ausgestattet. Nach Beginn der HF-Behandlung erkennt der Sensor die Hauttemperatur. Wenn die Temperatur unter 42 °C liegt, beginnt die HF-Behandlung. Wenn sie über 42 °C liegt, wird die HF-Behandlung gestoppt.

**Automatische Zeitmessung:** Die automatische Zeitmessungsfunktion stellt die Zeit auf 6 Minuten ein.

Nach Ablauf der Zeit funktioniert das Produkt nicht mehr und muss für die weitere Nutzung neu gestartet werden.

#### Aufladen:

1. Wenn das Gerät beim ersten Gebrauch nicht vollständig aufgeladen ist, schließen Sie es bitte an das Ladegerät an.

2. Legen Sie das Gerät auf die Ladestation, stecken Sie den USB-Stecker in den Ladestecker und schließen Sie es an die Stromversorgung an. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt nach vollständiger Aufladung.

3. Während des Ladevorgangs desinfiziert die Lampe mit 415 nm Wellenlänge die Behandlungsköpfe 5 Minuten lang.

4. Die Ladezeit beträgt etwa 120 Minuten und die Betriebszeit des Geräts etwa 50 Minuten.

**HINWEIS:** Wenn der Akku des Geräts zu schwach ist, ertönt alle 5 Sekunden ein Summer.

#### Warnungen und Empfehlungen:

1. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Waschen Sie es daher nicht und legen Sie es nicht in die Nähe von Wasser. Bewahren Sie es an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

2. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob Ihre Hände trocken sind und das Gerät und das Netzteil nicht beschädigt sind. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel und Netzteil.

3. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch oder vor der Reinigung immer aus.

4. Verwenden Sie während der Behandlung ein Gel oder Serum, um ein ordnungsgemäßes Gleiten und die Wirksamkeit der RF/EMS sowie eine bessere Hauffeuchtigkeit zu gewährleisten.

5. Das Gerät verfügt über einen automatischen Temperaturregulierungsmechanismus, der die Haut vor Überhitzung schützt. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und vermeiden Sie die Anwendung auf den Augenlidern, um die Augen herum, an der Schilddrüse, den Lippen, Ohren, Brüsten und Genitalien.

6. Verwenden Sie das Gerät bequem und brechen Sie die Behandlung bei Beschwerden sofort ab.

7. Das Gerät ist kein Spielzeug. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, einen Herzschrittmacher, einen internen Defibrillator oder Metallimplantate im Behandlungsbereich (außer Zahnfüllungen) haben, derzeit Krebs haben oder hatten (insbesondere Hautkrebs) oder präkanzeröse Muttermale haben. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an einer schweren Erkrankung wie Herzproblemen leiden, schwanger sind oder stillen, aufgrund einer Krankheit (z. B. AIDS) oder immunsupprimierender Medikamente ein geschwächtes Immunsystem haben oder an hitzebedingten Krankheiten wie wiederkehrendem Herpes leiden. Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts, wenn Sie zu Keloidnarben neigen, Schwierigkeiten bei der Wundheilung haben oder empfindliche Haut haben oder wenn Sie in den letzten drei Monaten im Behandlungsbereich eine Operation, Laserbehandlung oder ein Peeling hatten und sich noch in der Heilungsphase befinden. Wenn Sie im Behandlungsbereich permanente Füllstoffe oder temporäre Füllstoffe haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden, ebenso wenn Sie in den letzten drei Monaten Botox erhalten haben. Verwenden Sie das Gerät nicht auf Bereichen mit vermuteten Hautläsionen oder wenn Sie Medikamente, Kräuter, Vitamine oder Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, die die Hautempfindlichkeit oder Trockenheit erhöhen können.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 – f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)



Taille	56x187x45,8 mm
Poids	environ 154 g
Puissance nominale	environ 10 W
Tension nominale	DC 5 V
Courant nominal	environ 2 A
Minuterie	6 min.
Mode de fonctionnement	RF (1000 KHz) / EMS 5-9 $\mu$ A
Batterie	7,4 V 600 mAh

**Sécurité :** Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce manuel d'utilisation et suivre les instructions qu'il contient pendant l'utilisation.

Description de l'appareil [Page 2-f1] :

1. Bouton d'alimentation / 2. Indicateur de fonction RF / 3. Indicateur de fonction EMS / 4. Base de chargement

Manuel d'utilisation :

**REMARQUE !** Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est recommandé d'effectuer un test de sensibilité cutanée. Le test doit être effectué 24 heures avant d'utiliser le Lumix PRO pour la première fois. Pour ce faire, appliquez une petite quantité de gel/sérum (ou autre produit cosmétique à consistance glissante) sur la partie interne du bras et effectuez le traitement sur cette zone. Assurez-vous que la peau ne réagit pas négativement au gel/sérum (le produit cosmétique que vous avez utilisé) ou au traitement. Il est recommandé de régler la puissance sur faible pour la première séance de traitement, puis de l'ajuster pour les traitements suivants.

1. Lavez votre visage.
2. Appliquez une quantité appropriée de gel/sérum ou autre produit cosmétique à consistance glissante sur la zone à utiliser (visage ou cou).
3. Appuyez longuement sur le bouton de l'appareil pour l'allumer.
4. Sélectionnez le mode préféré.
5. Divisez le visage en 4 zones de traitement : joue droite, joue gauche, front, coins externes des yeux.
6. Placez l'appareil sur la peau, en n'oubliant pas d'appuyer légèrement sur l'appareil pour assurer un contact complet de la tête avec la peau.
7. Commencez à déplacer l'appareil en mouvements circulaires lents et très petits sur une petite partie de la zone de traitement (environ deux fois la taille de la tête de traitement). L'énergie de l'appareil sera libérée dans la peau, procurant confort et chaleur à la peau.
- REMARQUE :** Ne maintenez pas l'appareil dans une position sans bouger pendant trop longtemps.
8. Continuez à travailler sur toute la zone de traitement en mouvements circulaires lents pendant 2 à 4 minutes. Assurez-vous de maintenir une énergie uniforme en massant toute la zone de traitement.
- REMARQUE :** L'effet du traitement peut être amélioré en effectuant des mouvements de « levage » de la mâchoire vers le haut en direction des joues.
9. Après avoir terminé les 2 à 4 minutes de traitement, vous pouvez passer à la zone de traitement suivante en répétant les étapes 6 à 8. En mode RF + EMS (voir la section « Modes » des instructions), il est recommandé de commencer avec un niveau de puissance faible.
- Important : utilisez le mode RF + EMS UNIQUEMENT sur la zone de la mâchoire. N'utilisez pas le mode RF + EMS sur d'autres zones du visage.
10. Commencez à déplacer l'appareil en très petits mouvements linéaires le long de la mâchoire.
- REMARQUE :** Pour des résultats optimaux, utilisez l'appareil pendant 4 minutes de chaque côté. Après avoir massé toute la zone de traitement, la séance de traitement est terminée. Les effets naturels du traitement peuvent inclure une rougeur de la peau (érythème) et un léger gonflement (gonflement) dans la zone de traitement. Les deux devraient disparaître après un court laps de temps.
11. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.
12. Nettoyez la tête énergétique de l'appareil avec un chiffon humide ou une serviette en papier, puis placez l'appareil sur la base de protection pour protéger la tête énergétique jusqu'à la prochaine utilisation.

Recommandations de traitement :

- Le traitement de l'ensemble du visage dure 8 à 12 minutes. Pour raccourcir la durée du traitement, concentrez-vous uniquement sur les zones sélectionnées que vous souhaitez traiter. Les durées de traitement varient pour chaque personne.
- Pour des résultats optimaux, utilisez le Lumix PRO 2 à 3 fois par semaine pendant 6 à 8 semaines.
- Laissez au moins 1 jour entre les traitements sur la même zone de traitement.
- Pour maintenir des effets durables, après avoir terminé le traitement complet, nous recommandons d'utiliser le Lumix PRO 2 à 4 fois par mois ou selon les besoins.

#### Modes :

En mode démarrage, appuyez brièvement sur le bouton pour basculer entre le mode 1 et le mode 5.

L'appareil émet un son et la couleur du voyant LED change :

Mode 1 : traitement RF (niveau 1), le voyant LED est vert fixe.

Mode 2 : traitement RF (niveau 2), le voyant LED est bleu fixe.

Mode 3 : traitement EMS (niveau 1), le voyant LED est vert fixe.

Mode 4 : traitement EMS (niveau 2), le voyant LED est bleu fixe.

Mode 5 : traitement RF et EMS (le voyant LED est bleu fixe lors du basculement automatique entre la thérapie RF et EMS).

Capteur de température : les têtes de traitement sont équipées d'un capteur de température NTC précis.

Une fois le traitement RF démarré, le capteur détecte la température de la peau. Si la température est inférieure à 42 °C, le traitement RF commence à fonctionner. Si elle est supérieure à 42 °C, le traitement RF s'arrête.

Minuterie automatique : la fonction de minuterie automatique règle le temps sur 6 minutes. Une fois le temps écoulé, le produit cesse de fonctionner et doit être redémarré pour continuer à l'utiliser.

#### Chargement :

1. Pour la première utilisation, si l'appareil n'est pas complètement chargé, veuillez le connecter au chargeur.

2. Placez l'appareil sur la base de chargement, puis insérez le connecteur USB dans la prise du chargeur et connectez-le à l'alimentation électrique. Le voyant LED sera rouge pendant la charge et le voyant rouge s'éteindra après une charge complète.

3. Pendant la charge, la lampe à longueur d'onde de 415 nm désinfectera les têtes de traitement pendant 5 minutes.

4. Le temps de charge est d'environ 120 minutes et le temps de fonctionnement de l'appareil est d'environ 50 minutes.

REMARQUE : lorsque la batterie de l'appareil est trop faible, le buzzer retentit toutes les 5 secondes.

#### Avertissements et recommandations :

1. L'appareil n'est pas étanche, ne le lavez donc pas et ne le placez pas près de l'eau, et conservez-le dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

2. Avant chaque utilisation, vérifiez que vos mains sont sèches et que l'appareil et l'adaptateur secteur ne sont pas endommagés ; utilisez uniquement le câble et l'adaptateur secteur fournis.

3. Éteignez toujours l'appareil après utilisation ou avant de le nettoyer.

4. Utilisez un gel ou un sérum pendant le traitement pour assurer une bonne glisse et efficacité du RF/EMS, ainsi qu'une meilleure hydratation de la peau.

5. L'appareil dispose d'un mécanisme de régulation automatique de la température qui protège la peau de la surchauffe. Utilisez l'appareil uniquement conformément aux instructions, en évitant de l'utiliser sur les paupières, le contour des yeux, la thyroïde, les lèvres, les oreilles, les seins et les parties génitales.

6. Utilisez l'appareil confortablement et en cas d'inconfort, arrêtez immédiatement le traitement.

7. L'appareil n'est pas un jouet. N'utilisez pas l'appareil si vous avez moins de 18 ans, si vous avez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur interne, des implants métalliques dans la zone de traitement (à l'exception des obturations dentaires), si vous avez actuellement ou avez eu un cancer (en particulier un cancer de la peau) ou si vous avez des grains de beauté précancéreux. N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez d'un problème médical grave tel que des problèmes cardiaques, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si votre système immunitaire est affaibli en raison d'une maladie (par exemple le SIDA) ou de médicaments immunosuppresseurs, ou si vous souffrez de maladies induites par la chaleur telles que l'herpès récurrent. Évitez d'utiliser l'appareil si vous êtes sujet aux cicatrices chéloïdes, si vous avez des difficultés à cicatriser vos plaies ou si vous avez la peau délicate, ou si vous avez subi une intervention chirurgicale, un laser ou un peeling dans la zone de traitement au cours des trois derniers mois et que vous êtes toujours en train de cicatriser. Si vous avez des produits de comblement permanents dans la zone de traitement ou des produits de comblement temporaires, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil, ainsi que si vous avez eu recours au Botox au cours des trois derniers mois. N'utilisez pas l'appareil sur des zones présentant des lésions cutanées suspectées ou si vous prenez des médicaments, des herbes, des vitamines ou des compléments alimentaires susceptibles d'augmenter la sensibilité ou la sécheresse de la peau.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2] :

- [www.beautifyly.eu](http://www.beautifyly.eu)

- [www.youtube.com/beautifyly](https://www.youtube.com/beautifyly)

Tamaño	56x187x45,8 mm
Peso	aproximadamente 154 g
Potencia nominal	aproximadamente 10 W
Tensión nominal	DC 5 V
Corriente nominal	aproximadamente 2 A
Temporizador	6 min.
Modo de funcionamiento	RF (1000 KHz) / EMS 5-9 $\mu$ A
Batería	7,4 V 600 mAh

**Seguridad:** Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las instrucciones que contiene durante el uso.

Descripción del dispositivo [Página 2-f1]:

1. Botón de encendido / 2. Indicador de función RF / 3. Indicador de función EMS / 4. Base de carga

Manual de usuario:

¡NOTA! Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, se recomienda realizar una prueba de sensibilidad de la piel. La prueba debe realizarse 24 horas antes de utilizar el Lumix PRO por primera vez. Para ello, aplique una pequeña cantidad de gel/suero (u otro cosmético de consistencia resbaladiza) en la parte interna del brazo y realice el tratamiento en esa zona. Asegúrese de que la piel no reaccione negativamente al gel/suero (el cosmético que utilizó) o al tratamiento. Se recomienda ajustar la potencia a baja para la primera sesión de tratamiento y luego ajustarla para los tratamientos posteriores.

- Lávese la cara.
- Aplique una cantidad adecuada de gel/suero u otro cosmético de consistencia resbaladiza en la zona a utilizar (cara o cuello).
- Mantenga presionado el botón del dispositivo para encenderlo.
- Seleccione el modo preferido.
- Divida la cara en 4 áreas de tratamiento: mejilla derecha, mejilla izquierda, frente, esquinas externas de los ojos.
- Coloque el dispositivo sobre la piel, recordando presionar el dispositivo ligeramente para asegurar el contacto completo del cabezal con la piel.
- Comience a mover el dispositivo con movimientos circulares lentos y muy pequeños en una pequeña parte del área de tratamiento (aproximadamente el doble del tamaño del cabezal de tratamiento). La energía del dispositivo se liberará en la piel, lo que le proporcionará comodidad y calidez.  
NOTA: No mantenga el dispositivo en una posición sin moverlo durante demasiado tiempo.
- Continúe trabajando sobre toda el área de tratamiento con movimientos circulares lentos durante 2 a 4 minutos. Asegúrese de mantener una energía uniforme masajeando toda el área de tratamiento.  
NOTA: El efecto del tratamiento se puede mejorar realizando movimientos de "elevación" desde la línea de la mandíbula hacia arriba en dirección a las mejillas.
- Después de completar los 2 a 4 minutos de tratamiento, puede pasar a la siguiente área de tratamiento repitiendo los pasos 6 a 8. En el modo RF + EMS (consulte la sección "Modos" de las instrucciones), se recomienda comenzar con un nivel de potencia bajo.  
Importante: use el modo RF + EMS SÓLO en el área de la línea de la mandíbula. No use el modo RF + EMS en otras áreas del rostro.
- Comience a mover el dispositivo con movimientos lineales muy pequeños a lo largo de la línea de la mandíbula.  
NOTA: Para obtener resultados óptimos, use el dispositivo durante 4 minutos de cada lado. Después de masajear toda el área de tratamiento, la sesión de tratamiento habrá finalizado. Los efectos naturales del tratamiento pueden incluir enrojecimiento de la piel (eritema) y una ligera hinchazón (hinchazón) en la zona tratada. Ambos deberían desaparecer al cabo de un breve período de tiempo.
- Mantenga pulsado el botón de encendido para apagar el dispositivo.
- Limpie el cabezal de energía del dispositivo con un paño húmedo o una toalla de papel y, a continuación, coloque el dispositivo sobre la base protectora para proteger el cabezal de energía hasta el próximo uso.

Recomendaciones de tratamiento:

- El tratamiento de todo el rostro dura entre 8 y 12 minutos. Para acortar el tiempo de tratamiento, concéntrese únicamente en las zonas seleccionadas que desee tratar. Los tiempos de tratamiento varían para cada persona.
- Para obtener resultados óptimos, utilice Lumix PRO 2 o 3 veces por semana durante 6 a 8 semanas.
- Deje pasar al menos 1 día entre los tratamientos en la misma zona de tratamiento.
- Para mantener los efectos duraderos, después de completar el tratamiento completo, recomendamos

utilizar Lumix PRO 2 a 4 veces al mes o según sea necesario.

#### Modos:

En el modo de inicio, presione brevemente el botón para cambiar entre el Modo 1 y el Modo 5. El dispositivo emitirá un sonido y el color del indicador LED cambiará:

Modo 1: tratamiento de RF (nivel 1), el indicador LED estará en verde fijo.

Modo 2: tratamiento de RF (nivel 2), el indicador LED estará en azul fijo.

Modo 3: tratamiento EMS (nivel 1), el indicador LED estará en verde fijo.

Modo 4: tratamiento EMS (nivel 2), el indicador LED estará en azul fijo.

Modo 5: tratamiento de RF y EMS (el indicador LED estará en azul fijo cuando se cambie automáticamente entre terapia de RF y EMS).

**Sensor de temperatura:** los cabezales de tratamiento están equipados con un sensor de temperatura NTC preciso.

Una vez que comienza el tratamiento de RF, el sensor detectará la temperatura de la piel; si la temperatura es inferior a 42 °C, el tratamiento de RF comenzará a funcionar. Si es superior a 42 °C, el tratamiento de RF se detendrá.

**Temporización automática:** la función de sincronización automática establece el tiempo en 6 minutos. Transcurrido el tiempo, el producto deja de funcionar y es necesario reiniciarlo para seguir utilizándolo.

#### Carga:

1. Si el dispositivo no está completamente cargado cuando lo utilice por primera vez, conéctelo al cargador.

2. Coloque el dispositivo en la base de carga, luego inserte el conector USB en el enchufe del cargador y conéctelo a la fuente de alimentación. El indicador LED estará rojo durante la carga y la luz roja se apagará después de que la carga esté completa.

3. Durante la carga, la lámpara de longitud de onda de 415 nm desinfectará los cabezales de tratamiento durante 5 minutos.

4. El tiempo de carga es de aproximadamente 120 minutos y el tiempo de funcionamiento del dispositivo es de aproximadamente 50 minutos.

**NOTA:** Cuando la batería del dispositivo esté demasiado baja, el timbre sonará cada 5 segundos.

#### Advertencias y recomendaciones:

1. El dispositivo no es resistente al agua, por lo que no lo lave ni lo coloque cerca del agua, y manténgalo en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

2. Antes de cada uso, verifique que sus manos estén secas y que el dispositivo y el adaptador de corriente no estén dañados; use solo el cable y el adaptador de corriente suministrados.

3. Apague siempre el dispositivo después de usarlo o antes de limpiarlo.

4. Utilice un gel o suero durante el tratamiento para garantizar un correcto deslizamiento y efectividad de la RF/EMS, así como una mejor hidratación de la piel.

5. El dispositivo tiene un mecanismo de regulación automática de la temperatura que protege la piel del sobrecalentamiento. Utilice el dispositivo únicamente según las instrucciones, evitando su uso en párpados, contorno de ojos, tiroides, labios, orejas, senos y genitales.

6. Utilice el dispositivo de forma cómoda y, en caso de sentir alguna molestia, detenga el tratamiento inmediatamente.

7. El dispositivo no es un juguete. No utilice el dispositivo si es menor de 18 años, tiene marcapasos, desfibrilador interno, implantes metálicos en la zona de tratamiento (excepto empastes dentales), padece o ha padecido cáncer (especialmente cáncer de piel) o tiene lunares precancerosos. No utilice el dispositivo si padece una enfermedad grave, como problemas cardíacos, está embarazada o amamantando, tiene un sistema inmunológico debilitado debido a una enfermedad (p. ej., SIDA) o medicamentos inmunosupresores, o tiene enfermedades inducidas por el calor, como herpes recurrente. Evite utilizar el dispositivo si es propenso a las cicatrices queloides, tiene dificultad para curar heridas o tiene la piel delicada, o si se ha sometido a una cirugía, láser o peeling en el área de tratamiento en los últimos tres meses y aún está cicatrizando. Si tiene rellenos permanentes en el área de tratamiento o rellenos temporales, consulte a su médico antes de utilizar el dispositivo, así como si se ha aplicado bótox en los últimos tres meses. No utilice el dispositivo en áreas con lesiones cutáneas sospechosas o si está tomando medicamentos, hierbas, vitaminas o suplementos que puedan aumentar la sensibilidad o sequedad de la piel.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Tamanho	56x187x45,8mm
Peso	cerca de 154g
Potência nominal	cerca de 10W
Tensão nominal	CC 5V
Corrente nominal	cerca de 2A
Temporizador	6 minutos.
Modo de trabalho	RF (1000 KHz) /EMS 5-9µA
Bateria	7,4V 600mAh

**Segurança:** Antes de utilizar o produto, leia este manual do utilizador e siga as instruções nele contidas durante a utilização.

Descrição do dispositivo [Página 2-f1]:

1. Botão de ligar / 2. Indicador de função RF / 3. Indicador de função EMS / 4. Base de carregamento

Manual do utilizador:

**NOTA!** Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, recomenda-se a realização de um teste de sensibilidade cutânea. O teste deve ser realizado 24 horas antes de utilizar o Lumix PRO pela primeira vez. Para tal, aplique uma pequena quantidade de gel/sérum (ou outro cosmético de consistência escorregadia) no interior do braço e realize o tratamento nesta zona. Certifique-se de que a pele não reage negativamente ao gel/sérum (o cosmético que utilizou) ou ao tratamento. Recomenda-se definir a potência para baixo para a primeira sessão de tratamento e depois ajustá-la para os tratamentos subsequentes.

1.º Lave o rosto.

2.º Aplicar uma quantidade adequada de gel/sérum ou outro cosmético de consistência escorregadia na zona a utilizar (rosto ou pescoço).

3.º Pressione longamente o botão do dispositivo para o ligar.

4.º Selecione o modo preferido.

5.º Divida o rosto em 4 áreas de tratamento: bochecha direita, bochecha esquerda, testa, cantos externos dos olhos.

6.º Coloque o aparelho sobre a pele, não se esquecendo de pressionar ligeiramente o aparelho para garantir o contacto total da cabeça com a pele.

7.º Comece a mover o dispositivo em movimentos circulares lentos e muito pequenos numa pequena parte da área de tratamento (cerca de duas vezes o tamanho da cabeça de tratamento). A energia do aparelho será libertada na pele, proporcionando conforto e calor à pele.

**NOTA:** Não segure o dispositivo numa posição sem o mover durante muito tempo.

8.º Continue a trabalhar em toda a área de tratamento em movimentos circulares lentos durante 2 a 4 minutos. Certifique-se de que mantém uma energia uniforme, massajando toda a área de tratamento.

**NOTA:** O efeito do tratamento pode ser potenciado através da realização de movimentos de "levantamento" da linha do maxilar para cima, em direção às bochechas.

9.º Depois de completar os 2 a 4 minutos de tratamento, pode passar para a próxima área de tratamento repetindo os passos 6 a 8. No modo RF + EMS (ver secção "Modos" das instruções), é recomendado começar com um nível de potência baixo.

**Importante:** utilize o modo RF + EMS APENAS na zona do maxilar. Não utilize o modo RF + EMS noutras áreas do rosto.

10.º Comece a mover o dispositivo em movimentos lineares muito pequenos ao longo da linha do maxilar.

**NOTA:** Para obter melhores resultados, utilize o dispositivo durante 4 minutos de cada lado. Após massajar toda a área de tratamento, a sessão de tratamento é finalizada. Os efeitos naturais do tratamento podem incluir vermelhidão da pele (eritema) e ligeiro inchaço (inchaço) na área de tratamento. Ambos devem desaparecer após um curto período de tempo.

11.º Pressione longamente o botão de alimentação para desligar o dispositivo.

12.º Limpe o cabeçote de energia do dispositivo com um pano húmido ou uma toalha de papel e, em seguida, coloque o dispositivo na base protetora para proteger o cabeçote de energia até à próxima utilização.

**Recomendações de tratamento:**

- O tratamento de todo o rosto demora 8 a 12 minutos. Para reduzir o tempo de tratamento, concentre-se apenas nas áreas selecionadas que pretende tratar. Os tempos de tratamento variam para cada pessoa.

- Para melhores resultados, utilize o Lumix PRO 2 a 3 vezes por semana durante 6 a 8 semanas.

- Aguarde pelo menos 1 dia entre tratamentos na mesma área de tratamento.

- Para manter efeitos duradouros, após completar o curso completo, recomendamos a utilização de

Lumix PRO 2 a 4 vezes por mês ou conforme necessário.

#### Modos:

No modo de arranque, pressione rapidamente o botão para alternar entre o Modo 1 - Modo 5. O dispositivo emitirá um som e a cor do indicador LED será alterada:

Modo 1: Tratamento RF (nível 1), o indicador LED ficará verde constante.

Modo 2: Tratamento RF (nível 2), o indicador LED ficará azul constante.

Modo 3: Tratamento EMS (nível 1), o indicador LED ficará verde constante.

Modo 4: Tratamento EMS (nível 2), o indicador LED ficará azul constante.

Modo 5: Tratamento de RF e EMS (o indicador LED ficará azul constante ao alternar automaticamente entre a terapia de RF e EMS).

**Sensor de temperatura:** As cabeças de tratamento estão equipadas com um sensor de temperatura NTC preciso.

Após o início do tratamento de RF, o sensor irá detectar a temperatura da pele, se a temperatura for inferior a 42oC, o tratamento de RF começará a funcionar. Se estiver acima dos 42oC, o tratamento de RF será interrompido.

**Cronometragem automática:** A função de cronometragem automática define o tempo para 6 minutos. Decorrido o tempo, o produto deixa de funcionar e deve ser reiniciado para continuar a utilizá-lo.

#### Carregando:

1. Na primeira utilização, se o dispositivo não estiver totalmente carregado, ligue-o ao carregador.

2. Coloque o dispositivo na base de carregamento, insira o conector USB na ficha do carregador e ligue-o à fonte de alimentação. O indicador LED ficará vermelho durante o carregamento e a luz vermelha apagar-se-á após a carga completa.

3. Durante o carregamento, a lâmpada de comprimento de onda de 415 nm irá desinfetar as cabeças de tratamento durante 5 minutos.

4. O tempo de carregamento é de cerca de 120 minutos e o tempo de funcionamento do dispositivo é de cerca de 50 minutos.

NOTA: Quando a bateria do dispositivo estiver muito fraca, a campainha soará a cada 5 segundos.

#### Advertências e recomendações:

1. O aparelho não é à prova de água, por isso não o lave nem o coloque perto da água e mantenha-o num local seco e fora do alcance das crianças.

2. Antes de cada utilização, verifique se as mãos estão secas e se o aparelho e o adaptador de corrente não estão danificados; utilize apenas o cabo e o adaptador de alimentação fornecidos.

3.º Desligue sempre o aparelho após a utilização ou antes de o limpar.

4. Utilize um gel ou sérum durante o tratamento para garantir o deslizamento adequado e a eficácia do RF/EMS, bem como uma melhor hidratação da pele.

5. O dispositivo possui um mecanismo automático de regulação da temperatura que protege a pele do sobreaquecimento. Utilize o aparelho apenas de acordo com as instruções, evitando o uso nas pálpebras, em redor dos olhos, tireoide, lábios, orelhas, seios e genitais.

6. Utilize o aparelho confortavelmente e, em caso de desconforto, interrompa imediatamente o tratamento.

7.º O dispositivo não é um brinquedo. Não utilize o dispositivo se tiver menos de 18 anos de idade, tiver um pacemaker, um desfibrilhador interno, implantes metálicos na área de tratamento (exceto obturações dentárias), tiver ou tiver tido cancro (especialmente cancro de pele) ou tiver sinais pré-cancerígenos.

Não utilize o dispositivo se tiver uma condição médica grave, como problemas cardíacos, se estiver grávida ou a amamentar, se tiver um sistema imunitário enfraquecido devido a uma doença (por exemplo, SIDA) ou medicamentos imunossuppressores, ou se tiver doenças induzidas pelo calor, como herpes recorrente. Evite usar o aparelho se tiver tendência para cicatrizes quelóides, tiver dificuldade em cicatrizar feridas ou tiver uma pele delicada, ou se tiver feito cirurgia, laser ou peeling na área de tratamento nos últimos três meses e ainda estiver a cicatrizar. Se tiver preenchimentos permanentes na área de tratamento ou temporários, consulte o seu médico antes de utilizar o aparelho, bem como se fez Botox nos últimos três meses. Não utilize o dispositivo em áreas com suspeita de lesões cutâneas ou se estiver a tomar medicamentos, ervas, vitaminas ou suplementos que possam aumentar a sensibilidade ou a secura da pele.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]:

-www.beautifyly.eu

-www.youtube.com/beautifylyeu

Dimensioni	56x187x45,8 mm
Peso	circa 154 g
Potenza nominale	circa 10 W
Tensione nominale	DC 5 V
Corrente nominale	circa 2 A
Timer	6 min.
Modalità di lavoro	RF (1000 KHz) / EMS 5-9 $\mu$ A
Batteria	7,4 V 600 mAh

**Sicurezza:** prima di utilizzare il prodotto, leggere il presente manuale utente e seguire le istruzioni in esso contenute durante l'uso.

Descrizione del dispositivo [Pagina 2-f1]:

1. Pulsante di accensione / 2. Indicatore funzione RF / 3. Indicatore funzione EMS / 4. Base di ricarica

**Manuale utente:**

NOTA! Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, si consiglia di eseguire un test di sensibilità cutanea. Il test deve essere eseguito 24 ore prima di utilizzare Lumix PRO per la prima volta. Per fare questo, applica una piccola quantità di gel/siero (o altro cosmetico dalla consistenza scivolosa) sulla parte interna del braccio ed esegui il trattamento su questa zona. Assicurati che la pelle non reagisca negativamente al gel/siero (il cosmetico che hai usato) o al trattamento. Si consiglia di impostare la potenza su bassa per la prima sessione di trattamento e poi regolarla per i trattamenti successivi.

1. Lavati il viso.
2. Applica una quantità appropriata di gel/siero o altro cosmetico dalla consistenza scivolosa sulla zona da utilizzare (viso o collo).
3. Premi a lungo il pulsante del dispositivo per accenderlo.
4. Seleziona la modalità preferita.
5. Dividi il viso in 4 aree di trattamento: guancia destra, guancia sinistra, fronte, angoli esterni degli occhi.
6. Posiziona il dispositivo sulla pelle, ricordandoti di premere leggermente il dispositivo per garantire il pieno contatto della testina con la pelle.
7. Inizia a muovere il dispositivo con movimenti circolari lenti e molto piccoli su una piccola parte dell'area di trattamento (circa il doppio delle dimensioni della testina di trattamento). L'energia del dispositivo verrà rilasciata nella pelle, donandole comfort e calore.
- NOTA: non tenere il dispositivo in una posizione senza muoverlo per troppo tempo.
8. Continuare a lavorare sull'intera area di trattamento con lenti movimenti circolari per 2-4 minuti. Assicurarsi di mantenere un'energia uniforme massaggiando l'intera area di trattamento.
- NOTA: l'effetto del trattamento può essere migliorato eseguendo movimenti di "sollevamento" dalla mascella verso l'alto, verso le guance.
9. Dopo aver completato i 2-4 minuti di trattamento, è possibile passare all'area di trattamento successiva ripetendo i passaggi 6-8. In modalità RF + EMS (vedere la sezione "Modalità" delle istruzioni), si consiglia di iniziare con un livello di potenza basso. **Importante:** utilizzare la modalità RF + EMS SOLO sull'area della mascella. Non utilizzare la modalità RF + EMS su altre aree del viso.
10. Iniziare a muovere il dispositivo con movimenti lineari molto piccoli lungo la mascella. **NOTA:** per risultati ottimali, utilizzare il dispositivo per 4 minuti su ciascun lato. Dopo aver massaggiato l'intera area di trattamento, la sessione di trattamento è terminata. Gli effetti naturali del trattamento possono includere rossore cutaneo (eritema) e leggero gonfiore (gonfiore) nell'area di trattamento. Entrambi dovrebbero scomparire dopo poco tempo.
11. Premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.
12. Pulire la testina energetica del dispositivo con un panno umido o un tovagliolo di carta, quindi posizionare il dispositivo sulla base protettiva per proteggere la testina energetica fino al successivo utilizzo.

**Raccomandazioni per il trattamento:**

- Il trattamento dell'intero viso dura 8-12 minuti. Per ridurre il tempo di trattamento, concentrarsi solo sulle aree selezionate che si desidera trattare. I tempi di trattamento variano da persona a persona.
- Per risultati ottimali, utilizzare Lumix PRO 2-3 volte a settimana per 6-8 settimane.
- Lasciare trascorrere almeno 1 giorno tra i trattamenti sulla stessa area di trattamento.
- Per mantenere effetti duraturi, dopo aver completato il ciclo completo, si consiglia di utilizzare Lumix PRO 2-4 volte al mese o secondo necessità.

**Modalità:**

In modalità di avvio, premere brevemente il pulsante per passare dalla modalità 1 alla modalità 5. Il dispositivo emetterà un suono e il colore dell'indicatore LED cambierà:

Modalità 1: trattamento RF (livello 1), l'indicatore LED sarà verde fisso.

Modalità 2: trattamento RF (livello 2), l'indicatore LED sarà blu fisso.

Modalità 3: trattamento EMS (livello 1), l'indicatore LED sarà verde fisso.

Modalità 4: trattamento EMS (livello 2), l'indicatore LED sarà blu fisso.

Modalità 5: trattamento RF ed EMS (l'indicatore LED sarà blu fisso quando si passa automaticamente dalla terapia RF a quella EMS).

**Sensore di temperatura:** le testine di trattamento sono dotate di un preciso sensore di temperatura NTC.

Dopo l'avvio del trattamento RF, il sensore rileverà la temperatura della pelle, se la temperatura è inferiore a 42 °C, il trattamento RF inizierà a funzionare. Se è superiore a 42 °C, il trattamento RF verrà interrotto.

**Temporizzazione automatica:** la funzione di temporizzazione automatica imposta il tempo su 6 minuti. Trascorso il tempo impostato, il prodotto smette di funzionare e per poter continuare a utilizzarlo è necessario riavviarlo.

**Ricarica:**

1. Per il primo utilizzo, se il dispositivo non è completamente carico, collegarlo al caricabatterie.

2. Posizionare il dispositivo sulla base di ricarica, quindi inserire il connettore USB nella spina del caricabatterie e collegarlo all'alimentazione. L'indicatore LED sarà rosso durante la ricarica e la luce rossa si spegnerà dopo la ricarica completa.

3. Durante la ricarica, la lampada con lunghezza d'onda di 415 nm disinfetterà le testine di trattamento per 5 minuti.

4. Il tempo di ricarica è di circa 120 minuti e il tempo di funzionamento del dispositivo è di circa 50 minuti.

NOTA: quando la batteria del dispositivo è troppo scarica, il cicalino suonerà ogni 5 secondi.

**Avvertenze e raccomandazioni:**

1. Il dispositivo non è impermeabile, quindi non lavarlo o posizionarlo vicino all'acqua e conservarlo in un luogo asciutto fuori dalla portata dei bambini.

2. Prima di ogni utilizzo, verificare che le mani siano asciutte e che il dispositivo e l'adattatore di alimentazione non siano danneggiati; utilizzare solo il cavo e l'adattatore di alimentazione in dotazione. 3. Spegnerne sempre il dispositivo dopo l'uso o prima di pulirlo.

4. Utilizzare un gel o un siero durante il trattamento per garantire la corretta scorrevolezza ed efficacia della RF/EMS, nonché una migliore idratazione della pelle.

5. Il dispositivo è dotato di un meccanismo di regolazione automatica della temperatura che protegge la pelle dal surriscaldamento. Utilizzare il dispositivo solo secondo le istruzioni, evitando l'uso su palpebre, intorno agli occhi, tiroide, labbra, orecchie, seni e genitali.

6. Utilizzare il dispositivo in modo confortevole e, in caso di qualsiasi fastidio, interrompere immediatamente il trattamento.

7. Il dispositivo non è un giocattolo. Non utilizzare il dispositivo se si ha meno di 18 anni, si ha un pacemaker, un defibrillatore interno, impianti metallici nell'area di trattamento (tranne otturazioni dentali), si ha o si è avuto un cancro (in particolare cancro della pelle) o si hanno nei precancerosi. Non utilizzare il dispositivo se si soffre di gravi patologie come problemi cardiaci, si è in gravidanza o si sta allattando, si ha un sistema immunitario indebolito a causa di una malattia (ad esempio AIDS) o farmaci immunosoppressori, o si hanno malattie indotte dal calore come l'herpes ricorrente. Evitare di utilizzare il dispositivo se si è inclini a cicatrici cheloidi, si hanno difficoltà a guarire le ferite o si ha una pelle delicata, o se si è stati sottoposti a intervento chirurgico, laser o peeling nell'area di trattamento negli ultimi tre mesi e si sta ancora guarendo. Se si hanno filler permanenti nell'area di trattamento o filler temporanei, consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo, così come se si è fatto Botox negli ultimi tre mesi. Non utilizzare il dispositivo su aree con sospette lesioni cutanee o se si stanno assumendo farmaci, erbe, vitamine o integratori che possono aumentare la sensibilità o la secchezza della pelle.

Ulteriori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)



Velikost	56x187x45,8 mm
Hmotnost	asi 154 g
Jmenovitý výkon	asi 10W
Jmenovité napětí	DC 5V
Jmenovitý proud	asi 2A
Časovač	6 min.
Pracovní režim	RF (1000 KHz) / EMS 5-9μA
Baterie	7,4V 600mAh

**Bezpečnost:** Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k použití a během používání dodržujte pokyny v něm uvedené.

Popis zařízení [Strana 2-f1]:

1. Tlačítko napájení / 2. Indikátor funkce RF / 3. Indikátor funkce EMS / 4. Nabíjecí základna

Návod k použití:

**POZNÁMKA!** Před prvním použitím přístroje se doporučuje provést test citlivosti pokožky. Test by měl být proveden 24 hodin před prvním použitím Lumix PRO. K tomu naneste malé množství gelu/séra (nebo jiného kosmetického prostředku s kluzkou konzistencí) na vnitřní část paže a proveďte ošetření na této oblasti. Ujistěte se, že pokožka nereaguje negativně na gel/sérum (kosmetiku, kterou jste použili) nebo ošetření. Pro první ošetření se doporučuje nastavit výkon na nízký a poté jej upravit pro další ošetření.

1. Umyjte si obličej.
2. Naneste přiměřené množství gelu/séra nebo jiné kosmetiky s kluzkou konzistencí na oblast, kterou chcete použít (obličej nebo krk).
3. Dlouhým stisknutím tlačítka zařízení jej zapněte.
4. Vyberte preferovaný režim.
5. Rozdělte obličej na 4 ošetřované oblasti: pravá tvář, levá tvář, čelo, vnější koutky očí.
6. Umístěte zařízení na kůži a nezapomeňte na zařízení lehce přitlačit, abyste zajistili plný kontakt hlavy s pokožkou.
7. Začněte pohybovat přístrojem pomalými, velmi malými krouživými pohyby na malé části ošetřované plochy (asi dvakrát větší než ošetřovací hlava). Energie přístroje se uvolní do pokožky a poskytnete jí pohodlí a teplo.
- POZNÁMKA:** Nedržte zařízení v jedné poloze bez pohybu příliš dlouho.
8. Pokračujte v práci po celé ošetřované oblasti pomalými krouživými pohyby po dobu 2-4 minut. Dbejte na udržení rovnoměrné energie masírováním celé ošetřované oblasti.
- POZNÁMKA:** Účinek ošetření lze zvýšit prováděním „zvedání“ pohybů od čelisti nahoru směrem k tvářím.
9. Po dokončení 2-4 minut ošetření můžete přejít na další oblast ošetření opakováním kroků 6-8. V režimu RF + EMS (viz část "Režimy" návodu) se doporučuje začít s nízkou úrovní výkonu.
- Důležité:** režim RF + EMS používejte POUZE v oblasti čelisti. Nepoužívejte režim RF + EMS na jiné oblasti obličeje.
10. Začněte pohybovat zařízením velmi malými lineárními pohyby podél čelisti.
- POZNÁMKA:** Pro optimální výsledky používejte zařízení po dobu 4 minut na každou stranu. Po promasírování celé ošetřované oblasti je ošetření ukončeno. Přirozené účinky ošetření mohou zahrnovat zarudnutí kůže (erytém) a mírné otoky (otoky) v ošetřované oblasti. Obojí by mělo po krátké době zmizet.
11. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení vypnete zařízení.
12. Očistěte energetickou hlavu zařízení vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou, poté umístěte zařízení na ochrannou základnu, aby byla energetická hlava chráněna až do dalšího použití.

Doporučení k léčbě:

- Ošetření celého obličeje trvá 8-12 minut. Pro zkrácení doby ošetření se zaměřte pouze na vybrané partie, které chcete ošetřit. Doba léčby se u každého člověka liší.
- Pro optimální výsledky používejte Lumix PRO 2-3x týdně po dobu 6-8 týdnů.
- Mezi ošetřeními na stejné ošetřované ploše ponechejte alespoň 1 den.
- Pro zachování dlouhotrvajících účinků doporučujeme po absolvování celé kúry používat Lumix PRO 2-4x měsíčně nebo dle potřeby.

Režimy:

V režimu spouštění krátkým stisknutím tlačítka přepnete mezi režimem 1 - režimem 5. Zařízení vydá zvuk a barva indikátoru LED se změní:

Režim 1: RF ošetření (úroveň 1), LED indikátor bude svítit zeleně.

Režim 2: RF ošetření (úroveň 2), LED indikátor bude svítit modře.

Režim 3: EMS ošetření (úroveň 1), LED indikátor bude svítit zeleně.

Režim 4: EMS ošetření (úroveň 2), LED indikátor bude svítit modře.

Režim 5: RF a EMS léčba (LED indikátor bude při automatickém přepínání mezi RF a EMS terapií svítit modře).

Teplotní senzor: Ošetřovací hlavice jsou vybaveny přesným teplotním senzorem NTC.

Po zahájení RF ošetření senzor zaznamená teplotu pokožky, pokud je teplota nižší než 42oC, RF ošetření začne působit. Pokud je nad 42oC, RF léčba se zastaví.

Automatické časování: Funkce automatického časování nastaví čas na 6 minut. Po uplynutí této doby produkt přestane fungovat a je nutné jej restartovat, abyste jej mohli dále používat.

Nabíjení:

1. Při prvním použití, pokud zařízení není plně nabitě, připojte jej k nabíječce.
  2. Umístěte zařízení na nabíjecí základnu, poté zasuněte konektor USB do zástrčky nabíječky a připojte jej ke zdroji napájení. Během nabíjení bude LED indikátor svítit červeně a po úplném nabití červená kontrolka zhasne.
  3. Během nabíjení bude lampa s vlnovou délkou 415 nm dezinfikovat ošetřovací hlavy po dobu 5 minut.
  4. Doba nabíjení je asi 120 minut a doba provozu zařízení je asi 50 minut.
- POZNÁMKA:** Když je baterie zařízení příliš slabá, každých 5 sekund se ozve bzučák.

Upozornění a doporučení:

1. Zařízení není vodotěsné, proto jej nemyjte ani neumísťujte do blízkosti vody a uchovávejte jej na suchém místě mimo dosah dětí.
2. Před každým použitím zkontrolujte, zda máte suché ruce a zařízení a napájecí adaptér nejsou poškozeny; používejte pouze dodaný kabel a napájecí adaptér.
3. Po použití nebo před čištěním zařízení vždy vypněte.
4. Během ošetření používejte gel nebo sérum, abyste zajistili správný skluz a účinnost RF/EMS a také lepší hydrataci pokožky.
5. Zařízení má automatický mechanismus regulace teploty, který chrání pokožku před přehřátím. Používejte zařízení pouze podle pokynů, vyvarujte se použití na oční víčka, okolí očí, štítnou žlázu, rty, uši, prsa a genitálie.
6. Používejte přístroj pohodlně a v případě jakéhokoliv nepohodlí okamžitě ukončete léčbu.
7. Zařízení není hračka. Zařízení nepoužívejte, pokud je vám méně než 18 let, máte kardiostimulátor, interní defibrilátor, kovové implantáty v ošetřované oblasti (kromě zubních výplní), v současné době máte nebo jste měli rakovinu (zejména rakovinu kůže) nebo máte předrakovinové znaménka. Zařízení nepoužívejte, pokud máte vážný zdravotní stav, jako jsou srdeční problémy, jste těhotná nebo kojíte, máte oslabený imunitní systém v důsledku nemoci (např. AIDS) nebo imunosupresivních léků nebo máte onemocnění vyvolaná teplem, jako je opakující se herpes. Vyhněte se používání přístroje, pokud máte sklon ke vzniku keloidních jizev, máte potíže s hojením ran nebo máte jemnou pokožku, nebo pokud jste v posledních třech měsících podstoupili operaci, laser nebo peeling v ošetřované oblasti a stále se hojíte. Pokud máte v ošetřované oblasti trvalé výplně nebo dočasné výplně, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem, stejně jako v případě, že jste v posledních třech měsících měli botox. Nepoužívejte zařízení na místech s podezřením na kožní léze nebo pokud užíváte léky, bylinky, vitamíny nebo doplňky stravy, které mohou zvýšit citlivost nebo suchost pokožky.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Veľkosť	56x187x45,8 mm
Hmotnosť	približne 154 g
Menovitý výkon	približne 10W
Menovité napätie	DC 5V
Menovitý prúd	asi 2A
Časovač	6 min.
Pracovný režim	RF (1000 kHz) / EMS 5-9µA
Batéria	7,4V 600mAh

**Bezpečnosť:** Pred použitím produktu si prečítajte tento návod na použitie a počas používania dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Popis zariadenia [Strana 2-f1]:

1. Tlačidlo napájania / 2. Indikátor funkcie RF / 3. Indikátor funkcie EMS / 4. Nabíjacia základňa

**Návod na použitie:**

**POZNÁMKA!** Pred prvým použitím prístroja sa odporúča vykonať test citlivosti pokožky. Test by sa mal vykonať 24 hodín pred prvým použitím Lumix PRO. Za týmto účelom naneste malé množstvo gélu/séra (alebo inej kozmetiky klzkej konzistencie) do vnútornej časti paže a vykonajte ošetrovanie na tejto oblasti. Uistite sa, že pokožka nereaguje negatívne na gél/sérum (kozmetiku, ktorú ste použili) alebo ošetrovanie. Pri prvom ošetrovaní sa odporúča nastaviť výkon na nízky a potom ho upraviť pre ďalšie ošetrenia.

1. Umyte si tvár.
2. Naneste primerané množstvo gélu/séra alebo inej kozmetiky klzkej konzistencie na oblasť, ktorá sa má použiť (tvár alebo krk).
3. Dlhým stlačením tlačidla zariadenia ho zapnite.
4. Vyberte preferovaný režim.
5. Rozdeľte tvár na 4 ošetrovacie oblasti: pravé líce, ľavé líce, čelo, vonkajšie kútiky očí.
6. Umiestnite zariadenie na pokožku, pričom nezabudnite zariadenie mierne stlačiť, aby ste zabezpečili úplný kontakt hlavy s pokožkou.
7. Začínate pohybovať zariadením pomalými, veľmi malými krúživými pohybmi na malej časti ošetrovanej plochy (asi dvojnásobok veľkosti ošetrovacej hlavy). Energia prístroja sa uvoľní do pokožky a poskytne pokožke pohodlie a teplo.  
**POZNÁMKA:** Nedržte zariadenie v jednej polohe bez pohybu príliš dlho.
8. Pokračujte v práci na celej ošetrovanej ploche pomalými krúživými pohybmi po dobu 2-4 minút. Dbajte na udržanie rovnomernej energie masírovaním celej ošetrovanej oblasti.  
**POZNÁMKA:** Účinok ošetrovania možno zvýšiť vykonávaním „zdvihových“ pohybov od čeluste smerom nahor smerom k lícam.
9. Po dokončení 2-4 minút liečby môžete prejsť na ďalšiu oblasť ošetrovania opakovaním krokov 6-8. V režime RF + EMS (pozrite si časť „Režimy“ pokynov) sa odporúča začať s nízkou úrovňou výkonu.  
**Dôležité:** Režim RF + EMS používajte LEN v oblasti čeluste. Režim RF + EMS nepoužívajte na iné oblasti tváre.
10. Začínate pohybovať zariadením veľmi malými lineárnymi pohybmi pozdĺž línie čeluste.  
**POZNÁMKA:** Pre optimálne výsledky používajte zariadenie 4 minúty na každej strane. Po premasírovaní celej ošetrovanej oblasti je ošetrovanie ukončené. Prírodné účinky ošetrovania môžu zahŕňať začervnenie kože (erytém) a mierny opuch (opuch) v ošetrovanej oblasti. Obe by mali po krátkom čase zmiznúť.
11. Dlhým stlačením tlačidla napájania zariadenie vypnete.
12. Vyčistite energetickú hlavu zariadenia vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou, potom umiestnite zariadenie na ochrannú základňu, aby bola energetická hlava chránená až do ďalšieho použitia.

**Odporúčania na liečbu:**

- Ošetrovanie celej tváre trvá 8-12 minút. Aby ste skrátili dobu ošetrovania, zamerajte sa len na vybrané partie, ktoré chcete ošetrovať. Doba liečby sa u každej osoby líši.
- Pre optimálne výsledky používajte Lumix PRO 2-3 krát týždenne po dobu 6-8 týždňov.
- Medzi jednotlivými ošetreniami na tej istej ošetrovanej ploche nechajte pauzu aspoň 1 deň.
- Pre udržanie dlhotrvajúcich účinkov po absolvovaní celej kúry odporúčame používať Lumix PRO 2-4x mesačne alebo podľa potreby.

**Režimy:**

V režime spustenia krátkym stlačením tlačidla prepnete medzi režimom 1 - režimom 5. Zariadenie vydá zvuk a farba LED indikátora sa zmení:

Režim 1: RF ošetrovanie (úroveň 1), LED indikátor bude svietiť nazeleno.

Režim 2: RF ošetrenie (úroveň 2), LED indikátor bude svietiť modro.

Režim 3: EMS ošetrenie (úroveň 1), LED indikátor bude svietiť nazeleno.

Režim 4: EMS liečba (úroveň 2), LED indikátor bude svietiť modro.

Režim 5: RF a EMS liečba (LED indikátor bude pri automatickom prepínaní medzi RF a EMS terapiou svietiť modro).

Teplotný senzor: Ošetrovacie hlavice sú vybavené presným NTC teplotným senzorom.

Po spustení RF ošetrenia senzor zaznamená teplotu pokožky, ak je teplota nižšia ako 42oC, RF ošetrenie začne pôsobiť. Ak je nad 42oC, RF liečba sa zastaví.

Automatické časovanie: Funkcia automatického časovania nastaví čas na 6 minút. Po uplynutí času produkt prestane fungovať a ak chcete pokračovať v jeho používaní, musíte ho reštartovať.

Nabíjanie:

1. Pri prvom použití, ak zariadenie nie je úplne nabité, pripojte ho k nabíjačke.
  2. Umiestnite zariadenie na nabíjaciu základňu, potom zasunite konektor USB do zástrčky nabíjačky a pripojte ho k zdroju napájania. Počas nabíjania bude LED indikátor svietiť na červeno a po úplnom nabití červené svetlo zhasne.
  3. Počas nabíjania bude lampa s vlnovou dĺžkou 415 nm dezinfikovať ošetrovacie hlavice po dobu 5 minút.
  4. Doba nabíjania je približne 120 minút a doba prevádzky zariadenia je približne 50 minút.
- POZNÁMKA: Keď je batéria zariadenia príliš slabá, každých 5 sekúnd zaznie bzučiak.

Upozomenia a odporúčania:

1. Zariadenie nie je vodotesné, preto ho neumývajte ani neumiestňujte do blízkosti vody a uchovávajte ho na suchom mieste mimo dosahu detí.
2. Pred každým použitím skontrolujte, či máte suché ruky a či zariadenie a napájací adaptér nie sú poškodené; používajte iba dodaný kábel a napájací adaptér.
3. Po použití alebo pred čistením prístroj vždy vypnite.
4. Počas ošetrovania používajte gél alebo sérum, aby ste zaistili správny sklz a účinnosť RF/EMS, ako aj lepšiu hydratáciu pokožky.
5. Prístroj má mechanizmus automatickej regulácie teploty, ktorý chráni pokožku pred prehriatím. Prístroj používajte iba podľa pokynov, vyhňte sa používaniu na očné viečka, okolie očí, štítnu žľazu, pery, uši, prsia a pohlavné orgány.
6. Prístroj používajte pohodlne a v prípade akýchkoľvek nepríjemných pocitov okamžite prerušte ošetrovanie.
7. Zariadenie nie je hračka. Zariadenie nepoužívajte, ak máte menej ako 18 rokov, máte kardiosťimulátor, interný defibrilátor, kovové implantáty v ošetrovanej oblasti (okrem zubných výplní), v súčasnosti máte alebo ste mali rakovinu (najmä rakovinu kože) alebo máte predrakovinové materské znamienka. . Zariadenie nepoužívajte, ak máte vážny zdravotný stav, ako sú problémy so srdcom, ste tehotná alebo dojčíte, máte oslabený imunitný systém v dôsledku choroby (napr. AIDS) alebo imunosupresívnych liekov alebo máte choroby spôsobené teplom, ako je recidivujúci herpes. Vyhňte sa používaniu prístroja, ak ste náchylný na tvorbu keloidných jaziev, máte problémy s hojením rán alebo máte jemnú pokožku, alebo ak ste v posledných troch mesiacoch podstúpili operáciu, laser alebo peeling v ošetrovanej oblasti a stále sa hojíte. Ak máte v ošetrovanej oblasti trvalé výplne alebo dočasné výplne, pred použitím prístroja sa poraďte so svojím lekárom, rovnako ako v prípade, že ste v posledných troch mesiacoch mali botox. Zariadenie nepoužívajte na miestach s podozrením na kožné lézie alebo ak užívate lieky, bylinky, vitamíny alebo doplnky výživy, ktoré môžu zvýšiť citlivosť alebo suchosť pokožky.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

Velikost	56x187x45,8 mm
Teža	približno 154 g
Nazivna moč	približno 10W
Nazivna napetost	DC 5V
Nazivni tok	približno 2A
Časovnik	6 min.
Način dela	RF (1000 KHz) / EMS 5-9 µA
Baterija	7,4 V 600 mAh

Varnost: Prosimo, da pred uporabo izdelka preberete ta uporabniški priročnik in upoštevate navodila med uporabo.

Opis naprave [Stran 2-f1]:

1. Gumb za vklop / 2. Indikator RF funkcije / 3. Indikator funkcije EMS / 4. Polnilna baza

Uporabniški priročnik:

OPOMBA! Pred prvo uporabo naprave je priporočljivo opraviti test občutljivosti kože. Test je treba izvesti 24 ur pred prvo uporabo Lumix PRO. To storite tako, da na notranji del roke nanesete majhno količino gela/seruma (ali drugega kozmetičnega sredstva s spolzko konsistenco) in na tem predelu opravite tretma. Prepričajte se, da koža ne reagira negativno na gel/serum (kozmetiko, ki ste jo uporabili) ali na nego. Priporočljivo je, da za prvo terapijo nastavite nizko moč in jo nato prilagodite za naslednje tretmaje.

- Umijte si obraz.
  - Na predel, ki ga nameravate uporabiti (obraz ali vrat), nanesite ustrezno količino gela/seruma ali drugega kozmetičnega sredstva s spolzko konsistenco.
  - Dolgo pritisnite gumb naprave, da jo vklopite.
  - Izberite želeni način.
  - Razdelite obraz na 4 predele: desno lice, levo lice, čelo, zunanji kotiček oči.
  - Napravo položite na kožo in ne pozabite na rahlo pritisniti na napravo, da zagotovite popoln stik glave s kožo.
  - Napravo začnite premikati s počasnimi, zelo majhnimi krožnimi gibi na majhnem delu tretirane površine (približno dvakratne velikosti terapevtske glave). Energija naprave se bo sprostila v kožo in koži zagotovila udobje in toploto.
- OPOMBA: Naprave ne držite predolgo v enem položaju brez premikanja.
- Nadaljujte s počasnimi krožnimi gibi po celotnem območju zdravljenja 2-4 minute. Poskrbite za enakomerno energijo z masiranjem celotnega področja zdravljenja.
- OPOMBA: Učinek tretmaja lahko povečate z izvajanjem "lifting" gibov od čeljusti navzgor proti licem.
- Po končanem 2-4-minutnem zdravljenju lahko nadaljujete na naslednje področje zdravljenja, tako da ponovite korake 6-8. V načinu RF + EMS (glejte poglavje "Načini" v navodilih) je priporočljivo začeti z nizko močjo.
- Pomembno: način RF + EMS uporabljajte SAMO na območju čeljusti. Ne uporabljajte načina RF + EMS na drugih delih obraza.
- Začnite premikati napravo z zelo majhnimi linearnimi gibi vzdolž čeljusti.
- OPOMBA: Za optimalne rezultate uporabljajte napravo 4 minute na vsaki strani. Po masaži celotnega področja zdravljenja je tretma končan. Naravni učinki zdravljenja lahko vključujejo pordelost kože (eritem) in rahlo otekanje (zabuhlost) na območju zdravljenja. Oboje bi moralo po kratkem času izginiti.
  - Dolgo pritisnite gumb za vklop, da izklopite napravo.
  - Energijsko glavo naprave očistite z vlažno krpo ali papirnato brisačo, nato pa napravo postavite na zaščitno podlago, da zaščitite energetsko glavo do naslednje uporabe.

Priporočila za zdravljenje:

- Tretma celotnega obraza traja 8-12 minut. Če želite skrajšati čas zdravljenja, se osredotočite le na izbrana področja, ki jih želite zdraviti. Časi zdravljenja so različni za vsako osebo.
- Za optimalne rezultate uporabljajte Lumix PRO 2-3 krat na teden 6-8 tednov.
- Pustite vsaj 1 dan med tretmajema na istem tretiranem predelu.
- Za ohranitev dolgotrajnih učinkov priporočamo uporabo Lumix PRO po končanem celotnem tečaju 2-4 krat na mesec ali po potrebi.

Načini:

V zagonskem načinu s kratkim pritiskom na gumb preklopite med načinom 1 - način 5. Naprava bo oddala zvok in barva LED indikatorja se bo spremenila:

Način 1: RF obdelava (raven 1), LED indikator bo svetil zeleno.

Način 2: RF obdelava (raven 2), LED indikator bo svetil modro.

Način 3: Zdravljenje EMS (raven 1), LED indikator bo svetil zeleno.

Način 4: Zdravljenje EMS (raven 2), LED indikator bo svetil modro.

Način 5: RF in EMS zdravljenje (LED-indikator svetil modro, ko samodejno preklapljate med RF in EMS terapijo).

Senzor temperature: Terapevtske glave so opremljene z natančnim senzorjem temperature NTC.

Po začetku RF obdelave bo senzor zaznal temperaturo kože; če je temperatura nižja od 42oC, bo RF obdelava začela delovati. Če je nad 42oC, se RF obdelava ustavi.

Samodejno merjenje časa: Funkcija samodejnega merjenja časa nastavi čas na 6 minut. Po preteku časa izdelek preneha delovati in ga je treba znova zagnati, če želite nadaljevati z uporabo.

Polnjenje:

1. Pri prvi uporabi, če naprava ni popolnoma napolnjena, jo priključite na polnilnik.

2. Napravo postavite na polnilno bazo, nato vstavite USB konektor v vtični polnilnika in jo priključite na napajanje. LED-indikator bo med polnjenjem svetil rdeče, rdeča lučka pa bo ugasnila po popolnem polnjenju.

3. Med polnjenjem bo žarnica z valovno dolžino 415 nm 5 minut razkuževala tretirane glave.

4. Čas polnjenja je približno 120 minut, delovni čas naprave pa približno 50 minut.

OPOMBA: Ko je baterija naprave prenizka, se vsakih 5 sekund oglasi brenčalo.

Opozorila in priporočila:

1. Naprava ni vodotesna, zato je ne umivajte in ne postavljajte blizu vode ter jo hranite na suhem mestu izven dosega otrok.

2. Pred vsako uporabo se prepričajte, da so vaše roke suhe in da naprava in napajalnik nista poškodovana; uporabljajte samo priloženi kabel in napajalnik.

3. Po uporabi ali pred čiščenjem napravo vedno izklopite.

4. Med tretmajem uporabite gel ali serum, da zagotovite pravilno drsenje in učinkovitost RF/EMS ter boljšo navlaženost kože.

5. Naprava ima mehanizem za avtomatsko regulacijo temperature, ki ščiti kožo pred pregrevanjem.

Pripomoček uporabljajte le v skladu z navodili, izogibajte se uporabi na vekah, okoli oči, ščitnici, ustnicah, ušesih, prsih in genitalijah.

6. Napravo uporabljajte udobno in v primeru nelagodja takoj prekinite zdravljenje.

7. Naprava ni igrača. Naprave ne uporabljajte, če ste mlajši od 18 let, imate srčni spodbujevalnik, notranji defibrilator, kovinske vsadke v območju zdravljenja (razen zobnih zalivk), trenutno imate ali ste imeli raka (zlasti kožnega raka) ali imate predrakave madeže. Naprave ne uporabljajte, če imate resno zdravstveno stanje, kot so težave s srcem, ste noseči ali dojite, imate oslabiljen imunski sistem zaradi bolezni (npr. aidsa) ali imunosupresivnih zdravil ali imate bolezni, ki jih povzročajo vročina, kot je ponavljajoči se herpes. Izogibajte se uporabi naprave, če ste nagnjeni k keloidnim brazgotinam, imate težave pri celjenju ran ali imate občutljivo kožo, ali če ste imeli v zadnjih treh mesecih operacijo, laser ali piling na predelu zdravljenja in se še vedno celi. Če imate v predelu zdravljenja trajna polnila ali začasna polnila, se pred uporabo aparata posvetujte z zdravnikom, prav tako tudi, če ste bili v zadnjih treh mesecih na botoksu. Naprave ne uporabljajte na območjih s sumljivimi kožnimi lezijami ali če jemljete zdravila, zelišča, vitamine ali dodatke, ki lahko povečajo občutljivost ali suhost kože.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Suurus	56x187x45,8 mm
Kaal	umbes 154 g
Nimivõimsus	umbes 10W
Nimipinge	DC 5V
Nimivool	umbes 2A
Taimer	6 min.
Töörežiim	RF (1000 KHz) / EMS 5-9µA
Aku	7,4 V 600 mAh

Ohutus: Enne toote kasutamist lugege palun käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige kasutamise ajal selles sisalduvaid juhiseid.

Seadme kirjeldus (lehekülj 2-f1):

1. Toitenupp / 2. RF funktsiooni indikaator / 3. EMS funktsiooni indikaator / 4. Laadimisalus

Kasutusjuhend:

**MÄRKUS!** Enne seadme esmakordset kasutamist on soovitatav teha naha tundlikkuse test. Test tuleks teha 24 tundi enne Lumix PRO esmakordset kasutamist. Selleks kannna väike kogus geeli/seerumit (või muud libiseva konsistentsiga kosmeetikat) käsivarre siseosale ja teosta sellele piirkonnale hooldus. Veenduge, et nahk ei reageeriks negatiivselt geelile/seerumile (kosmeetika, mida kasutasite) ega ravile. Esimesel raviseansil on soovitatav seada võimsus madalale ja seejärel kohandada seda järgmisteks hooldusteks.

1. Pese oma nägu.

2. Kanna sobiv kogus geeli/seerumit või muud libiseva konsistentsiga kosmeetikat kasutatavale piirkonnale (näole või kaelale).

3. Vajutage seadme nuppu pikalt selle sisselülitamiseks.

4. Valige eelistatud režiim.

5. Jaga nägu 4 ravipiirkonnaks: parem põsk, vasak põsk, otsmik, silmade välisnurgad.

6. Asetage seade nahale, ärge unustage seadet kergelt vajutada, et tagada pea täielik kokkupuude nahaga.

7. Alustage seadme liigutamist aeglaste, väga väikeste ringjate liigutustega väikesel osal ravialast (ligikaudu kaks korda suurem kui ravipea). Seadme energia vabaneb nahka, pakkudes nahale mugavust ja soojust.

**MÄRKUS.** Ärge hoidke seadet ühes asendis ilma liiga kaua liigutamata.

8. Jätka te töötlemist kogu ravipiirkonnas aeglaste ringjate liigutustega 2-4 minutit. Hoolitsege ühtlase energia säilitamise eest, masseerides kogu ravipiirkonda.

**MÄRKUS:** Hooldusefekti saab tugevdada "töstvate" liigutuste tegemisega lõualuust ülespoole põskede suunas.

9. Pärast 2-4-minutilist hooldust saate liikuda järgmisele ravipiirkonnale, korrates samme 6-8. RF + EMS režiimis (vt juhendi jaotist "Režiimid") on soovitatav alustada madala võimsusega.

Tähtis: kasutage RF + EMS režiimi AINULT lõualuu piirkonnas. Ärge kasutage RF + EMS režiimi muudel näopiirkondadel.

10. Alustage seadme liigutamist väga väikeste lineaarsete liigutustega piki lõualuu.

**MÄRKUS.** Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage seadet mõlemal küljel 4 minutit. Pärast kogu ravipiirkonna masseerimist on raviseans lõppenud. Ravi loomulik mõju võib hõlmata naha punetust (erüteem) ja kerge turset (turse) ravitava piirkonnas. Mõlemad peaksid lühikesel ajal pärast kaduma.

11. Seadme väljalülitamiseks vajutage pikalt toitenuppu.

12. Puhastage seadme energiapead niiske lapi või paberrätikuga, seejärel asetage seade kaitsvale alusele, et kaitsta energiapead kuni järgmise kasutamiseni.

Ravi soovitused:

- Kogu näo hooldus kestab 8-12 minutit. Raviaja lühendamiseks keskenduge ainult valitud piirkondadele, mida soovite ravida. Raviajad on iga inimese jaoks erinevad.

- Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage Lumix PRO-d 2-3 korda nädalas 6-8 nädala jooksul.

- Jätke samal ravipiirkonnal protseduuride vahele vähemalt 1 päev.

- Pikaajalise toime säilitamiseks soovime pärast täiskuu ri läbimist kasutada Lumix PRO 2-4 korda kuus või vastavalt vajadusele.

Režiimid:

Käivitusrežiimis vajutage lühidalt nuppu, et lülitada režiimide 1 ja 5 vahel. Seade teeb heli ja LED-indikaatori värv muutub:

Režiim 1: RF-töötlus (tase 1), LED-indikaator põleb pidevalt roheliselt.

Režiim 2: RF-töötlus (tase 2), LED-indikaator on püsivalt sinine.

Režiim 3: EMS-ravi (tase 1), LED-indikaator põleb pidevalt roheliselt.

Režiim 4: EMS-ravi (tase 2), LED-indikaator on püsivalt sinine.

Režiim 5: RF- ja EMS-ravi (RF- ja EMS-ravi automaatselt ümberlülitumisel põleb LED-indikaator ühtlaselt siniselt).

Temperatuuriandur: Ravipead on varustatud täpse NTC temperatuurianduriga.

Pärast RF-ravi algust tuvastab andur naha temperatuuri, kui temperatuur on madalam kui 42°C, hakkab RF-töötlus tööle. Kui see on üle 42°C, katkestatakse RF-ravi.

Automaatne ajastus: automaatse ajastuse funktsioon seab ajaks 6 minutit. Pärast aja möödumist lakkab toode töötamast ja selle kasutamise jätkamiseks tuleb see taaskäivitada.

Laadimine:

1. Kui seade pole täielikult laetud, ühendage see esmakordsel kasutamisel laadijaga.

2. Asetage seade laadimisalusele, seejärel ühendage USB-pistik laadija pistikupessa ja ühendage see toiteallikaga. LED-indikaator põleb laadimise ajal punaselt ja punane tuli kustub pärast täielikku laadimist.

3. Laadimise ajal desinfitseerib 415nm lainepikkusega lamp ravipead 5 minutiks.

4. Laadimisaeg on umbes 120 minutit ja seadme tööaeg on umbes 50 minutit.

MÄRKUS. Kui seadme aku on liiga tühi, kostab helisignaali iga 5 sekundi järel.

Hoiatused ja soovitused:

1. Seade ei ole veekindel, seega ärge peske seda ega asetage vee lähedusse ning hoidke seda kuivas, lastele kättesaamatus kohas.

2. Enne iga kasutamist kontrollige, et teie käed on kuivad ning seade ja toiteadapter pole kahjustatud; kasutage ainult kaasasolevat kaablit ja toiteadapterit.

3. Pärast kasutamist või enne puhastamist lülitage seade alati välja.

4. Kasutage ravi ajal geeli või seerumit, et tagada RF/EMS õige libisemine ja tõhusus ning parem naha niisutus.

5. Seadmel on automaatne temperatuuri reguleerimise mehhanism, mis kaitseb nahka ülekuumenemise eest. Kasutage seadet ainult vastavalt juhistele, vältige kasutamist silmalaugudel, silmade ümbruses, kilpnäärmel, huultel, kõrvadel, rindadel ja suguelunditel.

6. Kasutage seadet mugavalt ja ebamugavustunde korral katkestage ravi koheselt.

7. Seade ei ole mänguasi. Ärge kasutage seadet, kui olete alla 18-aastane, kui teil on ravipiirkonnas südamestimulaator, sisedefibrillaator, metallimplantaadid (v.a hambaplommid), teil on praegu või on olnud vähk (eriti nahavähk) või vähieelsed mutid. Ärge kasutage seadet, kui teil on tõsine tervisehäire, näiteks südameprobleemid, olete rase või toidate last rinnaga, kui teil on haiguse (nt AIDS) või immuunsupressiivsete ravimite tõttu nõrgenenud immuunsüsteem või kui teil on kuumusest tingitud haigusi, nagu korduv herpes. Vältige seadme kasutamist, kui teil on kalduvus keloidsete armide tekkeks, haavade paranemine on raskusi või nahk on õrn või kui teile on viimase kolme kuu jooksul tehtud ravipiirkonnas operatsioon, laser või koorimine ja te paranete endiselt. Kui teil on ravipiirkonnas püsivad täiteaineid või ajutisi täiteaineid, pidage enne seadme kasutamist nõu oma arstiga, samuti kui olete viimase kolme kuu jooksul saanud Botoxi. Ärge kasutage seadet piirkondades, kus kahtlustatakse nahakahjustusi või kui te võtate ravimeid, ravimtaimi, vitamiine või toidulisandeid, mis võivad suurendada naha tundlikkust või kuivust.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)



Dydys	56x187x45,8 mm
Svoris	apie 154 g
Nominali galia	apie 10W
Nominali įtampa	DC 5V
Nominali srovė	apie 2A
Laikmatis	6 min.
Darbo režimas	RF (1000 KHz) / EMS 5-9μA
Baterija	7.4V 600mAh

Sauga: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų nurodymų naudojimo metu.

Įrenginio aprašas [Puslapis 2-f1]:

1. Maitinimo mygtukas / 2. RF funkcijos indikatorius / 3. EMS funkcijos indikatorius / 4. Įkrovimo bazė

Vartotojo vadovas:

PASTABA! Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, rekomenduojama atlikti odos jautrumo testą. Bandymas turi būti atliktas likus 24 valandoms prieš naudojant Lumix PRO pirmą kartą. Norėdami tai padaryti, nedidelį kiekį gelio/serumo (ar kitos slidžios konsistencijos kosmetikos) patepkite vidinę rankos dalį ir atlikite šios srities gydymą. Įsitinkinkite, kad oda nereaguoja neigiamai į gelį/serumą (jūsų naudota kosmetika) ar gydymą. Pirmajam gydymo seansui rekomenduojama nustatyti mažą galią, o vėliau ją pritaikyti tolesniems procedūroms.

1. Nusiplaukite veidą.
2. Naudojamą vietą (veidą ar kaklą) užtepkite atitinkamu kiekiu gelio/serumo ar kitos slidžios konsistencijos kosmetikos.
3. Ilgai paspauskite įrenginio mygtuką, kad jį įjungtumėte.
4. Pasirinkite pageidaujama režimą.
5. Padalinkite veidą į 4 gydymo sritis: dešinįjį skruostą, kairinį skruostą, kaktą, išorinius akių kampučius.
6. Padėkite prietaisą ant odos, nepamirškite lengvai paspausti prietaiso, kad užtikrintumėte visišką galvos sąlytį su oda.
7. Pradėkite judinti prietaisą lėtai, labai mažais sukamaisiais judesiais nedidelėje gydymo ploto dalyje (maždaug dvigubai didesnės už gydymo galvutę). Prietaiso energija bus išleista į odą, sutekdama odai komfortą ir šilumą.
8. Tęskite darbą visoje gydymo srityje lėtai sukamaisiais judesiais 2-4 minutes. Masažuodami visą gydoma plotą, palaikykite vienodą energiją.
9. Gydymo efektą galima sustiprinti atliekant „pakeliamuosius“ judesius nuo žandikaulio linijos aukštyn link skruostų.
10. Baigę 2-4 minučių gydymą, galite pereiti prie kitos gydymo srities, kartodami 6-8 veiksmus. RF + EMS režimu (žr. instrukcijų skyrių „Režimai“) rekomenduojama pradėti nuo mažo galios lygio. Svarbu: naudokite RF + EMS režimą TIK žandikaulio srityje. Nenaudokite RF + EMS režimo kitose veido vietose.
11. Pradėkite judinti prietaisą labai mažais linijiniais judesiais išilgai žandikaulio linijos.
12. Norėdami pasiekti optimalių rezultatų, naudokite prietaisą po 4 minutes iš kiekvienos pusės. Išmasažavus visą gydomąją sritį, gydymo seansas baigiamas. Natūralus gydymo poveikis gali būti odos paraudimas (eritema) ir nedidelis patinimas (patinimas) gydymo srityje. Abu turėtų išnykti po trumpo laiko.
13. Norėdami išjungti įrenginį, ilgai paspauskite maitinimo mygtuką.
11. Nuvalykite prietaiso energijos galvutę drėgnu skudurėliu arba popieriniu rankšluosčiu, tada padėkite prietaisą ant apsauginio pagrindo, kad apsaugotumėte energijos galvutę iki kito naudojimo.

Gydymo rekomendacijos:

- Viso veido priežiūra trunka 8-12 minučių. Norėdami sutrumpinti gydymo laiką, sutelkite dėmesį tik į pasirinktas sritis, kurias norite gydyti. Gydymo laikas kiekvienam asmeniui skiriasi.
- Norėdami gauti optimalų rezultatą, naudokite Lumix PRO 2-3 kartus per savaitę 6-8 savaites.
- Palikite mažiausiai 1 dieną tarp procedūrų toje pačioje gydymo srityje.
- Norint išlaikyti ilgalaikį poveikį, baigus visą kursą, rekomenduojame naudoti Lumix PRO 2-4 kartus per mėnesį arba pagal poreikį.

Režimai:

Įjungus paleidimo režimą, trumpai paspauskite mygtuką, kad perjungtumėte iš 1 režimo į 5 režimą. Įrenginys skleis garsą ir pasikeis LED indikatoriaus spalva:

- 1 režimas: RF apdorojimas (1 lygis), LED indikatorius nuolatos žalias.
- 2 režimas: RF apdorojimas (2 lygis), LED indikatorius bus nuolat mėlynas.
- 3 režimas: EMS gydymas (1 lygis), LED indikatorius nuolatos žalias.
- 4 režimas: EMS gydymas (2 lygis), LED indikatorius bus nuolat mėlynas.
- 5 režimas: RF ir EMS gydymas (LED indikatorius bus nuolat mėlynas automatiškai perjungiant RF ir EMS terapiją).

Temperatūros jutiklis: gydymo galvutėse yra tikslus NTC temperatūros jutiklis.

Prasidėjus RF apdorojimui, jutiklis aptiks odos temperatūrą, jei temperatūra bus žemesnė nei 42oC, RF apdorojimas pradės veikti. Jei temperatūra viršija 42 oC, RF gydymas bus nutrauktas. Automatinis laiko nustatymas: automatinio laiko nustatymo funkcija nustato laiką iki 6 minučių. Pasibaigus nurodytam laikui, gaminys nustoja veikti ir jį reikia paleisti iš naujo, kad būtų galima toliau jį naudoti.

#### Įkrovimas:

1. Naudodami pirmą kartą, jei įrenginys nėra visiškai įkrautas, prijunkite jį prie įkroviklio.
  2. Padėkite įrenginį ant įkrovimo pagrindo, tada įkiškite USB jungtį į įkroviklio kištuką ir prijunkite prie maitinimo šaltinio. Įkrovimo metu LED indikatorius šviečia raudonai, o visiškai įkrovus – raudona lemputė užges.
  3. Įkrovimo metu 415 nm bangos ilgio lempa dezinfekuos gydymo galvutes 5 minutes.
  4. Įkrovimo laikas yra apie 120 minučių, o įrenginio veikimo laikas yra apie 50 minučių.
- PASTABA: kai įrenginio akumuliatoriaus įkrova per mažai, kas 5 sekundes pasigirs garsinis signalas.

#### Įspėjimai ir rekomendacijos:

1. Prietaisas nėra atsparus vandeniui, todėl jo neplaukite ir nedėkite šalia vandens, o laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar jūsų rankos yra sausos ir nepažeisti prietaisas bei maitinimo adapteris; naudokite tik pateiktą laidą ir maitinimo adapterį.
3. Visada išjunkite prietaisą po naudojimo arba prieš jį valydami.
4. Procedūros metu naudokite gelį arba serumą, kad užtikrintumėte tinkamą slydimą ir RF/EMS efektyvumą bei geresnį odos drėkinimą.
5. Prietaisas turi automatinį temperatūros reguliavimo mechanizmą, kuris saugo odą nuo perkaitimo. Prietaisą naudokite tik pagal instrukcijas, venkite naudoti ant akių vokų, aplink akis, skydliaukės, lūpų, ausų, krūčių ir lytinių organų.
6. Patogia naudokite prietaisą, o atsiradus bet kokiam diskomfortui nedelsdami nutraukite gydymą.
7. Prietaisas nėra žaizdas. Nenaudokite prietaiso, jei esate jaunesnis nei 18 metų, turite širdies stimuliatorių, vidinį defibriliatorių, metalinius implantus gydomoje vietoje (išskyrus dantų plombavimą), šiuo metu sergate ar sirgote vėžiu (ypač odos vėžiu) arba turite ikivėžinių apgamų. Nenaudokite prietaiso, jei turite rimtų sveikatos sutrikimų, pvz., širdies problemų, esate nėščia ar maitinate krūtimi, turite susilpnėjusią imuninę sistemą dėl ligos (pvz., AIDS) ar imunosupresinių vaistų arba sergate karščiui sukelta liga, pvz., pasikartojančia pūsleline. Venkite naudoti prietaisą, jei esate linkę į keloidinius randus, sunkiai gyjate žaizdas arba turite gležną odą, arba jei per pastaruosius tris mėnesius buvo atlikta operacija, atliktas lazerinis ar lupimasis gydymo srityje ir vis dar gydote. Jei gydymo srityje turite nuolatinį užpildą arba laikiną užpildą, prieš naudodami prietaisą pasitarkite su gydytoju, taip pat jei per pastaruosius tris mėnesius vartojote Botox. Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose įtariami odos pažeidimai, arba jei vartojate vaistus, žoleles, vitaminus ar papildus, kurie gali padidinti odos jautrumą arba išsausėjimą.

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 - f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Izmērs	56x187x45,8 mm
Svars	apmēram 154 g
Nominālā jauda	apmēram 10W
Nominālais spriegums	DC 5V
Nominālā strāva	apmēram 2A
Taimeris	6 min.
Darba režīms	RF (1000 KHz) / EMS 5-9μA
Akumulators	7.4V 600mAh

Drošība: Pirms produkta lietošanas, lūdzu, izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos norādījumus.

Ierīces apraksts [Page 2-f1]:

1. Barošanas poga / 2. RF funkcijas indikators / 3. EMS funkcijas indikators / 4. Uzlādes bāze

Lietotāja rokasgrāmata:

**PIEZĪME!** Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes ieteicams veikt ādas jutīguma testu. Pārbaude jāveic 24 stundas pirms Lumix PRO pirmās lietošanas. Lai to izdarītu, uz rokas iekšējās daļas uzklājat nelielu daudzumu želejas/seruma (vai cita kosmētiskā līdzekļa ar slideni konsistenci) un veiciet apstrādi šai vietai. Pārliecinieties, ka āda nereaģē negatīvi uz želeju/serumu (kosmētikas līdzekli, kuru lietojāt) vai ārstēšanu. Pirmajā ārstēšanas sesijā ir ieteicams iestatīt zemu jaudu un pēc tam pielāgot to turpmākajām procedūrām.

1. Nomazgājiet seju.

2. Uzklājiet uz lietojamās vietas (sejas vai kakla) atbilstošu daudzumu želejas/seruma vai citas slidenas konsistences kosmētikas līdzekļa.

3. Turiet nospiestu ierīces pogu, lai to ieslēgtu.

4. Izvēlieties vēlamo režīmu.

5. Sadaliet seju 4 apstrādes zonās: labais vaigs, kreisais vaigs, pierē, acu ārējie kaktiņi.

6. Novietojiet ierīci uz ādas, neaizmirstiet viegli nospiegt ierīci, lai nodrošinātu pilnīgu galvas saskari ar ādu.

7. Sāciet pārvietot ierīci ar lēnām, ļoti mazām aplveida kustībām nelielā apstrādājamās zonas daļā (apmēram divas reizes lielāka par apstrādes galviņu). Ierīces enerģija tiks izlaista ādā, nodrošinot ādai komfortu un siltumu.

**PIEZĪME:** Neturiet ierīci vienā pozīcijā, nepārvietojot pārāk ilgi.

8. Turpiniet strādāt visā apstrādes zonā ar lēnām aplveida kustībām 2-4 minūtes. Pārliecinieties, ka saglabājat vienmērīgu enerģiju, masējot visu apstrādes zonu.

**PIEZĪME:** Ārstēšanas efektu var uzlabot, veicot "paceļšanas" kustības no žokļa līnijas uz augšu un vaigiem.

9. Pēc 2-4 minūšu ilgas apstrādes varat pāriet uz nākamo apstrādes zonu, atkarjot 6.-8. darbību. RF + EMS režīmā (skatiet instrukcijas sadaļu "Režīmi") ieteicams sākt ar zemu jaudas līmeni.

Svarīgi: izmantojiet RF + EMS režīmu TIKAI žokļa līnijas zonā. Neizmantojiet RF + EMS režīmu citās sejas zonās.

10. Sāciet pārvietot ierīci ar ļoti mazām lineārām kustībām gar žokļa līniju.

**PIEZĪME.** Lai iegūtu optimālus rezultātus, izmantojiet ierīci 4 minūtes katrā pusē. Pēc visa apstrādājamās zonas masāžas ārstēšanas seanss ir pabeigts. Ārstēšanas dabiskās sekas var būt ādas apsārtums (eritēma) un neliels pietūkums (pietūkums) ārstniecības zonā. Abiem vajadzētu pazust pēc neilga laika.

11. Turiet nospiestu barošanas pogu, lai izslēgtu ierīci.

12. Notīriet ierīces enerģijas galviņu ar mitru drānu vai papīra dvieli, pēc tam novietojiet ierīci uz aizsargpamatnes, lai aizsargātu enerģijas galviņu līdz nākamajai izmantošanai.

Ārstēšanas ieteikumi:

- Visas sejas apstrāde ilgst 8-12 minūtes. Lai saīsinātu ārstēšanas laiku, koncentrējieties tikai uz atlasītajām zonām, kuras vēlaties apstrādāt. Ārstēšanas laiks katrai personai ir atšķirīgs.

- Lai iegūtu optimālus rezultātus, izmantojiet Lumix PRO 2-3 reizes nedēļā 6-8 nedēļas.

- Atstājiet vismaz 1 dienu starp procedūrām tajā pašā ārstēšanas zonā.

- Lai saglabātu ilgstošu efektu, pēc pilna kursa pabeigšanas iesakām lietot Lumix PRO 2-4 reizes mēnesī vai pēc nepieciešamības.

Režīmi:

Palaišanas režīmā īsi nospiediet pogu, lai pārslēgtos no 1. režīma uz 5. režīmu. Ierīce atskanēs, un LED indikatora krāsa mainīsies:

1. režīms: RF apstrāde (1. līmenis), LED indikators vienmērīgi degs zaļā krāsā.

2. režīms: RF apstrāde (2. līmenis), LED indikators vienmērīgi degs zilā krāsā.
3. režīms: EMS apstrāde (1. līmenis), LED indikators vienmērīgi degs zaļā krāsā.
4. režīms: EMS apstrāde (2. līmenis), LED indikators vienmērīgi degs zilā krāsā.
5. režīms: RF un EMS ārstēšana (LED indikators vienmērīgi degs zilā krāsā, automātiski pārlēdzoties starp RF un EMS terapiju).

Temperatūras sensors: apstrādes galviņas ir aprīkotas ar precīzu NTC temperatūras sensoru.

Pēc RF apstrādes sākšanas sensors noteiks ādas temperatūru, ja temperatūra ir zemāka par 42oC, sāks darboties RF apstrāde. Ja tā ir virs 42oC, RF apstrāde tiks pārtraukta.  
Automātiskā laika noteikšana: automātiskā laika noteikšanas funkcija iestata laiku uz 6 minūtēm. Kad laiks ir pagājis, produkts pārstāj darboties un ir jārestartē, lai turpinātu to lietot.

**Uzlāde:**

1. Pirmo reizi lietojot, ja ierīce nav pilnībā uzlādēta, lūdzu, pievienojiet to lādētājam.
  2. Novietojiet ierīci uz uzlādes pamatnes, pēc tam ievietojiet USB savienotāju lādētāja kontaktdakšā un pievienojiet to strāvas padevei. Uzlādes laikā LED indikators degs sarkanā krāsā, un pēc pilnīgas uzlādes nodzīsies sarkanā gaisma.
  3. Uzlādes laikā 415nm viļņa garuma lampa dezinficēs apstrādes galviņas 5 minūtes.
  4. Uzlādes laiks ir aptuveni 120 minūtes, un ierīces darba laiks ir aptuveni 50 minūtes.
- PIEZĪME.** Kad ierīces akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, skaņas signāls atskanēs ik pēc 5 sekundēm.

**Brīdinājumi un ieteikumi:**

1. Ierīce nav ūdensizturīga, tāpēc nemazgājiet to un nenovietojiet to ūdens tuvumā, kā arī glabājiet to sausā, bērniem nepieejamā vietā.
2. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai rokas ir sausas un vai ierīce un strāvas adapteris nav bojāti; izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto kabeli un strāvas adapteri.
3. Vienmēr izslēdziet ierīci pēc lietošanas vai pirms tās tīrīšanas.
4. Procedūras laikā izmantojiet želeju vai serumu, lai nodrošinātu pareizu slīdēšanu un RF/EMS efektivitāti, kā arī labāku ādas mitrināšanu.
5. Ierīcei ir automātisks temperatūras regulēšanas mehānisms, kas pasargā ādu no pārkaršanas. Lietojiet ierīci tikai saskaņā ar instrukcijām, izvairieties no lietošanas uz plakstiņiem, ap acīm, vaigrodziedzerim, lūpām, ausīm, krūtīm un dzimumorgāniem.
6. Izmantojiet ierīci ērti un, ja rodas diskomforts, nekavējoties pārtrauciet ārstēšanu.
7. Ierīce nav rotallieta. Nelietojiet ierīci, ja esat jaunāks par 18 gadiem, jums ir elektrokardiostimulators, iekšējais defibrilators, metāla implantācija ārstēšanas zonā (izņemot zobu plombēšanu), pašlaik ir vai ir bijis vēzis (īpaši ādas vēzis) vai pirmsvēža dzimumzīmes. . Neizmantojiet ierīci, ja jums ir nopietnas veselības problēmas, piemēram, sirds problēmas, esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja jums ir novājināta imūnsistēma slimības (piemēram, AIDS) vai imūnsupresīvu zāļu dēļ, vai ja jums ir karstuma izraisītas slimības, piemēram, recidivējoša herpes. Izvairieties no ierīces lietošanas, ja jums ir nosliece uz keloidu rētām, ir grūti dzīstošas brūces vai jums ir maiga āda, vai ja pēdējo trīs mēnešu laikā jums ir veikta operācija, lāzers vai pilings ārstēšanas zonā un jūs joprojām dziedat. Ja jums ir pastāvīgi pildvielas ārstēšanas zonā vai pagaidu pildvielas, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar savu ārstu, kā arī, ja pēdējo trīs mēnešu laikā esat lietojis Botox. Neizmantojiet ierīci vietās, kur ir iespējami ādas bojājumi vai ja lietojat medikamentus, augus, vitamīnus vai uztura bagātinātājus, kas var palielināt ādas jutīgumu vai sausumu.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautiflyeu](http://www.youtube.com/beautiflyeu)

Méret	56x187x45,8 mm
Súly	körülbelül 154 g
Névleges teljesítmény	kb 10W
Névleges feszültség	DC 5V
Névleges áram	kb 2A
Időtűző	6 perc.
Munkamód	RF (1000 KHz) / EMS 5-9µA
Akkumulátor	7.4V 600mAh

**Biztonság:** A termék használata előtt kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót, és használat közben kövesse az abban található utasításokat.

Eszköz leírása [2-f1. oldal]:

1. Bekapcsológomb / 2. RF funkciójelző / 3. EMS funkciójelző / 4. Töltőalap

Felhasználói kézikönyv:

JEGYZET! A készülék első használata előtt ajánlott bőrérzékenységi tesztet végezni. A tesztet 24 órával a Lumix PRO első használata előtt kell elvégezni. Ehhez vigyen fel egy kis mennyiségű gélt/szérumot (vagy más, csúszós állagú kozmetikumot) a kar belső részére, és végezze el a kezelést ezen a területen. Ügyeljen arra, hogy a bőr ne reagáljon negatívan a gélre/szérumra (az Ön által használt kozmetikumra) vagy a kezelésre. Javasoljuk, hogy az első kezelésnél alacsonyra állítsa a teljesítményt, majd állítsa be a következő kezelésekre.

1. Mossa meg az arcát.

2. Vigyen fel megfelelő mennyiségű gélt/szérumot vagy más, csúszós állagú kozmetikumot a használni kívánt területre (arc vagy nyak).

3. Nyomja meg hosszan a készülék gombját a bekapcsoláshoz.

4. Válassza ki a kívánt módot.

5. Osszuk az arcot 4 kezelési területre: jobb arc, bal arc, homlok, külső szemzug.

6. Helyezze a készüléket a bőrre, ne felejtse el enyhén megnyomni a készüléket, hogy biztosítsa a fej teljes érintkezését a bőrrel.

7. Lassú, nagyon kis körkörös mozdulatokkal kezdje el mozgatni a készüléket a kezelt terület egy kis részén (kb. kétszer akkora, mint a kezelőfej). A készülék energiája felszabadul a bőrbe, komfortot és meleget biztosítva a bőrcél.

MEGJEGYZÉS: Ne tartsa a készüléket egy helyzetben anélkül, hogy túl sokáig mozdulna.

8. Folytassa a munkát a munkát a teljes kezelt területen lassú, körkörös mozdulatokkal 2-4 percig. Ügyeljen arra, hogy az energia egyenletes legyen a teljes kezelési terület masszírozásával.

MEGJEGYZÉS: A kezelés hatása fokozható, ha az állkapocs vonalától felfelé, az orcák felé hajtunk végre "emelő" mozdulatokat.

9. A 2-4 perces kezelés befejezése után a 6-8. lépések megismétlésével továbbléphet a következő kezelési területre. RF + EMS módban (lásd az utasítások "Üzemmodok" című részét) ajánlott alacsony energiaszinttel kezdeni.

Fontos: az RF + EMS módot CSAK az állkapocs területén használja. Ne használja az RF + EMS módot az arc más területein.

10. Kezdje el mozgatni az eszközt nagyon kis lineáris mozdulatokkal az állkapocs mentén.

MEGJEGYZÉS: Az optimális eredmény érdekében használja a készüléket mindkét oldalon 4 percig. A teljes kezelt terület masszírozása után a kezelés véget ér. A kezelés természetes hatásai közé tartozhat a bőrpír (erythema) és enyhe duzzanat (puffadság) a kezelt területen. Mindkettőnek el kell tűnnie rövid idő után.

11. Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához.

12. Tisztítsa meg a készülék energiafejét nedves ruhával vagy papírtörölvél, majd helyezze a készüléket a védőtalpra, hogy megvédje az energiafejet a következő használatig.

**Kezelési javaslatok:**

- A teljes arc kezelése 8-12 percet vesz igénybe. A kezelési idő lerövidítéséhez csak a kiválasztott kezelni kívánt területekre összpontosítson. A kezelési idő személyenként eltérő.

- Az optimális eredmény érdekében használja a Lumix PRO-t heti 2-3 alkalommal 6-8 héten keresztül.

- Hagyjon legalább 1 napot a kezeléseik között ugyanazon a kezelési területen.

- A hosszan tartó hatások megőrzése érdekében a teljes kúra befejezése után a Lumix PRO használatát javasoljuk havi 2-4 alkalommal vagy szükség szerint.

**Módok:**

Indítási módban a gomb rövid megnyomásával válthat az 1. mód és az 5. mód között. A készülék hangot

ad, és a LED-jelző színe megváltozik:

1. mód: RF kezelés (1. szint), a LED jelzőfény folyamatosan zölden világít.
2. mód: RF kezelés (2. szint), a LED jelzőfény folyamatosan kéken világít.
3. mód: EMS kezelés (1. szint), a LED kijelző folyamatosan zölden világít.
4. mód: EMS kezelés (2. szint), a LED jelzőfény folyamatosan kéken világít.
5. mód: RF és EMS kezelés (a LED jelzőfény folyamatosan kéken világít, amikor automatikusan vált az RF és az EMS terápia között).

Hőmérséklet érzékelő: A kezelőfejek precíz NTC hőmérséklet érzékelővel vannak felszerelve.

A rádiófrekvenciás kezelés megkezdése után az érzékelő érzékeli a bőr hőmérsékletét, ha a hőmérséklet 42oC-nál alacsonyabb, akkor az RF kezelés elkezd működni. Ha 42oC felett van, az RF kezelés leáll. Automatikus időzítés: Az automatikus időzítés funkció 6 percre állítja be az időt. Az idő letelte után a termék leáll, és a használat folytatásához újra kell indítani.

Töltés:

1. Az első használatkor, ha a készülék nincs teljesen feltöltve, csatlakoztassa a töltőhöz.
  2. Helyezze a készüléket a töltőaljzatra, majd dugja be az USB-csatlakozót a töltő csatlakozójába, és csatlakoztassa a tápegységhez. Töltés közben a LED jelzőfény pirosan világít, a piros jelzőfény a teljes töltés után kialszik.
  3. Töltés közben a 415nm hullámhosszú lámpa 5 percig fertőtleníti a kezelőfejeket.
  4. A töltési idő körülbelül 120 perc, a készülék működési ideje pedig körülbelül 50 perc.
- MEGJEGYZÉS: Ha a készülék akkumulátora túl alacsony, a hangjelzés 5 másodpercenként megszólal.

Figyelmeztetések és ajánlások:

1. A készülék nem vízálló, ezért ne mossa ki és ne helyezze víz közelébe, és tartsa száraz helyen, gyermekektől elzárva.
2. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a keze száraz-e, és hogy a készülék és a hálózati adapter nem sérült-e; csak a mellékelt kábelt és hálózati adaptert használja.
3. Mindig kapcsolja ki a készüléket használat után vagy tisztítás előtt.
4. Használjon gélt vagy szérumot a kezelés során az RF/EMS megfelelő siklása és hatékonysága, valamint a bőr jobb hidratálása érdekében.
5. A készülék automatikus hőmérséklet-szabályozó mechanizmussal rendelkezik, amely védi a bőrt a túlmelegedéstől. A készüléket csak az utasításoknak megfelelően használja, kerülje a szemhéjra, a szemközépvénken, a pajzsmirigyen, az ajkakon, a füleken, a melleken és a nemi szerveken történő használatát.
6. Használja kényelmesen a készüléket, és bármilyen kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba a kezelést.
7. A készülék nem játék. Ne használja a készüléket, ha Ön 18 éven aluli, szívritmus-szabályozóval, belső defibrillátorral, fém implantátummal rendelkezik a kezelési területen (kivéve a fogtöméseket), jelenleg rákos megbetegedése van vagy volt (különösen bőrrákja) vagy rák előtti anyajegye van. Ne használja a készüléket, ha súlyos egészségügyi állapota van, például szívproblémák, terhes vagy szoptat, betegség (pl. AIDS) vagy immunszuppresszív szerek miatt legyengült az immunrendszere, vagy ha hő okozta betegsége van, például visszatérő herpesz. Kerülje a készülék használatát, ha hajlamos a keloid hegek kialakulására, nehezen gyógyuló sebei vannak vagy érzékeny a bőre, vagy ha az elmúlt három hónapban műtéten, lézeres vagy peelingen esett át a kezelési területen, és még mindig gyógyul. Ha állandó töltőanyagai vannak a kezelési területen, vagy ideiglenes töltőanyagai vannak, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával, valamint, ha az elmúlt három hónapban Botoxot kapott. Ne használja a készüléket olyan területeken, ahol bőrsérülés gyanúja merül fel, vagy ha olyan gyógyszereket, gyógynövényeket, vitaminokat vagy kiegészítőket szed, amelyek fokozhatják a bőr érzékenységét vagy kiszáradását.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Dimensiune	56x187x45,8 mm
Greutate	aproximativ 154 g
Putere nominală	aproximativ 10W
Tensiune nominală	DC 5V
Curent nominal	aproximativ 2A
Cronometru	6 min.
Mod de lucru	RF (1000 KHz) / EMS 5-9μA
Baterie	7.4V 600mAh

**Siguranță:** Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți acest manual de utilizare și să urmați instrucțiunile conținute în acesta în timpul utilizării.

Descrierea dispozitivului [Pagina 2-f1]:

1. Buton de pomire / 2. Indicator funcție RF / 3. Indicator funcție EMS / 4. Bază de încărcare

Manual de utilizare:

NOTA! Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, se recomandă efectuarea unui test de sensibilitate a pielii. Testul trebuie efectuat cu 24 de ore înainte de a utiliza Lumix PRO pentru prima dată. Pentru a face acest lucru, aplicați o cantitate mică de gel/ser (sau alt cosmetic cu consistență alunecoasă) pe partea interioară a brațului și efectuați tratamentul pe această zonă. Asigurați-vă că pielea nu reacționează negativ la gel/ser (produsul cosmetic pe care l-ați folosit) sau la tratamentul. Este recomandat să setați puterea la scăzută pentru prima ședință de tratament și apoi să o reglați pentru tratamentele ulterioare.

- Spală-te pe față.
- Aplicați o cantitate adecvată de gel/ser sau alt cosmetic cu consistență alunecoasă pe zona de utilizat (față sau gât).
- Apăsăți lung butonul dispozitivului pentru al pomii.
- Selectați modul preferat.
- Împărțiți fața în 4 zone de tratament: obrazul drept, obrazul stâng, fruntea, colțurile exterioare ale ochilor.
- Așezați dispozitivul pe piele, amintindu-vă să apăsați ușor dispozitivul pentru a asigura contactul complet al capului cu pielea.
- Începeți să mutați dispozitivul cu mișcări circulare lente, foarte mici pe o mică parte a zonei de tratament (aproximativ de două ori dimensiunea capului de tratament). Energia dispozitivului va fi eliberată în piele, oferind confort și căldură pielii.  
NOTĂ: Nu țineți dispozitivul într-o singură poziție fără a vă deplasa prea mult timp.
- Continuați să lucrați pe întreaga zonă de tratament cu mișcări circulare lente timp de 2-4 minute. Asigurați-vă că mențineți o energie uniformă prin masarea întregii zone de tratament.  
NOTĂ: Efectul tratamentului poate fi îmbunătățit prin efectuarea de mișcări de „ridicare” de la linia maxilarului în sus spre obraji.
- După finalizarea celor 2-4 minute de tratament, puteți trece la următoarea zonă de tratament repetând pașii 6-8. În modul RF + EMS (vezi secțiunea „Moduri” din instrucțiuni), se recomandă să începeți cu un nivel de putere scăzut.  
Important: utilizați modul RF + EMS NUMAI pe zona maxilarului. Nu utilizați modul RF + EMS pe alte zone ale feței.
- Începeți să mutați dispozitivul cu mișcări liniare foarte mici de-a lungul liniei maxilarului.  
NOTĂ: Pentru rezultate optime, utilizați dispozitivul timp de 4 minute pe fiecare parte. După masarea întregii zone de tratament, ședința de tratament este încheiată. Efectele naturale ale tratamentului pot include înroșirea pielii (eritem) și ușoară umflare (umflare) în zona de tratament. Ambele ar trebui să dispară după un timp scurt.
- Apăsăți lung butonul de pomire pentru a opri dispozitivul.
- Curățați capul de energie al dispozitivului cu o cârpă umedă sau un prosop de hârtie, apoi așezați dispozitivul pe baza de protecție pentru a proteja capul de energie până la următoarea utilizare.

Recomandări de tratament:

- Tratamentul întregii fețe durează 8-12 minute. Pentru a scurta timpul de tratament, concentrați-vă doar pe zonele selectate pe care doriți să le tratați. Timpul de tratament variază pentru fiecare persoană.
- Pentru rezultate optime, utilizați Lumix PRO de 2-3 ori pe săptămână timp de 6-8 săptămâni.
- Așteptați cel puțin 1 zi între tratamente pe aceeași zonă de tratament.
- Pentru a menține efectele de lungă durată, după finalizarea întregului curs, vă recomandăm să utilizați Lumix PRO de 2-4 ori pe lună sau la nevoie.

**Moduri:**

În modul de pomire, apăsați scurt butonul pentru a comuta între Modul 1 - Modul 5. Dispozitivul va emite un sunet și culoarea indicatorului LED se va schimba:

Mod 1: tratament RF (nivel 1), indicatorul LED va fi verde continuu.

Modul 2: tratament RF (nivel 2), indicatorul LED va fi albastru constant.

Modul 3: tratament EMS (nivel 1), indicatorul LED va fi verde continuu.

Modul 4: tratament EMS (nivel 2), indicatorul LED va fi albastru constant.

Modul 5: tratament RF și EMS (indicatorul LED va fi albastru continuu atunci când comutați automat între terapia RF și EMS).

**Senzor de temperatură:** Capetele de tratament sunt echipate cu un senzor de temperatură NTC precis.

După începerea tratamentului RF, senzorul va detecta temperatura pielii, dacă temperatura este mai mică de 42°C, tratamentul RF va începe să funcționeze. Dacă este peste 42°C, tratamentul RF va fi oprit.

**Cronometrare automată:** Funcția de cronometrare automată setează timpul la 6 minute. După trecerea timpului, produsul încetează să funcționeze și trebuie repornit pentru a continua să-l folosească.

**Încărcare:**

1. Pentru prima utilizare, dacă dispozitivul nu este încărcat complet, conectați-l la încărcător.

2. Așezați dispozitivul pe baza de încărcare, apoi introduceți conectorul USB în mufa încărcătorului și conectați-l la sursa de alimentare. Indicatorul LED va fi roșu în timpul încărcării, iar lumina roșie se va stinge după încărcarea completă.

3. În timpul încărcării, lampa cu lungime de undă de 415 nm va dezinfecta capetele de tratament timp de 5 minute.

4. Timpul de încărcare este de aproximativ 120 de minute, iar timpul de lucru al dispozitivului este de aproximativ 50 de minute.

**NOTĂ:** Când bateria dispozitivului este prea scăzută, soneria va suna la fiecare 5 secunde.

**Avertismente și recomandări:**

1. Dispozitivul nu este impermeabil, așa că nu îl spălați și nu îl așezați lângă apă și păstrați-l într-un loc uscat, ferit de îndemâna copililor.

2. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă mâinile sunt uscate și că dispozitivul și adaptorul de alimentare nu sunt deteriorate; utilizați numai cablul și adaptorul de alimentare furnizate.

3. Opriti întotdeauna dispozitivul după utilizare sau înainte de a-l curăța.

4. Utilizați un gel sau un ser în timpul tratamentului pentru a asigura alunecarea și eficacitatea RF/EMS, precum și o mai bună hidratare a pielii.

5. Aparatul are un mecanism de reglare automată a temperaturii care protejează pielea de supraîncălzire. Utilizați aparatul numai conform instrucțiunilor, evitând utilizarea pe pleoape, în jurul ochilor, tiroide, buze, urechi, săni și organe genitale.

6. Folosiți aparatul confortabil, iar în cazul oricărui disconfort, opriti imediat tratamentul.

7. Aparatul nu este o jucărie. Nu utilizați aparatul dacă aveți sub 18 ani, aveți un stimulator cardiac, defibrilator intern, implanturi metalice în zona de tratament (cu excepția obturațiilor dentare), aveți sau ați avut în prezent cancer (în special cancer de piele) sau aveți alunițe precanceroase. Nu utilizați dispozitivul dacă aveți o afecțiune medicală gravă, cum ar fi probleme cu inima, sunteți însărcinată sau alăptați, aveți un sistem imunitar slăbit din cauza unei boli (de exemplu, SIDA) sau medicamente imunosupresoare sau dacă aveți boli induse de căldură, cum ar fi herpesul recurent. Evitați utilizarea aparatului dacă sunteți predispus la cicatrici cheloide, aveți dificultăți în vindecarea rănilor sau aveți pielea delicată sau dacă ați suferit o intervenție chirurgicală, laser sau peeling în zona de tratament în ultimele trei luni și încă vă vindecați. Dacă aveți filiere permanente în zona de tratament sau materiale de umplere temporare, consultați medicul înainte de a folosi aparatul, precum și dacă ați făcut Botox în ultimele trei luni. Nu utilizați dispozitivul pe zone cu leziuni ale pielii suspectate sau dacă luați medicamente, ierburi, vitamine sau suplimente care pot crește sensibilitatea sau uscăciunea pielii.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)



Размер	56x187x45,8 мм
Вес	около 154 г
Номинальная мощность	около 10 Вт
Номинальное напряжение	DC 5 В
Номинальный ток	около 2 А
Таймер	6 мин.
Режим работы	RF (1000 кГц) / EMS 5-9 мкА
Аккумулятор	7,4 В 600 мАч

**Безопасность:** Перед использованием продукта, пожалуйста, прочтите это руководство пользователя и следуйте инструкциям, содержащимся в нем, во время использования.

Описание устройства [Страница 2-f1]:

1. Кнопка питания / 2. Индикатор функции RF / 3. Индикатор функции EMS / 4. Зарядная база

Руководство пользователя:

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Перед первым использованием устройства рекомендуется провести тест на чувствительность кожи. Тест следует провести за 24 часа до первого использования Lumix PRO. Для этого нанесите небольшое количество геля/сыворотки (или другого косметического средства со скользкой консистенцией) на внутреннюю часть руки и выполните обработку этой области. Убедитесь, что кожа не реагирует отрицательно на гель/сыворотку (косметическое средство, которое вы использовали) или обработку. Рекомендуется установить низкую мощность для первого сеанса обработки, а затем отрегулировать ее для последующих процедур.

1. Умойте лицо.
2. Нанесите соответствующее количество геля/сыворотки или другого косметического средства со скользкой консистенцией на область, которую вы собираетесь использовать (лицо или шея).
3. Длительно нажмите кнопку устройства, чтобы включить его.
4. Выберите предпочтительный режим.
5. Разделите лицо на 4 области обработки: правая щека, левая щека, лоб, внешние уголки глаз.
6. Поместите устройство на кожу, не забывая слегка нажимать на устройство, чтобы обеспечить полный контакт головки с кожей.
7. Начните перемещать устройство медленными, очень маленькими круговыми движениями на небольшом участке области обработки (примерно в два раза больше размера головки обработки). Энергия устройства будет высвобождаться в кожу, обеспечивая комфорт и тепло для кожи.
8. Продолжайте работать по всей зоне обработки медленными круговыми движениями в течение 2–4 минут. Обязательно поддерживайте равномерную энергию, массируя всю зону обработки.
9. После завершения 2–4 минут обработки вы можете перейти к следующей зоне обработки, повторив шаги 6–8. В режиме RF + EMS (см. раздел «Режимы» в инструкциях) рекомендуется начинать с низкого уровня мощности.
10. Начните перемещать устройство очень маленькими линейными движениями вдоль линии подбородка.
11. Долго нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство.
12. Очистите энергетическую головку устройства влажной тканью или бумажным полотенцем, затем поместите устройство на защитное основание, чтобы защитить энергетическую головку до следующего использования.

Рекомендации по лечению:

- Обработка всего лица занимает 8-12 минут. Чтобы сократить время обработки, сосредоточьтесь только на выбранных областях, которые вы хотите обработать. Время обработки различно для каждого человека.
- Для достижения оптимальных результатов используйте Lumix PRO 2-3 раза в неделю в течение 6-8 недель.
- Выдерживайте как минимум 1 день между процедурами на одной и той же обрабатываемой области.
- Для поддержания длительного эффекта после завершения полного курса мы рекомендуем

использовать Lumix PRO 2-4 раза в месяц или по мере необходимости.

#### Режимы:

В режиме запуска коротко нажмите кнопку, чтобы переключиться между режимами 1 и 5.

Устройство издает звуковой сигнал, а цвет светодиодного индикатора изменится:

Режим 1: лечение RF (уровень 1), светодиодный индикатор будет гореть зеленым.

Режим 2: лечение RF (уровень 2), светодиодный индикатор будет гореть синим.

Режим 3: лечение EMS (уровень 1), светодиодный индикатор будет гореть зеленым.

Режим 4: лечение EMS (уровень 2), светодиодный индикатор будет гореть синим.

Режим 5: лечение RF и EMS (светодиодный индикатор будет гореть синим при автоматическом переключении между терапией RF и EMS).

**Датчик температуры:** лечебные головки оснащены точным датчиком температуры NTC.

После начала лечения RF датчик определит температуру кожи, если температура ниже 42°C,

лечение RF начнется. Если она выше 42°C, лечение RF будет остановлено.

Автоматический отсчет времени: функция автоматического отсчета времени устанавливает время на 6 минут. По истечении этого времени продукт перестает работать и для продолжения его использования его необходимо перезапустить.

#### Зарядка:

1. При первом использовании, если устройство не полностью заряжено, подключите его к зарядному устройству.

2. Поместите устройство на зарядную базу, затем вставьте USB-разъем в разъем зарядного устройства и подключите его к источнику питания. Во время зарядки светодиодный индикатор будет красным, а после полной зарядки красный свет погаснет.

3. Во время зарядки лампа с длиной волны 415 нм будет дезинфицировать головки в течение 5 минут.

4. Время зарядки составляет около 120 минут, а время работы устройства составляет около 50 минут.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если аккумулятор устройства слишком низкий, каждые 5 секунд будет раздаваться звуковой сигнал.

#### Предупреждения и рекомендации:

1. Устройство не является водонепроницаемым, поэтому не мойте его и не размещайте рядом с водой, храните его в сухом месте, недоступном для детей.

2. Перед каждым использованием проверяйте, что ваши руки сухие, а устройство и адаптер питания не повреждены; используйте только прилагаемый кабель и адаптер питания.

3. Всегда выключайте устройство после использования или перед его очисткой.

4. Используйте гель или сыворотку во время лечения, чтобы обеспечить правильное скольжение и эффективность RF/EMS, а также лучшее увлажнение кожи.

5. Устройство имеет автоматический механизм регулирования температуры, который защищает кожу от перегрева. Используйте устройство только в соответствии с инструкцией, избегая использования на веках, вокруг глаз, щитовидной железе, губах, ушах, груди и гениталиях.

6. Используйте устройство с комфортом и в случае возникновения любого дискомфорта немедленно прекратите лечение.

7. Устройство не является игрушкой. Не используйте устройство, если вам меньше 18 лет, у вас есть кардиостимулятор, внутренний дефибрилятор, металлические имплантаты в зоне лечения (кроме зубных пломб), в настоящее время есть или были раковые заболевания (особенно рак кожи) или предраковые родинки. Не используйте устройство, если у вас есть серьезные заболевания, такие как проблемы с сердцем, вы беременны или кормите грудью, у вас ослабленная иммунная система из-за болезни (например, СПИД) или приема иммунодепрессантов, или у вас есть заболевания, вызванные жаром, такие как рецидивирующий герпес.

Избегайте использования устройства, если вы склонны к образованию келоидных рубцов, испытываете трудности с заживлением ран или у вас нежная кожа, или если в течение последних трех месяцев вы перенесли операцию, лазер или пилинг в зоне обработки и все еще заживаете.

Если в зоне обработки у вас есть постоянные филлеры или временные филлеры, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства, а также если вы делали инъекции ботокса в течение последних трех месяцев. Не используйте устройство на участках с предполагаемыми поражениями кожи или если вы принимаете лекарства, травы, витамины или добавки, которые могут повысить чувствительность или сухость кожи.

Если в зоне обработки у вас есть постоянные филлеры или временные филлеры, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства, а также если вы делали инъекции ботокса в течение последних трех месяцев. Не используйте устройство на участках с предполагаемыми поражениями кожи или если вы принимаете лекарства, травы, витамины или добавки, которые могут повысить чувствительность или сухость кожи.

Если в зоне обработки у вас есть постоянные филлеры или временные филлеры, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства, а также если вы делали инъекции ботокса в течение последних трех месяцев. Не используйте устройство на участках с предполагаемыми поражениями кожи или если вы принимаете лекарства, травы, витамины или добавки, которые могут повысить чувствительность или сухость кожи.

Если в зоне обработки у вас есть постоянные филлеры или временные филлеры, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства, а также если вы делали инъекции ботокса в течение последних трех месяцев. Не используйте устройство на участках с предполагаемыми поражениями кожи или если вы принимаете лекарства, травы, витамины или добавки, которые могут повысить чувствительность или сухость кожи.

Если в зоне обработки у вас есть постоянные филлеры или временные филлеры, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства, а также если вы делали инъекции ботокса в течение последних трех месяцев. Не используйте устройство на участках с предполагаемыми поражениями кожи или если вы принимаете лекарства, травы, витамины или добавки, которые могут повысить чувствительность или сухость кожи.

Если в зоне обработки у вас есть постоянные филлеры или временные филлеры, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства, а также если вы делали инъекции ботокса в течение последних трех месяцев. Не используйте устройство на участках с предполагаемыми поражениями кожи или если вы принимаете лекарства, травы, витамины или добавки, которые могут повысить чувствительность или сухость кожи.

Если в зоне обработки у вас есть постоянные филлеры или временные филлеры, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства, а также если вы делали инъекции ботокса в течение последних трех месяцев. Не используйте устройство на участках с предполагаемыми поражениями кожи или если вы принимаете лекарства, травы, витамины или добавки, которые могут повысить чувствительность или сухость кожи.

Если в зоне обработки у вас есть постоянные филлеры или временные филлеры, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства, а также если вы делали инъекции ботокса в течение последних трех месяцев. Не используйте устройство на участках с предполагаемыми поражениями кожи или если вы принимаете лекарства, травы, витамины или добавки, которые могут повысить чувствительность или сухость кожи.

Если в зоне обработки у вас есть постоянные филлеры или временные филлеры, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства, а также если вы делали инъекции ботокса в течение последних трех месяцев. Не используйте устройство на участках с предполагаемыми поражениями кожи или если вы принимаете лекарства, травы, витамины или добавки, которые могут повысить чувствительность или сухость кожи.

Дополнительная информация о компании и продуктах [страница 2 - f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](http://www.youtube.com/beautiflyeu)

Størrelse	56x187x45,8 mm
Vekt	ca 154 g
Nominell effekt	ca 10W
Nominell spenning	DC 5V
Merkestrøm	ca 2A
Timer	6 min.
Arbeidsmodus	RF (1000 KHz) / EMS 5-9µA
Batteri	7,4V 600mAh

**Sikkerhet:** Før du bruker produktet, vennligst les denne brukerhåndboken og følg instruksjonene i den under bruk.

Enhetsbeskrivelse [Side 2-f1]:

1. Strømknapp / 2. RF-funksjonsindikator / 3. EMS-funksjonsindikator / 4. Ladebase

**Brugerhåndbok:**

NOTE! Før du bruker enheten for første gang, anbefales det å utføre en hudfølsomhetstest. Testen bør utføres 24 timer før du bruker Lumix PRO for første gang. For å gjøre dette, påfør en liten mengde gel/serum (eller annen kosmetikk med en glatt konsistens) på den indre delen av armen og utfør behandlingen på dette området. Pass på at huden ikke reagerer negativt på gelen/serumet (kosmetikken du brukte) eller behandlingen. Det anbefales å sette kraften til lav for den første behandlingssøkten og deretter justere den for påfølgende behandlinger.

1. Vask ansiktet.

2. Påfør en passende mengde gel/serum eller annet kosmetikk med en glatt konsistens på området som skal brukes (ansikt eller hals).

3. Trykk lenge på enhetsknappen for å slå den på.

4. Velg ønsket modus.

5. Del ansiktet inn i 4 behandlingsområder: høyre kinn, venstre kinn, panne, ytre øyekroker.

6. Plasser enheten på huden, husk å trykke lett på enheten for å sikre full kontakt mellom hodet og huden.

7. Begynn å flytte enheten i sakte, veldig små sirkulære bevegelser på en liten del av behandlingsområdet (omtrent dobbelt så stort som behandlingshodet). Enhetens energi frigjøres i huden, og gir komfort og varme til huden.

MERK: Ikke hold enheten i én posisjon uten å bevege deg for lenge.

8. Fortsett å jobbe over hele behandlingsområdet i sakte sirkulære bevegelser i 2-4 minutter. Sørg for å opprettholde jevn energi ved å massere hele behandlingsområdet.

MERK: Behandlingseffekten kan forsterkes ved å utføre "løftende" bevegelser fra kjevelinjen og oppover mot kinnene.

9. Etter å ha fullført de 2-4 minuttene med behandlingen, kan du gå videre til neste behandlingsområde ved å gjenta trinn 6-8. I RF + EMS-modus (se avsnittet "Moder" i instruksjonene), anbefales det å starte med lavt effektnivå.

Viktig: bruk RF + EMS-modus KUN på kjevelinjen. Ikke bruk RF + EMS-modus på andre områder av ansiktet.

10. Begynn å flytte enheten i svært små lineære bevegelser langs kjevelinjen.

MERK: For optimale resultater, bruk enheten i 4 minutter på hver side. Etter å ha massert hele behandlingsområdet er behandlingssøkten avsluttet. Naturlige effekter av behandlingen kan inkludere rødhet i huden (erytem) og lett hevelse (hevelser) i behandlingsområdet. Begge skal forsvinne etter kort tid.

11. Trykk lenge på strømknappen for å slå av enheten.

12. Rengjør energihodet til enheten med en fuktig klut eller papirhåndkle, og plasser deretter enheten på den beskyttende basen for å beskytte energihodet til neste bruk.

**Behandlingsanbefalinger:**

- Behandlingen av hele ansiktet tar 8-12 minutter. For å forkorte behandlingstiden, fokuser kun på de utvalgte områdene du ønsker å behandle. Behandlingstidene varierer for hver person.

- For optimale resultater, bruk Lumix PRO 2-3 ganger i uken i 6-8 uker.

- La det gå minst 1 dag mellom behandlingene på samme behandlingsområde.

- For å opprettholde langvarige effekter, etter å ha fullført hele kurset, anbefaler vi å bruke Lumix PRO 2-4 ganger i måneden eller etter behov.

**Modus:**

I oppstartsmodus trykker du kort på knappen for å bytte mellom modus 1 - modus 5. Enheten vil lage en lyd og fargen på LED-indikatoren endres:

Modus 1: RF-behandling (nivå 1), LED-indikatoren vil lyse konstant grønt.

Modus 2: RF-behandling (nivå 2), LED-indikatoren vil være konstant blå.

Modus 3: EMS-behandling (nivå 1), LED-indikatoren vil være konstant grønn.

Modus 4: EMS-behandling (nivå 2), LED-indikatoren vil være konstant blå.

Modus 5: RF- og EMS-behandling (LED-indikatoren vil lyse blått når det automatisk veksles mellom RF- og EMS-terapi).

**Temperatursensor:** Behandlingshodene er utstyrt med en presis NTC temperatursensor.

Etter at RF-behandlingen starter vil sensoren oppdage hudtemperaturen, hvis temperaturen er lavere enn 42oC vil RF-behandlingen begynne å virke. Er det over 42oC vil RF-behandlingen stoppes.

**Automatisk timing:** Den automatiske timing-funksjonen setter tiden til 6 minutter. Etter at tiden har gått, slutter produktet å fungere og må startes på nytt for å fortsette å bruke det.

**Lader:**

1. For første gangs bruk, hvis enheten ikke er fulladet, koble den til laderen.

2. Plasser enheten på ladebasen, sett deretter USB-kontakten inn i ladepluggen og koble den til strømforsyningen. LED-indikatoren vil være rød under lading, og den røde lampen vil slukke etter full lading.

3. Under lading vil 415nm bølgelengdelampen desinifisere behandlingshodene i 5 minutter.

4. Ladetiden er ca. 120 minutter, og arbeidstiden til enheten er ca. 50 minutter.

**MERK:** Når enhetens batteri er for lavt, vil summeren høres hvert 5. sekund.

**Advarsler og anbefalinger:**

1. Enheten er ikke vannrett, så ikke vask den eller plasser den i nærheten av vann, og oppbevar den på et tørt sted utilgjengelig for barn.

2. Før hver bruk, kontroller at hendene er tørre og at enheten og strømadapteren ikke er skadet. bruk kun den medfølgende kabelen og strømadapteren.

3. Slå alltid av enheten etter bruk eller før rengjøring.

4. Bruk en gel eller serum under behandlingen for å sikre riktig glide og effektivitet av RF/EMS, samt bedre hudhydrering.

5. Enheten har en automatisk temperaturreguleringsmekanisme som beskytter huden mot overoppheting. Bruk enheten kun i henhold til instruksjonene, unngå bruk på øyelokkene, rundt øynene, skjoldbruskkjertelen, leppene, ørene, brystene og kjønnsorganene.

6. Bruk enheten komfortabelt, og i tilfelle ubehag, stopp behandlingen umiddelbart.

7. Enheten er ikke et leketøy. Ikke bruk enheten hvis du er under 18 år, har pacemaker, intern defibrillator, metallimplantater i behandlingsområdet (unntatt tannfyllinger), har eller har hatt kreft (spesielt hudkreft) eller har pre-cancerøse føflekker . Ikke bruk enheten hvis du har en alvorlig medisinsk tilstand som

hjerteproblemer, er gravid eller ammer, har et svekket immunforsvar på grunn av sykdom (f.eks. AIDS) eller immundempende medisiner, eller har varmeinduserte sykdommer som tilbakevendende herpes.

Unngå å bruke apparatet hvis du er utsatt for keloid arr, har problemer med å lege sår eller har sart hud, eller hvis du har operert, laser eller peeling i behandlingsområdet de siste tre månedene og fortsatt gror.

Hvis du har permanente fillers i behandlingsområdet eller midlertidige fillers, kontakt legen din før du bruker enheten, samt hvis du har hatt Botox de siste tre månedene. Ikke bruk enheten på områder med mistenkte hudlesjoner eller hvis du tar medisiner, urter, vitaminer eller kosttilskudd som kan øke hudens følsomhet eller tørrhet.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

Koko	56x187x45,8 mm
Paino	noin 154 g
Nimellisteho	noin 10W
Nimellisjännite	DC 5V
Nimellisvirta	noin 2A
Ajastin	6 min.
Työtila	RF (1000 KHz) / EMS 5-9µA
Akku	7.4V 600mAh

Turvallisuus: Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä ohjeita käytön aikana.

Laitteen kuvaus [sivu 2-f1]:

1. Virtapainike / 2. RF-toiminnon merkkivalo / 3. EMS-toiminnon merkkivalo / 4. Latausalusta

**Käyttöohje:**

**HUOM!** Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa tehdä ihon herkkyydesti. Testi tulee tehdä 24 tuntia ennen Lumix PRO:n ensimmäistä käyttöä. Levitä tätä varten pieni määrä geeliä/seerumia (tai muuta liukasta koostumusta) käsivarren sisäosaan ja suorita hoito tälle alueelle. Varmista, että iho ei reagoi negatiivisesti geeliin/seerumiin (käyttämääsi kosmetiikkaan) tai hoitoon. On suositeltavaa asettaa teho alhaiseksi ensimmäisellä hoitokerralla ja säätää sitä sitten seuraavia hoitoja varten.

1. Pese kasvos.

2. Levitä sopiva määrä geeliä/seerumia tai muuta liukasta koostumusta käytettävälle alueelle (kasvot tai kaula).

3. Käynnistä laite painamalla pitkään laitteen painiketta.

4. Valitse haluamasi tila.

5. Jaa kasvot neljään hoitoalueeseen: oikea poski, vasen poski, otsa, silmän ulkokulmat.

6. Aseta laite iholle ja muista painaa laitetta kevyesti varmistaaksesi, että pää koskettaa ihoa kokonaan.

7. Aloita laitteen liikuttaminen hitain, hyvin pieniin pyöriviin liikkein pienellä osalla hoitoaluetta (noin kaksi kertaa hoitopään kokoinen). Laitteen energia vapautuu ihoon antaen iholle mukavuutta ja lämpöä.

**HUOMAA:** Älä pidä laitetta yhdessä asennossa liikkumatta liian kauan.

8. Jatka työskentelyä koko hoitoalueella hitain pyörivin liikkein 2-4 minuuttia. Varmista, että energia pysyy tasaisena hieromalla koko hoitoaluetta.

**HUOMAA:** Hoidon vaikutusta voidaan tehostaa tekemällä "nostoliikkeitä" leukalinjasta ylöspäin poskia kohti.

9. 2-4 minuutin hoidon jälkeen voit siirtyä seuraavalle hoitoalueelle toistamalla vaiheet 6-8. RF + EMS -tilassa (katso ohjeen kohta "Tila") on suositeltavaa aloittaa alhaisella tehotasolla.

Tärkeää: käytä RF + EMS -tilaa VAIN leukalinjan alueella. Älä käytä RF + EMS -tilaa muilla kasvojen alueilla.

10. Aloita laitteen liikuttaminen hyvin pienillä lineaarisilla liikkeillä leukalinjaa pitkin.

**HUOMAA:** Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä laitetta 4 minuuttia kummallakin puolella. Koko hoitoalueen hieronnan jälkeen hoitokerta päättyy. Hoidon luonnollisia vaikutuksia voivat olla ihon punoitus (eryteema) ja lievät turvotus (turvotus) hoidettavalla alueella. Molempien pitäisi kadota hetken kuluessa.

11. Sammuta laite painamalla virtapainiketta pitkään.

12. Puhdista laitteen energiapää kostealla liinalla tai paperipyyhkeellä ja aseta laite sitten suojaalustalle suojaamaan energiapäästä seuraavaan käyttöön asti.

**Hoidosuositukset:**

- Koko kasvojen hoito kestää 8-12 minuuttia. Lyhennä hoitoaikaa keskittymällä vain valittuihin alueisiin, joita haluat hoitaa. Hoitoajat vaihtelevat henkilökohtaisesti.

- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä Lumix PRO:ta 2-3 kertaa viikossa 6-8 viikon ajan.

- Jätä vähintään 1 päivä hoitojen väliin samalla hoitoalueella.

- Pitkäkestoisten vaikutusten säilyttämiseksi koko kurssin jälkeen suosittelemme Lumix PRO:n käyttöä 2-4 kertaa kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

**Tilat:**

Käynnistystilassa paina painiketta lyhyesti vaihtaaksesi tilan 1 - tilan 5 välillä. Laitteesta kuuluu ääni ja LED-merkkivalon väri muuttuu:

Tila 1: RF-käsittely (taso 1), LED-merkkivalo palaa jatkuvasti vihreänä.

Tila 2: RF-käsittely (taso 2), LED-merkkivalo palaa jatkuvasti sinisenä.

Tila 3: EMS-hoito (taso 1), LED-merkkivalo palaa jatkuvasti vihreänä.

Tila 4: EMS-hoito (taso 2), LED-merkkivalo palaa tasaisesti sinisenä.

Tila 5: RF- ja EMS-hoito (LED-merkkivalo palaa tasaisesti sinisenä, kun vaihdetaan automaattisesti RF- ja EMS-hoidon välillä).

Lämpötila-anturi: Hoitopäät on varustettu tarkalla NTC-lämpötila-anturilla.

RF-hoidon alkamisen jälkeen anturi havaitsee ihon lämpötilan, jos lämpötila on alle 42oC, RF-hoito alkaa toimia. Jos lämpötila on yli 42oC, RF-hoito keskeytetään.

Automaattinen ajastus: Automaattinen ajastustoiminto asettaa ajan 6 minuuttiin. Kun aika on kulunut, tuote lakkaa toimimasta ja se on käynnistettävä uudelleen, jotta sen käyttöä voidaan jatkaa.

Lataus:

1. Jos laite ei ole ladattu täyteen ensimmäistä kertaa, liitä se laturiin.
  2. Aseta laite latausalustalle, liitä sitten USB-liitin laturin pistokkeeseen ja liitä se virtalähteeseen. LED-merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana ja punainen valo sammuu täyden latauksen jälkeen.
  3. Latauksen aikana 415 nm aallonpituuslamppu desinfioi hoitopäät 5 minuutin ajan.
  4. Latausaika on noin 120 minuuttia ja laitteen toiminta-aika on noin 50 minuuttia.
- HUOMAA: Kun laitteen akun varaus on liian alhainen, sumneri soi 5 sekunnin välein.

Varoitukset ja suositukset:

1. Laite ei ole vedenpitävä, joten älä pese sitä tai sijoita sitä veden lähelle ja säilytä sitä kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
2. Tarkista ennen jokaista käyttöä, että kätesi ovat kuivat ja että laite ja verkkolaite eivät ole vahingoittuneet; käytä vain mukana toimitettua kaapelia ja virtalähdettä.
3. Sammuta laite aina käytön jälkeen tai ennen sen puhdistamista.
4. Käytä geeliä tai seerumia hoidon aikana varmistaaksesi RF/EMS:n oikean luiston ja tehokkuuden sekä paremman ihon kosteutuksen.
5. Laitteessa on automaattinen lämpötilan säätömekanismi, joka suojaaa ihoa ylikuumenemiselta. Käytä laitetta vain ohjeiden mukaan, vältä käyttöä silmäluomilla, silmien ympärillä, kilpirauhasessa, huulissa, korvissa, rinnoissa ja sukupuolielimissä.
6. Käytä laitetta mukavasti ja jos ilmenee epämukavuutta, lopeta hoito välittömästi.
7. Laite ei ole lelu. Älä käytä laitetta, jos olet alle 18-vuotias, jos sinulla on sydämentahdistin, sisäinen defibrillaattori, metalliimplantteja hoitoalueella (paitsi hampaiden täytteet), sinulla on tai on ollut syöpä (etenkin ihosyöpä) tai jos sinulla on syöpää edeltäviä luomia. Älä käytä laitetta, jos sinulla on vakava sairaus, kuten sydänongelma, olet raskaana tai imetät, immuunijärjestelmäsi on heikentynyt sairauden (esim. AIDS) tai immunosuppressiivisten lääkkeiden vuoksi tai jos sinulla on lämmön aiheuttamia sairauksia, kuten toistuva herpes. Vältä laitteen käyttöä, jos sinulla on alttius keloidarpeille, sinulla on vaikeuksia parantua haavat tai sinulla on herkkä iho tai jos sinulle on tehty leikkaus, laser tai kuorinta hoitoalueella viimeisen kolmen kuukauden aikana ja olet edelleen paranemassa. Jos sinulla on pysyviä täyteaineita hoitoalueella tai väliaikaisia täyteaineita, keskustele lääkärisi kanssa ennen laitteen käyttöä sekä jos olet saanut Botoxia viimeisen kolmen kuukauden aikana. Älä käytä laitetta alueilla, joilla epäillään olevan ihovaurioita tai jos käytät lääkkeitä, yrtejä, vitamiineja tai lisäravinteita, jotka voivat lisätä ihon herkkyttä tai kuivuutta.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Μέγεθος	56x187x45,8 χλστ
Βάρος	περίπου 154 γρ
Ονομαστική ισχύς	περίπου 10 W
Ονομαστική τάση	DC 5V
Ονομαστικό ρεύμα	περίπου 2Α
Μετρών την ώρα	6 λεπτά.
Λειτουργία λειτουργίας	RF (1000 KHz) / EMS 5-9μΑ
Μπαταρία	7,4V 600mAh

**Ασφάλεια:** Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό κατά τη χρήση.

Περιγραφή συσκευής [Σελίδα 2-f1]:

1. Κουμπί λειτουργίας / 2. Ένδειξη λειτουργίας RF / 3. Ένδειξη λειτουργίας EMS / 4. Βάση φόρτισης

**Εγχειρίδιο χρήστη:**

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ!** Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, συνιστάται να κάνετε ένα τεστ ευαισθησίας δέρματος. Η δοκιμή πρέπει να εκτελείται 24 ώρες πριν χρησιμοποιήσετε το Lumix PRO για πρώτη φορά. Για να το κάνετε αυτό, εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα τζελ/ορού (ή άλλου καλλυντικού με ολισθηρή σύσταση) στο εσωτερικό μέρος του βραχίονα και εκτελέστε τη θεραπεία σε αυτήν την περιοχή. Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα δεν αντιδρά αρνητικά στο τζελ/ορό (το καλλυντικό που χρησιμοποιήσατε) ή στη θεραπεία. Συνιστάται να ρυθμίσετε την ισχύ στο χαμηλό για την πρώτη συνεδρία θεραπείας και στη συνέχεια να την προσαρμόσετε για τις επόμενες θεραπείες.

1. Πλύνετε το πρόσωπό σας.
2. Εφαρμόστε κατάλληλη ποσότητα τζελ/ορού ή άλλου καλλυντικού με ολισθηρή υφή στην περιοχή που θα χρησιμοποιήσετε (πρόσωπο ή λαιμό).
3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί της συσκευής για να την ενεργοποιήσετε.
4. Επιλέξτε την προτιμώμενη λειτουργία.
5. Χωρίστε το πρόσωπο σε 4 περιοχές περιποίησης: δεξί μάγουλο, αριστερό μάγουλο, μέτωπο, εξωτερικές γωνίες των ματιών.
6. Τοποθετήστε τη συσκευή στο δέρμα, θυμηθείτε να πιάσετε τη συσκευή ελαφρά για να εξασφαλίσετε την πλήρη επαφή του κεφαλιού με το δέρμα.
7. Ξεκινήστε να κινείτε τη συσκευή με αργές, πολύ μικρές κυκλικές κινήσεις σε ένα μικρό μέρος της περιοχής θεραπείας (περίπου το διπλάσιο του μεγέθους της κεφαλής θεραπείας). Η ενέργεια της συσκευής θα απελευθερωθεί στο δέρμα, παρέχοντας άνεση και ζεστασιά στο δέρμα.
8. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην κρατάτε τη συσκευή σε μία θέση χωρίς να την μετακινείτε για πολλή ώρα.
8. Συνεχίστε να εργάζεστε σε όλη την περιοχή θεραπείας με αργές κυκλικές κινήσεις για 2-4 λεπτά.
9. Φροντίστε να διατηρείτε ομοιόμορφη ενέργεια κάνοντας μασάζ σε ολόκληρη την περιοχή θεραπείας.
9. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το αποτέλεσμα της θεραπείας μπορεί να ενισχυθεί εκτελώντας κινήσεις "ανύψωσης" από τη γραμμή της γνάθου προς τα πάνω προς τα μάγουλα.
9. Αφού ολοκληρώσετε τα 2-4 λεπτά της θεραπείας, μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη περιοχή θεραπείας επαναλαμβάνοντας τα βήματα 6-8. Στη λειτουργία RF + EMS (δείτε την ενότητα "Λειτουργίες" των οδηγιών), συνιστάται να ξεκινήσετε με χαμηλό επίπεδο ισχύος.
10. **Σημαντικό:** χρησιμοποιήστε τη λειτουργία RF + EMS MONO στην περιοχή της γνάθου. Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία RF + EMS σε άλλες περιοχές του προσώπου.
10. Ξεκινήστε να κινείτε τη συσκευή με πολύ μικρές γραμμικές κινήσεις κατά μήκος της γραμμής της γνάθου.
10. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τη συσκευή για 4 λεπτά σε κάθε πλευρά. Αφού κάνετε μασάζ σε ολόκληρη την περιοχή θεραπείας, η συνεδρία θεραπείας ολοκληρώνεται. Τα φυσικά αποτελέσματα της θεραπείας μπορεί να περιλαμβάνουν ερυθρότητα δέρματος (ερύθημα) και ελαφρύ πρήξιμο (πρήξιμο) στην περιοχή θεραπείας. Και τα δύο θα πρέπει να εξαφανιστούν μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.
11. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
12. Καθαρίστε την ενεργειακή κεφαλή της συσκευής με ένα υγρό πανί ή χαρτοπετσέτα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη συσκευή στην προστατευτική βάση για να προστατεύσετε την ενεργειακή κεφαλή μέχρι την επόμενη χρήση.

**Συστάσεις Θεραπείας:**

- Η περιποίηση όλου του προσώπου διαρκεί 8-12 λεπτά. Για να συντομεύσετε το χρόνο θεραπείας, εστιάστε μόνο στις επιλεγμένες περιοχές που θέλετε να θεραπεύσετε. Οι χρόνοι θεραπείας ποικιλούν για κάθε άτομο.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το Lumix PRO 2-3 φορές την εβδομάδα για 6-8 εβδομάδες.
- Αφήστε τουλάχιστον 1 ημέρα μεταξύ των θεραπειών στην ίδια περιοχή θεραπείας.

- Για να διατηρήσετε μακροχρόνια αποτελέσματα, μετά την ολοκλήρωση του πλήρους κύκλου μαθημάτων, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το Lumix PRO 2-4 φορές το μήνα ή όπως απαιτείται.

#### Λειτουργίες:

Στη λειτουργία εκκίνησης, πατήστε σύντομα το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ Λειτουργίας 1 - Λειτουργίας 5.

Η συσκευή θα κάνει έναν ήχο και το χρώμα της ένδειξης LED θα αλλάξει:

Λειτουργία 1: Επεξεργασία ραδιοσυχνοτήτων (επίπεδο 1), η ένδειξη LED θα είναι σταθερά πράσινη.

Λειτουργία 2: Επεξεργασία ραδιοσυχνοτήτων (επίπεδο 2), η ένδειξη LED θα είναι σταθερά μπλε.

Λειτουργία 3: Επεξεργασία EMS (επίπεδο 1), η ένδειξη LED θα είναι σταθερά πράσινη.

Λειτουργία 4: Επεξεργασία EMS (επίπεδο 2), η ένδειξη LED θα είναι σταθερά μπλε.

Λειτουργία 5: Θεραπεία RF και EMS (η ένδειξη LED θα είναι σταθερά μπλε κατά την αυτόματη εναλλαγή μεταξύ θεραπείας RF και EMS).

**Αισθητήρας θερμοκρασίας:** Οι κεφαλές επεξεργασίας είναι εξοπλισμένες με ακριβή αισθητήρα θερμοκρασίας NTC.

Μετά την έναρξη της θεραπείας RF, ο αισθητήρας θα ανιχνεύσει τη θερμοκρασία του δέρματος, εάν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 42oC, η θεραπεία RF θα αρχίσει να λειτουργεί. Εάν είναι πάνω από 42oC, η θεραπεία RF θα διακοπεί.

**Αυτόματος χρονισμός:** Η λειτουργία αυτόματου χρονισμού ρυθμίζει το χρόνο σε 6 λεπτά. Μετά την πάροδο του χρόνου, το προϊόν σταματά να λειτουργεί και πρέπει να επανεκκινηθεί για να συνεχίσει να το χρησιμοποιεί.

#### Φόρτιση:

1. Για την πρώτη χρήση, εάν η συσκευή δεν είναι πλήρως φορτισμένη, συνδέστε τη στον φορτιστή.

2. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την υποδοχή USB στο βύσμα του φορτιστή και συνδέστε τη στο τροφοδοτικό. Η ένδειξη LED θα είναι κόκκινη κατά τη φόρτιση και η κόκκινη λυχνία θα σβήσει μετά την πλήρη φόρτιση.

3. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η λυχνία μήκους κύματος 415 nm θα απολυμάνει τις κεφαλές επεξεργασίας για 5 λεπτά.

4. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 120 λεπτά και ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής είναι περίπου 50 λεπτά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν η μπαταρία της συσκευής είναι πολύ χαμηλή, ο βομβητής θα ηχεί κάθε 5 δευτερόλεπτα.

#### Προειδοποιήσεις και συστάσεις:

1. Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη, γι' αυτό μην την πλένετε ή την τοποθετείτε κοντά σε νερό και φυλάξτε την σε ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

2. Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και ότι η συσκευή και το τροφοδοτικό δεν έχουν υποστεί ζημιά. χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο και το τροφοδοτικό.

3. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση ή πριν την καθάρισή της.

4. Χρησιμοποιήστε ένα τζελ ή ορό κατά τη διάρκεια της θεραπείας για να εξασφαλίσετε σωστή ολισθήση και αποτελεσματικότητα του RF/EMS, καθώς και καλύτερη ενυδάτωση του δέρματος.

5. Η συσκευή διαθέτει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης της θερμοκρασίας που προστατεύει το δέρμα από την υπερθέρμανση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες, αποφεύγοντας τη χρήση στα βλέφαρα, γύρω από τα μάτια, τον θυροειδή, τα χείλη, τα αυτιά, το στήθος και τα γεννητικά όργανα.

6. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή άνετα και σε περίπτωση οποιασδήποτε ενοχλήσης, σταματήστε αμέσως τη θεραπεία.

7. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε κάτω των 18 ετών, έχετε βηματοδότη, εσωτερικό απινιδωτή, μεταλλικά εμφυτεύματα στην περιοχή θεραπείας (εκτός από οδοντικά σφραγίσματα), έχετε ή είχατε καρκίνο (ειδικά καρκίνο του δέρματος) ή έχετε προκαρκινικούς σπύλους.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε μια σοβαρή ιατρική πάθηση, όπως καρδιακά προβλήματα, είστε έγκυος ή θηλάζετε, έχετε εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα λόγω ασθένειας (π. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής εάν είστε επιρρεπείς σε χηλοειδείς ουλές, έχετε δυσκολία στην επουλωτική τραυμάτων ή έχετε λεπτό δέρμα ή εάν είχατε χειρουργική επέμβαση, λέιζερ ή πλίνγκ στην περιοχή θεραπείας τους τελευταίους τρεις μήνες και εξακολουθείτε να επουλώνεστε. Εάν έχετε μόνιμα fillers στην περιοχή θεραπείας ή προσωρινά fillers, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, καθώς και εάν είχατε Botox τους τελευταίους τρεις μήνες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με ύποπτες δερματικές βλάβες ή εάν παίρνετε φάρμακα, βότανα, βιταμίνες ή συμπληρώματα που μπορεί να αυξήσουν την ευαισθησία ή την ξηρότητα του δέρματος.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)



Veličina	56x187x45,8 mm
Težina	oko 154 g
Nazivna snaga	oko 10W
Nazivni napon	DC 5V
Nazivna struja	oko 2A
Timer	6 min.
Način rada	RF (1000 KHz) / EMS 5-9 $\mu$ A
Baterija	7.4V 600mAh

**Sigurnost:** Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i tijekom uporabe slijedite upute sadržane u njemu.

Opis uređaja [stranica 2-f1]:

1. Tipka za napajanje / 2. Indikator RF funkcije / 3. Indikator EMS funkcije / 4. Baza za punjenje

Korisnički priručnik:

**BILJEŠKA!** Prije prve uporabe uređaja preporuča se napraviti test osjetljivosti kože. Test treba provesti 24 sata prije prve uporabe Lumix PRO-a. Da biste to učinili, nanesite malu količinu gela/seruma (ili nekog drugog kozmetičkog sredstva skliske konzistencije) na unutarnji dio ruke i provedite tretman na tom području. Pazite da koža ne reagira negativno na gel/serum (kozmetičko sredstvo koje ste koristili) ili tretman. Preporuča se postaviti nisku snagu za prvu sesiju tretmana, a zatim je prilagoditi za sljedeće tretmane.

- Operite lice.
- Nanesite odgovarajuću količinu gela/seruma ili drugog kozmetičkog sredstva skliske konzistencije na područje koje ćete koristiti (lice ili vrat).
- Dugo pritisnite gumb uređaja da biste ga uključili.
- Odaberite željeni način rada.
- Podijelite lice na 4 tretirana područja: desni obraz, lijevi obraz, čelo, vanjski kutovi očiju.
- Postavite uređaj na kožu, ne zaboravite lagano pritisnuti uređaj kako biste osigurali potpuni kontakt glave s kožom.
- Počnite pomicati uređaj sporim, vrlo malim kružnim pokretima na malom dijelu područja tretmana (otprilike dvostruko veće od glave tretmana). Energija uređaja otpustit će se u kožu, pružajući koži ugodu i toplinu.

**NAPOMENA:** Nemojte predugo držati uređaj u jednom položaju bez pomicanja.

8. Nastavite raditi na cijelom području tretmana sporim kružnim pokretima 2-4 minute. Održavajte ravnomjernu energiju masirajući cijelo područje tretmana.

**NAPOMENA:** Učinak tretmana može se pojačati pokretima "liftinga" od linije čeljusti prema gore prema obrazima.

9. Nakon završetka tretmana od 2-4 minute, možete prijeći na sljedeće područje tretmana ponavljanjem koraka 6-8. U načinu rada RF + EMS (pogledajte odjeljak "Načini" u uputama), preporuča se započeti s niskom razinom snage.

Važno: koristite način rada RF + EMS SAMO na području čeljusti. Nemojte koristiti RF + EMS način rada na drugim dijelovima lica.

10. Počnite pomicati uređaj vrlo malim linearnim pokretima duž čeljusti.

**NAPOMENA:** Za optimalne rezultate, koristite uređaj 4 minute sa svake strane. Nakon masaže cijelog područja tretmana, tretman je završen. Prirodni učinci tretmana mogu uključivati crvenilo kože (eritem) i blago oticanje (natečenost) na području tretmana. Oba bi trebala nestati nakon kratkog vremena.

11. Dugo pritisnite tipku za napajanje da biste isključili uređaj.

12. Očistite energetsku glavu uređaja vlažnom krpom ili papirnatim ručnikom, zatim postavite uređaj na zaštitnu podlogu kako biste zaštitili energetsku glavu do sljedeće uporabe.

**Preporuke za liječenje:**

- Tretman cijelog lica traje 8-12 minuta. Kako biste skratili vrijeme tretmana, fokusirajte se samo na odabrana područja koja želite tretirati. Vrijeme tretmana razlikuje se za svaku osobu.
- Za optimalne rezultate koristite Lumix PRO 2-3 puta tjedno tijekom 6-8 tjedana.
- Ostavite najmanje 1 dan između tretmana na istom tretiranom području.
- Za održavanje dugotrajnih učinaka, nakon završene cijele kure, preporučamo korištenje Lumix PRO 2-4 puta mjesečno ili po potrebi.

**Načini rada:**

U načinu pokretanja kratko pritisnite tipku za prebacivanje između Mode 1 i Mode 5. Uređaj će dati zvuk i boja LED indikatora će se promijeniti:

Način 1: RF tretman (razina 1), LED indikator će svijetliti stalno zeleno.

Način 2: RF tretman (razina 2), LED indikator će svijetliti plavo.

Način rada 3: EMS tretman (razina 1), LED indikator će svijetliti stalno zeleno.

Način 4: EMS tretman (razina 2), LED indikator će svijetliti plavo.

Način 5: RF i EMS tretman (LED indikator će svijetliti plavo kada se automatski prebacuje između RF i EMS terapije).

Senzor temperature: Glave za tretman opremljene su preciznim NTC senzorom temperature.

Nakon što RF tretman započne, senzor će detektirati temperaturu kože, ako je temperatura niža od 42oC, RF tretman će početi raditi. Ako je iznad 42oC, RF tretman će se prekinuti. Automatsko mjerenje vremena: Funkcija automatskog mjerenja vremena postavlja vrijeme na 6 minuta. Nakon isteka vremena, proizvod prestaje raditi i potrebno ga je ponovno pokrenuti da biste ga nastavili koristiti.

Punjenje:

1. Prilikom prve uporabe, ako uređaj nije potpuno napunjen, priključite ga na punjač.
  2. Postavite uređaj na bazu za punjenje, zatim umetnite USB konektor u utikač punjača i spojite ga na napajanje. LED indikator će svijetliti crveno tijekom punjenja, a crveno svjetlo će se ugasisi nakon potpunog punjenja.
  3. Tijekom punjenja, lampa valne duljine od 415 nm će dezinficirati glave za tretman 5 minuta.
  4. Vrijeme punjenja je oko 120 minuta, a vrijeme rada uređaja je oko 50 minuta.
- NAPOMENA: Kada je baterija uređaja preniska, zujalica će se oglasiti svakih 5 sekundi.

Upozorenja i preporuke:

1. Uređaj nije vodootporan, stoga ga ne perite i ne stavljajte blizu vode te ga držite na suhom mjestu izvan dohvata djece.
2. Prije svake uporabe provjerite jesu li vam ruke suhe te jesu li uređaj i strujni adapter oštećeni; koristite samo isporučeni kabel i strujni adapter.
3. Uvijek isključite uređaj nakon upotrebe ili prije čišćenja.
4. Koristite gel ili serum tijekom tretmana kako biste osigurali pravilno klizanje i učinkovitost RF/EMS-a, kao i bolju hidrataciju kože.
5. Uređaj ima mehanizam za automatsku regulaciju temperature koji štiti kožu od pregrijavanja. Aparat koristiti samo prema uputama, izbjegavajući korištenje na kapcima, oko očiju, štitnjači, usnama, ušima, grudima i genitalijama.
6. Uređaj koristite udobno, au slučaju bilo kakve nelagode odmah prekinite tretman.
7. Uređaj nije igračka. Nemojte koristiti uređaj ako ste mlađi od 18 godina, imate srčani stimulator, unutarnji defibrilator, metalne implantate u području liječenja (osim zubnih ispuna), trenutno imate ili ste imali rak (osobito rak kože) ili imate prekancerozne madeže . Nemojte koristiti uređaj ako imate ozbiljno zdravstveno stanje kao što su problemi sa srcem, ako ste trudni ili dojite, imate oslabljen imunološki sustav zbog bolesti (npr. AIDS) ili imunosupresivnih lijekova, ili imate bolesti izazvane vrućinom kao što je herpes koji se ponavlja. Izbjegavajte korištenje uređaja ako ste skloni keloidnim ožiljcima, teško zacjeljujete rane ili imate osjetljivu kožu, ili ako ste u posljednja tri mjeseca imali operaciju, laser ili piling na tretiranom području i još uvijek zacjeljuju. Ukoliko imate trajne filere u zoni tretmana ili privremene filere, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja aparata, kao i ako ste bili na botoksu u posljednja tri mjeseca. Nemojte koristiti uređaj na područjima sa sumnjom na lezije kože ili ako uzimate lijekove, biljke, vitamine ili dodatke koji mogu povećati osjetljivost ili suhoću kože.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

Storlek	56x187x45,8 mm
Vikt	ca 154 g
Märkeffekt	ca 10W
Märkspänning	DC 5V
Märkström	ca 2A
Timer	6 min.
Arbetsläge	RF (1000 KHz) / EMS 5-9µA
Batteri	7,4V 600mAh

Säkerhet: Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ instruktionerna i den under användning.

Enhetsbeskrivning [Sida 2-f1]:

1. Strömknapp / 2. RF-funktionsindikator / 3. EMS-funktionsindikator / 4. Laddningsbas

Användarmanual:

NOTERA! Innan du använder enheten för första gången rekommenderas det att utföra ett hudkänslighetstest. Testet bör utföras 24 timmar innan du använder Lumix PRO för första gången. För att göra detta, applicera en liten mängd gel/serum (eller annat kosmetiskt medel med en hal konsistens) på den inre delen av armen och utför behandlingen på detta område. Se till att huden inte reagerar negativt på gelen/serumet (kosmetiken du använde) eller behandlingen. Det rekommenderas att ställa in effekten till låg för den första behandlingssessionen och sedan justera den för efterföljande behandlingar.

1. Tvätta ansiktet.
2. Applicera en lämplig mängd gel/serum eller annat kosmetiskt medel med en hal konsistens på området som ska användas (ansikte eller hals).
3. Tryck länge på enhetsknappen för att slå på den.
4. Välj önskat läge.
5. Dela in ansiktet i 4 behandlingsområden: höger kind, vänster kind, panna, ögonvrån.
6. Placera enheten på huden, kom ihåg att trycka lätt på enheten för att säkerställa full kontakt mellan huvudet och huden.
7. Börja flytta enheten i långsamma, mycket små cirkulära rörelser på en liten del av behandlingsytan (ungefär dubbelt så stor som behandlingshuvudet). Enhetens energi kommer att släppas ut i huden, vilket ger komfort och värme till huden.
- OBS: Håll inte enheten i ett läge utan att röra dig för länge.
8. Fortsätt arbeta över hela behandlingsområdet i långsamma cirkulära rörelser i 2-4 minuter. Se till att behålla jämn energi genom att massera hela behandlingsområdet.
- OBS: Behandlingseffekten kan förstärkas genom att utföra "lyftande" rörelser från käklinjen och uppåt mot kinderna.
9. Efter att ha avslutat de 2-4 minuterna av behandlingen kan du gå vidare till nästa behandlingsområde genom att upprepa steg 6-8. I RF + EMS-läge (se avsnittet "Modes" i instruktionerna) rekommenderas det att börja med en låg effektnivå.
- Viktigt: använd ENDAST RF + EMS-läge på käklinjen. Använd inte RF + EMS-läge på andra områden i ansiktet.
10. Börja flytta enheten i mycket små linjära rörelser längs käklinjen.
- OBS: För bästa resultat, använd enheten i 4 minuter på varje sida. Efter att ha masserat hela behandlingsområdet är behandlingspasset avslutat. Naturliga effekter av behandlingen kan innefatta hudrodnad (erytem) och lätt svullnad (svullnad) i behandlingsområdet. Båda bör försvinna efter en kort tid.
11. Tryck länge på strömknappen för att stänga av enheten.
12. Rengör enhetens energihuvud med en fuktig trasa eller pappershandduk, placera sedan enheten på den skyddande basen för att skydda energihuvudet tills nästa användning.

Behandlingsrekommendationer:

- Behandlingen av hela ansiktet tar 8-12 minuter. För att förkorta behandlingstiden, fokusera endast på de utvalda områden du vill behandla. Behandlingstiderna varierar för varje person.
- För optimala resultat, använd Lumix PRO 2-3 gånger i veckan i 6-8 veckor.
- Vänta minst 1 dygn mellan behandlingarna på samma behandlingsområde.
- För att bibehålla långvariga effekter, efter att ha avslutat hela kuren, rekommenderar vi att du använder Lumix PRO 2-4 gånger i månaden eller vid behov.

Lägen:

I startläge, tryck kort på knappen för att växla mellan läge 1 - läge 5. Enheten kommer att avge ett ljud

och LED-indikatorns färg ändras:

Läge 1: RF-behandling (nivå 1), LED-indikator lyser med fast grönt sken.

Läge 2: RF-behandling (nivå 2), LED-indikator kommer att lysa fast blått.

Läge 3: EMS-behandling (nivå 1), LED-indikator lyser med fast grönt sken.

Läge 4: EMS-behandling (nivå 2), LED-indikator lyser stadigt blått.

Läge 5: RF- och EMS-behandling (LED-indikator lyser stadigt blått när automatiskt växlar mellan RF- och EMS-terapi).

Temperatursensor: Behandlingshuvudena är utrustade med en exakt NTC temperatursensor.

Efter att RF-behandlingen startar kommer sensorn att känna av hudtemperaturen, om temperaturen är lägre än 42°C kommer RF-behandlingen att börja fungera. Om det är över 42°C avbryts RF-behandlingen.

Automatisk tidtagning: Den automatiska tidtagningsfunktionen ställer in tiden till 6 minuter. När tiden har gått slutar produkten att fungera och måste startas om för att fortsätta använda den.

Laddning:

1. För första gången, om enheten inte är fulladdad, anslut den till laddaren.
  2. Placera enheten på laddningsbasen, sätt sedan in USB-kontakten i laddarens kontakt och anslut den till strömförsörjningen. LED-indikator kommer att vara röd under laddning och den röda lampan slöcknar efter full laddning.
  3. Under laddning kommer 415nm våglängdslampan att desinficera behandlingshuvudena i 5 minuter.
  4. Laddningstiden är cirka 120 minuter, och enhetens arbetstid är cirka 50 minuter.
- OBS: När enhetens batteri är för lågt ljuder summern var 5:e sekund.

Varningar och rekommendationer:

1. Eheten är inte vattentät, så tvätta den inte eller placera den nära vatten och förvara den på en torr plats utom räckhåll för barn.
2. Kontrollera före varje användning att dina händer är torra och att enheten och nätadaptern inte är skadade; använd endast den medföljande kabeln och nätadaptern.
3. Stäng alltid av enheten efter användning eller innan du rengör den.
4. Använd en gel eller serum under behandlingen för att säkerställa korrekt glid och effektivitet hos RF/EMS, samt bättre återfuktning av huden.
5. Eheten har en automatisk temperaturregleringsmekanism som skyddar huden från överhettning. Använd endast enheten enligt instruktionerna, undvik användning på ögonlocken, runt ögonen, sköldkörteln, läpparna, öronen, bröstet och könsorganen.
6. Använd enheten bekvämt och i händelse av obehag, avbryt behandlingen omedelbart.
7. Eheten är inte en leksak. Använd inte enheten om du är under 18 år, har pacemaker, intern defibrillator, metallimplantat i behandlingsområdet (förutom tandfyllningar), för närvarande har eller har haft cancer (särskilt hudcancer) eller har pre-cancerösa mullvadlar. Använd inte enheten om du har ett allvarligt medicinskt tillstånd som hjärtproblem, är gravid eller ammar, har ett försvagat immunförsvar på grund av sjukdom (t.ex. AIDS) eller immunsuppressiva läkemedel, eller har värmeinducerade sjukdomar som återkommande herpes. Undvik att använda enheten om du är benägen att få keloidär, har svårt att läka sår eller har ömtålig hud, eller om du har opererats, laserats eller peeling i behandlingsområdet under de senaste tre månaderna och fortfarande läker. Om du har permanenta fillers i behandlingsområdet eller tillfälliga fillers, rådfråga din läkare innan du använder enheten, samt om du har haft Botox under de senaste tre månaderna. Använd inte enheten på områden med misstänkta hudskador eller om du tar mediciner, örter, vitaminer eller kosttillskott som kan öka hudens känslighet eller torrhet.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]:

- [www.beautifyly.eu](http://www.beautifyly.eu)

- [www.youtube.com/beautifylyeu](https://www.youtube.com/beautifylyeu)

Størrelse	56x187x45,8 mm
Vægt	omkring 154 g
Nominal effekt	omkring 10W
Nominal spænding	DC 5V
Nominal strøm	omkring 2A
Timer	6 min.
Arbejdstilstand	RF (1000 KHz) / EMS 5-9µA
Batteri	7,4V 600mAh

**Sikkerhed:** Før du bruger produktet, bedes du læse denne brugervejledning og følge instruktionerne i den under brug.

Enhedsbeskrivelse [Side 2-f1]:

1. Power-knap / 2. RF-funktionsindikator / 3. EMS-funktionsindikator / 4. Opladningsbase

**Brugermanual:**

NOTE! Før du bruger enheden første gang, anbefales det at udføre en hudfølsomhedstest. Testen skal udføres 24 timer før brug af Lumix PRO første gang. For at gøre dette skal du påføre en lille mængde gel/serum (eller andet kosmetik med en glat konsistens) på den indvendige del af armen og udføre behandlingen på dette område. Sørg for, at huden ikke reagerer negativt på gelen/serumet (den kosmetik du brugte) eller behandlingen. Det anbefales at indstille effekten til lav for den første behandlingssession og derefter justere den til efterfølgende behandlinger.

1. Vask dit ansigt.

2. Påfør en passende mængde gel/serum eller andet kosmetik med en glat konsistens på det område, der skal bruges (ansigt eller hals).

3. Tryk længe på enhedsknappen for at tænde den.

4. Vælg den foretrukne tilstand.

5. Inddel ansigtet i 4 behandlingsområder: højre kind, venstre kind, pande, ydre øjenkroge.

6. Placer enheden på huden, og husk at trykke let på enheden for at sikre fuld kontakt mellem hovedet og huden.

7. Begynd at flytte apparatet i langsomme, meget små cirkulære bevægelser på en lille del af behandlingsområdet (ca. dobbelt så stor som behandlingshovedet). Enhedens energi vil blive frigivet til huden, hvilket giver komfort og varme til huden.

BEMÆRK: Hold ikke enheden i én position uden at bevæge sig for længe.

8. Fortsæt med at arbejde over hele behandlingsområdet i langsomme cirkulære bevægelser i 2-4 minutter. Sørg for at bevare ensartet energi ved at massere hele behandlingsområdet.

BEMÆRK: Behandlingseffekten kan forstærkes ved at udføre "løftende" bevægelser fra kæbelinjen og opad mod kinderne.

9. Efter at have afsluttet de 2-4 minutters behandling, kan du gå videre til næste behandlingsområde ved at gentage trin 6-8. I RF + EMS-tilstand (se afsnittet "Modes" i instruktionerne), anbefales det at starte med et lavt effektniveau.

Vigtigt: brug KUN RF + EMS-tilstand på kæbelinjen. Brug ikke RF + EMS-tilstand på andre områder af ansigtet.

10. Begynd at flytte enheden i meget små lineære bevægelser langs kæbelinjen.

BEMÆRK: For optimale resultater skal du bruge enheden i 4 minutter på hver side. Efter massage af hele behandlingsområdet er behandlingssessionen afsluttet. Naturlige virkninger af behandlingen kan omfatte rødme af huden (erytem) og let hævelse (hævelse) i behandlingsområdet. Begge burde forsvinde efter kort tid.

11. Tryk længe på tænd/sluk-knappen for at slukke for enheden.

12. Rengør enhedens energihoved med en fugtig klud eller køkkenrulle, og anbring derefter enheden på den beskyttende base for at beskytte energihovedet indtil næste brug.

**Behandlingsanbefalinger:**

- Behandlingen af hele ansigtet tager 8-12 minutter. For at forkorte behandlingstiden skal du kun fokusere på de udvalgte områder, du ønsker at behandle. Behandlingstiderne varierer for hver person.

- For optimale resultater skal du bruge Lumix PRO 2-3 gange om ugen i 6-8 uger.

- Der skal gå mindst 1 dag mellem behandlingerne på samme behandlingsområde.

- For at opretholde langvarige effekter, efter at have gennemført hele forløbet, anbefaler vi at bruge Lumix PRO 2-4 gange om måneden eller efter behov.

**Tilstande:**

I opstartstilstand skal du trykke kort på knappen for at skifte mellem tilstand 1 - tilstand 5. Enheden

afgiver en lyd, og LED-indikatorens farve ændres:

Mode 1: RF-behandling (niveau 1), LED-indikatoren vil være konstant grøn.

Mode 2: RF-behandling (niveau 2), LED-indikatoren vil være konstant blå.

Mode 3: EMS-behandling (niveau 1), LED-indikatoren vil være konstant grøn.

Mode 4: EMS-behandling (niveau 2), LED-indikatoren vil være konstant blå.

Mode 5: RF- og EMS-behandling (LED-indikatoren lyser konstant blå, når der automatisk skiftes mellem RF- og EMS-terapi).

Temperaturføler: Behandlingshovederne er udstyret med en præcis NTC temperaturføler.

Efter RF-behandlingen starter, vil sensoren registrere hudtemperaturen, hvis temperaturen er lavere end 42°C, vil RF-behandlingen begynde at virke. Hvis det er over 42°C, stoppes RF-behandlingen.

Automatisk timing: Den automatiske timing-funktion indstiller tiden til 6 minutter. Når tiden er gået, holder produktet op med at fungere og skal genstartes for at fortsætte med at bruge det.

Opladning:

1. For første gangs brug, hvis enheden ikke er fuldt opladet, skal du tilslutte den til opladeren.

2. Placer enheden på opladningsbasen, sæt derefter USB-stikket i opladerstikket og tilslut det til strømforsyningen. LED-indikatoren vil være rød under opladning, og den røde lampe vil slukke efter fuld opladning.

3. Under opladning vil 415nm bølgelængdelampen desinficere behandlingshovederne i 5 minutter.

4. Opladningstiden er omkring 120 minutter, og enhedens arbejdstid er omkring 50 minutter.

BEMÆRK: Når enhedens batteri er for lavt, lyder summeren hvert 5. sekund.

Advarsler og anbefalinger:

1. Enheden er ikke vandtæt, så vask den ikke eller placer den i nærheden af vand, og opbevar den på et tørt sted utilgængeligt for børn.

2. Før hver brug skal du kontrollere, at dine hænder er tørre, og at enheden og strømadapteren ikke er beskadiget. Brug kun det medfølgende kabel og strømadapteren.

3. Sluk altid for enheden efter brug eller før rengøring.

4. Brug en gel eller serum under behandlingen for at sikre korrekt glide og effektivitet af RF/EMS, samt bedre hudhydrering.

5. Enheden har en automatisk temperaturreguleringsmekanisme, der beskytter huden mod overophedning. Brug kun enheden i henhold til instruktionerne, undgå brug på øjenlågene, omkring øjnene, skjoldbruskkirtlen, læberne, ørerne, brysterne og kønsorganerne.

6. Brug apparatet komfortabelt, og i tilfælde af ubehag, stop behandlingen med det samme.

7. Enheden er ikke et legetøj. Brug ikke apparatet, hvis du er under 18 år, har en pacemaker, intern defibrillator, metalimplantater i behandlingsområdet (undtagen tandfyldninger), i øjeblikket har eller har haft kræft (især hudkræft) eller har prækancerøse modermærker. Brug ikke enheden, hvis du har en alvorlig medicinsk tilstand såsom hjerteproblemer, er gravid eller ammer, har et svækket immunsystem på grund af sygdom (f.eks. AIDS) eller immunsuppressive lægemidler eller har varmeinducerede sygdomme såsom tilbagevendende herpes. Undgå at bruge apparatet, hvis du er tilbøjelig til at få keloid ar, har svært ved at hele sår eller har sart hud, eller hvis du er blevet opereret, laser eller peeling i behandlingsområdet inden for de sidste tre måneder og stadig heler. Hvis du har permanente fillers i behandlingsområdet eller midlertidige fillers, skal du kontakte din læge, før du bruger apparatet, samt hvis du har haft Botox inden for de sidste tre måneder. Brug ikke enheden på områder med mistanke om hudlæsioner, eller hvis du tager medicin, urter, vitaminer eller kosttilskud, der kan øge hudens følsomhed eller tørhed.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]:

- [www.beautifyly.eu](http://www.beautifyly.eu)

- [www.youtube.com/beautifylyeu](http://www.youtube.com/beautifylyeu)

Afmetingen	56x187x45,8 mm
Gewicht	ongeveer 154 g
Nominaal vermogen	ongeveer 10 W
Nominale spanning	DC 5 V
Nominale stroom	ongeveer 2 A
Timer	6 min.
Werkmodus	RF (1000 KHz) / EMS 5-9 $\mu$ A
Batterij	7,4 V 600 mAh

**Veiligheid:** Lees deze gebruikershandleiding voordat u het product gebruikt en volg de instructies die erin staan tijdens het gebruik.

Beschrijving van het apparaat [Pagina 2-f1]:

1. Aan/uit-knop / 2. RF-functie-indicator / 3. EMS-functie-indicator / 4. Oplaadstation

**Gebruikershandleiding:**

LET OP! Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, wordt aanbevolen een huidgevoeligheidstest uit te voeren. De test moet 24 uur vóór het eerste gebruik van de Lumix PRO worden uitgevoerd. Om dit te doen, breng je een kleine hoeveelheid gel/serum (of een andere cosmetica met een gladde consistentie) aan op de binnenkant van de arm en voer je de behandeling op dit gebied uit. Zorg ervoor dat de huid niet negatief reageert op de gel/serum (de cosmetica die je hebt gebruikt) of de behandeling. Het wordt aanbevolen om het vermogen voor de eerste behandelsessie op laag te zetten en het vervolgens aan te passen voor volgende behandelingen.

1. Was je gezicht.
2. Breng een geschikte hoeveelheid gel/serum of andere cosmetica met een gladde consistentie aan op het te gebruiken gebied (gezicht of nek).
3. Druk lang op de knop van het apparaat om het in te schakelen.
4. Selecteer de gewenste modus.
5. Verdeel het gezicht in 4 behandelingsgebieden: rechterwang, linkerwang, voorhoofd, buitenste ooghoeken.
6. Plaats het apparaat op de huid en vergeet niet om het apparaat lichtjes aan te drukken om ervoor te zorgen dat het hoofd volledig contact maakt met de huid.
7. Begin met het bewegen van het apparaat in langzame, zeer kleine cirkelvormige bewegingen op een klein deel van het te behandelen gebied (ongeveer twee keer zo groot als de behandelingskop). De energie van het apparaat wordt vrijgegeven in de huid, wat comfort en warmte aan de huid geeft.  
LET OP: Houd het apparaat niet te lang in één positie zonder te bewegen.
8. Blijf 2-4 minuten lang langzaam cirkelvormige bewegingen maken over het hele te behandelen gebied. Zorg ervoor dat de energie gelijkmatig blijft door het hele te behandelen gebied te masseren.  
LET OP: Het behandelingseffect kan worden versterkt door "liftende" bewegingen uit te voeren vanaf de kaaklijn omhoog richting de wangen.
9. Nadat de behandeling van 2-4 minuten is voltooid, kunt u doorgaan naar het volgende te behandelen gebied door stappen 6-8 te herhalen. In de RF + EMS-modus (zie het gedeelte "Modi" van de instructies) wordt aanbevolen om te beginnen met een laag vermogensniveau.  
Belangrijk: gebruik de RF + EMS-modus ALLEEN op het kaaklijngebied. Gebruik de RF + EMS-modus niet op andere delen van het gezicht.
10. Begin met het bewegen van het apparaat in zeer kleine lineaire bewegingen langs de kaaklijn.  
LET OP: Gebruik het apparaat voor optimale resultaten 4 minuten aan elke kant. Na het masseren van de behandeling kunnen bestaan uit roodheid van de huid (erytheem) en lichte zwelling (opzwellings) in het te behandelen gebied. Beide zouden na korte tijd moeten verdwijnen.
11. Houd de aan/uit-knop lang ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
12. Reinig de energiekop van het apparaat met een vochtige doek of papieren handdoek en plaats het apparaat vervolgens op de beschermende basis om de energiekop te beschermen tot het volgende gebruik.

**Behandelingsaanbevelingen:**

- De behandeling van het gehele gezicht duurt 8-12 minuten. Om de behandelingsduur te verkorten, richt u zich alleen op de geselecteerde gebieden die u wilt behandelen. De behandelingsduur varieert per persoon.
- Voor optimale resultaten gebruikt u de Lumix PRO 2-3 keer per week gedurende 6-8 weken.
- Laat ten minste 1 dag tussen behandelingen op hetzelfde te behandelen gebied.
- Om langdurige effecten te behouden, raden wij aan om Lumix PRO 2-4 keer per maand of indien nodig te gebruiken na het voltooien van de volledige kuur.

**Modi:**

In de opstartmodus drukt u kort op de knop om te schakelen tussen modus 1 - modus 5. Het apparaat maakt een geluid en de kleur van de led-indicator verandert:

Modus 1: RF-behandeling (niveau 1), de led-indicator brandt continu groen.

Modus 2: RF-behandeling (niveau 2), de led-indicator brandt continu blauw.

Modus 3: EMS-behandeling (niveau 1), de led-indicator brandt continu groen.

Modus 4: EMS-behandeling (niveau 2), de led-indicator brandt continu blauw.

Modus 5: RF- en EMS-behandeling (de led-indicator brandt continu blauw bij automatisch schakelen tussen RF- en EMS-therapie).

**Temperatuursensor:** De behandelkoppen zijn uitgerust met een nauwkeurige NTC-temperatuursensor.

Nadat de RF-behandeling is gestart, detecteert de sensor de huidtemperatuur. Als de temperatuur lager is dan 42oC, begint de RF-behandeling te werken. Als deze hoger is dan 42oC, wordt de RF-behandeling gestopt.

**Automatische timing:** De automatische timingfunctie stelt de tijd in op 6 minuten. Nadat de tijd is verstreken, stopt het product met werken en moet het opnieuw worden opgestart om het te kunnen blijven gebruiken.

**Opladen:**

1. Als het apparaat voor het eerst niet volledig is opgeladen, sluit het dan aan op de oplader.

2. Plaats het apparaat op het oplaadstation, steek de USB-connector in de oplader en sluit het aan op de voeding. De led-indicator brandt rood tijdens het opladen en het rode lampje gaat uit na volledige oplading.

3. Tijdens het opladen desinfecteert de 415nm-golflengtelamp de behandelkoppen gedurende 5 minuten.

4. De oplaadtijd is ongeveer 120 minuten en de werktijd van het apparaat is ongeveer 50 minuten.

**LET OP:** Als de batterij van het apparaat te leeg is, klinkt de zoemer elke 5 seconden.

**Waarschuwingen en aanbevelingen:**

1. Het apparaat is niet waterdicht, dus was het niet en plaats het niet in de buurt van water en bewaar het op een droge plaats buiten bereik van kinderen.

2. Controleer voor elk gebruik of uw handen droog zijn en of het apparaat en de stroomadapter niet beschadigd zijn; gebruik alleen de meegeleverde kabel en stroomadapter.

3. Schakel het apparaat altijd uit na gebruik of voordat u het schoonmaakt.

4. Gebruik tijdens de behandeling een gel of serum om een goede glijding en effectiviteit van de RF/EMS te garanderen, evenals een betere hydratatie van de huid.

5. Het apparaat heeft een automatisch temperatuurreguleermechanisme dat de huid beschermt tegen oververhitting. Gebruik het apparaat alleen volgens de instructies en vermijd gebruik op de oogleden, rond de ogen, schildklier, lippen, oren, borsten en geslachtsdelen.

6. Gebruik het apparaat comfortabel en stop de behandeling onmiddellijk als u ongemak ervaart.

7. Het apparaat is geen speelgoed. Gebruik het apparaat niet als u jonger bent dan 18 jaar, een pacemaker, interne defibrillator, metalen implantaten in het behandelingsgebied (behalve tandvullingen) hebt, momenteel kanker hebt of hebt gehad (met name huidkanker) of precancereuze moedervlekken hebt. Gebruik het apparaat niet als u een ernstige medische aandoening hebt, zoals hartproblemen,

zwanger bent of borstvoeding geeft, een verzwakt immuunsysteem hebt door ziekte (bijv. aids) of immunosuppressieve medicijnen, of hitte-geïnduceerde ziekten hebt, zoals terugkerende herpes.

Gebruik het apparaat niet als u vatbaar bent voor keloïde littekens, moeite hebt met het genezen van wonden of een gevoelige huid hebt, of als u in de afgelopen drie maanden een operatie, laserbehandeling of peeling hebt ondergaan in het behandelde gebied en nog steeds aan het genezen bent. Als u permanente fillers in het behandelde gebied hebt of tijdelijke fillers, raadpleeg dan uw arts voordat u het apparaat gebruikt, evenals als u in de afgelopen drie maanden Botox hebt gehad. Gebruik het apparaat niet op gebieden met vermoedelijke huidletsels of als u medicijnen, kruiden, vitamines of supplementen gebruikt die de gevoeligheid of droogheid van de huid kunnen vergroten.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)



Boyut	56x187x45,8 mm
Ağırlık	yaklaşık 154 g
Anma gücü	yaklaşık 10W
Anma voltajı	DC 5V
Anma akımı	yaklaşık 2A
Zamanlayıcı	6 dk.
Çalışma modu	RF (1000 KHz) / EMS 5-9µA
Pil	7,4V 600mAh

**Güvenlik:** Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu okuyun ve kullanım sırasında içinde yer alan talimatları izleyin.

Cihaz açıklaması [Sayfa 2-f1]:

1. Güç düğmesi / 2. RF işlev göstergesi / 3. EMS işlev göstergesi / 4. Şarj tabanı

**Kullanım kılavuzu:**

**NOT!** Cihazı ilk kez kullanmadan önce cilt hassasiyeti testi yapılması önerilir. Test, Lumix PRO'yu ilk kez kullanmadan 24 saat önce yapılmalıdır. Bunu yapmak için, kolun iç kısmına az miktarda jel/serum (veya kaygan kıvamda başka bir kozmetik) uygulayın ve tedaviyi bu bölgede gerçekleştirin. Cildin jel/seruma (kullandığınız kozmetik) veya tedaviye olumsuz tepki vermediğinden emin olun. İlk tedavi seansında gücü düşük seviyeye ayarlamamız ve sonraki tedaviler için ayarlamamız önerilir.

1. Yüzünüzü yıkayın.
2. Kullanılacak bölgeye (yüz veya boyun) uygun miktarda jel/serum veya kaygan kıvamda başka bir kozmetik uygulayın.
3. Cihazı açmak için uzun süre cihaz düğmesine basın.
4. Tercih edilen modu seçin.
5. Yüzü 4 tedavi bölgesine bölün: sağ yanak, sol yanak, alın, gözlerin dış köşeleri.
6. Cihazı cilde yerleştirin ve başlığın ciltle tam temasını sağlamak için cihazı hafifçe bastırmayı unutmayın.
7. Cihazı tedavi alanının küçük bir bölümünde (tedavi başlığının yaklaşık iki katı büyüklüğünde) yavaş, çok küçük dairesel hareketlerle hareket ettirmeye başlayın. Cihazın enerjisi cilde salınır ve cilde rahatlık ve sıcaklık sağlar.

**NOT:** Cihazı çok uzun süre hareket ettirmeden tek bir pozisyonda tutmayın.

8. 2-4 dakika boyunca tüm tedavi alanı üzerinde yavaş dairesel hareketlerle çalışmaya devam edin. Tüm tedavi alanına masaj yaparak tekdüze enerji sağladığınızdan emin olun.

**NOT:** Tedavi etkisi, çene çizgisinden yanaklara doğru yukarı doğru "kaldırma" hareketleri yapılarak artırılabilir.

9. 2-4 dakikalık tedaviyi tamamladıktan sonra, 6-8. adımları tekrarlayarak bir sonraki tedavi alanına geçebilirsiniz. RF + EMS modunda (talimatların "Modlar" bölümüne bakın), düşük bir güç seviyesiyle başlamanız önerilir.

**Önemli:** RF + EMS modunu SADECE çene çizgisi bölgesinde kullanın. RF + EMS modunu yüzün diğer bölgelerinde kullanmayın.

10. Cihazı çene çizgisi boyunca çok küçük doğrusal hareketlerle hareket ettirmeye başlayın.

**NOT:** En iyi sonuçlar için, cihazı her iki tarafa 4 dakika kullanın. Tüm tedavi bölgesine masaj yaptıktan sonra tedavi seansı tamamlanır. Tedavinin doğal etkileri arasında tedavi bölgesinde cilt kızarıklığı (eritem) ve hafif şişlik (şişkinlik) olabilir. Her ikisi de kısa bir süre sonra kaybolmalıdır.

11. Cihazı kapatmak için güç düğmesine uzun basın.

12. Cihazın enerjisi başlığını nemli bir bez veya kağıt havluyla temizleyin, ardından enerji başlığını bir sonraki kullanıma kadar korumak için cihazı koruyucu tabana yerleştirin.

**Tedavi önerileri:**

- Tüm yüzün tedavisi 8-12 dakika sürer. Tedavi süresini kısaltmak için yalnızca tedavi etmek istediğiniz seçili bölgelere odaklanın. Tedavi süreleri kişiden kişiye değişir.
- En iyi sonuçlar için Lumix PRO'yu haftada 2-3 kez 6-8 hafta kullanın.
- Aynı tedavi bölgesinde tedaviler arasında en az 1 gün bırakın.
- Uzun süreli etkileri korumak için, tüm kürü tamamladıktan sonra Lumix PRO'yu ayda 2-4 kez veya ihtiyacı duyduğunda kullanmanızı öneririz.

**Modlar:**

Başlangıç modunda, Mod 1 - Mod 5 arasında geçiş yapmak için düğmeye kısa basın. Cihaz bir ses çıkaracak ve LED gösterge rengi değişecektir:

Mod 1: RF tedavisi (seviye 1), LED göstergesi sabit yeşil olacaktır.

Mod 2: RF tedavisi (seviye 2), LED göstergesi sabit mavi olacaktır.

Mod 3: EMS tedavisi (seviye 1), LED göstergesi sabit yeşil olacaktır.

Mod 4: EMS tedavisi (seviye 2), LED göstergesi sabit mavi olacaktır.

Mod 5: RF ve EMS tedavisi (RF ve EMS tedavisi arasında otomatik geçiş yaparken LED göstergesi sabit mavi olacaktır).

Sıcaklık sensörü: Tedavi başlıkları hassas bir NTC sıcaklık sensörü ile donatılmıştır.

RF tedavisi başladıktan sonra, sensör cilt sıcaklığını algılar, sıcaklık 42oC'den düşüğe, RF tedavisi çalışmaya başlar. 42oC'nin üzerindeyse, RF tedavisi durdurulur.

Otomatik zamanlama: Otomatik zamanlama işlevi, zamanı 6 dakikaya ayarlar. Belirli bir süre geçtikten sonra ürün çalışmayı durdurur ve kullanmaya devam edebilmek için yeniden başlatılması gerekir.

#### Şarj:

1. İlk kullanımda, cihaz tam şarjlı değilse lütfen şarj cihazına bağlayın.

2. Cihazı şarj tabanına yerleştirin, ardından USB konektörünü şarj cihazı fişine takın ve güç kaynağına bağlayın. Şarj sırasında LED göstergesi kırmızı olacak ve tam şarj olduktan sonra kırmızı ışık sönecektir.

3. Şarj sırasında, 415nm dalga boyu lambası tedavi başlıklarını 5 dakika dezenfekte edecektir.

4. Şarj süresi yaklaşık 120 dakikadır ve cihazın çalışma süresi yaklaşık 50 dakikadır.

NOT: Cihazın pili çok düşük olduğunda, sesli uyarı her 5 saniyede bir çalacaktır.

#### Uyarılar ve öneriler:

1. Cihaz su geçirmez değildir, bu nedenle yıkamayın veya suya yakın bir yere koymayın ve çocukların erişemeyeceği kuru bir yerde saklayın.

2. Her kullanımdan önce ellerinizin kuru olduğundan ve cihaz ile güç adaptörünün hasar görmediğinden emin olun; yalnızca verilen kabloyu ve güç adaptörünü kullanın. 3. Cihazı kullandıktan sonra veya temizlemeden önce her zaman kapatın.

4. RF/EMS'nin düzgün kaymasını ve etkinliğini ve ayrıca daha iyi cilt nemlendirmesini sağlamak için tedavi sırasında bir jel veya serum kullanın.

5. Cihaz, cildi aşırı ısınmadan koruyan otomatik bir sıcaklık düzenleme mekanizmasına sahiptir. Cihazı yalnızca talimatlara göre kullanın, göz kapaklarında, göz çevresinde, tiroidde, dudaklarda, kulaklarda, göğüslerde ve genital bölgelerde kullanmaktan kaçının.

6. Cihazı rahat bir şekilde kullanın ve herhangi bir rahatsızlık durumunda tedaviyi derhal durdurun.

7. Cihaz bir oyuncak değildir. 18 yaşından küçükseniz, kalp pili, dahili defibrilatör, tedavi bölgesinde metal implantlar (diş dolguları hariç) varsa, şu anda kanser hastasıysanız veya olduysanız (özellikle cilt kanseri) veya kanser öncesi benleriniz varsa cihazı kullanmayın. Kalp sorunları gibi ciddi bir tıbbi rahatsızlığınız varsa, hamileyseniz veya emziriyorsanız, hastalık (örn. AIDS) veya bağışıklık baskılayıcı ilaçlar nedeniyle zayıflamış bir bağışıklık sisteminiz varsa veya tekrarlayan herpes gibi ısı kaynaklı hastalıklarınız varsa cihazı kullanmayın. Keloid yaralarına yatkınsanız, yaraları iyileştirmekte zorluk çekiyorsanız veya hassas bir cildiniz varsa veya son üç ayda tedavi bölgesinde ameliyat, lazer veya peeling yaptırdıysanız ve hala iyileşiyorsanız cihazı kullanmaktan kaçının. Tedavi bölgesinde kalıcı dolgular veya geçici dolgular varsa, cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın ve ayrıca son üç ayda Botoks yaptırdıysanız. Cihazı şüpheli cilt lezyonları olan bölgelerde veya cilt hassasiyetini veya kuruluşunu arttırabilecek ilaçlar, bitkiler, vitaminler veya takviyeler alıyorsanız kullanmayın.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](http://www.youtube.com/beautiflyeu)

Размер	56x187x45,8 мм
Тегло	около 154гр
Номинална мощност	около 10W
Номинално напрежение	DC 5V
Номинален ток	около 2А
Таймер	6 мин.
Режим на работа	RF (1000 KHz) / EMS 5-9µA
Батерия	7.4V 600mAh

Безопасност: Преди да използвате продукта, моля, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте инструкциите, съдържащи се в него по време на употреба.

Описание на устройството [Страница 2-f1]:

1. Бутон за захранване / 2. Индикатор за RF функция / 3. Индикатор за функция EMS / 4. База за зареждане

Ръководство за потребителя:

**ЗАБЕЛЕЖКА!** Преди да използвате устройството за първи път, се препоръчва да направите тест за чувствителност на кожата. Тестът трябва да се извърши 24 часа преди да използвате Lumix PRO за първи път. За да направите това, нанесете малко количество гел/серум (или друг козметичен продукт с хлъзгава консистенция) върху вътрешната част на ръката и изпълнете процедурата върху тази област. Уверете се, че кожата не реагира негативно на гела/серума (козметиката, която сте използвали) или на лечението. Препоръчително е да настроите мощността на ниска за първата сесия на лечение и след това да я регулирате за следващите лечения.

1. Измийте лицето си.
2. Нанесете подходящо количество гел/серум или друг козметичен продукт с хлъзгава консистенция върху зоната, която ще използвате (лице или шия).
3. Натиснете продължително бутона на устройството, за да го включите.
4. Изберете предпочитания режим.
5. Разделете лицето на 4 зони за третиране: дясна буза, лява буза, чело, външни ъгли на очите.
6. Поставете устройството върху кожата, като не забравяте да натиснете леко устройството, за да осигурите пълен контакт на главата с кожата.
7. Започнете да движите устройството с бавни, много малки кръгови движения върху малка част от зоната за третиране (около два пъти по-голяма от размера на главата за третиране). Енергията на устройството ще бъде освободена в кожата, осигурявайки комфорт и топлина на кожата.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Не дръжте устройството в една позиция, без да се движите твърде дълго.
8. Продължете да работите върху цялата третирана зона с бавни кръгови движения в продължение на 2-4 минути. Уверете се, че поддържате равномерна енергия, като масажирате цялата третирана зона.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Ефектът от лечението може да се засили чрез извършване на "повдигащи" движения от линията на челюстта нагоре към бузите.
9. След приключване на 2-4 минути лечение, можете да преминете към следващата зона за третиране, като повторите стъпки 6-8. В режим RF + EMS (вижте раздела "Режими" на инструкциите) се препоръчва да започнете с ниско ниво на мощност. Важно: използвайте режим RF + EMS CAMO в зоната на челюстта. Не използвайте режим RF + EMS върху други области на лицето.
10. Започнете да движите устройството с много малки линейни движения по линията на челюстта.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** За оптимални резултати използвайте уреда по 4 минути от всяка страна. След масажиране на цялата третирана зона сесията е завършена. Естествените ефекти от лечението могат да включват зачервяване на кожата (еритема) и леко подуване (подпухналост) в третираната зона. И двете трябва да изчезнат след кратко време.
11. Натиснете продължително бутона за захранване, за да изключите устройството.
12. Почистете енергийната глава на устройството с влажна кърпа или хартиена кърпа, след което поставете устройството върху защитната основа, за да предпазите енергийната глава до следващата употреба.

Препоръки за лечение:

- Третирането на цялото лице отнема 8-12 минути. За да съкратите времето за лечение, фокусирайте се само върху избраните зони, които искате да третирате. Времето за лечение е различно за всеки човек.
- За оптимални резултати използвайте Lumix PRO 2-3 пъти седмично в продължение на 6-8 седмици.
- Изчакайте поне 1 ден между третираната на една и съща третирана зона.

- За поддържане на дълготраен ефект, след завършване на пълния курс, препоръчваме да използвате Lumix PRO 2-4 пъти месечно или при необходимост.

#### Режими:

В режим на стартиране натиснете кратко бутона, за да превключите между Режим 1 - Режим 5.

Устройството ще издаде звук и цвятът на светодиодния индикатор ще се промени:

Режим 1: RF лечение (ниво 1), LED индикаторът ще свети постоянно зелено.

Режим 2: RF лечение (ниво 2), LED индикаторът ще свети постоянно в синьо.

Режим 3: EMS лечение (ниво 1), LED индикаторът ще свети постоянно зелено.

Режим 4: EMS лечение (ниво 2), LED индикаторът ще свети постоянно в синьо.

Режим 5: RF и EMS лечение (LED индикаторът ще свети постоянно в синьо, когато автоматично превключвате между RF и EMS терапия).

Температурен сензор: Третиращите глави са оборудвани с прецизен NTC температурен сензор.

След като започне RF обработката, сензорът ще открие температурата на кожата, ако температурата е по-ниска от 42оС, RF обработката ще започне да работи. Ако е над 42оС, радиочестотното третиране ще бъде спряно.

Автоматично отчитане на времето: Функцията за автоматично отчитане на времето задава времето на 6 минути. След изтичане на времето продуктът спира да работи и трябва да се рестартира, за да продължите да го използвате.

#### Зареждане:

1. При първа употреба, ако устройството не е напълно заредено, свържете го към зарядното устройство.

2. Поставете устройството върху основата за зареждане, след това поставете USB конектора в щепсела на зарядното устройство и го свържете към захранването. LED индикаторът ще свети в червено по време на зареждане и червената светлина ще изгасне след пълно зареждане.

3. По време на зареждане лампата с дължина на вълната 415nm ще дезинфекцира главите за третиране за 5 минути.

4. Времето за зареждане е около 120 минути, а времето за работа на устройството е около 50 минути.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато батерията на устройството е твърде ниска, зумерът ще звучи на всеки 5 секунди.

#### Предупреждения и препоръки:

1. Устройството не е водоустойчиво, така че не го мийте и не го поставяйте близо до вода и го съхранявайте на сухо място, недостъпно за деца.

2. Преди всяка употреба проверявайте дали ръцете ви са сухи и устройството и захранващият адаптер не са повредени; използвайте само доставения кабел и захранващ адаптер.

3. Винаги изключвайте устройството след употреба или преди да го почистите.

4. Използвайте гел или серум по време на лечението, за да осигурите правилно плъзгане и ефективност на RF/EMS, както и по-добра хидратация на кожата.

5. Уредът разполага с автоматичен механизъм за регулиране на температурата, който предпазва кожата от прегряване. Използвайте уреда само според инструкциите, като избягвате употреба върху клепачите, около очите, щитовидната жлеза, устните, ушите, гърдите и гениталиите.

6. Използвайте устройството удобно и в случай на дискомфорт, незабавно прекратете лечението.

7. Устройството не е играчка. Не използвайте устройството, ако сте под 18 години, имате пейсмейкър, вътрешен дефибрилатор, метални импланти в зоната на лечение (с изключение на зъбни пломби), в момента имате или сте имали рак (особено рак на кожата) или имате предракови бенки. Не използвайте устройството, ако имате сериозно медицинско състояние, като сърдечни проблеми, сте бременна или кърмите, имате отслабена имунна система поради заболяване (напр. СПИН) или имunosупресивни лекарства, или имате заболявания, причинени от топлина, като рецидивиращ херпес. Избягвайте да използвате устройството, ако сте предразположени към келоидни белези, имате затруднено заздравяване на рани или имате деликатна кожа, или ако сте претърпели операция, лазер или пилинг в третираната зона през последните три месеца и все още заздравявате. Ако имате постоянни филтри в третираната зона или временни филтри, консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате апарата, както и ако сте си поставяли ботокс през последните три месеца. Не използвайте устройството върху зони със съмнение за кожни лезии или ако приемате лекарства, билки, витамини или добавки, които могат да повишат чувствителността или сухотата на кожата.

Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](http://www.youtube.com/beautiflyeu)

الحجم	45.8x187x56
الوزن	حوالي 154 جرام
الطاقة المقترنة	حوالي 10 وات
الجهد المقدر	تيار مستمر 5 فولت
التيار المقدر	حوالي 2 أمبير
الموقت	6. دقائق
وضع العمل	9-5 ميكرو أمبير EMS / (1000 كيلو هرتز) RF
البطارية	7.4 فولت 600 مللي أمبير

السلامة قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا واتباع التعليمات الواردة فيه أثناء الاستخدام.

(f1-الصفحة 2) وصف الجهاز

4. قاعدة الشحن / EMS 3. مؤشر وظيفة / RF 1. زر الطاقة / 2. مؤشر وظيفة

دليل المستخدم

لأول مرة Lumix PRO ملحوظة قبل استخدام الجهاز لأول مرة، يوصى بإجراء اختبار حساسية الجلد. يجب إجراء الاختبار قبل 24 ساعة من استخدام للقيام بذلك، ضعي كمية صغيرة من الجل/المصل (أو مستحضر تجميل آخر ذو قوام زلق) على الجزء الداخلي من الذراع وقومي بالعلاج على هذه المنطقة. تأكدي من عدم تفاعل الجلد بشكل سلبي مع الجل/المصل (مستحضر التجميل الذي استخدمته) أو العلاج. يوصى بضبط الطاقة على منخفضة لجلسة العلاج الأولى ثم تعديلها للعلاجات اللاحقة.

1. اغسلي وجهك

2. ضعي كمية مناسبة من الجل/المصل أو مستحضر تجميل آخر ذو قوام زلق على المنطقة المراد استخدامها (الوجه أو الرقبة)

3. اضغطي لفترة طويلة على زر الجهاز لتشغيله

4. حندي الوضع المضلل

5. قسمي الوجه إلى 4 مناطق علاج: الخد الأيمن، والخد الأيسر، والجبهة، والزاوية الخارجية للعينين

6. ضعي الجهاز على الجلد، وتذكرتي الضغط على الجهاز برفق لضمان ملامسة الرأس بالكامل للجلد

7. ابديني بتحريك الجهاز بحركات دائرية بطيئة وصغيرة جدًا على جزء صغير من منطقة العلاج (حوالي ضعف حجم رأس العلاج). سيتم إطلاق طاقة الجهاز في الجلد، مما يوفر الراحة والنعف للبشرة

8. ملاحظة: لا تلمس الجهاز في وضع واحد دون تحريكه لفترة طويلة جدًا

استمر في العمل على منطقة العلاج بالكامل بحركات دائرية بطيئة لمدة 2-4 دقائق. تأكد من الحفاظ على طاقة موحدة عن طريق تدليك منطقة العلاج بالكامل.

ملاحظة: يمكن تعزيز تأثير العلاج عن طريق إجراء حركات "رفع" من خط الفك إلى الأعلى باتجاه الخدين

انظر قسم RF + EMS 9. بعد إكمال 2-4 دقائق من العلاج، يمكنك الانتقال إلى منطقة العلاج التالية عن طريق تكرار الخطوات من 6 إلى 8. في وضع يوصى بالبدء بمستوى طاقة منخفض، ("الأوضاع" في التعليمات

على مناطق أخرى من الوجه EMS + RF فقط على منطقة خط الفك. لا تستخدم وضع EMS + RF هام: استخدم وضع

10. ابدأ في تحريك الجهاز بحركات خطية صغيرة جدًا على طول خط الفك

ملاحظة للحصول على نتائج مثالية، استخدم الجهاز لمدة 4 دقائق على كل جانب بعد تدليك منطقة العلاج بالكامل، تنتهي جلسة العلاج. قد تشمل التأثيرات

الطبيعية للعلاج أحمرار الجلد (احمرار الجلد) وتورم طفيف (انتفاخ) في منطقة العلاج. يجب أن يختفي كلاهما بعد فترة قصيرة

11. اضغظ لفترة طويلة على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الجهاز

12. نظف رأس الطاقة الخاص بالجهاز بقطعة قماش مبللة أو منشفة ورقية، ثم ضع الجهاز على القاعدة الواقية لحماية رأس الطاقة حتى الاستخدام التالي

توصيات العلاج

يستغرق علاج الوجه بالكامل من 8 إلى 12 دقيقة لتقصير وقت العلاج، ركز فقط على المناطق المحددة التي تريد علاجها. تختلف أوقات العلاج من -

شخص لآخر

2-3 مرات في الأسبوع لمدة 6-8 أسابيع Lumix PRO للحصول على نتائج مثالية، استخدم -

اترك يوماً واحداً على الأقل بين العلاجات على نفس منطقة العلاج -

4-2 مرات في الشهر أو حسب الحاجة Lumix PRO للحفاظ على التأثيرات طويلة الأمد، بعد إكمال الدورة الكاملة، نوصي باستخدام -

الأوضاع

LED: في وضع التشغيل، اضغظ لفترة قصيرة على الزر للتبديل بين الوضع 1 - الوضع 5، سيصدر الجهاز صوتاً وسيغير لون مؤشر

أخضر ثابت LED سيكون مؤشر (المستوى 1) RF الوضع 1: علاج

أزرق ثابت LED سيكون مؤشر (المستوى 2) RF الوضع 2: علاج

أخضر ثابت LED سيكون مؤشر (المستوى 1) EMS الوضع 3: علاج

أزرق ثابت LED سيكون مؤشر (المستوى 2) EMS الوضع 4: علاج

(EMS) RF أو أزرق ثابت عند التبديل تلقائياً بين علاج LED سيكون مؤشر EMS و RF الوضع 5: علاج

دقيق NTC مستشعر درجة الحرارة؛ رؤوس العلاج مزودة بمستشعر درجة حرارة

في العمل. إذا كانت أعلى من RF ميكثف المستشعر درجة حرارة الجلد، إذا كانت درجة الحرارة أقل من 42 درجة مئوية، سيبدأ علاج RF بعد بدء علاج 42 RF. درجة مئوية، فيتم إيقاف علاج

التوقيت التلقائي: تحدد وظيفة التوقيت التلقائي الوقت على 6 دقائق. بعد انقضاء الوقت المحدد، يتوقف المنتج عن العمل ويجب إعادة تشغيله لمواصلة استخدامه

## الشحن:

1. للاستخدام لأول مرة، إذا لم يكن الجهاز مشحوناً بالكامل، فيرجى توصيله بالشاحن أحمر أثناء الشحن، وسيطفاً LED في قابس الشاحن وقم بتوصيله بمصدر الطاقة سيكون مؤشر USB 2. وضع الجهاز على قاعدة الشحن، ثم أدخل موصل الضوء الأحمر بعد الشحن الكامل.
3. أثناء الشحن، سيقوم مصباح الطول الموجي 415 نانومتر بتطهير رؤوس العلاج لمدة 5 دقائق.
4. وقت الشحن حوالي 120 دقيقة، ووقت عمل الجهاز حوالي 50 دقيقة.
- ملاحظة: عندما تكون بطارية الجهاز منخفضة للغاية، سيصدر صوت الجرس كل 5 ثوانٍ.

## التحذيرات والتوصيات:

1. الجهاز ليس مقاوماً للماء، لذا لا تغسله أو تضعه بالقرب من الماء، واحفظه في مكان جاف بعيداً عن متناول الأطفال.
2. قبل كل استخدام، تحقق من أن بديك جافة وأن الجهاز ومحول الطاقة غير تالفين؛ استخدم فقط الكابل ومحول الطاقة المرفقين.
3. قم دائماً بإيقاف تشغيل الجهاز بعد الاستخدام أو قبل تنظيفه.
- بالإضافة إلى ترطيب أفضل للبشرة، RF/EMS 4. استخدم جلاً أو مصلاً أثناء العلاج لضمان انزلاق مناسب وفعالية.
5. يحتوي الجهاز على آلية تنظيم درجة الحرارة التلقائية التي تحمي البشرة من ارتفاع درجة الحرارة. استخدم الجهاز وفقاً للإرشادات فقط، وتجنب استخدامه على الجفون وحول العينين والغدة الدرقية والثغرين والأنبين والثديين والأعضاء التناسلية.
6. استخدم الجهاز بشكل مريح، وفي حالة حدوث أي إزعاج، أوقف العلاج على الفور.
7. الجهاز ليس لعبة لا تستخدم الجهاز إذا كان عمرك أقل من 18 عاماً، أو لديك جهاز تنظيم ضربات القلب أو مزيل الرجفان الداخلي أو غرست معدنية في منطقة العلاج (بمستثناء حيوات الأسنان)، أو تعاني حاليًا أو كنت تعاني من السرطان (خاصة سرطان الجلد) أو لديك شامات سرطانية. لا تستخدم الجهاز إذا كنت تعاني من حالة طبية خطيرة مثل مشاكل القلب، أو كنت حاملاً أو مرضعاً، أو تعاني من ضعف في جهاز المناعة بسبب المرض (مثل الإيدز) أو الأدوية المثبطة للمناعة، أو تعاني من أمراض ناجمة عن الحرارة مثل الهربس المتكرر. تجنب استخدام الجهاز إذا كنت عرضة لندبات الجدر، أو تعاني من صعوبة التئام الجروح أو لديك بشرة حساسة، أو إذا أجريت لك عملية جراحية أو ليزر أو تقشير في منطقة العلاج في الأشهر الثلاثة الماضية وما زلت تلتئم إذا كان لديك حشو دائم في منطقة العلاج أو حشو مؤقت، فاستشر طبيبك قبل استخدام الجهاز، وكذلك إذا كنت قد خضعت للبيوتوكس في الأشهر الثلاثة الماضية لا تستخدم الجهاز على المناطق التي يشبه في وجود آفات جلدية بها أو إذا كنت تتناول أدوية أو أعشاب أو فيتامينات أو مكملات غذائية قد تزد من حساسية الجلد أو جفافه.

[f2] - الصفحة 2] المزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- [www.beautifyyou](http://www.beautifyyou)

- [www.youtube.com/beautifyyou](http://www.youtube.com/beautifyyou)



**[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:** Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Poprawne obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m<sup>2</sup> poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

**[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment:** Used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators must not be mixed with other waste. This is indicated by the crossed-out bin symbol on the product packaging. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may result in damage to health or environmental pollution.

Proper handling of used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators in the household contributes positively to the reuse and recovery, including recycling, of used equipment.

Used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators can be returned to local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and has performed the same functions as the equipment sold. A distributor, when delivering household equipment to a purchaser, is obliged to take back used household equipment free of charge at the place of delivery of such equipment, provided that the used equipment is of the same type and has performed the same functions as the equipment delivered. A distributor running a retail outlet with a sales area within the meaning of art. 2 item 19 of the Act of 27 March 2003 on spatial planning and development of at least 400 m<sup>2</sup> devoted to the sale of household equipment, is obliged to accept, free of charge, in that outlet or in its immediate vicinity, used household equipment, none of the external dimensions of which exceeds 25 cm, without the need to purchase new household equipment.

The product was introduced to the market after 13 August 2005.



**[PL] Skrócona deklaracja zgodności:** Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

**[EN] Summary declaration of conformity:** The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

[www.beautifly.eu/deklaracje](http://www.beautifly.eu/deklaracje)

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Lumix Pro

Made in China.