



BEAUTIFLY




Hydra Peel

PRO

series


Hydrabrasion device
User manual



 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautifly.eu

f1



f2



Kolor produktu:	biały, różowe złoto
Waga urządzenia:	ok. 166 g
Wymiary urządzenia:	188 x 55 x 75 mm
Napięcie znamionowe:	3.7V
Napięcie zasilające:	5V — 1A
Moc znamionowa:	1W
Poziomy intensywności:	3 poziomy
Temp. przechowywania urządzenia:	0°C – 45°C
Temperatura środowiska pracy:	5°C – 35°C
Wilgotność środowiska pracy:	25% – 75%

Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis urządzenia [strona 2 - f1]:

1. Silikonowa końcówka czyszcząca.
2. Mała końcówka czyszcząca.
3. Duża końcówka czyszcząca.
4. Spiralna końcówka czyszcząca.
5. Końcówka czyszcząca.
6. Wskaźnik poziomu intensywności.
7. Przycisk zasilania (Włącznik/Wyłącznik).
8. Gniazdko do ładowania.
9. Pojemnik.
10. Wentylacja.

Oczyszczanie wodoroowe (hydrabrazja)

Hydrabrazja to łagodny zabieg oczyszczający, nawilżający i złuszczący skórę. Jest zdecydowanie bardziej delikatny niż mikrodermabrazja, dlatego nie ma przeciwwskazań do jego wykonywania. Nawet osoby ze skórą wrażliwą, dojrzałą, naczynkową czy skłoną do trądziku mogą korzystać z tego typu zabiegów. W celu osiągnięcia maksymalnych efektów oczyszczania do zabiegów na poszczególnych obszarach twarzy wykorzystaj specjalne końcówki. Dzięki nim nie tylko oczyścisz skórę nawet w trudno dostępnym miejscach, ale także łatwo uzyskasz oczekiwane rezultaty.

Obsługa urządzenia:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
2. Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom intensywności.
3. Pierwszy poziom intensywności włącza jedno zielone światło, drugi poziom intensywności włącza dwa zielone światła, a trzeci poziom włącza trzy zielone światła.
4. Podczas ładowania wskaźnik ładowania świeci się na czerwono. Gdy bateria jest pełna, czerwone światło wyłącza się, a zielone światło włącza się.
5. Pełne naładowanie urządzenia trwa około 3,5 godziny.

Środki ostrożności podczas użytkowania:

1. Nie umieszczaj urządzenia w środowisku o silnym polu magnetycznym.
2. Uwważ, aby podczas używania nie przechylać urządzenia o więcej niż 45°C, w przeciwnym razie z otworu wydechowego wytryśnie woda.
3. To urządzenie może używać jedynie czystej wody. Nie używaj innych płynów, które nie są odpowiednie dla tego urządzenia.
4. Nie należy korzystać z urządzenia podczas jego ładowania.
5. Wnętrze zbiornika na wodę może być dezynfekowane i sterylizowane.
6. To urządzenie nie powinno być moczone lub zanurzone w wodzie w celu czyszczenia. Należy zachować ostrożność podczas stosowania urządzenia i uważać, aby podczas użytkowania lub czyszczenia urządzenia woda nie przeniknęła do wnętrza.

7. Po każdym użyciu urządzenia należy opróżnić zbiornik na wodę ze zużytej wody, a następnie dokładnie wysuszyć urządzenie.

Sposób użycia urządzenia:

Usuń makijaż z twarzy używając środka do demakijażu. Zainstaluj zatyczkę filtra na spodzie urządzenia i dodaj 2/3 czystej wody do zbiornika na wodę. Załóż odpowiednią końcówkę czyszczącą. Istnieją różne rozmiary końcówek czyszczących. W zależności od potrzeb możesz wybrać odpowiednią końcówkę czyszczącą do zastosowania w różnych pozycjach. Po zakończeniu zabiegu oczyszczania twarzy przemyj ją tonikiem oraz nałóż na skórę preparat nawilżający.

Opis funkcji końcówek czyszczących:

Spiralna końcówka czyszcząca (mała)- Centrum ssania (powszechnie stosowane), Funkcja: martwy naskórek, naskórek, oczyszczanie porów (typ uniwersalny), Umiejscowienie: mały obszar Obszar: strefa T, część nosowa.

Końcówka czyszcząca (duża)- Duże ssanie (powszechnie stosowane), Funkcja: usuwanie zaskórników, martwego naskórka, zrogowaceń, oczyszczanie porów (typ uniwersalny),

Umiejscowienie: duża powierzchnia twarzy, Obszar: policzki, czoło.

Końcówka czyszcząca (mała)- Wzmocniona siła ssania (uporczywe zanieczyszczenie),

Funkcja: zaskórniki, pryszcze, skórki, oczyszczanie porów (zaskórniki wstępne) (typ uniwersalny),

Umiejscowienie: mały obszar, Obszar: strefa T, część nosowa.

Silikonowa końcówka czyszcząca (duża)- Wzmocniona siła ssania (uporczywe zabrudzenia),

Funkcja: trądzik, zrogowacenia, oczyszczanie porów (preferowane zaskórniki) (typ uniwersalny),

Umiejscowienie: duża powierzchnia twarzy, Obszar: policzki, czoło.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Product color:	white, rose gold
Device weight:	approx. 166 g
Device dimensions:	188 x 55 x 75 mm
Rated voltage:	3.7V
Supply voltage:	5V — 1A
Rated power:	1W
Intensity levels:	3 levels
Temp. device storage:	0oC – 45oC
Working environment temperature:	5oC – 35oC
Working environment humidity:	25% – 75%

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Device description [page 2 - f1]:

1. Silicone cleaning tip.
2. Small cleaning tip.
3. Large cleaning tip.
4. Spiral cleaning tip.
5. Cleaning tip.
6. Intensity level indicator.
7. Power button (On/Off switch).
8. Charging socket.
9. Container.
10. Ventilation.

Hydrogen purification (hydrabrasion)

Hydrabrasion is a gentle treatment that cleanses, moisturizes and exfoliates the skin. It is definitely more delicate than microdermabrasion, so there are no contraindications to its use. Even people with sensitive, mature, vascular or acne-prone skin can benefit from this type of treatments. In order to achieve maximum cleansing effects, use special tips for treatments on specific areas of the face. Thanks to them, you will not only cleanse the skin even in hard-to-reach places, but also easily achieve the expected results.

Device operation:

1. Press and hold the power button for 3 seconds to turn your device on or off.
2. Briefly press the power button to increase or decrease the intensity level.
3. The first intensity level turns on one green light, the second intensity level turns on two green lights, and the third intensity level turns on three green lights.
4. While charging, the charging indicator lights red. When the battery is full, the red light turns off and the green light turns on.
5. It takes approximately 3.5 hours to fully charge the device.

Precautions during use:

1. Do not place the device in an environment with a strong magnetic field.
2. Be careful not to tilt the device more than 45°C when using, otherwise water will spray out of the exhaust port.
3. This device can only use clean water. Do not use other liquids that are not suitable for this device.
4. Do not use the device while it is charging.
5. The inside of the water tank can be disinfected and sterilized.

6. This device should not be soaked or immersed in water for cleaning. Be careful when using the device and ensure that no water penetrates the device when using or cleaning it.
7. After each use of the device, empty the water tank of used water and then dry the device thoroughly.

How to use the device:

Remove makeup from your face using a makeup remover. Install the filter cap on the bottom of the device and add 2/3 clean water to the water tank. Attach the appropriate cleaning tip. There are different sizes of cleaning tips. Depending on your needs, you can choose the right cleaning tip to use in different positions. After cleansing your face, wash it with tonic and apply a moisturizer to your skin.

Description of the functions of the cleaning tips:

Spiral cleaning tip (small) - Suction center (commonly used), Function: dead skin, cuticle, pore cleansing (universal type), Location: small area Area: T zone, nose part.

Cleaning tip (large) - Large suction (commonly used), Function: removal of blackheads, dead skin, calluses, cleansing pores (universal type),

Location: large surface of the face, Area: cheeks, forehead.

Cleaning tip (small) - Enhanced suction power (persistent contamination),

Function: blackheads, pimples, cuticles, pore cleansing (pre-blackheads) (universal type), Location: small area, Area: T zone, nose part.

Silicone cleaning tip (large) - Enhanced suction power (persistent dirt), Function: acne, calluses, cleansing pores (preferred blackheads) (universal type), Location: large surface of the face, Area: cheeks, forehead.

More information about the company and products [page 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Produktfarbe:	Weiß, Roségold
Gerätengewicht:	ca. 166 g
Geräteabmessungen:	188 x 55 x 75 mm
Nennspannung:	3,7V
Versorgungsspannung:	5V — 1A
Nennleistung:	1W
Intensitätsstufen:	3 Ebenen
Temp. Gerätespeicher:	0 °C – 45 °C
Temperatur der Arbeitsumgebung:	5 °C – 35 °C
Luftfeuchtigkeit in der Arbeitsumgebung:	25 % – 75 %

Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Gerätebeschreibung [seite 2 - f1]:

1. Silikon-Reinigungsspitze.
2. Kleiner Reinigungstipp.
3. Große Reinigungsspitze.
4. Spiralreinigungsspitze.
5. Reinigungstipp.
6. Intensitätsstufenanzeige.
7. Ein-/Ausschalter (Ein/Aus-Schalter).
8. Ladebuchse.
9. Behälter.
10. Belüftung.

Wasserstoffreinigung (Hydrabrasion)

Hydrabrasion ist eine sanfte Behandlung, die die Haut reinigt, mit Feuchtigkeit versorgt und peelt. Es ist definitiv empfindlicher als Mikrodermabrasion, daher gibt es keine Kontraindikationen für seine Anwendung. Auch Menschen mit empfindlicher, reifer, vaskulärer oder zu Akne neigender Haut können von dieser Art der Behandlung profitieren. Um eine maximale Reinigungswirkung zu erzielen, verwenden Sie spezielle Tipps für die Behandlung bestimmter Gesichtsbereiche. Dank ihnen reinigen Sie nicht nur die Haut auch an schwer zugänglichen Stellen, sondern erzielen auch problemlos die erwarteten Ergebnisse.

Gerätebedienung:

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um Ihr Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um die Intensitätsstufe zu erhöhen oder zu verringern.
3. Die erste Intensitätsstufe schaltet ein grünes Licht ein, die zweite Intensitätsstufe schaltet zwei grüne Lichter ein und die dritte Intensitätsstufe schaltet drei grüne Lichter ein.
4. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot. Wenn der Akku voll ist, erlischt das rote Licht und das grüne Licht geht an.
5. Das vollständige Aufladen des Geräts dauert etwa 3,5 Stunden.

Vorsichtsmaßnahmen während der Verwendung:

1. Platzieren Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit einem starken Magnetfeld.
2. Achten Sie darauf, das Gerät bei der Verwendung nicht um mehr als 45 °C zu neigen, da sonst Wasser aus der Auslassöffnung spritzt.
3. Dieses Gerät kann nur sauberes Wasser verwenden. Verwenden Sie keine anderen Flüssigkeiten, die nicht für dieses Gerät geeignet sind.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht, während es aufgeladen wird.

5. Das Innere des Wassertanks kann desinfiziert und sterilisiert werden.
6. Dieses Gerät darf zum Reinigen nicht eingeweicht oder in Wasser getaucht werden. Gehen Sie beim Gebrauch des Geräts vorsichtig vor und achten Sie darauf, dass bei der Verwendung oder Reinigung kein Wasser in das Gerät eindringt.
7. Leeren Sie nach jedem Gebrauch des Geräts das verbrauchte Wasser aus dem Wassertank und trocknen Sie das Gerät anschließend gründlich ab.

So verwenden Sie das Gerät:

Entfernen Sie Make-up mit einem Make-up-Entferner von Ihrem Gesicht. Bringen Sie die Filterkappe an der Unterseite des Geräts an und füllen Sie 2/3 sauberes Wasser in den Wassertank. Bringen Sie die entsprechende Reinigungsspitze an. Es gibt Reinigungsspitzen in verschiedenen Größen. Je nach Bedarf können Sie die richtige Reinigungsspitze für die Verwendung in verschiedenen Positionen auswählen. Waschen Sie Ihr Gesicht nach der Reinigung mit Tonic und tragen Sie eine Feuchtigkeitscreme auf Ihre Haut auf.

Beschreibung der Funktionen der Reinigungstipps:

Spiralförmige Reinigungsspitze (klein) – Saugzentrum (häufig verwendet), Funktion: abgestorbene Haut, Nagelhaut, Porenreinigung (universeller Typ), Ort: kleiner Bereich, Bereich: T-Zone, Nasenteil.
Reinigungsspitze (groß) – Große Saugkraft (häufig verwendet), Funktion: Entfernung von Mitessern, abgestorbener Haut, Hornhaut, Reinigung der Poren (universeller Typ), Lokalisierung: große Fläche des Gesichts, Bereich: Wangen, Stirn.
Reinigungsspitze (klein) – Erhöhte Saugleistung (hartnäckige Verschmutzung), Funktion: Mitesser, Pickel, Nagelhaut, Porenreinigung (Vor-Mitesser) (universeller Typ), Ort: kleiner Bereich, Bereich: T-Zone, Nasenteil.
Silikon-Reinigungsspitze (groß) – Erhöhte Saugkraft (hartnäckiger Schmutz), Funktion: Akne, Hornhaut, Reinigung von Poren (bevorzugt Mitesser) (universeller Typ), Standort: große Gesichtsfäche, Bereich: Wangen, Stirn.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Couleur du produit :	blanc, or rose
Poids de l'appareil :	environ 166 g
Dimensions de l'appareil :	188x55x75mm
Tension nominale:	3,7 V
Tension d'alimentation :	5V — 1A
Puissance nominale :	1W
Niveaux d'intensité :	3 niveaux
Temp. stockage de l'appareil:	0°C – 45°C
Température de l'environnement de travail :	5°C – 35°C
Humidité de l'environnement de travail :	25% – 75%

Sécurité:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Description de l'appareil [page 2 - f1]:

1. Embout de nettoyage en silicone.
2. Petite astuce de nettoyage.
3. Grande pointe de nettoyage.
4. Astuce de nettoyage en spirale.
5. Conseil de nettoyage.
6. Indicateur de niveau d'intensité.
7. Bouton d'alimentation (interrupteur marche/arrêt).
8. Prise de charge.
9. Conteneur.
10. Aération.

Purification de l'hydrogène (hydrabrasion)

L'hydrabrasion est un traitement doux qui nettoie, hydrate et exfolie la peau. Elle est nettement plus délicate que la microdermabrasion, il n'y a donc aucune contre-indication à son utilisation. Même les personnes ayant une peau sensible, mature, vasculaire ou à tendance acnéique peuvent bénéficier de ce type de soins. Afin d'obtenir un effet nettoyant maximal, utilisez des conseils spéciaux pour les traitements sur des zones spécifiques du visage. Grâce à eux, vous nettoyez non seulement la peau même dans les endroits difficiles d'accès, mais vous obtiendrez également facilement les résultats escomptés.

Fonctionnement de l'appareil:

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre votre appareil.
2. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour augmenter ou diminuer le niveau d'intensité.
3. Le premier niveau d'intensité allume une lumière verte, le deuxième niveau d'intensité allume deux lumières vertes et le troisième niveau d'intensité allume trois lumières vertes.
4. Pendant la charge, le voyant de charge s'allume en rouge. Lorsque la batterie est pleine, le voyant rouge s'éteint et le voyant vert s'allume.
5. Il faut environ 3,5 heures pour charger complètement l'appareil.

Précautions d'utilisation:

1. Ne placez pas l'appareil dans un environnement avec un champ magnétique puissant.
2. Veillez à ne pas incliner l'appareil à plus de 45 °C lors de l'utilisation, sinon de l'eau s'échappera de l'orifice d'échappement.
3. Cet appareil ne peut utiliser que de l'eau propre. N'utilisez pas d'autres liquides qui ne conviennent pas à cet appareil.

4. N'utilisez pas l'appareil pendant qu'il est en charge.
5. L'intérieur du réservoir d'eau peut être désinfecté et stérilisé.
6. Cet appareil ne doit pas être trempé ou immergé dans l'eau pour le nettoyage. Soyez prudent lorsque vous utilisez l'appareil et assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre dans l'appareil lors de son utilisation ou de son nettoyage.
7. Après chaque utilisation de l'appareil, videz le réservoir d'eau de l'eau usée puis séchez soigneusement l'appareil.

Comment utiliser l'appareil:

Démaquillez votre visage à l'aide d'un démaquillant. Installez le capuchon du filtre au bas de l'appareil et ajoutez 2/3 d'eau propre dans le réservoir d'eau. Fixez l'embout de nettoyage approprié. Il existe différentes tailles d'embouts de nettoyage. Selon vos besoins, vous pouvez choisir l'embout de nettoyage adapté à utiliser dans différentes positions. Après avoir nettoyé votre visage, lavez-le avec du tonique et appliquez une crème hydratante sur votre peau.

Description des fonctions des conseils de nettoyage:

Embout de nettoyage en spirale (petit) - Centre d'aspiration (couramment utilisé), Fonction : peaux mortes, cuticules, nettoyage des pores (type universel), Localisation : petite zone Zone : zone T, partie nez.

Embout de nettoyage (grand) - Grande aspiration (couramment utilisée), Fonction : élimination des points noirs, peaux mortes, callosités, nettoyage des pores (type universel), Localisation : grande surface du visage, Zone : joues, front.

Astuce de nettoyage (petite) - Puissance d'aspiration renforcée (contamination persistante), Fonction : points noirs, boutons, cuticules, nettoyage des pores (pré-points noirs) (type universel), Localisation : petite zone, Zone : zone T, partie nez.

Embout de nettoyage en silicone (grand) - Puissance d'aspiration améliorée (saletés persistantes), Fonction : acné, callosités, nettoyage des pores (points noirs privilégiés) (type universel), Localisation : grande surface du visage, Zone : joues, front.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Color del producto:	blanco, oro rosa
Peso del dispositivo:	aproximadamente 166 gramos
Dimensiones del dispositivo:	188x55x75mm
Tensión nominal:	3,7 V
Tensión de alimentación:	5V — 1A
Potencia nominal:	1W
Niveles de intensidad:	3 niveles
Temperatura. almacenamiento del dispositivo:	0°C – 45°C
Temperatura ambiente de trabajo:	5°C – 35°C
Humedad del ambiente de trabajo:	25% – 75%

Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

Descripción del aparato [página 2 - f1]:

1. Punta de limpieza de silicona.
2. Pequeña punta de limpieza.
3. Punta de limpieza grande.
4. Punta de limpieza en espiral.
5. Consejo de limpieza.
6. Indicador de nivel de intensidad.
7. Botón de encendido (interruptor de encendido/apagado).
8. Toma de carga.
9. Contenedor.
10. Ventilación.

Purificación de hidrógeno (hidrabrasión)

La hidrabrasión es un tratamiento suave que limpia, hidrata y exfolia la piel. Definitivamente es más delicado que la microdermoabrasión, por lo que no existen contraindicaciones para su uso. Incluso las personas con piel sensible, madura, vascular o con tendencia acnéica pueden beneficiarse de este tipo de tratamientos. Para lograr los máximos efectos de limpieza, utilice consejos especiales para tratamientos en áreas específicas del rostro. Gracias a ellos, no solo limpiarás la piel incluso en lugares de difícil acceso, sino que también conseguirás fácilmente los resultados esperados.

Operación del dispositivo:

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar su dispositivo.
2. Presione brevemente el botón de encendido para aumentar o disminuir el nivel de intensidad.
3. El primer nivel de intensidad enciende una luz verde, el segundo nivel de intensidad enciende dos luces verdes y el tercer nivel de intensidad enciende tres luces verdes.
4. Mientras se carga, el indicador de carga se ilumina en rojo. Cuando la batería está llena, la luz roja se apaga y la luz verde se enciende.
5. Se necesitan aproximadamente 3,5 horas para cargar completamente el dispositivo.

Precauciones durante el uso:

1. No coloque el dispositivo en un entorno con un campo magnético fuerte.
2. Tenga cuidado de no inclinar el dispositivo a más de 45 °C cuando lo utilice, de lo contrario saldrá agua por el puerto de escape.
3. Este dispositivo sólo puede utilizar agua limpia. No utilice otros líquidos que no sean adecuados para este dispositivo.
4. No utilice el dispositivo mientras se está cargando.
5. El interior del tanque de agua se puede desinfectar y esterilizar.

6. Este dispositivo no debe remojar ni sumergirse en agua para su limpieza. Tenga cuidado al utilizar el dispositivo y asegúrese de que no entre agua en el dispositivo cuando lo utilice o limpie.

7. Después de cada uso del dispositivo, vacíe el tanque de agua usada y luego seque bien el dispositivo.

Cómo utilizar el dispositivo:

Quita el maquillaje de tu rostro usando un desmaquillante. Instale la tapa del filtro en la parte inferior del dispositivo y agregue 2/3 de agua limpia al tanque de agua. Coloque la punta de limpieza adecuada. Hay diferentes tamaños de puntas de limpieza. Dependiendo de sus necesidades, puede elegir la punta de limpieza adecuada para usar en diferentes posiciones. Después de limpiar tu rostro, lávalo con tónico y aplica una crema hidratante en tu piel.

Descripción de las funciones de las puntas de limpieza:

Punta de limpieza en espiral (pequeña) - Centro de succión (de uso común), Función: piel muerta, cutícula, limpieza de poros (tipo universal), Ubicación: área pequeña Área: zona T, parte de la nariz.
Punta de limpieza (grande): succión grande (de uso común), Función: eliminación de puntos negros, piel muerta, callos, limpieza de poros (tipo universal),

Ubicación: gran superficie del rostro. Área: mejillas, frente.

Punta de limpieza (pequeña): potencia de succión mejorada (contaminación persistente),

Función: puntos negros, espinillas, cutículas, limpieza de poros (pre-puntos negros) (tipo universal),

Ubicación: área pequeña, Área: zona T, parte de la nariz.

Punta de limpieza de silicona (grande): poder de succión mejorado (suciedad persistente), Función: acné, callos, limpieza de poros (preferiblemente puntos negros) (tipo universal), Ubicación: superficie grande de la cara, Área: mejillas, frente.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Cor do produto:	branco, ouro rosa
Peso do dispositivo:	aproximadamente 166 g
Dimensões do dispositivo:	188x55x75mm
Tensão nominal:	3,7V
Tensão de alimentação:	5V — 1A
Potência nominal:	1W
Níveis de intensidade:	3 níveis
Temperatura. dispositivo de armazenamento:	0oC — 45oC
Temperatura do ambiente de trabalho:	5oC — 35oC
Umidade do ambiente de trabalho:	25% — 75%

Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

Descrição do dispositivo [página 2 - f1]:

1. Ponta de limpeza de silicone.
2. Pequena dica de limpeza.
3. Ponta de limpeza grande.
4. Ponta de limpeza em espiral.
5. Dica de limpeza.
6. Indicador do nível de intensidade.
7. Botão liga/desliga (interruptor liga/desliga).
8. Tomada de carregamento.
9. Recipiente.
10. Ventilação.

Purificação de hidrogênio (hidrabrasão)

Hidrabrasão é um tratamento suave que limpa, hidrata e esfolia a pele. É definitivamente mais delicado que a microdermoabrasão, por isso não há contra-indicações ao seu uso. Mesmo pessoas com pele sensível, madura, vascular ou com tendência acneica podem beneficiar deste tipo de tratamentos. Para obter o máximo efeito de limpeza, utilize dicas especiais para tratamentos em áreas específicas do rosto. Graças a eles, você não só limpará a pele mesmo em locais de difícil acesso, mas também alcançará facilmente os resultados esperados.

Operação do dispositivo:

1. Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.
2. Pressione brevemente o botão liga/desliga para aumentar ou diminuir o nível de intensidade.
3. O primeiro nível de intensidade acende uma luz verde, o segundo nível de intensidade acende duas luzes verdes e o terceiro nível de intensidade acende três luzes verdes.
4. Durante o carregamento, o indicador de carregamento acende em vermelho. Quando a bateria está carregada, a luz vermelha apaga e a luz verde acende.
5. Demora aproximadamente 3,5 horas para carregar totalmente o dispositivo.

Precauções durante o uso:

1. Não coloque o dispositivo em um ambiente com forte campo magnético.
2. Tenha cuidado para não inclinar o dispositivo mais de 45°C durante o uso, caso contrário a água será espirrada pela porta de exaustão.
3. Este dispositivo só pode usar água limpa. Não utilize outros líquidos que não sejam adequados para este dispositivo.
4. Não use o dispositivo enquanto ele estiver carregando.
5. O interior do tanque de água pode ser desinfetado e esterilizado.
6. Este dispositivo não deve ser encharcado ou imerso em água para limpeza. Tenha cuidado ao usar o dispositivo e certifique-se de que nenhuma água penetre no dispositivo ao usá-lo ou limpá-lo.
7. Após cada utilização do aparelho, esvazie o reservatório de água usada e seque bem o aparelho.

Como usar o dispositivo:

Remova a maquiagem do rosto usando um removedor de maquiagem. Instale a tampa do filtro na parte inferior do dispositivo e adicione 2/3 de água limpa ao tanque de água. Anexe a dica de limpeza apropriada. Existem diferentes tamanhos de pontas de limpeza. Dependendo de suas necessidades, você pode escolher a ponta de limpeza certa para usar em diferentes posições. Após limpar o rosto, lave-o com tônico e aplique um hidratante na pele.

Descrição das funções das dicas de limpeza:

Ponta de limpeza em espiral (pequena) - Centro de sucção (comumente usado), Função: pele morta, cutícula, limpeza de poros (tipo universal), Localização: área pequena Área: Zona T, parte do nariz.

Dica de limpeza (grande) - Sucção grande (comumente usada), Função: remoção de cravos, pele morta, calosidades, limpeza de poros (tipo universal),

Localização: grande superfície do rosto, Área: bochechas, testa.

Dica de limpeza (pequena) - Maior poder de sucção (contaminação persistente),

Função: cravos, espinhas, cutículas, limpeza de poros (pré-cravos) (tipo universal), Localização: área pequena, Área: zona T, parte do nariz.

Ponta de limpeza de silicone (grande) - Maior poder de sucção (sujeira persistente), Função: acne, calosidades, limpeza de poros (cravos preferidos) (tipo universal), Localização: grande superfície do rosto, Área: bochechas, testa.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]:

-www.beautify.eu

-www.youtube.com/beautifyeu

Colore del prodotto:	bianco, oro rosa
Peso del dispositivo:	circa 166 g
Dimensioni del dispositivo:	188 x 55 x 75 mm
Tensione nominale:	3,7 V
Tensione di alimentazione:	5 V — 1 A
Potenza nominale:	1 W
Livelli di intensità:	3 livelli
Temp. memorizzazione del dispositivo:	0°C – 45°C
Temperatura dell'ambiente di lavoro:	5°C – 35°C
Umidità dell'ambiente di lavoro:	25% – 75%

Sicurezza:

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale utente e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Descrizione del dispositivo [pagina 2 - f1]:

1. Punta per la pulizia in silicene.
2. Piccolo consiglio per la pulizia.
3. Punta grande per la pulizia.
4. Punta per la pulizia a spirale.
5. Consiglio per la pulizia.
6. Indicatore del livello di intensità.
7. Pulsante di accensione (interruttore di accensione/spegnimento).
8. Presa di ricarica.
9. Contenitore.
10. Ventilazione.

Purificazione dell'idrogeno (idraabrasione)

L'idratazione è un trattamento delicato che deterge, idrata ed esfolia la pelle. È decisamente più delicata della microdermoabrasione, quindi non ci sono controindicazioni al suo utilizzo. Anche le persone con pelle sensibile, matura, vascolare o a tendenza acneica possono trarre beneficio da questo tipo di trattamenti. Per ottenere i massimi effetti di pulizia, utilizzare punte speciali per trattamenti su aree specifiche del viso. Grazie a loro, non solo pulirai la pelle anche in luoghi difficili da raggiungere, ma otterrai anche facilmente i risultati attesi.

Funzionamento del dispositivo:

1. Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.
2. Premere brevemente il pulsante di accensione per aumentare o diminuire il livello di intensità.
3. Il primo livello di intensità accende una luce verde, il secondo livello di intensità accende due luci verdi e il terzo livello di intensità accende tre luci verdi.
4. Durante la ricarica, l'indicatore di ricarica si illumina in rosso. Quando la batteria è carica, la luce rossa si spegne e la luce verde si accende.
5. Per caricare completamente il dispositivo sono necessarie circa 3,5 ore.

Precauzioni durante l'uso:

1. Non posizionare il dispositivo in un ambiente con un forte campo magnetico.
2. Fare attenzione a non inclinare il dispositivo a una temperatura superiore a 45°C durante l'utilizzo, altrimenti l'acqua verrà spruzzata fuori dalla porta di scarico.
3. Questo dispositivo può utilizzare solo acqua pulita. Non utilizzare altri liquidi che non siano adatti a questo dispositivo.
4. Non utilizzare il dispositivo mentre è in carica.
5. L'interno del serbatoio dell'acqua può essere disinfettato e sterilizzato.
6. Questo dispositivo non deve essere bagnato o immerso nell'acqua per la pulizia. Fare attenzione quando si utilizza il dispositivo e assicurarsi che non penetri acqua nel dispositivo durante l'utilizzo o la pulizia.

7. Dopo ogni utilizzo dell'apparecchio, svuotare il serbatoio dell'acqua usata e asciugare accuratamente l'apparecchio.

Come utilizzare il dispositivo:

Rimuovi il trucco dal viso utilizzando uno struccante. Installare il tappo del filtro sul fondo del dispositivo e aggiungere 2/3 di acqua pulita al serbatoio dell'acqua. Collegare la punta di pulizia appropriata. Esistono diverse dimensioni di punte per la pulizia e, a seconda delle tue esigenze, puoi scegliere la punta per la pulizia giusta da utilizzare in diverse posizioni. Dopo aver pulito il viso, lavalo con il tonico e applica una crema idratante sulla pelle.

Descrizione delle funzioni dei consigli per la pulizia:

Punta per pulizia a spirale (piccola) - Centro di aspirazione (comunemente usato), Funzione: pelle morta, cuticola, pulizia dei pori (tipo universale), Posizione: piccola area Area: zona T, parte del naso.

Punta per la pulizia (grande) - Grande aspirazione (comunemente usata), Funzione: rimozione di punti neri, pelle morta, calli, pulizia dei pori (tipo universale),

Localizzazione: ampia superficie del viso. Zona: guance, fronte.

Punta per la pulizia (piccola) - Potenza di aspirazione migliorata (contaminazione persistente),

Funzione: punti neri, brufoli, cuticole, pulizia dei pori (pre-punti neri) (tipo universale), Localizzazione: piccola area, Area: zona T, parte del naso.

Punta per pulizia in silicone (grande) - Potenza di aspirazione migliorata (sporco persistente),

Funzione: acne, calli, pulizia dei pori (punti neri preferiti) (tipo universale), Posizione: ampia superficie del viso, Zona: guance, fronte.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Barva produktu:	bílá, růžové zlato
Hmotnost zařízení:	cca 166 g
Rozměry zařízení:	188 x 55 x 75 mm
Jmenovité napětí:	3,7 V
Napájecí napětí:	5V — 1A
Jmenovitý výkon:	1W
Úrovně intenzity:	3 úrovně
Temp. úložiště zařízení:	0oC — 45oC
Teplota pracovního prostředí:	5oC — 35oC
Vlhkost pracovního prostředí:	25 % — 75 %

Bezpečnostní:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

Popis zařízení [strana 2 - f1]:

1. Silikonový čistící hrot.
2. Malý tip na čištění.
3. Velký čistící hrot.
4. Spirálová čistící špička.
5. Tip na čištění.
6. Indikátor úrovně intenzity.
7. Tlačítko napájení (vypínač).
8. Nabíjecí zásuvka.
9. Kontejner.
10. Větrání.

Čištění vodíkem (hydrabrazo)

Hydrabrazo je jemné ošetření, které pokožku čistí, hydratuje a exfoliuje. Je rozhodně jemnější než mikrodermabrazo, takže jeho použití nemá žádné kontraindikace. Z tohoto typu ošetření mohou těžit i lidé s citlivou, zralou, cévní nebo aknézní pleť. Abyste dosáhli maximálních čistících účinků, používejte speciální tipy na ošetření konkrétních oblastí obličeje. Díky nim nejen vyčistíte pleť i na těžko dostupných místech, ale také snadno dosáhnete očekávaných výsledků.

Provoz zařízení:

1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund zařízení zapnete nebo vypnete.
2. Krátkým stisknutím tlačítka napájení zvýšíte nebo snížíte úroveň intenzity.
3. První stupeň intenzity rozsvítí jedno zelené světlo, druhý stupeň intenzity rozsvítí dvě zelená světla a třetí stupeň intenzity rozsvítí tři zelená světla.
4. Během nabíjení svítí indikátor nabíjení červeně. Když je baterie plná, červené světlo zhasne a zelené světlo se rozsvítí.
5. Úplné nabití zařízení trvá přibližně 3,5 hodiny.

Opatření při používání:

1. Neumísťujte zařízení do prostředí se silným magnetickým polem.
2. Při používání dávejte pozor, abyste zařízení nenaklonili o více než 45°C, jinak bude z výfukového otvoru vystřikovat voda.
3. Toto zařízení může používat pouze čistou vodu. Nepoužívejte jiné kapaliny, které nejsou vhodné pro toto zařízení.
4. Během nabíjení zařízení nepoužívejte.
5. Vnitřek nádržky na vodu lze dezinfikovat a sterilizovat.
6. Toto zařízení by se nemělo kvůli čištění namáčet ani ponořovat do vody. Při používání zařízení buďte opatrní a zajistěte, aby do zařízení při používání nebo čištění nepronikla voda.

7. Po každém použití přístroje vyprázdněte nádržku na použitou vodu a poté přístroj důkladně vysušte.

Jak zařízení používat:

Odstraňte make-up z obličeje pomocí odstraňovače make-upu. Nainstalujte uzávěr filtru na spodní část zařízení a přidejte 2/3 čisté vody do nádržky na vodu. Nasaďte vhodný čistící hrot. Existují různé velikosti čistících špiček. V závislosti na vašich potřebách si můžete vybrat vhodný čistící hrot pro použití v různých polohách. Po očištění obličeje jej umyjte tonikem a naneste na pokožku hydratační krém.

Popis funkcí čistících tipů:

Spirálová čistící koncovka (malá) - Přísavné centrum (běžně používané), Funkce: odumřelá kůže, kutikula, čištění pórů (univerzální typ), Umístění: malá plocha Oblast: T zóna, nosní část.

Čistící koncovka (velká) - Velké sání (běžně používané), Funkce: odstranění černých teček, odumřelé kůže, mozolů, čištění pórů (univerzální typ),

Umístění: velký povrch obličeje, Oblast: tváře, čelo.

Čistící koncovka (malá) - Zvýšený sací výkon (trvalá kontaminace),

Funkce: černé tečky, pupínky, kůžička, čištění pórů (předčerné tečky) (univerzální typ), Umístění: malá plocha, Oblast: T zóna, nosní část.

Silikonová čistící koncovka (velká) - Zvýšená sací síla (trvalá špína), Funkce: akné, mozoly, čištění pórů (upřednostňované černé tečky) (univerzální typ), Umístění: velký povrch obličeje, Oblast: tváře, čelo.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Farba produktu:	biele, ružové zlato
Hmotnosť zariadenia:	približne 166 g
Rozmery zariadenia:	188 x 55 x 75 mm
Menovité napätie:	3,7 V
Napájacie napätie:	5V — 1A
Menovitý výkon:	1 W
Úrovne intenzity:	3 úrovne
tepl. úložisko zariadenia:	0°C – 45°C
Teplota pracovného prostredia:	5oC – 35oC
Vlhkosť pracovného prostredia:	25 % – 75 %

Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Popis zariadenia [strana 2 - f1]:

1. Silikónová čistiaca špička.
2. Malý tip na čistenie.
3. Veľký hrot na čistenie.
4. Spirálová čistiaca špička.
5. Tip na čistenie.
6. Indikátor úrovne intenzity.
7. Tlačidlo napájania (vypínač).
8. Nabijacia zásuvka.
9. Nádoba.
10. Vetranie.

Čistenie vodíkom (hydrabrázia)

Hydrabrázia je jemné ošetrovanie, ktoré pokožku čistí, hydratuje a exfoliuje. Je určite jemnejšia ako mikrodermabrázia, takže jej použitie nemá žiadne kontraindikácie. Dokonca aj ľudia s citlivou, zrelou, cievnu alebo aknóznou pokožkou môžu profitovať z tohto typu ošetrovania. Na dosiahnutie maximálnych čistiacich účinkov používajte špeciálne tipy na ošetrovanie konkrétnych oblastí tváre. Vďaka nim nielen vyčistíte pleť aj na ťažko dostupných miestach, ale ľahko dosiahnete aj očakávané výsledky.

Obsluha zariadenia:

1. Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 3 sekundy zariadenie zapnete alebo vypnete.
2. Krátko stlačte tlačidlo napájania, aby ste zvýšili alebo znížili úroveň intenzity.
3. Prvý stupeň intenzity rozsvieti jedno zelené svetlo, druhý stupeň intenzity rozsvieti dve zelené svetlá a tretí stupeň intenzity rozsvieti tri zelené svetlá.
4. Počas nabíjania svieti indikátor nabíjania na červeno. Keď je batéria nabitá, červené svetlo zhasne a zelené svetlo sa rozsvieti.
5. Úplné nabitie zariadenia trvá približne 3,5 hodiny.

Bezpečnostné opatrenia počas používania:

1. Neumiestňujte zariadenie do prostredia so silným magnetickým poľom.
2. Dávajte pozor, aby ste zariadenie pri používaní nenaklonili o viac ako 45°C, inak by z výfukového otvoru mohla vystrekovať voda.
3. Toto zariadenie môže používať iba čistú vodu. Nepoužívajte iné tekutiny, ktoré nie sú vhodné pre toto zariadenie.
4. Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte.
5. Vnútro nádržky na vodu je možné dezinfikovať a sterilizovať.

6. Toto zariadenie by sa pri čistení nemalo namáčať ani ponoriť do vody. Pri používaní zariadenia buďte opatrní a zaisťte, aby do zariadenia pri používaní alebo čistení neprenikla voda.

7. Po každom použití prístroja vyprázdnite nádržku na použitú vodu a potom prístroj dôkladne vysušte.

Ako používať zariadenie:

Odstráňte make-up z tváre pomocou odstraňovača make-upu. Nainštalujte uzáver filtra na spodok zariadenia a do nádržky na vodu pridajte 2/3 čistej vody. Nasadte vhodný čistiaci hrot. Existujú rôzne veľkosti čistiacich hrotov. V závislosti od vašich potrieb si môžete vybrať vhodný čistiaci hrot na použitie v rôznych polohách. Po očistení si tvár umyte tonikom a naneste na pleť hydratačný krém.

Popis funkcií čistiacich tipov:

Špirálová čistiaca špička (malá) - Odsávacie centrum (bežne používané), Funkcia: odumretá koža, kožtička, čistenie pórov (univerzálny typ), Umiestnenie: malá plocha Oblasť: T zóna, nosová časť.

Čistiaci hrot (veľký) - Veľké sanie (bežne používané), Funkcia: odstránenie čiernych bodiek, odumretej kože, mozoľov, čistenie pórov (univerzálny typ),

Miesto: veľká plocha tváre, Oblasť: líca, čelo.

Čistiaci hrot (malý) - Zvýšený sací výkon (pretrvávajúca kontaminácia),

Funkcia: čierne bodky, pupienky, nechtová kožtička, čistenie pórov (predčierne bodky) (univerzálny typ), Miesto: malá plocha, Plocha: T zóna, nosová časť.

Silikónová čistiaca špička (veľká) - Zvýšená sacia sila (pretrvávajúca nečistota), Funkcia: akné, mozoly, čistenie pórov (preferované čierne bodky) (univerzálny typ), Miesto: veľká plocha tváre, Oblasť: líca, čelo.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Barva izdelka:	belo, rožnato zlato
Teža naprave:	približno 166 g
Dimenzije naprave:	188 x 55 x 75 mm
Nazivna napetost:	3,7 V
Napajalna napetost:	5V — 1A
Nazivna moč:	1W
Stopnje intenzivnosti:	3 stopnje
Temp. shranjevanje naprave:	0oC – 45oC
Temperatura delovnega okolja:	5oC – 35oC
Vlažnost delovnega okolja:	25 % – 75 %

Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Opis naprave [stran 2 - f1]:

1. Silikonska čistilna konica.
2. Majhna čistilna konica.
3. Velika čistilna konica.
4. Spiralna čistilna konica.
5. Čistilna konica.
6. Indikator stopnje intenzivnosti.
7. Gumb za vklop (stikalo za vklop/izklop).
8. Polnilna vtičnica.
9. Posoda.
10. Prezračevanje.

Čiščenje z vodikom (hidrabrazija)

Hidrabrazija je nežna nega, ki kožo očisti, navlaži in naredi piling. Vsekakor je bolj občutljiva kot mikrodermoabrazija, zato za njeno uporabo ni kontraindikacij. Tudi ljudje z občutljivo, zrelo, žilno ali k aknam nagnjeno kožo lahko koristijo tej vrsti zdravljenja. Da bi dosegli maksimalne učinke čiščenja, uporabite posebne konice za nego na določenih predelih obraza. Zahvaljujoč njim ne boste samo očistili kože tudi na težko dostopnih mestih, temveč tudi zlahka dosegli pričakovane rezultate.

Delovanje naprave:

1. Pritisnite in 3 sekunde držite gumb za vklop, da vklopite ali izklopite napravo.
2. Na kratko pritisnite gumb za vklop, da povečate ali zmanjšate stopnjo intenzivnosti.
3. Prva jakostna stopnja prižge eno zeleno luč, druga jakostna stopnja dve zeleni luči, tretja jakostna stopnja pa tri zelene luči.
4. Med polnjenjem indikator polnjenja sveti rdeče. Ko je baterija polna, rdeča lučka ugasne in zelena lučka se prižge.
5. Popolna napolnitev naprave traja približno 3,5 ure.

Varnostni ukrepi med uporabo:

1. Naprave ne postavljajte v okolje z močnim magnetnim poljem.
2. Pazite, da naprave med uporabo ne nagnete za več kot 45°C, sicer bo voda prišla iz izpušne odprtine.
3. Ta naprava lahko uporablja samo čisto vodo. Ne uporabljajte drugih tekočin, ki niso primerne za to napravo.
4. Ne uporabljajte naprave, medtem ko se polni.
5. Notranjost rezervoarja za vodo je mogoče razkužiti in sterilizirati.
6. Te naprave ne smete namakati ali potopiti v vodo za čiščenje. Pri uporabi naprave bodite previdni in poskrbite, da med uporabo ali čiščenjem v napravo ne pridè voda.
7. Po vsaki uporabi naprave izpraznite posodo za vodo in nato napravo temeljito osušite.

Kako uporabljati napravo:

Odstranite ličila z obraza z odstranjevalcem ličil. Namestite pokrov filtra na dno naprave in dodajte 2/3 čiste vode v rezervoar za vodo. Pritrdite ustrezno čistilno konico. Na voljo so različne velikosti čistilnih konic. Glede na vaše potrebe lahko izberete ustrezno čistilno konico za uporabo v različnih položajih. Ko očistite obraz, ga umijte s tonikom in na kožo nanesite vlažilno kremo.

Opis funkcij čistilnih nastavkov:

Spiralna čistilna konica (majhna) - Sesalni center (običajno uporabljena), Funkcija: odmrta koža, obnohtna kožica, čiščenje por (univerzalni tip), Lokacija: majhna površina Območje: T cona, nosni del.

Čistilna konica (velika) - Velika sesalna (pogosto uporabljena), Funkcija: odstranjevanje ogrcev, odmrle kože, otiščank, čiščenje por (univerzalni tip),

Lokacija: velika površina obraza, predel: lica, čelo.

Čistilna konica (majhna) - izboljšana sesalna moč (obstojna kontaminacija),

Delovanje: ogrci, mozolji, obnohtna kožica, čiščenje por (pred ogrci) (univerzalni tip), lokacija: majhen predel, predel: T cona, nosni del.

Silikonska čistilna konica (velika) - Izboljšana sesalna moč (trdovratna umazanija), Funkcija: akne, otiščanci, čiščenje por (prednostne ogrce) (univerzalni tip), Lokacija: velika površina obraza, Predel: lica, čelo.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Toote värv:	valge, roosa kuld
Seadme kaal:	ca 166 g
Seadme mõõtmed:	188 x 55 x 75 mm
Nimipinge:	3,7 V
Toitepinge:	5V — 1A
Hinnatud jõud:	1W
Intensiivsuse tasemed:	3 taset
Temp. seadme salvestusruum:	0oC – 45oC
Töökeskkonna temperatuur:	5oC – 35oC
Töökeskkonna niiskus:	25%–75%

Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Seadme kirjeldus [lk 2 - f1]:

1. Silikoonist puhastusotsik.
2. Väike puhastusots.
3. Suur puhastusots.
4. Spiraalne puhastusots.
5. Puhastusots.
6. Intensiivsuse taseme indikaator.
7. Toitenupp (sisse/välja lüliti).
8. Laadimispesa.
9. konteiner.
10. Ventilatsioon.

Vesiniku puhastamine (hüdrabrasioon)

Hydrabrasion on õrn hooldus, mis puhastab, niisutab ja koorib nahka. See on kindlasti õrnem kui mikrodermabrasioon, seega pole selle kasutamisel vastunäidustusi. Isegi tundliku, küpse, veresoonte või aknele kalduva nahaga inimesed saavad seda tüüpi hooldustest kasu. Maksimaalse puhastava efekti saavutamiseks kasutage spetsiaalseid näpunäiteid teatud näopiirkondade hoolduseks. Tänu neile te mitte ainult ei puhasta nahka isegi raskesti ligipääsetavates kohtades, vaid saavutate ka lihtsalt oodatud tulemused.

Seadme töö:

1. Seadme sisse- või väljalülitamiseks hoidke toitenuppu 3 sekundit all.
2. Intensiivsuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage korraks toitenuppu.
3. Esimene intensiivsuse tase süttib ühe rohelise tule, teine intensiivsuse tase süttib kaks rohelist tuld ja kolmas intensiivsuse tase süttib kolm rohelist tuld.
4. Laadimise ajal põleb laadimise indikaator punaselt. Kui aku on täis, kustub punane tuli ja roheline tuli süttib.
5. Seadme täielikuks laadimiseks kulub umbes 3,5 tundi.

Ettevaatusabinõud kasutamise ajal:

1. Ärge asetage seadet tugeva magnetväljaga keskkonda.
2. Olge ettevaatlik, et seadet ei kallutaks kasutamise ajal rohkem kui 45°C, vastasel juhul pritsib väljalaskeavast vett välja.
3. See seade võib kasutada ainult puhast vett. Ärge kasutage muid vedelikke, mis selle seadme jaoks ei sobi.

4. Ärge kasutage seadet laadimise ajal.
5. Veepaagi sisemust saab desinfitseerida ja steriliseerida.
6. Seda seadet ei tohi puhastamiseks leotada ega vette kasta. Olge seadme kasutamisel ettevaatlik ja veenduge, et selle kasutamise või puhastamise ajal ei tungiks vesi seadmesse.
7. Pärast iga seadme kasutamist tühjendage veepaak kasutatud veest ja seejärel kuivatage seade põhjalikult.

Kuidas seadet kasutada:

Eemaldage meik oma näolt meigieemaldusvahendiga. Paigaldage seadme põhjale filtrikork ja lisage veepaaki 2/3 puhast vett. Kinnitage sobiv puhastusotsik. Puhastusotsikuid on erineva suurusega. Sõltuvalt teie vajadustest saate valida sobiva puhastusotsiku, mida erinevates asendites kasutada. Pärast näo puhastamist peske seda toonikuga ja kandke nahale niisutajat.

Puhastusotsikute funktsioonide kirjeldus:

Spiraalne puhastusots (väike) - Imemiskeskus (tavaliselt kasutatav), Funktsioon: sumud nahk, küünenahk, pooride puhastamine (universaalne tüüp), Asukoht: väike ala Pindala: T-tsoon, ninaosa. Puhastusotsik (suur) – suur imemisvõime (tavaliselt kasutatav), Funktsioon: tederätähndid, sumud naha, nahakalluste eemaldamine, pooride puhastamine (universaalne tüüp), Asukoht: suur näopind, Piirkond: põsed, otsmik. Puhastusotsik (väike) – suurem imemisvõimsus (püsiv saastumine), Funktsioon: tederätähndid, vistrikud, küünenahad, pooride puhastamine (mustpeade eel) (universaalne tüüp), Asukoht: väike ala, Piirkond: T-tsoon, ninaosa. Silikoonist puhastusots (suur) - Suurenenud imemisvõimsus (püsiv mustus), Funktsioon: akne, nahakallused, pooride puhastamine (eelistatud tederätähed) (universaalne tüüp), Asukoht: suur näopind, Piirkond: põsed, otsmik.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Produkto spalva:	balta, rožinis auksas
Prietaiso svoris:	apie 166 g
Prietaiso matmenys:	188 x 55 x 75 mm
Nominali įtampa:	3,7 V
Maitinimo įtampa:	5V — 1A
Vardinė galia:	1W
Intensyvumo lygiai:	3 lygiai
Temp. įrenginio saugykla:	0oC – 45oC
Darbo aplinkos temperatūra:	5oC – 35oC
Darbo aplinkos drėgmė:	25–75 proc.

Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Įrenginio aprašymas [puslapis 2 - f1]:

1. Silikono valymo antgalis.
2. Mažas valymo antgalis.
3. Didelis valymo antgalis.
4. Spiralinis valymo antgalis.
5. Valymo antgalis.
6. Intensyvumo lygio indikatorius.
7. Maitinimo mygtukas (įjungimo/išjungimo jungiklis).
8. Įkrovimo lizdas.
9. Konteineris.
10. Vėdinimas.

Vandenilio valymas (hidrabrazija)

Hidrabrazija yra švelni procedūra, kuri valo, drėkina ir šveičia odą. Jis tikrai yra subtilesnis nei mikrodermabrazija, todėl jo naudojimui nėra jokių kontraindikacijų. Net žmonės, turintys jautrią, brandžią, kraujagyslinę ar į spuogus linkusią odą, gali pasinaudoti tokio tipo procedūromis. Norėdami pasiekti maksimalų valymo efektą, naudokite specialius antgalius tam tikroms veido vietoms gydyti. Jų dėka ne tik išvalysite odą net sunkiai pasiekiamose vietose, bet ir lengvai pasieksite laukiamų rezultatų.

Prietaiso veikimas:

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį.
2. Norėdami padidinti arba sumažinti intensyvumo lygį, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką.
3. Pirmas intensyvumo lygis užsidega vieną žalią šviesą, antrasis intensyvumo lygis – dvi žalias šviesas, o trečiasis intensyvumo lygis – tris žalias lemputes.
4. Įkrovimo metu įkrovimo indikatorius šveičia raudonai. Kai akumulatorius pilnas, raudona lemputė išsijungia, o žalia lemputė užsidega.
5. Visiškai įkrauti įrenginį reikia maždaug 3,5 valandos.

Atsargumo priemonės naudojimo metu:

1. Nestatykite prietaiso aplinkoje, kurioje yra stiprus magnetinis laukas.
2. Naudodami būkite atsargūs ir nepakreipkite prietaiso daugiau nei 45°C, kitaip iš išmetimo angos išsiurkšite vandens.
3. Šiame įrenginyje galima naudoti tik švarų vandenį. Nenaudokite kitų skysčių, kurie netinka šiam įrenginiui.
4. Nenaudokite įrenginio, kol jis kraunamas.
5. Vandens bako vidų galima dezinfekuoti ir sterilizuoti.

6. Valymui šio prietaiso negalima mirkyti ar panardinti į vandenį. Naudodami prietaisą būkite atsargūs ir įsitinkinkite, kad naudojant arba valant prietaisą nepatektų vandens.

7. Po kiekvieno prietaiso naudojimo ištuštinkite panaudoto vandens rezervuarą ir gerai išdžiovinkite įrenginį.

Kaip naudotis įrenginiu:

Pašalinkite makiažą nuo veido naudodami makiažo valikliu. Uždėkite filtro dangtelį įrenginio apačioje ir į vandens bakelį įpilkite 2/3 švaraus vandens. Pritvirtinkite atitinkamą valymo antgalį. Yra įvairių dydžių valymo antgalių. Priklausomai nuo jūsų poreikių, galite pasirinkti tinkamą valymo antgalį, kurį naudosite skirtingose padėtyse. Nuvalę veidą, nuplaukite jį toniku ir patepkite odą drėkinamuoju kremu.

Valymo antgalių funkcijų aprašymas:

Spiralinis valymo antgalis (mažas) - Siurbimo centras (dažniausiai naudojamas), Funkcija: negyva oda, odelė, porų valymas (universalus tipas), Vieta: mažas plotas Plotas: T zona, nosies dalis.

Valymo antgalis (didelis) – didelis siurbimas (dažniausiai naudojamas), Funkcija: inkštirų, negyvos odos, nuospaudų šalinimas, porų valymas (universalus tipas),

Vieta: didelis veido paviršius, Sritis: skruostai, kakta.

Valymo antgalis (mažas) – padidinta siurbimo galia (nuolatinis užteršimas),

Funkcija: inkštirai, spuogeliai, odelės, porų valymas (prieš inkštirų atsiradimą) (universalus tipas),

Vieta: mažas plotas, Plotas: T zona, nosies dalis.

Silikoninis valymo antgalis (didelis) - Padidinta siurbimo galia (išsilaiko nešvarumai), Funkcija: spuogai, nuospaudos, valo poras (pageidautina inkštirus) (universalus tipas), Vieta: didelis veido paviršius, Sritis: skruostai, kakta.

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Produkta krāsa:	balts, rozā zelts
Ierīces svars:	aptuveni 166 g
Ierīces izmēri:	188 x 55 x 75 mm
Nominālais spriegums:	3,7 V
Barošanas spriegums:	5V — 1A
Nominālā jauda:	1 W
Intensitātes līmeņi:	3 līmeņi
Temp. ierīces krātuve:	0oC – 45oC
Darba vides temperatūra:	5oC – 35oC
Darba vides mitrums:	25% – 75%

Drošība:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Ierīces apraksts [lapa 2 - f1]:

1. Silikona tīrīšanas uzgalis.
2. Mazs tīrīšanas uzgalis.
3. Liels tīrīšanas uzgalis.
4. Spirālveida tīrīšanas uzgalis.
5. Tīrīšanas uzgalis.
6. Intensitātes līmeņa indikators.
7. Barošanas poga (ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis).
8. Uzlādes līdza.
9. Kontainers.
10. Ventilācija.

Ūdeņraža attīrīšana (hidrabrāzija)

Hidrabrāzija ir maiga procedūra, kas attīra, mitrina un noloba ādu. Tas noteikti ir smalkāks par mikrodermabrāziju, tāpēc tā lietošanai nav kontraindikāciju. Pat cilvēki ar jutīgu, nobriedušu, asinsvadu vai pinnēm pakļautu ādu var gūt labumu no šāda veida procedūrām. Lai sasniegtu maksimālu attīrīšanas efektu, izmantojiet īpašus padomus procedūrām noteiktām sejas zonām. Pateicoties tiem, jūs ne tikai attīrīsiet ādu pat grūti sasniedzamās vietās, bet arī viegli sasniegsiet gaidītos rezultātus.

Ierīces darbība:

1. Nospiediet un 3 sekundes turiet barošanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
2. Īsi nospiediet barošanas pogu, lai palielinātu vai samazinātu intensitātes līmeni.
3. Pirmais intensitātes līmenis iedegas vienu zaļo gaismu, otrais intensitātes līmenis iedegas divas zaļas gaismas, bet trešais intensitātes līmenis iedegas trīs zaļas gaismas.
4. Uzlādes laikā uzlādes indikators deg sarkanā krāsā. Kad akumulators ir pilns, sarkanā gaisma nodziest un iedegas zaļā gaisma.
5. Ierīces pilnīgai uzlādei nepieciešamas aptuveni 3,5 stundas.

Piesardzības pasākumi lietošanas laikā:

1. Nenovietojiet ierīci vidē ar spēcīgu magnētisko lauku.
2. Lietojot ierīci, uzmanieties, lai tā nesasvārtos vairāk par 45°C, pretējā gadījumā no izplūdes atveres izsmidzinās ūdens.
3. Šajā ierīcē var izmantot tikai tīru ūdeni. Neizmantojiet citus šķidrumus, kas nav piemēroti šai ierīcei.
4. Neizmantojiet ierīci, kamēr tā tiek uzlādēta.
5. Ūdens tvertnes iekšpusi var dezinficēt un sterilizēt.

6. Šo ierīci tīrīšanai nedrīkst mērcēt vai iegremdēt ūdenī. Esiet piesardzīgs, lietojot ierīci un nodrošiniet, lai ierīces lietošanas vai tīrīšanas laikā tajā neiekļūtu ūdens.

7. Pēc katras ierīces lietošanas iztukšojiet ūdens tvertni no izlietotā ūdens un pēc tam kārtīgi nosusiniet ierīci.

Kā lietot ierīci:

Noņemiet kosmētiku no sejas, izmantojot kosmētikas noņemšanas līdzekli. Uzstādiet filtra vāciņu ierīces apakšā un pievienojiet 2/3 tīra ūdens ūdens tvertnei. Pievienojiet atbilstošu tīrīšanas uzgali. Ir dažāda izmēra tīrīšanas uzgali. Atkarībā no jūsu vajadzībām varat izvēlēties piemērotu tīrīšanas uzgali, ko izmantot dažādās pozīcijās. Pēc sejas tīrīšanas nomazgājiet to ar toniku un uzklājiet uz ādas mitrinātāju.

Tīrīšanas uzgaļu funkciju apraksts:

Spirālveida tīrīšanas uzgali (mazs) - Sūkšanas centrs (bieži izmanto), Funkcija: atmirušās ādas, kutikulas, poru attīrīšana (universāls tips), Atrašanās vieta: mazs laukums Platība: T zona, deguna daļa.

Tīrīšanas uzgali (liels) - Liela sūkšana (bieži izmanto), Funkcija: melngalvju, atmirušās ādas, ādas kļepu noņemšana, poru attīrīšana (universāls tips),

Atrašanās vieta: liela sejas virsma, Apgabals: vaigi, pierē.

Tīrīšanas uzgali (mazs) - palielināta sūkšanas jauda (pastāvīgs piesārnājums),

Funkcija: melnie punkti, pūtītes, kutikulas, poru attīrīšana (pirmsmelngalvju) (universāls tips),

Atrašanās vieta: mazs laukums, Platība: T zona, deguna daļa.

Silikona tīrīšanas uzgali (liels) - Paaugstināta sūkšanas jauda (noturīgi netīrumi), Funkcija: pinnes, kļepus, poras (vēlams melngalvju) attīrīšana (universāls tips), Atrašanās vieta: liela sejas virsma,

Apgabals: vaigi, pierē.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Termék színe:	fehér, rózsaszín arany
A készülék súlya:	kb 166 g
A készülék méretei:	188 x 55 x 75 mm
Névleges feszültség:	3,7V
Tápfeszültség:	5V — 1A
Névleges teljesítmény:	1W
Intenzitási szintek:	3 szint
Temp. eszköztárhely:	0oC – 45oC
Munkakörnyezeti hőmérséklet:	5oC – 35oC
Munkakörnyezet páratartalma:	25% – 75%

Biztonság:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Készülék leírása [2. oldal - f1]:

1. Szilikon tisztítóhegy
2. Kís tisztítóhegy.
3. Nagy tisztítóhegy.
4. Spirális tisztítóhegy.
5. Tisztítóhegy.
6. Intenzitásszint jelző.
7. Bekapcsoló gomb (Be/Ki kapcsoló).
8. Töltőaljzat.
9. Konténer.
10. Szellőztetés.

Hidrogén tisztítás (hidrabrázió)

A Hydrabrasion egy gyengéd kezelés, amely tisztítja, hidratálja és radiózza a bőrt. Határozottan kényesebb, mint a mikrodermabrázió, így nincs ellenjavallata a használatának. Még az érzékeny, éreit, érrendszeri vagy aknéra hajlamos bőrű emberek is profitálhatnak az ilyen típusú kezelésekből. A maximális tisztító hatás elérése érdekében használjon speciális tippeket az arc bizonyos területein végzett kezelésekhöz. Nekik köszönhetően nem csak a nehezen hozzáférhető helyeken is megtisztítja a bőrt, hanem könnyedén eléri a várt eredményeket.

A készülék működése:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig az eszköz be- vagy kikapcsolásához.
2. Nyomja meg röviden a bekapcsológombot az intenzitásszint növeléséhez vagy csökkentéséhez.
3. Az első intenzitási fokozat egy zöld lámpát, a második intenzitási fokozat két zöld lámpát, a harmadik intenzitási fokozat három zöld lámpát kapcsol fel.
4. Töltés közben a töltésjelző pirosan világít. Amikor az akkumulátor megtelt, a piros lámpa kialszik, a zöld pedig kigyullad.
5. Az eszköz teljes feltöltése körülbelül 3,5 órát vesz igénybe.

Óvintézkedések a használat során:

1. Ne helyezze a készüléket erős mágneses mezőbe.
2. Ügyeljen arra, hogy használat közben ne döntse meg a készüléket 45°C-nál nagyobb mértékben, különben víz spriccel ki a kipufogónyíláson.
3. Ez a készülék csak tiszta vizet használhat. Ne használjon más olyan folyadékot, amely nem alkalmas ehhez a készülékhez.
4. Ne használja a készüléket töltés közben.
5. A víztartály belseje fertőtleníthető és sterilizálható.
6. Ezt a készüléket tisztítás céljából nem szabad áztatni vagy vízbe meríteni. Legyen óvatos a készülék használatakor, és ügyeljen arra, hogy használata vagy tisztítása során ne kerüljön víz a készülék belsejébe.

7. A készülék minden egyes használata után ürítse ki a víztartályt a használt vízből, majd szárítsa meg alaposan a készüléket.

A készülék használata:

Távolítsa el a sminket az arcáról sminklemosóval. Szerelje fel a szűrősapkát a készülék aljára, és öntsön 2/3 tiszta vizet a víztartályba. Csatlakoztassa a megfelelő tisztítócsúcsot. Különböző méretű tisztítóhegyek léteznek. Igényeinek megfelelően kiválaszthatja a megfelelő tisztítócsúcsot, amelyet különböző pozíciókban használ. Az arctisztítás után mosd le tonikkal, és vigyél fel hidratáló krémet a bőrödre.

A tisztítócsúcsok funkcióinak leírása:

Spirális tisztítóhegy (kicsi) - Szívóközpont (általánosan használt), Funkció: elhalt bőr, kutikula, pórustisztítás (univerzális típus), Hely: kis terület Terület: T zóna, orrész.

Tisztítóhegy (nagy) - Nagy szívás (gyakran használt), Funkció: mitesszerek, elhalt bőr, bőrkeményedés eltávolítása, pórusok tisztítása (univerzális típus),

Elhelyezkedés: az arc nagy felülete, Terület: arc, homlok.

Tisztítóhegy (kicsi) - Fokozott szívóerő (tartós szennyeződés),

Funkció: mitesszerek, pattanások, kutikula, pórustisztítás (mitesszerek előtti) (univerzális típus),

Helyszín: kis terület, Terület: T zóna, orrész.

Szilikon tisztítóhegy (nagy) - Fokozott szívóerő (maradandó szennyeződés), Funkció: pattanások, bőrkeményedés, pórustisztítás (preferált mitesszerek) (univerzális típus), Elhelyezkedés: az arc nagy felülete, Terület: arc, homlok.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Culoare produs:	alb, aur roz
Greutatea dispozitivului:	aproximativ 166 g
Dimensiuni dispozitiv:	188 x 55 x 75 mm
Tensiune nominală:	3,7 V
Tensiunea de alimentare:	5V — 1A
Putere nominală:	1W
Nivele de intensitate:	3 niveluri
Temp. stocare dispozitiv:	0oC — 45oC
Temperatura mediului de lucru:	5oC — 35oC
Umiditatea mediului de lucru:	25% — 75%

Securitate:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea dispozitivului [pagina 2 - f1]:

1. Vârf de curățare din silicon
2. Sfat mic de curățare.
3. Vârf mare de curățare.
4. Vârf de curățare în spirală.
5. Sfat de curățare.
6. Indicator de nivel de intensitate.
7. Buton de pornire (comutator de pornire/oprire).
8. Priză de încărcare.
9. Container.
10. Ventilație.

Purificarea cu hidrogen (hidrabraziune)

Hidrabrasiune este un tratament blând care curăță, hidratează și exfoliază pielea. Este cu siguranță mai delicată decât microdermabraziunea, așa că nu există contraindicații pentru utilizarea sa. Chiar și persoanele cu ten sensibil, matur, vascular sau predispus la acnee pot beneficia de acest tip de tratamente. Pentru a obține efecte de curățare maxime, folosește sfaturi speciale pentru tratamente pe anumite zone ale feței. Datorită acestora, nu numai că vei curăța pielea chiar și în locurile greu accesibile, dar vei obține cu ușurință rezultatele așteptate.

Funcționarea dispozitivului:

1. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul.
2. Apăsăți scurt butonul de pornire pentru a crește sau a reduce nivelul de intensitate.
3. Primul nivel de intensitate aprinde o lumină verde, al doilea nivel de intensitate aprinde două lumini verzi, iar al treilea nivel de intensitate aprinde trei lumini verzi.
4. În timpul încărcării, indicatorul de încărcare se aprinde roșu. Când bateria este plină, lumina roșie se stinge și lumina verde se aprinde.
5. Este nevoie de aproximativ 3,5 ore pentru a încărca complet dispozitivul.

Precauții în timpul utilizării:

1. Nu așezați dispozitivul într-un mediu cu un câmp magnetic puternic.
2. Aveți grijă să nu înclinați dispozitivul la mai mult de 45°C când îl utilizați, altfel apa va stropi din orificiul de evacuare.
3. Acest dispozitiv poate folosi numai apă curată. Nu utilizați alte lichide care nu sunt potrivite pentru acest dispozitiv.
4. Nu utilizați dispozitivul în timp ce se încarcă.
5. Interiorul rezervorului de apă poate fi dezinfectat și sterilizat.
6. Acest dispozitiv nu trebuie să fie înmuiat sau scufundat în apă pentru curățare. Aveți grijă când utilizați dispozitivul și asigurați-vă că nu pătrunde apă în dispozitiv atunci când îl utilizați sau îl curățați.

7. După fiecare utilizare a dispozitivului, goliți rezervorul de apă de apă uzată și apoi uscați aparatul bine.

Cum se utilizează dispozitivul:

Îndepărtați machiajul de pe față folosind un demachiant. Instalați capacul filtrului pe partea de jos a dispozitivului și adăugați 2/3 de apă curată în rezervorul de apă. Atașați vârful de curățare corespunzător. Există diferite dimensiuni de sfaturi de curățare. În funcție de nevoile tale, poți alege vârful de curățare potrivit pentru a-l folosi în diferite poziții. După ce ți-ai curățat fața, spală-l cu tonic și aplică o cremă hidratantă pe piele.

Descrierea funcțiilor sfaturilor de curățare:

Vârf de curățare în spirală (mic) - Centru de aspirație (utilizat în mod obișnuit), Funcție: piele moartă, cuticule, curățare pori (tip universal), Locație: zonă mică Zona: zona T, partea nasului.

Vârf de curățare (mare) - Aspirație mare (utilizată în mod obișnuit), Funcție: îndepărtarea punctelor negre, a pielii moarte, a calusurilor, curățarea porilor (tip universal),

Localizare: suprafața mare a feței, Zona: obraji, frunte.

Vârf de curățare (mic) - Putere de aspirație îmbunătățită (contaminare persistentă),

Funcție: puncte negre, cosuri, cuticule, curățare pori (pre-puncte negre) (tip universal), Locație: zonă mică, Zona: zona T, partea nasului.

Vârf de curățare din silicon (mare) - Putere de aspirare sporită (murdărie persistentă), Funcție: acnee, calusuri, curățare pori (de preferat puncte negre) (tip universal), Localizare: suprafața mare a feței, Zona: obraji, frunte.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Цвет продукта:	белый, розовое золото
Вес устройства:	около 166 г
Размеры устройства:	188 x 55 x 75 мм
Номинальное напряжение:	3,7 В
Напряжение питания:	5В — 1А
Номинальная мощность:	1 Вт
Уровни интенсивности:	3 уровня
Темп. память устройства:	0°C — 45°C
Температура рабочей среды:	5°C — 35°C
Влажность рабочей среды:	25% — 75%

Безопасность:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Описание устройства [страница 2 - f1]:

1. Силиконовая насадка для чистки.
2. Небольшой совет по чистке.
3. Большой наконечник для чистки.
4. Спиральная насадка для чистки.
5. Совет по очистке.
6. Индикатор уровня интенсивности.
7. Кнопка питания (переключатель Вкл./Выкл.).
8. Разъем для зарядки.
9. Контейнер.
10. Вентиляция.

Очистка водорода (гидрабразия)

Гидрабразия – это бережная процедура, которая очищает, увлажняет и отшелушивает кожу. Он определенно более деликатный, чем микродермабразия, поэтому противопоказаний к его использованию нет. Даже люди с чувствительной, зрелой, сосудистой кожей или кожей, склонной к акне, могут получить пользу от этого типа процедур. Чтобы добиться максимального очищающего эффекта, используйте специальные насадки для ухода за конкретными участками лица. Благодаря им вы не только очистите кожу даже в труднодоступных местах, но и легко добьетесь ожидаемых результатов.

Работа устройства:

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить устройство.
2. Кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы увеличить или уменьшить уровень интенсивности.
3. Первый уровень интенсивности включает один зеленый свет, второй уровень интенсивности включает два зеленых индикатора, а третий уровень интенсивности включает три зеленых индикатора.
4. Во время зарядки индикатор зарядки горит красным. Когда батарея заряжена, красный свет гаснет и включается зеленый свет.
5. Полная зарядка устройства занимает около 3,5 часов.

Меры предосторожности во время использования:

1. Не помещайте устройство в среду с сильным магнитным полем.
2. Будьте осторожны, не наклоняйте устройство более чем на 45°C во время использования, иначе вода будет брызгать из выпускного отверстия.
3. Это устройство может использовать только чистую воду. Не используйте другие жидкости, не подходящие для этого устройства.
4. Не используйте устройство во время зарядки.

5. Внутреннюю часть резервуара для воды можно дезинфицировать и стерилизовать.
6. Это устройство нельзя замачивать или погружать в воду для чистки. Будьте осторожны при использовании устройства и следите за тем, чтобы вода не попала в устройство во время его использования или чистки.
7. После каждого использования устройства опорожняйте резервуар для использованной воды и тщательно высушите устройство.

Как использовать устройство:

Удалите макияж с лица с помощью средства для снятия макияжа. Установите крышку фильтра на нижнюю часть устройства и добавьте 2/3 чистой воды в резервуар для воды. Прикрепите соответствующую чистящую насадку. Существуют насадки для чистки разных размеров. В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать подходящую насадку для чистки и использовать ее в разных положениях. Очистив лицо, умойтесь тоником и нанесите на кожу увлажняющий крем.

Описание функций насадок для чистки:

Спиральная насадка для чистки (маленькая) - Центр всасывания (обычно используется), Функция: омертвевшая кожа, кутикула, очищение пор (универсальный тип), Расположение: небольшая область Область: Т-зона, часть носа.

Насадка для чистки (большая) - Большая всасывающая способность (обычно используется), Функция: удаление черных точек, омертвевшей кожи, мозолей, очищение пор (универсальный тип),

Расположение: большая поверхность лица. Область: щеки, лоб.

Насадка для чистки (маленькая) - Повышенная мощность всасывания (стойкое загрязнение), Назначение: черные точки, прыщи, кутикулы, очищение пор (предварительно черные точки) (универсальный тип), Расположение: небольшая площадь, Область: Т-зона, часть носа.

Силиконовая насадка для чистки (большая) - Повышенная мощность всасывания (стойкие загрязнения), Функция: прыщи, мозоли, очищение пор (предпочтительно от черных точек) (универсальный тип), Расположение: большая поверхность лица, Область: щеки, лоб.

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Produktfarge:	hvit, rosa gull
Enhetsvekt:	ca 166 g
Enhetsdimensjoner:	188 x 55 x 75 mm
Merkespenning:	3,7V
Forsyningsspenningen:	5V — 1A
Nominell effekt:	1W
Intensitetsnivåer:	3 nivåer
Temp. enhetslagring:	0oC – 45oC
Arbeidsmiljøtemperatur:	5oC – 35oC
Arbeidsmiljøets fuktighet:	25 % – 75 %



Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Enhetsbeskrivelse [side 2 - f1]:

1. Rengjøringsspiss av silikon.
2. Lite rengjøringsstips.
3. Stor rengjøringsspiss.
4. Spiraltrengjøringsspiss.
5. Rengjøringsstips.
6. Intensitetsnivåindikator.
7. Strømknapp (på/av-bryter).
8. Ladeuttak.
9. Beholder.
10. Ventilasjon.

Hydrogenrensing (hydrabrasjon)

Hydrabrasjon er en skånsom behandling som renser, fukter og eksfolierer huden. Det er definitivt mer delikat enn mikrodermabrasjon, så det er ingen kontraindikasjoner for bruken. Selv personer med sensitiv, moden, vaskulær eller akne-utsatt hud kan ha nytte av denne typen behandlinger. For å oppnå maksimal renseeffekt, bruk spesielle tips for behandlinger på bestemte områder av ansiktet. Takket være dem vil du ikke bare rense huden selv på vanskelig tilgjengelige steder, men også enkelt oppnå de forventede resultatene.

Drift av enheten:

1. Trykk og hold inne strømknappen i 3 sekunder for å slå enheten på eller av.
2. Trykk kort på strømknappen for å øke eller redusere intensitetsnivået.
3. Det første intensitetsnivået slår på ett grønt lys, det andre intensitetsnivået slår på to grønne lys, og det tredje intensitetsnivået slår på tre grønne lys.
4. Under lading lyser ladeindikatoren rødt. Når batteriet er fullt, slås det røde lyset av og det grønne lyset tennes.
5. Det tar omtrent 3,5 timer å lade enheten helt.

Forholdsregler under bruk:

1. Ikke plasser enheten i et miljø med et sterkt magnetfelt.
2. Vær forsiktig så du ikke vipper enheten mer enn 45°C ved bruk, ellers vil vann sprute ut av eksosåpningen.
3. Denne enheten kan bare bruke rent vann. Ikke bruk andre væsker som ikke er egnet for denne enheten.
4. Ikke bruk enheten mens den lades.
5. Innsiden av vanntanken kan desinfiseres og steriliseres.
6. Denne enheten bør ikke bløtlegges eller senkes i vann for rengjøring. Vær forsiktig når du bruker enheten og sørg for at det ikke trenger vann inn i enheten når du bruker eller rengjør den.

7. Etter hver bruk av enheten, tøm vanntanken for brukt vann og tørk deretter enheten grundig.

Slik bruker du enheten:

Fjern sminke fra ansiktet ditt med en sminkefjerner. Installer filterhetten på bunnen av enheten og tilsett 2/3 rent vann til vanntanken. Fest riktig rengjøringsspiss. Det finnes forskjellige størrelser på rengjøringsstips. Avhengig av dine behov kan du velge riktig rengjøringsspiss som skal brukes i forskjellige posisjoner. Etter å ha renset ansiktet, vask det med tonic og påfør en fuktighetskrem på huden din.

Beskrivelse av funksjonene til rengjøringsstipsene:

Spiralrensespiss (liten) - Sugester (vanligvis brukt), Funksjon: død hud, neglebånd, porerens (universell type), Plassering: lite område Område: T-sone, nesedel.

Rengjøringsspiss (stor) - Stort sug (vanligvis brukt), Funksjon: fjerning av hudormer, død hud, hard hud, rørende porer (universell type),

Plassering: stor overflate av ansiktet, Område: kinn, panne.

Rengjøringsspiss (liten) - Forbedret sugekraft (vedvarende forurensning),

Funksjon: hudormer, kviser, neglebånd, pore ren (pre-hudormer) (universell type), Plassering: lite område, Område: T-sone, nesedel.

Silikonrengjøringsspiss (stor) - Forbedret sugekraft (vedvarende smuss), Funksjon: akne, hard hud, rørende porer (foretrukket hudormer) (universell type), Plassering: stor overflate av ansiktet, Område: kinn, panne.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Tuotteen väri:	valkoinen, ruusukulta
Laitteen paino:	noin 166 g
Laitteen mitat:	188 x 55 x 75 mm
Nimellisjännite:	3,7V
Syöttöjännite:	5V — 1A
Nimellisteho:	1W
Intensiteettitasot:	3 tasoa
Temp. laitteen tallennustila:	0oC – 45oC
Työympäristön lämpötila:	5oC – 35oC
Työympäristön kosteus:	25 % - 75 %

Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Laitteen kuvaus [sivu 2 - f1]:

1. Silikonipuhdistuskärki.
2. Pieni puhdistuskärki.
3. Suuri puhdistuskärki.
4. Spiraalipuhdistuskärki.
5. Puhdistuskärki.
6. Intensiteettitaso ilmaisain.
7. Virtapainike (päälle/pois-kytkin).
8. Latauspistoke.
9. Säiliö.
10. Tuuletus.

Vedyn puhdistus (hydrabrasio)

Hydrabrasion on hellävarainen hoito, joka puhdistaa, kosteuttaa ja kuorii ihoa. Se on ehdottomasti herkempi kuin mikrodermabrasio, joten sen käytölle ei ole vasta-aiheita. Jopa ihmiset, joilla on herkkä, kypsä, verisuonimainen tai akneen taipuvainen iho, voivat hyötyä tämän tyyppisistä hoidoista. Maksimaalisen puhdistavan vaikutuksen saavuttamiseksi käytä erityisiä vinkejä kasvojen tiettyjen alueiden hoidossa. Niiden ansiosta et vain puhdistaa ihoa jopa vaikeapääsisyissä paikoissa, vaan saavutat myös helposti odotetut tulokset.

Laitteen toiminta:

1. Kytke laite päälle tai pois painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekuntia.
2. Paina lyhyesti virtapainiketta lisätäksesi tai vähentääksesi voimakkuutta.
3. Ensimmäinen intensiteettitaso sytyttää yhden vihreän valon, toinen intensiteettitaso sytyttää kaksi vihreää valoa ja kolmas intensiteettitaso sytyttää kolme vihreää valoa.
4. Latauksen aikana latauksen merkivalo palaa punaisena. Kun akku on täynnä, punainen valo sammuu ja vihreä valo syttyy.
5. Laitteen lataaminen täyteen kestää noin 3,5 tuntia.

Varotoimet käytön aikana:

1. Älä sijoita laitetta ympäristöön, jossa on voimakas magneettikenttä.
2. Varo kallistamasta laitetta yli 45°C:n kulmassa käytön aikana, muuten vettä roiskuu poistoaukosta.
3. Tämä laite voi käyttää vain puhdasta vettä. Älä käytä muita nesteitä, jotka eivät sovellu tälle laitteelle.
4. Älä käytä laitetta sen latautuessa.
5. Vesisäiliön sisäpuoli voidaan desinfioida ja steriloida.
6. Tätä laitetta ei saa liottaa tai upottaa veteen puhdistusta varten. Ole varovainen käyttäessäsi laitetta ja varmista, että vettä ei pääse laitteeseen käyttäessäsi tai puhdistuessaasi sitä.

7. Jokaisen laitteen käytön jälkeen tyhjännä vesisäiliö käytetystä vedestä ja kuivaa laite huolellisesti. Näin käytät laitetta:
Poista meikki kasvoiltasi meikinpoistoaineella. Asenna suodattimen korkki laitteen pohjaan ja lisää 2/3 puhdasta vettä vesisäiliöön. Kiinnitä sopiva puhdistuskärki. Siivousvinkkejä on eri kokoisia. Tarpeesi mukaan voit valita sopivan puhdistuskärjen käytettäväksi eri asennoissa. Pese kasvosi puhdistuksen jälkeen tonicilla ja levitä iholle kosteusvoidetta.

Puhdistuskärkien toimintojen kuvaus:

Kierrepuhdistuskärki (pieni) - Imukeskus (yleisesti käytetty), Toiminto: kuollut iho, kynsinauho, huokosten puhdistus (yleinen tyyppi), Sijainti: pieni alue Alue: T-alue, nenäosa.
Puhdistuskärki (iso) - Suuri imu (yleisesti käytetty), Toiminto: Mustapäiden, kuolleeseen ihon, kovettumien poisto, huokosten puhdistus (yleinen tyyppi), Sijainti: kasvojen suuri pinta, Alue: posket, otsa.
Puhdistuskärki (pieni) - Parannettu imuteho (jatkuva saastuminen), Toiminto: Mustapäiden, näppyöiden, kynsinauhojen, huokosten puhdistus (pre-mustapäiden) (yleinen tyyppi), Sijainti: pieni alue, Alue: T-alue, nenäosa.
Silikonipuhdistuskärki (iso) - Tehostettu imuteho (pysyvä lika), Toiminto: akne, kovettumat, puhdistavat huokokset (suositeltavat mustapäät) (yleistyyppi), Sijainti: kasvojen suuri pinta, Alue: posket, otsa.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Χρώμα προϊόντος:	λευκό, ροζ χρυσό
Βάρος συσκευής:	περίπου 166 γρ
Διαστάσεις συσκευής:	188 x 55 x 75 mm
Μετρημένη ηλεκτρική τάση:	3,7V
Τάση τροφοδοσίας:	5V — 1A
Ονομαστική Ισχύς:	1W
Επίπεδα έντασης:	3 επίπεδα
Θερμ. αποθήκευση συσκευής:	0oC – 45oC
Θερμοκρασία περιβάλλοντος εργασίας:	5oC – 35oC
Υγρασία περιβάλλοντος εργασίας:	25% – 75%

Ασφάλεια:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Περιγραφή συσκευής [σελίδα 2 - f1]:

1. Μύτη καθαρισμού σιλκόννης.
2. Μικρή μύτη καθαρισμού.
3. Μεγάλη μύτη καθαρισμού.
4. Σπειροειδής μύτη καθαρισμού.
5. Μύτη καθαρισμού.
6. Ένδειξη επιπέδου έντασης.
7. Κουμπί λειτουργίας (διακόπτης On/Off).
8. Πρίζα φόρτισης.
9. Δοχείο.
10. Αερισμός.

Καθαρισμός υδρογόνου (υδροαπόξεση)

Το Hydrabrasion είναι μια απαλή θεραπεία που καθαρίζει, ενυδατώνει και απολεπίζει το δέρμα. Είναι σίγουρα πιο ευαίσθητο από τη μικροδερμοαπόξεση, επομένως δεν υπάρχουν αντενδείξεις στη χρήση του. Ακόμη και άτομα με ευαίσθητο, ώριμο, αγγειακό ή επιρρεπές σε ακμή δέρμα μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το είδος θεραπειών. Για να επιτύχετε τα μέγιστα αποτελέσματα καθαρισμού, χρησιμοποιήστε ειδικές συμβουλές για θεραπείες σε συγκεκριμένες περιοχές του προσώπου. Χάρη σε αυτά, όχι μόνο θα καθαρίσετε το δέρμα ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία, αλλά θα επιτύχετε εύκολα τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Λειτουργία συσκευής:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η συσκευή σας.
2. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο έντασης.
3. Το πρώτο επίπεδο έντασης ανάβει ένα πράσινο φως, το δεύτερο επίπεδο έντασης ανάβει δύο πράσινα φώτα και το τρίτο επίπεδο έντασης ανάβει τρία πράσινα φώτα.
4. Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη φόρτισης ανάβει με κόκκινο χρώμα. Όταν γεμίσει η μπαταρία, το κόκκινο φως σβήνει και το πράσινο φως ανάβει.
5. Χρειάζονται περίπου 3,5 ώρες για να φορτιστεί πλήρως η συσκευή.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση:

1. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
2. Προσέξτε να μην γέρνετε τη συσκευή περισσότερο από 45°C κατά τη χρήση, διαφορετικά θα εκτοξευθεί νερό από τη θύρα εξάτμισης.
3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε άλλα υγρά που δεν είναι κατάλληλα για αυτήν τη συσκευή.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ φορτίζει.
5. Το εσωτερικό της δεξαμενής νερού μπορεί να απολυμανθεί και να απαστερωθεί.

6. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εμποτίζεται ή να βυθίζεται σε νερό για καθαρισμό. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι δεν διεισδύει νερό στη συσκευή όταν τη χρησιμοποιείτε ή την καθαρίζετε.

7. Μετά από κάθε χρήση της συσκευής, αδειάστε τη δεξαμενή νερού από το χρησιμοποιημένο νερό και στη συνέχεια στεγνώστε τη συσκευή καλά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή:

Αφαιρέστε το μακιγιάζ από το πρόσωπό σας χρησιμοποιώντας ένα ντεμακιγιάζ. Τοποθετήστε το καπάκι φίλτρου στο κάτω μέρος της συσκευής και προσθέστε 2/3 καθαρό νερό στο δοχείο νερού. Προσαρμόστε την κατάλληλη άκρη καθαρισμού. Υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη άκρων καθαρισμού. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη άκρη καθαρισμού για χρήση σε διαφορετικές θέσεις. Αφού καθαρίσετε το πρόσωπό σας, πλύντε το με τονωτικό και εφαρμόστε μια ενυδατική κρέμα στο δέρμα σας.

Περιγραφή των λειτουργιών των συμβουλών καθαρισμού:

Σπειροειδής μύτη καθαρισμού (μικρή) - Κέντρο αναρρόφησης (συνήθως χρησιμοποιούμενη),
 Λειτουργία: νεκρό δέρμα, επιδερμίδα, καθαρισμός πόρων (καθολικός τύπος), Θέση: μικρή περιοχή
 Περιοχή: ζώνη T, τμήμα μύτης.

Μύτη καθαρισμού (μεγάλη) - Μεγάλη αναρρόφηση (συνήθως χρησιμοποιούμενη), Λειτουργία:
 αφαίρεση μαύρων στίγματος, νεκρού δέρματος, κάλων, καθαρισμός πόρων (καθολικού τύπου),
 Τοποθεσία: μεγάλη επιφάνεια προσώπου, Περιοχή: μάγουλα, μέτωπο.

Μύτη καθαρισμού (μικρή) - Βελτιωμένη ισχύς αναρρόφησης (επίμονη μόλυνση),
 Λειτουργία: μαύρα στίγματα, σπυράκια, πετσάκια, καθαρισμός πόρων (προ-μαύρα στίγματα)
 (καθολικού τύπου), Τοποθεσία: μικρή περιοχή, Περιοχή: ζώνη T, τμήμα μύτης.

Μύτη καθαρισμού σιλικόνης (μεγάλη) - Ενισχυμένη ισχύς αναρρόφησης (επίμονη βρωμιά),
 Λειτουργία: ακμή, κάλι, καθαρισμός πόρων (προτιμώμενα μαύρα στίγματα) (καθολικού τύπου),
 Θέση: μεγάλη επιφάνεια προσώπου, Περιοχή: μάγουλα, μέτωπο.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Boja proizvoda:	bijelo, ružičasto zlato
Težina uređaja:	cca 166 g
Dimenzije uređaja:	188 x 55 x 75 mm
Nazivni napon:	3,7 V
Napon napajanja:	5V — 1A
Nazivna snaga:	1W
Razine intenziteta:	3 razine
Temp. pohrana uređaja:	0oC — 45oC
Temperatura radne okoline:	5oC — 35oC
Vlažnost radne okoline:	25% — 75%



Sigurnost:

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

Opis uređaja [stranica 2 - f1]:

1. Silikonski vrh za čišćenje.
2. Mali vrh za čišćenje.
3. Veliki vrh za čišćenje.
4. Spiralni vrh za čišćenje.
5. Savjet za čišćenje.
6. Indikator razine intenziteta.
7. Gumb za napajanje (prekidač za uključivanje/isključivanje).
8. Utičnica za punjenje.
9. Spremnik.
10. Ventilacija.

Pročišćavanje vodikom (hidrabrazija)

Hidrabrazija je nježan tretman koji čisti, vlaži i radi piling kože. Definitivno je delikatnija od mikrodermoabrazije pa nema kontraindikacija za njezino korištenje. Čak i osobe s osjetljivom, zreloom, vaskularnom kožom ili kožom sklonom aknama mogu imati koristi od ove vrste tretmana. Kako biste postigli maksimalan učinak čišćenja, koristite posebne vrhove za tretmane na određenim područjima lica. Zahvaljujući njima, ne samo da ćete očistiti kožu čak i na teško dostupnim mjestima, već i lako postići očekivane rezultate.

Rad uređaja:

1. Pritisnite i držite tipku za napajanje 3 sekunde da biste uključili ili isključili svoj uređaj.
2. Kratko pritisnite gumb za uključivanje kako biste povećali ili smanjili razinu intenziteta.
3. Prvi stupanj intenziteta uključuje jedno zeleno svjetlo, drugi stupanj intenziteta uključuje dva zelena svjetla, a treći stupanj intenziteta uključuje tri zelena svjetla.
4. Tijekom punjenja, indikator punjenja svijetli crveno. Kada je baterija puna, crveno svjetlo se gasi, a zeleno svijetli.
5. Za potpuno punjenje uređaja potrebno je otprilike 3,5 sata.

Mjere opreza tijekom uporabe:

1. Ne stavljajte uređaj u okruženje s jakim magnetskim poljem.
2. Pazite da ne nagnete uređaj za više od 45°C tijekom korištenja, inače će voda prskati iz ispušnog otvora.
3. Ovaj uređaj može koristiti samo čistu vodu. Nemojte koristiti druge tekućine koje nisu prikladne za ovaj uređaj.
4. Nemojte koristiti uređaj dok se puni.
5. Unutrašnjost spremnika za vodu može se dezinficirati i sterilizirati.
6. Ovaj se uređaj ne smije namakati niti uranjati u vodu radi čišćenja. Budite oprezni kada koristite uređaj i pazite da voda ne prodre u uređaj kada ga koristite ili čistite.
7. Nakon svake uporabe uređaja, ispraznite spremnik vode od korištene vode, a zatim temeljito osušite uređaj.

Kako koristiti uređaj:

Uklonite šminku s lica pomoću sredstva za skidanje šminke. Postavite poklopac filtera na dno uređaja i dodajte 2/3 čiste vode u spremnik za vodu. Pričvrstite odgovarajući vrh za čišćenje. Postoje različite veličine vrhova za čišćenje. Ovisno o vašim potrebama, možete odabrati odgovarajući vrh za čišćenje koji ćete koristiti u različitim položajima. Nakon čišćenja lica operite ga tonikom i nanesite hidratantnu kremu na kožu.

Opis funkcija savjeta za čišćenje:

Spiralni vrh za čišćenje (mali) - Centar za usisavanje (često se koristi), Funkcija: mrtva koža, kutikula, čišćenje pora (univerzalni tip), Lokacija: mala površina Područje: T zona, nosni dio.

Vrh za čišćenje (veliki) - Veliko usisavanje (često se koristi), Funkcija: uklanjanje mitesera, mrtve kože, žuljeva, čišćenje pora (univerzalni tip),

Lokacija: velika površina lica, Područje: obrazi, čelo.

Vrh za čišćenje (mali) - Poboļšana usisna snaga (trajna kontaminacija),

Funkcija: miteseri, prištići, zanoktice, čišćenje pora (pred miteseri) (univerzalni tip), Mjesto: mala površina, Područje: T zona, nosni dio.

Silikonski vrh za čišćenje (veliki) - Pojačana snaga usisavanja (uporna prljavština), Funkcija: akne, žuljevi, čišćenje pora (poželjni miteseri) (univerzalni tip), Mjesto: velika površina lica, Područje: obrazi, čelo.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Produktfärg:	vit, roséguld
Enhetens vikt:	ca 166 g
Enhetens mått:	188 x 55 x 75 mm
Märkspänning:	3,7V
Matningsspänning:	5V — 1A
Märkeffekt:	1W
Intensitetsnivåer:	3 nivåer
Temp. enhetslagring:	0oC — 45oC
Arbetsmiljötemperatur:	5oC — 35oC
Arbetsmiljöns fuktighet:	25 % — 75 %

Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Enhetsbeskrivning [sida 2 - f1]:

1. Rengöringsspets i silikon.
2. Litet rengöringstips.
3. Stor städspets.
4. Spiralarengöringsspets.
5. Rengöringstips.
6. Intensitetsnivåindikator.
7. Strömknapp (på/av-knapp).
8. Laddningsuttag.
9. Behållare.
10. Ventilation.

Våterening (hydrabrasion)

Hydrabrasion är en skonsam behandling som rengör, återfuktar och exfolierar huden. Det är definitivt mer känsligt än mikrodermabrasion, så det finns inga kontraindikationer för dess användning. Även personer med känslig, mogen, vasculär eller aknebenägen hud kan dra nytta av denna typ av behandlingar. För att uppnå maximala rengöringseffekter, använd speciella tips för behandlingar på specifika områden i ansiktet. Tack vare dem kommer du inte bara att rengöra huden även på svåråtkomliga ställen, utan också enkelt uppnå de förväntade resultaten.

Enhetens funktion:

1. Tryck och håll ned strömknappen i 3 sekunder för att slå på eller stänga av enheten.
2. Tryck kort på strömknappen för att öka eller minska intensitetsnivån.
3. Den första intensitetsnivån tänds en grön lampa, den andra intensitetsnivån tänds två gröna lampor och den tredje intensitetsnivån tänds tre gröna lampor.
4. Under laddning lyser laddningsindikatorn rött. När batteriet är fullt släcks den röda lampan och den gröna lampan tänds.
5. Det tar cirka 3,5 timmar att ladda enheten helt.

Försiktighetsåtgärder under användning:

1. Placera inte enheten i en miljö med ett starkt magnetfält.
2. Var noga med att inte luta enheten mer än 45°C vid användning, annars kommer vatten att spruta ut ur avgasporten.
3. Denna enhet kan endast använda rent vatten. Använd inte andra vätskor som inte är lämpliga för denna enhet.
4. Använd inte enheten medan den laddas.
5. Insidan av vattentanken kan desinficeras och steriliseras.

6. Denna enhet bör inte blötläggas eller nedsänkas i vatten för rengöring. Var försiktig när du använder enheten och se till att inget vatten tränger in i enheten när du använder eller rengör den.
7. Efter varje användning av enheten, töm vattentanken på använt vatten och torka sedan enheten noggrant.

Så här använder du enheten:

Ta bort smink från ansiktet med en sminkborttagare. Installera filterlocket på enhetens botten och tillsätt 2/3 rent vatten till vattentanken. Fäst lämplig rengöringsspets. Det finns olika storlekar på rengöringsstips. Beroende på dina behov kan du välja lämplig rengöringsspets att använda i olika positioner. Efter rengöring av ansiktet, tvätta det med tonic och applicera en fuktkräm på huden.

Beskrivning av rengöringsstipsens funktioner:

Spiralrengöringsspets (liten) - Sugcentrum (används vanligen), Funktion: död hud, nagelband, porrengöring (universaltyp), Plats: liten yta Yta: T-zon, näsdel.

Rengöringsspets (stor) - Stort sug (används vanligen), Funktion: borttagning av pormaskar, död hud, förhårdnader, rengöring av porer (universaltyp),

Plats: stor yta av ansiktet, Område: kinder, panna.

Rengöringsspets (liten) - Förbättrad sugkraft (ihållande kontaminerings),

Funktion: pormaskar, finnar, nagelband, porrengöring (pre-pormaskar) (universell typ), Plats: liten yta, Område: T-zon, näsdel.

Silikonrengöringsspets (stor) - Förbättrad sugkraft (ihållande smuts), Funktion: akne, förhårdnader, rengörande porer (föredragna pormaskar) (universell typ), Plats: stor yta i ansiktet, Område: kinder, panna.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Produkt farve:	hvid, rosa guld
Enhedens vægt:	ca.166 g
Enhedens dimensioner:	188 x 55 x 75 mm
Nominel spænding:	3,7V
Forsyningsspænding:	5V — 1A
Nominel effekt:	1W
Intensitetsniveauer:	3 niveauer
Midlertidig, enhedslagring:	0oC – 45oC
Arbejds miljøtemperatur:	5oC – 35oC
Arbejds miljøets fugtighed:	25 % – 75 %

Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Enhedsbeskrivelse [side 2 - f1]:

1. Silikone rengøringsspids.
2. Lille rengøringsspids.
3. Stor rengøringsspids.
4. Spiral rengøringsspids.
5. Rengøringsspids.
6. Intensitetsniveauindikator.
7. Tænd/sluk-knap (tænd/sluk-knap).
8. Ladestik.
9. Beholder.
10. Ventilation.

Brintrensning (hydrabrasion)

Hydrabrasion er en skånsom behandling, der renser, fugter og eksfolierer huden. Det er bestemt mere delikat end mikrodermabrasion, så der er ingen kontraindikationer for dets brug. Selv personer med følsom, moden, vaskulær eller akne-udsat hud kan drage fordel af denne type behandling. For at opnå maksimal rensende effekt, brug specielle tips til behandlinger på specifikke områder af ansigtet. Takket være dem vil du ikke kun rense huden selv på svært tilgængelige steder, men også nemt opnå de forventede resultater.

Betjening af enheden:

1. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde eller slukke din enhed.
2. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at øge eller mindske intensitetsniveauet.
3. Det første intensitetsniveau tænder ét grønt lys, det andet intensitetsniveau tænder to grønne lys, og det tredje intensitetsniveau tænder tre grønne lys.
4. Under opladning lyser opladningsindikatoren rødt. Når batteriet er fuldt, slukkes det røde lys, og det grønne lys tændes.
5. Det tager cirka 3,5 timer at oplade enheden helt.

Forholdsregler under brug:

1. Anbring ikke enheden i et miljø med et stærkt magnetfelt.
2. Pas på ikke at vippe enheden mere end 45°C under brug, da der ellers vil sprøjte vand ud af udstødningsporten.
3. Denne enhed kan kun bruge rent vand. Brug ikke andre væsker, der ikke er egnede til denne enhed.
4. Brug ikke enheden, mens den oplades.

5. Indersiden af vandtanken kan desinficeres og steriliseres.
6. Denne enhed må ikke lægges i blød eller nedsænkes i vand til rengøring. Vær forsigtig, når du bruger enheden, og sørg for, at der ikke trænger vand ind i enheden, når du bruger eller rengør den.
7. Efter hver brug af enheden skal du tømme vandtanken for brugt vand og derefter tørre enheden grundigt.

Sådan bruger du enheden:

Fjern makeup fra dit ansigt med en makeupfjerner. Installer filterdækslet i bunden af enheden, og tilsæt 2/3 rent vand til vandtanken. Fastgør den passende rengøringsspids. Der findes forskellige størrelser af rengøringstips. Afhængigt af dine behov kan du vælge den passende rengøringsspids til brug i forskellige positioner. Efter at have rensset dit ansigt, vask det med tonic og påfør en fugtighedscreme på din hud.

Beskrivelse af rengøringstipsens funktioner:

Spiralrengøringsspids (lille) - Sugecenter (almindeligvis brugt), Funktion: død hud, neglebånd, porerensning (universal type), Placering: lille område Område: T-zone, næsedel.

Rengøringsspids (stor) - Stort sug (almindeligvis brugt), Funktion: fjernelse af hudorme, død hud, hård hud, rensende porer (universal type),

Placering: stor overflade af ansigtet, Område: kinder, pande.

Rengøringsspids (lille) - Forbedret sugeevne (vedvarende forurening),

Funktion: hudorme, bumser, neglebånd, pore rensning (præ-hudorme) (universal type), Placering: lille område, Område: T-zone, næsedel.

Silikone rengøringsspids (stor) - Forbedret sugekraft (vedvarende snavs), Funktion: acne, hård hud, rensende porer (foretrukne hudorme) (universal type), Placering: stor ansigtsflade, Område: kinder, pande.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Productkleur:	wit, roségoud
Gewicht apparaat:	ca. 166 gram
Afmetingen apparaat:	188 x 55 x 75 mm
Nominale spanning:	3,7V
Voedingsspanning:	5V — 1A
Nominaal vermogen:	1W
Intensiteitsniveaus:	3 niveaus
Temp. apparaat opslag:	0oC – 45oC
Omgevingstemperatuur:	5oC – 35oC
Vochtigheid werkomgeving:	25% – 75%

Beveiliging:

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

Apparaatbeschrijving [pagina 2 - f1]:

1. Siliconen schoonmaaktip.
2. Kleine schoonmaaktip.
3. Grote schoonmaaktip.
4. Spiraalvormige reinigingstip.
5. Reinigingstip.
6. Indicator intensiteitsniveau.
7. Aan/uit-knop (aan/uit-schakelaar).
8. Oplaadaansluiting.
9. Houder.
10. Ventilatie.

Waterstofzuivering (hydrabrasie)

Hydrabrasie is een zachte behandeling die de huid reinigt, hydrateert en exfolieert. Het is bestlist gevoeliger dan microdermabrasie, dus er zijn geen contra-indicaties voor het gebruik ervan. Zelfs mensen met een gevoelige, rijpe, vasculaire of acnegevoelige huid kunnen baat hebben bij dit soort behandelingen. Om maximale reinigende effecten te bereiken, gebruikt u speciale tips voor behandelingen op specifieke delen van het gezicht. Dankzij hen reinigt u niet alleen de huid, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen, maar bereikt u ook gemakkelijk de verwachte resultaten.

Apparaatbediening:

1. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om uw apparaat in of uit te schakelen.
2. Druk kort op de aan/uit-knop om het intensiteitsniveau te verhogen of te verlagen.
3. Het eerste intensiteitsniveau gaat één groen lampje branden, het tweede intensiteitsniveau gaat twee groene lampjes branden en het derde intensiteitsniveau gaat drie groene lampjes branden.
4. Tijdens het opladen licht de oplaadindicator rood op. Wanneer de batterij vol is, gaat het rode lampje uit en het groene lampje aan.
5. Het duurt ongeveer 3,5 uur om het apparaat volledig op te laden.

Voorzorgsmaatregelen tijdens gebruik:

1. Plaats het apparaat niet in een omgeving met een sterk magnetisch veld.
2. Zorg ervoor dat u het apparaat tijdens gebruik niet meer dan 45°C kantelt, anders spuit er water uit de uitlaatpoort.
3. Dit apparaat kan alleen schoon water gebruiken. Gebruik geen andere vloeistoffen die niet geschikt zijn voor dit apparaat.
4. Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen.

5. De binnenkant van de watertank kan worden gedesinfecteerd en gesteriliseerd.
6. Dit apparaat mag voor reiniging niet in water worden geweekt of ondergedompeld. Wees voorzichtig bij het gebruik van het apparaat en zorg ervoor dat er bij gebruik of reiniging geen water in het apparaat dringt.
7. Leeg na elk gebruik van het apparaat het waterreservoir met gebruikt water en droog het apparaat daarna grondig af.

Hoe het apparaat te gebruiken:

Verwijder make-up van je gezicht met een make-up remover. Installeer de filterdop aan de onderkant van het apparaat en voeg 2/3 schoon water toe aan het waterreservoir. Bevestig de juiste reinigingstip. Er zijn verschillende maten schoonmaaktips. Afhankelijk van uw behoeften kunt u de juiste reinigingstip kiezen om in verschillende posities te gebruiken. Nadat je je gezicht hebt gereinigd, was je het met tonic en breng je een vochtinbrengende crème aan op je huid.

Beschrijving van de functies van de reinigingstips:

Spiraalvormige reinigingstip (klein) - Zuigcentrum (veel gebruikt), Functie: dode huid, nagelriem, poriënreiniging (universeel type), Locatie: klein gebied Gebied: T-zone, neusdeel.

Reinigingstip (groot) - Grote zuigkracht (vaak gebruikt), Functie: verwijderen van mee-eters, dode huid, eelt, reinigende poriën (universeel type),

Locatie: groot oppervlak van het gezicht, gebied: wangen, voorhoofd.

Reinigingstip (klein) - Verbeterde zuigkracht (aanhoudende vervuiling),

Functie: mee-eters, puistjes, nagelriemen, poriënreiniging (pre-mee-eters) (universeel type), Locatie: klein gebied, Gebied: T-zone, neusgedeelte.

Siliconen reinigingstip (groot) - Verbeterde zuigkracht (hardnekkig vuil), Functie: acne, eelt, reinigende poriën (voorkeur mee-eters) (universeel type), Locatie: groot oppervlak van het gezicht, Gebied: wangen, voorhoofd.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Ürün rengi:	beyaz, gül altın
Cihaz ağırlığı:	yaklaşık 166 gr
Cihaz boyutları:	188x55x75 mm
Nominal voltaj:	3.7V
Besleme gerilimi:	5V — 1A
Anma gücü:	1W
Yoğunluk seviyeleri:	3 seviye
Sıcaklık Cihaz Belleği:	0oC – 45oC
Çalışma ortamı sıcaklığı:	5oC – 35oC
Çalışma ortamı nemi:	%25 – %75

Güvenlik:

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan önerilere uyun.

Cihaz açıklaması [sayfa 2 - f1]:

1. Silikon temizleme ucu.
2. Küçük temizleme ucu.
3. Büyük temizleme ucu.
4. Spiral temizleme ucu.
5. Temizleme ipucu.
6. Yoğunluk seviyesi göstergesi.
7. Güç düğmesi (Açma/Kapama düğmesi).
8. Şarj soketi.
9. Konteyner.
10. Havalandırma.

Hidrojen saflaştırması (hidrabrazyon)

Hidrabrazyon, cildi temizleyen, nemlendiren ve eksfoliye eden nazik bir tedavidir. Kesinlikle mikrodermabrazyondan daha hassastır, dolayısıyla kullanımına herhangi bir kontrendikasyon yoktur. Hassas, olgun, damarlı veya akneye eğilimli cilde sahip kişiler bile bu tür tedavilerden faydalanabilir. Maksimum temizleme etkisi elde etmek için yüzün belirli bölgelerine yönelik bakımlarda özel ipuçları kullanın. Onlar sayesinde sadece ulaşılması zor yerlerde bile cildinizi temizlemekle kalmayacak, aynı zamanda beklenen sonuçlara da kolaylıkla ulaşacaksınız.

Cihazın çalışması:

1. Cihazınızı açmak veya kapatmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.
2. Yoğunluk seviyesini artırmak veya azaltmak için güç düğmesine kısa süre basın.
3. Birinci yoğunluk seviyesi bir yeşil ışığı yakar, ikinci yoğunluk seviyesi iki yeşil ışığı yakar ve üçüncü yoğunluk seviyesi üç yeşil ışığı yakar.
4. Şarj sırasında şarj göstergesi kırmızı yanar. Pil dolduğunda kırmızı ışık söner ve yeşil ışık yanar.
5. Cihazın tamamen şarj olması yaklaşık 3,5 saat sürer.

Kullanım sırasında alınacak önlemler:

1. Cihazı güçlü manyetik alana sahip bir ortama koymayın.
2. Cihazı kullanırken 45°C'den fazla eğmemeye dikkat edin, aksi takdirde egzoz deliğinden su fışkıracaktır.
3. Bu cihaz yalnızca temiz su kullanılabilir. Bu cihaza uygun olmayan başka sıvıları kullanmayın.
4. Cihazı şarj olurken kullanmayın.
5. Su tankının içi dezenfekte ve sterilize edilebilir.
6. Bu cihaz temizlik amacıyla suya batırılmamalı veya suya batırılmamalıdır. Cihazı kullanırken dikkatli olun ve kullanırken veya temizlerken cihaza su girmemesine dikkat edin.

7. Cihazın her kullanımından sonra su haznesindeki kullanılmış suyu boşaltın ve ardından cihazı iyice kurulaayın.

Cihaz nasıl kullanılır:

Makyaj temizleyici kullanarak yüzünüzdeki makyajı çıkarın. Filtre kapağını cihazın alt kısmına takınız ve su haznesine 2/3 oranında temiz su ekleyiniz. Uygun temizleme ucunu takın. Farklı boyutlarda temizleme ipuçları vardır. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak farklı konumlarda kullanmak üzere uygun temizleme ucunu seçebilirsiniz. Yüzünüzü temizledikten sonra tonikle yıkayın ve cildinize nemlendirici uygulayın.

Temizleme ipuçlarının fonksiyonlarının açıklaması:

Spiral temizleme ucu (küçük) - Emme merkezi (yaygın olarak kullanılır), Fonksiyon: ölü deri, kütikül, gözenek temizleme (üniversal tip), Konum: küçük alan Alan: T bölgesi, burun kısmı.

Temizleme ucu (büyük) - Büyük emiş (yaygın olarak kullanılır), Fonksiyon: siyah noktaların, ölü derinin, nasırların, gözeneklerin temizlenmesi (üniversal tip),

Yer: yüzün geniş yüzeyi, Bölge: yanaklar, alın.

Temizleme ucu (küçük) - Geliştirilmiş emiş gücü (kalıcı kirlenme),

Fonksiyonu: siyah nokta, sivilce, tırnak eti, gözenek temizleme (siyah nokta öncesi) (üniversal tip),

Yeri: küçük alan, Bölge: T bölgesi, burun kısmı.

Silikon temizleme ucu (büyük) - Geliştirilmiş emiş gücü (kalıcı kir), Fonksiyon: sivilce, nasır, gözenekleri temizleme (tercih edilen siyah nokta) (üniversal tip), Konum: yüzün geniş yüzeyi, Bölge: yanaklar, alın.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Цвят на продукта:	бяло, розово злато
Тегло на устройството:	приблизително 166 g
Размери на устройството:	188 x 55 x 75 mm
Номинално напрежение:	3,7 V
Захранващо напрежение:	5V — 1A
Оценена сила:	1W
Нива на интензивност:	3 нива
темп. памет на устройството:	0oC — 45oC
Температура на работната среда:	5oC — 35oC
Влажност на работната среда:	25% — 75%

Сигурност:

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Описание на устройството [страница 2 - f1]:

1. Силиконов накрайник за почистване.
2. Малък накрайник за почистване.
3. Голям почистващ накрайник.
4. Спираловиден почистващ накрайник.
5. Накрайник за почистване.
6. Индикатор за ниво на интензивност.
7. Бутон за захранване (превключвател за включване/изключване).
8. Букса за зареждане.
9. Контейнер.
10. Вентилация.

Пречистване с водород (хидрабразия)

Хидрабразията е нежно лечение, което почиства, овлажнява и ексофолира кожата. Определено е по-деликатен от микродермабразията, така че няма противопоказания за използването му. Дори хора с чувствителна, зряла, съдова или склонна към акне кожа могат да се възползват от този тип процедури. За да постигнете максимални почистващи ефекти, използвайте специални накрайници за третиране на определени зони на лицето. Благодарение на тях не само ще почистите кожата дори на труднодостъпни места, но и лесно ще постигнете очакваните резултати.

Работа на устройството:

1. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди, за да включите или изключите вашето устройство.
2. Натиснете за кратко бутона за захранване, за да увеличите или намалите нивото на интензивност.
3. Първото ниво на интензитет включва една зелена светлина, второто ниво на интензитет включва две зелени светлини, а третото ниво на интензитет включва три зелени светлини.
4. Докато се зарежда, индикаторът за зареждане свети в червено. Когато батерията е пълна, червената светлина се изключва и зелената светлина светва.
5. Пълното зареждане на устройството отнема приблизително 3,5 часа.

Предпазни мерки при употреба:

1. Не поставяйте устройството в среда със силно магнитно поле.
2. Внимавайте да не накланяте устройството на повече от 45°C, когато използвате, в противен случай вода ще пръска от изпускателния порт.
3. Това устройство може да използва само чиста вода. Не използвайте други течности, които не са подходящи за това устройство.
4. Не използвайте устройството, докато се зарежда.

5. Вътрешността на резервоара за вода може да се дезинфекцира и стерилизира.
6. Това устройство не трябва да се накусва или потапя във вода за почистване. Бъдете внимателни, когато използвате устройството и се уверете, че водата не прониква в устройството, когато го използвате или почиствате.
7. След всяка употреба на уреда изпразнете водния резервоар от използваната вода и след това изсушете напълно уреда.

Как да използвате устройството:

Отстранете грима от лицето си с препарат за премахване на грим. Поставете капачката на филтъра на дъното на устройството и добавете 2/3 чиста вода към резервоара за вода. Прикелете подходящия почистващ накрайник. Има различни размери накрайници за почистване. В зависимост от вашите нужди можете да изберете подходящия почистващ накрайник, който да използвате в различни позиции. След като почистите лицето си, измийте го с тоник и нанесете хидратиращ крем върху кожата.

Описание на функциите на накрайниците за почистване:

Спирален почистващ накрайник (малък) - Смукателен център (често използван), Функция: мъртва кожа, кутикула, почистване на порите (универсален тип), Местоположение: малка площ Зона: Т зона, носна част.

Почистващ накрайник (голям) - Голяма аспирация (често използвана), Функция: премахване на черни точки, мъртва кожа, мазоли, почистване на порите (универсален тип), Местоположение: голяма повърхност на лицето, Област: бузи, чело.

Почистващ накрайник (малък) - Подобрена всмукателна мощност (упорито замърсяване), Функция: черни точки, пъпки, кожички, почистване на порите (преди черни точки) (универсален тип), Локация: малка площ, Зона: Т зона, носна част.

Силиконов почистващ накрайник (голям) - Повишена всмукателна мощност (упорити замърсявания), Функция: акне, мазоли, почистване на пори (предпочитани черни точки) (универсален тип), Местоположение: голяма повърхност на лицето, Зона: бузи, чело.

Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

الأبيض والذهبي الوردي	بلون المنتج
حوالي 166 جرام	وزن الجهاز
75 × 55 × 188 ملم	أبعاد الجهاز
3,7 فولت	الفولطية
5 فولت -- 1 أمبير	مصدر التيار
1 واط	القوة المصنفة
3 مستويات	مستويات الشدة
0 درجة مئوية - 45 درجة مئوية	درجة حرارة جهاز تخزين
5 درجة مئوية - 35 درجة مئوية	درجة حرارة بيئة العمل
25% - 75%	رطوبة بيئة العمل

حماية:

قبل استخدام المنتج، اقرأ دليل المستخدم هذا واتبع التوصيلات الواردة فيه عند استخدام الجهاز

1. (f1 - صفحة 2) وصف الجهاز
1. طرف تنظيف من السيليكون
2. طرف تنظيف صغير
3. طرف تنظيف كبير
4. طرف التنظيف الحلزوني
5. نصيحة التنظيف
6. مؤشر مستوى الشدة
7. زر الطاقة (مفتاح التشغيل/الإيقاف)
8. مقبس الشحن
9. الحاوية
10. التهوية

تنقية الهيدروجين (التشحيم المائي)

هو علاج لطيف ينظف البشرة ويقرنها، إنه بالتأكيد أكثر حساسية من التقشير الدقيق للجلد، لذلك لا توجد موانع Hydrabrasion لاستخدامه. حتى الأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو الراضجة أو الوعائية أو المعرصة لحب الشباب يمكنهم الاستفادة من هذا النوع من العلاجات. لتحقيق أقصى قدر من نتائج التنظيف، استخدم نصائح خاصة للعلاجات في مناطق معينة من الوجه. بفضلهم، لن تقوم فقط بتنظيف البشرة حتى في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، ولكن أيضاً ستحقق النتائج المتوقعة بسهولة.

تشغيل الجهاز

1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل جهازك أو إيقاف تشغيله
2. اضغط لفترة وجيزة على زر الطاقة لزيادة أو تقليل مستوى الشدة
3. يضيء مستوى الشدة الأول ضوءاً أخضر واحداً، ويضيء مستوى الشدة الثاني ضوءاً أخضرين، ويضيء مستوى الشدة الثالث ثلاثة أضواء خضراء
4. أثناء الشحن، يضيء مؤشر الشحن باللون الأحمر. عندما تكون البطارية ممتلئة، ينطفئ الضوء الأحمر ويضيء الضوء الأخضر
5. يستغرق شحن الجهاز بالكامل حوالي 3,5 ساعة

الاحتياطات أثناء الاستخدام

1. لا تضع الجهاز في بيئة ذات مجال مغناطيسي قوي
 2. احرص على عدم إمالة الجهاز لأكثر من 45 درجة مئوية عند الاستخدام، وإلا فسوف يتناثر الماء من منفذ العادم
 3. يمكن لهذا الجهاز استخدام الماء النظيف فقط. لا تستخدم سوائل أخرى غير مناسبة لهذا الجهاز
 4. لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن
 5. يمكن تطهير وتعقيم الجزء الداخلي من خزان المياه
 6. لا ينبغي نقع هذا الجهاز أو غمره في الماء للتنظيف. كن حذراً عند استخدام الجهاز وتأكد من عدم دخول الماء إلى الجهاز عند استخدامه أو تنظيفه
 7. بعد كل استخدام للجهاز، قم بإفراغ خزان المياه من الماء المستخدم ثم قم بتجفيف الجهاز جيداً
- كيفية استخدام الجهاز

قومي بآلة المكياج عن وجهك باستخدام مزبل المكياج. قم بتركيب غطاء الفلتر في الجزء السفلي من الجهاز وأضف 3/2 من الماء النظيف إلى خزان المياه. إرفاق طرف التنظيف المناسب. هناك أحجام مختلفة من نصائح التنظيف. اعتماداً على احتياجاتك، يمكنك اختيار طرف التنظيف المناسب لاستخدامه في أوضاع مختلفة. بعد تنظيف وجهك، اغسله بالتونيك وضعي المرطب على بشرتك.

وصف وظائف نصائح التنظيف

طرف تنظيف حلزوني (صغير) - مركز الشفط (شائع الاستخدام)، الوظيفة: الجلد الميت، البشرة، تنظيف المسام (النوع العام)، الموقع: منطقة صغيرة جزء الأنف، T، المنطقة: منطقة رأس التنظيف (كبير) - شفط كبير (شائع الاستخدام)، الوظيفة: إزالة الرؤوس السوداء، الجلد الميت، مسامير القدم، تنظيف المسام (النوع العالمي). الموقع: سطح كبير من الوجه، المنطقة: الخدين، الجبهة، طرف التنظيف (صغير) - قوة شفط معززة (التلوث المستمر) T، الوظيفة: الرؤوس السوداء، البثور، البشرة، تنظيف المسام (ما قبل الرؤوس السوداء) (النوع العالمي)، الموقع: منطقة صغيرة، المنطقة: منطقة جزء الأنف. رأس تنظيف من السيليكون (كبير) - قوة شفط معززة (الأوساخ المستمرة)، الوظيفة: حب الشباب، مسامير القدم، تنظيف المسام (الرؤوس السوداء المفضلة) (النوع العام)، الموقع: سطح كبير للوجه، المنطقة: الخدين، الجبهة

[f2] - صفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla

środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifyly.eu/deklaracje

Importer: Beautify Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Hydrapeel Pro

BEAUTIFLY

Informacje dotyczące sprzedaży Product and sale details

Karta Gwarancyjna Warranty Card



Pieczętka / Stamp

Skrócone warunki gwarancji

Ta Gwarancja zostaje udzielona przez spółkę prawa polskiego Beautifly Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska. Możesz nas znaleźć w oficjalnym polskim rejestrze przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000887306, NIP: 5252854218 i REGON: 388382021

Gwarantujemy, że sprzęt, który u nas kupiłeś (dalej nazywamy go "Produktem") będzie działał prawidłowo. Jeżeli coś pójdzie nie tak z powodu przyczyny tkwiącej w Produkcie, ta gwarancja Cię chroni. Gwarancja zaczyna działać od dnia, kiedy otrzymałeś Produkt i trwa:

24 miesiące, jeżeli jesteś konsumentem albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a nabycie Produktu nie ma dla Ciebie zawodowego charakteru. W innym przypadku okres obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli prawo w Twoim miejscu zamieszkania wymaga dłuższej gwarancji, czas gwarancji ulega przedłużeniu tak, aby spełniał wymogi lokalnego prawa.

Ponadto, jeżeli Produkt nie jest zgodny z umową, masz prawo do ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Ta gwarancja nie wpływa na te prawa - nie ogranicza ich, nie zawiesza, ani nie wyłącza.

Szczegółowe warunki gwarancji, jak zgłaszać reklamacje, co się stanie, gdy znajdziesz wadę, jakie są wyjątki od gwarancji, kiedy gwarancja wygasa lub jest przedłużana, oraz jakie są zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.beautifly.eu/warranty-beautifly

Shortened warranty terms

This Guarantee is granted by a Polish company, Beautifly Sp. z o.o. based in Warsaw. Plac Bankowy 2, 00-095 Warsaw, Poland. You can find us in the official Polish register of enterprises under the KRS number: 0000887306, NIP: 5252854218 and REGON: 388382021 We guarantee that the equipment you have purchased from us (hereinafter referred to as the "Product") will work properly. If something goes wrong for a reason inherent in the Product, this warranty protects you. The warranty starts from the day you receive the Product and lasts:

24 months, if you are a consumer or a natural person running a business and the purchase of the Product is not of a professional nature for you. Otherwise, the warranty period is 12 months. If the law in your area requires a longer warranty, the warranty period will be extended to meet local law requirements.

In addition, if the Product does not comply with the contract, you have the right to legal protection from and at the expense of the seller. This warranty does not affect these rights - it does not limit, suspend or exclude them.

Detailed warranty conditions, how to submit complaints, what happens when you find a defect, what are exceptions to the warranty, when the warranty expires or is extended, and what are the rules regarding the processing of personal data, you can find on our website: www.beautifly.eu/warranty-beautifly