

# BEAUTIFLY


Glossy Acne

Young  
series

Urządzenie ze światłem  
LED do walki  
z niedoskonałościami  
Anti-acne blue LED device


Instrukcja obsługi  
User manual



 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautifly.eu

f1



f2



Rozmiar:	161x161x44.5mm
Waga:	110g
Moc znamionowa:	5W
Prąd znamionowy:	1A
Bateria:	3.7V polymer lithium ion
Pojemność baterii:	500mAh
W zestawie:	satynowa torebka, kabel USB, instrukcja obsługi

### **Bezpieczeństwo:**

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

### **Opis urządzenia [ strona 2-f1]:**

1. Przycisk zasilania
2. Osłonka ochronna
3. Głowica zabiegowa

### **Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

- Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródła wody jak zlew lub wanna.
- Nie zanurzaj urządzenia pod wodą.
- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do sieci bez nadzoru.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub zasilacz są uszkodzone, lub działają nieprawidłowo.
- Używaj urządzenia tylko z dołączonym przewodem elektrycznym i zasilaczem.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Upewnij się, że twoje ręce są całkowicie suche podczas obsługi urządzenia.
- Wyłącz urządzenie po użyciu lub przed czyszczeniem i konserwacją.
- Zgodnie z instrukcją, w trakcie zabiegu stosuj odpowiednie kremy pielęgnacyjne.

### **Zasady bezpieczeństwa użytkownika:**

1. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
2. Nie używaj urządzenia na powiekach, zamkniętych oczach, ustach, uszach, w okolicach gruczołu tarczycy, piersiach lub genitaliach. Nie używaj urządzenia w okolicach oczu i ust.
3. W przypadku wystąpienia uczucia dyskomfortu podczas użytkowania urządzenia należy natychmiast przerwać korzystanie z niego.

### **Sposób użycia:**

1. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana.
2. Podczas ładowania należy włożyć przewód elektryczny do wtyczki ładowarki, a następnie podłączyć ją do ogólnego zasilania domowego. Aby naładować produkt, należy włożyć drugi koniec przewodu elektrycznego do znajdującego się w urządzeniu otworu ładowania. Podczas ładowania wskaźnik LED emituje światło, które gaśnie, kiedy bateria jest w pełni naładowana. Czas ładowania urządzenia to około 1,5 godziny, a czas pracy to około 2,5 godziny.

Przycisk zasilania - włącz/wyłącz: Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć urządzenie i uruchomić tryb niebieskiego światła fotonowego.

Wciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć urządzenie

Informacja o niskim poziomie baterii: Gdy bateria w urządzeniu jest słaba, czerwona lampka przy przycisku miga co 2 sekundy.

Funkcja odmierzenia czasu: Funkcja odmierzenia czasu wynosi 3 minuty (sygnał pojawia się raz na 5 sekund).

### **Sposób użycia:**

1. Przed zabiegiem dokładnie oczyść skórę.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
3. Skieruj urządzenie na obszar dotknięty trądzikiem i skanuj go przez pięć sekund. Przesuń urządzenie po

całym obszarze zabiegowym, upewniając się, że wszystkie części dotknięte trądzikiem są kolejno skanowane.

4. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

5. Nabierz odpowiednią ilość kremu do pielęgnacji skóry i nałóż go równomiernie na obszary dotknięte trądzikiem. Delikatnie wmasuj produkt na całą twarz.

6. Wyczyść głowicę zabiegową urządzenia wilgotną szmatką lub ręcznikiem papierowym i nałóż nasadką ochronną.

#### **Uwaga:**

Zaleca się wykonanie testu skórniego na 24 godziny przed pierwszym użyciem, aby upewnić się, że nie wystąpią żadne niepożądane reakcje. Nie należy używać urządzenia na i w okolicach oczu.

#### **Zalecenia dotyczące użytkowania produktu:**

- Zabieg na całą twarz trwa 3 minuty. Aby skrócić zabieg, należy skupić się na konkretnych obszarach problematycznych. Czas leczenia dla każdej osoby jest inny.
- Aby osiągnąć optymalne rezultaty, należy stosować urządzenie 1-2 razy dziennie przez okres 1-2 tygodni.
- Aby osiągnąć długotrwale rezultaty po zakończeniu pełnej serii zabiegów, zalecane jest stosowanie urządzenia 2-4 razy w miesiącu lub w zależności od potrzeb.

#### **Ostrzeżenia:**

- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca lub defibrylator wewnętrzny.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w obszarze zabiegowym masz wszczepione metalowe implanty, takie jak złote nici. Nie dotyczy to jednak wypełnień lub implantów stomatologicznych.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz zdiagnozowaną chorobę nowotworową, w przeszłości chorowałeś na raka, zwłaszcza nowotwór skóry lub posiadasz zmiany przednowotworowe.
- Nie używaj urządzenia, jeśli cierpisz na poważne schorzenia, jak zaburzenia pracy serca.
- Z urządzenia nie powinny korzystać kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.
- Nie używaj urządzenia, jeśli cierpisz na choroby immunosupresyjne, takie jak AIDS, lub stosujesz leki immunosupresyjne.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w obszarze zabiegowym masz jakiegokolwiek choroby stymulowane przez ciepło, takie jak nawracająca opryszczka zwykła.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz jakiegokolwiek aktywne schorzenia skóry w obrębie obszaru leczenia, takie, jak (ale nie tylko) owrzodzenia, łuszczyca, egzema lub wysypka.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w przeszłości występowały u Ciebie blizny typu keloid, pojawił się problem nieprawidłowego gojenia się ran lub wrażliwej skóry.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w ciągu ostatnich trzech miesięcy miałeś zabieg chirurgiczny, resurfacing laserowy lub głęboki peeling chemiczny w obszarze zabiegowym, lub nadal jesteś w trakcie procesu leczenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w obszarze zabiegowym masz trwale wypełniacze.
- Jeśli w obrębie obszaru zabiegowego masz tymczasowe wypełniacze skórne, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w ciągu ostatnich trzech miesięcy w obszarze zabiegowym podany został botoks.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz podejrzane zmiany w obrębie obszaru zabiegowego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przyjmujesz leki, preparaty ziołowe, witaminy lub suplementy diety, które mogą spowodować, że skóra stanie się sucha lub delikatna.

#### **Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]:**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Size:	161x161x44.5mm
Libra:	110g
Rated power:	5W
Rated current:	1A
Battery:	3.7V polymer lithium ion
Battery Capacity:	500mAh
Included:	satin bag, USB cable, user manual

### Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

### Device description [page 2-f1]:

1. Power button
2. Protective cover
3. Treatment head

### Warnings and precautions:

- Do not place or store the device near a water source such as a sink or bathtub.
- Do not immerse the device under water.
- Do not leave the device connected to the network unattended.
- Do not use the device if the cord or power supply is damaged or not functioning properly.
- Use the device only with the included power cord and power supply.
- Keep the device out of the reach of children.
- Make sure your hands are completely dry when operating the device.
- Turn off the device after use or before cleaning and maintenance.
- According to the instructions, use appropriate care creams during the treatment.

### Safety rules for use:

1. Use the device only for its intended purpose as described in this manual.
2. Do not use the device on the eyelids, closed eyes, mouth, ears, thyroid gland area, breasts or genitals. Do not use the device around the eyes or mouth.
3. If you feel any discomfort while using the device, stop using it immediately.

### How to use:

1. Before first use, make sure the battery is fully charged.
  2. When charging, please insert the electric wire into the charger plug and then connect it to the general household power supply. To charge the product, insert the other end of the electric cable into the charging hole in the device. While charging, the LED indicator emits light and turns off when the battery is fully charged.
- The charging time of the device is approximately 1.5 hours and the operating time is approximately 2.5 hours.

**Power Button - On/Off:** Press the POWER button to turn on the device and activate blue photon light mode.

Press the POWER button to turn off the device

**Low battery information:** When the device's battery is low, the red light next to the button flashes every 2 seconds.

**Timing function:** The timing function is 3 minutes (the signal appears once every 5 seconds).

### How to use:

1. Before the treatment, clean your skin thoroughly.
2. Press the power button to turn on the device.
3. Point the device at the acne-affected area and scan it for five seconds. Move the device over the entire treatment area, making sure all acne-affected parts are scanned in turn.

4. Press the power button to turn off the device.
5. Take an appropriate amount of skin care cream and apply it evenly on the acne-affected areas. Gently massage the product all over your face.
6. Clean the treatment head of the device with a damp cloth or paper towel and apply the protective cap.

**Note:**

It is recommended to perform a patch test 24 hours before first use to ensure that no adverse reactions occur. Do not use the device on or around the eyes.

**Recommendations for using the product:**

- The treatment for the entire face lasts 3 minutes. To shorten the procedure, focus on specific problem areas. Treatment time is different for each person.
- To achieve optimal results, use the device 1-2 times daily for 1-2 weeks.
- To achieve long-lasting results after completing the full series of treatments, it is recommended to use the device 2-4 times a month or as needed.

**Warnings:**

- Do not use the device if you have an implanted pacemaker or internal defibrillator.
- Do not use the device if you have metal implants such as gold threads in the treatment area. However, this does not apply to fillings or dental implants.
- Do not use the device if you have been diagnosed with cancer, have had cancer in the past, especially skin cancer, or have precancerous lesions.
- Do not use the device if you suffer from serious medical conditions, such as heart problems.
- The device should not be used by pregnant or breastfeeding women.
- Do not use the device if you suffer from immunosuppressive diseases, such as AIDS, or are taking immunosuppressive medications.
- Do not use the device if you have any heat-stimulated disease in the treatment area, such as recurrent herpes simplex.
- Do not use the device if you have any active skin conditions within the treatment area such as (but not limited to) ulcers, psoriasis, eczema or rash.
- Do not use the device if you have a history of keloid scarring problem of improper wound healing or sensitive skin.
- Do not use the device if you have had surgery, laser resurfacing or deep chemical peeling in the treatment area within the last three months, or are still undergoing treatment.
- Do not use the device if you have permanent fillers in the treatment area.
- If you have temporary dermal fillers in the treatment area, consult your doctor before using the device.
- Do not use the device if Botox has been administered to the treatment area within the last three months.
- Do not use the device if you have any suspicious lesions in the treatment area.
- Do not use the device if you are taking medications, herbal remedies, vitamins or dietary supplements that may cause your skin to become dry or tender.

**More information about the company and products [page 2 - f2]:**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Größe:	161x161x44,5mm
Waage:	110g
Nennleistung:	5W
Nennstrom:	1A
Batterie:	3,7 V Polymer-Lithium-Ionen
Batteriekapazität:	500 mAh
Inbegriffen:	Satinbeutel, USB-Kabel, Bedienungsanleitung

### Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

### Gerätebeschreibung [Seite 2-f1]:

1. Ein-/Aus-Taste
2. Schutzhülle
3. Behandlungskopf

### Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen:

- Platzieren oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wasserquelle wie einem Waschbecken oder einer Badewanne.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.
- Lassen Sie das mit dem Netzwerk verbundene Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder das Netzteil beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzkabel und Netzteil.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände beim Bedienen des Geräts vollständig trocken sind.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch oder vor der Reinigung und Wartung aus.
- Verwenden Sie während der Behandlung entsprechend den Anweisungen geeignete Pflegecremes.

### Sicherheitsregeln für den Gebrauch:

1. Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht an Augenlidern, geschlossenen Augen, Mund, Ohren, Schilddrüsenbereich, Brüsten oder Genitalien. Benutzen Sie das Gerät nicht im Augen- oder Mundbereich.
3. Wenn Sie bei der Verwendung des Geräts Beschwerden verspüren, beenden Sie die Verwendung sofort.

### Wie benutzt man:

1. Stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.
  2. Stecken Sie beim Laden bitte das Stromkabel in den Stecker des Ladegeräts und schließen Sie es dann an die allgemeine Haushaltsstromversorgung an. Um das Produkt aufzuladen, stecken Sie das andere Ende des Elektrokabels in die Ladeöffnung im Gerät. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Die Ladezeit des Geräts beträgt ca. 1,5 Stunden und die Betriebszeit ca. 2,5 Stunden.

**Ein-/Aus-Taste – Ein/Aus:** Drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät einzuschalten und den Blau-Photonen-Lichtmodus zu aktivieren.

Drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät auszuschalten

**Informationen zu niedrigem Batteriestand:** Wenn der Akku des Geräts schwach ist, blinkt das rote Licht neben der Taste alle 2 Sekunden.

**Timing-Funktion:** Die Timing-Funktion beträgt 3 Minuten (das Signal erscheint alle 5 Sekunden).

### Wie benutzt man:

1. Reinigen Sie Ihre Haut vor der Behandlung gründlich.
2. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.
3. Richten Sie das Gerät auf den von Akne betroffenen Bereich und scannen Sie ihn fünf Sekunden lang.

Bewegen Sie das Gerät über den gesamten Behandlungsbereich und stellen Sie sicher, dass alle von Akne betroffenen Teile nacheinander gescannt werden.

4. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten.

5. Nehmen Sie eine angemessene Menge Hautpflegecreme und tragen Sie diese gleichmäßig auf die von Akne betroffenen Stellen auf. Massieren Sie das Produkt sanft in Ihr Gesicht ein.

6. Reinigen Sie den Behandlungskopf des Geräts mit einem feuchten Tuch oder Papiertuch und setzen Sie die Schutzkappe auf.

#### Hinweis:

Es wird empfohlen, 24 Stunden vor der ersten Anwendung einen Patch-Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Nebenwirkungen auftreten. Verwenden Sie das Gerät nicht an oder um die Augen.

#### Empfehlungen zur Anwendung des Produkts:

- Die Behandlung für das gesamte Gesicht dauert 3 Minuten. Um den Vorgang zu verkürzen, konzentrieren Sie sich auf bestimmte Problembereiche. Die Behandlungsdauer ist bei jedem Menschen unterschiedlich.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie das Gerät 1-2 Mal täglich für 1-2 Wochen.
- Um nach Abschluss der gesamten Behandlungsreihe langanhaltende Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, das Gerät 2-4 Mal im Monat oder nach Bedarf zu verwenden.

#### Warnungen:

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen implantierten Herzschrittmacher oder internen Defibrillator haben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sich im Behandlungsbereich Metallimplantate wie z. B. Goldfäden befinden. Dies gilt jedoch nicht für Füllungen oder Zahnimplantate.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn bei Ihnen Krebs diagnostiziert wurde, Sie in der Vergangenheit Krebs, insbesondere Hautkrebs, hatten oder Krebsvorstufen haben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter schwerwiegenden Erkrankungen leiden, beispielsweise Herzproblemen.
- Das Gerät sollte nicht von schwangeren oder stillenden Frauen verwendet werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie an immunsuppressiven Erkrankungen wie AIDS leiden oder immunsuppressive Medikamente einnehmen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn im Behandlungsbereich eine durch Hitze ausgelöste Erkrankung vorliegt, wie z. B. wiederkehrender Herpes simplex.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn im Behandlungsbereich aktive Hauterkrankungen wie (aber nicht beschränkt auf) Geschwüre, Psoriasis, Ekzeme oder Hautausschlag auftreten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn bei Ihnen bereits Keloidnarben aufgetreten sind Problem einer unzureichenden Wundheilung oder empfindlicher Haut.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich in den letzten drei Monaten einer Operation, einer Laserbehandlung oder einem tiefen chemischen Peeling im Behandlungsbereich unterzogen haben oder sich noch in Behandlung befinden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich im Behandlungsbereich dauerhafte Füllstoffe befinden.
- Wenn Sie temporäre Hautfüller im Behandlungsbereich haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn innerhalb der letzten drei Monate Botox in den Behandlungsbereich verabreicht wurde.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie verdächtige Läsionen im Behandlungsbereich haben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Medikamente, pflanzliche Heilmittel, Vitamine oder Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, die zu trockener oder empfindlicher Haut führen können.

#### Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]:

- [www.beautifyfy.eu](http://www.beautifyfy.eu)

- [www.youtube.com/beautifyfy](http://www.youtube.com/beautifyfy)



Taille:	161x161x44.5mm
Balance:	110g
Puissance nominale :	5W
Courant nominal :	1A
Batterie:	Lithium-ion polymère 3,7 V
Capacité de la batterie:	500mAh
Inclus:	sac en satin, câble USB, manuel d'utilisation

### Sécurité:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

### Description de l'appareil [page 2-f1]:

1. Bouton d'alimentation
2. Housse de protection
3. Tête de traitement

### Avertissements et précautions:

- Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil à proximité d'une source d'eau telle qu'un évier ou une baignoire.
- Ne plongez pas l'appareil sous l'eau.
- Ne laissez pas l'appareil connecté au réseau sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou le bloc d'alimentation est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- Utilisez l'appareil uniquement avec le cordon d'alimentation et le bloc d'alimentation fournis.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que vos mains sont complètement sèches lorsque vous utilisez l'appareil.
- Éteignez l'appareil après utilisation ou avant le nettoyage et l'entretien.
- Selon les instructions, utiliser des crèmes de soin adaptées pendant le traitement.

### Règles de sécurité d'utilisation:

1. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel.
2. N'utilisez pas l'appareil sur les paupières, les yeux fermés, la bouche, les oreilles, la glande thyroïde, les seins ou les organes génitaux. N'utilisez pas l'appareil autour des yeux ou de la bouche.
3. Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation de l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

### Comment utiliser:

1. Avant la première utilisation, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
  2. Lors du chargement, veuillez insérer le fil électrique dans la prise du chargeur, puis le connecter à l'alimentation électrique générale de la maison. Pour charger le produit, insérez l'autre extrémité du câble électrique dans le trou de chargement de l'appareil. Pendant le chargement, l'indicateur LED émet de la lumière et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.
- Le temps de charge de l'appareil est d'environ 1,5 heure et la durée de fonctionnement est d'environ 2,5 heures.

Bouton d'alimentation - Marche/Arrêt : appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil et activer le mode lumière photonique bleue.

Appuyez sur le bouton POWER pour éteindre l'appareil

Informations sur la batterie faible : lorsque la batterie de l'appareil est faible, le voyant rouge à côté du bouton clignote toutes les 2 secondes.

Fonction de synchronisation : la fonction de synchronisation est de 3 minutes (le signal apparaît une fois toutes les 5 secondes).

### Comment utiliser:

1. Avant le traitement, nettoyez soigneusement votre peau.

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
- Pointez l'appareil vers la zone touchée par l'acné et scannez-le pendant cinq secondes. Déplacez l'appareil sur toute la zone de traitement, en vous assurant que toutes les parties affectées par l'acné sont scannées à tour de rôle.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.
- Prenez une quantité appropriée de crème de soin pour la peau et appliquez-la uniformément sur les zones touchées par l'acné. Massez doucement le produit sur tout votre visage.
- Nettoyez la tête de traitement de l'appareil avec un chiffon humide ou une serviette en papier et appliquez le capuchon de protection.

#### Remarque:

Il est recommandé d'effectuer un test cutané 24 heures avant la première utilisation pour garantir qu'aucun effet indésirable ne se produise. N'utilisez pas l'appareil sur ou autour des yeux.

#### Conseils d'utilisation du produit:

- Le soin pour l'ensemble du visage dure 3 minutes. Pour raccourcir la procédure, concentrez-vous sur des domaines problématiques spécifiques. La durée du traitement est différente pour chaque personne.
- Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez l'appareil 1 à 2 fois par jour pendant 1 à 2 semaines.
- Pour obtenir des résultats durables après avoir terminé la série complète de traitements, il est recommandé d'utiliser l'appareil 2 à 4 fois par mois ou selon les besoins.

#### Avvertissements:

- N'utilisez pas l'appareil si vous portez un stimulateur cardiaque implanté ou un défibrillateur interne.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez des implants métalliques tels que des fils d'or dans la zone de traitement. Toutefois, cela ne s'applique pas aux obturations ou aux implants dentaires.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez reçu un diagnostic de cancer, si vous avez déjà eu un cancer, en particulier un cancer de la peau, ou si vous présentez des lésions précancéreuses.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez de problèmes médicaux graves, tels que des problèmes cardiaques.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes ou allaitantes.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez de maladies immunosuppressives, telles que le SIDA, ou si vous prenez des médicaments immunosuppresseurs.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez d'une maladie provoquée par la chaleur dans la zone de traitement, telle qu'un herpès simplex récurrent.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez d'affections cutanées actives dans la zone de traitement, telles que (mais sans s'y limiter) des ulcères, du psoriasis, de l'eczéma ou des éruptions cutanées.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez des antécédents de cicatrices chéloïdes problème de cicatrisation inappropriée ou de peau sensible.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez subi une intervention chirurgicale, un resurfaçage au laser ou un peeling chimique profond dans la zone de traitement au cours des trois derniers mois, ou si vous suivez toujours un traitement.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez des produits de comblement permanents dans la zone de traitement.
- Si vous avez des produits de comblement cutané temporaires dans la zone de traitement, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si du Botox a été administré sur la zone de traitement au cours des trois derniers mois.
- N'utilisez pas l'appareil si vous présentez des lésions suspectes dans la zone de traitement.
- N'utilisez pas l'appareil si vous prenez des médicaments, des préparations à base de plantes, des vitamines ou des compléments alimentaires susceptibles de rendre votre peau sèche ou sensible.

#### Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautifly.eu](https://www.youtube.com/beautifly.eu)

Tamaño:	161x161x44,5mm
Libra:	110g
Potencia nominal:	5W
Corriente nominal:	1A
Batería:	Iones de litio de polímero de 3,7 V.
Capacidad de la batería:	500mAh
Incluido:	bolsa de raso, cable USB, manual de usuario

### Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

### Descripción del dispositivo [página 2-f1]:

1. Botón de encendido
2. Funda protectora
3. Jefe de tratamiento

### Advertencias y precauciones:

- No coloque ni guarde el dispositivo cerca de una fuente de agua, como un lavabo o una bañera.
- No sumerja el dispositivo bajo el agua.
- No deje desatendido el dispositivo conectado a la red.
- No utilice el dispositivo si el cable o la fuente de alimentación están dañados o no funcionan correctamente.
- Utilice el dispositivo únicamente con el cable de alimentación y la fuente de alimentación incluidos.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que sus manos estén completamente secas cuando utilice el dispositivo.
- Apague el dispositivo después de su uso o antes de su limpieza y mantenimiento.
- Según las instrucciones, utilice cremas de cuidado adecuadas durante el tratamiento.

### Normas de seguridad de uso:

1. Utilice el dispositivo únicamente para el fin previsto, como se describe en este manual.
2. No utilice el dispositivo en los párpados, los ojos cerrados, la boca, los oídos, el área de la glándula tiroidea, los senos o los genitales. No utilice el dispositivo alrededor de los ojos o la boca.
3. Si siente alguna molestia mientras usa el dispositivo, deje de usarlo inmediatamente.

### Cómo utilizar:

1. Antes del primer uso, asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
  2. Al cargar, inserte el cable eléctrico en el enchufe del cargador y luego conéctelo a la fuente de alimentación general del hogar. Para cargar el producto, inserte el otro extremo del cable eléctrico en el orificio de carga del dispositivo. Mientras se carga, el indicador LED emite luz y se apaga cuando la batería está completamente cargada.
- El tiempo de carga del dispositivo es de aproximadamente 1,5 horas y el tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 2,5 horas.

Botón de encendido - Encendido/Apagado: Presione el botón de ENCENDIDO para encender el dispositivo y activar el modo de luz de fotones azules.

Presione el botón POWER para apagar el dispositivo

Información de batería baja: Cuando la batería del dispositivo está baja, la luz roja al lado del botón parpadea cada 2 segundos.

Función de sincronización: la función de sincronización es de 3 minutos (la señal aparece una vez cada 5 segundos).

### Cómo utilizar:

1. Antes del tratamiento, limpie bien su piel.
2. Presione el botón de encendido para encender el dispositivo.

3. Apunte el dispositivo al área afectada por el acné y escanéelo durante cinco segundos. Mueva el dispositivo por toda el área de tratamiento, asegurándose de que todas las partes afectadas por el acné se escaneen por turno.
4. Presione el botón de encendido para apagar el dispositivo.
5. Tome una cantidad adecuada de crema para el cuidado de la piel y aplíquela uniformemente en las zonas afectadas por el acné. Masajea suavemente el producto por todo tu rostro.
6. Limpie el cabezal de tratamiento del dispositivo con un paño húmedo o una toalla de papel y coloque la tapa protectora.

**Nota:**

Se recomienda realizar una prueba de parche 24 horas antes del primer uso para garantizar que no se produzcan reacciones adversas. No utilice el dispositivo sobre o alrededor de los ojos.

**Recomendaciones de uso del producto:**

- El tratamiento para todo el rostro tiene una duración de 3 minutos. Para acortar el procedimiento, concéntrese en áreas problemáticas específicas. El tiempo de tratamiento es diferente para cada persona.
- Para lograr resultados óptimos, utilice el dispositivo 1 o 2 veces al día durante 1 o 2 semanas.
- Para lograr resultados duraderos después de completar la serie completa de tratamientos, se recomienda utilizar el dispositivo de 2 a 4 veces al mes o según sea necesario.

**Advertencias:**

- No utilice el dispositivo si tiene un marcapasos implantado o un desfibrilador interno.
- No utilice el dispositivo si tiene implantes metálicos como hilos de oro en el área de tratamiento. Sin embargo, esto no se aplica a empastes o implantes dentales.
- No utilice el dispositivo si le han diagnosticado cáncer, ha tenido cáncer en el pasado, especialmente cáncer de piel, o tiene lesiones precancerosas.
- No utilice el dispositivo si padece afecciones médicas graves, como problemas cardíacos.
- El dispositivo no debe ser utilizado por mujeres embarazadas o en período de lactancia.
- No utilice el dispositivo si padece enfermedades inmunosupresoras, como el SIDA, o está tomando medicamentos inmunosupresores.
- No utilice el dispositivo si tiene alguna enfermedad estimulada por el calor en el área de tratamiento, como herpes simple recurrente.
- No utilice el dispositivo si tiene alguna afección cutánea activa dentro del área de tratamiento, como (entre otras) úlceras, psoriasis, eczema o sarpullido.
- No utilice el dispositivo si ha tenido cicatrices queloides en el pasado problemas de mala cicatrización de heridas o piel sensible.
- No utilice el dispositivo si se ha sometido a una cirugía, un rejuvenecimiento con láser o un peeling químico profundo en el área de tratamiento en los últimos tres meses, o si todavía está en tratamiento.
- No utilice el dispositivo si tiene rellenos permanentes en el área de tratamiento.
- Si tiene rellenos dérmicos temporales en el área de tratamiento, consulte a su médico antes de usar el dispositivo.
- No utilice el dispositivo si se ha administrado Botox en la zona de tratamiento en los últimos tres meses.
- No utilice el dispositivo si tiene lesiones sospechosas en el área de tratamiento.
- No utilice el dispositivo si está tomando medicamentos, remedios herbales, vitaminas o suplementos dietéticos que puedan provocar que su piel se seque o se vuelva sensible.

**Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f2]:**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Tamanho:	161x161x44,5mm
Libra:	110g
Potência nominal:	5W
Corrente nominal:	1A
Bateria:	Íon de polímero de lítio 3,7V
Capacidade de carga:	500mAh
Incluído:	bolsa de cetim, cabo USB, manual do usuário

### Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

### Descrição do dispositivo [página 2-f1]:

1. Botão liga / desliga
2. Capa protetora
3. Cabeça de tratamento

### Avisos e Precauções:

- Não coloque ou guarde o dispositivo perto de fontes de água, como pias ou banheiras.
- Não mergulhe o dispositivo debaixo de água.
- Não deixe o dispositivo conectado à rede sem supervisão.
- Não utilize o dispositivo se o cabo ou a fonte de alimentação estiverem danificados ou não funcionarem corretamente.
- Utilize o dispositivo apenas com o cabo de alimentação e a fonte de alimentação incluídos.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Certifique-se de que suas mãos estejam completamente secas ao operar o dispositivo.
- Desligue o aparelho após o uso ou antes da limpeza e manutenção.
- De acordo com as instruções, utilize cremes de cuidado adequados durante o tratamento.

### Regras de segurança de uso:

1. Use o dispositivo apenas para a finalidade pretendida, conforme descrito neste manual.
2. Não use o dispositivo nas pálpebras, olhos fechados, boca, ouvidos, área da glândula tireóide, seios ou órgãos genitais. Não use o dispositivo ao redor dos olhos ou da boca.
3. Se sentir algum desconforto ao usar o dispositivo, pare de usá-lo imediatamente.

### Como usar:

1. Antes da primeira utilização, certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada.
  2. Ao carregar, insira o fio elétrico no plugue do carregador e, em seguida, conecte-o à fonte de alimentação doméstica geral. Para carregar o produto, insira a outra extremidade do cabo elétrico no orifício de carregamento do dispositivo. Durante o carregamento, o indicador LED emite luz e apaga quando a bateria está totalmente carregada.
- O tempo de carregamento do dispositivo é de aproximadamente 1,5 horas e o tempo de operação é de aproximadamente 2,5 horas.

Botão Power - On/Off: Pressione o botão POWER para ligar o dispositivo e ativar o modo de luz azul de fóton.

Pressione o botão POWER para desligar o dispositivo

Informação de bateria fraca: Quando a bateria do dispositivo está fraca, a luz vermelha ao lado do botão pisca a cada 2 segundos.

Função de temporização: A função de temporização é de 3 minutos (o sinal aparece uma vez a cada 5 segundos).

### Como usar:

1. Antes do tratamento, limpe bem a pele.
2. Pressione o botão liga/desliga para ligar o dispositivo.

3. Aponte o dispositivo para a área afetada pela acne e faça uma varredura por cinco segundos. Mova o dispositivo sobre toda a área de tratamento, certificando-se de que todas as partes afetadas pela acne sejam escaneadas.
4. Pressione o botão liga/desliga para desligar o dispositivo.
5. Pegue uma quantidade adequada de creme para a pele e aplique-o uniformemente nas áreas afetadas pela acne. Massageie suavemente o produto em todo o rosto.
6. Limpe a cabeça de tratamento do dispositivo com um pano úmido ou papel toalha e coloque a tampa protetora.

**Nota:**

Recomenda-se realizar um teste de contato 24 horas antes do primeiro uso para garantir que não ocorram reações adversas. Não use o dispositivo nos olhos ou ao redor deles.

**Recomendações de uso do produto:**

- O tratamento para todo o rosto dura 3 minutos. Para encurtar o procedimento, concentre-se em áreas problemáticas específicas. O tempo de tratamento é diferente para cada pessoa.
- Para obter resultados ótimos, utilize o dispositivo 1 a 2 vezes por dia durante 1 a 2 semanas.
- Para obter resultados duradouros após completar a série completa de tratamentos, recomenda-se usar o dispositivo 2 a 4 vezes por mês ou conforme necessário.

**Avisos:**

- Não utilize o dispositivo se tiver um marca-passo implantado ou um desfibrilador interno.
- Não utilize o dispositivo se tiver implantes metálicos, como fios de ouro, na área de tratamento. No entanto, isso não se aplica a obturações ou implantes dentários.
- Não utilize o dispositivo se tiver sido diagnosticado com cancro, se tiver tido cancro no passado, especialmente cancro da pele, ou se tiver lesões pré-cancerosas.
- Não utilize o dispositivo se sofrer de problemas médicos graves, como problemas cardíacos.
- O dispositivo não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou amamentando.
- Não utilize o dispositivo se sofrer de doenças imunossupressoras, como a SIDA, ou se estiver a tomar medicamentos imunossupressores.
- Não utilize o dispositivo se tiver alguma doença estimulada pelo calor na área de tratamento, como herpes simples recorrente.
- Não utilize o dispositivo se tiver quaisquer condições de pele activas na área de tratamento, tais como (mas não limitadas a) úlceras, psoríase, eczema ou erupção cutânea.
- Não use o dispositivo se você já teve cicatrizes quelóides no passado problemas de má cicatrização de feridas ou pele sensível.
- Não utilize o aparelho se você tiver feito cirurgia, resurfacing a laser ou peeling químico profundo na área de tratamento nos últimos três meses ou ainda estiver em tratamento.
- Não utilize o dispositivo se tiver preenchimentos permanentes na área de tratamento.
- Se você tiver preenchimentos dérmicos temporários na área de tratamento, consulte seu médico antes de usar o dispositivo.
- Não utilize o dispositivo se Botox tiver sido administrado na área de tratamento nos últimos três meses.
- Não utilize o dispositivo se tiver lesões suspeitas na área de tratamento.
- Não utilize o dispositivo se estiver tomando medicamentos, remédios fitoterápicos, vitaminas ou suplementos dietéticos que possam causar ressecamento ou sensibilidade na pele.

**Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]:**

-[www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

-[www.youtube.com/beautify.eu](http://www.youtube.com/beautify.eu)

Misurare:	161x161x44,5 mm
Libra:	110 g
Potenza nominale:	5 W
Corrente nominale:	1A
Batteria:	Ioni di litio polimerici da 3,7 V
Capacità della batteria:	500 mAh
Incluso:	borsa in raso, cavo USB, manuale utente

### **Sicurezza:**

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale utente e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

### **Descrizione del dispositivo [pagina 2-f1]:**

1. Pulsante di accensione
2. Copertura protettiva
3. Testa di trattamento

### **Avvertenze e precauzioni:**

- Non posizionare o conservare il dispositivo vicino a una fonte d'acqua come un lavandino o una vasca da bagno.
- Non immergere il dispositivo sott'acqua.
- Non lasciare incustodito il dispositivo connesso alla rete.
- Non utilizzare il dispositivo se il cavo o l'alimentatore sono danneggiati o non funzionano correttamente.
- Utilizzare il dispositivo solo con il cavo di alimentazione e l'alimentatore inclusi.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che le mani siano completamente asciutte durante l'utilizzo del dispositivo.
- Spegnerlo il dispositivo dopo l'uso o prima della pulizia e manutenzione.
- Secondo le istruzioni, utilizzare creme adeguate durante il trattamento.

### **Regole di sicurezza per l'uso:**

1. Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto, come descritto in questo manuale.
2. Non utilizzare il dispositivo su palpebre, occhi chiusi, bocca, orecchie, zona della ghiandola tiroidea, seno o genitali. Non utilizzare il dispositivo intorno agli occhi o alla bocca.
3. Se avverti fastidio durante l'utilizzo del dispositivo, smetti di usarlo immediatamente.

### **Come usare:**

1. Prima del primo utilizzo, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
2. Durante la ricarica, inserire il cavo elettrico nella spina del caricabatterie e quindi collegarlo alla rete elettrica domestica. Per caricare il prodotto, inserire l'altra estremità del cavo elettrico nel foro di ricarica del dispositivo. Durante la ricarica, l'indicatore LED emette luce e si spegne quando la batteria è completamente carica.

Il tempo di ricarica del dispositivo è di circa 1,5 ore e il tempo di funzionamento è di circa 2,5 ore.

**Pulsante di accensione - Accensione/spengimento:** premere il pulsante ACCENSIONE per accendere il dispositivo e attivare la modalità luce fotonica blu.

Premere il pulsante POWER per spegnere il dispositivo

**Informazioni sulla batteria scarica:** quando la batteria del dispositivo è scarica, la luce rossa accanto al pulsante lampeggia ogni 2 secondi.

**Funzione di temporizzazione:** la funzione di temporizzazione è di 3 minuti (il segnale appare una volta ogni 5 secondi).

### **Come usare:**

1. Prima del trattamento, pulire accuratamente la pelle.
2. Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
3. Puntare il dispositivo verso l'area interessata dall'acne ed eseguirne la scansione per cinque secondi.

Muovere il dispositivo su tutta l'area da trattare, assicurandosi che tutte le parti interessate dall'acne vengano scansionate una dopo l'altra.

4. Premere il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.

5. Prendi una quantità adeguata di crema per la cura della pelle e applicala uniformemente sulle aree colpite dall'acne. Massaggiare delicatamente il prodotto su tutto il viso.

6. Pulire la testina di trattamento dell'apparecchio con un panno umido o un tovagliolo di carta e applicare il cappuccio protettivo.

#### **Nota:**

Si consiglia di eseguire un patch test 24 ore prima del primo utilizzo per assicurarsi che non si verifichino reazioni avverse. Non utilizzare il dispositivo sopra o intorno agli occhi.

#### **Consigli per l'utilizzo del prodotto:**

- Il trattamento su tutto il viso dura 3 minuti. Per abbreviare la procedura, concentrarsi su aree problematiche specifiche. Il tempo di trattamento è diverso per ogni persona.
- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare il dispositivo 1-2 volte al giorno per 1-2 settimane.
- Per ottenere risultati duraturi dopo aver completato l'intera serie di trattamenti, si consiglia di utilizzare il dispositivo 2-4 volte al mese o secondo necessità.

#### **Avvertenze:**

- Non utilizzare il dispositivo se si è portatori di un pacemaker impiantato o di un defibrillatore interno.
- Non utilizzare il dispositivo se sono presenti impianti metallici come fili d'oro nell'area da trattare. Tuttavia, ciò non si applica alle otturazioni o agli impianti dentali.
- Non utilizzare il dispositivo se vi è stato diagnosticato un cancro, se avete avuto un cancro in passato, in particolare un cancro della pelle, o se avete lesioni precancerose.
- Non utilizzare il dispositivo se si soffre di gravi condizioni mediche, come problemi cardiaci.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato da donne incinte o che allattano.
- Non utilizzare il dispositivo se si soffre di malattie immunosoppressive, come l'AIDS, o se si assumono farmaci immunosoppressori.
- Non utilizzare il dispositivo se si soffre di malattie stimulate dal calore nell'area da trattare, come l'herpes simplex ricorrente.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di patologie cutanee attive nell'area da trattare quali (ma non limitate a) ulcere, psoriasi, eczema o eruzioni cutanee.
- Non utilizzare il dispositivo se in passato avete avuto cicatrici cheloidi problemi di scarsa guarigione delle ferite o di pelle sensibile.
- Non utilizzare il dispositivo se si è stati sottoposti a un intervento chirurgico, resurfacing laser o peeling chimico profondo nell'area da trattare negli ultimi tre mesi o se si è ancora in trattamento.
- Non utilizzare il dispositivo se sono presenti filler permanenti nell'area da trattare.
- Se sono presenti filler dermici temporanei nell'area da trattare, consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo se è stato somministrato Botox nell'area da trattare negli ultimi tre mesi.
- Non utilizzare il dispositivo se sono presenti lesioni sospette nell'area da trattare.
- Non utilizzare il dispositivo se si stanno assumendo farmaci, rimedi erboristici, vitamine o integratori alimentari che potrebbero seccare o irritare la pelle.

#### **Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]:**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)



Velikost:	161 x 161 x 44,5 mm
Váhy:	110 g
Jmenovitý výkon:	5W
Jmenovitý proud:	1A
Baterie:	3,7V polymer lithium-iontový
Kapacita baterie:	500 mAh
Zahrnuta:	saténová taška, USB kabel, uživatelská příručka

### Bezpečnostní:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

### Popis zařízení [strana 2-f1]:

1. Tlačítko napájení
2. Ochranný kryt
3. Ošetřovací hlavice

### Upozornění a opatření:

- Neumísťujte ani neskladujte zařízení v blízkosti zdroje vody, jako je umyvadlo nebo vana.
- Neponořujte zařízení pod vodu.
- Nenechávejte zařízení připojené k síti bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je kabel nebo napájecí zdroj poškozen nebo nepracuje správně.
- Používejte zařízení pouze s dodaným napájecím kabelem a napájecím zdrojem.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Při práci se zařízením se ujistěte, že máte zcela suché ruce.
- Po použití nebo před čištěním a údržbou zařízení vypněte.
- Podle návodu používejte při ošetření vhodné pečující krémy.

### Bezpečnostní pravidla pro použití:

1. Používejte zařízení pouze k účelu, ke kterému je určeno, jak je popsáno v tomto návodu.
2. Nepoužívejte zařízení na oční víčka, zavřené oči, ústa, uši, oblast štítné žlázy, prsa nebo genitálie. Nepoužívejte zařízení kolem očí nebo úst.
3. Pokud se při používání zařízení cítíte nepohodlí, okamžitě jej přestaňte používat.

### Jak používat:

1. Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá.
2. Při nabíjení zasuňte elektrický kabel do zástrčky nabíječky a poté jej připojte k běžnému domácímu napájení. Chcete-li produkt nabít, zasuňte druhý konec elektrického kabelu do nabíjecího otvoru v zařízení. Během nabíjení LED indikátor svítí a zhasne, když je baterie plně nabitá. Doba nabíjení zařízení je přibližně 1,5 hodiny a doba provozu přibližně 2,5 hodiny.

Tlačítko napájení – Zapnuto/Vypnuto: Stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ zapnete zařízení a aktivujete režim modrého fotonového světla.

Stisknutím tlačítka POWER vypnete zařízení

Informace o slabé baterii: Když je baterie zařízení vybitá, červená kontrolka vedle tlačítka bliká každé 2 sekundy.

Funkce časování: Funkce časování je 3 minuty (signál se objeví každých 5 sekund).

### Jak používat:

1. Před ošetřením si pleť důkladně očistěte.
2. Stisknutím tlačítka napájení zapněte zařízení.
3. Namířte zařízení na oblast postiženou akné a skenujte jej po dobu pěti sekund. Pohybuje přístrojem po celé ošetřované oblasti a ujistěte se, že jsou postupně naskenovány všechny části postižené akné.
4. Stisknutím tlačítka napájení vypněte zařízení.
5. Vezměte přiměřené množství pleťového krému a rovnoměrně jej naneste na místa postižená akné.

Jemně masírujte produkt po celém obličejí.

6. Ošetřovací hlavu přístroje očistěte vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou a nasadte ochranný kryt.

#### **Poznámka:**

Doporučuje se provést náplastový test 24 hodin před prvním použitím, aby se zajistilo, že nedojde k nežádoucím reakcím. Nepoužívejte zařízení na oči nebo kolem očí.

#### **Doporučení pro použití produktu:**

- Ošetření celého obličeje trvá 3 minuty. Chcete-li postup zkrátit, zaměřte se na konkrétní problémové oblasti. Doba léčby je u každého člověka jiná.
- Pro dosažení optimálních výsledků používejte přístroj 1-2x denně po dobu 1-2 týdnů.
- Pro dosažení dlouhotrvajících výsledků po absolvování celé série ošetření se doporučuje používat přístroj 2-4x měsíčně nebo dle potřeby.

#### **Upozornění:**

- Nepoužívejte zařízení, pokud máte implantovaný kardiostimulátor nebo interní defibrilátor.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte v ošetřované oblasti kovové implantáty, jako jsou zlaté nitě. To však neplatí pro výplně nebo zubní implantáty.
- Nepoužívejte zařízení, pokud vám byla diagnostikována rakovina, v minulosti jste měli rakovinu, zejména rakovinu kůže, nebo máte prekancerózní léze.
- Nepoužívejte zařízení, pokud trpíte vážnými zdravotními problémy, jako jsou srdeční problémy.
- Zařízení by neměly používat těhotné nebo kojící ženy.
- Nepoužívejte zařízení, pokud trpíte imunosupresivními onemocněními, jako je AIDS, nebo užíváte imunosupresivní léky.
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte v ošetřované oblasti nějaké onemocnění vyvolané teplem, jako je recidivující herpes simplex.
- Zařízení nepoužívejte, pokud máte v ošetřované oblasti aktivní kožní onemocnění, jako jsou (ale nejen) vředy, lupénka, ekzém nebo vyrážka.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jste v minulosti měli keloidní jizvy problémy se špatným hojením ran nebo citlivou pokožkou.
- Zařízení nepoužívejte, pokud jste v posledních třech měsících podstoupili operaci, laserový resurfacing nebo hluboký chemický peeling v ošetřované oblasti nebo ještě podstupujete léčbu.
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte v ošetřované oblasti trvalé výplně.
- Pokud máte v ošetřované oblasti dočasné dermální výplně, poraďte se před použitím zařízení se svým lékařem.
- Zařízení nepoužívejte, pokud byl do ošetřované oblasti během posledních tří měsíců aplikován botox.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte v ošetřované oblasti nějaké podezřelé léze.
- Zařízení nepoužívejte, pokud užíváte léky, bylinné přípravky, vitamíny nebo doplňky stravy, které mohou způsobit vysušení nebo citlivost pokožky.

#### **Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]:**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautifly.eu](https://www.youtube.com/beautifly.eu)

Veľkosť:	161 x 161 x 44,5 mm
Váhy:	110 g
Menovitý výkon:	5 W
Menovitý prúd:	1 A
Batéria:	3,7V polymér lítium-iónový
Kapacita batérie:	500 mAh
V cene:	saténová taška, USB kábel, návod na použitie

### Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

### Popis zariadenia [strana 2-f1]:

1. Tlačidlo napájania
2. Ochranný kryt
3. Liečebná hlavica

### Upozornenia a opatrenia:

- Neumiestňujte ani neskladujte zariadenie v blízkosti zdroja vody, ako je umývadlo alebo vaňa.
- Neponárajte zariadenie pod vodu.
- Nenechávajte zariadenie pripojené k sieti bez dozoru.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo napájací zdroj alebo ak nefunguje správne.
- Zariadenie používajte iba s dodaným napájacím káblom a napájacím zdrojom.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pri práci so zariadením sa uistite, že máte úplne suché ruky.
- Po použití alebo pred čistením a údržbou zariadenie vypnite.
- Počas ošetrovania používajte podľa návodu vhodné ošetrojúce krémy.

### Bezpečnostné pravidlá pri používaní:

1. Zariadenie používajte iba na určený účel, ako je popísané v tomto návode.
2. Prístroj nepoužívajte na očné viečka, zatvorené oči, ústa, uši, oblasť štítnej žľazy, prsia alebo pohlavné orgány. Zariadenie nepoužívajte v okolí očí alebo úst.
3. Ak počas používania zariadenia pocítite akékoľvek nepohodlie, okamžite ho prestaňte používať.

### Ako použiť:

1. Pred prvým použitím sa uistite, že je batéria úplne nabitá.
2. Pri nabíjaní zasuňte elektrický kábel do zástrčky nabíjačky a potom ho zapojte do bežnej domácej siete. Ak chcete produkt nabiť, zasuňte druhý koniec elektrického kábla do nabíjacieho otvoru v zariadení. Počas nabíjania LED indikátor svieti a po úplnom nabití batérie zhasne. Doba nabíjania zariadenia je približne 1,5 hodiny a doba prevádzky je približne 2,5 hodiny.

Tlačidlo napájania – zapnutie/vypnutie: Stlačením tlačidla POWER zapnete zariadenie a aktivujete režim modrého fotónového svetla.

Stlačením tlačidla POWER vypnete zariadenie

Informácie o slabej batérii: Keď je batéria zariadenia takmer vybitá, každé 2 sekundy bliká červené svetlo vedľa tlačidla.

Funkcia časovania: Funkcia časovania je 3 minúty (signál sa objaví každých 5 sekúnd).

### Ako použiť:

1. Pred ošetrovaním si pleť dôkladne očistite.
2. Stlačením tlačidla napájania zapnete zariadenie.
3. Nasmerujte prístroj na oblasť postihnutú akné a skenujte ho päť sekúnd. Pohybuje prístrojom po celej ošetrovanej ploche a uistite sa, že sú postupne naskenované všetky časti postihnuté akné.
4. Stlačením tlačidla napájania vypnete zariadenie.
5. Vezmite primerané množstvo krému na starostlivosť o pleť a naneste ho rovnomerne na miesta

postihnuté akné. Jemne masírujte produkt po celej tvári.

6. Ošetrovaciu hlavicu prístroja očistite vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou a nasadíte ochranný kryt.

#### **Poznámka:**

Odporúča sa vykonať náplastový test 24 hodín pred prvým použitím, aby ste sa uistili, že sa nevyskytnú žiadne nežiaduce reakcie. Zariadenie nepoužívajte na oči ani okolo nich.

#### **Odporúčania pre použitie produktu:**

- Ošetrovanie celej tváre trvá 3 minúty. Ak chcete skrátiť postup, zamerajte sa na konkrétne problémové oblasti. Doba liečby je u každého človeka iná.
- Na dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte prístroj 1-2 krát denne po dobu 1-2 týždňov.
- Pre dosiahnutie dlhotrvajúcich výsledkov po absolvovaní celej série ošetrovaní sa odporúča používať prístroj 2-4x mesačne alebo podľa potreby.

#### **Varovania:**

- Zariadenie nepoužívajte, ak máte implantovaný kardiostimulátor alebo interný defibrilátor.
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte v ošetrovanej oblasti kovové implantáty, napríklad zlaté nite. To však neplatí pre výplne či zubné implantáty.
- Zariadenie nepoužívajte, ak vám bola diagnostikovaná rakovina, v minulosti ste mali rakovinu, najmä rakovinu kože, alebo ak máte prekancerózne lézie.
- Zariadenie nepoužívajte, ak trpíte vážnymi zdravotnými problémami, ako sú srdcové problémy.
- Zariadenie by nemali používať tehotné alebo dojčiace ženy.
- Zariadenie nepoužívajte, ak trpíte imunosupresívnymi ochoreniami, ako je AIDS, alebo užívate imunosupresívne lieky.
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte v ošetrovanej oblasti nejaké ochorenie vyvolané teplotou, ako je recidivujúci herpes simplex.
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte v ošetrovanej oblasti aktívne kožné ochorenia, ako sú (okrem iného) vredy, psoriáza, ekzém alebo vyrážka.
- Zariadenie nepoužívajte, ak ste v minulosti mali keloidné jazvy problémy so zlym hojením rán alebo citlivou pokožkou.
- Zariadenie nepoužívajte, ak ste v priebehu posledných troch mesiacov podstúpili operáciu, laserový resurfacing alebo hlboký chemický peeling v ošetrovanej oblasti alebo ešte stále podstupujete liečbu.
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte v ošetrovanej oblasti trvalé výplne.
- Ak máte v ošetrovanej oblasti dočasné dermálne výplne, pred použitím zariadenia sa poraďte so svojim lekárom.
- Zariadenie nepoužívajte, ak bol do ošetrovanej oblasti počas posledných troch mesiacov aplikovaný botox.
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte v ošetrovanej oblasti nejaké podozrivé lézie.
- Zariadenie nepoužívajte, ak užívate lieky, bylinné prípravky, vitamíny alebo doplnky stravy, ktoré môžu spôsobiť vysušenie alebo citlivosť pokožky.

#### **Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]:**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Velikost:	161 x 161 x 44,5 mm
Tehtnica:	110 g
Nazivna moč:	5W
Nazivni tok:	1A
Baterija:	3,7 V polimerni litij-ionski
Kapaciteta baterije:	500 mAh
Vključeno:	satenasta torbica, USB kabel, navodila za uporabo

#### **Varnost:**

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

#### **Opis naprave [stran 2-f1]:**

1. Gumb za vklop
2. Zaščitni pokrov
3. Zdravilna glava

#### **Opozorila in previdnostni ukrepi:**

- Naprave ne postavljajte ali shranjujte v bližini vodnega vira, kot je umivalnik ali kopalna kad.
- Naprave ne potaplajte pod vodo.
- Naprave ne puščajte brez nadzora, povezane z omrežjem.
- Naprave ne uporabljajte, če je kabel ali napajalnik poškodovan ali ne deluje pravilno.
- Napravo uporabljajte samo s priloženim napajalnim kablom in napajalnikom.
- Napravo hranite izven dosega otrok.
- Poskrbite, da bodo vaše roke med uporabo naprave popolnoma suhe.
- Po uporabi ali pred čiščenjem in vzdrževanjem napravo izklopite.
- Med tretmajem v skladu z navodili uporabljajte ustrezne negovalne kreme.

#### **Varnostna pravila za uporabo:**

1. Napravo uporabljajte samo za predvideni namen, kot je opisano v tem priročniku.
2. Naprave ne uporabljajte na vekah, zaprtih očeh, ustih, ušesih, predelu ščitnice, prsih ali genitalijah. Naprave ne uporabljajte okoli oči ali ust.
3. Če med uporabo naprave čutite nelagodje, jo takoj prenehajte uporabljati.

#### **Kako uporabiti:**

1. Pred prvo uporabo se prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena.
2. Med polnjenjem vstavite električni kabel v vtič polnilnika in ga nato priključite na splošno gospodinjstvo napajanje. Za polnjenje izdelka vstavite drugi konec električnega kabla v odprtino za polnjenje v napravi. Med polnjenjem LED indikator oddaja svetlobo in igrasne, ko je baterija popolnoma napolnjena. Čas polnjenja naprave je približno 1,5 ure, čas delovanja pa približno 2,5 ure.

Gumb za vklop - Vkllop/izklop: Pritisnite gumb VKLOP, da vklopite napravo in aktivirate način modre fotonske svetlobe.

Pritisnite gumb POWER, da izklopite napravo

Informacije o nizki bateriji: Ko je baterija naprave skoraj prazna, rdeča lučka poleg gumba utripa vsaki 2 sekundi.

Funkcija merjenja časa: Funkcija merjenja časa je 3 minute (signal se prikaže enkrat na 5 sekund).

#### **Kako uporabiti:**

1. Pred tretmajem kožo temeljito očistite.
2. Pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo.
3. Napravo usmerite na območje, prizadeto z aknami, in jo skenirajte pet sekund. Napravo premikajte po celotnem območju zdravljenja in se prepričajte, da so vsi deli, prizadeti z aknami, po vrsti skenirani.
4. Pritisnite gumb za vklop, da izklopite napravo.
5. Vzemite ustrezno količino kreme za nego kože in jo enakomerno nanesite na aknaste predele. Izdelek

nežno vmasirajte po celém obrazu.

6. Zdravilno glavo naprave očistite z vlažno krpo ali papirnato brisačo in namestite zaščitno kapico.

#### **Opomba:**

Priporočljivo je, da 24 ur pred prvo uporabo izvedete test z obliži, da se prepričate, da se ne pojavijo neželeni učinki. Naprave ne uporabljajte na očeh ali okoli njih.

#### **Priporočila za uporabo izdelka:**

- Nega celotnega obraza traja 3 minute. Če želite skrajšati postopek, se osredotočite na določena problematična področja. Čas zdravljenja je za vsako osebo drugačen.
- Za doseganje optimalnih rezultatov uporabljajte napravo 1-2 krat dnevno 1-2 tedna.
- Za doseganje dolgotrajnih rezultatov po zaključeni celotni seriji tretmajev je priporočljiva uporaba aparata 2-4 krat mesečno oziroma po potrebi.

#### **Opozorila:**

- Naprave ne uporabljajte, če imate vsajen srčni spodbujevalnik ali notranji defibrilator.
- Naprave ne uporabljajte, če imate na območju zdravljenja kovinske vsadke, kot so zlate niti. Vendar to ne velja za zalivke ali zobne vsadke.
- Naprave ne uporabljajte, če ste zboleli za rakom, če ste imeli raka v preteklosti, zlasti kožnega raka, ali če imate predrakave spremembe.
- Naprave ne uporabljajte, če imate resne zdravstvene težave, kot so težave s srcem.
- Naprave ne smejo uporabljati nosečnice in doječe matere.
- Naprave ne uporabljajte, če imate imunosupresivne bolezni, kot je AIDS, ali jemljete imunosupresivna zdravila.
- Naprave ne uporabljajte, če imate na območju zdravljenja katero koli bolezen, ki jo povzroča toplota, kot je ponavljajoči se herpes simpleks.
- Naprave ne uporabljajte, če imate na območju zdravljenja kakršna koli aktivna kožna stanja, kot so (vendar ne omejeno na) razjede, luskavica, ekcem ali izpuščaj.
- Naprave ne uporabljajte, če ste imeli v preteklosti keloidne brazgotine težave s slabim celjenjem ran ali občutljivo kožo.
- Naprave ne uporabljajte, če ste imeli v zadnjih treh mesecih operacijo, lasersko preplastitev ali globoki kemični piling na območju zdravljenja ali če še vedno poteka zdravljenje.
- Naprave ne uporabljajte, če imate na območju zdravljenja trajna polnila.
- Če imate na območju zdravljenja začasna dermalna polnila, se pred uporabo pripomočka posvetujte z zdravnikom.
- Naprave ne uporabljajte, če je bil v zadnjih treh mesecih na predelu zdravljenja apliciran botoks.
- Naprave ne uporabljajte, če imate sumljive lezije na območju zdravljenja.
- Naprave ne uporabljajte, če jemljete zdravila, zeliščna zdravila, vitamine ali prehranska dopolnila, ki lahko povzročijo suho ali občutljivo kožo.

#### **Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]:**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Suurus:	161x161x44,5 mm
Kaalud:	110 g
Hinnatud jõud:	5W
Nimivool:	1A
Aku:	3,7 V polümeeri liitiumioon
Aku mahutavus:	500 mAh
Sisaldab:	satiinkott, USB-kaabel, kasutusjuhend

### Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvat soovitusi.

### Seadme kirjeldus [lehekülg 2-f1]:

1. Toitenupp
2. Kaitsekate
3. Ravipea

### Hoiatused ja ettevaatusabinõud:

- Ärge asetage ega hoidke seadet veeallika, näiteks kraanikausi või vanni lähedal.
- Ärge kastke seadet vee alla.
- Ärge jätke võrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Ärge kasutage seadet, kui juhe või toiteallikas on kahjustatud või ei tööta korralikult.
- Kasutage seadet ainult kaasasoleva toitejuhtme ja toiteallikaga.
- Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
- Veenduge, et teie käed on seadmega töötades täiesti kuivad.
- Lülitage seade pärast kasutamist või enne puhastamist ja hooletust välja.
- Kasuta hooletuse ajal vastavalt juhendile vastavaid hooletuskreeme.

### Kasutamise ohutusreeglid:

1. Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel, nagu on kirjeldatud selles juhendis.
2. Ärge kasutage seadet silmalaugudel, suletud silmadel, suul, kõrvadel, kilpnäärme piirkonnas, rindadel ega suguelunditel. Ärge kasutage seadet silmade või suu ümbruses.
3. Kui tunnete seadme kasutamise ajal ebamugavust, lõpetage kohe selle kasutamine.

### Kuidas kasutada:

1. Enne esmakordset kasutamist veenduge, et aku on täielikult laetud.
2. Laadimisel sisestage elektrijuhe laadija pistikupessa ja seejärel ühendage see üldise majapidamise toiteallikaga. Toote laadimiseks sisestage elektrikaabli teine ots seadme laadimisavasse. Laadimise ajal kiirgab LED-indikaator valgust ja lülitub välja, kui aku on täielikult laetud. Seadme laadimisaeg on ligikaudu 1,5 tundi ja tööaeg ligikaudu 2,5 tundi.

Toitenupp – sisse/välja: seadme sisselülitamiseks ja sinise footonvalguse režiimi aktiveerimiseks vajutage TOITE nuppu.

Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu POWER

Teave tühja aku kohta: kui seadme aku on tühi, vilgub nupu kõrval olev punane tuli iga 2 sekundi järel.

Ajastusfunktsioon: Ajastusfunktsioon on 3 minutit (signaal ilmub iga 5 sekundi järel).

### Kuidas kasutada:

1. Enne hooletust puhasta nahk põhjalikult.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.
3. Suunake seade akne kahjustatud alale ja skannige seda viis sekundit. Liigutage seadet üle kogu ravipiirkonna, veendudes, et kõik akne kahjustatud osad skannitakse kordamööda.
4. Seadme väljalülitamiseks vajutage toitenuppu.
5. Vötkes sobiv kogus nahahooletuskreemi ja kandke see ühtlaselt aknest kahjustatud piirkondadele. Masseerige toodet õrnalt üle kogu näo.

6. Puhastage seadme ravipea niiske lapi või paberrätikuga ja pange peale kaitsekork.

#### **Märkus:**

Soovitav on teha plaastri test 24 tundi enne esmakordset kasutamist, et tagada kõrvaltoimete puudumine. Ärge kasutage seadet silmadel ega nende ümbruses.

#### **Soovitused toote kasutamiseks:**

- Hooldus kogu näole kestab 3 minutit. Protseduuri lühendamiseks keskenduge konkreetsetele probleemsetele piirkondadele. Ravi kestus on iga inimese jaoks erinev.
- Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage seadet 1-2 korda päevas 1-2 nädala jooksul.
- Pikaajaliste tulemuste saavutamiseks pärast täishooldusseeria läbimist on soovitatav seadet kasutada 2-4 korda kuus või vastavalt vajadusele.

#### **Hoiatused:**

- Ärge kasutage seadet, kui teil on implanteeritud südamestimulaator või sisemine defibrillaator.
- Ärge kasutage seadet, kui teil on raviaal metallist implantaadid, näiteks kuldniiidid. See aga ei kehti täidiste ega hambaimplantaatide kohta.
- Ärge kasutage seadet, kui teil on diagnoositud vähk, kui teil on varem olnud vähk, eriti nahavähk, või kui teil on vähieelsed kahjustused.
- Ärge kasutage seadet, kui teil on tõsine haigusseisund, näiteks südameprobleemid.
- Seadet ei tohi kasutada rasedad ega imetavad naised.
- Ärge kasutage seadet, kui põete immunosupressiivseid haigusi (nt AIDS) või kasutate immunosupressiivseid ravimeid.
- Ärge kasutage seadet, kui teil on ravi piirkonnas kuumusest stimuleeritud haigus, näiteks korduv herpes simplex.
- Ärge kasutage seadet, kui teil on ravi piirkonnas aktiivsed nahahaigused, nagu (kuid mitte ainult) haavandid, psoriaas, ekseem või lööve.
- Ärge kasutage seadet, kui teil on varem olnud keloidseid arme haavade halva paranemise või tundliku naha probleemid.
- Ärge kasutage seadet, kui teile on viimase kolme kuu jooksul tehtud ravi piirkonnas operatsioon, laserlihvimine või sügav keemiline koorimine või kui teil on veel ravi.
- Ärge kasutage seadet, kui teil on raviaal püsivaid täiteaineid.
- Kui teil on ravi piirkonnas ajutisi nahatäiteaineid, pidage enne seadme kasutamist nõu oma arstiga.
- Ärge kasutage seadet, kui Botoxi on ravi piirkonda manustatud viimase kolme kuu jooksul.
- Ärge kasutage seadet, kui teil on ravi piirkonnas kahtlaseid kahjustusi.
- Ärge kasutage seadet, kui kasutate ravimeid, taimseid ravimeid, vitamiine või toidulisandeid, mis võivad põhjustada naha kuivamist või hellust.

#### **Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]:**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)



Dydis:	161x161x44,5 mm
Svarstyklės:	110 g
Vardinė galia:	5W
Nominali srovė:	1A
Baterija:	3,7 V polimero ličio jonų
Baterijos talpa:	500 mAh
Įskaitant:	satino maišelis, USB laidas, naudojimo instrukcija

### Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

### Įrenginio aprašas [puslapis 2-f1]:

1. Maitinimo mygtukas
2. Apsauginis dangtelis
3. Gydyimo galvutė

### Įspėjimai ir atsargumo priemonės:

- Nestatykite ir nelaikykite prietaiso šalia vandens šaltinio, pvz., kriauklės ar vonios.
- Nenardinkite prietaiso po vandeniu.
- Nepalikite prie tinklo prijungto įrenginio be priežiūros.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas laidas arba maitinimo šaltinis arba jis tinkamai neveikia.
- Prietaisą naudokite tik su pridėdamu maitinimo laidu ir maitinimo šaltiniu.
- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai naudojate prietaisą, įsitikinkite, kad jūsų rankos yra visiškai sausos.
- Išjunkite prietaisą po naudojimo arba prieš valydami ir prižiūradami.
- Laikydami instrukcijų, gydymo metu naudokite tinkamus priežiūros kremus.

### Naudojimo saugos taisyklės:

1. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove.
2. Nenaudokite prietaiso ant vokų, užmerktų akių, burnos, ausų, skydliaukės srities, krūtų ar lytinių organų. Nenaudokite prietaiso aplink akis ar burną.
3. Jei naudodamiesi įrenginiu jaučiate diskomfortą, nedelsdami nustokite jį naudoti.

### Kaip naudoti:

1. Prieš pirmą kartą naudodami įsitinkite, kad baterija yra visiškai įkrauta.
2. Įkraudami įkiškite elektros laidą į įkroviklio kištuką ir tada prijunkite jį prie bendrojo namų maitinimo šaltinio. Norėdami įkrauti gaminį, kitą elektros laido galą įkiškite į prietaiso įkrovimo angą. Įkrovimo metu LED indikatorius skleidžia šviesą ir išsijungia, kai baterija visiškai įkraunama. Prietaiso įkrovimo laikas yra maždaug 1,5 valandos, o veikimo laikas - maždaug 2,5 valandos.

Maitinimo mygtukas – įjungimas/išjungimas: paspauskite MAITINIMO mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį ir suaktyvintumėte mėlynos fotonų šviesos režimą.

Paspauskite POWER mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį

Informacija apie senkančią bateriją: kai įrenginio akumuliatorius išsikrauna, raudona lemputė šalia mygtuko mirksi kas 2 sekundes.

Laiko nustatymo funkcija: Laiko nustatymo funkcija yra 3 minutės (signalas pasirodo kartą per 5 sekundes).

### Kaip naudoti:

1. Prieš procedūrą kruopščiai nuvalykite odą.
2. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį.
3. Nukreipkite prietaisą į spuogų pažeistą vietą ir penkias sekundes nuskaitykite. Perkelkite prietaisą per visą gydymo sritį ir įsitinkite, kad visos spuogų paveiktos dalys yra nuskaitytos paveltui.
4. Norėdami išjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką.

5. Paimkite atitinkamą kiekį odos priežiūros kremo ir tolygiai užtepkite ant spuogų pažeistų vietų. Švelniai masažuokite gaminį per visą veidą.

6. Nuvalykite prietaiso gydymo galvutę drėgnu skudurėliu arba popieriniu rankšluosčiu ir uždėkite apsauginį dangtelį.

#### **Pastaba:**

Pleistro testą rekomenduojama atlikti likus 24 valandoms iki pirmojo panaudojimo, kad įsitikintumėte, jog neatsiranda nepageidaujamų reakcijų. Nenaudokite prietaiso ant akių ar aplink akis.

#### **Priemonės naudojimo rekomendacijos:**

- Procedūra visam veidui trunka 3 minutes. Norėdami sutrumpinti procedūrą, sutelkite dėmesį į konkrečias problemines sritis. Gydymo laikas kiekvienam žmogui yra skirtingas.
- Norėdami pasiekti optimalių rezultatų, prietaisą naudokite 1-2 kartus per dieną 1-2 savaites.
- Norint pasiekti ilgalaikių rezultatų, atlikus visą procedūrą seriją, aparatą rekomenduojama naudoti 2-4 kartus per mėnesį arba pagal poreikį.

#### **Įspėjimai:**

- Nenaudokite prietaiso, jei turite implantuotą širdies stimuliatorių arba vidinį defibriliatorių.
- Nenaudokite prietaiso, jei gydymo srityje turite metalinių implantų, pvz., aukso siūlių. Tačiau tai netaikoma plomboms ar dantų implantams.
- Nenaudokite prietaiso, jei jums buvo diagnozuotas vėžys, anksčiau sirgote vėžiu, ypač odos vėžiu, arba turite ikivėžinių pakitimų.
- Nenaudokite prietaiso, jei turite rimtų sveikatos sutrikimų, pvz., širdies problemų.
- Prietaiso neturėtų naudoti nėščios arba krūtimi maitinančios moterys.
- Nenaudokite prietaiso, jei sergate imunosupresinėmis ligomis, pvz., AIDS, arba vartojate imunosupresinius vaistus.
- Nenaudokite prietaiso, jei gydymo srityje sergate karščiui sukelta liga, pvz., pasikartojančia herpes simplex.
- Nenaudokite prietaiso, jei gydymo srityje turite kokių nors aktyvių odos ligų, pvz., opų, psoriazės, egzemos ar bėrimų (bet tuo neapsiribojant).
- Nenaudokite prietaiso, jei praeityje turėjote keloidinių randų blogo žaizdų gijimo ar jautrios odos problemas.
- Nenaudokite prietaiso, jei per pastaruosius tris mėnesius buvo atlikta chirurginė intervencija, atliktas lazerinis paviršiaus padengimas arba gilus cheminis šveitimas gydymo vietoje arba jūs vis dar gydote.
- Nenaudokite prietaiso, jei gydymo srityje turite nuolatinių užpildų.
- Jei gydymo srityje turite laikinų odos užpildų, prieš naudodami prietaisą pasitarkite su gydytoju.
- Nenaudokite prietaiso, jei Botox buvo vartojamas gydymo vietoje per pastaruosius tris mėnesius.
- Nenaudokite prietaiso, jei gydymo zonoje yra įtartinų pažeidimų.
- Nenaudokite prietaiso, jei vartojate vaistus, vaistažoles, vitaminus ar maisto papildus, dėl kurių oda gali išsausėti arba išsausėti.

#### **Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 - f2]:**

– [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

– [www.youtube.com/beautifly.eu](https://www.youtube.com/beautifly.eu)

Izmērs:	161x161x44,5 mm
Svari:	110g
Nominālā jauda:	5 W
Nominālā strāva:	1A
Akumulators:	3,7 V litija jonu polimērs
Akumulatora ietilpība:	500 mAh
Iekļauts:	satīna soma, USB kabelis, lietošanas instrukcija

### Drošība:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

### Ierīces apraksts [lapa 2-f1]:

1. Barošanas poga
2. Aizsargpārvalks
3. Ārstēšanas galva

### Brīdinājumi un piesardzības pasākumi:

- Nenovietojiet un neuzglabājiet ierīci ūdens avota, piemēram, izlietnes vai vannas, tuvumā.
- Neiegremdējiet ierīci zem ūdens.
- Neatstājiet tīklam pievienoto ierīci bez uzraudzības.
- Neizmantojiet ierīci, ja vads vai barošanas avots ir bojāts vai nedarbojas pareizi.
- Izmantojiet ierīci tikai ar komplektācijā iekļauto strāvas vadu un barošanas avotu.
- Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Strādājot ar ierīci, pārļiecinieties, vai rokas ir pilnīgi sausas.
- Izslēdziet ierīci pēc lietošanas vai pirms tīrīšanas un apkopes.
- Procedūras laikā saskaņā ar instrukcijām lietojiet atbilstošus kopšanas krēmus.

### Lietošanas drošības noteikumi:

1. Lietojiet ierīci tikai paredzētajam mērķim, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
2. Nelietojiet ierīci uz plakstiņiem, aizvērtām acīm, mutē, ausīm, vairogdziedzera zonā, krūtīm vai dzimumorgāniem. Nelietojiet ierīci ap acīm vai muti.
3. Ja ierīces lietošanas laikā jūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu.

### Kā izmantot:

1. Pirms pirmās lietošanas pārļiecinieties, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts.
  2. Uzlādējot, lūdzu, ievietojiet elektrisko vadu lādētāja kontaktdakšā un pēc tam pievienojiet to vispārējam māsaiemniecības barošanas avotam. Lai uzlādētu izstrādājumu, ievietojiet otru elektriskā kabeļa galu ierīces uzlādes atverē. Uzlādes laikā LED indikators izstaro gaismu un izslēdzas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
- Ierīces uzlādes laiks ir aptuveni 1,5 stundas un darbības laiks ir aptuveni 2,5 stundas.

Barošanas poga — ieslēgšana/izslēgšana: nospiediet IESLĒGŠANAS pogu, lai ieslēgtu ierīci un aktivizētu zilās fotonu gaismas režīmu.

Nospiediet POWER pogu, lai izslēgtu ierīci

Informācija par zemu akumulatora uzlādes līmeni: kad ierīces akumulatora uzlādes līmenis ir zems, sarkanā gaisma blakus pogai mirgo ik pēc 2 sekundēm.

Laika noteikšanas funkcija: Laika funkcija ir 3 minūtes (signāls parādās reizi 5 sekundēs).

### Kā izmantot:

1. Pirms procedūras rūpīgi notīriet ādu.
2. Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.
3. Pavērsiet ierīci pret pūtītes skarto zonu un skenējiet to piecas sekundes. Pārvietojiet ierīci pa visu apstrādes zonu, pārļiecinoties, ka visas pūtītes skartās daļas tiek skenētas pēc kārtas.
4. Nospiediet barošanas pogu, lai izslēgtu ierīci.

5. Paņemiet atbilstošu daudzumu ādas kopšanas krēma un vienmērīgi uzklājiet to uz pinnes skartajām vietām. Maigi iemasējiet produktu pa visu seju.

6. Notīriet ierīces apstrādes galviņu ar mitru drānu vai papīra dvieli un uzlieciet aizsargvāciņu.

#### **Piezīme:**

Plakstera testu ieteicams veikt 24 stundas pirms pirmās lietošanas, lai pārlicinātos, ka nenotiek nevēlamas reakcijas. Neizmantojiet ierīci uz acīm vai ap tām.

#### **Ieteikumi produkta lietošanai:**

- Procedūra visai sejai ilgst 3 minūtes. Lai saīsinātu procedūru, koncentrējieties uz konkrētām problēmu jomām. Ārstēšanas laiks katram cilvēkam ir atšķirīgs.
- Lai sasniegtu optimālus rezultātus, izmantojiet ierīci 1-2 reizes dienā 1-2 nedēļas.
- Lai sasniegtu ilgstošus rezultātus pēc pilnas procedūru sērijas pabeigšanas, ierīci ieteicams lietot 2-4 reizes mēnesī vai pēc nepieciešamības.

#### **Brīdinājumi:**

- Neizmantojiet ierīci, ja jums ir implantēts elektrokardiostimulators vai iekšējais defibrilators.
- Nelietojiet ierīci, ja jums ir metāla implantī, piemēram, zelta pavedieni ārstēšanas zonā. Tomēr tas neattiecas uz plombām vai zobu implantiem.
- Neizmantojiet ierīci, ja jums ir diagnosticēts vēzis, agrāk ir bijis vēzis, īpaši ādas vēzis, vai ir pirmsvēža bojājumi.
- Neizmantojiet ierīci, ja Jums ir nopietnas veselības problēmas, piemēram, sirds problēmas.
- Ierīci nedrīkst lietot grūtnieces vai sievietes, kas baro bērnu ar krūti.
- Neizmantojiet ierīci, ja ciešat no imūnsupresīvām slimībām, piemēram, AIDS, vai lietojat imūnsupresīvus medikamentus.
- Neizmantojiet ierīci, ja ārstēšanas zonā ir kāda karstuma izraisīta slimība, piemēram, recidivējoša herpes simplex.
- Neizmantojiet ierīci, ja jums ir kādi aktīvi ādas stāvokļi ārstēšanas zonā, piemēram, (bet ne tikai) čūlas, psoriāze, ekzēma vai izsitumi.
- Nelietojiet ierīci, ja jums agrāk ir bijušas keloīdu rētas problēmas ar sliktu brūču dzīšanu vai jutīgu ādu.
- Neizmantojiet ierīci, ja pēdējo trīs mēnešu laikā Jums ir bijusi operācija, lāzera seguma atjaunošana vai dziļš ķīmiskais pīlings apstrādājamajā zonā vai joprojām tiek veikta ārstēšana.
- Neizmantojiet ierīci, ja jums ir pastāvīgi pildvielas apstrādes zonā.
- Ja apstrādājamajā zonā ir pagaidu dermas pildvielas, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.
- Nelietojiet ierīci, ja Botox ir ievadīts ārstēšanas zonā pēdējo trīs mēnešu laikā.
- Neizmantojiet ierīci, ja apstrādājamajā zonā ir aizdomīgi bojājumi.
- Neizmantojiet ierīci, ja lietojat medikamentus, augu izcelsmes līdzekļus, vitamīnus vai uztura bagātinātājus, kas var izraisīt jūsu ādas sausumu vai jutīgumu.

#### **Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]:**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Méret:	161x161x44,5 mm
Mérleg:	110g
Névleges teljesítmény:	5W
Névleges áram:	1A
Akkumulátor:	3,7 V polimer lítium-ion
Akkumulátor-kapacitás:	500 mAh
Beleértve:	szatén táska, USB kábel, használati útmutató

### **Biztonság:**

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

### **Eszköz leírása [2-f1 oldal]:**

1. Bekapcsológomb
2. Védőburkolat
3. Kezelőfej

### **Figyelmeztetések és óvintézkedések:**

- Ne helyezze vagy tárolja a készüléket vízforrás, például mosogató vagy fürdőkád közelében.
- Ne merítse a készüléket víz alá.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a hálózatra csatlakoztatott eszközt.
- Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a tápegység sérült vagy nem működik megfelelően.
- A készüléket csak a mellékelt tápkábelrel és tápegységgel használja.
- Tartsa a készüléket gyermekektől távol.
- Győződjön meg arról, hogy kezei teljesen szárazak a készülék használata közben.
- Használat után, illetve tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket.
- A kezelés során az utasításoknak megfelelően használjon megfelelő ápoló krémeket.

### **Használati biztonsági szabályok:**

1. A készüléket csak a jelen kézikönyvben leírt rendeltetésének megfelelően használja.
2. Ne használja a készüléket a szemhéjon, csukott szemem, szájon, fülön, pajzsmirigy környékén, mellen vagy nemi szerveken. Ne használja a készüléket a szem vagy a száj környékén.
3. Ha bármilyen kényelmetlenséget érez a készülék használata közben, azonnal hagyja abba a használatát.

### **Hogyan kell használni:**

1. Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
2. Töltés közben csatlakoztassa az elektromos vezetéket a töltő csatlakozójába, majd csatlakoztassa az általános háztartási áramforráshoz. A termék töltéséhez dugja be az elektromos kábel másik végét a készülék töltőnyílásába. Töltés közben a LED jelzőfény világít, és kialszik, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.

A készülék töltési ideje hozzávetőlegesen 1,5 óra, működési ideje kb. 2,5 óra.

**Bekapcsológomb - Be/Ki:** Nyomja meg a POWER gombot a készülék bekapcsolásához és a kék fotonfény mód aktiválásához.

Nyomja meg a POWER gombot a készülék kikapcsolásához

**Alacsony akkumulátor-információ:** Ha a készülék akkumulátora alacsony, a gomb melletti piros fény 2 másodpercenként felvillan.

**Időzítés funkció:** Az időzítés funkció 3 perc (a jel 5 másodpercenként egyszer jelenik meg).

### **Hogyan kell használni:**

1. A kezelés előtt alaposan tisztítsa meg bőrét.
2. Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.
3. Irányítsa a készüléket az akné által érintett területre, és vizsgálja meg öt másodpercig. Mozgassa a készüléket a teljes kezelési területen, ügyelve arra, hogy az összes aknés részt felváltva szkennelje be.

4. Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához.
5. Vegyünk megfelelő mennyiségű bőrápoló krémet, és egyenletesen vigyük fel az aknés területekre. Gyengéden masszírozza be a terméket az egész arcába.
6. Tisztítsa meg a készülék kezelőfejét nedves ruhával vagy papírtörkövel, és helyezze rá a védőkupakot.

#### **Megjegyzés:**

Javasoljuk, hogy az első használat előtt 24 órával végezzen tapasztesztet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem fordul elő mellékhatás. Ne használja a készüléket a szemén vagy a szem környékén.

#### **Javaslatok a termék használatához:**

- A teljes arckezelés 3 percig tart. Az eljárás lerövidítéséhez összpontosítson bizonyos problémás területekre. A kezelési idő személyenként eltérő.
- Az optimális eredmény elérése érdekében használja a készüléket napi 1-2 alkalommal 1-2 héten keresztül.
- A teljes kezeléssorozat elvégzése után hosszan tartó eredmény elérése érdekében a készüléket havi 2-4 alkalommal, vagy szükség szerint javasolt használni.

#### **Figyelmeztetések:**

- Ne használja a készüléket, ha beültetett szívritmus-szabályozója vagy belső defibrillátora van.
- Ne használja a készüléket, ha fém implantátumai, például aranyaszálai vannak a kezelési területen. Ez azonban nem vonatkozik a tömésekre vagy a fogászati implantátumokra.
- Ne használja a készüléket, ha rákot diagnosztizáltak, korábban rákos volt, különösen bőrrák, vagy rákmegelőző elváltozásai vannak.
- Ne használja a készüléket, ha súlyos egészségügyi problémái vannak, például szívproblémák.
- A készüléket nem használhatják terhes vagy szoptató nők.
- Ne használja a készüléket, ha immunszuppresszív betegségben, például AIDS-ben szenved, vagy immunszuppresszív gyógyszereket szed.
- Ne használja a készüléket, ha a kezelési területen hő által gerjesztett betegség van, például visszatérő herpes simplex.
- Ne használja a készüléket, ha aktív bőrbetegsége van a kezelési területen, például (de nem kizárólagosan) fekélyek, pikkelysömör, ekcéma vagy kiütések.
- Ne használja a készüléket, ha korábban keloid hegei voltak rossz sebgyógyulás vagy érzékeny bőr problémái.
- Ne használja a készüléket, ha az elmúlt három hónapban műtéten, lézeres újrafelújításon vagy mély kémiai peelingen esett át a kezelt területen, vagy ha még kezelés alatt áll.
- Ne használja a készüléket, ha állandó töltőanyagai vannak a kezelési területen.
- Ha a kezelési területen ideiglenes bőrtöltőanyagok vannak, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával.
- Ne használja a készüléket, ha az elmúlt három hónapban Botoxot alkalmaztak a kezelt területen.
- Ne használja a készüléket, ha gyanús elváltozások vannak a kezelési területen.
- Ne használja a készüléket, ha olyan gyógyszereket, gyógynövényeket, vitaminokat vagy étrend-kiegészítőket szed, amelyek bőre kiszáradását vagy érzékenységet okozhatják.

#### **További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]:**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Mărimea:	161x161x44,5mm
Balanta:	110 g
Putere nominală:	5W
Curent nominal:	1A
Baterie:	3,7 V polimer litiu ion
Capacitatea bateriei:	500mAh
Inclus:	geanta din satin, cablu USB, manual de utilizare

### Securitate:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

### Descrierea dispozitivului [pagina 2-f1]:

1. Buton de pornire
2. Husa de protecție
3. Cap de tratament

### Avertismente și precauții:

- Nu așezați și nu depozitați dispozitivul lângă o sursă de apă, cum ar fi o chiuvetă sau o cadă.
- Nu scufundați dispozitivul sub apă.
- Nu lăsați dispozitivul conectat la rețea nesupravegheat.
- Nu utilizați dispozitivul dacă cablul sau sursa de alimentare sunt deteriorate sau nu funcționează corect.
- Utilizați dispozitivul numai cu cablul de alimentare și sursa de alimentare incluse.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Asigurați-vă că mâinile sunt complet uscate când utilizați dispozitivul.
- Opriti dispozitivul după utilizare sau înainte de curățare și întreținere.
- Conform instrucțiunilor, folosiți creme de îngrijire adecvate în timpul tratamentului.

### Reguli de siguranță pentru utilizare:

1. Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care este descris în acest manual.
2. Nu utilizați dispozitivul pe pleoape, ochii închiși, gură, urechi, zona glandei tiroide, sâni sau organe genitale. Nu utilizați dispozitivul în jurul ochilor sau gurii.
3. Dacă simțiți vreun disconfort în timp ce utilizați dispozitivul, încetați imediat să îl utilizați.

### Cum se utilizează:

1. Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că bateria este complet încărcată.
2. Când încărcați, vă rugăm să introduceți firul electric în mufa încărcătorului și apoi conectați-l la sursa generală de alimentare de uz casnic. Pentru a încărca produsul, introduceți celălalt capăt al cablului electric în orificiul de încărcare din dispozitiv. În timpul încărcării, indicatorul LED emite lumină și se stinge când bateria este complet încărcată. Timpul de încărcare a dispozitivului este de aproximativ 1,5 ore, iar timpul de funcționare este de aproximativ 2,5 ore.

Buton de pornire - Pornit/Oprit: Apăsati butonul de pornire pentru a porni dispozitivul și a activa modul de lumină fonică albastră.

Apăsati butonul POWER pentru a opri dispozitivul

Informații despre bateria scăzută: când bateria dispozitivului este descărcată, ledul roșu de lângă buton clipește la fiecare 2 secunde.

Funcția de cronometrare: Funcția de cronometrare este de 3 minute (semnalul apare o dată la 5 secunde).

### Cum se utilizează:

1. Înainte de tratament, curățați-vă bine pielea.
2. Apăsati butonul de pornire pentru a porni dispozitivul.
3. Îndreptați dispozitivul spre zona afectată de acnee și scanați-l timp de cinci secunde. Mutați dispozitivul pe întreaga zonă de tratament, asigurându-vă că toate părțile afectate de acnee sunt scanate pe rând.

4. Apăsăți butonul de pornire pentru a opri dispozitivul.
5. Luați o cantitate adecvată de cremă de îngrijire a pielii și aplicați-o uniform pe zonele afectate de acnee. Masați ușor produsul pe toată fața.
6. Curățați capul de tratament al dispozitivului cu o cârpă umedă sau un prosop de hârtie și aplicați capacul de protecție.

**Notă:**

Se recomandă efectuarea unui test de plasture cu 24 de ore înainte de prima utilizare pentru a vă asigura că nu apar reacții adverse. Nu utilizați dispozitivul pe sau în jurul ochilor.

**Recomandari de utilizare a produsului:**

- Tratamentul pentru întreaga față durează 3 minute. Pentru a scurta procedura, concentrați-vă pe anumite zone problematice. Timpul de tratament este diferit pentru fiecare persoană.
- Pentru a obține rezultate optime, utilizați aparatul de 1-2 ori pe zi timp de 1-2 săptămâni.
- Pentru a obține rezultate de lungă durată după finalizarea întregii serii de tratamente, se recomandă utilizarea aparatului de 2-4 ori pe lună sau la nevoie.

**Avertizări:**

- Nu utilizați dispozitivul dacă aveți implantat un stimulator cardiac sau un defibrilator intern.
- Nu utilizați dispozitivul dacă aveți implanturi metalice, cum ar fi fire de aur, în zona de tratament. Totuși, acest lucru nu se aplică obturatorilor sau implanturilor dentare.
- Nu utilizați dispozitivul dacă ați fost diagnosticat cu cancer, ați avut cancer în trecut, în special cancer de piele, sau aveți leziuni precanceroase.
- Nu utilizați aparatul dacă suferiți de afecțiuni medicale grave, cum ar fi probleme cardiace.
- Aparatul nu trebuie utilizat de femeile însărcinate sau care alăptează.
- Nu utilizați aparatul dacă suferiți de boli imunosupresoare, cum ar fi SIDA, sau luați medicamente imunosupresoare.
- Nu utilizați dispozitivul dacă aveți vreo boală stimulată de căldură în zona de tratament, cum ar fi herpes simplex recurent.
- Nu utilizați dispozitivul dacă aveți vreo afecțiune activă a pielii în zona de tratament, cum ar fi (dar fără a se limita la) ulcere, psoriazis, eczeme sau erupții cutanate.
- Nu utilizați dispozitivul dacă ați avut cicatrici cheloide în trecut probleme de vindecare proastă a rănilor sau piele sensibilă.
- Nu utilizați dispozitivul dacă ați suferit o intervenție chirurgicală, resurfacing cu laser sau peeling chimic profund în zona de tratament în ultimele trei luni sau sunteți încă în curs de tratament.
- Nu utilizați dispozitivul dacă aveți materiale de umplere permanente în zona de tratament.
- Dacă aveți materiale de umplere dermică temporară în zona de tratament, consultați medicul înainte de a utiliza dispozitivul.
- Nu utilizați dispozitivul dacă Botox a fost administrat în zona de tratament în ultimele trei luni.
- Nu utilizați dispozitivul dacă aveți leziuni suspecte în zona de tratament.
- Nu utilizați aparatul dacă luați medicamente, remedii pe bază de plante, vitamine sau suplimente alimentare care vă pot face pielea să devină uscată sau sensibilă.

**Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]:**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautiflyeu](http://www.youtube.com/beautiflyeu)



Размер:	161x161x44,5 мм
Вес:	110г
Номинальная мощность:	5 Вт
Номинальный ток:	1А
Батарея:	3,7 В полимерный литий-ионный
Емкость батареи:	500 мАч
Включено:	атласный чехол, USB-кабель, руководство пользователя.

### **Безопасность:**

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

### **Описание устройства [стр. 2-f1]:**

1. Кнопка питания
2. Защитная крышка
3. Лечебная головка

### **Предупреждения и меры предосторожности:**

- Не размещайте и не храните устройство рядом с источником воды, например раковины или ванной.
- Не погружайте устройство под воду.
- Не оставляйте подключенное к сети устройство без присмотра.
- Не используйте устройство, если шнур или блок питания повреждены или не работают должным образом.
- Используйте устройство только с прилагаемым шнуром питания и блоком питания.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- При работе с устройством убедитесь, что ваши руки полностью сухие.
- Выключайте устройство после использования или перед чисткой и обслуживанием.
- Во время лечения согласно инструкции используйте соответствующие кремы по уходу.

### **Правила безопасности при использовании:**

1. Используйте устройство только по назначению, как описано в данном руководстве.
2. Не используйте устройство на веках, закрытых глазах, рту, ушах, области щитовидной железы, груди или половых органах. Не используйте устройство вокруг глаз или рта.
3. Если вы почувствуете дискомфорт во время использования устройства, немедленно прекратите его использование.

### **Как использовать:**

1. Перед первым использованием убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
  2. При зарядке вставьте электрический провод в вилку зарядного устройства, а затем подключите его к бытовой электросети. Чтобы зарядить изделие, вставьте другой конец электрического кабеля в зарядное отверстие устройства. Во время зарядки светодиодный индикатор светится и гаснет, когда аккумулятор полностью заряжен.
- Время зарядки устройства составляет примерно 1,5 часа, время работы — примерно 2,5 часа.

Кнопка питания — вкл./выкл.: нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить устройство и активировать режим синего фотонного света.

Нажмите кнопку POWER, чтобы выключить устройство.

Информация о низком заряде батареи: когда батарея устройства разряжена, красный индикатор рядом с кнопкой мигает каждые 2 секунды.

Функция синхронизации: Функция синхронизации составляет 3 минуты (сигнал появляется каждые 5 секунд).

### **Как использовать:**

1. Перед процедурой тщательно очистите кожу.
2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

3. Направьте устройство на пораженный прыщами участок и сканируйте его в течение пяти секунд. Перемещайте устройство по всей зоне лечения, следя за тем, чтобы все участки, пораженные прыщами, сканировались поочередно.
4. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство.
5. Возьмите необходимое количество крема для ухода за кожей и равномерно нанесите его на участки, пораженные прыщами. Аккуратно массируйте средство по всему лицу.
6. Очистите обрабатывающую головку устройства влажной тканью или бумажным полотенцем и наденьте защитный колпачок.

**Примечание:**

Рекомендуется провести патч-тест за 24 часа до первого использования, чтобы убедиться в отсутствии побочных реакций. Не используйте устройство на глазах или вокруг них.

**Рекомендации по использованию продукта:**

- Процедура для всего лица длится 3 минуты. Чтобы сократить процедуру, сосредоточьтесь на конкретных проблемных областях. Время лечения индивидуально для каждого человека.
- Для достижения оптимальных результатов используйте устройство 1–2 раза в день в течение 1–2 недель.
- Для достижения длительного результата после прохождения полного курса процедур рекомендуется использовать аппарат 2–4 раза в месяц или по мере необходимости.

**Предупреждения:**

- Не используйте устройство, если у вас есть имплантированный кардиостимулятор или внутренний дефибриллятор.
- Не используйте устройство, если в области лечения имеются металлические имплантаты, например золотые нити. Однако это не относится к пломбам или зубным имплантатам.
- Не используйте устройство, если у вас диагностирован рак, вы болели раком в прошлом, особенно раком кожи, или имеете предраковые поражения.
- Не используйте устройство, если у вас серьезные заболевания, например проблемы с сердцем.
- Устройство не следует использовать беременным и кормящим женщинам.
- Не используйте устройство, если вы страдаете иммунодепрессивными заболеваниями, такими как СПИД, или принимаете иммунодепрессанты.
- Не используйте устройство, если в зоне лечения имеется какое-либо заболевание, вызванное воздействием тепла, например, рецидивирующий простой герпес.
- Не используйте устройство, если у вас есть какие-либо активные кожные заболевания в зоне обработки, такие как (но не ограничиваясь ими) язвы, псориаз, экзема или сыпь.
- Не используйте устройство, если в прошлом у вас были келоидные рубцы проблемы плохого заживления ран или чувствительной кожи.
- Не используйте устройство, если в течение последних трех месяцев вы перенесли операцию, лазерную шлифовку или глубокий химический пилинг в области лечения или все еще проходите лечение.
- Не используйте устройство, если в зоне лечения установлены постоянные наполнители.
- Если у вас есть временные кожные наполнители в зоне лечения, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
- Не используйте устройство, если в течение последних трех месяцев в область лечения вводили ботокс.
- Не используйте устройство, если у вас есть какие-либо подозрительные повреждения в области лечения.
- Не используйте устройство, если вы принимаете лекарства, растительные лекарственные средства, витамины или пищевые добавки, которые могут вызвать сухость или болезненность вашей кожи.

**Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]:**

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautify.eu](http://www.youtube.com/beautify.eu)

Størrelse:	161x161x44,5 mm
Vekten:	110 g
Nominell effekt:	5W
Merkestrøm:	1A
Batteri:	3,7V polymer litiumion
Batterikapasitet:	500 mAh
Inkludert:	satengeske, USB-kabel, brukerveiledning

### Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

### Enhetsbeskrivelse [side 2-f1]:

1. Strømknapp
2. Beskyttelsesdeksel
3. Behandlingshode

### Advarsler og forholdsregler:

- Ikke plasser eller oppbevar enheten i nærheten av en vannkilde som en vask eller badekar.
- Ikke senk enheten under vann.
- Ikke la enheten være koblet til nettverket uten tilsyn.
- Ikke bruk enheten hvis ledningen eller strømforsyningen er skadet eller ikke fungerer som den skal.
- Bruk enheten kun med den medfølgende strømledningen og strømforsyningen.
- Oppbevar enheten utilgjengelig for barn.
- Sørg for at hendene er helt tørre når du bruker enheten.
- Slå av enheten etter bruk eller før rengjøring og vedlikehold.
- I henhold til instruksjonene, bruk passende pleiekremer under behandlingen.

### Sikkerhetsregler for bruk:

1. Bruk enheten kun til det tiltenkte formålet som beskrevet i denne håndboken.
2. Ikke bruk enheten på øyelokkene, lukkede øyne, munn, ører, skjoldbruskkjertelområdet, bryster eller kjønnsorganer. Ikke bruk enheten rundt øynene eller munnen.
3. Hvis du føler ubehag mens du bruker enheten, må du slutte å bruke den umiddelbart.

### Hvordan å bruke:

1. Før første gangs bruk, sørg for at batteriet er fulladet.
2. Når du lader, må du sette den elektriske ledningen inn i laderpluggen og deretter koble den til den generelle strømforsyningen. For å lade produktet, sett den andre enden av den elektriske kabelen inn i ladehullet i enheten. Under lading lyser LED-indikatoren og slås av når batteriet er fulladet. Ladetiden til enheten er omtrent 1,5 timer og driftstiden er omtrent 2,5 timer.

### Strømknapp - På/Av:

Trykk på POWER-knappen for å slå på enheten og aktivere blått fotonlysmodus.

Trykk på POWER-knappen for å slå av enheten

Informasjon om lavt batteri: Når enhetens batteri er lavt, blinker det røde lyset ved siden av knappen hvert 2. sekund.

Timing-funksjon: Timing-funksjonen er 3 minutter (signalet vises en gang hvert 5. sekund).

### Hvordan å bruke:

1. Rengjør huden grundig før behandlingen.
2. Trykk på strømknappen for å slå på enheten.
3. Pek enheten mot det akne-påvirkede området og skann det i fem sekunder. Flytt enheten over hele behandlingsområdet, og pass på at alle aknepåvirkede deler skannes etter tur.
4. Trykk på strømknappen for å slå av enheten.
5. Ta en passende mengde hudpleiekrem og påfør den jevnt på de aknepåvirkede områdene. Masser produktet forsiktig over hele ansiktet.

6. Rengjør behandlingshodet på enheten med en fuktig klut eller papirhåndkle og sett på beskyttelseshetten.

**Merk:**

Det anbefales å utføre en lappetest 24 timer før første gangs bruk for å sikre at ingen bivirkninger oppstår. Ikke bruk enheten på eller rundt øynene.

**Anbefalinger for bruk av produktet:**

- Behandlingen for hele ansiktet varer i 3 minutter. For å forkorte prosedyren, fokuser på spesifikke problemområder. Behandlingstiden er forskjellig for hver person.
- For å oppnå optimale resultater, bruk enheten 1-2 ganger daglig i 1-2 uker.
- For å oppnå langvarige resultater etter å ha fullført hele serien med behandlinger, anbefales det å bruke enheten 2-4 ganger i måneden eller etter behov.

**Advarsler:**

- Ikke bruk enheten hvis du har en implantert pacemaker eller intern defibrillator.
- Ikke bruk enheten hvis du har metallimplantater som gulltråder i behandlingsområdet. Dette gjelder imidlertid ikke for fyllinger eller tannimplantater.
- Ikke bruk enheten hvis du har blitt diagnostisert med kreft, har hatt kreft tidligere, spesielt hudkreft, eller har precancerøse lesjoner.
- Ikke bruk enheten hvis du lider av alvorlige medisinske tilstander, for eksempel hjerteproblemer.
- Enheten skal ikke brukes av gravide eller ammende kvinner.
- Ikke bruk enheten hvis du lider av immunsuppressive sykdommer, som AIDS, eller tar immundempende medisiner.
- Ikke bruk enheten hvis du har varmestimulert sykdom i behandlingsområdet, for eksempel tilbakevendende herpes simplex.
- Ikke bruk enheten hvis du har noen aktive hudsykdommer innenfor behandlingsområdet som (men ikke begrenset til) sår, psoriasis, eksem eller utslett.
- Ikke bruk enheten hvis du har hatt keloid arr, dårlig sårheling eller sensitiv hud.
- Ikke bruk enheten hvis du har hatt kirurgi, laserresurfacing eller dyp kjemisk peeling i behandlingsområdet i løpet av de siste tre månedene, eller fortsatt er under behandling.
- Ikke bruk enheten hvis du har permanente fyllstoffer i behandlingsområdet.
- Hvis du har midlertidige hudfyllstoffer i behandlingsområdet, kontakt legen din før du bruker enheten.
- Ikke bruk enheten hvis Botox har blitt administrert til behandlingsområdet i løpet av de siste tre månedene.
- Ikke bruk enheten hvis du har mistenkelige lesjoner i behandlingsområdet.
- Ikke bruk enheten hvis du tar medisiner, urtemedisiner, vitaminer eller kosttillskudd som kan føre til at huden din blir tørr eller øm.

**Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]:**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](https://www.youtube.com/beautifly.eu)

Koko:	161x161x44,5 mm
Vaaka:	110g
Nimellisteho:	5W
Nimellisvirta:	1A
Akku:	3,7 V polymeeri litiumioni
Akun kapasiteetti:	500mAh
Mukana:	satiinilaukku, USB-kaapeli, käyttöohje

### Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

### Laitteen kuvaus [sivu 2-f1]:

1. Virtapainike
2. Suojakansi
3. Hoitopää

### Varoitukset ja varotoimet:

- Älä aseta tai säilytä laitetta lähellä vesilähdettä, kuten pesualtaan tai kylpyammetta.
- Älä upota laitetta veteen.
- Älä jätä verkkoon kytkettyä laitetta ilman valvontaa.
- Älä käytä laitetta, jos sen johto tai virtalähde on vaurioitunut tai jos se ei toimi kunnolla.
- Käytä laitetta vain mukana tulevan virtajohdon ja virtalähteen kanssa.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kätesi ovat täysin kuivat, kun käytät laitetta.
- Sammuta laite käytön jälkeen tai ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Käytä hoidon aikana asianmukaisia hoitovoitteita ohjeen mukaan.

### Käyttöturvallisuusmääräykset:

1. Käytä laitetta vain sen aiottuun tarkoitukseen tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
2. Älä käytä laitetta silmäluomissa, suljetuissa silmissä, suussa, korvissa, kilpirauhasen alueella, rinnoissa tai sukupuolielimissä. Älä käytä laitetta silmien tai suun ympärillä.
3. Jos tunnet epämukavuutta laitteen käytön aikana, lopeta sen käyttö välittömästi.

### Kuinka käyttää:

1. Varmista ennen ensimmäistä käyttöä, että akku on ladattu täyteen.
2. Kun lataat, aseta sähköjohto laturin pistokkeeseen ja liitä se sitten yleiseen kotitalousvirtalähteeseen. Lataa tuote työntämällä sähkökaapelin toinen pää laitteen latausaukkoon. Latauksen aikana LED-merkkivalo lähettää valoa ja sammuu, kun akku on latautunut täyteen. Laitteen latausaika on noin 1,5 tuntia ja käyttöaika noin 2,5 tuntia.

### Virtapainike - On/Off:

Paina VIRTA-painiketta käynnistääksesi laitteen ja aktivoiaksesi sinisen fotonivalotilan.

Sammuta laite painamalla POWER-painiketta

Tietoa akun heikentymisestä: Kun laitteen akku on vähissä, painikkeen vieressä oleva punainen valo vilkkuu 2 sekunnin välein.

Ajoitustoiminto: Ajoitustoiminto on 3 minuuttia (signaali ilmestyy 5 sekunnin välein).

### Kuinka käyttää:

1. Puhdista iho huolellisesti ennen hoitoa.
2. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
3. Osoita laitteella aknen aiheuttamaa aluetta ja skannaa sitä viiden sekunnin ajan. Siirrä laitetta koko hoitoalueen yli ja varmista, että kaikki aknen saastuttamat osat skannataan vuorotellen.
4. Sammuta laite painamalla virtapainiketta.
5. Ota sopiva määrä ihonhoitovoidetta ja levitä sitä tasaisesti aknen kärsiville alueille. Hiero tuotetta hellästi koko kasvoille.

6. Puhdista laitteen hoitopää kostealla liinalla tai paperipyyhkeellä ja kiinnitä suojakorkki.

#### **Huomautus:**

On suositeltavaa suorittaa laastari 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä sen varmistamiseksi, ettei häirtavaikutuksia esiinny. Älä käytä laitetta silmissä tai niiden ympärillä.

#### **Tuotteen käyttösuositukset:**

- Koko kasvojen hoito kestää 3 minuuttia. Voit lyhentää menettelyä keskittymällä tiettyihin ongelmialueisiin. Hoitoaika on erilainen jokaiselle henkilölle.
- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä laitetta 1-2 kertaa päivässä 1-2 viikon ajan.
- Pitkäkestoisten tulosten saavuttamiseksi täyden hoitosarjan jälkeen on suositeltavaa käyttää laitetta 2-4 kertaa kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

#### **Varoitukset:**

- Älä käytä laitetta, jos sinulla on implantoitu sydämentahdistin tai sisäinen defibrillaattori.
- Älä käytä laitetta, jos hoitoalueellasi on metallisia implantteja, kuten kultatankoja. Tämä ei kuitenkaan koske täyteitä tai hammasimplantteja.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on diagnosoitu syöpä, jos sinulla on aiemmin ollut syöpä, erityisesti ihosyöpä, tai jos sinulla on esisyöpävaurioita.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on vakavia sairauksia, kuten sydänongelmia.
- Raskaana olevat tai imettävät naiset eivät saa käyttää laitetta.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on immunosuppressiivisia sairauksia, kuten AIDS, tai jos käytät immunosuppressiivisia lääkkeitä.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on hoitoalueella lämpöstimuloitunut sairaus, kuten uusiutuva herpes simplex.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on aktiivisia ihosairauksia hoidettavalla alueella, kuten (mutta ei rajoittuen) haavaumia, psoriaasia, ihottumaa tai ihottumaa.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on ollut ketoidisia arpia, huonosti parantunut haava tai herkkä iho.
- Älä käytä laitetta, jos sinulle on tehty leikkaus, laserpinnoitus tai syvä kemiallinen kuorinta hoitoalueella viimeisen kolmen kuukauden aikana tai jos olet edelleen hoidossa.
- Älä käytä laitetta, jos hoitoalueella on pysyviä täyteaineita.
- Jos hoitoalueellasi on väliaikaisia ihon täyteaineita, keskustele lääkärisi kanssa ennen laitteen käyttöä.
- Älä käytä laitetta, jos Botoxia on annettu hoitoalueelle viimeisen kolmen kuukauden aikana.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on epäilyttäviä vaurioita hoitoalueella.
- Älä käytä laitetta, jos käytät lääkkeitä, rohdosvalmisteita, vitamiineja tai ravintolisiä, jotka voivat aiheuttaa ihon kuivumista tai aritusta.

#### **Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]:**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](https://www.youtube.com/beautifly.eu)

Μέγεθος:	161x161x44,5mm
ZΥΓΟΣ:	110 γρ
Ονομαστική ισχύς:	5W
Ονομαστικό ρεύμα:	1Α
Μπαταρία:	3,7V πολυμερές ιόν λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας:	500 mAh
Περιλαμβάνεται:	σπέν τσάντα, καλώδιο USB, εγχειρίδιο χρήσης

### Ασφάλεια:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

### Περιγραφή συσκευής [σελίδα 2-f1]:

1. Κουμπί λειτουργίας
2. Προστατευτικό κάλυμμα
3. Θεραπευτική κεφαλή

### Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:

- Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε πηγή νερού όπως νεροχύτη ή μπανιέρα.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή κάτω από το νερό.
- Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στο δίκτυο χωρίς επίβλεψη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το τροφοδοτικό είναι κατεστραμμένο ή δεν λειτουργεί σωστά.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά όταν χαρίζετε τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη χρήση ή πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση.
- Σύμφωνα με τις οδηγίες, χρησιμοποιήστε κατάλληλες κρέμες περιποίησης κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

### Κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση:

1. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον προορισμό της, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στα βλέφαρα, τα κλειστά μάτια, το στόμα, τα αυτιά, την περιοχή του θυρεοειδούς αδένος, τους μαστούς ή τα γεννητικά όργανα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή γύρω από τα μάτια ή το στόμα.
3. Εάν αισθάνεστε οποιαδήποτε ενόχληση κατά τη χρήση της συσκευής, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε αμέσως.

### Τρόπος χρήσης:

1. Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
  2. Κατά τη φόρτιση, εισάγετε το ηλεκτρικό καλώδιο στο βύσμα του φορτιστή και, στη συνέχεια, συνδέστε το στη γενική οικιακή παροχή ρεύματος. Για να φορτίσετε το προϊόν, εισάγετε το άλλο άκρο του ηλεκτρικού καλωδίου στην οπή φόρτισης της συσκευής. Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη LED εκπέμπει φως και σβήνει όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.
- Ο χρόνος φόρτισης της συσκευής είναι περίπου 1,5 ώρα και ο χρόνος λειτουργίας είναι περίπου 2,5 ώρες.

### Κουμπί λειτουργίας - On/Off:

Πατήστε το κουμπί POWER για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μπλε φωτονίου.

Πατήστε το κουμπί POWER για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή

Πληροφορίες χαμηλής μπαταρίας: Όταν η μπαταρία της συσκευής είναι χαμηλή, η κόκκινη λυχνία δίπλα στο κουμπί αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία χρονισμού: Η λειτουργία χρονισμού είναι 3 λεπτά (το σήμα εμφανίζεται μία φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα).

### Τρόπος χρήσης:

1. Πριν από τη θεραπεία, καθαρίστε καλά το δέρμα σας.

2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Στρέψτε τη συσκευή στην περιοχή που έχει προσβληθεί από ακμή και σαρώστε την για πέντε δευτερόλεπτα. Μετακινήστε τη συσκευή σε ολόκληρη την περιοχή θεραπείας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη που επηρεάζονται από την ακμή σαρώνονται με τη σειρά.
4. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
5. Πάρτε μια κατάλληλη ποσότητα κρέμας περιποίησης δέρματος και εφαρμόστε την ομοιόμορφα στις περιοχές που έχουν προσβληθεί από ακμή. Κάντε απαλό μασάζ με το προϊόν σε όλο το πρόσωπο.
6. Καθαρίστε την κεφαλή επεξεργασίας της συσκευής με ένα υγρό πανί ή χαρτοπετσέτα και εφαρμόστε το προστατευτικό καπάκι.

### Σημείωση:

Συνιστάται η διενέργεια δοκιμής εμπλάστρου 24 ώρες πριν από την πρώτη χρήση για να διασφαλιστεί ότι δεν θα εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω ή γύρω από τα μάτια.

### Συστάσεις για τη χρήση του προϊόντος:

- Η θεραπεία για ολόκληρο το πρόσωπο διαρκεί 3 λεπτά. Για να συντομεύσετε τη διαδικασία, εστιάστε σε συγκεκριμένες προβληματικές περιοχές. Ο χρόνος θεραπείας είναι διαφορετικός για κάθε άτομο.
- Για να επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τη συσκευή 1-2 φορές την ημέρα για 1-2 εβδομάδες.
- Για να επιτύχετε μακροχρόνια αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της πλήρους σειράς θεραπειών, συνιστάται η χρήση της συσκευής 2-4 φορές το μήνα ή όπως απαιτείται.

### Προειδοποιήσεις:

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε εμφυτευμένο βηματοδότη ή εσωτερικό απτιδιωτή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε μεταλλικά εμφυτεύματα όπως χρυσές κλωστές στην περιοχή θεραπείας. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για σφραγίσματα ή οδοντικά εμφυτεύματα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε διαγνωστεί με καρκίνο, είχατε καρκίνο στο παρελθόν, ειδικά καρκίνο του δέρματος ή έχετε προκαρκινικές βλάβες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υποφέρετε από σοβαρές ιατρικές παθήσεις, όπως καρδιακά προβλήματα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν πάσχετε από ανοσοκατασταλτικές ασθένειες, όπως το AIDS, ή εάν παίρνετε ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε κάποια ασθένεια που διεγείρεται από τη θερμότητα στην περιοχή θεραπείας, όπως υποτροπιάζοντα απλό έρπητα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε ενεργές δερματικές παθήσεις εντός της περιοχής θεραπείας, όπως (αλλά δεν περιορίζεται σε) έλκη, ψωρίαση, έκζεμα ή εξάνθημα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε ιστορικό χηλοειδών ουλών, κακής επούλωσης πληγών ή ευαίσθητου δέρματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, αποκατάσταση με λέιζερ ή βαθύ χημικό peeling στην περιοχή θεραπείας τους τελευταίους τρεις μήνες ή εάν εξακολουθείτε να υποβάλλεστε σε θεραπεία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε μόνιμα πληρωτικά στην περιοχή θεραπείας.
- Εάν έχετε προσωρινά δερματικά πληρωτικά στην περιοχή θεραπείας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει χορηγηθεί Botox στην περιοχή θεραπείας τους τελευταίους τρεις μήνες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε ύπτες βλάβες στην περιοχή θεραπείας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παίρνετε φάρμακα, φυτικά φάρμακα, βιταμίνες ή συμπληρώματα διατροφής που μπορεί να προκαλέσουν ξηρότητα ή τριφερότητα στο δέρμα σας.

### Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](https://www.youtube.com/beautifly.eu)



Veličina:	161x161x44,5 mm
Vaga:	110 g
Nazivna snaga:	5W
Nazivna struja:	1A
Baterija:	3,7 V polimer litij-ion
Kapacitet baterije:	500 mAh
Uključeno:	satenska torba, USB kabel, uputstvo za upotrebu

### **Sigurnost:**

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

### **Opis uređaja [stranica 2-f1]:**

1. Gumb za napajanje
2. Zaštitni poklopac
3. Glava za liječenje

### **Upozorenja i mjere opreza:**

- Nemojte postavljati ili spremati uređaj blizu izvora vode kao što je umivaonik ili kada.
- Nemojte uranjati uređaj u vodu.
- Ne ostavljajte uređaj spojen na mrežu bez nadzora.
- Nemojte koristiti uređaj ako su kabel ili napajanje oštećeni ili ne rade ispravno.
- Koristite uređaj samo s priloženim kabelom za napajanje i napajanjem.
- Držite uređaj izvan dohvata djece.
- Provjerite jesu li vam ruke potpuno suhe dok radite s uređajem.
- Isključite uređaj nakon upotrebe ili prije čišćenja i održavanja.
- Tijekom tretmana koristiti odgovarajuće kreme za njegu prema uputama.

### **Sigurnosna pravila za upotrebu:**

1. Koristite uređaj samo za namjenu za koju je namijenjen kako je opisano u ovom priručniku.
2. Nemojte koristiti uređaj na kopcima, zatvorenim očima, ustima, ušima, području štitnjače, grudima ili genitalijama. Nemojte koristiti uređaj oko očiju ili usta.
3. Ako osjetite bilo kakvu nelagodnu tijekom korištenja uređaja, odmah ga prestanite koristiti.

### **Kako koristiti:**

1. Prije prve uporabe provjerite je li baterija potpuno napunjena.
2. Prilikom punjenja, molimo umetnite električnu žicu u utikač punjača i zatim ga spojite na opću kućnu struju. Za punjenje proizvoda umetnite drugi kraj električnog kabela u otvor za punjenje na uređaju. Dok se puni, LED indikator emitira svjetlo i gasi se kada je baterija potpuno napunjena. Vrijeme punjenja uređaja je približno 1,5 sat, a vrijeme rada približno 2,5 sata.

### **Tipka za uključivanje/isključivanje:**

Pritisnite tipku NAPAANJE kako biste uključili uređaj i aktivirali način rada s plavim fotonskim svjetlom. Pritisnite tipku NAPAANJE kako biste isključili uređaj

Informacije o niskoj bateriji: kada je baterija uređaja slaba, crveno svjetlo pored gumba treperi svake 2 sekunde.

Funkcija mjerenja vremena: Funkcija mjerenja vremena je 3 minute (signal se pojavljuje svakih 5 sekundi).

### **Kako koristiti:**

1. Prije tretmana temeljito očistite kožu.
2. Pritisnite gumb za uključivanje kako biste uključili uređaj.
3. Usmjerite uređaj prema području zahvaćenom aknama i skenirajte ga pet sekundi. Pomičite uređaj po cijelom području tretmana, pazeći da se redom skeniraju svi dijelovi zahvaćeni aknama.
4. Pritisnite tipku za napajanje kako biste isključili uređaj.
5. Uzmite odgovarajuću količinu kreme za njegu kože i ravnomjerno je nanesite na područja zahvaćena

aknama. Nježno umasirajte proizvod po cijelom licu.

6. Očistite glavu za tretman uređaja vlažnom krpom ili papirnatim ručnikom i stavite zaštitnu kapicu.

#### **Napomena:**

preporuča se provesti test flasterom 24 sata prije prve uporabe kako biste bili sigurni da neće doći do neželjenih reakcija. Nemojte koristiti uređaj na ili oko očiju.

#### **Preporuke za korištenje proizvoda:**

- Tretman cijelog lica traje 3 minute. Kako biste skratili postupak, usredotočite se na određena problematična područja. Vrijeme tretmana je različito za svaku osobu.
- Za postizanje optimalnih rezultata koristite uređaj 1-2 puta dnevno tijekom 1-2 tjedna.
- Za postizanje dugotrajnih rezultata nakon kompletne serije tretmana preporuča se koristiti aparat 2-4 puta mjesečno ili po potrebi.

#### **Upozorenja:**

- Nemojte koristiti uređaj ako imate ugrađen srčani stimulator ili unutarnji defibrilator.
- Nemojte koristiti uređaj ako imate metalne implantate poput zlatnih niti u području liječenja. Međutim, to se ne odnosi na ispune ili zubne implantate.
- Nemojte koristiti uređaj ako vam je dijagnosticiran rak, ako ste u prošlosti imali rak, osobito rak kože, ili imate prekancerozne lezije.
- Nemojte koristiti uređaj ako patite od ozbiljnih zdravstvenih problema, poput problema sa srcem.
- Uređaj ne smiju koristiti trudnice i dojilje.
- Nemojte koristiti uređaj ako bolujete od imunosupresivnih bolesti, kao što je AIDS, ili ako uzimate imunosupresivne lijekove.
- Nemojte koristiti uređaj ako imate bilo kakvu bolest stimuliranu toplinom u području liječenja, kao što je rekurentni herpes simplex.
- Nemojte koristiti uređaj ako imate bilo kakva aktivna stanja kože unutar područja liječenja kao što su (ali ne ograničavajući se na) čireve, psorijazu, ekcem ili osip.
- Nemojte koristiti uređaj ako u prošlosti imate keloidne ožiljke, loše zacjeljivanje rana ili osjetljivu kožu.
- Nemojte koristiti uređaj ako ste u posljednja tri mjeseca imali kirurški zahvat, lasersko resurfacing ili duboki kemijski piling na tretiranom području ili ste još podvrgnuti liječenju.
- Nemojte koristiti uređaj ako imate trajna punila u području liječenja.
- Ako imate privremene dermalne punila u području liječenja, posavjetujte se s liječnikom prije uporabe uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj ako je Botox primijenjen na područje liječenja u posljednja tri mjeseca.
- Nemojte koristiti uređaj ako imate bilo kakve sumnjive lezije u području liječenja.
- Nemojte koristiti uređaj ako uzimate lijekove, biljne pripravke, vitamine ili dodatke prehrani koji mogu uzrokovati suhu ili osjetljivu kožu.

#### **Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f2]:**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Storlek:	161x161x44,5 mm
Vägen:	110 g
Märkeffekt:	5W
Märkström:	1A
Batteri:	3,7V polymer litiumjon
Batterikapacitet:	500 mAh
Ingår:	satinväska, USB-kabel, bruksanvisning

### Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

### Enhetsbeskrivning [sida 2-f1]:

1. Strömknapp
2. Skyddskåpa
3. Behandlingshuvud

### Varningar och försiktighetsåtgärder:

- Placera **eller** förvara inte enheten nära en vattenkälla som ett handfat **eller** badkar.
- Sänk inte ner enheten under vatten.
- Lämna inte enheten ansluten till nätverket utan uppsikt.
- Använd inte enheten om sladden **eller** strömförsörjningen är skadad **eller** inte fungerar korrekt.
- Använd endast enheten med den medföljande nätsladden och strömförsörjningen.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.
- Se till att dina händer är helt torra när du använder enheten.
- Stäng av enheten efter användning **eller** före rengöring och underhåll.
- Använd enligt instruktionerna lämpliga vårdkrämer under behandlingen.

### Säkerhetsregler för användning:

1. Använd endast enheten för dess avsedda ändamål enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
2. Använd inte enheten på ögonlocken, slutna ögon, mun, öron, sköldkörtelområdet, bröst **eller** könsorgan. Använd inte enheten runt ögonen **eller** munnen.
3. Om du känner något obehag när du använder enheten, sluta använda den omedelbart.

### Hur man använder:

1. Före första användning, se till att batteriet är fulladdat.
2. När du laddar, vänligen sätt in den elektriska ledningen i laddarens kontakt och anslut den sedan till det vanliga hushållsnätet. För att ladda produkten, sätt in den andra änden av elkabeln i laddningshålet i enheten. Under laddning lyser LED-indikator och släcks när batteriet är fulladdat. Laddningstiden för enheten är cirka 1,5 timmar och drifttiden är cirka 2,5 timmar.

### Strömknapp - På/Av:

Tryck på POWER-knappen för att slå på enheten och aktivera blått fotonljusläge.

Tryck på POWER-knappen för att stänga av enheten

Information om lågt batteri: När enhetens batteri är låg blinkar den röda lampan bredvid knappen varannan sekund.

Tidtagningsfunktion: Tidtagningsfunktionen är 3 minuter (signalen visas en gång var 5:e sekund).

### Hur man använder:

1. Rengör huden noggrant före behandlingen.
2. Tryck på strömknappen för att slå på enheten.
3. Rikta enheten mot det aknedrabbade området och skanna det i fem sekunder. Flytta enheten över hela behandlingsområdet och se till att alla aknepåverkade delar skannas i tur och ordning.
4. Tryck på strömknappen för att stänga av enheten.
5. Ta en lämplig mängd hudvårdskrämer och applicera den jämnt på de aknedrabbade områdena. Massera

försiktigt in produkten över hela ansiktet.

6. Rengör behandlingshuvudet på enheten med en fuktig trasa eller pappershandduk och sätt på skyddslocket.

#### Obs:

Det rekommenderas att utföra ett lapptest 24 timmar före första användningen för att säkerställa att inga biverkningar uppstår. Använd inte enheten på eller runt ögonen.

#### Rekommendationer för användning av produkten:

- Behandlingen för hela ansiktet varar i 3 minuter. För att förkorta proceduren, fokusera på specifika problemområden. Behandlingstiden är olika för varje person.
- För att uppnå optimala resultat, använd enheten 1-2 gånger dagligen i 1-2 veckor.
- För att uppnå långvariga resultat efter att ha avslutat hela serien av behandlingar, rekommenderas att använda enheten 2-4 gånger i månaden eller vid behov.

#### Varningar:

- Använd inte enheten om du har en implanterad pacemaker eller intern defibrillator.
- Använd inte enheten om du har metallimplantat som guldtrådar i behandlingsområdet. Detta gäller dock inte fyllningar eller tandimplantat.
- Använd inte enheten om du har diagnostiserats med cancer, har haft cancer tidigare, särskilt hudcancer, eller har precancerösa lesioner.
- Använd inte enheten om du lider av allvarliga medicinska tillstånd, såsom hjärtproblem.
- Enheten ska inte användas av gravida eller ammande kvinnor.
- Använd inte enheten om du lider av immunsuppressiva sjukdomar, såsom AIDS, eller tar immunsuppressiva läkemedel.
- Använd inte enheten om du har någon värmestimulerad sjukdom i behandlingsområdet, såsom återkommande herpes simplex.
- Använd inte enheten om du har några aktiva hudåkommor inom behandlingsområdet såsom (men inte begränsat till) sår, psoriasis, eksem eller utslag.
- Använd inte enheten om du har tidigare haft keloidärr, dålig sårhäkning eller känslig hud.
- Använd inte enheten om du har genomgått kirurgi, laserresurfacing eller djup kemisk peeling i behandlingsområdet under de senaste tre månaderna, eller fortfarande genomgår behandling.
- Använd inte apparaten om du har permanenta fillers i behandlingsområdet.
- Om du har tillfälliga hudfyllmedel i behandlingsområdet, kontakta din läkare innan du använder enheten.
- Använd inte enheten om Botox har administrerats till behandlingsområdet under de senaste tre månaderna.
- Använd inte enheten om du har några misstänkta lesioner i behandlingsområdet.
- Använd inte enheten om du tar mediciner, naturläkemedel, vitaminer eller kosttillskott som kan göra att din hud blir torr eller öm.

#### Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Størrelse:	161x161x44,5 mm
Vægten:	110 g
Nominal effekt:	5W
Nominal strøm:	1A
Batteri:	3,7V polymer lithium-ion
Batterikapacitet:	500 mAh
Inkluderet:	satin taske, USB kabel, brugermanual

### Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

### Enhedsbeskrivelse [side 2-f1]:

1. Tænd/sluk-knap
2. Beskyttelsesdæksel
3. Behandlingshoved

### Advarsler og forholdsregler:

- Anbring **eller** opbevar ikke enheden i nærheden af en vandkilde, såsom en vask **eller** et badekar.
- Nedsænk ikke enheden under vand.
- Efterlad ikke enheden forbundet til netværket uden opsyn.
- Brug ikke enheden, hvis ledningen **eller** strømforsyningen er beskadiget **eller** ikke fungerer korrekt.
- Brug kun enheden med den medfølgende netledning og strømforsyning.
- Opbevar enheden utilgængeligt for børn.
- Sørg for, at dine hænder er helt tørre, når du betjener enheden.
- Sluk for enheden efter brug **eller** før rengøring og vedligeholdelse.
- Brug passende plejcremer i henhold til vejledningen under behandlingen.

### Sikkerhedsregler for brug:

1. Brug kun enheden til det tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning.
2. Brug ikke enheden på øjenlåg, lukkede øjne, mund, ører, skjoldbruskkirtelområdet, bryster **eller** kønsorganer. Brug ikke enheden omkring øjnene **eller** munden.
3. Hvis du føler ubehag, mens du bruger enheden, skal du straks stoppe med at bruge den.

### Sådan bruger du:

1. Før første brug skal du sørge for, at batteriet er fuldt opladet.
2. Ved opladning skal du sætte den elektriske ledning i opladerstikket og derefter slutte den til den almindelige husholdningsstrømforsyning. For at oplade produktet skal du sætte den anden ende af det elektriske kabel ind i opladningshullet i enheden. Under opladning udsender LED-indikatoren lys og slukker, når batteriet er fuldt opladet. Enhedens opladningstid er cirka 1,5 time, og driftstiden er cirka 2,5 timer.

### Tænd/sluk-knap:

Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at tænde enheden og aktivere blå fonolystilstand.

Tryk på POWER-knappen for at slukke for enheden

Oplysninger om lavt batteri: Når enhedens batteri er lavt, blinker det røde lys ved siden af knappen hvert 2. sekund.

Timing-funktion: Timing-funktionen er 3 minutter (signalet vises en gang hvert 5. sekund).

### Sådan bruger du:

1. Rens din hud grundigt inden behandlingen.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden.
3. Peg enheden mod det acne-ramte område, og scan det i fem sekunder. Flyt enheden over hele behandlingsområdet, og sørg for, at alle acne-ramte dele scannes efter tur.
4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for enheden.

5. Tag en passende mængde hudplejecreme og påfør den jævnt på de acne-ramte områder. Masser forsigtigt produktet over hele dit ansigt.
6. Rengør apparatets behandlingshoved med en fugtig klud eller køkkenrulle, og påfør beskyttelseshætten.

**Bemærk:**

Det anbefales at udføre en lappetest 24 timer før første brug for at sikre, at der ikke opstår bivirkninger. Brug ikke enheden på eller omkring øjnene.

**Anbefalinger til brug af produktet:**

- Behandlingen for hele ansigtet varer 3 minutter. For at forkorte proceduren skal du fokusere på specifikke problemområder. Behandlingstiden er forskellig for hver person.
- For at opnå optimale resultater skal du bruge enheden 1-2 gange dagligt i 1-2 uger.
- For at opnå langtidsholdbare resultater efter fuldførelse af den fulde serie af behandlinger, anbefales det at bruge apparatet 2-4 gange om måneden eller efter behov.

**Advarsler:**

- Brug ikke enheden, hvis du har en implanteret pacemaker eller intern defibrillator.
- Brug ikke enheden, hvis du har metalimplantater såsom guldråde i behandlingsområdet. Dette gælder dog ikke for fyldninger eller tandimplantater.
- Brug ikke enheden, hvis du er blevet diagnosticeret med kræft, har haft kræft tidligere, især hudkræft, eller har præcancerøse læsioner.
- Brug ikke enheden, hvis du lider af alvorlige medicinske tilstande, såsom hjerteproblemer.
- Enheden bør ikke bruges af gravide eller ammende kvinder.
- Brug ikke enheden, hvis du lider af immunsuppressive sygdomme, såsom AIDS, eller tager immunsuppressiv medicin.
- Brug ikke enheden, hvis du har en varmemstimuleret sygdom i behandlingsområdet, såsom tilbagevendende herpes simplex.
- Brug ikke enheden, hvis du har aktive hudsygdomme inden for behandlingsområdet, såsom (men ikke begrænset til) sår, psoriasis, eksem eller udslett.
- Brug ikke enheden, hvis du tidligere har haft keloid-ar, dårlig sårheling eller følsom hud.
- Brug ikke enheden, hvis du har fået foretaget en operation, laser-resurfacing eller dyb kemisk peeling i behandlingsområdet inden for de sidste tre måneder, eller stadig er under behandling.
- Brug ikke apparatet, hvis du har permanente fyldstoffer i behandlingsområdet.
- Hvis du har midlertidige dermale fyldstoffer i behandlingsområdet, skal du kontakte din læge, før du bruger enheden.
- Anvend ikke enheden, hvis Botox er blevet administreret til behandlingsområdet inden for de sidste tre måneder.
- Brug ikke enheden, hvis du har mistænkelige læsioner i behandlingsområdet.
- Brug ikke enheden, hvis du tager medicin, naturlægemidler, vitaminer eller kosttilskud, der kan få din hud til at blive tør eller øm.

**Mere information om virkningen og produkterne [side 2 - f2]:**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Maat:	161x161x44,5mm
Weegschaal:	110g
Nominaal vermogen:	5W
Nominale stroom:	1A
Accu:	3,7 V polymeer lithium-ion
Batterij capaciteit:	500 mAh
Inbegrepen:	satijnen tas, USB-kabel, gebruikershandleiding

### Beveiliging:

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

### Apparaatbeschrijving [pagina 2-f1]:

1. Aan/uit-knop
2. Beschermhoes
3. Behandelkop

### Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

- Plaats of bewaar het apparaat niet in de buurt van een waterbron, zoals een gootsteen of badkuip.
- Dompel het apparaat niet onder water.
- Laat het apparaat niet onbeheerd op het netwerk aangesloten.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer of de voeding beschadigd is of niet goed functioneert.
- Gebruik het apparaat **alleen** met het meegeleverde netsnoer en de voeding.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat uw handen **volledig** droog zijn wanneer u het apparaat bedient.
- Schakel het apparaat uit na gebruik of vóór reiniging en onderhoud.
- Gebruik tijdens de behandeling geschikte verzorgende crèmes volgens de instructies.

### Veiligheidsregels voor gebruik:

1. Gebruik het apparaat **alleen** voor het beoogde doel, zoals beschreven in deze handleiding.
2. Gebruik het apparaat niet op de oogleden, gesloten ogen, mond, oren, schildkliergebied, borsten of geslachtsorganen. Gebruik het apparaat niet rond de ogen of mond.
3. Als u enig ongemak ervaart tijdens het gebruik van het apparaat, stop dan **onmiddellijk** met het gebruik ervan.

### Hoe te gebruiken:

1. Zorg ervoor dat de batterij vóór het eerste gebruik **volledig** is opgeladen.
  2. Steek tijdens het opladen de elektrische draad in de opladerstekker en sluit deze vervolgens aan op de algemene huishoudelijke stroomvoorziening. Om het product op te laden, steekt u het andere uiteinde van de elektrische kabel in de oplaadopening in het apparaat. Tijdens het opladen geeft de LED-indicator licht en gaat uit wanneer de batterij **volledig** is opgeladen.
- De oplaadtijd van het apparaat bedraagt circa 1,5 uur en de gebruiksduur bedraagt circa 2,5 uur.

### Aan/uit-knop - Aan/uit:

druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen en de blauwe fotonlichtmodus te activeren. Druk op de POWER-knop om het apparaat uit te schakelen

Informatie over batterij bijna leeg: Wanneer de batterij van het apparaat bijna leeg is, knippert het rode lampje naast de knop elke 2 seconden.

Timingfunctie: De timingfunctie bedraagt 3 minuten (het signaal verschijnt eens per 5 seconden).

### Hoe te gebruiken:

1. Maak vóór de behandeling uw huid grondig schoon.
2. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
3. Richt het apparaat op het door acne getroffen gebied en scan het gedurende vijf seconden. Beweeg het apparaat over het gehele behandelgebied en zorg ervoor dat **alle** door acne aangetaste delen beurtelings

worden gescand.

4. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.

5. Neem een passende hoeveelheid huidverzorgingscrème en breng deze gelijkmatig aan op de door acne aangetaste plekken. Masseer het product zachtjes over je hele gezicht.

6. Reinig de behandelkop van het apparaat met een vochtige doek of keukenpapier en breng de beschermkap aan.

#### **Let op:**

Het wordt aanbevolen om 24 uur vóór het eerste gebruik een patchtest uit te voeren om er zeker van te zijn dat er geen bijwerkingen optreden. Gebruik het apparaat niet op of rond de ogen.

#### **Aanbevelingen voor het gebruik van het product:**

- De behandeling voor het gehele gezicht duurt 3 minuten. Om de procedure te verkorten, concentreert u zich op specifieke probleemgebieden. De behandeltime is voor ieder persoon verschillend.
- Om optimale resultaten te bereiken, gebruikt u het apparaat 1-2 keer per dag gedurende 1-2 weken.
- Om langdurige resultaten te bereiken na voltooiing van de volledige reeks behandelingen, wordt aanbevolen het apparaat 2-4 keer per maand of indien nodig te gebruiken.

#### **Waarschuwingen:**

- Gebruik het apparaat niet als u een geïmplanteerde pacemaker of interne defibrillator heeft.
- Gebruik het apparaat niet als u metalen implantaten zoals gouddraden in het behandelgebied heeft. Dit geldt echter niet voor vullingen of tandheelkundige implantaten.
- Gebruik het apparaat niet als bij u de diagnose kanker is gesteld, als u in het verleden kanker heeft gehad, vooral huidkanker, of als u precancereuze laesies heeft.
- Gebruik het apparaat niet als u lijdt aan ernstige medische aandoeningen, zoals hartproblemen.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
- Gebruik het apparaat niet als u lijdt aan immunosuppressieve ziekten, zoals AIDS, of als u immunosuppressieve medicijnen gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet als u een door hitte gestimuleerde aandoening in het behandelgebied heeft, zoals terugkerende herpes simplex.
- Gebruik het apparaat niet als u actieve huidaandoeningen heeft binnen het behandelgebied, zoals (maar niet beperkt tot) zweren, psoriasis, eczeem of huiduitslag.
- Gebruik het apparaat niet als u in het verleden last heeft gehad van keloïde littekens, slechte wondgenezing of een gevoelige huid.
- Gebruik het apparaat niet als u in de afgelopen drie maanden een operatie, laserresurfacing of een diepe chemische peeling in het behandelgebied heeft ondergaan, of als u nog een behandeling ondergaat.
- Gebruik het apparaat niet als u permanente fillers in het behandelgebied heeft.
- Als u tijdelijke fillers in het behandelgebied heeft, raadpleeg dan uw arts voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet als er in de afgelopen drie maanden Botox op het behandelgebied is toegediend.
- Gebruik het apparaat niet als u verdachte laesies in het behandelgebied heeft.
- Gebruik het apparaat niet als u medicijnen, kruidengeneesmiddelen, vitamines of voedingssupplementen gebruikt die ervoor kunnen zorgen dat uw huid droog of gevoelig wordt.

#### **Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f2]:**

- [www.beautifyly.eu](http://www.beautifyly.eu)

- [www.youtube.com/beautifyly](http://www.youtube.com/beautifyly)



Boyut:	161x161x44,5 mm
Terazi:	110g
Anma gücü:	5W
Anma akımı:	1 A
Pil:	3.7V polimer lityum iyon
Pil Kapasitesi:	500mAh
Dahil:	satın çanta, USB kablosu, kullanım kılavuzu

### Güvenlik:

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan önerilere uyun.

### Cihaz açıklaması [sayfa 2-f1]:

1. Güç düğmesi
2. Koruyucu kapak
3. Tedavi başlığı

### Uyarılar ve önlemler:

- Cihazı lavabo veya küvet gibi su kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin veya saklamayın.
- Cihazı suya batırmayın.
- Ağa bağlı cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Kablo veya güç kaynağı hasarlıysa veya düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayın.
- Cihazı yalnızca birlikte verilen güç kablosu ve güç kaynağıyla kullanın.
- Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Cihazı çalıştırırken ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Kullanımdan sonra veya temizlik ve bakımdan önce cihazı kapatın.
- Tedavi sırasında talimatlara uygun bakım kremleri kullanın.

### Kullanım için güvenlik kuralları:

1. Cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan amaçlanan amaç doğrultusunda kullanın.
2. Cihazı göz kapakları, kapalı gözler, ağız, kulaklar, tiroid bezi bölgesi, göğüsler veya cinsel organlarda kullanmayın. Cihazı göz veya ağız çevresinde kullanmayın.
3. Cihazı kullanırken herhangi bir rahatsızlık hissederseniz kullanmayı hemen bırakın.

### Nasıl kullanılır:

1. İlk kullanımdan önce pilin tamamen şarj olduğundan emin olun.
  2. Şarj ederken lütfen elektrik kablosunu şarj cihazının fişine takın ve ardından genel ev güç kaynağına bağlayın. Ürünü şarj etmek için elektrik kablosunun diğer ucunu cihazdaki şarj deliğine takın. Şarj sırasında LED göstergesi ışık yayar ve pil tamamen şarj olduğunda kapanır.
- Cihazın şarj süresi yaklaşık 1,5 saat, çalışma süresi ise yaklaşık 2,5 saattir.

### Güç Düğmesi - Açık/Kapalı:

Cihazı açmak ve mavi foton ışık modunu etkinleştirmek için GÜÇ düğmesine basın.

Cihazı kapatmak için GÜÇ düğmesine basın

Düşük pil bilgisi: Cihazın pili azaldığında butonun yanındaki kırmızı ışık 2 saniyede bir yanıp söner. Zamanlama fonksiyonu: Zamanlama fonksiyonu 3 dakikadır (sinyal her 5 saniyede bir görünür).

### Nasıl kullanılır:

1. Tedaviden önce cildinizi iyice temizleyin.
2. Cihazı açmak için güç düğmesine basın.
3. Cihazı sivilceden etkilenen bölgeye doğrultun ve beş saniye boyunca tarayın. Cihazı tüm tedavi alanı üzerinde hareket ettirerek sivilceden etkilenen tüm parçaların sırayla tarandığından emin olun.
4. Cihazı kapatmak için güç düğmesine basın.
5. Uygun miktarda cilt bakım kremi alın ve akneden etkilenen bölgelere eşit şekilde uygulayın. Ürünü yüzünüzün her yerine nazikçe masaj yapın.

6. Cihazın tedavi başlığını nemli bir bez veya kağıt havluyla temizleyin ve koruyucu kapağı takın.

#### **Not:**

Herhangi bir olumsuz reaksiyonun meydana gelmediğinden emin olmak için ilk kullanımdan 24 saat önce bir yama testi yapılması tavsiye edilir. Cihazı gözlerin üzerinde veya çevresinde kullanmayın.

#### **Ürünün kullanım önerileri:**

- Yüzün tamamına uygulanan uygulama 3 dakika sürer. Prosedürü kısaltmak için belirli sorunlu alanlara odaklanın. Tedavi süresi her kişi için farklıdır.
- En iyi sonuçları elde etmek için cihazı 1-2 hafta boyunca günde 1-2 kez kullanın.
- Tüm tedavi serilerini tamamladıktan sonra uzun süreli sonuçlar elde etmek için cihazın ayda 2-4 kez veya ihtiyaç duyuldukça kullanılması tavsiye edilir.

#### **Uyarılar:**

- İmplant kalp piliniz veya dahili defibrilatörünüz varsa cihazı kullanmayın.
- Tedavi bölgesinde altın iplik gibi metal implantlarınız varsa cihazı kullanmayın. Ancak bu durum dolgular veya diş implantları için geçerli değildir.
- Size kanser teşhisi konulduysa, geçmişte özellikle cilt kanseri olmak üzere kanser geçirdiyse veya kanser öncesi lezyonlarınız varsa cihazı kullanmayın.
- Kalp sorunları gibi ciddi tıbbi sorunlarınız varsa cihazı kullanmayın.
- Cihaz hamile veya emziren kadınlar tarafından kullanılmamalıdır.
- AIDS gibi bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklardan muzdaripseniz veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanıyorsanız cihazı kullanmayın.
- Tedavi bölgesinde tekrarlayan herpes simpleks gibi ısıyla uyarılan herhangi bir hastalığınız varsa cihazı kullanmayın.
- Tedavi bölgesinde ülser, sedef hastalığı, egzama veya döküntü gibi (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir aktif cilt rahatsızlığınız varsa cihazı kullanmayın.
- Geçmişte keloid yara izi, zayıf yara iyileşmesi veya hassas cildiniz varsa cihazı kullanmayın.
- Son üç ay içinde tedavi bölgesinde ameliyat, lazerle yüzey yenileme veya derin kimyasal peeling yaptırdıysanız veya halen tedavi görüyorsanız cihazı kullanmayın.
- Tedavi bölgesinde kalıcı dolgularınız varsa cihazı kullanmayınız.
- Tedavi bölgesinde geçici dermal dolgularınız varsa cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Son üç ay içerisinde tedavi bölgesine botoks uygulanmışsa cihazı kullanmayınız.
- Tedavi bölgesinde şüpheli lezyonlarınız varsa cihazı kullanmayın.
- Cildinizin kurumasına veya hassaslaşmasına neden olabilecek ilaçlar, bitkisel ilaçlar, vitaminler veya besin takviyeleri kullanıyorsanız cihazı kullanmayınız.

#### **Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f2]:**

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautify.eu](http://www.youtube.com/beautify.eu)

размер:	161x161x44,5 мм
Везни:	110гр
Оценена сила:	5W
Номинален ток:	1A
Батерия:	3.7V полимерен литиево-йонен
Капацитет на батерията:	500mAh
Включено:	сатенена чанта, USB кабел, ръководство за употреба

### **Сигурност:**

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

### **Описание на устройството [страница 2-f1]:**

1. Бутон за захранване
2. Защитно покритие
3. Лечебна глава

### **Предупреждения и предпазни мерки:**

- Не поставяйте и не съхранявайте устройството близо до източник на вода, като мивка или вана.
- Не потапяйте устройството под вода.
- Не оставяйте устройството свързано към мрежата без надзор.
- Не използвайте устройството, ако кабелът или захранването са повредени или не функционират правилно.
- Използвайте устройството само с включени захранващ кабел и захранване.
- Пазете устройството далече от деца.
- Уверете се, че ръцете ви са напълно сухи, когато работите с устройството.
- Изключвайте устройството след употреба или преди почистване и поддръжка.
- Съгласно инструкциите, използвайте подходящи кремове за грижа по време на лечението.

### **Правила за безопасност при употреба:**

1. Използвайте устройството само по предназначение, както е описано в това ръководство.
2. Не използвайте уреда върху клепачите, затворените очи, устата, ушите, областта на шитовидната жлеза, гърдите или гениталиите. Не използвайте устройството около очите или устата.
3. Ако почувствате някакъв дискомфорт, докато използвате устройството, незабавно спрете да го използвате.

### **Как да използвам:**

1. Преди първа употреба се уверете, че батерията е напълно заредена.
2. Когато зареждате, моля, вкарайте електрическия проводник в щепсела на зарядното устройство и след това го свържете към общото домакинско захранване. За да заредите продукта, поставете другия край на електрическия кабел в отвора за зареждане на устройството. Докато се зарежда, LED индикаторът излъчва светлина и се изключва, когато батерията е напълно заредена. Времето за зареждане на устройството е приблизително 1,5 часа, а времето за работа е приблизително 2,5 часа.

### **Бутон за захранване - Включване/изключване:**

Натиснете бутона POWER, за да включите устройството и да активирате режима на синя фотонна светлина.

Натиснете бутона POWER, за да изключите устройството

Информация за изтощена батерия: Когато батерията на устройството е изтощена, червената светлина до бутона мига на всеки 2 секунди.

Функция за време: Функцията за време е 3 минути (сигналят се появява веднъж на всеки 5 секунди).

### **Как да използвам:**

1. Преди процедурата почистете добре кожата си.

2. Натиснете бутона за захранване, за да включите устройството.
3. Насочете устройството към засегнатата от акне област и го сканирайте за пет секунди. Преместете устройството върху цялата зона на третиране, като се уверите, че всички засегнати от акне части се сканират последователно.
4. Натиснете бутона за захранване, за да изключите устройството.
5. Вземете подходящо количество крем за грижа за кожата и го нанесете равномерно върху засегнатите от акне зони. Нежно масажирате продукта по цялото лице.
6. Почистете третиращата глава на устройството с влажна кърпа или хартиена кърпа и поставете предпазната капачка.

#### **Забележка:**

Препоръчва се да се извърши тест с пластир 24 часа преди първата употреба, за да се гарантира, че няма да възникнат нежелани реакции. Не използвайте устройството върху или около очите.

#### **Препоръки за използване на продукта:**

- Процедурата за цялото лице е с продължителност 3 минути. За да съкратите процедурата, фокусирайте се върху конкретни проблемни зони. Времето за лечение е различно за всеки човек.
- За постигане на оптимални резултати използвайте уреда 1-2 пъти дневно в продължение на 1-2 седмици.
- За постигане на дълготрайни резултати след приключване на пълната серия от процедури се препоръчва използването на уреда 2-4 пъти месечно или при необходимост.

#### **Предупреждения:**

- Не използвайте устройството, ако имате имплантиран пейсмейкър или вътрешен дефибрилатор.
- Не използвайте устройството, ако имате метални импланти като златни нишки в зоната на третиране. Това обаче не се отнася за пломби или зъбни импланти.
- Не използвайте устройството, ако сте били диагностицирани с рак, имали сте рак в миналото, особено рак на кожата, или имате предракови лезии.
- Не използвайте устройството, ако страдате от сериозни медицински състояния, като сърдечни проблеми.
- Устройството не трябва да се използва от бременни и кърмачки.
- Не използвайте устройството, ако страдате от имunosупресивни заболявания, като СПИН, или приемате имunosупресивни лекарства.
- Не използвайте устройството, ако имате някакво заболяване, стимулирано от топлина в областта на третиране, като рецидивиращ херпес симплекс.
- Не използвайте устройството, ако имате някакви активни кожни заболявания в областта на третиране, като (но не само) язви, псориазис, екзема или обрив.
- Не използвайте устройството, ако имате анамнеза за келоидни белези, лошо заздравяване на рани или чувствителна кожа.
- Не използвайте устройството, ако през последните три месеца сте имали операция, лазерен рестърфесинг или дълбок химически пилинг в зоната на третиране или все още сте подложени на лечение.
- Не използвайте уреда, ако имате постоянни филтри в третираната зона.
- Ако имате временни дермални пълнители в третираната зона, консултирайте се с вашия лекар преди да използвате устройството.
- Не използвайте устройството, ако ботокс е бил прилаган в областта на третиране през последните три месеца.
- Не използвайте устройството, ако имате подозрителни лезии в третираната зона.
- Не използвайте устройството, ако приемате лекарства, билкови лекарства, витамини или хранителни добавки, които могат да причинят суха или чувствителна кожа.

#### **Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f2]:**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

مقاس:	44.5x161x161 ملم
الميزان:	110 جرام
القوة المصنفة:	5 واط
التصنيف الحالي:	1 أ
بطارية:	3.7 فولت بوليمر ليثيوم أيون
قدرة البطارية:	500 مللي أمبير
وشملت:	دليل المستخدم، USB حقيبة الساتان، كابل

حمية:  
قبل استخدام المنتج، أقر دليل المستخدم هذا واتبع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز

[1-f-صفحة 2] وصف الجهاز

1. زر الطاقة
2. الغطاء الواقى
3. رأس العلاج

المحاذير والإحتياطات

- لا تضع الجهاز أو تخزنه بالقرب من مصدر مياه مثل الحوض أو حوض الاستحمام.
- لا تغمر الجهاز تحت الماء.
- لا تترك الجهاز متصلاً بالشبكة دون مراقبة.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان السلك أو مصدر الطاقة تلفاً أو لا يعمل بشكل صحيح.
- استخدم الجهاز فقط مع سلك الطاقة ومصدر الطاقة المرفقين.
- احفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.
- تأكد من جفاف يديك تماماً عند تشغيل الجهاز.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز بعد الاستخدام أو قبل التنظيف والصيانة.
- وفقاً للتعليمات، استخدم كريمات العناية المناسبة أثناء العلاج.

يقو اعد السلامة للاستخدام

1. استخدم الجهاز فقط للعرض المقصود منه كما هو موضح في هذا الدليل
2. لا تستخدم الجهاز على الجفون أو العيون المغلقة أو الفم أو الأذنين أو منطقة الغدة الدرقية أو الثديين أو الأعضاء التناسلية. لا تستخدم الجهاز حول العينين أو الفم
3. إذا شعرت بأي إزعاج أثناء استخدام الجهاز، توقف عن استخدامه فوراً

كيف تستعمل

1. قبل الاستخدام الأول، تأكد من أن البطارية مشحونة بالكامل
2. عند الشحن، يرجى إدخال السلك الكهربائي في قابس الشاحن ثم توصيله بمصدر الطاقة المنزلي العام لشحن المنتج، أدخل الطرف المشحون بالكامل
3. تبلغ مدة شحن الجهاز حوالي 1.5 ساعة ومدة التشغيل حوالي 2.5 ساعة

زر الطاقة - تشغيل/إيقاف: اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز وتنشيط وضع ضوء الفوتون الأزرق

اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الجهاز  
معلومات البطارية المنخفضة: عندما تكون بطارية الجهاز منخفضة، يومض الضوء الأحمر بجوار الزر كل ثانيتين  
وظيفة التوقيت: وظيفة التوقيت هي 3 دقائق (تظهر الإشارة مرة واحدة كل 5 ثوان)

كيف تستعمل

1. قبل العلاج، نظفي بشرتك جيداً
2. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز
3. قم بتوجيه الجهاز نحو المنطقة المصابة بحب الشباب ومسحها لمدة خمس ثواني. قم بتحريك الجهاز على كامل منطقة العلاج، مع التأكد من مسح جميع الأجزاء المصابة بحب الشباب تباغاً
4. اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الجهاز

5. خذي كمية مناسبة من كريم العناية بالبشرة ووزعيها بالتساوي على المناطق المصابة بحب الشباب. قم بتدليك المنتج بلطف على جميع أنحاء وجهك
6. قم بتنظيف رأس العلاج الخاص بالجهاز بقطعة قماش مبللة أو منشفة ورقية ثم قم بوضع الغطاء الواقي

ملحوظة: يوصى بإجراء اختبار البقعة قبل 24 ساعة من الاستخدام الأول للتأكد من عدم حدوث أي ردود فعل سلبية. لا تستخدم الجهاز على أو حول العينين

توصيات لاستخدام المنتج: يستمر العلاج على كامل الوجه لمدة 3 دقائق. لتقشير الإجراء، ركز على مناطق مشكلة محددة. يختلف وقت العلاج من شخص لآخر للحصول على أفضل النتائج، استخدم الجهاز 1-2 مرات يومياً لمدة 1-2 أسابيع.

لتحقيق نتائج طويلة الأمد بعد الانتهاء من سلسلة العلاجات الكاملة، يوصى باستخدام الجهاز 2-4 مرات في الشهر أو حسب الحاجة.

#### التحذيرات:

- لا تستخدم الجهاز إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب أو مزيل الرجفان الداخلي المزروع.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان لديك زرع معدنية مثل خيوط الذهب في منطقة العلاج. لكن هذا لا ينطبق على الحشوات أو زراعة الأسنان
- لا تستخدم الجهاز إذا تم تشخيص إصابتك بالسرطان، أو كنت مصاباً بالسرطان في الماضي، وخاصةً سرطان الجلد، أو لديك آفات سابقة للسرطان
- لا تستخدم الجهاز إذا كنت تعاني من حالات طبية خطيرة، مثل مشاكل القلب
- لا ينبغي استخدام الجهاز من قبل النساء الحوامل أو المرضعات
- لا تستخدم الجهاز إذا كنت تعاني من أمراض مثبطة للمناعة، مثل الإيدز، أو تتناول أدوية مثبطة للمناعة.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان لديك أي مرض محفز بالحرارة في منطقة العلاج، مثل الهربس البسيط المتكرر
- لا تستخدم الجهاز إذا كان لديك أي حالة جلدية نشطة داخل منطقة العلاج مثل (على سبيل المثال لا الحصر) القرحة أو الصدفية أو الأكزيما أو الطفح الجلدي
- لا تستخدم الجهاز إذا كان لديك تاريخ من ندبات الجدة، أو ضعف التئام الجروح، أو حساسية الجلد
- لا تستخدم الجهاز إذا كنت قد خضعت لعملية جراحية أو إعادة تسطیح الجلد بالليزر أو تقشير كيميائي عميق في منطقة العلاج خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أو لا تزال تخضع للعلاج
- لا تستخدم الجهاز إذا كان لديك مواد مالئة دائمة في منطقة العلاج
- إذا كان لديك حشوات جلدية مؤقتة في منطقة العلاج، استشر طبيبك قبل استخدام الجهاز
- لا تستخدم الجهاز إذا تم تطبيق البوتوكس على المنطقة المعالجة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان لديك أي آفات مشبوهة في منطقة العلاج
- لا تستخدم الجهاز إذا كنت تتناول أدوية أو علاجات عشبية أو فيتامينات أو مكملات غذائية قد تتسبب في جفاف الجلد أو ليوثته.

[f2 - صفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)



**[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:** Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe

obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

**[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment:** Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



**[PL] Skrócona deklaracja zgodności:** Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31

marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

**[EN] Summary declaration of conformity:** The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

[www.beautifly.eu/deklaracje](http://www.beautifly.eu/deklaracje)

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Glossy Acne Young