

BEAUTIFLY

Longa
PRO
series

Laser na porost
włosów
Laser for hair
growth

Instrukcja obsługi
User manual




 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu


 /beautiflyeu  @beautifly.eu

v3.17.11.23

f1



f2



Rozmiar:	245 x 57 x 58mm
Waga netto:	246.5g
Bateria litowa:	3.7V/2200mAh
Moc wejściowa:	5W
Wejście:	AC100-240V 50/60Hz
Wyjście:	DC 5V/1A
Temperatura otoczenia:	+5°C ~ +40°C
Wilgotność względna:	≤80%
Ciśnienie atmosferyczne:	86kPa ~ 106kPa
Temperatura otoczenia:	-20°C ~ +55°C
Wilgotność względna:	≤93%
Ciśnienie atmosferyczne:	50kPa ~ 106kPa

Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis urządzenia [strona 2-f1]:

1. Zasilanie
2. RF
3. Laser

Urządzenie wykorzystuje technologię fal radiowych i lasera, aby stymulować porost włosów.

Główne cechy:

- 10 głowic laserowych do stymulacji mieszków włosowych.
- Technologia RF do stymulowania skóry głowy.
- Technologia LLLT
- Obsługa za pomocą wibracji i polecenia głosowego.
- Konstrukcja zapobiegająca zarysowaniu produktu.
- Inteligentna funkcja pomiaru czasu umożliwia pielęgnację włosów w zaledwie 15 minut.

Stosowanie:

- Wypadanie włosów
- Łysienie plackowate.
- Łysienie androgenowe.
- Włosy osłabione z powodu np. choroby, narkozy, ciąży.

Sposób użycia:

1. Laser na porost włosów Longa należy używać zgodnie z programem działania czyli 15 minut, 3 razy w tygodniu, najlepiej co drugi dzień np. poniedziałek, środa, piątek. Zaleca się używanie przez kolejne 6 miesięcy.
2. Skóra głowy powinna być świeżo umyta, a włosy suche.
3. Longa należy używać przed nałożeniem produktów do stylizacji, ponieważ mogą utrudniać przepływ światła lasera.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie. Następnie wciśnij funkcję RF fali radiowych oraz

Lasera, aby rozpocząć zabieg. Umieść Longa u nasady włosów i przesuwaj od czubka głowy do karku (na zasadzie przeczesywania włosów). Powtarzaj czynność przez 15 minut. Automatyczny timer sam wyłączy urządzenie po zakończonym zabiegu.

5. Po zabiegu wyczyść głowicę bawełnianą miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj silnych detergentów czyszczących na żadną część urządzenia.

Obsługa urządzenia:

1. Włączanie: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć, przycisk zasilania zaświeci się.
2. Funkcja RF: w stanie włączenia zasilania, naciśnij przycisk RF aby włączyć RF, gdy wskaźnik RF będzie włączony; naciśnij go ponownie aby wyłączyć RF.
3. Funkcja lasera: w stanie włączonym, naciśnij przycisk lasera, aby włączyć laser, gdy wskaźnik laserowy będzie włączony; naciśnij go ponownie, aby wyłączyć funkcję lasera.
4. Wyłączanie: po włączeniu zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aby wyłączyć grzebień laserowy, a wskaźnik zasilania zgaśnie.
5. Ładowanie: podłącz dołączony kabel USB do zasilacza, aby naładować urządzenie. Podczas ładowania, przycisk zasilania miga na czerwono. Gdy jest w pełni naładowany świeci stałym światłem. (Ze względów bezpieczeństwa wszystkie funkcje urządzenia nie działają podczas ładowania).

Zabezpieczanie:

Czyszczenie i konserwacja

1. Gdy urządzenie jest zabrudzone, użyj suchej miękkiej ściereczki lub ręcznika do wytarcia.
2. Po zabiegu wyczyść głowicę bawełnianą miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj silnych detergentów czyszczących na żadną część urządzenia.
3. Zabranie się zanurzanie urządzenia w wodzie lub innych płynach. Urządzenie nie jest wodoodporne.

Przechowanie

1. Trzymać z dala od dzieci.
2. Nie umieszczaj go w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury i wilgotności.
3. Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
4. Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.

Uwaga:

1. Nie patrz bezpośrednio na czerwone światło lub czerwone światło w lustrze, które może czasowo podrażnić oczy. Ponadto nie używaj okularów korekcyjnych, gdy używasz urządzenia Longa, w przeciwnym wypadku może to spowodować

tymczasowe podrażnienie oczu.

2. Nie wkładaj urządzenia Longa do wody, aby zapobiec porażeniu prądem. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

3. Nie używaj urządzenia Longa w pobliżu akcesoriów źródła ciepła, co może prowadzić do awarii normalnego działania.

4. Laser - Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami.

5. Jeśli bierzesz jakiegokolwiek leki lub produkty, które mogą powodować obawy przed światłem, najpierw skonsultuj się z lekarzem.

6. Należy zachować ostrożność u kobiet w okresie karmienia lub menstruacji.

7. Nie należy demontować, modyfikować ani przekształcać produktu bez zezwolenia.

8. Nie uderzaj produktu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrzne.

9. Kobiety w ciąży, osoby o wrażliwej skórze, choroby serca, nieprawidłowe ciśnienie krwi, nowotwory, pacjenci z chorobami naczyń mózgowych, ostre choroby lub inne osoby otrzymujące leczenie medyczne nie mogą używać tego produktu.

10. Utylizacja produktu podlega odpowiednim przepisom dotyczącym ochrony środowiska. W przeciwnym razie może dojść do zanieczyszczenia środowiska.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Size:	245 x 57 x 58mm
Net weight:	246.5g
Lithium battery:	3.7V/2200mAh
Input power:	5W
Entry:	AC100-240V 50/60Hz
Exit:	DC 5V/1A
Ambient temperature:	+5°C ~ +40°C
Relative humidity:	≤80%
Atmospheric pressure:	86kPa ~ 106kPa
Ambient temperature:	-20°C ~ +55°C
Relative humidity:	≤93%
Atmospheric pressure:	50kPa ~ 106kPa

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Device description [page 2-f1]:

1. Power
2. RF
3. Laser

The device uses radio wave and laser technology to stimulate hair growth.

Main features:

- 10 laser heads to stimulate hair follicles.
- RF technology to stimulate the scalp.
- LLLT Technology
- Operation via vibration and voice command.
- Anti-scratch design.
- Intelligent timing function allows you to care for your hair in just 15 minutes.

Use:

- Hair loss
- Alopecia areata.
- Androgenetic alopecia.
- Hair weakened due to e.g. disease, anesthesia, pregnancy.

How to use:

1. The Longa hair growth laser should be used in accordance with the action program, i.e. 15 minutes, 3 times a week, preferably every other day, e.g. Monday, Wednesday, Friday. It is recommended to use for another 6 months.
2. The scalp should be freshly washed and the hair should be dry.
3. Long hair should be used before applying styling products because they may obstruct the flow of laser light.
4. Press and hold the power button to turn on your device. Then press the RF radio wave and Laser function to start the treatment. Place the Longa at the roots of your hair and move it from the top

of your head to the nape of your neck (like combing your hair). Repeat the action for 15 minutes. The automatic timer will turn off the device itself after the treatment is completed.

5. After the treatment, clean the head with a soft, slightly damp cotton cloth. Do not use strong cleaning detergents on any part of the device.

Device operation:

1. Power on: Press and hold the power button to turn on, the power button will light up.
2. RF function: in the power-on state, press the RF button to turn on the RF when the RF indicator is on; press it again to turn off RF.
3. Laser function: in the on state, press the laser button to turn on the laser, when the laser pointer is on; press it again to turn off the laser function.
4. Power off: After powering on, press and hold the power button to turn off the laser comb and the power indicator will turn off.
5. Charging: Connect the included USB cable to the power adapter to charge your device. While charging, the power button flashes red. When fully charged, it glows steadily. (For safety reasons, all device functions do not work while charging.)

Securing:

Cleaning and maintenance

1. When the device is dirty, use a dry soft cloth or towel to wipe it.
2. After the treatment, clean the head with a soft, slightly damp cotton cloth. Do not use strong cleaning detergents on any part of the device.
3. Do not immerse the device in water or other liquids. The device is not waterproof.

Storage

1. Keep away from children.
2. Do not place it in a place exposed to direct sunlight, high temperature and humidity.
3. Store in a dry and well-ventilated place.
4. Do not disassemble, repair or modify the device.

Attention:

1. Do not look directly at the red light or the red light in the mirror, which may temporarily irritate your eyes. In addition, do not wear corrective glasses when using the Longa device, otherwise it may cause temporary eye irritation.
2. Do not put Longa into water to prevent electric shock. The warranty does not cover mechanical damage.
3. Do not use Longa device near heat source accessories, which may lead to failure of normal operation.
4. Laser - Avoid direct contact with eyes.
5. If you are taking any medications or products that may cause you to be concerned about light, consult your doctor first.

6. Caution should be exercised in women who are breastfeeding or menstruating.
7. Do not disassemble, modify or transform the product without permission.
8. Do not hit the product as it may cause internal damage.
9. Pregnant women, people with sensitive skin, heart disease, abnormal blood pressure, cancer, patients with cerebrovascular disease, acute illness or other people receiving medical treatment are not allowed to use this product.
10. Product disposal is subject to applicable environmental protection regulations. Otherwise, environmental pollution may occur.

More information about the company and products [page 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Größe:	245 x 57 x 58 mm
Nettogewicht:	246,5g
Lithium Batterie:	3,7 V/2200 mAh
Eingangleistung:	5W
Eintrag:	AC100-240V 50/60Hz
Ausfahrt:	DC 5V/1A
Umgebungstemperatur:	+5°C ~ +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	≤80 %
Luftdruck:	86 kPa ~ 106 kPa
Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	≤93 %
Luftdruck:	50 kPa ~ 106 kPa

Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Gerätebeschreibung [Seite 2-f1]:

1. Macht
2. RF
3. Laser

Das Gerät nutzt Radiowellen- und Lasertechnologie, um das Haarwachstum zu stimulieren.

Haupteigenschaften:

- 10 Laserköpfe zur Stimulation der Haarfollikel.
- RF-Technologie zur Stimulation der Kopfhaut.
- LLLT-Technologie
- Bedienung per Vibration und Sprachbefehl.
- Kratzfestes Design.
- Mit der intelligenten Timing-Funktion können Sie Ihr Haar in nur 15 Minuten pflegen.

Verwenden:

- Haarausfall
- Alopecia areata.
- Androgenetische Alopezie.
- Geschwächtes Haar, z. B. durch Krankheit, Anästhesie, Schwangerschaft.

Wie benutzt man:

1. Der Longa-Haarwuchslaser sollte gemäß dem Aktionsprogramm angewendet werden, d. h. 15 Minuten lang, dreimal pro Woche, vorzugsweise jeden zweiten Tag, z. B. Montag, Mittwoch, Freitag. Es wird empfohlen, es weitere 6 Monate lang zu verwenden.
2. Die Kopfhaut sollte frisch gewaschen und das Haar trocken sein.
3. Langes Haar sollte vor dem Auftragen von Stylingprodukten

verwendet werden, da diese den Laserlichtfluss behindern können.

4. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um Ihr Gerät einzuschalten. Drücken Sie dann die RF-Radiowellen- und Laserfunktion, um die Behandlung zu starten. Platzieren Sie die Longa an den Haarwurzeln und bewegen Sie sie von der Oberseite Ihres Kopfes zum Nacken (wie beim Kämmen Ihrer Haare). Wiederholen Sie den Vorgang 15 Minuten lang. Der automatische Timer schaltet das Gerät nach Abschluss der Behandlung automatisch aus.

5. Reinigen Sie den Kopf nach der Behandlung mit einem weichen, leicht feuchten Baumwolltuch. Verwenden Sie an keinem Teil des Geräts scharfe Reinigungsmittel.

Gerätebedienung:

1. Einschalten: Halten Sie zum Einschalten die Einschalttaste gedrückt. Die Einschalttaste leuchtet auf.

2. RF-Funktion: Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die RF-Taste, um die RF einzuschalten, wenn die RF-Anzeige leuchtet. Drücken Sie die Taste erneut, um RF auszuschalten.

3. Laserfunktion: Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Lasertaste, um den Laser einzuschalten, wenn der Laserpointer eingeschaltet ist. Drücken Sie die Taste erneut, um die Laserfunktion auszuschalten.

4. Ausschalten: Halten Sie nach dem Einschalten die Einschalttaste gedrückt, um den Laserkamm auszuschalten. Die Betriebsanzeige erlischt.

5. Aufladen: Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an das Netzteil an, um Ihr Gerät aufzuladen. Während des Ladevorgangs blinkt die Power-Taste rot. Bei voller Ladung leuchtet es konstant. (Aus Sicherheitsgründen funktionieren während des Ladevorgangs nicht alle Gerätefunktionen.)

Sicherung:

Reinigung und Instandhaltung

1. Wenn das Gerät verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch oder Handtuch ab.

2. Reinigen Sie den Kopf nach der Behandlung mit einem weichen, leicht feuchten Baumwolltuch. Verwenden Sie an keinem Teil des Geräts scharfe Reinigungsmittel.

3. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät ist nicht wasserdicht.

Lagerung

1. Von Kindern fernhalten.

2. Stellen Sie es nicht an einem Ort auf, der direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

3. An einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.

4. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht.

Aufmerksamkeit:

1. Schauen Sie nicht direkt in das rote Licht oder das rote Licht im Spiegel, da dies Ihre Augen vorübergehend reizen kann. Tragen Sie außerdem keine Korrekturbrille, wenn Sie das Longa-Gerät verwenden, da es sonst zu vorübergehenden Augenreizungen kommen kann.
2. Tauchen Sie Longa nicht ins Wasser, um einen Stromschlag zu vermeiden. Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden ab.
3. Benutzen Sie das Longa-Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellenzubehör, da dies zu einer Störung des normalen Betriebs führen kann.
4. Laser – Vermeiden Sie direkten Kontakt mit den Augen.
5. Wenn Sie Medikamente oder Produkte einnehmen, die Sie wegen des Lichts beunruhigen könnten, konsultieren Sie zuerst Ihren Arzt.
6. Bei stillenden oder menstruierenden Frauen ist Vorsicht geboten.
7. Zerlegen, modifizieren oder umgestalten Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung.
8. Schlagen Sie nicht gegen das Produkt, da dies zu inneren Schäden führen kann.
9. Schwangeren Frauen, Menschen mit empfindlicher Haut, Herzerkrankungen, abnormalem Blutdruck, Krebs, Patienten mit zerebrovaskulären Erkrankungen, akuten Erkrankungen oder anderen Personen, die sich in medizinischer Behandlung befinden, ist die Verwendung dieses Produkts nicht gestattet.
10. Die Produktentsorgung unterliegt den geltenden Umweltschutzbestimmungen. Andernfalls kann es zu Umweltverschmutzung kommen.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Taille:	245x57x58mm
Poids net:	246,5g
Batterie au lithium:	3,7 V/2 200 mAh
La puissance d'entrée:	5W
Entrée:	AC100-240V 50/60Hz
Sortie:	C.C 5V/1A
Température ambiante:	+5°C ~ +40°C
Humidité relative:	≤80%
Pression atmosphérique:	86 kPa ~ 106 kPa
Température ambiante:	-20°C ~ +55°C
Humidité relative:	≤93%
Pression atmosphérique:	50kPa ~ 106kPa

Sécurité:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Description de l'appareil [page 2-f1]:

1. Puissance
2. RF
3. Laser

L'appareil utilise la technologie des ondes radio et du laser pour stimuler la croissance des cheveux.

Caractéristiques principales:

- 10 têtes laser pour stimuler les follicules pileux.
- Technologie RF pour stimuler le cuir chevelu.
- Technologie LLLT
- Fonctionnement par vibration et commande vocale.
- Conception anti-rayures.
- La fonction de synchronisation intelligente vous permet de prendre soin de vos cheveux en seulement 15 minutes.

Utiliser:

- Chute de cheveux
- Alopécie areata.
- Alopécie androgénétique.
- Cheveux affaiblis en raison par exemple d'une maladie, d'une anesthésie, d'une grossesse.

Comment utiliser:

1. Le laser de croissance des cheveux Longa doit être utilisé conformément au programme d'action, c'est-à-dire 15 minutes, 3 fois par semaine, de préférence tous les deux jours, par exemple lundi, mercredi, vendredi. Il est recommandé de l'utiliser pendant encore 6 mois.
2. Le cuir chevelu doit être fraîchement lavé et les cheveux secs.
3. Les cheveux longs doivent être utilisés avant d'appliquer des produits coiffants car ils peuvent obstruer le flux de la lumière laser.

4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour allumer votre appareil. Appuyez ensuite sur la fonction onde radio RF et Laser pour démarrer le traitement. Placez le Longa à la racine de vos cheveux et déplacez-le du haut de votre tête vers la nuque (comme si vous vous peigniez les cheveux). Répétez l'action pendant 15 minutes. La minuterie automatique éteindra l'appareil lui-même une fois le traitement terminé.
5. Après le traitement, nettoyez la tête avec un chiffon en coton doux légèrement humide. N'utilisez pas de détergents de nettoyage puissants sur aucune partie de l'appareil.

Fonctionnement de l'appareil:

1. Allumer : appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour allumer, le bouton d'alimentation s'allumera.
2. Fonction RF : à la mise sous tension, appuyez sur le bouton RF pour allumer le RF lorsque l'indicateur RF est allumé ; appuyez à nouveau dessus pour désactiver la RF.
3. Fonction laser : à l'état allumé, appuyez sur le bouton laser pour allumer le laser lorsque le pointeur laser est allumé ; appuyez à nouveau dessus pour désactiver la fonction laser.
4. Mise hors tension : après la mise sous tension, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour éteindre le peigne laser et l'indicateur d'alimentation s'éteindra.
5. Chargement : connectez le câble USB fourni à l'adaptateur secteur pour charger votre appareil. Pendant le chargement, le bouton d'alimentation clignote en rouge. Une fois complètement chargé, il brille de manière constante. (Pour des raisons de sécurité, toutes les fonctions de l'appareil ne fonctionnent pas pendant le chargement.)

Sécurisation:

Nettoyage et entretien

1. Lorsque l'appareil est sale, utilisez un chiffon doux et sec ou une serviette pour l'essuyer.
2. Après le traitement, nettoyez la tête avec un chiffon en coton doux légèrement humide. N'utilisez pas de détergents de nettoyage puissants sur aucune partie de l'appareil.
3. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. L'appareil n'est pas étanche.

Stockage

1. Tenir hors de portée des enfants.
2. Ne le placez pas dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à des températures élevées et à l'humidité.
3. Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.
4. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas l'appareil.

Attention:

1. Ne regardez pas directement la lumière rouge ou la lumière rouge dans le miroir, car cela pourrait irriter temporairement vos

yeux. De plus, ne portez pas de lunettes correctrices lorsque vous utilisez l'appareil Longa, sinon cela pourrait provoquer une irritation temporaire des yeux.

2. Ne mettez pas Longa dans l'eau pour éviter les chocs électriques. La garantie ne couvre pas les dommages mécaniques.

3. N'utilisez pas l'appareil Longa à proximité d'accessoires de source de chaleur, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement.

4. Laser – Évitez tout contact direct avec les yeux.

5. Si vous prenez des médicaments ou des produits susceptibles de vous inquiéter de la lumière, consultez d'abord votre médecin.

6. Des précautions doivent être prises chez les femmes qui allaitent ou qui ont leurs règles.

7. Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne transformez pas le produit sans autorisation.

8. Ne frappez pas le produit car cela pourrait provoquer des dommages internes.

9. Les femmes enceintes, les personnes souffrant de peau sensible, de maladies cardiaques, de tension artérielle anormale, de cancer, les patients souffrant de maladies cérébrovasculaires, de maladies aiguës ou d'autres personnes recevant un traitement médical ne sont pas autorisées à utiliser ce produit.

10. L'élimination du produit est soumise aux réglementations applicables en matière de protection de l'environnement. Sinon, une pollution de l'environnement pourrait se produire.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Tamaño:	245x57x58mm
Peso neto:	246,5g
Batería de Litio:	3,7 V/2200 mAh
Potencia de entrada:	5W
Entrada:	CA 100-240 V 50/60
Salida:	Hz.
Temperatura ambiente:	CC 5 V/1 A.
Humedad relativa:	+5°C ~ +40°C
Presión atmosférica:	≤80%
Temperatura ambiente:	86 kPa ~ 106 kPa
Humedad relativa:	-20°C ~ +55°C
Presión atmosférica:	≤93%

50 kPa ~ 106 kPa

Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

Descripción del dispositivo [página 2-f1]:

1. Poder
2. RF
3. Láser

El dispositivo utiliza tecnología láser y de ondas de radio para estimular el crecimiento del cabello.

Principales características:

- 10 cabezales láser para estimular los folículos pilosos.
- Tecnología RF para estimular el cuero cabelludo.
- Tecnología LLLT
- Funcionamiento mediante vibración y comando de voz.
- Diseño antiarañazos.
- La función de sincronización inteligente te permite cuidar tu cabello en solo 15 minutos.

Usar:

- Pérdida de cabello
- Alopecia areata.
- Alopecia androgenética.
- Cabello debilitado debido, por ejemplo, a enfermedades, anestesia, embarazo.

Cómo utilizar:

1. El láser para el crecimiento del cabello Longa debe utilizarse según el programa de acción, es decir, 15 minutos, 3 veces por semana, preferiblemente cada dos días, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Se recomienda utilizar durante otros 6 meses.
2. El cuero cabelludo debe estar recién lavado y el cabello seco.
3. Se debe utilizar el cabello largo antes de aplicar productos de

peinado porque pueden obstruir el flujo de la luz láser.

4. Mantenga presionado el botón de encendido para encender su dispositivo. Luego presione la onda de radio RF y la función Láser para iniciar el tratamiento. Coloque la Longa en la raíz de tu cabello y muévela desde la parte superior de tu cabeza hasta la nuca (como si te estuvieras peinando). Repetir la acción durante 15 minutos. El temporizador automático apagará el dispositivo una vez completado el tratamiento.

5. Después del tratamiento, limpie el cabezal con un paño de algodón suave y ligeramente húmedo. No utilice detergentes de limpieza fuertes en ninguna parte del dispositivo.

Operación del dispositivo:

1. Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido para encender, el botón de encendido se iluminará.

2. Función RF: en el estado de encendido, presione el botón RF para encender la RF cuando el indicador RF esté encendido; presiónelo nuevamente para apagar la RF.

3. Función láser: en el estado encendido, presione el botón láser para encender el láser, cuando el puntero láser esté encendido; presiónelo nuevamente para apagar la función láser.

4. Apagado: Después de encenderlo, presione y mantenga presionado el botón de encendido para apagar el peine láser y el indicador de encendido se apagará.

5. Carga: Conecte el cable USB incluido al adaptador de corriente para cargar su dispositivo. Mientras se carga, el botón de encendido parpadea en rojo. Cuando está completamente cargada, brilla constantemente. (Por razones de seguridad, todas las funciones del dispositivo no funcionan durante la carga).

Asegurar:

Limpieza y mantenimiento

1. Cuando el dispositivo esté sucio, utilice un paño suave y seco o una toalla para limpiarlo.

2. Después del tratamiento, limpie el cabezal con un paño de algodón suave y ligeramente húmedo. No utilice detergentes de limpieza fuertes en ninguna parte del dispositivo.

3. No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos. El dispositivo no es resistente al agua.

Almacenamiento

1. Mantener alejado de los niños.

2. No lo coloques en un lugar expuesto a la luz solar directa, altas temperaturas y humedad.

3. Almacenar en un lugar seco y bien ventilado.

4. No desmonte, repare ni modifique el dispositivo.

Atención:

1. No mire directamente a la luz roja ni a la luz roja del espejo, ya que puede irritar temporalmente sus ojos. Además, no use gafas

correctivas cuando utilice el dispositivo Longa, de lo contrario podría causar irritación ocular temporal.

2. No ponga Longa en agua para evitar descargas eléctricas. La garantía no cubre daños mecánicos.

3. No utilice el dispositivo Longa cerca de accesorios de fuentes de calor, lo que puede provocar fallos en el funcionamiento normal.

4. Láser: evite el contacto directo con los ojos.

5. Si está tomando algún medicamento o producto que pueda causarle preocupación por la luz, consulte primero a su médico.

6. Se debe tener precaución en mujeres que están amamantando o menstruando.

7. No desmonte, modifique ni transforme el producto sin permiso.

8. No golpee el producto ya que puede causar daños internos.

9. No se permite el uso de este producto a mujeres embarazadas, personas con piel sensible, enfermedades cardíacas, presión arterial anormal, cáncer, pacientes con enfermedades cerebrovasculares, enfermedades agudas u otras personas que reciben tratamiento médico.

10. La eliminación del producto está sujeta a las normas de protección ambiental aplicables. De lo contrario, podría producirse contaminación ambiental.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Tamanho:	245x57x58mm
Peso líquido:	246,5g
Bateria de lítio:	3,7V/2200mAh
Potência de entrada:	5W
Entrada:	AC100-240V 50/60 Hz
Saída:	CC 5V/1A
Temperatura ambiente:	+5°C ~ +40°C
Humidade relativa:	≤80%
Pressão atmosférica:	86kPa ~ 106kPa
Temperatura ambiente:	-20°C ~ +55°C
Humidade relativa:	≤93%
Pressão atmosférica:	50kPa ~ 106kPa

Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

Descrição do dispositivo [página 2-f1]:

1. Poder
2. RF
3. Laser

O dispositivo usa ondas de rádio e tecnologia laser para estimular o crescimento do cabelo.

Principais características:

- 10 cabeças de laser para estimular os folículos capilares.
- Tecnologia RF para estimular o couro cabeludo.
- Tecnologia LLLT
- Operação via vibração e comando de voz.
- Design anti-riscos.
- A função de temporização inteligente permite cuidar do seu cabelo em apenas 15 minutos.

Usar:

- Perda de cabelo
- Alopecia areata.
- Alopecia androgenética.
- Cabelo enfraquecido devido, por exemplo, a doenças, anestesia, gravidez.

Como usar:

1. O laser de crescimento capilar Longa deve ser utilizado de acordo com o programa de ação, ou seja, 15 minutos, 3 vezes por semana, de preferência em dias alternados, por exemplo, segunda, quarta, sexta. Recomenda-se usar por mais 6 meses.
2. O couro cabeludo deve estar recém-lavado e o cabelo seco.
3. Cabelo comprido deve ser usado antes de aplicar produtos de modelagem, pois eles podem obstruir o fluxo da luz laser.
4. Pressione e segure o botão liga/desliga para ligar o dispositivo. Em seguida, pressione a onda de rádio RF e a função Laser para

iniciar o tratamento. Coloque a Longa na raiz do cabelo e mova-a do topo da cabeça até a nuca (como se estivesse penteando o cabelo). Repita a ação por 15 minutos. O cronômetro automático desligará o próprio dispositivo após a conclusão do tratamento.

5. Após o tratamento, limpe a cabeça com um pano de algodão macio e levemente úmido. Não use detergentes de limpeza fortes em nenhuma parte do dispositivo.

Operação do dispositivo:

1. Ligar: Pressione e segure o botão liga / desliga para ligar, o botão liga / desliga acenderá.
2. Função RF: no estado ligado, pressione o botão RF para ligar o RF quando o indicador RF estiver ligado; pressione-o novamente para desligar o RF.
3. Função laser: no estado ligado, pressione o botão laser para ligar o laser, quando o ponteiro laser estiver ligado; pressione-o novamente para desligar a função laser.
4. Desligar: Depois de ligar, pressione e segure o botão liga / desliga para desligar o pente a laser e o indicador de energia desligará.
5. Carregamento: Conecte o cabo USB incluído ao adaptador de energia para carregar seu dispositivo. Durante o carregamento, o botão liga/desliga pisca em vermelho. Quando totalmente carregado, ele brilha continuamente. (Por razões de segurança, todas as funções do dispositivo não funcionam durante o carregamento.)

Protegendo:

Limpeza e manutenção

1. Quando o dispositivo estiver sujo, use um pano macio e seco ou uma toalha para limpá-lo.
2. Após o tratamento, limpe a cabeça com um pano de algodão macio e levemente úmido. Não use detergentes de limpeza fortes em nenhuma parte do dispositivo.
3. Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos. O dispositivo não é à prova d'água.

Armazenar

1. Mantenha longe do alcance das crianças.
2. Não coloque-o em local exposto à luz solar direta, alta temperatura e umidade.
3. Armazenar em local seco e bem ventilado.
4. Não desmonte, repare ou modifique o dispositivo.

Atenção:

1. Não olhe diretamente para a luz vermelha ou para a luz vermelha no espelho, pois pode irritar temporariamente seus olhos. Além disso, não use óculos corretivos ao usar o dispositivo Longa, caso contrário, poderá causar irritação temporária nos olhos.

2. Não coloque Longa na água para evitar choque elétrico. A garantia não cobre danos mecânicos.
3. Não use o dispositivo Longa próximo a acessórios de fontes de calor, o que pode causar falha na operação normal.
4. Laser - Evite contato direto com os olhos.
5. Se você estiver tomando algum medicamento ou produto que possa causar preocupação com a luz, consulte primeiro seu médico.
6. Deve-se ter cautela em mulheres que estão amamentando ou menstruadas.
7. Não desmonte, modifique ou transforme o produto sem permissão.
8. Não bata no produto, pois pode causar danos internos.
9. Mulheres grávidas, pessoas com pele sensível, doenças cardíacas, pressão arterial anormal, câncer, pacientes com doenças cerebrovasculares, doenças agudas ou outras pessoas que recebem tratamento médico não estão autorizadas a usar este produto.
10. A eliminação do produto está sujeita às regulamentações de proteção ambiental aplicáveis. Caso contrário, poderá ocorrer poluição ambiental.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Misurare:	245×57×58 mm
Peso netto:	246,5 g
Batteria al litio:	3,7 V/2200 mAh
Potenza di ingresso:	5 W
Iscrizione:	CA100-240 V 50/60
Uscita:	Hz
Temperatura ambiente:	CC 5 V/1 A
Umidità relativa:	+5°C ~ +40°C
Pressione atmosferica:	≤80%
Temperatura ambiente:	86kPa~106kPa
Umidità relativa:	-20°C~+55°C
Pressione atmosferica:	≤93%

50kPa~106kPa

Sicurezza:

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale utente e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Descrizione del dispositivo [pagina 2-f1]:

1. Potenza
2. RF
3. Laser

Il dispositivo utilizza la tecnologia delle onde radio e del laser per stimolare la crescita dei capelli.

Caratteristiche principali:

- 10 testine laser per stimolare i follicoli piliferi.
- Tecnologia RF per stimolare il cuoio capelluto.
- Tecnologia LLLT
- Funzionamento tramite vibrazione e comando vocale.
- Design antigraffio.
- La funzione di temporizzazione intelligente ti consente di prenderti cura dei tuoi capelli in soli 15 minuti.

Utilizzo:

- La perdita di capelli
- Alopecia areata.
- Alopecia androgenetica.
- Capelli indeboliti a causa, ad esempio, di malattie, anestesia, gravidanza.

Come usare:

1. Il laser per la crescita dei peli Longa deve essere utilizzato secondo il programma d'azione, ovvero 15 minuti, 3 volte a settimana, preferibilmente a giorni alterni, ad esempio lunedì, mercoledì, venerdì. Si consiglia di utilizzare per altri 6 mesi.
2. Il cuoio capelluto deve essere appena lavato e i capelli asciutti.
3. I capelli lunghi devono essere utilizzati prima di applicare i prodotti per lo styling poiché potrebbero ostruire il flusso della luce

laser.

4. Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Quindi premere l'onda radio RF e la funzione laser per avviare il trattamento. Posiziona la Longa alla radice dei capelli e spostala dalla sommità della testa alla nuca (come pettinare i capelli). Ripeti l'azione per 15 minuti. Il timer automatico spegnerà il dispositivo stesso una volta completato il trattamento.

5. Dopo il trattamento pulire la testa con un panno di cotone morbido e leggermente umido. Non utilizzare detergenti aggressivi su nessuna parte del dispositivo.

Funzionamento del dispositivo:

1. Accensione: tenere premuto il pulsante di accensione per accendere, il pulsante di accensione si illuminerà.

2. Funzione RF: nello stato di accensione, premere il pulsante RF per accendere RF quando l'indicatore RF è acceso; premerlo di nuovo per disattivare RF.

3. Funzione laser: nello stato acceso, premere il pulsante laser per accendere il laser, quando il puntatore laser è acceso; premerlo nuovamente per disattivare la funzione laser.

4. Spegnimento: dopo l'accensione, tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere il pettine laser e l'indicatore di alimentazione si spegnerà.

5. Ricarica: collega il cavo USB in dotazione all'alimentatore per caricare il dispositivo. Durante la ricarica, il pulsante di accensione lampeggia in rosso. Quando è completamente carico, si illumina in modo costante. (Per motivi di sicurezza, tutte le funzioni del dispositivo non sono operative durante la ricarica.)

Protezione:

Pulizia e manutenzione

1. Quando il dispositivo è sporco, utilizzare un panno morbido o un asciugamano asciutto per pulirlo.

2. Dopo il trattamento pulire la testa con un panno di cotone morbido e leggermente umido. Non utilizzare detergenti aggressivi su nessuna parte del dispositivo.

3. Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi. Il dispositivo non è impermeabile.

Magazzinaggio

1. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

2. Non posizionarlo in un luogo esposto alla luce solare diretta, ad alta temperatura e umidità.

3. Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato.

4. Non smontare, riparare o modificare il dispositivo.

Attenzione:

1. Non guardare direttamente la luce rossa o la luce rossa nello specchio, perché potrebbe irritare temporaneamente gli occhi.

Inoltre, non indossare occhiali correttivi durante l'utilizzo del

dispositivo Longa, altrimenti potrebbe causare un'irritazione temporanea agli occhi.

2. Non mettere Longa nell'acqua per evitare scosse elettriche. La garanzia non copre i danni meccanici.

3. Non utilizzare il dispositivo Longa vicino ad accessori di fonti di calore, che potrebbero causare guasti al normale funzionamento.

4. Laser: evitare il contatto diretto con gli occhi.

5. Se stai assumendo farmaci o prodotti che potrebbero farti preoccupare per la luce, consulta prima il tuo medico.

6. È necessario prestare cautela nelle donne che allattano o hanno le mestruazioni.

7. Non smontare, modificare o trasformare il prodotto senza autorizzazione.

8. Non colpire il prodotto poiché potrebbe causare danni interni.

9. Le donne incinte, le persone con pelle sensibile, malattie cardiache, pressione sanguigna anormale, cancro, pazienti con malattie cerebrovascolari, malattie acute o altre persone che ricevono cure mediche non sono autorizzate a utilizzare questo prodotto.

10. Lo smaltimento del prodotto è soggetto alle normative applicabili in materia di protezione ambientale. In caso contrario, potrebbe verificarsi un inquinamento ambientale.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Velikost:	245 x 57 x 58 mm
Čistá hmotnost:	246,5 g
Lithiová baterie:	3,7V/2200mAh
Příkon:	5W
Vstup:	AC100-240V 50/60Hz
Výstup:	DC 5V/1A
Teplota okolí:	+5°C ~ +40°C
Relativní vlhkost:	≤ 80 %
Atmosférický tlak:	86 kPa ~ 106 kPa
Teplota okolí:	-20 °C ~ +55 °C
Relativní vlhkost:	≤ 93 %
Atmosférický tlak:	50 kPa ~ 106 kPa

Bezpečnostní:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

Popis zařízení [strana 2-f1]:

1. Výkon
2. RF
3. Laser

Zařízení využívá rádiové vlny a laserovou technologii ke stimulaci růstu vlasů.

Hlavní rysy:

- 10 laserových hlav pro stimulaci vlasových folikulů.
- RF technologie pro stimulaci pokožky hlavy.
- Technologie LLLT
- Ovládání pomocí vibrací a hlasových příkazů.
- Provedení proti poškrábání.
- Inteligentní funkce časování umožňuje péči o vlasy za pouhých 15 minut.

Použití:

- Ztráta vlasů
- Alopecia areata.
- Androgenetická alopecie.
- Vlasy oslabené v důsledku např. nemoci, anestezie, těhotenství.

Jak používat:

1. Laser na růst vlasů Longa by měl být používán v souladu s akčním programem, tedy 15 minut, 3x týdně, nejlépe obden, např. pondělí, středa, pátek. Doporučuje se užívat dalších 6 měsíců.
2. Pokožka hlavy by měla být čerstvě umytá a vlasy suché.
3. Dlouhé vlasy by měly být použity před aplikací stylingových přípravků, protože mohou bránit toku laserového světla.
4. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete zařízení. Poté stisknutím funkce RF rádiové vlny a laseru spustíte léčbu. Umístěte Longa ke kořínkům vlasů a přesuňte ji od temene hlavy k zátylku (jako když si češete vlasy). Opakujte akci po dobu 15

minut. Automatický časovač po ukončení ošetření sám přístroj vypne.

5. Po ošetření očistěte hlavu měkkým, mírně navlhčeným bavlněným hadříkem. Na žádnou část zařízení nepoužívejte silné čisticí prostředky.

Provoz zařízení:

1. Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení pro zapnutí, tlačítko napájení se rozsvítí.
2. Funkce RF: ve stavu zapnuto stiskněte tlačítko RF pro zapnutí RF, když svítí indikátor RF; dalším stisknutím RF vypnete.
3. Funkce laseru: v zapnutém stavu stisknutím tlačítka laseru zapnete laser, když je laserové ukazovátko zapnuté; jeho opětovným stisknutím funkci laseru vypnete.
4. Vypnutí: Po zapnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení pro vypnutí laserového hřebenu a indikátor napájení zhasne.
5. Nabíjení: Připojte přiložený USB kabel k napájecímu adaptéru a nabijte své zařízení. Během nabíjení tlačítko napájení bliká červeně. Při plném nabití trvale svítí. (Z bezpečnostních důvodů nefungují během nabíjení všechny funkce zařízení.)

Zabezpečení:

Čištění a údržba

1. Když je zařízení špinavé, otřete jej suchým měkkým hadříkem nebo ručníkem.
2. Po ošetření očistěte hlavu měkkým, mírně navlhčeným bavlněným hadříkem. Na žádnou část zařízení nepoužívejte silné čisticí prostředky.
3. Neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin. Zařízení není vodotěsné.

Úložný prostor

1. Uchovávejte mimo dosah dětí.
2. Neumísťujte jej na místo vystavené přímému slunečnímu záření, vysoké teplotě a vlhkosti.
3. Skladujte na suchém a dobře větraném místě.
4. Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.

Pozornost:

1. Nedívejte se přímo do červeného světla nebo červeného světla v zrcadle, které může dočasně podráždít vaše oči. Při používání přístroje Longa navíc nenoste korekční brýle, jinak může dojít k dočasnému podráždění očí.
2. Nedávejte Longa do vody, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození.
3. Nepoužívejte zařízení Longa v blízkosti příslušenství zdroje tepla, což může vést k selhání normálního provozu.
4. Laser - Vyhněte se přímému kontaktu s očima.
5. Pokud užíváte nějaké léky nebo produkty, které by mohly způsobit obavy ze světla, poradte se nejprve se svým lékařem.

6. Opatrnosti je třeba u kojících nebo menstruuujících žen.
7. Bez povolení výrobek nerozebírejte, neupravujte ani nepřeměňujte.
8. Nedotýkejte se produktu, protože by mohlo dojít k vnitřnímu poškození.
9. Těhotné ženy, lidé s citlivou kůží, srdečním onemocněním, abnormálním krevním tlakem, rakovinou, pacienti s cerebrovaskulárním onemocněním, akutním onemocněním nebo další lidé, kteří jsou léčeni, nesmějí tento produkt používat.
10. Likvidace produktu podléhá platným předpisům na ochranu životního prostředí. Jinak může dojít ke znečištění životního prostředí.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Veľkosť:	245 x 57 x 58 mm
Cista hmotnosť:	246,5 g
Lítiová batéria:	3,7V/2200mAh
Vstupný výkon:	5 W
Vstup:	AC100-240V 50/60Hz
VÝCHOD:	DC 5V/1A
Teplota okolia:	+5°C ~ +40°C
Relatívna vlhkosť:	≤ 80 %
Atmosferický tlak:	86 kPa ~ 106 kPa
Teplota okolia:	-20 °C ~ +55 °C
Relatívna vlhkosť:	≤ 93 %
Atmosferický tlak:	50 kPa ~ 106 kPa

Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Popis zariadenia [strana 2-f1]:

1. Sila
2. RF
3. Laser

Prístroj využíva rádiové vlny a laserovú technológiu na stimuláciu rastu vlasov.

Hlavné rysy:

- 10 laserových hláv na stimuláciu vlasových folikulov.
- RF technológia na stimuláciu pokožky hlavy.
- Technológia LLLT
- Ovládanie pomocou vibrácií a hlasového ovládania.
- Dizajn proti poškriabaniu.
- Inteligentná funkcia časovania vám umožní starať sa o vlasy už za 15 minút.

Použitie:

- Strata vlasov
- Alopecia areata.
- Androgénna alopecia.
- Vlasy oslabené napríklad v dôsledku choroby, anestézie, tehotenstva.

Ako použiť:

1. Laser na rast vlasov Longa by sa mal používať v súlade s akčným programom, t.j. 15 minút, 3x týždenne, najlepšie každý druhý deň, napr. pondelok, streda, piatok. Odporúča sa užívať ešte 6 mesiacov.
2. Pokožka hlavy by mala byť čerstvo umytá a vlasy suché.
3. Pred aplikáciou stylingových produktov by sa mali použiť dlhé vlasy, pretože môžu brániť toku laserového svetla.
4. Stlačením a podržaním tlačidla napájania zapnete zariadenie. Potom stlačte funkciu RF rádiových vln a lasera, čím spustíte

liečbu. Umiestnite Longa ku korenkom vlasov a presuňte ju z vrchu hlavy na zátylok (ako keď si češete vlasy). Akciu opakujte 15 minút. Automatický časovač po ukončení ošetrenia prístroj sám vypne.

5. Po ošetrení očistite hlavu mäkkou, mierne navlhčenou bavlnenou handričkou. Na žiadnu časť zariadenia nepoužívajte silné čistiace prostriedky.

Obsluha zariadenia:

1. Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania pre zapnutie, tlačidlo napájania sa rozsvieti.
2. Funkcia RF: v zapnutom stave stlačením tlačidla RF zapnete RF, keď je indikátor RF zapnutý; opätovným stlačením RF vypnete.
3. Funkcia lasera: v zapnutom stave stlačením tlačidla lasera zapnete laser, keď je laserové ukazovadlo zapnuté; opätovným stlačením funkciu lasera vypnete.
4. Vypnutie: Po zapnutí stlačením a podržaním tlačidla napájania vypnete laserový hrebeň a indikátor napájania zhasne.
5. Nabíjanie: Pripojte priložený USB kábel k napájaciemu adaptéru, aby ste nabili svoje zariadenie. Počas nabíjania tlačidlo napájania bliká na červeno. Pri plnom nabití svieti neprerušovane. (Z bezpečnostných dôvodov nefungujú počas nabíjania všetky funkcie zariadenia.)

Zabezpečenie:

Čistenie a údržba

1. Keď je zariadenie špinavé, utrite ho suchou mäkkou handričkou alebo uterákom.
2. Po ošetrení očistite hlavu mäkkou, mierne navlhčenou bavlnenou handričkou. Na žiadnu časť zariadenia nepoužívajte silné čistiace prostriedky.
3. Neponárajte zariadenie do vody alebo iných tekutín. Zariadenie nie je vodotesné.

Skladovanie

1. Uchovávajte mimo dosahu detí.
2. Neumiestňujte ho na miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu, vysokej teplote a vlhkosti.
3. Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste.
4. Zariadenie nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.

Pozor:

1. Nepozerajte sa priamo na červené svetlo alebo červené svetlo v zrkadle, ktoré môže dočasne podráždiť vaše oči. Okrem toho pri používaní prístroja Longa nenoste korekčné okuliare, inak môže dôjsť k dočasnému podráždeniu očí.
2. Longa nevkładajte do vody, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie.
3. Zariadenie Longa nepoužívajte v blízkosti príslušenstva zdroja

tepla, čo môže viesť k zlyhaniu normálnej prevádzky.

4. Laser - Vyhnite sa priamemu kontaktu s očami.

5. Ak užívate nejaké lieky alebo produkty, ktoré môžu spôsobiť obavy zo svetla, poraďte sa najskôr so svojím lekárom.

6. Opatrnosť je potrebná u žien, ktoré dojdia alebo majú menštruáciu.

7. Produkt bez povolenia nerozoberajte, neupravujte ani nepretvárajte.

8. Neudierajte do produktu, pretože to môže spôsobiť vnútorné poškodenie.

9. Tento produkt nesmú používať tehotné ženy, ľudia s citlivou pokožkou, srdcovými chorobami, abnormálnym krvným tlakom, rakovinou, pacienti s cerebrovaskulárnym ochorením, akútnym ochorením alebo iní ľudia, ktorí sú liečení.

10. Likvidácia produktu podlieha platným predpisom na ochranu životného prostredia. V opačnom prípade môže dôjsť k znečisteniu životného prostredia.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Velikost:	245 x 57 x 58 mm
Neto teža:	246,5 g
Litijeva baterija:	3,7 V/2200 mAh
Vhodna moč:	5W
Vnos:	AC100-240V 50/60Hz
Izhod:	DC 5V/1A
Sobna temperatura:	+5°C ~ +40°C
Relativna vlažnost:	≤80 %
Zračni tlak:	86 kPa ~ 106 kPa
Sobna temperatura:	-20°C ~ +55°C
Relativna vlažnost:	≤93 %
Zračni tlak:	50kPa ~ 106kPa

Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Opis naprave [stran 2-f1]:

1. Moč
2. RF
3. Laser

Naprava uporablja radijsko valovno in lasersko tehnologijo za spodbujanje rasti dlak.

Glavne značilnosti:

- 10 laserskih glav za stimulacijo lasnih mešičkov.
- RF tehnologija za stimulacijo lasišča.
- Tehnologija LLLT
- Upravljanje preko vibriranja in glasovnega ukaza.
- Zasnova proti praskam.
- Inteligentna časovna funkcija vam omogoča nego las v samo 15 minutah.

Uporaba:

- Izguba las
- Alopecia areata.
- Androgena alopecija.
- Lasje oslavljeni zaradi na primer bolezni, anestezije, nosečnosti.

Kako uporabiti:

1. Laser za rast las Longa uporabljajte v skladu z akcijskim programom, to je 15 minut, 3x tedensko, najbolje vsak drugi dan, npr. ponedeljek, sreda, petek. Priporočljivo je, da ga uporabljate še 6 mesecev.
2. Lasišče mora biti sveže oprano, lasje pa suhi.
3. Pred nanosom izdelkov za oblikovanje las je treba uporabiti dolge lase, ker lahko ovirajo pretok laserske svetlobe.
4. Pritisnite in držite gumb za vklop, da vklopite napravo. Nato pritisnite RF radijski val in funkcijo laserja, da začnete zdravljenje. Longo položite na korenine las in jo premikajte od vrha glave do

tilnika (kot česate lase). Ponovite dejanje 15 minut. Samodejni časovnik po končanem tretmaju sam izklopi napravo.

5. Po tretmaju očistite glavo z mehko, rahlo navlaženo bombažno krpo. Ne uporabljajte močnih detergentov za čiščenje nobenega dela naprave.

Delovanje naprave:

1. **Vklop:** pritisnite in držite gumb za vklop, da vklopite, gumb za vklop bo zasvetil.
2. **Funkcija RF:** v stanju vklopa pritisnite gumb RF, da vklopite RF, ko je indikator RF vklopljen; ponovno pritisnite, da izklopite RF.
3. **Laserska funkcija:** ko je laserski kazalec vklopljen, pritisnite gumb za laser, da vklopite laser; ponovno pritisnite, da izklopite lasersko funkcijo.
4. **Izklop:** Po vklopu pritisnite in držite gumb za vklop, da izklopite laserski glavnik, in indikator napajanja se bo izklopil.
5. **Polnjenje:** Povežite priloženi kabel USB z napajalnikom, da napolnite svojo napravo. Med polnjenjem gumb za vklop utripa rdeče. Ko je popolnoma napolnjen, sveti enakomerno. (Iz varnostnih razlogov vse funkcije naprave med polnjenjem ne delujejo.)

Varovanje:

Čiščenje in vzdrževanje

1. Ko je naprava umazana, jo obrišite s suho mehko krpo ali brisačo.
2. Po tretmaju očistite glavo z mehko, rahlo navlaženo bombažno krpo. Ne uporabljajte močnih detergentov za čiščenje nobenega dela naprave.
3. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Naprava ni vodotesna.

Shranjevanje

1. Hraniti izven dosega otrok.
2. Ne postavljajte ga na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi in vlagi.
3. Hraniti na suhem in dobro prezračenem mestu.
4. Naprave ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte.

Pozor:

1. Ne glejte neposredno v rdečo luč ali rdečo luč v ogledalu, ki lahko začasno razdraži vaše oči. Poleg tega pri uporabi naprave Longa ne nosite korekcijskih očal, sicer lahko povzroči začasno draženje oči.
2. Ne dajajte Longa v vodo, da preprečite električni udar. Garancija ne pokriva mehanskih poškodb.
3. Naprave Longa ne uporabljajte v bližini dodatne opreme vira toplote, kar lahko povzroči okvaro normalnega delovanja.
4. **Laser** - Izogibajte se neposrednemu stiku z očmi.
5. Če jemljete kakršna koli zdravila ali izdelke, ki bi lahko povzročili

zaskrbljenost zaradi svetlobe, se najprej posvetujte s svojim zdravnikom.

6. Previdnost je potrebna pri ženskah, ki dojijo ali imajo menstruacijo.

7. Ne razstavljajte, spreminjajte ali preoblikujte izdelka brez dovoljenja.

8. Izdelka ne udarjajte, saj lahko povzroči notranje poškodbe.

9. Nosečnice, ljudje z občutljivo kožo, srčnimi boleznimi, nenormalnim krvnim tlakom, rakom, bolniki s cerebrovaskularnimi boleznimi, akutno boleznijo ali drugi ljudje, ki se zdravijo, ne smejo uporabljati tega izdelka.

10. Odstranjevanje izdelka je predmet veljavnih predpisov o varstvu okolja. V nasprotnem primeru lahko pride do onesnaženja okolja.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Suurus:	245 x 57 x 58 mm
Neto kaal:	246,5 g
Liitiumaku:	3,7 V / 2200 mAh
Sisendvõimsus:	5W
Sissepääs:	AC100-240V 50/60Hz
Väljumine:	DC 5V/1A
Ümbritsev temperatuur:	+5°C ~ +40°C
Suhteline niiskus:	≤80%
Atmosfääri rõhk:	86kPa ~ 106kPa
Ümbritsev temperatuur:	-20°C ~ +55°C
Suhteline niiskus:	≤93%
Atmosfääri rõhk:	50kPa ~ 106kPa

Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Seadme kirjeldus [lehekülg 2-f1]:

1. Võimsus
2. RF
3. Laser

Seade kasutab juuste kasvu stimuleerimiseks raadiolaine- ja lasertehnoloogiat.

Põhijooned:

- 10 laserpead juuksefolliikulite stimuleerimiseks.
- RF-tehnoloogia peanaha stimuleerimiseks.
- LLLT tehnoloogia
- Töötamine vibratsiooni ja häälkäsklusega.
- Kriimustusvastane disain.
- Intelligentne ajastusfunktsioon võimaldab teil oma juukseid hooldada vaid 15 minutiga.

Kasuta:

- Juuste väljalangemine
- Alopeetsia areata.
- Androgeenne alopeetsia.
- Juuksed on nõrgenenud nt haiguse, anesteesia, raseduse tõttu.

Kuidas kasutada:

1. Longa juuksekasvu laserit tuleks kasutada vastavalt tegevusprogrammile, st 15 minutit, 3 korda nädalas, eelistatavalt ülepäeviti, nt esmaspäev, kolmapäev, reede. Soovitatav on kasutada veel 6 kuud.
2. Peanahk peaks olema värskest pestud ja juuksed kuivad.
3. Enne stiilitoodete pealekandmist tuleks kasutada pikki juukseid, kuna need võivad takistada laservalguse liikumist.
4. Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu. Seejärel vajutage ravi alustamiseks RF raadiolaine ja laserfunktsiooni. Asetage Longa oma juuksejuurtele ja liigutage

seada pea ülaosast kuklasse (nagu juukseid kammides). Korrake toimingut 15 minutit. Automaatne taimer lülitab pärast ravi lõppu seadme ise välja.

5. Pärast hooldust puhasta pea pehme, kergelt niiske puuvillase lapiga. Ärge kasutage seadme ühelgi osal tugevatoimelisi puhastusvahendeid.

Seadme töö:

1. Sisselülitamine: sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu, toitenupp süttib.
2. RF-funktsioon: sisselülitatud olekus vajutage RF-i sisselülitamiseks nuppu RF, kui RF-indikaator põleb; RF väljalülitamiseks vajutage seda uuesti.
3. Laserfunktsioon: sisselülitatud olekus vajutage laseri sisselülitamiseks lasernuppu, kui laserkursor on sisse lülitatud; laserfunktsiooni väljalülitamiseks vajutage seda uuesti.
4. Toite väljalülitamine: pärast sisselülitamist vajutage ja hoidke all toitenuppu, et laserkamm välja lülitada ja toiteindikaator kustub.
5. Laadimine: seadme laadimiseks ühendage kaasasolev USB-kaabel toiteadapteriga. Laadimise ajal vilgub toitenupp punaselt. Täielikult laetuna helendab see ühtlaselt. (Ohutuse tagamiseks ei tööta kõik seadme funktsioonid laadimise ajal.)

Turvalisus:

Puhastamine ja hooldus

1. Kui seade on määrdunud, kasutage selle puhkimiseks kuiva pehmet lappi või rätikut.
2. Pärast hooldust puhasta pea pehme, kergelt niiske puuvillase lapiga. Ärge kasutage seadme ühelgi osal tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
3. Ärge kastke seadet vette või muudesse vedelikesse. Seade ei ole veekindel.

Säilitamine

1. Hoida lastest eemal.
2. Ärge asetage seda kohta, kus see on otsese päikesevalguse, kõrge temperatuuri ja niiskuse käes.
3. Hoida kuivas ja hästi ventileeritavas kohas.
4. Ärge võtke seadet lahti, parandage ega muutke seda.

Tähelepanu:

1. Ärge vaadake otse punasele või punasele valgusele peeglis, mis võib ajutiselt teie silmi ärritada. Lisaks ärge kandke Longa seadme kasutamisel korrigeerivaid prille, vastasel juhul võib see põhjustada ajutist silmade ärritust.
2. Elektrilöögi vältimiseks ärge pange Longat vette. Garantii ei kata mehaanilisi vigastusi.
3. Ärge kasutage Longa seadet soojusallika tarvikute läheduses, kuna see võib põhjustada normaalse töö tõrkeid.
4. Laser – vältige otsest kokkupuudet silmadega.

5. Kui kasutate ravimeid või tooteid, mis võivad teid valguse pärast muretseda, pidage esmalt nõu oma arstiga.
6. Ettevaatlik tuleb olla rinnaga toitvate või menstrueerivate naiste puhul.
7. Ärge võtke toodet lahti, muutke ega muutke ilma loata.
8. Ärge lööge toodet, kuna see võib põhjustada sisemisi kahjustusi.
9. Rasedad naised, tundliku naha, südamehaiguste, ebanormaalse vererõhu, vähiga, ajuveresoonkonna haigusega, ägeda haigusega või teistel arstiabi saavatel inimestel ei ole seda toodet lubatud kasutada.
10. Toote utiliseerimisel kehtivad kehtivad keskkonnakaitse eeskirjad. Vastasel juhul võib tekkida keskkonnareostus.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Dydis:	245 x 57 x 58 mm
Grynas svoris:	246,5 g
Ličio baterija:	3,7 V / 2200 mAh
Jėjimo galia:	5W
Jėjimas:	AC100-240V 50/60Hz
Išėiti:	DC 5V/1A
Aplinkos temperatūra:	+5°C ~ +40°C
Santykinė drėgmė:	≤80 %
Atmosferos slėgis:	86kPa ~ 106kPa
Aplinkos temperatūra:	-20°C ~ +55°C
Santykinė drėgmė:	≤93 %
Atmosferos slėgis:	50kPa ~ 106kPa

Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Įrenginio aprašas [puslapis 2-f1]:

1. Galia
2. RF
3. Lazeris

Prietaisas naudoja radijo bangų ir lazerio technologiją, skatinančią plaukų augimą.

Pagrindinės funkcijos:

- 10 lazerio galvučių plaukų folikulams stimuliuoti.
- RF technologija, skatinanti galvos odą.
- LLLT technologija.
- Valdymas naudojant vibraciją ir balsą komandą.
- Nesubraižantis dizainas.
- Sumanaus laiko nustatymo funkcija leidžia pasirūpinti plaukais vos per 15 minučių.

Naudokite:

- Plaukų slinkimas
- Alopecija.
- Androgeninė alopecija.
- Plaukai nusilpę dėl, pvz., ligos, anestezijos, nėštumo.

Kaip naudoti:

1. Longa plaukų augimo lazeris turi būti naudojamas pagal veiksmų programą, ty 15 minučių, 3 kartus per savaitę, geriausia kas antrą dieną, pvz., pirmadienį, trečiadienį, penktadienį. Rekomenduojama vartoti dar 6 mėnesius.
2. Galvos oda turi būti karta tik nuplaunama, o plaukai – sausi.
3. Prieš dengiant formavimo priemonės reikia naudoti ilgus plaukus, nes jie gali trukdyti lazerio šviesos srautui.
4. Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. Tada paspauskite RF radijo bangą ir lazerio funkciją, kad pradėtumėte gydymą. Padėkite Longą prie plaukų šaknų ir

perkelkite nuo viršugalvio iki pakaušio (kaip šukuokite plaukus). Kartokite veiksmą 15 minučių. Baigus gydymą, automatinis laikmatis išjungs patį įrenginį.

5. Po procedūros galvą nuvalykite minkštu, šiek tiek drėgnu medvilniniu skudurėliu. Nenaudokite stiprių valiklių jokiai įrenginio daliai.

Prietaiso veikimas:

1. Maitinimo įjungimas: paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte, maitinimo mygtukas užsidegs.
2. RF funkcija: įjungimo būsenoje paspauskite RF mygtuką, kad įjungtumėte RF, kai dega RF indikatorius; paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte RF.
3. Lazerio funkcija: įjungtoje būsenoje paspauskite lazerio mygtuką, kad įjungtumėte lazerį, kai įjungtas lazerinis žymeklis; paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte lazerio funkciją.
4. Maitinimo išjungimas: įjungę maitinimą paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte lazerines šukas ir maitinimo indikatorius išsijungs.
5. Įkrovimas: prijunkite pridėdamą USB kabelį prie maitinimo adapterio, kad įkrautumėte įrenginį. Įkrovimo metu maitinimo mygtukas mirksi raudonai. Visiškai įkrautas, jis nuolat šviečia. (Saugumo sumetimais įkrovimo metu neveikia visos įrenginio funkcijos.)

Apsauga:

Valymas ir priežiūra

1. Kai prietaisas yra nešvarus, nuvalykite jį sausu minkštu skudurėliu arba rankšluosčiu.
2. Po procedūros galvą nuvalykite minkštu, šiek tiek drėgnu medvilniniu skudurėliu. Nenaudokite stiprių valiklių jokiai įrenginio daliai.
3. Nemerkitė prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Prietaisas nėra atsparus vandeniui.

Sandėliavimas

1. Saugokite nuo vaikų.
2. Nestatykite ten, kur veikia tiesioginiai saulės spinduliai, aukšta temperatūra ir drėgmė.
3. Laikyti sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje.
4. Neardykite, netaisykite ir nemodifikuokite įrenginio.

Dėmesio:

1. Nežiūrėkite tiesiai į raudoną arba raudoną šviesą veidrodyje, nes tai gali laikinai sudirginti akis. Be to, nedėvėkite korekcinį akinių, kai naudojate Longa prietaisą, kitaip jis gali laikinai sudirginti akis.
2. Nedėkite Longa į vandenį, kad išvengtumėte elektros smūgio. Garantija netaikoma mechaniniams pažeidimams.
3. Nenaudokite Longa įrenginio šalia šilumos šaltinio priedų, nes

gali sutrikti įprastas veikimas.

4. Lazeris – venkite tiesioginio kontakto su akimis.

5. Jei vartojate kokių nors vaistų ar produktų, dėl kurių galite nerimauti dėl šviesos, pirmiausia pasitarkite su gydytoju.

6. Moterims, kurios maitina krūtimi arba yra mėnesinių, reikia būti atsargiems.

7. Neardykite, nekeiskite ir nekeiskite gaminio be leidimo.

8. Nedaužykite gaminio, nes galite sugadinti vidų.

9. Nėščioms moterims, žmonėms, turintiems jautrią odą, sergantiems širdies ligomis, turintiems nenormalų kraujospūdį,

vėžį, pacientams, sergantiems smegenų kraujotakos ligomis, ūmiomis ligomis ar kitiems asmenims, kurie gydomi šiuo gaminiu.

10. Produkto šalinimui taikomos galiojančios aplinkos apsaugos taisyklės. Priešingu atveju gali kilti aplinkos tarša.

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Izmērs:	245 x 57 x 58 mm
Neto svars:	246,5 g
Litija akumulators:	3,7 V/2200 mAh
Ievades jauda:	5 W
Ieeja:	AC100-240V 50/60Hz
Izeja:	DC 5V/1A
Apkārtējās vides temperatūra:	+5°C ~ +40°C
Relatīvais mitrums:	≤80%
Atmosfēras spiediens:	86kPa ~ 106kPa
Apkārtējās vides temperatūra:	-20°C ~ +55°C
Relatīvais mitrums:	≤93%
Atmosfēras spiediens:	50kPa ~ 106kPa

Drošība:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Ierīces apraksts [lapa 2-f1]:

1. Jauda
2. RF
3. Lāzers

Ierīce izmanto radioviļņu un lāzera tehnoloģiju, lai stimulētu matu augšanu.

Galvenās iezīmes:

- 10 lāzera galviņas matu folikulu stimulēšanai.
- RF tehnoloģija, lai stimulētu galvas ādu.
- LLLT tehnoloģija
- Darbība, izmantojot vibrāciju un balsis komandu.
- Pretskrāpējumiem dizains.
- Intelīgentā laika noteikšanas funkcija ļauj rūpēties par matiem tikai 15 minūšu laikā.

Izmantojiet:

- Matu izkrišana
- Alopēcija areata.
- Androgēnu alopēcija.
- Mati novājināti, piemēram, slimības, anestēzijas, grūtniecības dēļ.

Kā izmantot:

1. Matu augšanas lāzers Longa jālieto saskaņā ar darbības programmu, t.i., 15 minūtes, 3 reizes nedēļā, vēlams katru otro dienu, piemēram, pirmdien, trešdien, piektdien. Ieteicams lietot vēl 6 mēnešus.
2. Galvas ādai jābūt svaigi mazgātai un matiem jābūt sausiem.
3. Pirms veidošanas līdzekļu uzklāšanas jāizmanto gari mati, jo tie var traucēt lāzera gaismas plūsmu.
4. Nospiediet un turiet barošanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Pēc tam nospiediet RF radioviļņu un lāzera funkciju, lai sāktu ārstēšanu.

Novietojiet Longa pie matu saknēm un pārvietojiet to no galvas augšdaļas uz pakauša daļu (piemēram, ķemmējot matus). Atkārtojiet darbību 15 minūtes. Pēc apstrādes pabeigšanas automātiskais taimeris izslēgs pašu ierīci.

5. Pēc apstrādes notīriet galvu ar mīkstu, nedaudz mitru kokvilnas drānu. Neizmantojiet spēcīgus tīrīšanas līdzekļus nevienai ierīces daļai.

Ierīces darbība:

1. Ieslēgšana: nospiediet un turiet barošanas pogu, lai ieslēgtu, iedegsies barošanas poga.

2. RF funkcija: ieslēgšanas stāvoklī nospiediet RF pogu, lai ieslēgtu RF, kad ir ieslēgts RF indikators; nospiediet to vēlreiz, lai izslēgtu RF.

3. Lāzera funkcija: ieslēgtā stāvoklī nospiediet lāzera pogu, lai ieslēgtu lāzeru, kad lāzera rādītājs ir ieslēgts; nospiediet to vēlreiz, lai izslēgtu lāzera funkciju.

4. Izslēgšana: pēc ieslēgšanas nospiediet un turiet barošanas pogu, lai izslēgtu lāzerķemmi, un strāvas indikators izslēgsies.

5. Uzlāde: pievienojiet komplektācijā iekļauto USB kabeli strāvas adapterim, lai uzlādētu ierīci. Uzlādes laikā barošanas poga mirgo sarkanā krāsā. Kad tas ir pilnībā uzlādēts, tas vienmērīgi spīd. (Drošības apsvērumu dēļ visas ierīces funkcijas nedarbojas uzlādes laikā.)

Nodrošināšana:

Tīrīšana un apkope

1. Kad ierīce ir netīra, noslaukiet to ar sausu mīkstu drāniņu vai dvieli.

2. Pēc apstrādes notīriet galvu ar mīkstu, nedaudz mitru kokvilnas drānu. Neizmantojiet spēcīgus tīrīšanas līdzekļus nevienai ierīces daļai.

3. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Ierīce nav ūdensizturīga.

Uzglabāšana

1. Sargāt no bērniem.

2. Nenovietojiet to vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem, augstai temperatūrai un mitrumam.

3. Uzglabāt sausā un ļabi vēdināmā vietā.

4. Neizjauciet, nelabojiet un nepārveidojiet ierīci.

Uzmanību:

1. Neskatieties tieši uz sarkano gaismu vai sarkano gaismu spogulī, kas var īslaicīgi kairināt acis. Turklāt, lietojot Longa ierīci, nevalkājat koriģējošās brilles, pretējā gadījumā tas var izraisīt īslaicīgu acu kairinājumu.

2. Nelieciet Longa ūdenī, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena. Garantija nesedz mehāniskus bojājumus.

3. Neizmantojiet Longa ierīci siltuma avota piederumu tuvumā, jo

tas var izraisīt normālas darbības traucējumus.

4. Lāzers – izvairieties no tiešas saskāres ar acīm.

5. Ja lietojat kādas zāles vai produktus, kas var izraisīt bažas par gaismu, vispirms konsultējieties ar savu ārstu.

6. Sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti vai kurām ir menstruācijas, jāievēro piesardzība.

7. Neizjauciet, nepārveidojiet vai nepārveidojiet izstrādājumu bez atļaujas.

8. Nesitiet pret izstrādājumu, jo tas var izraisīt iekšējos bojājumus.

9. Grūtniecēm, cilvēkiem ar jutīgu ādu, sirds slimībām, asinsspiediena novirzēm, vēzi, pacientiem ar cerebrovaskulāru slimību, akūtu slimību vai citiem cilvēkiem, kuri saņem medicīnisko aprūpi, nav atļauts lietot šo produktu.

10. Produkta utilizācija ir pakļauta spēkā esošajiem vides aizsardzības noteikumiem. Pretējā gadījumā var rasties vides piesārņojums.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Méret:	245 x 57 x 58 mm
Nettó tömeg:	246,5 g
Lítium akkumulátor:	3,7V/2200mAh
Bemeneti teljesítmény:	5W
Belépés:	AC100-240V 50/60Hz
Kijárat:	DC 5V/1A
Környezeti hőmérséklet:	+5°C ~ +40°C
Relatív páratartalom:	≤80%
Légköri nyomás:	86kPa ~ 106kPa
Környezeti hőmérséklet:	-20°C ~ +55°C
Relatív páratartalom:	≤93%
Légköri nyomás:	50kPa ~ 106kPa

Biztonság:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Eszköz leírása [2-f1 oldal]:

1. Hatalom
2. RF
3. Lézer

A készülék rádióhullám- és lézertechnológiát használ a hajnövekedés serkentésére.

Főbb jellemzői:

- 10 lézerfej a szőrtüszők stimulálására.
- RF technológia a fejbőr stimulálására.
- LLLT technológia.
- Működés rezgéssel és hangutasítással.
- Karcmentes kialakítás.
- Az intelligens időzítés funkció lehetővé teszi, hogy mindössze 15 perc alatt ápolja haját.

Használat:

- Hajhullás
- Foltos kopaszság.
- Androgenetikus alopecia.
- Legyengült haj pl. betegség, érzéstelenítés, terhesség miatt.

Hogyan kell használni:

1. A Longa szőrmövesztő lézert az akcióprogramnak megfelelően, azaz 15 percet kell használni, heti 3 alkalommal, lehetőleg minden második napon, pl. hétfőn, szerdán, pénteken. Használata további 6 hónapig javasolt.
2. A fejbőrt frissen kell mosni, a hajnak pedig száraznak kell lennie.
3. A hajformázó termékek alkalmazása előtt használjon hosszú haját, mert akadályozhatják a lézertény áramlását.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a

készülék bekapcsolásához. Ezután nyomja meg az RF rádióhullám és a lézer funkciót a kezelés elindításához. Helyezze a Longát a haja tövéhez, és mozgassa a feje tetejétől a tarkóig (például fésülje meg a haját). Ismételje meg a műveletet 15 percig. Az automatikus időzítő a kezelés befejezése után magát a készüléket is kikapcsolja.

5. A kezelés után puha, enyhén nedves pamut kendővel tisztítsa meg a fejet. Ne használjon erős tisztítószeret a készülék egyetlen részén sem.

A készülék működése:

1. Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a bekapcsoláshoz, a bekapcsoló gomb világítani kezd.

2. RF funkció: bekapcsolt állapotban nyomja meg az RF gombot az RF bekapcsolásához, amikor az RF jelző világít; nyomja meg újra az RF kikapcsolásához.

3. Lézer funkció: bekapcsolt állapotban nyomja meg a lézer gombot a lézer bekapcsolásához, amikor a lézermutató be van kapcsolva; nyomja meg újra a lézer funkció kikapcsolásához.

4. Kikapcsolás: Bekapcsolás után nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a lézerfésű kikapcsolásához, és a bekapcsolásjelző kialszik.

5. Töltés: Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a hálózati adapterhez a készülék töltéséhez. Töltés közben a bekapcsoló gomb pirosan villog. Teljesen feltöltött állapotban folyamatosan világít. (Biztonsági okokból a készülék összes funkciója nem működik töltés közben.)

Biztosítás:

Tisztítás és karbantartás

1. Ha a készülék szennyezett, száraz puha ruhával vagy törülközővel törölje le.

2. A kezelés után puha, enyhén nedves pamut kendővel tisztítsa meg a fejet. Ne használjon erős tisztítószeret a készülék egyetlen részén sem.

3. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. A készülék nem vízálló.

Tárolás

1. Gyermekektől elzárva tartandó.

2. Ne helyezze olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek és páratartalomnak van kitéve.

3. Száraz és jól szellőző helyen tárolandó.

4. Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a készüléket.

Figyelem:

1. Ne nézzen közvetlenül a vörös lámpába vagy a tükör piros fényébe, mert átmenetileg irritálhatja a szemét. Ezenkívül ne viseljen korrekciós szemüveget a Longa készülék használatakor, különben átmeneti szemirritációt okozhat.

2. Az áramütés elkerülése érdekében ne tegye a Longát vízbe. A garancia nem terjed ki a mechanikai sérülésekre.
3. Ne használja a Longa készüléket hőforrás tartozékok közelében, mert ez a normál működés meghibásodásához vezethet.
4. Lézer – Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést.
5. Ha olyan gyógyszert vagy terméket szed, amely aggodalomra adhat okot a fény miatt, először konzultáljon orvosával.
6. Óvatosan kell eljárni szoptató vagy menstruáló nők esetében.
7. Ne szerelje szét, ne módosítsa vagy alakítsa át a terméket engedély nélkül.
8. Ne üsse meg a terméket, mert belső károsodást okozhat.
9. Terhes nők, érzékeny bőrű, szívbeteg, kóros vérnyomású, rákbetegek, cerebrovaszkuláris betegségben szenvedő, akut betegségben szenvedő vagy más orvosi kezelésben részesülő betegek nem használhatják ezt a terméket.
10. A termék ártalmatlanítására a vonatkozó környezetvédelmi előírások vonatkoznak. Ellenkező esetben környezetszennyezés léphet fel.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Mărimea:	245 x 57 x 58 mm
Greutate netă:	246,5 g
Baterie cu litiu:	3,7 V/2200 mAh
Putere de intrare:	5W
Intrare:	AC100-240V 50/60Hz
Ieșire:	DC 5V/1A
Temperatura ambientală:	+5°C ~ +40°C
Umiditate relativă:	≤80%
Presiune atmosferică:	86kPa ~ 106kPa
Temperatura ambientală:	-20°C ~ +55°C
Umiditate relativă:	≤93%
Presiune atmosferică:	50kPa ~ 106kPa

Securitate:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea dispozitivului [pagina 2-f1]:

1. Putere
2. RF
3. Laser

Dispozitivul folosește tehnologia unde radio și laser pentru a stimula creșterea părului.

Caracteristici principale:

- 10 capete laser pentru a stimula foliculii de par.
- Tehnologie RF pentru stimularea scalpului.
- Tehnologia LLLT.
- Funcționare prin vibrație și comandă vocală.
- Design anti-zgarieturi.
- Funcția de sincronizare inteligentă vă permite să vă îngrijiți părul în doar 15 minute.

Utilizare:

- Pierderea parului
- Alopecia areata.
- Alopecie androgenetică.
- Părul slăbit din cauza, de exemplu, a bolii, anesteziei, sarcinii.

Cum se utilizează:

1. Laserul pentru creșterea părului Longa trebuie utilizat în conformitate cu programul de acțiune, adică 15 minute, de 3 ori pe săptămână, de preferință o dată la două zile, de exemplu luni, miercuri, vineri. Se recomandă utilizarea pentru încă 6 luni.
2. Scalpul trebuie să fie proaspăt spălat, iar părul să fie uscat.
3. Părul lung trebuie folosit înainte de aplicarea produselor de coafat deoarece acestea pot împiedica fluxul luminii laser.
4. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a porni dispozitivul. Apoi apăsați unda radio RF și funcția Laser pentru a

- Începe tratamentul. Așezați Longa la rădăcinile părului și mutați-l din vârful capului până la ceafă (cum ar fi pieptănarea părului). Repetați acțiunea timp de 15 minute. Cronometrul automat va opri dispozitivul după terminarea tratamentului.
5. După tratament, curățați capul cu o cârpă de bumbac moale, ușor umedă. Nu utilizați detergenți puternici de curățare pe nicio parte a dispozitivului.

Funcționarea dispozitivului:

1. Pornire: Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a porni, butonul de pornire se va aprinde.
2. Funcția RF: În starea de pornire, apăsați butonul RF pentru a porni RF când indicatorul RF este aprins; apăsați-l din nou pentru a opri RF.
3. Funcția laser: În starea de pornire, apăsați butonul laser pentru a porni laserul, când indicatorul laser este pornit; apăsați-l din nou pentru a dezactiva funcția laser.
4. Oprire: După pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a opri pieptenele laser, iar indicatorul de alimentare se va stinge.
5. Încărcare: Conectați cablul USB inclus la adaptorul de alimentare pentru a vă încărca dispozitivul. În timpul încărcării, butonul de pornire clipește roșu. Când este complet încărcat, strălucește constant. (Din motive de siguranță, toate funcțiile dispozitivului nu funcționează în timpul încărcării.)

Securizarea:

Curatenie și mentenanță

1. Când dispozitivul este murdar, utilizați o cârpă moale sau un prosop uscat pentru a-l șterge.
2. După tratament, curățați capul cu o cârpă de bumbac moale, ușor umedă. Nu utilizați detergenți puternici de curățare pe nicio parte a dispozitivului.
3. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide. Aparatul nu este impermeabil.

Depozitare

1. Țineți departe de copii.
2. Nu îl așezați într-un loc expus la lumina directă a soarelui, la temperaturi ridicate și umiditate.
3. A se pastra într-un loc uscat și bine ventilat.
4. Nu dezasaamblați, reparați sau modificați dispozitivul.

Atenție:

1. Nu vă uitați direct la lumina roșie sau la lumina roșie din oglindă, care vă poate irita temporar ochii. În plus, nu purtați ochelari corectori atunci când utilizați dispozitivul Longa, altfel poate provoca iritații temporare ale ochilor.
2. Nu puneți Longa în apă pentru a preveni șocurile electrice. Garanția nu acoperă daunele mecanice.

3. Nu utilizați dispozitivul Longa în apropierea accesoriilor sursei de căldură, ceea ce poate duce la eșecul funcționării normale.
4. Laser - Evitați contactul direct cu ochii.
5. Dacă luați orice medicamente sau produse care vă pot face să vă îngrijorați de lumină, consultați mai întâi medicul.
6. Trebuie avută prudență la femeile care alăptează sau au menstruație.
7. Nu dezasamblați, modificați sau transformați produsul fără permisiune.
8. Nu loviți produsul deoarece poate provoca daune interne.
9. Femeile însărcinate, persoanele cu piele sensibilă, boli de inimă, tensiune arterială anormală, cancer, pacienții cu boli cerebrovasculare, boli acute sau alte persoane care primesc tratament medical nu au voie să utilizeze acest produs.
10. Eliminarea produsului este supusă reglementărilor aplicabile privind protecția mediului. În caz contrar, poate apărea poluarea mediului.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Размер:	245 x 57 x 58 мм
Вес нетто:	246,5 г
Литиевая батарейка:	3,7 В/2200 мАч
Входная мощность:	5 Вт
Вход:	100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход:	5 В постоянного тока/1 А
Температура окружающей среды:	+5°C ~ +40°C
Относительная влажность:	≤80%
Атмосферное давление:	86кПа ~ 106кПа
Температура окружающей среды:	-20°C ~ +55°C
Относительная влажность:	≤93%
Атмосферное давление:	50 кПа ~ 106 кПа

Безопасность:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Описание устройства [стр. 2-f1]:

1. Мощность
2. РФ
3. Лазер

Устройство использует радиоволновые и лазерные технологии для стимуляции роста волос.

Основные особенности:

- 10 лазерных головок для стимуляции волосяных фолликулов.
- RF-технология для стимуляции кожи головы.
- Технология LLLT.
- Управление с помощью вибрации и голосовых команд.
- Дизайн против царапин.
- Интеллектуальная функция синхронизации позволяет позаботиться о волосах всего за 15 минут.

Использовать:

- Выпадение волос
- Очаговая алопеция.
- Андрогенетическая алопеция.
- Волосы ослаблены, например, из-за болезни, анестезии, беременности.

Как использовать:

1. Лазер для роста волос Longa следует использовать в соответствии с программой действия, т. е. по 15 минут 3 раза в неделю, желательно через день, например, понедельник, среда, пятница. Рекомендуется использовать еще 6 месяцев.
2. Кожа головы должна быть свежеевымытой, а волосы сухими.
3. Перед нанесением средств для укладки следует использовать длинные волосы, поскольку они могут препятствовать потоку лазерного света.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство.

Затем нажмите радиоволну RF и функцию лазера, чтобы начать лечение. Поместите лонгу у корнев волос и перемещайте ее от макушки к затылку (как при расчесывании волос). Повторяйте действие в течение 15 минут. Автоматический таймер сам отключит прибор после завершения процедуры.

5. После процедуры очистите голову мягкой, слегка влажной хлопчатобумажной тканью. Не используйте сильные чистящие средства для чистки каких-либо частей устройства.

Работа устройства:

1. Включение: нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить, кнопка питания загорится.

2. Функция RF: во включенном состоянии нажмите кнопку RF, чтобы включить RF, когда индикатор RF включен; нажмите еще раз, чтобы выключить RF.

3. Функция лазера: во включенном состоянии нажмите кнопку лазера, чтобы включить лазер, когда лазерная указка включена; нажмите ее еще раз, чтобы выключить функцию лазера.

4. Выключение: после включения нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить лазерную расческу, и индикатор питания погаснет.

5. Зарядка. Подключите прилагаемый USB-кабель к адаптеру питания, чтобы зарядить устройство. Во время зарядки кнопка питания мигает красным. При полной зарядке он светится ровным светом. (Из соображений безопасности все функции устройства не работают во время зарядки.)

Обеспечение:

Очистка и обслуживание

1. Если устройство загрязнено, протрите его сухой мягкой тканью или полотенцем.

2. После процедуры очистите голову мягкой, слегка влажной хлопчатобумажной тканью. Не используйте сильные чистящие средства для чистки каких-либо частей устройства.

3. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Устройство не является водонепроницаемым.

Хранилище

1. Держитесь подальше от детей.

2. Не размещайте его в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры и влажности.

3. Хранить в сухом и хорошо проветриваемом месте.

4. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство.

Внимание:

1. Не смотрите прямо на красный свет или красный свет в зеркале, это может временно раздражать глаза. Кроме того, при использовании аппарата Лонга не носите корректирующие очки, иначе это может вызвать временное раздражение глаз.

2. Не погружайте Longa в воду, чтобы избежать поражения

электрическим током. Гарантия не распространяется на механические повреждения.

3. Не используйте устройство Longa рядом с аксессуарами, источниками тепла, это может привести к сбою в нормальной работе.

4. Лазер. Избегайте прямого контакта с глазами.

5. Если вы принимаете какие-либо лекарства или продукты, которые могут вызвать у вас беспокойство по поводу света, сначала проконсультируйтесь с врачом.

6. Следует соблюдать осторожность женщинам, кормящим грудью или во время менструации.

7. Не разбирайте, не модифицируйте и не трансформируйте изделие без разрешения.

8. Не ударяйте изделие, так как это может привести к его внутреннему повреждению.

9. Беременным женщинам, людям с чувствительной кожей, сердечными заболеваниями, аномальным кровяным давлением, раком, пациентам с цереброваскулярными заболеваниями, острыми заболеваниями или другим людям, проходящим медицинское лечение, не разрешается использовать этот продукт.

10. Утилизация продукта осуществляется в соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды. В противном случае может произойти загрязнение окружающей среды.

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Størrelse:	245 x 57 x 58 mm
Netto vekt:	246,5 g
Litiumbatteri:	3,7V/2200mAh
Inngangseffekt:	5W
Inngang:	AC100-240V 50/60Hz
Exit:	DC 5V/1A
Omgivelsestemperatur:	+5°C ~ +40°C
Relativ fuktighet:	≤80 %
Atmosfærisk trykk:	86kPa ~ 106kPa
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +55°C
Relativ fuktighet:	≤93 %
Atmosfærisk trykk:	50kPa ~ 106kPa

Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Enhetsbeskrivelse [side 2-f1]:

1. Strøm
- 2.RF
3. Laser

Enheten bruker radiobølge- og laserteknologi for å stimulere hårvekst.

Hovedtrekkene:

- 10 laserhoder for å stimulere hårsekkene.
- RF-teknologi for å stimulere hodebunnen.
- LLLT-teknologi
- Betjening via vibrasjon og talekommando.
- Anti-ripe design.
- Intelligent timing-funksjon lar deg ta vare på håret på bare 15 minutter.

Bruk:

- Hårtap
- Alopecia areata.
- Androgenetisk alopecia.
- Hår er svekket på grunn av for eksempel sykdom, anestesi, graviditet.

Hvordan å bruke:

1. Longa hårvekstlaser skal brukes i henhold til handlingsprogrammet, dvs. 15 minutter, 3 ganger i uken, helst annenhver dag, f.eks mandag, onsdag, fredag. Det anbefales å bruke i ytterligere 6 måneder.
2. Hodebunnen skal være nyvasket og håret skal være tørt.
3. Langt hår bør brukes før du påfører stylingprodukter fordi de kan hindre strømmen av laserlys.
4. Trykk og hold inne strømknappen for å slå på enheten. Trykk deretter på RF-radiobølge- og laserfunksjonen for å starte

behandlingen. Plasser Longa ved røttene av håret og flytt den fra toppen av hodet til nakken (som å gre håret). Gjenta handlingen i 15 minutter. Den automatiske timeren vil slå av selve enheten etter at behandlingen er fullført.

5. Etter behandlingen rengjør du hodet med en myk, lett fuktig bomullsklut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler på noen del av enheten.

Drift av enheten:

1. Slå på: Trykk og hold inne strømknappen for å slå på, strømknappen vil lyse.
2. RF-funksjon: i slått på, trykk på RF-knappen for å slå på RF når RF-indikatoren er på; trykk på den igjen for å slå av RF.
3. Laserfunksjon: i på-tilstand, trykk på laserknappen for å slå på laseren, når laserpekeren er på; trykk på den igjen for å slå av laserfunksjonen.
4. Slå av: Etter at du har slått på, trykk og hold inne strømknappen for å slå av laserkammen og strømindikatoren slås av.
5. Lading: Koble den medfølgende USB-kabelen til strømadapteren for å lade enheten. Under lading blinker strømknappen rødt. Når den er fulladet, lyser den jevnt. (Av sikkerhetsgrunner fungerer ikke alle enhetens funksjoner under lading.)

Sikring:

Rengjøring og vedlikehold

1. Når enheten er skitten, bruk en tørr, myk klut eller håndkle til å tørke av den.
2. Etter behandlingen rengjør du hodet med en myk, lett fuktig bomullsklut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler på noen del av enheten.
3. Ikke senk enheten i vann eller andre væsker. Enheten er ikke vanntett.

Oppbevaring

1. Hold unna barn.
2. Ikke plasser den på et sted som er utsatt for direkte sollys, høy temperatur og fuktighet.
3. Oppbevares på et tørt og godt ventilert sted.
4. Ikke demonter, reparer eller modifier enheten.

Merk følgende:

1. Ikke se direkte på det røde lyset eller det røde lyset i speilet, som midlertidig kan irritere øynene dine. I tillegg må du ikke bruke korrigerende briller når du bruker Longa-enheten, ellers kan det forårsake midlertidig øyeirritasjon.
2. Ikke legg Longa i vann for å forhindre elektrisk støt. Garantien dekker ikke mekanisk skade.
3. Ikke bruk Longa-enheten i nærheten av varmekildetilbehør, som kan føre til svikt i normal drift.
4. Laser - Unngå direkte kontakt med øynene.

5. Hvis du tar noen medisiner eller produkter som kan føre til at du bekymrer deg for lys, bør du først konsultere legen din.
6. Forsiktighet bør utvises hos kvinner som ammer eller har menstruasjon.
7. Ikke demonter, modifier eller transformer produktet uten tillatelse.
8. Ikke støt produktet da det kan forårsake indre skader.
9. Gravide kvinner, personer med sensitiv hud, hjertesykdom, unormalt blodtrykk, kreft, pasienter med cerebrovaskulær sykdom, akutt sykdom eller andre personer som mottar medisinsk behandling har ikke lov til å bruke dette produktet.
10. Avhending av produktet er underlagt gjeldende miljøvernfor-skrifter. Ellers kan det oppstå miljøforurensning.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Koko:	245 x 57 x 58 mm
Nettopaino:	246,5 g
Litiumparisto:	3,7V/2200mAh
Syöttöteho:	5W
Sisäänpääsy:	AC100-240V 50/60Hz
Poistuu:	DC 5V/1A
Ympäristön lämpötila:	+5°C ~ +40°C
Suhteellinen kosteus:	≤ 80 %
Ilmakehän paine:	86kPa ~ 106kPa
Ympäristön lämpötila:	-20°C ~ +55°C
Suhteellinen kosteus:	≤93 %
Ilmakehän paine:	50kPa ~ 106kPa

Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Laitteen kuvaus [sivu 2-f1]:

1. Teho
2. RF
3. Laser

Laitte käyttää radioaalto- ja laserteknologiaa hiusten kasvun stimuloimiseen.

Pääpiirteet:

- 10 laserpäättä hiustupprien stimuloimiseksi.
- RF-tekniikka stimuloi päänahkaa.
- LLLT-tekniikka
- Toiminta tärinällä ja äänikomennolla.
- Naarmuuntumaton muotoilu.
- Älykkään ajoitustoiminnon avulla voit hoitaa hiuksiasi vain 15 minuutissa.

Käyttää:

- Hiustenlähtö
- Alopecia areata.
- Androgeneettinen hiustenlähtö.
- Hiukset heikentyneet esimerkiksi taudin, anestesian, raskauden vuoksi.

Kuinka käyttää:

1. Longa-karvakasvulaseria tulee käyttää toimintaohjelman mukaisesti eli 15 minuuttia, 3 kertaa viikossa, mieluiten joka toinen päivä, esim. maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin. On suositeltavaa käyttää vielä 6 kuukautta.
2. Päänahan tulee olla juuri pesty ja hiusten tulee olla kuivat.
3. Pitkiä hiuksia tulee käyttää ennen muotoilutuotteiden levittämistä, koska ne voivat estää laservalon kulkua.
4. Käynnistä laite pitämällä virtapainiketta painettuna. Aloita hoito painamalla sitten RF-radioaaltoa ja lasertoimintoa. Aseta Longa

hiustesi juurille ja siirrä se pään yläosasta niskaan (kuten kampaa hiuksiasi). Toista toimenpide 15 minuuttia. Automaattinen ajastin sammuttaa laitteen itse hoidon päätyttyä.

5. Puhdista pää hoidon jälkeen pehmeällä, hieman kostealla puuvillaliinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita laitteen missään osassa.

Laitteen toiminta:

1. Virta päälle: Kytke virta painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna. Virtapainikkeeseen syttyy valo.

2. RF-toiminto: virran ollessa päällä paina RF-painiketta kytkeäksesi RF:n päälle, kun RF-merkkivalo palaa; Paina sitä uudelleen sammuttaaksesi RF.

3. Lasertoiminto: Käytössä-tilassa paina laserpainiketta käynnistääksesi laserin, kun laserosoitin on päällä; Paina sitä uudelleen sammuttaaksesi lasertoiminnon.

4. Virran sammutus: Kun olet kytkenyt virran päälle, pidä virtapainiketta painettuna sammuttaaksesi laserkampa, jolloin virran merkkivalo sammuu.

5. Lataus: Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli virtalähteeseen ladataksesi laitteesi. Latauksen aikana virtapainike vilkkuu punaisena. Täyteen ladattuna se hehkuu tasaisesti. (Turvallisuussyistä kaikki laitteen toiminnot eivät toimi latauksen aikana.)

Suojaus:

Puhdistus ja huolto

1. Kun laite on likainen, pyyhi se kuivalla pehmeällä liinalla tai pyyhkeellä.

2. Puhdista pää hoidon jälkeen pehmeällä, hieman kostealla puuvillaliinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita laitteen missään osassa.

3. Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Laite ei ole vesitiivis.

Varastointi

1. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

2. Älä sijoita sitä paikkaan, joka on alttiina suoralle auringonvalolle, korkealle lämpötilalle ja kosteudelle.

3. Varastoi kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

4. Älä pura, korjaa tai muokkaa laitetta.

Huomio:

1. Älä katso suoraan punaiseen valoon tai punaiseen valoon peilissä, sillä ne voivat hetkellisesti ärsyttää silmiäsi. Älä myöskään käytä korjaavia laseja käyttäessäsi Longa-laitetta, muuten se voi aiheuttaa tilapäistä silmä-ärsytystä.

2. Älä laita Longaa veteen sähköiskun välttämiseksi. Takuu ei kata mekaanisia vaurioita.

3. Älä käytä Longa-laitetta lämmönlähteiden lisävarusteiden lähellä, mikä voi johtaa normaalin toiminnan epäonnistumiseen.

4. Laser - Vältä suoraa kosketusta silmiin.
5. Jos käytät lääkkeitä tai tuotteita, jotka saattavat aiheuttaa sinulle huolta valosta, ota ensin yhteyttä lääkäriisi.
6. Varovaisuutta tulee noudattaa imettävien tai kuukautisten aikana.
7. Älä pura, muokkaa tai muunna tuotetta ilman lupaa.
8. Älä lyö tuotteeseen, sillä se voi aiheuttaa sisäisiä vaurioita.
9. Raskaana olevat naiset, ihmiset, joilla on herkkä iho, sydänsairaus, epänormaali verenpaine, syöpä, potilaat, joilla on aivoverisuonitauti, akuutti sairaus tai muut henkilöt, jotka saavat lääketieteellistä hoitoa, eivät saa käyttää tätä tuotetta.
10. Tuotteen hävittäminen on sovellettavien ympäristönsuojelumääräysten alaista. Muutoin saattaa esiintyä ympäristön saastumista.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Μέγεθος:	245 x 57 x 58 mm
Καθαρό βάρος:	246,5 γρ
Μπαταρία λιθίου:	3,7V/2200mAh
Δύναμη εισαγωγής:	5W
Είσοδος:	AC100-240V 50/60Hz
Εξοδος:	DC 5V/1A
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	+5°C ~ +40°C
Σχετική υγρασία:	≤80%
Ατμοσφαιρική πίεση:	86kPa ~ 106kPa
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	-20°C ~ +55°C
Σχετική υγρασία:	≤93%
Ατμοσφαιρική πίεση:	50kPa ~ 106kPa

Ασφάλεια:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Περιγραφή συσκευής [σελίδα 2-f1]:

1. Δύναμη
2. RF
3. Λείζερ

Η συσκευή χρησιμοποιεί τεχνολογία ραδιοκυμάτων και λέιζερ για την τόνωση της τριχοφυΐας.

Κύρια χαρακτηριστικά:

- 10 κεφαλές λέιζερ για τόνωση των τριχοθυλακίων.
- Τεχνολογία RF για τόνωση του τριχωτού της κεφαλής.
- Τεχνολογία LLLT
- Λειτουργία μέσω δόνησης και φωνητικής εντολής.
- Αντιχαρρακτική σχεδίαση.
- Η έξυπνη λειτουργία χρονισμού σας επιτρέπει να περιποιηθείτε τα μαλλιά σας σε μόλις 15 λεπτά.

Χρήση:

- Απώλεια μαλλιών
- Γυροειδής αλωπεκία.
- Ανδρογενετική αλωπεκία.
- Μαλλιά εξασθενημένα λόγω π.χ. ασθένειας, αναισθησίας, εγκυμοσύνης.

Τρόπος χρήσης:

1. Το λέιζερ ανάπτυξης μαλλιών Longa πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης, δηλαδή 15 λεπτά, 3 φορές την εβδομάδα, κατά προτίμηση κάθε δεύτερη μέρα, π.χ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Συνιστάται η χρήση για άλλους 6 μήνες.
2. Το τριχωτό της κεφαλής πρέπει να είναι φρεσκοπλυμένο και τα μαλλιά να είναι στεγνά.
3. Τα μακριά μαλλιά πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν από την εφαρμογή προϊόντων styling γιατί μπορεί να εμποδίσουν τη ροή

του φωτός λέιζερ.

4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας. Στη συνέχεια, πατήστε τη λειτουργία ραδιοκυμάτων ραδιοσυχνοτήτων και λέιζερ για να ξεκινήσει η θεραπεία. Τοποθετήστε το Longa στις ρίζες των μαλλιών σας και μετακινήστε το από την κορυφή του κεφαλιού σας μέχρι τον αυχένα σας (σαν να χτενίζετε τα μαλλιά σας). Επαναλάβετε τη δράση για 15 λεπτά. Ο αυτόματος χρονοδιακόπτης θα απενεργοποιήσει την ίδια τη συσκευή μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.
5. Μετά τη θεραπεία, καθαρίστε το κεφάλι με ένα απαλό, ελαφρώς υγρό βαμβακερό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά καθαρισμού σε κανένα μέρος της συσκευής.

Λειτουργία συσκευής:

1. Ενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιηθεί, το κουμπί λειτουργίας θα ανάψει.
2. Λειτουργία RF: σε κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί RF για να ενεργοποιήσετε τη ραδιοσυχνότητα όταν η ένδειξη RF είναι αναμμένη. πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε το RF.
3. Λειτουργία λέιζερ: σε κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί λέιζερ για να ενεργοποιήσετε το λέιζερ, όταν ο δείκτης λέιζερ είναι ενεργοποιημένος. πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία λέιζερ.
4. Απενεργοποίηση: Μετά την ενεργοποίηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη χτένα λέιζερ και η ένδειξη λειτουργίας θα σβήσει.
5. Φόρτιση: Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στο τροφοδοτικό για να φορτίσετε τη συσκευή σας. Κατά τη φόρτιση, το κουμπί λειτουργίας αναβοσβήνει κόκκινο. Όταν είναι πλήρως φορτισμένο, λάμπει σταθερά. (Για λόγους ασφαλείας, όλες οι λειτουργίες της συσκευής δεν λειτουργούν κατά τη φόρτιση.)

Ασφάλιση:

Καθαρισμός και συντήρηση

1. Όταν η συσκευή είναι βρώμικη, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό μαλακό πανί ή πετσέτα για να τη σκουπίσετε.
2. Μετά τη θεραπεία, καθαρίστε το κεφάλι με ένα απαλό, ελαφρώς υγρό βαμβακερό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά καθαρισμού σε κανένα μέρος της συσκευής.
3. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη.

Αποθήκευση

1. Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
2. Μην το τοποθετείτε σε μέρος εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως, υψηλή θερμοκρασία και υγρασία.

3. Φυλάσσετε σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.
4. Μην αποσυναρμολογείτε, μην επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη συσκευή.

Προσοχή:

1. Μην κοπάτε απευθείας το κόκκινο φως ή το κόκκινο φως στον καθρέφτη, που μπορεί να ερεθίσουν προσωρινά τα μάτια σας. Επιπλέον, μην φοράτε διορθωτικά γυαλιά όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή Longa, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει προσωρινό ερεθισμό των ματιών.
2. Μην βάζετε το Longa σε νερό για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία. Η εγγύηση δεν καλύπτει μηχανικές βλάβες.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή Longa κοντά σε αξεσουάρ πηγής θερμότητας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της κανονικής λειτουργίας.
4. Λείζερ - Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια.
5. Εάν παίρνετε φάρμακα ή προϊόντα που μπορεί να σας ανησυχήσουν για το φως, συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό σας.
6. Πρέπει να δίνεται προσοχή σε γυναίκες που θηλάζουν ή έχουν έμμηνο ρύση.
7. Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή μεταμορφώνετε το προϊόν χωρίς άδεια.
8. Μην χτυπάτε το προϊόν γιατί μπορεί να προκαλέσει εσωτερική ζημιά.
9. Έγκυες γυναίκες, άτομα με ευαίσθητο δέρμα, καρδιακές παθήσεις, μη φυσιολογική αρτηριακή πίεση, καρκίνος, ασθενείς με εγκεφαλοαγγειακή νόσο, οξεία ασθένεια ή άλλα άτομα που λαμβάνουν ιατρική θεραπεία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.
10. Η απόρριψη του προϊόντος υπόκειται στους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ρύπανση του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Veličina:	245 x 57 x 58 mm
Neto težina:	246,5 g
Litijska baterija:	3,7V/2200mAh
Ulazna snaga:	5W
Unos:	AC100-240V 50/60Hz
Izlaz:	DC 5V/1A
Sobna temperatura:	+5°C ~ +40°C
Relativna vlažnost:	≤80%
Atmosferski pritisak:	86 kPa ~ 106 kPa
Sobna temperatura:	-20°C ~ +55°C
Relativna vlažnost:	≤93%
Atmosferski pritisak:	50kPa ~ 106kPa

Sigurnost:

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

Opis uređaja [stranica 2-f1]:

1. Snaga
- 2.RF
3. Laser

Uređaj koristi radio valove i lasersku tehnologiju za poticanje rasta kose.

Glavne značajke:

- 10 laserskih glava za stimulaciju folikula dlake.
- RF tehnologija za stimulaciju vlasišta.
- LLLT tehnologija
- Upravljanje putem vibracije i glasovne komande.
- Dizajn protiv ogrebotina.
- Funkcija inteligentnog mjerenja vremena omogućuje njegu vaše kose u samo 15 minuta.

Koristiti:

- Gubitak kose
- Alopecija areata.
- Androgena alopecija.
- Kosa oslabljena zbog npr. bolesti, anestezije, trudnoće.

Kako koristiti:

1. Longa laser za rast dlačica treba koristiti u skladu s programom djelovanja, tj. 15 minuta, 3 puta tjedno, najbolje svaki drugi dan, npr. ponedjeljak, srijeda, petak. Preporuča se koristiti još 6 mjeseci.
2. Vlasište treba biti svježe oprano, a kosa suha.
3. Dugu kosu treba koristiti prije nanošenja proizvoda za oblikovanje jer oni mogu ometati protok laserskog svjetla.
4. Pritisnite i držite tipku za uključivanje kako biste uključili svoj uređaj. Zatim pritisnite RF radio val i funkciju lasera za početak

tretmana. Postavite Longu na korijen kose i pomičite je od vrha glave prema potiljku (kao da češljate kosu). Ponavljajte radnju 15 minuta. Automatski timer će sam isključiti uređaj nakon završetka tretmana.

5. Nakon tretmana očistite glavu mekom, blago navlaženom pamučnom krpom. Nemojte koristiti jake deterdžente za čišćenje ni na jednom dijelu uređaja.

Rad uređaja:

1. **Uključivanje:** Pritisnite i držite gumb za uključivanje za uključivanje, gumb za uključivanje će zasvijetliti.
2. **RF funkcija:** u stanju uključenosti pritisnite tipku RF za uključivanje RF kada je RF indikator uključen; pritisnite ga ponovno za isključivanje RF-a.
3. **Funkcija lasera:** dok je uključen, pritisnite gumb lasera da biste uključili laser, kada je laserski pokazivač uključen; ponovno pritisnite za isključivanje laserske funkcije.
4. **Isključivanje:** Nakon uključivanja, pritisnite i držite gumb za uključivanje kako biste isključili laserski češalj i indikator napajanja će se isključiti.
5. **Punjenje:** Spojite priloženi USB kabel na adapter za napajanje kako biste napunili svoj uređaj. Tijekom punjenja tipka za napajanje treperi crveno. Kad je potpuno napunjen, postojano svijetli. (Iz sigurnosnih razloga sve funkcije uređaja ne rade tijekom punjenja.)

Osiguranje:

Čišćenje i održavanje

1. Kada je uređaj prljav, obrišite ga suhom mekom krpom ili ručnikom.
2. Nakon tretmana očistite glavu mekom, blago navlaženom pamučnom krpom. Nemojte koristiti jake deterdžente za čišćenje ni na jednom dijelu uređaja.
3. Nemojte uranjati uređaj u vodu ili druge tekućine. Uređaj nije vodootporan.

Skladištenje

1. Držati podalje od djece.
2. Ne stavljajte ga na mjesto izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti, visokoj temperaturi i vlazi.
3. Čuvajte na suhom i dobro prozračenom mjestu.
4. Nemojte rastavljati, popravljati ili modificirati uređaj.

Pažnja:

1. Ne gledajte izravno u crveno svjetlo ili crveno svjetlo u zrcalu, koje može privremeno iritirati vaše oči. Osim toga, ne nosite korektivne naočale kada koristite uređaj Longa, inače može izazvati privremenu iritaciju oka.
2. Ne stavljajte Longu u vodu kako biste spriječili električni udar. Jamstvo ne pokriva mehanička oštećenja.

3. Nemojte koristiti Longa uređaj u blizini dodatne opreme izvora topline, što može dovesti do kvara normalnog rada.
4. Laser - Izbjegavajte izravan kontakt s očima.
5. Ako uzimate bilo kakve lijekove ili proizvode koji bi mogli uzrokovati zabrinutost zbog svjetla, prvo se posavjetujte s liječnikom.
6. Potreban je oprez kod žena koje doje ili imaju menstruaciju.
7. Nemojte rastavljati, modificirati ili transformirati proizvod bez dopuštenja.
8. Nemojte udarati proizvod jer to može uzrokovati unutarnje oštećenje.
9. Trudnice, osobe s osjetljivom kožom, osobe sa srčanim oboljenjima, abnormalnim krvnim tlakom, rakom, pacijenti s cerebrovaskularnim bolestima, akutnim bolestima ili drugim osobama koje se liječe ne smiju koristiti ovaj proizvod.
10. Odlaganje proizvoda podliježe važećim propisima o zaštiti okoliša. U protivnom može doći do onečišćenja okoliša.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Storlek:	245 x 57 x 58 mm
Nettovikt:	246,5 g
Litiumbatteri:	3,7V/2200mAh
Ingångseffekt:	5W
Inträde:	AC100-240V 50/60Hz
Utgång:	DC 5V/1A
Omgivningstemperatur:	+5°C ~ +40°C
Relativ luftfuktighet:	≤80%
Atmosfärstryck:	86kPa ~ 106kPa
Omgivningstemperatur:	-20°C ~ +55°C
Relativ luftfuktighet:	≤93 %
Atmosfärstryck:	50kPa ~ 106kPa

Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Enhetsbeskrivning [sida 2-f1]:

1. Kraft
2. RF
3. Laser

Enheten använder radiovågs- och laserteknik för att stimulera hårväxt.

Huvuddrag:

- 10 laserhuvuden för att stimulera hårsäckar.
- RF-teknik för att stimulera hårbotten.
- LLLT-teknik
- Manövrering via vibration och röstkommando.
- Anti-repor design.
- Intelligent timing-funktion gör att du kan ta hand om ditt hår på bara 15 minuter.

Använda sig av:

- Håravfall
- Alopecia areata.
- Androgen alopeci.
- Hår försvagat på grund av t ex sjukdom, narkos, graviditet.

Hur man använder:

1. Longa hårväxtlaser ska användas i enlighet med åtgärdsprogrammet, dvs 15 minuter, 3 gånger i veckan, helst varannan dag, t ex måndag, onsdag, fredag. Det rekommenderas att använda i ytterligare 6 månader.
2. Hårbotten ska vara nytvättad och håret ska vara torrt.
3. Långt hår bör användas innan stylingprodukter appliceras eftersom de kan hindra flödet av laserljus.
4. Tryck och håll ned strömknappen för att slå på enheten. Tryck sedan på RF-radiovåg och laserfunktionen för att starta behandlingen. Placera Longa vid rötterna av ditt hår och flytta den

från toppen av huvudet till nacken (som att kamma håret). Upprepa åtgärden i 15 minuter. Den automatiska timern stänger av själva enheten efter att behandlingen är klar.

5. Rengör huvudet efter behandlingen med en mjuk, lätt fuktad bomullstrasa. Använd inte starka rengöringsmedel på någon del av enheten.

Enhetens funktion:

1. Ström på: Tryck och håll ned strömknappen för att slå på, strömknappen tänds.
2. RF-funktion: i påslaget läge, tryck på RF-knappen för att slå på RF när RF-indikatorn är på; tryck på den igen för att stänga av RF.
3. Laserfunktion: i påslaget läge, tryck på laserknappen för att slå på lasern, när laserpekaren är på; tryck på den igen för att stänga av laserfunktionen.
4. Stäng av: När du har slagit på, tryck och håll in strömknappen för att stänga av laserkammen och strömindikatorn släcks.
5. Laddning: Anslut den medföljande USB-kabeln till strömadaptern för att ladda din enhet. Under laddning blinkar strömknappen rött. När den är fulladdad lyser den stadigt. (Av säkerhetsskäl fungerar inte alla enhetsfunktioner under laddning.)

Säkra:

Städning och underhåll

1. När enheten är smutsig, använd en torr mjuk trasa eller handduk för att torka av den.
2. Rengör huvudet efter behandlingen med en mjuk, lätt fuktad bomullstrasa. Använd inte starka rengöringsmedel på någon del av enheten.
3. Sänk inte ner enheten i vatten eller andra vätskor. Enheten är inte vattentät.

Lagring

1. Håll borta från barn.
2. Placera den inte på en plats som utsätts för direkt solljus, hög temperatur och luftfuktighet.
3. Förvara på en torr och väl ventilerad plats.
4. Ta inte isär, reparera eller modifiera enheten.

Uppmärksamhet:

1. Titta inte direkt på det röda ljuset eller det röda ljuset i spegeln, eftersom det tillfälligt kan irritera dina ögon. Bär dessutom inte korrigerande glasögon när du använder Longa-enheten, annars kan det orsaka tillfällig ögonirritation.
2. Lägg inte Longa i vatten för att förhindra elektriska stötar. Garantin täcker inte mekaniska skador.
3. Använd inte Longa-enheten i närheten av värmekällastillbehör, vilket kan leda till att normal drift inte fungerar.
4. Laser - Undvik direktkontakt med ögonen.
5. Om du tar några mediciner eller produkter som kan få dig att

oroa dig för ljus, rådfråga din läkare först.

6. Försiktighet bör iaktas hos kvinnor som ammar eller har mens.
7. Ta inte isär, modifiera eller transformera produkten utan tillstånd.
8. Slå inte på produkten eftersom det kan orsaka inre skador.
9. Gravida kvinnor, personer med känslig hud, hjärtsjukdom, onormalt blodtryck, cancer, patienter med cerebrovasculär sjukdom, akut sjukdom eller andra personer som får medicinsk behandling får inte använda denna produkt.
10. Avfallshantering av produkten är föremål för tillämpliga miljöskyddsbestämmelser. Annars kan miljöföroreningar uppstå.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Størrelse:	245 x 57 x 58 mm
Nettovægt:	246,5 g
Lithium batteri:	3,7V/2200mAh
Indgangseffekt:	5W
Indgang:	AC100-240V 50/60Hz
Afslut:	DC 5V/1A
Omgivelsestemperatur:	+5°C ~ +40°C
Relativ luftfugtighed:	≤80 %
Atmosfærisk tryk:	86kPa ~ 106kPa
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +55°C
Relativ luftfugtighed:	≤93 %
Atmosfærisk tryk:	50kPa ~ 106kPa

Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Enhedsbeskrivelse [side 2-f1]:

1. Strøm
2. RF
3. Laser

Enheden bruger radiobølge- og laserteknologi til at stimulere hårvækst.

Hovedtræk:

- 10 laserhoveder til at stimulere hårsækkene.
- RF-teknologi til at stimulere hovedbunden.
- LLLT teknologi
- Betjening via vibration og stemmekommando.
- Anti-ridse design.
- Intelligent timing-funktion giver dig mulighed for at pleje dit hår på kun 15 minutter.

Brug:

- Hårtab
- Alopecia areata.
- Androgenetisk alopeci.
- Hår svækket på grund af fx sygdom, anæstesi, graviditet.

Sådan bruger du:

1. Longa hårvækstlaseren skal bruges i overensstemmelse med handlingsprogrammet, det vil sige 15 minutter, 3 gange om ugen, helst hver anden dag, fx mandag, onsdag, fredag. Det anbefales at bruge i yderligere 6 måneder.
2. Hovedbunden skal være nyvasket og håret skal være tørt.
3. Langt hår bør bruges før stylingprodukter påføres, da de kan forhindre laserlysstrømmen.
4. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde din enhed. Tryk derefter på RF-radiobølge- og laserfunktionen for at starte behandlingen. Placer Longa ved rødderne af dit hår og flyt den fra

toppen af dit hoved til nakken (som at rede dit hår). Gentag handlingen i 15 minutter. Den automatiske timer slukker selv for enheden, efter at behandlingen er afsluttet.

5. Efter behandlingen renses hovedet med en blød, let fugtig bomuldsklud. Brug ikke stærke rengøringsmidler på nogen del af enheden.

Betjening af enheden:

1. Tænd: Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde, tænd/sluk-knappen lyser.
2. RF-funktion: i tændt tilstand, tryk på RF-knappen for at tænde for RF, når RF-indikatoren er tændt; tryk på den igen for at slå RF fra.
3. Laserfunktion: i tændt tilstand skal du trykke på laserknappen for at tænde laseren, når lasermarkøren er tændt; tryk igen for at slå laserfunktionen fra.
4. Sluk: Efter tænding skal du trykke og holde tænd/sluk-knappen nede for at slukke for laserkammen, og strømindikatoren slukkes.
5. Opladning: Tilslut det medfølgende USB-kabel til strømadapteren for at oplade din enhed. Under opladning blinker tænd/sluk-knappen rødt. Når den er fuldt opladet, lyser den konstant. (Af sikkerhedsmæssige årsager fungerer alle enhedsfunktioner ikke under opladning.)

Sikring:

Rengøring og vedligeholdelse

1. Når enheden er snavset, skal du bruge en tør, blød klud eller et håndklæde til at tørre den af.
2. Efter behandlingen renses hovedet med en blød, let fugtig bomuldsklud. Brug ikke stærke rengøringsmidler på nogen del af enheden.
3. Nedsenk ikke enheden i vand eller andre væsker. Enheden er ikke vandtæt.

Opbevaring

1. Hold væk fra børn.
2. Anbring den ikke på et sted, der er udsat for direkte sollys, høj temperatur og luftfugtighed.
3. Opbevares på et tørt og godt ventileret sted.
4. Undlad at adskille, reparere eller modificere enheden.

Opmærksomhed:

1. Se ikke direkte på det røde lys eller det røde lys i spejlet, som midlertidigt kan irritere dine øjne. Derudover må du ikke bære korrigerende briller, når du bruger Longa-apparatet, da det ellers kan forårsage midlertidig øjenirritation.
2. Put ikke Longa i vand for at forhindre elektrisk stød. Garantien dækker ikke mekaniske skader.
3. Brug ikke Longa-enheden i nærheden af varmekildetilbehør, hvilket kan føre til fejl i normal drift.

4. Laser - Undgå direkte kontakt med øjnene.
5. Hvis du tager medicin eller produkter, der kan få dig til at bekymre dig om lys, skal du først kontakte din læge.
6. Der bør udvises forsigtighed hos kvinder, der ammer eller har menstruation.
7. Undlad at skille produktet ad, modificere eller transformere produktet uden tilladelse.
8. Slå ikke produktet, da det kan forårsage indre skader.
9. Gravide kvinder, personer med følsom hud, hjertesygdomme, unormalt blodtryk, kræft, patienter med cerebrovaskulær sygdom, akut sygdom eller andre personer, der modtager medicinsk behandling, må ikke bruge dette produkt.
10. Bortskaffelse af produkter er underlagt gældende miljøbeskyttelsesbestemmelser. Ellers kan der opstå miljøforurening.

Mere information om virksomheden og produkterne

[side 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Maat:	245 x 57 x 58 mm
Netto gewicht:	246,5 g
Lithium batterij:	3,7V/2200mAh
Ingangsvermogen:	5W
Toegang:	AC100-240V 50/60Hz
Uitgang:	Gelijkstroom 5V/1A
Omgevingstemperatuur:	+5°C ~ +40°C
Relatieve vochtigheid:	≤80%
Luchtdruk:	86 kPa ~ 106 kPa
Omgevingstemperatuur:	-20°C~+55°C
Relatieve vochtigheid:	≤93%
Luchtdruk:	50 kPa ~ 106 kPa

Beveiliging:

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

Apparaatbeschrijving [pagina 2-f1]:

1. Vermogen
2. RF
3. Laseren

Het apparaat maakt gebruik van radiogolf- en lasertechnologie om de haargroei te stimuleren.

Belangrijkste kenmerken:

- 10 laserkoppen om de haarzakjes te stimuleren.
- RF-technologie om de hoofdhuid te stimuleren.
- LLLT-technologie
- Bediening via trillingen en stemcommando's.
- Antikrasontwerp.
- Dankzij de intelligente timingfunctie kunt u uw haar in slechts 15 minuten verzorgen.

Gebruik:

- Haarausval
- Alopecia areata.
- Androgenetische alopecia.
- Haar verzwakt door bijvoorbeeld ziekte, anesthesie, zwangerschap.

Hoe te gebruiken:

1. De Longa haargroeilaser dient te worden gebruikt volgens het actieprogramma, d.w.z. 15 minuten, 3 keer per week, bij voorkeur om de andere dag, bijvoorbeeld maandag, woensdag, vrijdag. Het wordt aanbevolen om nog eens 6 maanden te gebruiken.
2. De hoofdhuid moet vers worden gewassen en het haar moet droog zijn.
3. Lang haar moet worden gebruikt voordat stylingproducten worden aangebracht, omdat deze de stroom van laserlicht kunnen

belemmeren.

4. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om uw apparaat in te schakelen. Druk vervolgens op de RF-radiogolf- en Laser-functie om de behandeling te starten. Plaats de Longa bij de haarwortels en beweeg hem van de bovenkant van je hoofd naar de achterkant van je nek (zoals bij het kammen van je haar). Herhaal de actie gedurende 15 minuten. De automatische timer schakelt het apparaat zelf uit nadat de behandeling is voltooid.
5. Maak na de behandeling de kop schoon met een zachte, licht vochtige katoenen doek. Gebruik op geen enkel onderdeel van het apparaat sterke schoonmaakmiddelen.

Apparaatbediening:

1. Aanzetten: Houd de aan/uit-knop ingedrukt om in te schakelen, de aan/uit-knop gaat branden.
2. RF-functie: druk in de ingeschakelde toestand op de RF-knop om de RF in te schakelen wanneer de RF-indicator brandt; druk er nogmaals op om RF uit te schakelen.
3. Laserfunctie: druk in de aan-status op de laserknop om de laser in te schakelen, terwijl de laseraanwijzer is ingeschakeld; druk er nogmaals op om de laserfunctie uit te schakelen.
4. Uitschakelen: Houd na het inschakelen de aan/uit-knop ingedrukt om de laserkam uit te schakelen. De aan/uit-indicator gaat uit.
5. Opladen: Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de voedingsadapter om uw apparaat op te laden. Tijdens het opladen knippert de aan/uit-knop rood. Wanneer deze volledig is opgeladen, brandt deze continu. (Om veiligheidsredenen werken niet alle apparaatfuncties tijdens het opladen.)

Beveiligen:

Reiniging en onderhoud

1. Als het apparaat vuil is, gebruik dan een droge, zachte doek of handdoek om het af te vegen.
2. Maak na de behandeling de kop schoon met een zachte, licht vochtige katoenen doek. Gebruik op geen enkel onderdeel van het apparaat sterke schoonmaakmiddelen.
3. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Het apparaat is niet waterdicht.

Opslag

1. Blijf uit de buurt van kinderen.
2. Plaats het niet op een plaats die wordt blootgesteld aan direct zonlicht, hoge temperaturen en vochtigheid.
3. Opslaan op een droge en goed geventileerde plaats.
4. Demonteer, repareer of wijzig het apparaat niet.

Aandacht:

1. Kijk niet rechtstreeks in het rode licht of het rode licht in de spiegel, dit kan uw ogen tijdelijk irriteren. Draag bovendien geen

corrigerende bril wanneer u het Longa-apparaat gebruikt, anders kan dit tijdelijke oogirritatie veroorzaken.

2. Plaats Longa niet in water om elektrische schokken te voorkomen. De garantie dekt geen mechanische schade.
3. Gebruik het Longa-apparaat niet in de buurt van accessoires voor warmtebronnen, omdat dit tot storingen in de normale werking kan leiden.
4. Laser - Vermijd direct contact met de ogen.
5. Als u medicijnen of producten gebruikt waardoor u zich zorgen kunt maken over licht, raadpleeg dan eerst uw arts.
6. Voorzichtigheid is geboden bij vrouwen die borstvoeding geven of menstrueren.
7. Demonteer, wijzig of transformeer het product niet zonder toestemming.
8. Sla niet op het product, omdat dit interne schade kan veroorzaken.
9. Zwangere vrouwen, mensen met een gevoelige huid, hartaandoeningen, abnormale bloeddruk, kanker, patiënten met cerebrovasculaire aandoeningen, acute ziekten of andere mensen die een medische behandeling ondergaan, mogen dit product niet gebruiken.
10. Het afvoeren van producten is onderworpen aan de toepasselijke milieubeschermingsvoorschriften. Anders kan er milieuvervuiling optreden.

Meer informatie over het bedrijf en de producten

[pagina 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Boyut:	245x57x58 mm
Net ağırlığı:	246.5g
Lityum pil:	3.7V/2200mAh
Giriş gücü:	5W
Giriş:	AC100-240V 50/60Hz
Çıkış:	DC 5V/1A
Ortam sıcaklığı:	+5°C ~ +40°C
Bağıl nem:	≤%80
Atmosferik basınç:	86kPa ~ 106kPa
Ortam sıcaklığı:	-20°C ~ +55°C
Bağıl nem:	≤%93
Atmosferik basınç:	50kPa ~ 106kPa

Güvenlik:

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan önerilere uyun.

Cihaz açıklaması [sayfa 2-f1]:

1. Güç
- 2.RF
3. Lazer

Cihaz, saç büyümesini teşvik etmek için radyo dalgası ve lazer teknolojilerini kullanır.

Ana Özellikler:

- Saç köklerini uyarmak için 10 lazer başlığı.
- Kafa derisini uyaran RF teknolojisi.
- LLLT teknolojisi
- Titreşim ve sesli komutla çalıştırma.
- Çizilmez tasarım.
- Akıllı zamanlama işlevi, saçınızın bakımını yalnızca 15 dakika içinde yapmanızı sağlar.

Kullanmak:

- Saç kaybı
- Alopesi Areata.
- Androjenetik alopesi.
- Hastalık, anestezi, hamilelik gibi nedenlerle saçların zayıflaması.

Nasıl kullanılır:

1. Longa tüy uzatıcı lazer, eylem programına uygun olarak, yani 15 dakika, haftada 3 kez, tercihen güneşli, örneğin Pazartesi, Çarşamba, Cuma kullanılmalıdır. 6 ay daha kullanılması tavsiye edilir.
2. Saç derisi yeni yıkanmalı ve saçlar kuru olmalıdır.
3. Lazer ışığının akışını engelleyebileceği için şekillendirme ürünlerini uygulamadan önce uzun saçlar kullanılmalıdır.
4. Cihazınızı açmak için güç düğmesini basılı tutun. Daha sonra tedaviye başlamak için RF radyo dalgasına ve Lazer fonksiyonuna basın. Longa'yı saçınızın köklerine yerleştirin ve başınızın

üstünden ensenize doğru (saçınızı tarar gibi) hareket ettirin. Eylemi 15 dakika boyunca tekrarlayın. Tedavi tamamlandıktan sonra otomatik zamanlayıcı cihazı kendisi kapatacaktır. 5. Tedaviden sonra başınızı yumuşak, hafif nemli pamuklu bir bezle temizleyin. Cihazın hiçbir yerinde güçlü temizlik deterjanları kullanmayın.

Cihazın çalışması:

1. Açma: Açmak için güç düğmesini basılı tutun, güç düğmesinin ışığı yanacaktır.
2. RF fonksiyonu: Güç açık durumdayken, RF göstergesi açıkken RF'yi açmak için RF düğmesine basın; RF'yi kapatmak için tekrar basın.
3. Lazer fonksiyonu: açık durumdayken, lazer işaretleyici açıkken lazeri açmak için lazer düğmesine basın; Lazer fonksiyonunu kapatmak için tekrar basın.
4. Kapatma: Güç açıldıktan sonra, lazer tarağını kapatmak için güç düğmesini basılı tutun; güç göstergesi kapanacaktır.
5. Şarj Etme: Cihazınızı şarj etmek için birlikte verilen USB kablosunu güç adaptörüne bağlayın. Şarj sırasında güç düğmesi kırmızı renkte yanıp sönüyor. Tamamen şarj olduğunda sürekli olarak parlıyor. (Güvenlik nedeniyle şarj sırasında cihazın tüm fonksiyonları çalışmaz.)

Güvenliği sağlama:

Temizlik ve bakım

1. Cihaz kirlendiğinde kuru, yumuşak bir bez veya havlu kullanarak silin.
2. Tedaviden sonra başınızı yumuşak, hafif nemli pamuklu bir bezle temizleyin. Cihazın hiçbir yerinde güçlü temizlik deterjanları kullanmayın.
3. Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayın. Cihaz su geçirmez değildir.

Depolamak

1. Çocuklardan uzak tutun.
2. Doğrudan güneş ışığına, yüksek sıcaklığa ve neme maruz kalan bir yere koymayın.
3. Kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın.
4. Cihazı parçalarına ayırmayın, tamir etmeyin veya değişiklik yapmayın.

Dikkat:

1. Gözlerinizi geçici olarak tahriş edebileceği için aynadaki kırmızı ışığa veya kırmızı ışığa doğrudan bakmayın. Ayrıca Longa cihazını kullanırken düzeltici gözlük takmayın, aksi takdirde geçici göz tahrişine neden olabilir.
2. Elektrik çarpmasını önlemek için Longa'yı suya koymayın. Garanti mekanik hasarları kapsamaz.
3. Longa cihazını ısı kaynağı aksesuarlarının yakınında

kullanmayın; bu durum normal çalışmanın aksamasına neden olabilir.

4. Lazer - Gözlerle doğrudan temastan kaçının.
5. Işık konusunda endişelenmenize neden olabilecek herhangi bir ilaç veya ürün kullanıyorsanız öncelikle doktorunuza danışın.
6. Emziren veya adet gören kadınlarda dikkatli olunmalıdır.
7. Ürünü izinsiz sökmeyin, değiştirmeyin veya dönüştürmeyin.
8. İç hasara yol açabileceği için ürüne çarpmayın.
9. Hamile kadınların, cildi hassas olanların, kalp rahatsızlığı olanların, anormal tansiyona sahip olanların, kanserin, serebrovasküler hastalığı olanların, akut hastalığı olanların veya tıbbi tedavi gören diğer kişilerin bu ürünü kullanmasına izin verilmez.
10. Ürünün imhası yürürlükteki çevre koruma düzenlemelerine tabidir. Aksi takdirde çevre kirliliği meydana gelebilir.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

размер:	245 x 57 x 58 mm
Нето тегло:	246.5g
Литиева батерия:	3.7V/2200mAh
Входяща мощност:	5W
вход:	AC100-240V 50/60Hz
Изход:	DC 5V/1A
Температура на околната среда:	+5°C ~ +40°C
Относителна влажност:	≤80%
Атмосферно налягане:	86kPa ~ 106kPa
Температура на околната среда:	-20°C ~ +55°C
Относителна влажност:	≤93%
Атмосферно налягане:	50kPa ~ 106kPa

Сигурност:

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Описание на устройството [страница 2-f1]:

1. Сила
- 2.RF
3. Лазер

Устройството използва радиовълнова и лазерна технология за стимулиране на растежа на косата.

Основните функции:

- 10 лазерни глави за стимулиране на космените фоликули.
- RF технология за стимулиране на скалпа.
- LLLT технология
- Работа чрез вибрация и гласова команда.
- Дизайн против надраскване.
- Интелигентната функция за синхронизиране ви позволява да се грижите за косата си само за 15 минути.

Използвайте:

- Косопад
- Алопеция ареата.
- Андрогенна алопеция.
- Коса, отслабена например поради заболяване, анестезия, бременност.

Как да използвам:

1. Лазерът за растеж на косата Longa трябва да се използва в съответствие с програмата за действие, т.е. 15 минути, 3 пъти седмично, за предпочитане през ден, например понеделник, сряда, петък. Препоръчително е да се използва още 6 месеца.
2. Скалпът трябва да е прясно измит, а косата – суха.
3. Дългата коса трябва да се използва преди нанасяне на стилизиращи продукти, защото те могат да попречат на

потока на лазерната светлина.

4. Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да включите вашето устройство. След това натиснете функцията RF радиовълна и лазер, за да започнете лечението.

Поставете Longa в корените на косата си и я преместете от върха на главата към тила (като срещете косата си).

Повторете действието за 15 минути. Автоматичният таймер сам ще изключи устройството след приключване на лечението.

5. След третирането почистете главата с мека, леко навлажнена памучна кърпа. Не използвайте силни почистващи препарати за никоя част от устройството.

Работа на устройството:

1. Включване: Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да включите, бутонът за захранване ще светне.

2. RF функция: в състояние на включване натиснете бутона RF, за да включите RF, когато RF индикаторът е включен; натиснете го отново, за да изключите RF.

3. Лазерна функция: във включено състояние натиснете лазерния бутон, за да включите лазера, когато лазерната показалка е включена; натиснете го отново, за да изключите лазерната функция.

4. Изключване: След включване натиснете и задръжте бутона за захранване, за да изключите лазерния гребен и индикаторът за захранване ще се изключи.

5. Зареждане: Свържете включения USB кабел към захранващия адаптер, за да заредите вашето устройство. Докато се зарежда, бутонът за захранване мига в червено. Когато е напълно зареден, свети постоянно. (От съображения за безопасност всички функции на устройството не работят по време на зареждане.)

Обезопасяване:

Почистяване и поддръжка

1. Когато устройството е замърсено, използвайте суха мека кърпа или кърпа, за да го избършете.

2. След третирането почистете главата с мека, леко навлажнена памучна кърпа. Не използвайте силни почистващи препарати за никоя част от устройството.

3. Не потапяйте устройството във вода или други течности. Устройството не е водоустойчиво.

Съхранение

1. Пазете от деца.

2. Не го поставяйте на място, изложено на пряка слънчева светлина, висока температура и влажност.

3. Съхранявайте на сухо и добре проветриво място.

4. Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте устройството.

Внимание:

1. Не гледайте директно към червената светлина или червената светлина в огледалото, което може временно да раздразни очите ви. Освен това не носете коригиращи очила, когато използвате устройството Longa, в противен случай може да причини временно дразнене на очите.
2. Не поставяйте Longa във вода, за да предотвратите токов удар. Гаранцията не покрива механични повреди.
3. Не използвайте устройството Longa в близост до аксесоари за източник на топлина, което може да доведе до отказ на нормалната работа.
4. Лазер - Избягвайте директен контакт с очите.
5. Ако приемате никакви лекарства или продукти, които могат да ви накарат да се тревожите за светлината, първо се консултирайте с вашия лекар.
6. Трябва да се внимава при жени, които кърмят или имат менструация.
7. Не разглобявайте, модифицирайте или трансформирайте продукта без разрешение.
8. Не удряйте продукта, тъй като това може да причини вътрешна повреда.
9. Бременни жени, хора с чувствителна кожа, сърдечни заболявания, абнормно кръвно налягане, рак, пациенти с мозъчно-съдови заболявания, остри заболявания или други хора, получаващи медицинско лечение, нямат право да използват този продукт.
10. Изхвърлянето на продукта е предмет на приложимите разпоредби за опазване на околната среда. В противен случай може да възникне замърсяване на околната среда.

Повече информация за компанията и продуктите**[страница 2 - f2]:**- www.beautifly.eu- www.youtube.com/beautifly.eu

تشغيل الجهاز:

1. التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة للتشغيل، وسيضيء زر الطاقة.
 2. وظيفة الترددات اللاسلكية: في حالة التشغيل، اضغط على زر الترددات اللاسلكية لتشغيل الترددات اللاسلكية عندما يكون مؤشر الترددات اللاسلكية قيد التشغيل؛ اضغط عليه مرة أخرى لإيقاف الترددات اللاسلكية.
 3. وظيفة الليزر: في حالة التشغيل، اضغط على زر الليزر لتشغيل الليزر، عندما يكون مؤشر الليزر قيد التشغيل؛ اضغط عليه مرة أخرى لإيقاف وظيفة الليزر.
 4. إيقاف التشغيل: بعد التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لإيقاف تشغيل مشط الليزر وسيتم إيقاف تشغيل مؤشر الطاقة.
- المرفق بمحول الطاقة لشحن جهازك. أثناء الشحن، يومض USB 5. الشحن: قم بتوصيل كابل زر الطاقة باللون الأحمر. عندما تكون مشحونة بالكامل، فإنها تنوهج بشكل ثابت. (لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تعمل جميع وظائف الجهاز أثناء الشحن.)

تلمين:

التنظيف والصيانة

1. عندما يتسخ الجهاز، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة أو منشفة لمسحه.
2. بعد العلاج، قم بتنظيف الرأس بقطعة قماش قطنية ناعمة ورطبة قليلاً. لا تستخدم منظفات التنظيف القوية على أي جزء من الجهاز.
3. لا تغمر الجهاز في الماء أو السوائل الأخرى. الجهاز ليس مقلوم للماء.

تخزين

1. الابتعاد عن الأطفال.
2. لا تضعه في مكان يتعرض لأشعة الشمس المباشرة ودرجة الحرارة العالية والرطوبة.
3. قم بالتخزين في مكان جاف وجيد التهوية.
4. لا تقم بتفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله.

انتباه:

1. لا تنتظر مباشرة إلى الضوء الأحمر أو الضوء الأحمر في المرأة، مما قد يؤدي إلى تهيج عينيك مؤقتاً. بالإضافة إلى ذلك، لا ترتدي النظارات التصحيحية عند استخدام جهاز لونها، وإلا فقد يسبب تهيجاً مؤقتاً للعين.
2. لا تضع لونها في الماء لمنع حدوث صدمة كهربائية. الضمان لا يغطي الأضرار الميكانيكية بالقرب من ملحقات مصدر الحرارة، مما قد يؤدي إلى فشل Longa 3. لا تستخدم جهاز التشغيل العادي.
4. الليزر - تجنب ملامسة العينين مباشرة.
5. إذا كنت تتناول أي أدوية أو منتجات قد تسبب لك القلق بشأن الضوء، استشر طبيبك أولاً.
6. يجب توخي الحذر عند النساء المرضعات أو الحائض.
7. لا تقم بتفكيك المنتج أو تعديله أو تحويله دون إذن.
8. لا تضرب المنتج لأنه قد يسبب ضرراً داخلياً.
9. لا يُسمح للنساء الحوامل أو الأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو أمراض القلب أو ضغط الدم غير الطبيعي أو السرطان أو المرضى الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية الدماغية أو الأمراض الحادة أو غيرهم من الأشخاص الذين يتلقون العلاج الطبي باستخدام هذا المنتج.
10. يخضع التخلص من المنتج لوائح حماية البيئة المعمول بها. وإلا قد يحدث تلوث بيئي.

[f2] - صفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

مقاس:	245 × 57 × 58 ملم
الوزن الصافي:	246.5 جرام
بطارية ليثيوم:	3.7 فولت/2200 مللي أمبير
مدخل الطاقة:	5 واط
دخول:	تيار متردد 100-240 فولت 60/50 هرتز
مخرج:	تيار مستمر 5 فولت/1 أمبير
درجة الحرارة المحيطة:	5 درجة مئوية ~ +40 درجة مئوية
الرطوبة النسبية:	≥80%
الضغط الجوي:	86 كيلو باسكال ~ 106 كيلو باسكال
درجة الحرارة المحيطة:	20 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية
الرطوبة النسبية:	≥93%
الضغط الجوي:	50 كيلو باسكال ~ 106 كيلو باسكال

حماية:

قبل استخدام المنتج، اقر دليل المستخدم هذا واتبع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز.

[1-صفحة 2] وصف الجهاز:

1. القوة
- 2.RF
3. الليزر

يستخدم الجهاز تقنية موجات الراديو والليزر لتحفيز نمو الشعر.

الخصائص الرئيسية:

10. رؤوس ليزر لتحفيز بصيلات الشعر -
- لتحفيز فروة الرأس RF تقنية -
- LLLT تقنية -
- التشغيل عن طريق الاهتزاز والأوامر الصوتية -
- تصميم مضاد للخدش -
- يتيح لك وظيفة التوقيت الذكية العناية بشعرك خلال 15 دقيقة فقط -

يستخدم:

- تساقط الشعر -
- داء الثعلبية -
- الثعلبية الأندروجينية -
- ضعف الشعر نتيجة المرض، التخدير، الحمل -

كيف تستعمل:

1. يجب استخدام ليزر الأسبوع، ويفضل أن يكون ذلك كل يومين، على سبيل المثال الاثنين، الأربعاء، الجمعة. يوصى باستخدامه لمدة 6 أشهر أخرى
2. يجب غسل فروة الرأس حديثاً، ويجب أن يكون الشعر جافاً
3. يجب استخدام الشعر الطويل قبل وضع منتجات التصفيف لأنها قد تعيق تدفق ضوء الليزر
4. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لتشغيل جهازك. ثم اضغط على موجة الراديو ووظيفة الليزر لبدء العلاج. ضعي لونها على جذور شعرك وحركيه من أعلى رأسك إلى مؤخرة قبتك (مثل تمشيط شعرك). كرر الإجراء لمدة 15 دقيقة. سيقيم المؤقت التلقائي بليقاف تشغيل الجهاز نفسه بعد اكتمال العلاج
5. بعد العلاج، قم بتنظيف الرأس بقطعة قماش قطنية ناعمة ورطبة قليلاً. لا تستخدم منظفات التنظيف القوية على أي جزء من الجهاز



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i

akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Longa Pro