

# BEAUTIFLY

B-Shine

# Blush

series




Wielofunkcyjny laser  
kosmetyczny  
Multifunctional  
cosmetic laser

Instrukcja obsługi  
User manual

[f](https://www.facebook.com/beautifly.eu) /beautifly.eu [@beautifly.eu](https://www.instagram.com/beautifly.eu) [globe](https://www.globe.com/beautifly.eu) beautifly.eu

[▶](https://www.youtube.com/beautiflyeu) /beautiflyeu [🎵](https://www.tiktok.com/@beautiflyeu) @beautiflyeu

f1



f2



Moc wejściowa:	36W
Napięcie znamionowe:	100-240V
Znamionowy zakres częstotliwości:	50 Hz / 60 Hz
Temperatura przechowywania:	od 0°C do 45°C
Temperatura pracy:	od 5°C do 35°C
Wilgotność podczas pracy:	od 25% do 75%

#### Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

#### Opis ogólny [ strona 2- f1]:

1. Wyłącznik.
2. Wskaźnik intensywności / Wyświetlacz LCD.
3. Wymienna lampa.
4. Przycisk błysku.
5. Wejście DC.
6. Typ lampy (HR / depilacja, SR / odmłodzenie skóry, AC / leczenie trądziku).
7. Pozostały impuls.
8. Temperatura urządzenia (jasne w porządku, miga znaczy że temperatura za wysoka).
9. Poziom energii.
10. Stan wentylatora (jasne jest w porządku, miga znaczy że temperatura za wysoka).

Dodatkowo: pokrowiec do przechowywania, ładowarka.

#### Funkcje [ strona 2- f1]:

Shine posiada trzy funkcje oraz oddzielne lampy do każdej z nich.

Funkcja 1: depilacja IPL

Funkcja 2: odmładzanie skóry IPL

Funkcja 3: usuwanie trądziku IPL

A. Depilacja

B. Redukcja zmarszczek

C. Leczenie trądziku

#### Przeciwwskazania:

1. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 15 roku życia. Młodzież w wieku 15–18 lat może korzystać z urządzenia za zgodą i/lub pod nadzorem rodziców bądź opiekunów. Osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat, mogą swobodnie korzystać urządzenia.
2. Nie należy używać, jeśli skóra w obszarze, który ma być poddany zabiegowi, jest opalona lub zaczerwieniona. Używanie urządzenia na opalonej lub zaczerwienionej skórze może spowodować tymczasowe lub nawet trwałe odbarwienia skóry.
3. Nie używaj, jeśli jesteś w ciąży, próbujesz zażyć w ciąży, podejrzewasz, że możesz być w ciąży lub jesteś w okresie karmienia piersią. Urządzenie Shine nie było testowane pod tym kątem, dlatego nie należy go używać w tych przypadkach. Zmiany hormonalne występujące podczas ciąży lub karmienia piersią mogą zwiększać ryzyko uszkodzenia skóry lub wrażliwość skóry.
4. Nie należy stosować urządzenia, w przypadku występowania chorób takich jak epilepsja, napady padaczkowe lub migrena. Błyski energii mogą powodować silne bóle głowy i migreny.
5. Nie stosować na obszarach skóry pokrytych tatuażem, ciemnobrązowymi lub czarnymi miejscach (takich jak ciemne piegi, znamiona, lub brodawki). Tatuaże lub ciemne plamy mogą wchłoniąć za dużo energii świetlnej, która może powodować obrzęk skóry, tymczasowe lub stałe pęcherze, przebarwienia lub wybielenie skóry.
6. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli masz tendencję do tworzenia się bliznowców.
7. Nie używaj na skórze głowy, uszach, szyi, sutkach oraz na błonach śluzowych (wargach sromowych mniejszych, w okolicach pochwy i odbytu). W tych punktach strefy bikini, gdzie skóra ma silniejszą pigmentację, należy używać niższego poziomu intensywności światła. Użycie w tych miejscach może spowodować obrzęk skóry, pęcherze lub tymczasowe przebarwienie lub wybielenie skóry.
8. Nie stosować, jeśli w obszarze leczenia występuje jakikolwiek czynny stan zapalny skóry, w tym trądzik, łuszczyca, wyprysk, oparzenia, opryszczka, otarcie naskórka lub wysypka. Te czynniki mogą uczynić skórę bardziej wrażliwą na światło i sprawić, że zabieg będzie nieprzyjemny lub spowodować na skórze obrzęk, pęcherze lub infekcje. Jeśli skóra będzie wystarczająco zagojona, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.
9. Nie należy stosować urządzenia jeśli przyjmujesz leki, które uwrażliwiają skórę na światło, w tym niesteroidowe środki przeciwzapalne (np. aspiryna, ibuprofen, cetaminofen), tetracykliny, fenotiazyny, tiazydy, diuretyki, sulfonilomoczniki, sulfonamidy, DTIC, fluorouracyl, winblastyna, grzeofulwina, kwasy alfa-hydroksylowe (AHAS), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), Retin-A, Accutane i / lub retinoidy miejscowe.
10. Nie stosować, jeśli u pacjenta występuje choroba związana z nadwrażliwością na światło, np. porfiria, polimorficzna erupcja światła, pokrzywka słoneczna, toczeń itp. Warunki te powodują, że skóra jest bardziej wrażliwa na działanie światła i wykonanie zabiegu może być nieprzyjemne lub powodujące obrzęk skóry, pęcherze lub infekcje.

#### Ostrzeżenia dotyczące obsługi:

1. Produkt nie włączy się bez włożenia lampy, należy włożyć lampę przed podłączeniem do zasilania. Podczas pracy urządzenia nie zasłaniaj otworów powietrza wlotowego i wentylacyjnego, aby nie wpłynęło to negatywnie na wydzielanie ciepła.
2. Podczas pracy urządzenia należy nosić okulary ochronne.
3. Przed użyciem oczyścić obszar skóry poddawany zabiegowi. Nie jest dozwolone stosowanie żadnych

4. Wybierz odpowiednią intensywność (patrz punkt "wybierz intensywność") i zacznij od niskiego poziomu.
5. Pozwól, aby okno urządzenia dotykało wybranych obszarów w pionie i traktuj obszary po kolei. Odstęp między impulsami powinien wynosić co najmniej 20 sekund.
6. Po zabiegu zaleca się przemyć twarz użyć preparatu nawilżającego.
7. Wyłącz urządzenie i użyj wilgotnej ściereczki lub wacika, aby wyczyścić okno zabiegowe.
8. Umieść urządzenie i akcesoria w pokrowcu lub pudełku i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

## Tabela porównująca kolor skóry i włosów

kolor skóry \ kolor włosów	biały	odcień kości słoniowej	beżowy	jasy brąz	brązowy	ciemny brąz i czarny
czarny	✓	✓	✓	✓	✓	✗
ciemny brąz	✓	✓	✓	✓	✓	✗
brązowy	✓	✓	✓	✓	✓	✗
złoty	✓	✓	✓	✓	✓	✗
czerwony	✗	✗	✗	✗	✗	✗
biały	✗	✗	✗	✗	✗	✗
szary	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ dotyczy

✗ nie dotyczy

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 -f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

kosmetyków na skórę bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu. Może to spowodować zniszczenie urządzenia i wpłynąć na efekt wykonywanego zabiegu.

4. Dostosuj poziom energii od niskiego do wysokiego poziomu. Im wyższy poziom energii, tym lepszy wynik. Bezszerednio po zabiegu może wystąpić zaczerwienienie skóry. W tym celu można zastosować okłady z lodu.

5. Po zabiegu fototerapii należy zastosować preparat nawilżający oraz preparaty z wysoką ochroną przeciwsłoneczną.

6. Po skończonym zabiegu użyj wilgotnego bawełnianego wacika lub szmatki do czyszczenia lampy z pozostałości włosów, sebum czy łoju.

7. Zaleca się, aby urządzenie i akcesoria były przechowywane z dala od wody i wilgoci. Przechowuj urządzenie w wentylowanym i suchym otoczeniu oraz trzymaj go z daleka od dzieci.

8. Zabronione jest umieszczanie metalowych przedmiotów w otworze emisji ciepła. W przeciwnym razie występuje ryzyko porażenia prądem.

Przed przystąpieniem do zabiegu:

1. Oczyszcz okno wyjściowe światła kasyety wilgotną szmatką lub wacikiem. Odbywa się to w celu usunięcia włosów i kurzu z okna zabiegowego.

2. Przytrzymaj lampę powyżej i poniżej, a następnie wóń lub pociągnij równolegle.

3. Podłącz przewód zasilający do urządzenia Shine.

4. Umieść urządzenie Shine w pobliżu gniazdka elektrycznego. Z dala od wszelkiego rodzaju płynów.

5. Upewnij się, że lampa jest prawidłowo zainstalowana przed włączeniem.

6. Po podłączeniu przewodu zasilającego do ściennego gniazdka elektrycznego, wskaźniki stanu będą powoli migać na zielono.

7. Naciśnij przycisk zasilania powyżej 2 sekund, aby włączyć / wyłączyć zasilanie urządzenia. Następnie uruchamia się wentylator i zapala się dioda LED. Typ lampy, pozostały impuls, poziom energii (domyślny poziom 1), ikona termometru, ikona wentylatora zostanie wyświetlona na diodzie LED [strona 2- f1].

8. Wskaźnik stanu miga, co oznacza, że urządzenie jest w stanie gotowości. Po zakończeniu pracy wskaźnik zgaśnie. Gdy okno zabiegowe dotknie skóry, wskaźnik zmieni kolor na zielony, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do emitowania światła.

9. Naciśnij przycisk zasilania przez chwilę, aby dostosować poziom energii od niskiego do wysokiego, poziom 1 jest najniższy, a poziom 5 jest najwyższy.

10. Okno zabiegowe powinno bezpośrednio dotykać obszar ciała poddawany zabiegowi.

11. Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używane w ciągu 5 minut.

Urządzenie posiada dwa tryby pracy automatyczny oraz manualny. Tryb manualny włącza się jako tryb domyślny. Aby uruchomić tryb automatyczny należy przytrzymać przez kilka sekund przycisk błysku. Jeśli chcesz powrócić do trybu manualnego, należy przycisnąć przycisk powtórnie przez kilka sekund.

Wykonaj test wrażliwości skóry:

Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy lub na nowym obszarze ciała, wybierz niewielki obszar w pobliżu obszaru, który zamierzasz poddać zabiegowi, w celu wykonania testu wrażliwości skóry. Użyj poziomu najniższego urządzenia. Podążaj za instrukcją dotyczącą wykonania zabiegu poniżej, ale wyemituj nie więcej niż 2-3 impulsy. Po wykonaniu testu skórnym, odczekaj 60 minut i sprawdź, czy skóra nie reaguje. Jeśli po 60 minutach skóra wydaje się normalna i nie ma zaczerwienienia lub innej reakcji skórnej, jesteś gotowy do przeprowadzenia pełnego zabiegu.

Wybierz odpowiednią intensywność:

Wybierz odpowiednią intensywność w zależności od tolerancji skóry i zwiększaj ją stopniowo od jednego do pięciu stopni. Jeśli intensywność jest zbyt słaba oraz nie ma reakcji skórnych, możesz stopniowo zwiększać poziom intensywności.

Nie błyskaj impulsami w jednym miejscu na skórze wiele razy. Wytworzy to zbyt duże ciepło na skórze, co mogłoby spowodować obrzęk skóry, pęcherze lub tymczasowe lub trwałe zmiany w kolorze twojej skóry. Po każdym błysku, powoli przesuwaj urządzenie do sąsiedniego miejsca na skórze. Przed powrotem do wcześniejszego obszaru na skórze, odczekaj co najmniej 20 sekund.

Procedura działania:

Usuwanie włosów (lampa depilacja)

Zastosowanie:

- Wąsik, włosy pod pachami, włosy na ciele i nogach, włosy w miejscach linii włosów na czole i obszarze bikini.

- Efekt jest inny w zależności od koloru skóry. Urządzenie nie nadaje się do białych i jasnych

Jak przeprowadzić zabieg depilacji:

Zazwyczaj jest to około 7-9 zabiegów. Pierwsze 3 zabiegi wykonaj raz w tygodniu. W kolejnych 4-9 zabiegach wykonaj jedną terapię co 2-3 tygodnie. W okresie podtrzymywania efektu depilacji i niedopuszczenia do ponownego uaktywnienia się cebulek włosowych należy regularnie powtarzać zabiegi, aby skóra pozostała gładka. Jeśli zabiegi nie będą kontynuowane, cebulki włosów ponownie się uaktywnią i włosy zaczną odrastać. Aby zachować rezultaty, wystarczy powtarzać zabiegi co 4-8 tygodni, co pozwoli uzyskać pewność, że cebulki włosów nie uaktywnią się i odrastanie włosów zostanie zahamowane. Odstępy między zabiegami mogą być różne w zależności od indywidualnego tempa odrastania włosów.

1. Przed użyciem urządzenia Shine przygotuj skórę, goląc wybrany obszar poddawany zabiegowi. Skórę należy również umyć.

2. Załóż okulary ochronne, aby uniknąć stymulowania oczu światłem IPL.

3. Wybierz odpowiednią intensywność (patrz punkt "wybierz intensywność") i zacznij od niskiego poziomu.

4. Pozwól, aby okno urządzenia dotykało wybranych obszarów w pionie i traktuj obszary po kolei. Nie powtarzaj raz za razem w tym samym miejscu, ani nie pomijaj żadnego obszaru.
5. Zaczynj na początkowym obszarze i powtórz krok 4, 2-3 razy.
6. Po zabiegu zaleca się użyć preparatu nawilżającego po depilacji.
7. Wyłącz urządzenie i użyj wilgotnej ściereczki lub wacika, aby wyczyścić okno zabiegowe.
8. Umieść urządzenie i akcesoria w pokrowcu lub pudełku i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

#### Fotoodmładzanie skóry: (lampa redukcja zmarszczek)

Celem odmłodzenia wybranych partii, są krótkie i bezpieczne impulsy światła kierowane w stronę powierzchni skóry. Fala świetlna pobudza komórki skóry do produkcji kolagenu i elastyny, które przyspieszają regenerację skóry. Efektem leczniczego działania promieniowania IPL jest poprawa ukrwienia i dotlenienia skóry, wzrost liczby włókien kolagenowych i elastycznych, lepsze wchłanianie wilgoci, uregulowanie procesu barwników i rogowacenia.

#### Efekty:

- likwidacja objawów starzenia się skóry
- przebudowa włókien kolagenowych
- jędrna i elastyczna skóra
- zmniejszenie porów
- wygładzenie zmarszczek
- poprawa nawilżenia skóry
- rozjaśnienie przebarwień

Jak często przeprowadzać zabieg fotoodmładzania:

Aby uzyskać pożądane efekty należy przeprowadzić serię zabiegów. Zaleca się przeprowadzenie serii 8 zabiegów, jedna kuracja każdego tygodnia.

1. Przed przystąpieniem do zabiegu należy dokładnie oczyścić skórę z makijażu oraz wszelkich kosmetyków. Należy również przetrzeć lampę.
2. Załóż okulary ochronne, aby uniknąć stymulowania oczu światłem IPL.
3. Wybierz odpowiednią intensywność (patrz punkt "wybierz intensywność") i zacznij od niskiego poziomu.
4. Pozwól, aby okno urządzenia dotykało wybranych obszarów w pionie i traktuj obszary po kolei. Nie powtarzaj raz za razem w tym samym miejscu, ani nie pomijaj żadnego obszaru.
5. Zaczynj na początkowym obszarze i powtórz krok 4, 2-3 razy. Po zabiegu zaleca się użyć preparatu silnie nawilżającego.
6. Wyłącz urządzenie i użyj wilgotnej ściereczki lub wacika, aby wyczyścić okno zabiegowe.
7. Umieść urządzenie i akcesoria w pokrowcu lub pudełku i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

#### Leczenie trądziku: (lampa leczenie trądziku)

Zabieg leczenia trądziku przy pomocy IPL jest przeznaczony dla osób ze średnim nasileniem zmian trądzikowych. Światło IPL niszczy szybko namnażające się bakterie odpowiedzialne za zmiany zapalne w trądziku. Działanie jest podobne do antybiotyków, które stosowane są miejscowo lub ogólnie. Mogą one jednak wywoływać szereg objawów niepożądanych niszcząc wątrobę i żołądek.

Terapia laserem Shine, działa bezpośrednio na przyczyny trądziku. Działa na zsyntetyzowane przez bakterie beztlenowe, molekuly tzw. porfiryny. Te sprawiają, że bakteria jest szczególnie wrażliwa na światło. Kiedy porfiryne zostaną wystawione na widzialne światło, staje się aktywna chemicznie i osiąga stan pobudzenia. Powoduje to formowanie się tlenu singletowego, który łączy się z błoną komórkową i niszczy bakterie beztlenowe odpowiedzialne za tworzenie się zmian trądzikowych oraz komórki gruczołu łojowego.

Terapii światłem IPL nie wolno łączyć z antybiotykoterapią. Należy również odczekać kilka tygodni po zakończeniu takiej kuracji.

Jak często przeprowadzać zabieg leczenia trądziku:

Okres leczenia trwa około 8 – 16 tygodni (2-4 miesięcy), a zabieg wykonuje się co 1-2 tygodnie. Najlepiej przy zabiegu wykonać dwa naświetlania wszystkich miejsc zaatakowanych w odstępie około 10 min. Począwszy od drugiego tygodnia widoczne są pierwsze oznaki poprawy (następuje zmniejszenie stopnia zapalenia miejsc zaatakowanych oraz niewielka redukcja samych objawów).

Po całej serii zabiegów:

Następuje prawie całkowite wyeliminowanie miejsc trądzikowych. Natomiast te, które pozostają – już nie są aktywne – znikają w przeciągu następnych tygodni. Po wyleczeniu zaleca się zastosowanie terapii Fotoodmładzania skóry, która jest w stanie stymulować produkcję kolagenu w celu zmniejszenia ilości blizn potrądzikowych. W trakcie całej kuracji zalecane jest stosowanie odpowiednich kosmetyków pielęgnacyjnych przeznaczonych dla cery tłustej, trądzikowej.

Jak przeprowadzić zabieg antytrądzikowy:

1. Przed przystąpieniem do zabiegu należy dokładnie oczyścić skórę z makijażu oraz wszelkich kosmetyków. Należy również przetrzeć lampę.
2. Jeśli na obszarze, który chcemy poddać leczeniu występuje stan zapalny należy przed użyciem urządzenia wyleczyć skórę.
3. Załóż okulary ochronne, aby uniknąć stymulowania oczu światłem IPL.

Input power:	36W
Rated voltage:	100-240V
Rated frequency range:	50Hz / 60Hz
Storage temperature:	from 0oC to 45oC
Working temperature:	from 5oC to 35oC
Humidity during operation:	from 25% to 75%

#### Security:

Before using the product, read this manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

#### General description [page 2- f1]:

1. Switch.
  2. Intensity indicator / LCD display.
  3. Replaceable lamp.
  4. Flash button.
  5. DC input.
  6. Lamp type (HR/hair removal, SR/skin rejuvenation, AC/acne treatment).
  7. Remaining impulse.
  8. Device temperature (light OK, flashing means the temperature is too high).
  9. Energy level.
  10. Fan status (light is OK, flashing means the temperature is too high).
- Additionally: storage case, charger.

#### Features [page 2- f1]:

Shine has three functions and separate lamps for each of them.

- Function 1: IPL hair removal  
 Function 2: IPL skin rejuvenation  
 Function 3: IPL acne removal
- A. Hair removal
  - B. Wrinkle reduction
  - C. Acne treatment

#### Contraindications:

1. The device is not intended for children under 15 years of age. Young people aged 15–18 may use the device with the consent and/or supervision of their parents or guardians. Adults over 18 years of age can use the device freely.
2. Do not use if the skin in the area to be treated is tanned or red. Using the device on tanned or red skin may cause temporary or even permanent discoloration of the skin.
3. Do not use if you are pregnant, trying to get pregnant, think you may be pregnant or are breastfeeding. The Shine device has not been tested for this purpose and therefore should not be used in these cases. Hormonal changes that occur during pregnancy or breastfeeding may increase the risk of skin damage or skin sensitivity.
4. Do not use the device if you suffer from diseases such as epilepsy, epileptic seizures or migraine. Energy flashes can cause severe headaches and migraines.
5. Do not use on areas of skin covered with tattoos, dark brown or black spots (such as dark freckles, moles, or warts). Tattoos or dark spots can absorb too much light energy, which can cause skin swelling, temporary or permanent blisters, discoloration, or skin whitening.
6. Do not use the device if you have a tendency to develop keloid scars.
7. Do not use on the scalp, ears, neck, nipples or mucous membranes (labia minora, vaginal and anal areas). In those parts of the bikini area where the skin is more pigmented, a lower light intensity level should be used. Use in these places may cause skin swelling, blistering or temporary discoloration or whitening of the skin.
8. Do not use if the treatment area has any active skin inflammation, including acne, psoriasis, eczema, burns, herpes, abrasions or rash. These factors can make the skin more sensitive to light and make the treatment uncomfortable or cause swelling, blisters or infections on the skin. Once your skin has healed sufficiently, consult your doctor before using the device.
9. Do not use the device if you are taking medications that make your skin sensitive to light, including non-steroidal anti-inflammatory agents (e.g. aspirin, ibuprofen, cetaminophen), tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulfonyleureas, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha Hydroxy Acids (AHAS), Beta-Hydroxy Acids (BHAS), Retin-A, Accutane and/or topical retinoids.
10. Do not use if you have a disease associated with photosensitivity, e.g. porphyria, polymorphic photoeruption, solar urticaria, lupus, etc. These conditions make the skin more sensitive to light and the procedure may be unpleasant or painful. skin swelling, blisters or infections.

#### Handling Warnings:

1. The product will not turn on without inserting the lamp, please insert the lamp before connecting to the power. When the device is operating, do not cover the inlet and ventilation air openings, so as not to adversely affect heat generation.
2. Wear safety glasses when operating the device.
3. Before use, clean the area of skin to be treated. It is not allowed to apply any cosmetics to the skin immediately before the treatment. This may damage the device and affect the effect of the treatment.
4. Adjust your energy level from low to high. The higher the energy level, the better the result. Immediately after the treatment, skin redness may occur. Ice packs can be used for this purpose.
5. After phototherapy treatment, use a moisturizing preparation and preparations with high sun protection.

Table comparing skin and hair color:

✓ applies    ✗ not applicable

Skin color \ Hair color	White	Ivory shade	Beige	Light brown	Brown	Dark brown and black
	Black	✓	✓	✓	✓	✓
A dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Golden	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Red	✗	✗	✗	✗	✗	✗
White	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Gray	✗	✗	✗	✗	✗	✗

More information about the company and products [page 2 -f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)



6. After the treatment, use a damp cotton swab or cloth to clean the lamp from any remaining hair, sebum or sebum.
7. It is recommended that the device and accessories be kept away from water and moisture. Store the device in a ventilated and dry environment and keep it away from children.
8. It is prohibited to place metal objects in the heat emission hole. Otherwise there is a risk of electric shock.

Before starting the procedure:

1. Clean the cassette light output window with a damp cloth or cotton swab. This is done to remove hair and dust from the treatment window.
2. Hold the lamp above and below, then insert or pull parallel.
3. Connect the power cord to the Shine device.
4. Place the Shine device near an electrical outlet. Away from all kinds of liquids.
5. Make sure the lamp is installed correctly before turning on.
6. Once the power cord is plugged into the wall outlet, the status lights will slowly flash green.
7. Press the power button for more than 2 seconds to turn on/off the device's power. Then the fan starts and the LED lights up. Lamp type, remaining pulse, energy level (default level 1), thermometer icon, fan icon will be displayed on the LED [page 2- f1].
8. The status indicator flashes to indicate that the device is ready. When the work is finished, the indicator will turn off. When the treatment window touches the skin, the indicator turns green, which means the device is ready to emit light.
9. Press the power button for a while to adjust the energy level from low to high, level 1 is the lowest and level 5 is the highest.
10. The treatment window should directly touch the area of the body being treated.
11. The device will turn off automatically if not used within 5 minutes.

The device has two operating modes: automatic and manual. Manual mode turns on as the default mode. To start automatic mode, hold the flash button for a few seconds. If you want to return to manual mode, press the button again for a few seconds.

Perform a skin sensitivity test:

If you are using the device for the first time or on a new area of the body, select a small area near the area you intend to treat to perform a skin sensitivity test. Use the lowest setting of the device. Follow the treatment instructions below, but emit no more than 2-3 pulses. After the skin test, wait 60 minutes and check if your skin does not react. If after 60 minutes the skin appears normal and there is no redness or other skin reaction, you are ready for the full treatment.

Choose the right intensity:

Choose the appropriate intensity depending on your skin tolerance and increase it gradually from one to five levels. If the intensity is too weak and there are no skin reactions, you can gradually increase the intensity level.

Do not flash pulses in one place on the skin multiple times. This will create too much heat on the skin, which could cause skin swelling, blisters, or temporary or permanent changes in the color of your skin. After each flash, slowly move the device to an adjacent spot on the skin. Wait at least 20 seconds before returning to the previous area of skin.

Operation procedure:

Hair removal (depilation lamp)

Application:

- Mustache, armpit hair, body and leg hair, hairline hair on the forehead and bikini area.
- The effect varies depending on skin color. The device is not suitable for white and light colors

How to perform a hair removal treatment:

Usually it is about 7-9 treatments. Perform the first 3 treatments once a week. For the next 4-9 treatments, perform one therapy every 2-3 weeks. To maintain the effect of hair removal and to prevent the hair follicles from reactivating, repeat the treatments regularly to ensure that the skin remains smooth. If treatments are not continued, the hair follicles will become active again and the hair will begin to grow back. To maintain the results, simply repeat the treatments every 4-8 weeks to ensure that the hair follicles do not become activated and that hair regrowth remains inhibited. The intervals between treatments may vary depending on the individual rate of hair regrowth.

1. Before using the Shine device, prepare your skin by shaving the selected area to be treated. The skin should also be washed.
2. Wear safety glasses to avoid IPL light stimulating your eyes.
3. Select the appropriate intensity (see "select intensity") and start at a low level.
4. Allow the device window to touch the selected areas vertically and treat the areas one by one. Don't repeat the same place over and over or skip any area.
5. Start on the initial area and repeat step 4, 2-3 times.
6. After treatment, it is recommended to use moisturizing preparation after depilation.
7. Turn off the device and use a damp cloth or cotton swab to clean the treatment window.
8. Place your device and accessories in a case or box and store them in a safe place.

Skin photorejuvenation:  
(wrinkle reduction lamp)

The aim of rejuvenating selected areas is to use short and safe light pulses directed towards the skin surface. The light wave stimulates skin cells to produce collagen and elastin, which accelerate skin

regeneration. The therapeutic effects of IPL radiation include improved blood supply and oxygenation of the skin, an increase in the number of collagen and elastic fibers, better moisture absorption, and regulation of the pigmentation and keratinization process.

Effects:

- elimination of symptoms of skin aging
- reconstruction of collagen fibers
- firm and elastic skin
- shrinking of pores
- smoothing wrinkles
- improved skin hydration
- lightening discolorations

How often to perform a photorejuvenation treatment:

To obtain the desired effects, a series of treatments must be performed. It is recommended to carry out a series of 8 treatments, one treatment each week.

1. Before starting the treatment, you should thoroughly cleanse your skin of makeup and any cosmetics. You should also wipe the lamp.
2. Wear safety glasses to avoid IPL light stimulating your eyes.
3. Select the appropriate intensity (see "select intensity") and start at a low level.
4. Let the device window touch the selected areas vertically and treat the areas one by one. Don't repeat the same place over and over or skip any area.
5. Start on the initial area and repeat step 4, 2-3 times. After the treatment, it is recommended to use a strongly moisturizing preparation.
6. Turn off the device and use a damp cloth or cotton swab to clean the treatment window.
7. Place your device and accessories in a case or box and store them in a safe place.

Acne treatment:

(acne treatment lamp)

Acne treatment using IPL is intended for people with medium severity of acne lesions. IPL light destroys rapidly multiplying bacteria responsible for inflammatory changes in acne. The action is similar to antibiotics that are used topically or systemically. However, they can cause a number of side effects, damaging the liver and stomach.

Shine laser therapy works directly on the causes of acne. It acts on the so-called molecules synthesized by anaerobic bacteria. porphyrins. These make the bacterium particularly sensitive to light. When porphyrin is exposed to visible light, it becomes chemically active and reaches an excited state. This causes the formation of singlet oxygen, which combines with the cell membrane and destroys anaerobic bacteria responsible for the formation of acne lesions and sebaceous gland cells.

IPL light therapy must not be combined with antibiotic therapy. You should also wait a few weeks after completing such treatment.

How often to perform acne treatment:

The treatment period lasts approximately 8 - 16 weeks (2-4 months), and treatments are performed every 1-2 weeks. It is best to perform two irradiations of all affected areas during the procedure, approximately 10 minutes apart. Starting from the second week, the first signs of improvement are visible (the degree of inflammation in the affected areas and a slight reduction in the symptoms themselves occur).

After the entire series of treatments:

Acne spots are almost completely eliminated. However, those that remain - no longer active - disappear over the next weeks. After healing, it is recommended to use skin photorejuvenation therapy, which is able to stimulate collagen production in order to reduce the number of acne scars. During the entire treatment, it is recommended to use appropriate care cosmetics intended for oily and acne-prone skin.

How to perform an anti-acne treatment:

1. Before starting the treatment, you should thoroughly cleanse your skin of makeup and any cosmetics. You should also wipe the lamp.
2. If inflammation occurs in the area to be treated, the skin should be healed before using the device.
3. Wear safety glasses to avoid IPL light stimulating your eyes.
4. Select the appropriate intensity (see "select intensity") and start at a low level.
5. Let the device window touch the selected areas vertically and treat the areas one by one. The interval between pulses should be at least 20 seconds.
6. After the treatment, it is recommended to wash your face and use a moisturizing preparation.
7. Turn off the device and use a damp cloth or cotton swab to clean the treatment window.
8. Place your device and accessories in a case or box and store them in a safe place.

Eingangsleistung:	36W
Nennspannung:	100–240 V
Nennfrequenzbereich:	50Hz / 60Hz
Lagertemperatur:	von 0oC bis 45oC
Arbeitstemperatur:	von 5oC bis 35oC
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs:	von 25 % bis 75 %

#### Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts dieses Handbuch und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

#### Allgemeine Beschreibung [Seite 2-f1]:

1. Wechseln.
  2. Intensitätsanzeige / LCD-Display.
  3. Austauschbare Lampe.
  4. Blitztaste.
  5. DC-Eingang.
  6. Lampentyp (HR/Haarentfernung, SR/Hautverjüngung, AC/Aknebehandlung).
  7. Verbleibender Impuls.
  8. Gerätetemperatur (Licht OK, Blinken bedeutet, dass die Temperatur zu hoch ist).
  9. Energieniveau.
  10. Lüfterstatus (Licht ist in Ordnung, Blinken bedeutet, dass die Temperatur zu hoch ist).
- Zusätzlich: Aufbewahrungskoffer, Ladegerät.

#### Funktionen [Seite 2-f1]:

Shine verfügt über drei Funktionen und separate Lampen für jede davon.

Funktion 1: IPL-Haarentfernung

Funktion 2: IPL-Hautverjüngung

Funktion 3: IPL-Akneentfernung

A. Haarentfernung

B. Faltenreduktion

C. Aknebehandlung

#### Kontraindikationen:

1. Das Gerät ist nicht für Kinder unter 15 Jahren bestimmt. Jugendliche im Alter von 15–18 Jahren dürfen das Gerät mit Zustimmung und/oder Aufsicht ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten verwenden. Erwachsene über 18 Jahre können das Gerät frei nutzen.
2. Nicht anwenden, wenn die Haut im zu behandelnden Bereich gebräunt oder gerötet ist. Die Verwendung des Geräts auf gebräunter oder geröteter Haut kann zu vorübergehenden oder sogar dauerhaften Verfärbungen der Haut führen.
3. Nicht anwenden, wenn Sie schwanger sind, schwanger werden möchten, vermuten, schwanger zu sein oder stillen. Das Shine-Gerät wurde für diesen Zweck nicht getestet und sollte daher in diesen Fällen nicht verwendet werden. Hormonelle Veränderungen während der Schwangerschaft oder Stillzeit können das Risiko von Hautschäden oder Hautempfindlichkeit erhöhen.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie an Krankheiten wie Epilepsie, epileptischen Anfällen oder Migräne leiden. Energieblitze können starke Kopfschmerzen und Migräne verursachen.
5. Nicht auf Hautpartien anwenden, die mit Tätowierungen, dunkelbraunen oder schwarzen Flecken (z. B. dunklen Sommersprossen, Muttermalen oder Warzen) bedeckt sind. Tätowierungen oder dunkle Flecken können zu viel Lichtenergie absorbieren, was zu Schwellungen der Haut, vorübergehenden oder dauerhaften Blasen, Verfärbungen oder einer Aufhellung der Haut führen kann.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie zur Bildung von Keloidnarben neigen.
7. Nicht auf Kopfhaut, Ohren, Hals, Brustwarzen oder Schleimhäuten (kleine Schamlippen, Vaginal- und Analbereich) anwenden. In den Bereichen der Bikinizone, in denen die Haut stärker pigmentiert ist, sollte eine niedrigere Lichtintensität verwendet werden. Der Einsatz an diesen Orten ist möglich kann zu Schwellungen der Haut, Blasenbildung oder vorübergehender Verfärbung oder Aufhellung der Haut führen.
8. Nicht verwenden, wenn im Behandlungsbereich eine aktive Hautentzündung vorliegt, einschließlich Akne, Psoriasis, Ekzeme, Verbrennungen, Herpes, Schürfwunden oder Hautausschlag. Diese Faktoren können die Lichtempfindlichkeit der Haut erhöhen und die Behandlung unangenehm machen oder Schwellungen, Blasen oder Infektionen auf der Haut verursachen. Sobald Ihre Haut ausreichend verheilt ist, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre Haut lichtempfindlich machen, einschließlich nichtsteroidaler entzündungshemmender Mittel (z. B. Aspirin, Ibuprofen, Cetaminophen), Tetracycline, Phenothiazine, Thiazide, Diuretika, Sulfonharnstoffe, Sulfonamide, DTIC, Fluorouracil, Vinblastin, Griseofulvin, Alpha-Hydroxysäuren (AHAS), Beta-Hydroxysäuren (BHAS), Retin-A, Accutane und/oder topische Retinoide.
10. Nicht anwenden, wenn Sie an einer Krankheit leiden, die mit Lichtempfindlichkeit einhergeht, z. B. Porphyrie, polymorpher Photoeruption, Sonnenurtikaria, Lupus usw. Diese Erkrankungen machen die Haut lichtempfindlicher und der Eingriff kann unangenehm oder schmerzhaft sein. Hautschwellungen, Blasen usw. Infektionen.

#### Handhabungswarnungen:

1. Das Produkt lässt sich ohne Einsetzen der Lampe nicht einschalten. Bitte setzen Sie die Lampe ein, bevor Sie sie an das Stromnetz anschließen. Decken Sie im Betrieb des Gerätes die Zuluft- und Zuluftöffnungen nicht ab, um die Wärmeentwicklung nicht zu beeinträchtigen.
2. Tragen Sie beim Betrieb des Geräts eine Schutzbrille.

Nach der gesamten Behandlungsreihe:

Akne-Flecken werden nahezu vollständig beseitigt. Die verbleibenden, also nicht mehr aktiven, verschwinden jedoch im Laufe der nächsten Wochen. Nach der Heilung wird eine Photoverjüngungstherapie der Haut empfohlen, die die Kollagenproduktion anregen kann, um die Anzahl der Aknenarben zu reduzieren. Während der gesamten Behandlung wird empfohlen, geeignete Pflegekosmetik für fettige und zu Akne neigende Haut zu verwenden.

So führen Sie eine Anti-Akne-Behandlung durch:

1. Vor Beginn der Behandlung sollten Sie Ihre Haut gründlich von Make-up und eventuellen Kosmetika reinigen. Sie sollten auch die Lampe abwischen.
2. Wenn im zu behandelnden Bereich eine Entzündung auftritt, sollte die Haut vor der Verwendung des Geräts geheilt werden.
3. Tragen Sie eine Schutzbrille, um zu vermeiden, dass IPL-Licht Ihre Augen stimuliert.
4. Wählen Sie die entsprechende Intensität (siehe „Intensität auswählen“) und beginnen Sie mit einer niedrigen Stufe.
5. Lassen Sie das Gerätefenster die ausgewählten Bereiche vertikal berühren und behandeln Sie die Bereiche nacheinander. Der Abstand zwischen den Impulsen sollte mindestens 20 Sekunden betragen.
6. Nach der Behandlung wird empfohlen, das Gesicht zu waschen und ein feuchtigkeitsspendendes Präparat zu verwenden.
7. Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie das Behandlungsfenster mit einem feuchten Tuch oder Wattestäbchen.
8. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör in einen Koffer oder Karton und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Tabelle zum Vergleich von Haut- und Haarfarbe:



trifft



nicht zu

Hautfarbe \ Haarfarbe	Weiß	Elfenbeinfarbener Farbton	Beige	Hellbraun	Braun	Dunkelbraun und Schwarz
	Schwarz	✓	✓	✓	✓	✓
Ein dunkles Braun	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Braun	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Golden	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Rot	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Weiß	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Grau	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 -f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

3. Reinigen Sie vor der Anwendung die zu behandelnde Hautstelle. Unmittelbar vor der Behandlung dürfen keine Kosmetika auf die Haut aufgetragen werden. Dies kann zu Schäden am Gerät führen und die Wirkung der Behandlung beeinträchtigen.
4. Passen Sie Ihr Energieniveau von niedrig auf hoch an. Je höher das Energieniveau, desto besser das Ergebnis. Unmittelbar nach der Behandlung kann es zu Hautrötungen kommen. Zu diesem Zweck können Eisbeutel verwendet werden.
5. Verwenden Sie nach der Phototherapie-Behandlung ein feuchtigkeitsspendendes Präparat und Präparate mit hohem Sonnenschutz.
6. Nach Ende der Behandlung reinigen Sie die Lampe mit einem feuchten Wattestäbchen oder Tuch von Haar-, Talg- oder Talgrückständen.
7. Es wird empfohlen, das Gerät und das Zubehör von Wasser und Feuchtigkeit fernzuhalten. Bewahren Sie das Gerät in einer belüfteten und trockenen Umgebung auf und halten Sie es von Kindern fern.
8. Es ist verboten, Metallgegenstände in die Wärmeabgabeöffnung zu legen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Bevor Sie mit dem Verfahren beginnen:

1. Reinigen Sie das Lichtaustrittsfenster der Kassette mit einem feuchten Tuch oder Wattestäbchen. Dies geschieht, um Haare und Staub vom Behandlungsfenster zu entfernen.
  2. Halten Sie die Lampe oben und unten fest und führen Sie sie dann parallel ein oder ziehen Sie sie heraus.
  3. Schließen Sie das Netzkabel an das Shine-Gerät an.
  4. Stellen Sie das Shine-Gerät in die Nähe einer Steckdose. Weg von allen Arten von Flüssigkeiten.
  5. Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass die Lampe richtig installiert ist.
  6. Sobald das Netzkabel an die Steckdose angeschlossen ist, blinken die Statusleuchten langsam grün.
  7. Drücken Sie den Netzschalter länger als 2 Sekunden, um das Gerät ein-/auszuschalten. Dann startet der Lüfter und die LED leuchtet. Lampentyp, verbleibender Puls, Energieniveau (Standardstufe 1), Thermometersymbol und Lüftersymbol werden auf der LED angezeigt [Seite 2 – f1].
  8. Die Statusanzeige blinkt, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Standby-Status befindet. Wenn die Arbeit beendet ist, erlischt die Anzeige. Wenn das Behandlungsfenster die Haut berührt, wird die Anzeige grün, was bedeutet, dass das Gerät bereit ist, Licht auszusenden.
  9. Drücken Sie eine Weile die Ein-/Aus-Taste, um die Energiestufe von niedrig auf hoch einzustellen, Stufe 1 ist die niedrigste und Stufe 5 die höchste.
  10. Das Behandlungsfenster sollte den zu behandelnden Körperbereich direkt berühren.
11. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es nicht innerhalb von 5 Minuten verwendet wird.

Das Gerät verfügt über zwei Betriebsarten: automatisch und manuell. Der manuelle Modus wird als Standardmodus aktiviert. Um den Automatikmodus zu starten, halten Sie die Blitztaste einige Sekunden lang gedrückt. Wenn Sie in den manuellen Modus zurückkehren möchten, drücken Sie die Taste erneut einige Sekunden lang.

Führen Sie einen Hautempfindlichkeitstest durch:

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal oder an einer neuen Körperstelle verwenden, wählen Sie einen kleinen Bereich in der Nähe des Bereichs aus, den Sie behandeln möchten, um einen Hautempfindlichkeitstest durchzuführen. Verwenden Sie die niedrigste Einstellung des Geräts. Befolgen Sie die nachstehenden Behandlungsanweisungen, geben Sie jedoch nicht mehr als 2-3 Impulse ab. Warten Sie nach dem Hauttest 60 Minuten und prüfen Sie, ob Ihre Haut nicht reagiert. Wenn die Haut nach 60 Minuten normal erscheint und keine Rötungen oder andere Hautreaktionen auftreten, sind Sie für die vollständige Behandlung bereit.

Wählen Sie die richtige Intensität:

Wählen Sie je nach Hautverträglichkeit die passende Intensität und steigern Sie diese schrittweise von einer bis fünf Stufen. Wenn die Intensität zu schwach ist und keine Hautreaktionen auftreten, können Sie die Intensität schrittweise erhöhen.

Lassen Sie die Impulse nicht mehrmals an einer Stelle auf der Haut aufblitzen. Dadurch entsteht zu viel Hitze auf der Haut, was zu Hautschwellungen, Blasen oder vorübergehenden oder dauerhaften Veränderungen der Hautfarbe führen kann. Bewegen Sie das Gerät nach jedem Blitz langsam zu einer benachbarten Stelle auf der Haut. Warten Sie mindestens 20 Sekunden, bevor Sie zum vorherigen Hautbereich zurückkehren.

Operationsverfahren:

Haarentfernung (Enthaarungslampe)

Anwendung:

- Schnurrbart, Achselhaare, Körper- und Beinhaare, Haaransatz an Stirn und Bikinizone.
- Die Wirkung variiert je nach Hautfarbe. Für Weiß und helle Farben ist das Gerät nicht geeignet

So führen Sie eine Haarentfernungsbehandlung durch:

Normalerweise sind es etwa 7-9 Behandlungen. Führen Sie die ersten 3 Behandlungen einmal pro Woche durch. Führen Sie bei den nächsten 4-9 Behandlungen alle 2-3 Wochen eine Therapie durch. Um die Wirkung der Haarentfernung aufrechtzuerhalten und eine Reaktivierung der Haarfollikel zu verhindern, wiederholen Sie die Behandlungen regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Haut glatt bleibt. Wenn die Behandlung nicht fortgesetzt wird, werden die Haarfollikel wieder aktiv und die Haare beginnen nachzuwachsen. Um die Ergebnisse aufrechtzuerhalten, wiederholen Sie die Behandlungen einfach alle 4-8 Wochen, um sicherzustellen, dass die Haarfollikel nicht aktiviert werden und das Nachwachsen der Haare gehemmt bleibt. Die Abstände zwischen den Behandlungen können je nach individueller Haarwuchsrate variieren.

1. Bevor Sie das Shine-Gerät verwenden, bereiten Sie Ihre Haut vor, indem Sie den ausgewählten zu

behandelnden Bereich rasieren. Auch die Haut sollte gewaschen werden.

2. Tragen Sie eine Schutzbrille, um zu vermeiden, dass IPL-Licht Ihre Augen stimuliert.
3. Wählen Sie die entsprechende Intensität (siehe „Intensität auswählen“) und beginnen Sie mit einer niedrigen Stufe.
4. Lassen Sie das Gerätefenster die ausgewählten Bereiche vertikal berühren und behandeln Sie die Bereiche nacheinander. Wiederholen Sie nicht immer wieder dieselbe Stelle und überspringen Sie keinen Bereich.
5. Beginnen Sie im Anfangsbereich und wiederholen Sie Schritt 4 zwei- bis dreimal.
6. Nach der Behandlung wird empfohlen: Verwenden Sie nach der Enthaarung eine Feuchtigkeitscreme.
7. Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie das Behandlungsfenster mit einem feuchten Tuch oder Wattestäbchen.
8. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör in einen Koffer oder Karton und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Photoverjüngung der Haut:  
(Faltenreduzierungslampe)

Ziel der Verjüngung ausgewählter Bereiche ist der Einsatz kurzer und sicherer Lichtimpulse, die auf die Hautoberfläche gerichtet sind. Die Lichtwelle regt die Hautzellen zur Produktion von Kollagen und Elastin an, die die Hautgeneration beschleunigen. Zu den therapeutischen Wirkungen der IPL-Bestrahlung gehören eine verbesserte Blutversorgung und Sauerstoffversorgung der Haut, eine Erhöhung der Anzahl kollagener und elastischer Fasern, eine bessere Feuchtigkeitsaufnahme sowie die Regulierung des Pigmentierungs- und Keratinisierungsprozesses.

Auswirkungen:

- Beseitigung der Symptome der Hautalterung
- Rekonstruktion von Kollagenfasern
- straffe und elastische Haut
- Verkleinerung der Poren
- Glättung von Falten
- verbesserte Hautfeuchtigkeit
- Aufhellung von Verfärbungen

Wie oft sollte eine Photorejuvenation-Behandlung durchgeführt werden:

Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, muss eine Reihe von Behandlungen durchgeführt werden. Es wird empfohlen, eine Serie von 8 Behandlungen durchzuführen, also eine Behandlung pro Woche.

1. Vor Beginn der Behandlung sollten Sie Ihre Haut gründlich von Make-up und eventuellen Kosmetika reinigen. Sie sollten auch die Lampe abwischen.
2. Tragen Sie eine Schutzbrille, um zu vermeiden, dass IPL-Licht Ihre Augen stimuliert.
3. Wählen Sie die entsprechende Intensität (siehe „Intensität auswählen“) und beginnen Sie mit einer niedrigen Stufe.
4. Lassen Sie das Gerätefenster die ausgewählten Bereiche vertikal berühren und behandeln Sie die Bereiche nacheinander. Wiederholen Sie nicht immer wieder dieselbe Stelle und überspringen Sie keinen Bereich.
5. Beginnen Sie im Anfangsbereich und wiederholen Sie Schritt 4 zwei- bis dreimal. Nach der Behandlung empfiehlt sich die Verwendung eines stark feuchtigkeitsspendenden Präparats.
6. Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie das Behandlungsfenster mit einem feuchten Tuch oder Wattestäbchen.
7. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör in einen Koffer oder Karton und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Akne-Behandlung:

(Akne-Behandlungslampe)

Die Aknebehandlung mit IPL ist für Menschen mit mittelschweren Akneläsionen gedacht. IPL-Licht zerstört sich schnell vermehrende Bakterien, die für entzündliche Veränderungen bei Akne verantwortlich sind. Die Wirkung ähnelt Antibiotika, die topisch oder systemisch angewendet werden. Sie können jedoch eine Reihe von Nebenwirkungen haben und die Leber und den Magen schädigen.

Die Glanzlasertherapie wirkt direkt auf die Ursachen von Akne. Es wirkt auf sogenannte Moleküle, die von anaeroben Bakterien synthetisiert werden. Porphyrine. Diese machen das Bakterium besonders lichtempfindlich. Wenn Porphyrin sichtbarem Licht ausgesetzt wird, wird es chemisch aktiv und erreicht einen angeregten Zustand. Dadurch entsteht Singulett-Sauerstoff, der sich mit der Zellmembran verbindet und anaerobe Bakterien zerstört, die für die Bildung von Akneläsionen und Talgdrüsenzellen verantwortlich sind.

Die IPL-Lichttherapie darf nicht mit einer Antibiotikatherapie kombiniert werden. Auch nach Abschluss einer solchen Behandlung sollten Sie einige Wochen warten.

Wie oft sollte eine Aknebehandlung durchgeführt werden:

Die Behandlungsdauer beträgt ca. 8–16 Wochen (2–4 Monate) und die Behandlungen werden alle 1–2 Wochen durchgeführt. Am besten führen Sie während des Eingriffs zwei Bestrahlungen aller betroffenen Bereiche im Abstand von ca. 10 Minuten durch. Ab der zweiten Woche sind erste Anzeichen einer Besserung sichtbar (der Grad der Entzündung in den betroffenen Bereichen und eine leichte Verringerung der Symptome selbst treten auf).

La puissance d'entrée:	36W
Tension nominale:	100-240V
Plage de fréquence nominale :	50 Hz / 60 Hz
Température de stockage:	de 0°C à 45°C
Température de fonctionnement:	de 5°C à 35°C
Humidité pendant le fonctionnement :	de 25% à 75%

#### Sécurité:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Description générale [page 2- f1] :

1. Changez.
  2. Indicateur d'intensité/écran LCD.
  3. Lampe remplaçable.
  4. Bouton Flash.
  5. Entrée cc.
  6. Type de lampe (HR/épilation, SR/rajeunissement de la peau, AC/traitement de l'acné).
  7. Impulsion restante.
  8. Température de l'appareil (voyant OK, clignotant signifie que la température est trop élevée).
  9. Niveau d'énergie.
  10. État du ventilateur (le voyant est OK, le clignotement signifie que la température est trop élevée).
- En plus : étui de rangement, chargeur.

Caractéristiques [page 2- f1] :

Shine a trois fonctions et des lampes séparées pour chacune d'elles.

Fonction 1 : épilation IPL

Fonction 2 : rajeunissement de la peau IPL

Fonction 3 : élimination de l'acné IPL

A. Épilation

B. Réduction des rides

C. Traitement de l'acné

Contre-indications :

1. L'appareil n'est pas destiné aux enfants de moins de 15 ans. Les jeunes âgés de 15 à 18 ans peuvent utiliser l'appareil avec le consentement et/ou la surveillance de leurs parents ou tuteurs. Les adultes de plus de 18 ans peuvent utiliser l'appareil librement.
2. Ne pas utiliser si la peau de la zone à traiter est bronzée ou rouge. L'utilisation de l'appareil sur une peau bronzée ou rouge peut provoquer une décoloration temporaire, voire permanente de la peau.
3. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte, si vous essayez de tomber enceinte, si vous pensez être enceinte ou si vous allaitez. L'appareil Shine n'a pas été testé à cet effet et ne doit donc pas être utilisé dans ces cas. Les changements hormonaux qui surviennent pendant la grossesse ou l'allaitement peuvent augmenter le risque de lésions cutanées ou de sensibilité cutanée.
4. N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez de maladies telles que l'épilepsie, les crises d'épilepsie ou la migraine. Les bouffées d'énergie peuvent provoquer de graves maux de tête et des migraines.
5. Ne pas utiliser sur les zones de peau couvertes de tatouages, de taches brun foncé ou noires (telles que des taches de rousseur foncées, des grains de beauté ou des verrues). Les tatouages ou les taches brunes peuvent absorber trop d'énergie lumineuse, ce qui peut provoquer un gonflement de la peau, des cloques temporaires ou permanentes, une décoloration ou un blanchiment de la peau.
6. N'utilisez pas l'appareil si vous avez tendance à développer des cicatrices chéloïdes.
7. Ne pas utiliser sur le cuir chevelu, les oreilles, le cou, les mamelons ou les muqueuses (petites lèvres, zones vaginales et anales). Dans les parties du bikini où la peau est plus pigmentée, un niveau d'intensité lumineuse plus faible doit être utilisé. L'utilisation dans ces endroits peut provoquer un gonflement de la peau, des cloques ou une décoloration ou un blanchiment temporaire de la peau.
8. Ne pas utiliser si la zone de traitement présente une inflammation cutanée active, notamment de l'acné, du psoriasis, de l'eczéma, des brûlures, de l'herpès, des écorchures ou des éruptions cutanées. Ces facteurs peuvent rendre la peau plus sensible à la lumière et rendre le traitement inconfortable ou provoquer des gonflements, des ampoules ou des infections cutanées. Une fois votre peau suffisamment cicatrisée, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
9. N'utilisez pas l'appareil si vous prenez des médicaments qui rendent votre peau sensible à la lumière, notamment des agents anti-inflammatoires non stéroïdiens (par exemple aspirine, ibuprofène, céétaminophène), des tétracyclines, des phénothiazines, des thiazidiques, des diurétiques, des sulfonurées, des sulfamides, des DTIC, fluorouracile, vinblastine, griséofulvine, acides alpha-hydroxy (AHAS), acides bêta-hydroxy (BHAS), rétine-A, Accutane et/ou rétinoïdes topiques.
10. Ne pas utiliser si vous souffrez d'une maladie associée à la photosensibilité, par exemple porphyrie, photoéruption polymorphe, urticaire solaire, lupus, etc. Ces conditions rendent la peau plus sensible à la lumière et l'intervention peut être désagréable ou douloureuse. Gonflement cutané, ampoules ou infections.

Avertissements de manipulation :

1. Le produit ne s'allumera pas sans insérer la lampe, veuillez insérer la lampe avant de la connecter à l'alimentation. Lorsque l'appareil fonctionne, ne couvrez pas les ouvertures d'entrée et de ventilation afin de ne pas nuire à la génération de chaleur.
2. Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.
3. Avant utilisation, nettoyez la zone de peau à traiter. Il est interdit d'appliquer des produits cosmétiques

de tout produit cosmétique. Vous devez également essuyer la lampe.

2. Si une inflammation apparaît dans la zone à traiter, la peau doit être cicatrisée avant d'utiliser l'appareil.
3. Portez des lunettes de sécurité pour éviter que la lumière IPL ne stimule vos yeux.
4. Sélectionnez l'intensité appropriée (voir « sélectionner l'intensité ») et commencez à un niveau faible.
5. Laissez la fenêtre de l'appareil toucher verticalement les zones sélectionnées et traitez les zones une par une. L'intervalle entre les impulsions doit être d'au moins 20 secondes.
6. Après le traitement, il est recommandé de se laver le visage et d'utiliser une préparation hydratante.
7. Éteignez l'appareil et utilisez un chiffon humide ou un coton-tige pour nettoyer la fenêtre de traitement.
8. Placez votre appareil et ses accessoires dans un étui ou une boîte et rangez-les dans un endroit sûr.

Tableau comparant la couleur de la peau et des cheveux

 fait référence à  n'est pas applicable

Couleur de peau / Couleur de cheveux	Blanc	Nuance ivoire	Beige	Brun clair	Brun	Marron foncé et noir
						
Noir						
Un marron foncé						
Brun						
Doré						
Rouge						
Blanc						
Gris						

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 -f2] :

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)



sur la peau immédiatement avant le traitement. Cela pourrait endommager l'appareil et affecter l'effet du traitement.

4. Ajustez votre niveau d'énergie de bas en haut. Plus le niveau d'énergie est élevé, meilleur est le résultat. Immédiatement après le traitement, des rougeurs cutanées peuvent apparaître. Des packs de glace peuvent être utilisés à cet effet.
5. Après le traitement de photothérapie, utilisez une préparation hydratante et des préparations à haute protection solaire.
6. Après p À la fin du traitement, utilisez un coton-tige ou un chiffon humide pour nettoyer la lampe de tout résidu de cheveu, de sébum ou de sébum.
7. Il est recommandé de conserver l'appareil et les accessoires à l'écart de l'eau et de l'humidité. Rangez l'appareil dans un environnement aéré et sec et gardez-le hors de portée des enfants.
8. Il est interdit de placer des objets métalliques dans le trou d'émission de chaleur. Sinon, il existe un risque de choc électrique.

Avant de démarrer la procédure :

1. Nettoyez la fenêtre de sortie de lumière de la cassette avec un chiffon humide ou un coton-tige. Ceci est fait pour éliminer les cheveux et la poussière de la fenêtre de traitement.
2. Tenez la lampe au-dessus et en dessous, puis insérez ou tirez parallèlement.
3. Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil Shine.
4. Placez l'appareil Shine à proximité d'une prise électrique. Loin de toutes sortes de liquides.
5. Assurez-vous que la lampe est correctement installée avant de l'allumer.
6. Une fois le cordon d'alimentation branché à la prise murale, les voyants d'état clignotent lentement en vert.
7. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil. Ensuite, le ventilateur démarre et la LED s'allume. Le type de lampe, l'impulsion restante, le niveau d'énergie (niveau par défaut 1), l'icône du thermomètre, l'icône du ventilateur seront affichés sur la LED [page 2-f1].
8. L'indicateur d'état clignote pour indiquer que l'appareil est en état de veille. Une fois le travail terminé, l'indicateur s'éteindra. Lorsque la fenêtre de traitement touche la peau, l'indicateur devient vert, ce qui signifie que l'appareil est prêt à émettre de la lumière.
9. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant un moment pour régler le niveau d'énergie de faible à élevé, le niveau 1 est le plus bas et le niveau 5 est le plus élevé.
10. La fenêtre de traitement doit toucher directement la zone du corps à traiter.
11. L'appareil s'éteindra automatiquement s'il n'est pas utilisé dans les 5 minutes.

L'appareil dispose de deux modes de fonctionnement : automatique et manuel. Le mode manuel est activé comme mode par défaut. Pour démarrer le mode automatique, maintenez le bouton flash enfoncé pendant quelques secondes. Si vous souhaitez revenir en mode manuel, appuyez à nouveau sur le bouton pendant quelques secondes.

Effectuez un test de sensibilité cutanée :

Si vous utilisez l'appareil pour la première fois ou sur une nouvelle zone du corps, sélectionnez une petite zone à proximité de la zone que vous souhaitez traiter pour effectuer un test de sensibilité cutanée.

Utilisez le réglage le plus bas de l'appareil. Suivez les instructions de traitement ci-dessous, mais n'émettez pas plus de 2 à 3 impulsions. Après le test cutané, attendez 60 minutes et vérifiez si votre peau ne réagit pas. Si après 60 minutes la peau semble normale et qu'il n'y a pas de rougeur ou autre réaction cutanée, vous êtes prêt pour le traitement complet.

Choisissez la bonne intensité :

Choisissez l'intensité appropriée en fonction de votre tolérance cutanée et augmentez-la progressivement de un à cinq niveaux. Si l'intensité est trop faible et qu'il n'y a pas de réactions cutanées, vous pouvez augmenter progressivement le niveau d'intensité.

Ne faites pas clignoter les impulsions plusieurs fois au même endroit sur la peau. Cela créera trop de chaleur sur la peau, ce qui pourrait provoquer un gonflement de la peau, des ampoules ou des changements temporaires ou permanents de la couleur de votre peau. Après chaque flash, déplacez lentement l'appareil vers un endroit adjacent de la peau. Attendez au moins 20 secondes avant de revenir à la zone de peau précédente.

Procédure d'opération:

Épilation (lampe à épilation)

Application:

- Moustache, poils des aisselles, poils du corps et des jambes, poils sur le front et la zone du bikini.
- L'effet varie selon la couleur de la peau. L'appareil n'est pas adapté au blanc et aux couleurs claires

Comment réaliser un traitement d'épilation :

Il s'agit généralement de 7 à 9 traitements. Effectuez les 3 premiers traitements une fois par semaine. Pour les 4 à 9 traitements suivants, effectuez une thérapie toutes les 2 à 3 semaines. Pour maintenir l'effet de l'épilation et éviter la réactivation des follicules pileux, répétez les traitements régulièrement pour garantir que la peau reste lisse. Si les traitements ne sont pas poursuivis, les follicules pileux redeviendront actifs et les cheveux recommenceront à repousser. Pour maintenir les résultats, répétez simplement les traitements toutes les 4 à 8 semaines pour vous assurer que les follicules pileux ne s'activent pas et que la repousse des cheveux reste inhibée. Les intervalles entre les traitements peuvent varier en fonction du taux individuel de repousse des cheveux.

1. Avant d'utiliser l'appareil Shine, préparez votre peau en rasant la zone à traiter sélectionnée. La peau doit également être lavée.
2. Portez des lunettes de sécurité pour éviter que la lumière IPL ne stimule vos yeux.

- Sélectionnez l'intensité appropriée (voir « sélectionner l'intensité ») et commencez à un niveau faible.
- Laissez la fenêtre de l'appareil toucher verticalement les zones sélectionnées et traitez les zones une par une. Ne répétez pas le même endroit encore et encore et ne sautez aucune zone.
- Commencez par la zone initiale et répétez l'étape 4, 2 à 3 fois.
- Après le traitement, il est recommandé d'utiliser: utilisez une crème hydratante après l'épilation.
- Éteignez l'appareil et utilisez un chiffon humide ou un coton-tige pour nettoyer la fenêtre de traitement.
- Placez votre appareil et ses accessoires dans un étui ou une boîte et rangez-les dans un endroit sûr.

Photorajeunissement de la peau :  
(lampe anti-rides)

L'objectif du rajeunissement de zones sélectionnées est d'utiliser des impulsions lumineuses courtes et sûres dirigées vers la surface de la peau. L'onde lumineuse stimule les cellules de la peau à produire du collagène et de l'élastine, qui accélèrent la régénération cutanée. Les effets thérapeutiques du rayonnement IPL comprennent une amélioration de l'apport sanguin et de l'oxygénation de la peau, une augmentation du nombre de collagène et de fibres élastiques, une meilleure absorption de l'humidité et une régulation du processus de pigmentation et de kératinisation.

Effets:

- élimination des symptômes du vieillissement cutané
- reconstruction des fibres de collagène
- peau ferme et élastique
- rétrécissement des pores
- lisser les rides
- une meilleure hydratation de la peau
- décolorations éclaircissantes

À quelle fréquence effectuer un traitement de photorajeunissement :

Pour obtenir les effets souhaités, une série de traitements doivent être effectués. Il est recommandé d'effectuer une série de 8 traitements, à raison d'un traitement par semaine.

- Avant de commencer le traitement, vous devez nettoyer soigneusement votre peau du maquillage et de tout produit cosmétique. Vous devez également essuyer la lampe.
- Portez des lunettes de sécurité pour éviter que la lumière IPL ne stimule vos yeux.
- Sélectionnez l'intensité appropriée (voir « sélectionner l'intensité ») et commencez à un niveau faible.
- Laissez la fenêtre de l'appareil toucher verticalement les zones sélectionnées et traitez les zones une par une. Ne répétez pas le même endroit encore et encore et ne sautez aucune zone.
- Commencez par la zone initiale et répétez l'étape 4, 2 à 3 fois. Après le traitement, il est recommandé d'utiliser une préparation fortement hydratante.
- Éteignez l'appareil et utilisez un chiffon humide ou un coton-tige pour nettoyer la fenêtre de traitement.
- Placez votre appareil et ses accessoires dans un étui ou une boîte et rangez-les dans un endroit sûr.

Traitement de l'acnée:

(lampe de traitement de l'acné)

Le traitement de l'acné par IPL est destiné aux personnes présentant des lésions acnéiques de gravité moyenne. La lumière IPL détruit les bactéries à multiplication rapide responsables des changements inflammatoires de l'acné. L'action est similaire à celle des antibiotiques utilisés par voie topique ou systémique. Cependant, ils peuvent provoquer un certain nombre d'effets secondaires, endommageant le foie et l'estomac.

La thérapie au laser brillant agit directement sur les causes de l'acné. Il agit sur les molécules dites synthétisées par les bactéries anaérobies, porphyrines. Ceux-ci rendent la bactérie particulièrement sensible à la lumière. Lorsque la porphyrine est exposée à la lumière visible, elle devient chimiquement active et atteint un état excité. Cela provoque la formation d'oxygène singulet, qui se combine à la membrane cellulaire et détruit les bactéries anaérobies responsables de la formation des lésions acnéiques et des cellules des glandes sébacées.

La luminothérapie IPL ne doit pas être associée à une antibiothérapie. Vous devez également attendre quelques semaines après avoir terminé ce traitement.

À quelle fréquence effectuer un traitement contre l'acné :

La période de traitement dure environ 8 à 16 semaines (2 à 4 mois) et les traitements sont effectués toutes les 1 à 2 semaines. Il est préférable d'effectuer deux irradiations de toutes les zones touchées au cours de la procédure, à environ 10 minutes d'intervalle. Dès la deuxième semaine, les premiers signes d'amélioration sont visibles (le degré d'inflammation dans les zones touchées et une légère réduction des symptômes eux-mêmes apparaissent).

Après toute la série de traitements :

Les taches d'acné sont presque complètement éliminées. Cependant, ceux qui restent – qui ne sont plus actifs – disparaissent au cours des prochaines semaines. Après la guérison, il est recommandé d'utiliser une thérapie de photorajeunissement cutané, capable de stimuler la production de collagène afin de réduire le nombre de cicatrices d'acné. Pendant toute la durée du traitement, il est recommandé d'utiliser des soins cosmétiques adaptés destinés aux peaux grasses et à tendance acnéique.

Comment réaliser un traitement anti-acnéique :

- Avant de commencer le traitement, vous devez nettoyer soigneusement votre peau du maquillage et

Potencia de entrada:	36W
Tensión nominal:	100-240V
Rango de frecuencia nominal:	50Hz/60Hz
Temperatura de almacenamiento:	de 0°C a 45°C
Temperatura de trabajo:	de 5°C a 35°C
Humedad durante el funcionamiento:	del 25% al 75%

#### Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea este manual y siga las recomendaciones contenidas en él cuando utilice el dispositivo.

#### Descripción general [página 2- f1]:

1. Cambiar.
  2. Indicador de intensidad/pantalla LCD.
  3. Lámpara reemplazable.
  4. Botón de destello.
  5. Entrada CC.
  6. Tipo de lámpara (HR/depilación, SR/rejuvenecimiento de la piel, AC/tratamiento del acné).
  7. Impulso restante.
  8. Temperatura del dispositivo (luz OK, parpadeando significa que la temperatura es demasiado alta).
  9. Nivel de energía.
  10. Estado del ventilador (la luz está bien, parpadeando significa que la temperatura es demasiado alta).
- Además: estuche de almacenamiento, cargador.

#### Características [página 2- f1]:

Shine tiene tres funciones y lámparas independientes para cada una de ellas.

Función 1: depilación IPL

Función 2: rejuvenecimiento de la piel con IPL

Función 3: eliminación del acné con IPL

A. Depilación

B. Reducción de arrugas

C. Tratamiento del acné

#### Contraindicaciones:

1. El dispositivo no está destinado a niños menores de 15 años. Los jóvenes de entre 15 y 18 años pueden utilizar el dispositivo con el consentimiento y/o supervisión de sus padres o tutores. Los adultos mayores de 18 años pueden utilizar el dispositivo libremente.
2. No utilizar si la piel de la zona a tratar está bronceada o enrojecida. El uso del dispositivo sobre piel bronceada o enrojecida puede provocar una decoloración temporal o incluso permanente de la piel.
3. No lo use si está embarazada, intentando quedar embarazada, cree que podría estar embarazada o está amamantando. El dispositivo Shine no ha sido probado para este propósito y por lo tanto no debe usarse en estos casos. Los cambios hormonales que ocurren durante el embarazo o la lactancia pueden aumentar el riesgo de daño o sensibilidad cutánea.
4. No utilice el dispositivo si padece enfermedades como epilepsia, ataques epilépticos o migrañas. Los destellos de energía pueden provocar fuertes dolores de cabeza y migrañas.
5. No lo use en áreas de piel cubiertas con tatuajes, manchas de color marrón oscuro o negras (como pecas oscuras, lunares o verrugas). Los tatuajes o las manchas oscuras pueden absorber demasiada energía luminosa, lo que puede provocar hinchazón de la piel, ampollas temporales o permanentes, decoloración o blanqueamiento de la piel.
6. No utilice el dispositivo si tiene tendencia a desarrollar cicatrices queloides.
7. No utilizar en el cuero cabelludo, orejas, cuello, pezones ni mucosas (labios menores, zona vaginal y anal). En aquellas zonas de la zona del bikini donde la piel está más pigmentada se debe utilizar un nivel de intensidad de luz más bajo. El uso en estos lugares puede causar hinchazón de la piel, formación de ampollas o decoloración o blanqueamiento temporal de la piel.
8. No lo use si el área de tratamiento tiene alguna inflamación activa de la piel, incluido acné, psoriasis, eczema, quemaduras, herpes, abrasiones o sarpullidos. Estos factores pueden hacer que la piel sea más sensible a la luz y hacer que el tratamiento sea incómodo o provocar hinchazón, ampollas o infecciones en la piel. Una vez que su piel haya sanado lo suficiente, consulte a su médico antes de usar el dispositivo.
9. No utilice el dispositivo si está tomando medicamentos que hacen que su piel sea sensible a la luz, incluidos agentes antiinflamatorios no esteroides (por ejemplo, aspirina, ibuprofeno, paracetamol), tetraciclinas, fenotiazinas, tiazidas, diuréticos, sulfonilureas, sulfonamidas, DTIC, fluorouracilo, vinblastina, griseofulvina, alfa hidroxiácidos (AHAS), beta-hidroxiácidos (BHAS), Retin-A, Accutane y/o retinoides tópicos.
10. No lo use si tiene una enfermedad asociada con la fotosensibilidad, por ejemplo, porfiria, fotoerupción polimórfica, urticaria solar, lupus, etc. Estas condiciones hacen que la piel sea más sensible a la luz y el procedimiento puede ser desagradable o doloroso, hinchazón de la piel, ampollas o infecciones.

#### Advertencias de manejo:

1. El producto no se encenderá sin insertar la lámpara; inserte la lámpara antes de conectarla a la corriente. Cuando el dispositivo esté en funcionamiento, no cubra las aberturas de entrada y ventilación de aire para no afectar negativamente a la generación de calor.
2. Utilice gafas de seguridad cuando utilice el dispositivo.
3. Antes de usar, limpie la zona de piel a tratar. No está permitido aplicar ningún cosmético en la piel inmediatamente antes del tratamiento. Esto podría dañar el dispositivo y afectar el efecto del tratamiento.
4. Ajusta tu nivel de energía de bajo a alto. Cuanto mayor sea el nivel de energía, mejor será el resultado.

4. Seleccione la intensidad adecuada (consulte "seleccionar intensidad") y comience en un nivel bajo.
5. Deje que la ventana del dispositivo toque las áreas seleccionadas verticalmente y trate las áreas una por una. El intervalo entre pulsos debe ser de al menos 20 segundos.
6. Después del tratamiento, se recomienda lavarse la cara y utilizar una preparación humectante.
7. Apague el dispositivo y utilice un paño húmedo o un bastoncillo de algodón para limpiar la ventana de tratamiento.
8. Coloque su dispositivo y accesorios en un estuche o caja y guárdelos en un lugar seguro.

Tabla que compara el color de piel y cabello.

 se refiere a  no aplica

Color de piel \ Color de pelo	Blanco	Tono marfil	Beige	Marrón claro	Marrón	Marrón oscuro y negro
	Negro					
Un marrón oscuro						
Marrón						
Dorado						
Rojo						
Blanco						
Gris						

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 -f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Inmediatamente después del tratamiento, puede aparecer enrojecimiento de la piel. Para este fin se pueden utilizar bolsas de hielo.

- Después del tratamiento de fototerapia, utilizar un preparado hidratante y preparados con alta protección solar.
- Después de Al finalizar el tratamiento, utilice un bastoncillo o paño de algodón húmedo para limpiar la lámpara de cualquier resto de pelo, sebo o sebo.
- Se recomienda mantener el dispositivo y los accesorios alejados del agua y la humedad. Guarde el dispositivo en un ambiente ventilado y seco y manténgalo alejado de los niños.
- Está prohibido colocar objetos metálicos en el orificio de emisión de calor. De lo contrario existe riesgo de descarga eléctrica.

Antes de iniciar el procedimiento:

- Limpié la ventana de salida de luz del casete con un paño húmedo o un bastoncillo de algodón. Esto se hace para eliminar el pelo y el polvo de la ventana de tratamiento.
- Sostenga la lámpara arriba y abajo, luego insértela o tire de ella en paralelo.
- Conecte el cable de alimentación al dispositivo Shine.
- Coloque el dispositivo Shine cerca de una toma de corriente. Alejado de todo tipo de líquidos.
- Asegúrese de que la lámpara esté instalada correctamente antes de encenderla.
- Una vez que el cable de alimentación esté enchufado al tomacorriente de pared, las luces de estado parpadearán lentamente en verde.
- Presione el botón de encendido durante más de 2 segundos para encender/apagar la alimentación del dispositivo. Luego el ventilador arranca y el LED se enciende. El tipo de lámpara, el pulso restante, el nivel de energía (nivel predeterminado 1), el ícono del termómetro y el ícono del ventilador se mostrarán en el LED [página 2- f1].
- El indicador de estado parpadea para indicar que el dispositivo está en estado de espera. Cuando finalice el trabajo, el indicador se apagará. Cuando la ventana de tratamiento toca la piel, el indicador se vuelve verde, lo que significa que el dispositivo está listo para emitir luz.
- Presione el botón de encendido por un momento para ajustar el nivel de energía de bajo a alto, el nivel 1 es el más bajo y el nivel 5 es el más alto.
- La ventana de tratamiento debe tocar directamente el área del cuerpo que se está tratando.
- El dispositivo se apagará automáticamente si no se utiliza dentro de los 5 minutos.

El dispositivo tiene dos modos de funcionamiento: automático y manual. El modo manual se activa como modo predeterminado. Para iniciar el modo automático, mantenga presionado el botón flash durante unos segundos. Si desea volver al modo manual, presione nuevamente el botón durante unos segundos.

Realice una prueba de sensibilidad cutánea:

Si está utilizando el dispositivo por primera vez o en una nueva zona del cuerpo, seleccione un área pequeña cerca del área que desea tratar para realizar una prueba de sensibilidad de la piel. Utilice la configuración más baja del dispositivo. Siga las instrucciones de tratamiento a continuación, pero no emita más de 2 o 3 pulsos. Después de la prueba cutánea, espere 60 minutos y compruebe si su piel no reacciona. Si después de 60 minutos la piel parece normal y no hay enrojecimiento ni otra reacción cutánea, está listo para el tratamiento completo.

Elige la intensidad adecuada:

Elige la intensidad adecuada según la tolerancia de tu piel y aumentala gradualmente de uno a cinco niveles. Si la intensidad es demasiado débil y no hay reacciones cutáneas, puede aumentar gradualmente el nivel de intensidad.

No aplique pulsos en un mismo lugar de la piel varias veces. Esto generará demasiado calor en la piel, lo que podría provocar hinchazón, ampollas o cambios temporales o permanentes en el color de la piel. Después de cada destello, mueva lentamente el dispositivo a un punto adyacente de la piel. Espere al menos 20 segundos antes de volver a la zona de piel anterior.

Procedimiento de operación:

Depilación (lámpara de depilación)

Solicitud:

- Bigote, vello de axilas, vello del cuerpo y piernas, vello fino en la frente y zona del bikini.
- El efecto varía según el color de la piel. El dispositivo no es adecuado para colores blancos y claros.

Cómo realizar un tratamiento de depilación:

Por lo general, se trata de 7 a 9 tratamientos. Realizar los primeros 3 tratamientos una vez por semana. Durante los siguientes 4-9 tratamientos, realice una terapia cada 2-3 semanas. Para mantener el efecto de la depilación y evitar que los folículos pilosos se reactiven, repita los tratamientos regularmente para garantizar que la piel permanezca suave. Si no se continúan los tratamientos, los folículos pilosos volverán a activarse y el cabello comenzará a crecer nuevamente. Para mantener los resultados, simplemente repita los tratamientos cada 4 a 8 semanas para asegurarse de que los folículos pilosos no se activen y que el crecimiento del cabello permanezca inhibido. Los intervalos entre tratamientos pueden variar según la tasa individual de crecimiento del cabello.

- Antes de utilizar el dispositivo Shine, prepare su piel afeitando la zona seleccionada a tratar. También se debe lavar la piel.
- Utilice gafas de seguridad para evitar que la luz IPL estimule sus ojos.
- Seleccione la intensidad adecuada (consulte "seleccionar intensidad") y comience en un nivel bajo.
- Deje que la ventana del dispositivo toque las áreas seleccionadas verticalmente y trate las áreas una por una. No repita el mismo lugar una y otra vez ni se salte ningún área.
- Comience en el área inicial y repita el paso 4, 2 o 3 veces.
- Después del tratamiento, se recomienda utilizar: use una crema hidratante después de la depilación.

7. Apague el dispositivo y utilice un paño húmedo o un bastoncillo de algodón para limpiar la ventana de tratamiento.
8. Coloque su dispositivo y accesorios en un estuche o caja y guárdelos en un lugar seguro.

#### Fotorrejuvenecimiento de la piel: (lámpara reductora de arrugas)

El objetivo del rejuvenecimiento de áreas seleccionadas es utilizar pulsos de luz cortos y seguros dirigidos hacia la superficie de la piel. La onda de luz estimula las células de la piel para que produzcan colágeno y elastina, que aceleran la regeneración de la piel. Los efectos terapéuticos de la radiación IPL incluyen un mejor suministro de sangre y oxigenación de la piel, un aumento en la cantidad de fibras elásticas y de colágeno, una mejor absorción de la humedad y la regulación del proceso de pigmentación y queratinización.

#### Efectos:

- eliminación de los síntomas del envejecimiento de la piel
- reconstrucción de fibras de colágeno
- piel firme y elástica
- reducción de los poros
- suavizar las arrugas
- mejora de la hidratación de la piel
- decoloraciones aclarantes

#### Con qué frecuencia realizar un tratamiento de fotorrejuvenecimiento:

Para obtener los efectos deseados se deben realizar una serie de tratamientos. Se recomienda realizar una serie de 8 tratamientos, un tratamiento cada semana.

1. Antes de iniciar el tratamiento, debes limpiar a fondo tu piel de maquillaje y cualquier cosmético. También debes limpiar la lámpara.
2. Utilice gafas de seguridad para evitar que la luz IPL estimule sus ojos.
3. Seleccione la intensidad adecuada (consulte "seleccionar intensidad") y comience en un nivel bajo.
4. Deje que la ventana del dispositivo toque las áreas seleccionadas verticalmente y trate las áreas una por una. No repita el mismo lugar una y otra vez ni se salte ningún área.
5. Comience en el área inicial y repita el paso 4, 2 o 3 veces. Después del tratamiento, se recomienda utilizar un preparado fuertemente hidratante.
6. Apague el dispositivo y utilice un paño húmedo o un bastoncillo de algodón para limpiar la ventana de tratamiento.
7. Coloque su dispositivo y accesorios en un estuche o caja y guárdelos en un lugar seguro.

#### Tratamiento contra el acné: (lámpara de tratamiento del acné)

El tratamiento del acné con IPL está destinado a personas con lesiones de acné de gravedad media. La luz IPL destruye las bacterias que se multiplican rápidamente y son responsables de los cambios inflamatorios en el acné. La acción es similar a la de los antibióticos que se usan de forma tópica o sistémica. Sin embargo, pueden provocar una serie de efectos secundarios que dañan el hígado y el estómago.

La terapia con láser Shine actúa directamente sobre las causas del acné. Actúa sobre las llamadas moléculas sintetizadas por bacterias anaeróbicas, porfirinas. Estos hacen que la bacteria sea particularmente sensible a la luz. Cuando la porfirina se expone a la luz visible, se vuelve químicamente activa y alcanza un estado excitado. Esto provoca la formación de oxígeno singlete, que se combina con la membrana celular y destruye las bacterias anaeróbicas responsables de la formación de las lesiones del acné y las células de las glándulas sebáceas.

La fototerapia IPL no debe combinarse con terapia con antibióticos. También debes esperar unas semanas después de completar dicho tratamiento.

#### Con qué frecuencia realizar el tratamiento del acné:

El período de tratamiento dura aproximadamente de 8 a 16 semanas (2 a 4 meses) y los tratamientos se realizan cada 1 a 2 semanas. Lo mejor es realizar dos irradiaciones de todas las zonas afectadas durante el procedimiento, con un intervalo de aproximadamente 10 minutos. A partir de la segunda semana, los primeros signos de mejoría son visibles (se produce el grado de inflamación en las zonas afectadas y una ligera reducción de los propios síntomas).

#### Después de toda la serie de tratamientos:

Las manchas de acné se eliminan casi por completo. Sin embargo, los que permanecen -ya no activos- desaparecen a lo largo de las próximas semanas. Después de la curación, se recomienda utilizar una terapia de fotorrejuvenecimiento de la piel, que es capaz de estimular la producción de colágeno para reducir la cantidad de cicatrices de acné. Durante todo el tratamiento se recomienda utilizar cosméticos de cuidado adecuados destinados a pieles grasas y con tendencia acnéica.

#### Cómo realizar un tratamiento antiacné:

1. Antes de iniciar el tratamiento, debes limpiar a fondo tu piel de maquillaje y cualquier cosmético. También debes limpiar la lámpara.
2. Si se produce inflamación en la zona a tratar, se debe curar la piel antes de utilizar el dispositivo.
3. Utilice gafas de seguridad para evitar que la luz IPL estimule sus ojos.

Potência de entrada:	36W
Tensão nominal:	100-240 V
Faixa de frequência nominal:	50Hz/60Hz
Temperatura de armazenamento:	de 0oC a 45oC
Temperatura de trabalho:	de 5oC a 35oC
Umidade durante a operação:	de 25% a 75%

#### Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o aparelho.

#### Descrição geral [página 2- f1]:

1. Trocar.
  2. Indicador de intensidade / display LCD.
  3. Lâmpada substituível.
  4. Botão Flash.
  5. Entrada CC.
  6. Tipo de lâmpada (HR/depilação, SR/rejuvenescimento da pele, AC/tratamento de acne).
  7. Impulso restante.
  8. Temperatura do dispositivo (luz OK, piscando significa que a temperatura está muito alta).
  9. Nível de energia.
  10. Status do ventilador (a luz está OK, piscando significa que a temperatura está muito alta).
- Além disso: estojo de armazenamento, carregador.

#### Recursos [página 2- f1]:

O Shine possui três funções e lâmpadas separadas para cada uma delas.

Função 1: remoção de pêlos IPL

Função 2: rejuvenescimento da pele IPL

Função 3: Remoção de acne IPL

A. Depilação

B. Redução de rugas

C. Tratamento da acne

#### Contra-indicações:

1. O dispositivo não se destina a crianças menores de 15 anos de idade. Jovens entre 15 e 18 anos podem usar o dispositivo com o consentimento e/ou supervisão dos pais ou responsáveis. Adultos maiores de 18 anos podem usar o aparelho livremente.
2. Não use se a pele da área a ser tratada estiver bronzeada ou vermelha. A utilização do dispositivo em pele bronzeada ou vermelha pode causar descoloração temporária ou mesmo permanente da pele.
3. Não use se estiver grávida, tentando engravidar, pensar que pode estar grávida ou amamentando. O dispositivo Shine não foi testado para este fim e portanto não deve ser utilizado nestes casos. As alterações hormonais que ocorrem durante a gravidez ou amamentação podem aumentar o risco de danos ou sensibilidade cutânea.
4. Não utilize o dispositivo se sofrer de doenças como epilepsia, ataques epiléticos ou enxaquecas. Flashes de energia podem causar fortes dores de cabeça e enxaquecas.
5. Não use em áreas da pele cobertas por tatuagens, manchas marrons escuras ou pretas (como sardas escuras, manchas ou verrugas). Tatuagens ou manchas escuras podem absorver muita energia luminosa, o que pode causar inchaço da pele, bolhas temporárias ou permanentes, descoloração ou clareamento da pele.
6. Não utilize o dispositivo se tiver tendência a desenvolver cicatrizes quelóides.
7. Não utilizar no couro cabeludo, orelhas, pescoço, mamilos ou mucosas (pequenos lábios, áreas vaginais e anais). Nas partes da zona do biquíni onde a pele é mais pigmentada, deve ser utilizado um nível de intensidade de luz mais baixo. O uso nesses locais pode causar inchaço na pele, bolhas ou descoloração temporária ou branqueamento da pele.
8. Não use se a área de tratamento apresentar alguma inflamação ativa da pele, incluindo acne, psoríase, eczema, queimaduras, herpes, escoriações ou erupções cutâneas. Esses fatores podem tornar a pele mais sensível à luz e tornar o tratamento desconfortável ou causar inchaço, bolhas ou infecções na pele. Assim que a sua pele estiver suficientemente curada, consulte o seu médico antes de utilizar o dispositivo.
9. Não utilize o dispositivo se estiver a tomar medicamentos que tornem a sua pele sensível à luz, incluindo agentes anti-inflamatórios não esteróides (por exemplo, aspirina, ibuprofeno, paracetamol), tetraciclina, fenotiazinas, tiazidas, diuréticos, sulfonilureias, sulfonamidas, DTIC, fluorouracil, vinblastina, griseofulvina, alfa-hidroxiácidos (AHAS), beta-hidroxiácidos (BHAS), Retin-A, Accutane e/ou retinóides tópicos.
10. Não utilize se tiver uma doença associada à fotossensibilidade, por exemplo, porfiria, fotoerupção polimórfica, urticária solar, lúpus, etc. Estas condições tornam a pele mais sensível à luz e o procedimento pode ser desagradável ou doloroso. infecções.

#### Manuseio de avisos:

1. O produto não liga sem inserir a lâmpada, insira a lâmpada antes de conectá-la à energia. Quando o dispositivo estiver em funcionamento, não cubra as aberturas de entrada e ventilação de ar, para não prejudicar a geração de calor.
2. Use óculos de segurança ao operar o dispositivo.
3. Antes de usar, limpe a área da pele a ser tratada. Não é permitido aplicar nenhum cosmético na pele imediatamente antes do tratamento. Isto pode danificar o dispositivo e afetar o efeito do tratamento.
4. Ajuste seu nível de energia de baixo para alto. Quanto maior o nível de energia, melhor será o

## Tabela comparando cor de pele e cabelo

 refere-se a
  não aplicável

Cor da pele \ Cor de cabelo	Branco	Sombra marfim	Bege	Marrom claro	Marrom	Castanho escuro e preto
Preto	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Um marrom escuro	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Marrom	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dourado	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Vermelho	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Branco	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Cinza	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 -f2]:

-[www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

-[www.youtube.com/beautiflyeu](http://www.youtube.com/beautiflyeu)



resultado. Imediatamente após o tratamento, pode ocorrer vermelhidão na pele. Bolsas de gelo podem ser usadas para essa finalidade.

5. Após o tratamento de fototerapia, utilizar um preparado hidratante e preparados com alta proteção solar.
6. Depois de No final do tratamento, use um cotonete ou pano úmido para limpar a lâmpada de qualquer cabelo, sebo ou sebo restante.
7. Recomenda-se que o dispositivo e os acessórios sejam mantidos longe de água e umidade. Armazene o dispositivo em ambiente ventilado e seco e mantenha-o longe do alcance das crianças.
8. É proibido colocar objetos metálicos no orifício de emissão de calor. Caso contrário, existe risco de choque eléctrico.

Antes de iniciar o procedimento:

1. Limpe a janela de saída de luz do cassete com um pano úmido ou cotonete. Isso é feito para remover pelos e poeira da janela de tratamento.
2. Segure a lâmpada acima e abaixo e insira ou puxe paralelamente.
3. Conecte o cabo de alimentação ao dispositivo Shine.
4. Coloque o dispositivo Shine próximo a uma tomada elétrica. Longe de todos os tipos de líquidos.
5. Certifique-se de que a lâmpada esteja instalada corretamente antes de ligá-la.
6. Assim que o cabo de alimentação estiver conectado à tomada, as luzes de status piscarão lentamente em verde.
7. Pressione o botão liga/desliga por mais de 2 segundos para ligar/desligar o dispositivo. Então o ventilador liga e o LED acende. Tipo de lâmpada, pulso restante, nível de energia (nível padrão 1), ícone de termômetro e ícone de ventilador serão exibidos no LED [página 2-f1].
8. O indicador de status pisca para indicar que o dispositivo está no status de espera. Quando o trabalho terminar, o indicador apagará. Quando a janela de tratamento toca a pele, o indicador fica verde, o que significa que o aparelho está pronto para emitir luz.
9. Pressione o botão liga/desliga por um momento para ajustar o nível de energia de baixo para alto, o nível 1 é o mais baixo e o nível 5 é o mais alto.
10. A janela de tratamento deve tocar diretamente a área do corpo a ser tratada.
11. O dispositivo desligará automaticamente se não for usado dentro de 5 minutos.

O dispositivo possui dois modos de operação: automático e manual. O modo manual é ativado como modo padrão. Para iniciar o modo automático, segure o botão do flash por alguns segundos. Se desejar retornar ao modo manual, pressione novamente o botão por alguns segundos.

Faça um teste de sensibilidade da pele:

Se você estiver usando o dispositivo pela primeira vez ou em uma nova área do corpo, selecione uma pequena área próxima à área que pretende tratar para realizar um teste de sensibilidade da pele. Use a configuração mais baixa do dispositivo. Siga as instruções de tratamento abaixo, mas não emita mais do que 2 a 3 pulsos. Após o teste cutâneo, aguarde 60 minutos e verifique se sua pele não reage. Se após 60 minutos a pele parecer normal e não houver vermelhidão ou outra reação cutânea, você estará pronto para o tratamento completo.

Escolha a intensidade certa:

Escolha a intensidade adequada dependendo da tolerância da sua pele e aumente gradualmente de um a cinco níveis. Se a intensidade for muito fraca e não houver reações cutâneas, você poderá aumentar gradualmente o nível de intensidade.

Não pisque os pulsos em um local da pele várias vezes. Isso criará muito calor na pele, o que pode causar inchaço, bolhas ou alterações temporárias ou permanentes na cor da pele. Após cada flash, mova lentamente o dispositivo para um local adjacente na pele. Aguarde pelo menos 20 segundos antes de retornar à área anterior da pele.

Procedimento de operação:

Depilação (lâmpada de depilação)

Aplicativo:

- Bigode, pêlos nas axilas, pêlos no corpo e nas pernas, pêlos na testa e na área do biquíni.
- O efeito varia dependendo da cor da pele. O dispositivo não é adequado para cores brancas e claras

Como realizar um tratamento de depilação:

Geralmente são cerca de 7 a 9 tratamentos. Realize os 3 primeiros tratamentos uma vez por semana. Para os próximos 4-9 tratamentos, realize uma terapia a cada 2-3 semanas. Para manter o efeito da depilação e evitar a reativação dos folículos capilares, repita os tratamentos regularmente para garantir que a pele permaneça lisa. Se os tratamentos não forem continuados, os folículos capilares ficarão ativos novamente e o cabelo começará a crescer novamente. Para manter os resultados, basta repetir os tratamentos a cada 4-8 semanas para garantir que os folículos capilares não sejam ativados e que o crescimento do cabelo permaneça inibido. Os intervalos entre os tratamentos podem variar dependendo da taxa individual de crescimento do cabelo.

1. Antes de usar o aparelho Shine, prepare a pele raspando a área selecionada a ser tratada. A pele também deve ser lavada.
2. Use óculos de segurança para evitar que a luz IPL estimule seus olhos.
3. Selecione a intensidade apropriada (consulte "selecionar intensidade") e comece com um nível baixo.
4. Deixe a janela do dispositivo tocar verticalmente nas áreas selecionadas e trate as áreas uma por uma. Não repita o mesmo lugar indefinidamente nem pule nenhuma área.
5. Comece na área inicial e repita o passo 4, 2-3 vezes.
6. Após o tratamento, recomenda-se usar: use um hidratante após a depilação.
7. Desligue o aparelho e use um pano úmido ou cotonete para limpar a janela de tratamento.

8. Coloque seu dispositivo e acessórios em um estojo ou caixa e guarde-os em local seguro.

**Fotorejuvenescimento da pele:**  
(lâmpada de redução de rugas)

O objetivo de rejuvenescer áreas selecionadas é utilizar pulsos de luz curtos e seguros direcionados à superfície da pele. A onda de luz estimula as células da pele a produzir colágeno e elastina, que aceleram a regeneração da pele. Os efeitos terapêuticos da radiação IPL incluem melhor irrigação sanguínea e oxigenação da pele, aumento do número de fibras colágenas e elásticas, melhor absorção de umidade e regulação do processo de pigmentação e queratinização.

Efeitos:

- eliminação dos sintomas de envelhecimento da pele
- reconstrução de fibras de colágeno
- pele firme e elástica
- redução dos poros
- suavização de rugas
- melhor hidratação da pele
- clareamento de descolorações

Com que frequência realizar um tratamento de fotorejuvenescimento:

Para obter os efeitos desejados, uma série de tratamentos devem ser realizados. Recomenda-se realizar uma série de 8 tratamentos, um tratamento por semana.

1. Antes de iniciar o tratamento, você deve limpar completamente a pele da maquiagem e de quaisquer cosméticos. Você também deve limpar a lâmpada.
2. Use óculos de segurança para evitar que a luz IPL estimule seus olhos.
3. Selecione a intensidade apropriada (consulte "selecionar intensidade") e comece com um nível baixo.
4. Deixe a janela do dispositivo tocar verticalmente nas áreas selecionadas e trate as áreas uma por uma. Não repita o mesmo lugar indefinidamente nem pule nenhuma área.
5. Comece na área inicial e repita o passo 4, 2-3 vezes. Após o tratamento, recomenda-se a utilização de um preparado fortemente hidratante.
6. Desligue o aparelho e use um pano úmido ou cotonete para limpar a janela de tratamento.
7. Coloque seu dispositivo e acessórios em um estojo ou caixa e guarde-os em local seguro.

**Tratamento de acne:**

(lâmpada de tratamento de acne)

O tratamento da acne com IPL destina-se a pessoas com lesões de acne de gravidade média. A luz IPL destrói bactérias que se multiplicam rapidamente e são responsáveis por alterações inflamatórias na acne. A ação é semelhante à dos antibióticos usados topicamente ou sistemicamente. No entanto, podem causar vários efeitos colaterais, prejudicando o fígado e o estômago.

A terapia com laser Shine atua diretamente nas causas da acne. Atua nas chamadas moléculas sintetizadas por bactérias anaeróbicas, porfirinas. Isso torna a bactéria particularmente sensível à luz. Quando a porfirina é exposta à luz visível, torna-se quimicamente ativa e atinge um estado excitado. Isso causa a formação de oxigênio singlete, que se combina com a membrana celular e destrói as bactérias anaeróbicas responsáveis pela formação de lesões de acne e células das glândulas sebáceas.

A fototerapia IPL não deve ser combinada com terapia antibiótica. Você também deve esperar algumas semanas após concluir o tratamento.

Com que frequência realizar o tratamento da acne:

O período de tratamento dura aproximadamente 8 a 16 semanas (2 a 4 meses) e os tratamentos são realizados a cada 1 a 2 semanas. É melhor realizar duas irradiações de todas as áreas afetadas durante o procedimento, com intervalo de aproximadamente 10 minutos. A partir da segunda semana, os primeiros sinais de melhora são visíveis (ocorre o grau de inflamação nas áreas afetadas e uma ligeira redução dos próprios sintomas).

Após toda a série de tratamentos:

As manchas de acne são quase completamente eliminadas. No entanto, aqueles que permanecem – não mais ativos – desaparecem nas próximas semanas. Após a cicatrização, recomenda-se a utilização da terapia de fotorejuvenescimento cutâneo, que é capaz de estimular a produção de colágeno para diminuir o número de cicatrizes de acne. Durante todo o tratamento, recomenda-se a utilização de cosméticos de cuidado adequados destinados a peles oleosas e com tendência acneica.

Como realizar um tratamento antiacne:

1. Antes de iniciar o tratamento, você deve limpar completamente a pele da maquiagem e de quaisquer cosméticos. Você também deve limpar a lâmpada.
2. Se ocorrer inflamação na área a ser tratada, a pele deverá ser curada antes de usar o dispositivo.
3. Use óculos de segurança para evitar que a luz IPL estimule seus olhos.
4. Selecione a intensidade apropriada (consulte "selecionar intensidade") e comece com um nível baixo.
5. Deixe a janela do dispositivo tocar verticalmente nas áreas selecionadas e trate as áreas uma por uma. O intervalo entre os pulsos deve ser de pelo menos 20 segundos.
6. Após o tratamento, recomenda-se lavar o rosto e usar um hidratante.
7. Desligue o aparelho e use um pano úmido ou cotonete para limpar a janela de tratamento.
8. Coloque seu dispositivo e acessórios em um estojo ou caixa e guarde-os em local seguro.

Potenza di ingresso:	36W
Tensione nominale:	100-240 V
Gamma di frequenza nominale:	50Hz/60Hz
Temperatura di conservazione:	da 0°C a 45°C
Temperatura di lavoro:	da 5°C a 35°C
Umidità durante il funzionamento:	dal 25% al 75%

#### Sicurezza:

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

#### Descrizione generale [pagina 2- f1]:

1. Cambia.
  2. Indicatore di intensità/display LCD.
  3. Lampada sostituibile.
  4. Pulsante Flash.
  5. Ingresso CC.
  6. Tipo di lampada (HR/epilazione, SR/ringiovanimento cutaneo, AC/trattamento dell'acne).
  7. Impulso residuo.
  8. Temperatura del dispositivo (spia OK, lampeggiante significa che la temperatura è troppo alta).
  9. Livello energetico.
  10. Stato della ventola (la spia è OK, lampeggiante significa che la temperatura è troppo alta).
- In aggiunta: custodia, caricabatterie.

#### Caratteristiche [pagina 2- f1]:

Shine ha tre funzioni e lampade separate per ciascuna di esse.

Funzione 1: depilazione IPL

Funzione 2: ringiovanimento cutaneo IPL

Funzione 3: rimozione dell'acne IPL

A. Depilazione

B. Riduzione delle rughe

C. Trattamento dell'acne

#### Controindicazioni:

1. Il dispositivo non è destinato ai bambini di età inferiore a 15 anni. I giovani di età compresa tra 15 e 18 anni possono utilizzare il dispositivo con il consenso e/o la supervisione dei genitori o tutori. Gli adulti di età superiore ai 18 anni possono utilizzare liberamente il dispositivo.
2. Non utilizzare se la pelle della zona da trattare è abbronzata o arrossata. L'utilizzo del dispositivo su pelle abbronzata o arrossata può causare scolorimento temporaneo o addirittura permanente della pelle.
3. Non usare se sei incinta, stai cercando di rimanere incinta, pensi di essere incinta o stai allattando. Il dispositivo Shine non è stato testato per questo scopo e pertanto non deve essere utilizzato in questi casi. I cambiamenti ormonali che si verificano durante la gravidanza o l'allattamento al seno possono aumentare il rischio di danni alla pelle o sensibilità cutanea.
4. Non utilizzare il dispositivo se si soffre di malattie come epilessia, attacchi epilettici o emicrania. I lampi di energia possono causare forti mal di testa ed emicranie.
5. Non utilizzare su aree della pelle ricoperte di tatuaggi, macchie marrone scuro o nere (come lentiggini scure, nei o verruche). I tatuaggi o le macchie scure possono assorbire troppa energia luminosa, causando gonfiore della pelle, vescicole temporanee o permanenti, scolorimento o sbiancamento della pelle.
6. Non utilizzare il dispositivo se si ha la tendenza a sviluppare cicatrici cheloidi.
7. Non utilizzare su cuoio capelluto, orecchie, collo, capezzoli o mucose (piccole labbra, zone vaginali e anali). Nelle zone della zona bikini dove la pelle è più pigmentata è opportuno utilizzare un livello di intensità luminosa inferiore. L'uso in questi luoghi può causare gonfiore della pelle, vesciche o scolorimento temporaneo o sbiancamento della pelle.
8. Non utilizzare se l'area da trattare presenta infiammazioni cutanee attive, tra cui acne, psoriasi, eczema, ustioni, herpes, abrasioni o eruzioni cutanee. Questi fattori possono rendere la pelle più sensibile alla luce e rendere scomodo il trattamento o provocare gonfiore, vesciche o infezioni sulla pelle. Una volta che la pelle è sufficientemente guarita, consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo.
9. Non utilizzare il dispositivo se si stanno assumendo farmaci che rendono la pelle sensibile alla luce, inclusi agenti antinfiammatori non steroidei (es. aspirina, ibuprofene, cetaminofene), tetracicline, fenotiazine, tiazidici, diuretici, sulfaniluree, sulfamidici, DTIC , fluorouracile, vinblastina, griseofulvina , alfa idrossiacidi (AHAS), beta-idrossiacidi (BHAS), Retin-A, Accutane e/o retinoidi topici.
10. Non usare se si soffre di una malattia associata a fotosensibilità, ad esempio porfiria, fotoeruzione polimorfica, orticaria solare, lupus, ecc. Queste condizioni rendono la pelle più sensibile alla luce e la procedura può essere spiacevole o dolorosa. infezioni.

#### Avvertenze sulla gestione:

1. Il prodotto non si accende senza inserire la lampada, inserire la lampada prima di collegarla all'alimentazione. Quando l'apparecchio è in funzione, non coprire le aperture di ingresso e ventilazione dell'aria, per non influenzare negativamente la generazione di calore.
2. Indossare occhiali di sicurezza durante l'utilizzo del dispositivo.
3. Prima dell'uso, pulire l'area della pelle da trattare. Non è consentito applicare cosmetici sulla pelle immediatamente prima del trattamento. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo e compromettere l'effetto del trattamento.
4. Regola il tuo livello di energia da basso ad alto. Più alto è il livello di energia, migliore sarà il risultato. Immediatamente dopo il trattamento può verificarsi arrossamento della pelle. A questo scopo possono

trattamento.

8. Riponi il dispositivo e gli accessori in una custodia o scatola e conservali in un luogo sicuro.

Tabella comparativa del colore della pelle e dei capelli



si riferisce a



non applicabile

Colore della pelle \ Colore dei capelli	Bianco	Tonalità avorio	Beige	Marrone chiaro	Marrone	Marrone scuro e nero
	Nero	✓	✓	✓	✓	✓
Un marrone scuro	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Marrone	✓	✓	✓	✓	✓	✗
D'oro	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Rosso	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Bianco	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Grigio	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 -f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

essere utilizzati impacchi di ghiaccio.

5. Dopo il trattamento fototerapico utilizzare un preparato idratante e preparati ad alta protezione solare.
6. Dopo termine del trattamento, utilizzare un batuffolo di cotone o un panno umido per pulire la lampada da eventuali residui di peli, sebo o sebo.
7. Si consiglia di tenere il dispositivo e gli accessori lontani dall'acqua e dall'umidità. Conservare il dispositivo in un ambiente ventilato e asciutto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
8. È vietato inserire oggetti metallici nel foro di emissione del calore. In caso contrario sussiste il rischio di scossa elettrica.

Prima di iniziare la procedura:

1. Pulire la finestra di uscita della luce della cassetta con un panno umido o un bastoncino di cotone. Questo viene fatto per rimuovere peli e polvere dalla finestra di trattamento.
2. Tenere la lampada sopra e sotto, quindi inserirla o tirarla parallelamente.
3. Collega il cavo di alimentazione al dispositivo Shine.
4. Posizionare il dispositivo Shine vicino ad una presa elettrica. Lontano da tutti i tipi di liquidi.
5. Assicurarsi che la lampada sia installata correttamente prima di accenderla.
6. Una volta collegato il cavo di alimentazione alla presa a muro, le spie di stato lampeggeranno lentamente in verde.
7. Premere il pulsante di accensione per più di 2 secondi per accendere/spengere il dispositivo. Quindi la ventola si avvia e il LED si accende. Il tipo di lampada, l'impulso rimanente, il livello di energia (livello predefinito 1), l'icona del termometro e l'icona della ventola verranno visualizzati sul LED [pagina 2- f1].
8. L'indicatore di stato lampeggia per indicare che il dispositivo è in stato di standby. Una volta terminato il lavoro, l'indicatore si spegnerà. Quando la finestra di trattamento tocca la pelle, l'indicatore diventa verde, il che significa che il dispositivo è pronto per emettere luce.
9. Premere brevemente il pulsante di accensione per regolare il livello di energia da basso ad alto, il livello 1 è il più basso e il livello 5 è il più alto.
10. La finestra di trattamento deve toccare direttamente l'area del corpo da trattare.
11. Il dispositivo si spegnerà automaticamente se non utilizzato entro 5 minuti.

Il dispositivo ha due modalità operative: automatica e manuale. La modalità manuale viene attivata come modalità predefinita. Per avviare la modalità automatica, tieni premuto il pulsante del flash per alcuni secondi. Se si desidera tornare alla modalità manuale, premere nuovamente il pulsante per alcuni secondi.

Eseguire un test di sensibilità cutanea:

Se stai utilizzando il dispositivo per la prima volta o su una nuova zona del corpo, seleziona una piccola area vicino alla zona che intendi trattare per eseguire un test di sensibilità cutanea. Utilizza l'impostazione più bassa del dispositivo. Seguire le istruzioni di trattamento riportate di seguito, ma non emettere più di 2-3 impulsi. Dopo il test cutaneo, attendi 60 minuti e controlla se la tua pelle non reagisce. Se dopo 60 minuti la pelle appare normale e non si notano arrossamenti o altre reazioni cutanee, sei pronto per il trattamento completo.

Scegli la giusta intensità:

Scegli l'intensità appropriata in base alla tolleranza della tua pelle e aumentala gradualmente da uno a cinque livelli. Se l'intensità è troppo debole e non si verificano reazioni cutanee, è possibile aumentare gradualmente il livello di intensità.

Non lampeggiare più volte gli impulsi nello stesso punto della pelle. Ciò creerebbe troppo calore sulla pelle, che potrebbe causare gonfiore cutaneo, vesciche o cambiamenti temporanei o permanenti nel colore della pelle. Dopo ogni flash, spostare lentamente il dispositivo su un punto adiacente della pelle. Attendere almeno 20 secondi prima di ritornare alla zona cutanea precedente.

Procedura operativa:

Depilazione (lampada depilatoria)

Applicazione:

- Baffi, peli delle ascelle, peli del corpo e delle gambe, peli sulla fronte e nella zona bikini.
- L'effetto varia a seconda del colore della pelle. Il dispositivo non è adatto per il bianco e i colori chiari

Come eseguire un trattamento di depilazione:

Di solito si tratta di circa 7-9 trattamenti. Eseguire i primi 3 trattamenti una volta a settimana. Per i successivi 4-9 trattamenti, eseguire una terapia ogni 2-3 settimane. Per mantenere l'effetto della depilazione ed evitare la riattivazione dei follicoli piliferi, ripetere i trattamenti regolarmente per garantire che la pelle rimanga liscia. Se i trattamenti non vengono continuati, i follicoli piliferi torneranno ad essere attivi e i capelli inizieranno a ricrescere. Per mantenere i risultati è sufficiente ripetere i trattamenti ogni 4-8 settimane per garantire che i follicoli piliferi non si attivino e che la ricrescita dei capelli rimanga inibita. Gli intervalli tra i trattamenti possono variare a seconda della velocità individuale di ricrescita dei peli.

1. Prima di utilizzare il dispositivo Shine, prepara la pelle rasando l'area selezionata da trattare. Anche la pelle dovrebbe essere lavata.
2. Indossare occhiali di sicurezza per evitare che la luce IPL stimoli gli occhi.
3. Selezionare l'intensità appropriata (vedere "selezionare l'intensità") e iniziare a un livello basso.
4. Lasciare che la finestra del dispositivo tocchi verticalmente le aree selezionate e trattare le aree una per una. Non ripetere più e più volte lo stesso punto e non saltare alcuna area.
5. Inizia dall'area iniziale e ripeti il passaggio 4, 2-3 volte.
6. Dopo il trattamento si consiglia di utilizzare: utilizzare una crema idratante dopo la depilazione.
7. Spegnerne il dispositivo e utilizzare un panno umido o un batuffolo di cotone per pulire la finestra di trattamento.
8. Riponi il dispositivo e gli accessori in una custodia o scatola e conservarli in un luogo sicuro.

## Fotoringiovanimento della pelle: (lampada per la riduzione delle rughe)

Lo scopo del ringiovanimento di aree selezionate è l'utilizzo di impulsi luminosi brevi e sicuri diretti verso la superficie della pelle. L'onda luminosa stimola le cellule della pelle a produrre collagene ed elastina, che accelerano la rigenerazione della pelle. Gli effetti terapeutici della radiazione IPL comprendono un migliore afflusso di sangue e ossigenazione della pelle, un aumento del numero di fibre di collagene ed elastiche, un migliore assorbimento dell'umidità e la regolazione del processo di pigmentazione e cheratinizzazione.

### Effetti:

- eliminazione dei sintomi dell'invecchiamento cutaneo
- ricostruzione delle fibre di collagene
- pelle compatta ed elastica
- restringimento dei pori
- levigare le rughe
- migliore idratazione della pelle
- schiarire le discromie

Ogni quanto eseguire un trattamento di fotoringiovanimento:

Per ottenere gli effetti desiderati è necessario eseguire una serie di trattamenti. Si consiglia di effettuare una serie di 8 trattamenti, un trattamento ogni settimana.

1. Prima di iniziare il trattamento, pulire accuratamente la pelle dal trucco e da eventuali cosmetici. Dovresti anche pulire la lampada.
2. Indossare occhiali di sicurezza per evitare che la luce IPL stimoli gli occhi.
3. Selezionare l'intensità appropriata (vedere "selezionare l'intensità") e iniziare a un livello basso.
4. Lasciare che la finestra del dispositivo tocchi verticalmente le aree selezionate e trattare le aree una per una. Non ripetere più e più volte lo stesso punto e non saltare alcuna area.
5. Inizia dall'area iniziale e ripeti il passaggio 4, 2-3 volte. Dopo il trattamento si consiglia di utilizzare un preparato fortemente idratante.
6. Spegnere il dispositivo e utilizzare un panno umido o un batuffolo di cotone per pulire la finestra di trattamento.
7. Riponi il dispositivo e gli accessori in una custodia o scatola e conservali in un luogo sicuro.

### Trattamento per l'acne:

(lampada per il trattamento dell'acne)

Il trattamento dell'acne con IPL è destinato a persone con lesioni acneiche di media gravità. La luce IPL distrugge i batteri in rapida moltiplicazione responsabili dei cambiamenti infiammatori nell'acne. L'azione è simile agli antibiotici utilizzati per via topica o sistemica. Tuttavia, possono causare una serie di effetti collaterali, danneggiando il fegato e lo stomaco.

La terapia laser Shine agisce direttamente sulle cause dell'acne. Agisce sulle cosiddette molecole sintetizzate dai batteri anaerobici, porfirine. Questi rendono il batterio particolarmente sensibile alla luce. Quando la porfirina viene esposta alla luce visibile, diventa chimicamente attiva e raggiunge uno stato eccitato. Ciò provoca la formazione di ossigeno singoletto, che si combina con la membrana cellulare e distrugge i batteri anaerobici responsabili della formazione delle lesioni dell'acne e delle cellule delle ghiandole sebacee.

La terapia della luce IPL non deve essere combinata con la terapia antibiotica. Dovresti anche attendere alcune settimane dopo aver completato tale trattamento.

Con quale frequenza eseguire il trattamento dell'acne:

Il periodo di trattamento dura circa 8-16 settimane (2-4 mesi) e i trattamenti vengono eseguiti ogni 1-2 settimane. È meglio eseguire due irradiazioni su tutte le aree interessate durante la procedura, a circa 10 minuti di distanza. A partire dalla seconda settimana sono visibili i primi segni di miglioramento (si manifesta il grado di infiammazione nelle zone colpite e una leggera riduzione dei sintomi stessi).

Dopo tutta la serie di trattamenti:

Le macchie dell'acne vengono quasi completamente eliminate. Tuttavia, quelli che rimangono, non più attivi, scompaiono nelle settimane successive. Dopo la guarigione si consiglia di utilizzare la terapia di fotoringiovanimento cutaneo, in grado di stimolare la produzione di collagene per ridurre il numero di cicatrici da acne. Durante l'intero trattamento si consiglia di utilizzare cosmetici adeguati destinati alla pelle grassa e a tendenza acneica.

Come eseguire un trattamento antiacne:

1. Prima di iniziare il trattamento, pulire accuratamente la pelle dal trucco e da eventuali cosmetici. Dovresti anche pulire la lampada.
2. Se si verifica un'infiammazione nella zona da trattare, la pelle deve essere cicatrizzata prima di utilizzare il dispositivo.
3. Indossare occhiali di sicurezza per evitare che la luce IPL stimoli gli occhi.
4. Selezionare l'intensità appropriata (vedere "selezionare l'intensità") e iniziare a un livello basso.
5. Lasciare che la finestra del dispositivo tocchi verticalmente le aree selezionate e trattare le aree una per una. L'intervallo tra gli impulsi dovrebbe essere di almeno 20 secondi.
6. Dopo il trattamento si consiglia di lavare il viso e utilizzare un preparato idratante.
7. Spegnere il dispositivo e utilizzare un panno umido o un batuffolo di cotone per pulire la finestra di

Příkon:	36W
Jmenovité napětí:	100-240V
Jmenovitý frekvenční rozsah:	50Hz / 60Hz
Skladovací teplota:	od 0oC do 45oC
Pracovní teplota:	od 5oC do 35oC
Vlhkost během provozu:	od 25 % do 75 %

#### Bezpečnostní:

Před použitím výrobku si přečtěte tento návod a při používání zařízení dodržujte doporučení v něm uvedená.

#### Obecný popis [strana 2- f1]:

1. Přepínač.
2. Indikátor intenzity / LCD displej.
3. Vyměnitelná lampa.
4. Tlačítko Flash.
5. DC vstup.
6. Typ lampy (HR/depilace, SR/omlazení pleti, AC/léčba akné).
7. Zbývající impuls.
8. Teplota zařízení (kontrolka OK, blikání znamená, že teplota je příliš vysoká).
9. Energetická hladina.
10. Stav ventilátoru (kontrolka je v pořádku, blikání znamená, že teplota je příliš vysoká).

Dodatečně: úložné pouzdro, nabíječka.

#### Funkce [strana 2- f1]:

Shine má tři funkce a samostatné lampy pro každou z nich.

Funkce 1: IPL odstranění chloupků

Funkce 2: IPL omlazení pleti

Funkce 3: IPL odstranění akné

A. Depilace

B. Redukce vrásek

C. Léčba akné

#### Kontraindikace:

1. Zařízení není určeno pro děti do 15 let. Mladí lidé ve věku 15–18 let mohou zařízení používat se souhlasem a/nebo dohledem svých rodičů nebo opatrovníků. Dospělí starší 18 let mohou zařízení volně používat.
2. Nepoužívejte, pokud je pokožka v oblasti, která má být ošetřena, opálená nebo červená. Použití přístroje na opálené nebo zarudlé kůži může způsobit dočasné nebo dokonce trvalé zbarvení kůže.
3. Neužívejte, pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo kojíte. Zařízení Shine nebylo pro tento účel testováno, a proto by se v těchto případech nemělo používat. Hormonální změny, ke kterým dochází během těhotenství nebo kojení, mohou zvýšit riziko poškození kůže nebo citlivosti kůže.
4. Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte nemocemi, jako je epilepsie, epileptické záchvaty nebo migréna. Záblesky energie mohou způsobit silné bolesti hlavy a migrény.
5. Nepoužívejte na oblasti kůže pokryté tetováním, tmavě hnědými nebo černými skvrnami (jako jsou tmavé pihy, mateřská znaménka nebo bradavice). Tetování nebo tmavé skvrny mohou absorbovat příliš mnoho světelné energie, což může způsobit otoky kůže, dočasné nebo trvalé puchýře, změnu barvy nebo zbělení kůže.
6. Přístroj nepoužívejte, pokud máte sklon ke vzniku keloidních jizev.
7. Nepoužívejte na pokožku hlavy, uší, krk, bradavky nebo sliznice (labia minora, vaginální a anální oblasti). V těch částech oblasti bikin, kde je kůže více pigmentovaná, by měla být použita nižší úroveň intenzity světla. Použití na těchto místech může způsobit otok kůže, puchýře nebo dočasné zbarvení nebo zbělení kůže.
8. Nepoužívejte, pokud má ošetřovaná oblast aktivní zánět kůže, včetně akné, lupénky, ekzému, popálenin, oparu, odfenin nebo vyrážky. Tyto faktory mohou způsobit, že kůže bude citlivější na světlo a bude léčba nepříjemná nebo způsobí otoky, puchýře nebo infekce na kůži. Jakmile se vaše pokožka dostatečně zahojí, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem.
9. Zařízení nepoužívejte, pokud užíváte léky, které činí vaši pokožku citlivou na světlo, včetně nesteroidních protizánětlivých látek (např. aspirin, ibuprofen, acetaminofen), tetracyklinů, fenothiazinů, thiazidů, diuretik, sulfonimidů, sulfonamidů, DTIC fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hydroxykyseliny (AHAS), beta-hydroxykyseliny (BHAS), retin-A, Accutane a/nebo topické retinoidy.
10. Nepoužívejte, pokud máte onemocnění spojené s fotosenzitivitou, např. porfyrie, polymorfní fotoerupce, solární kopřivka, lupus atd. Tyto stavy způsobují, že pokožka je citlivější na světlo a zákrok může být nepříjemný nebo bolestivý. Otoky kůže, puchýře nebo infekce.

#### Upozornění týkající se manipulace:

1. Výrobek se nezapne bez vložení lampy, vložte prosím lampu před připojením k napájení. Když je zařízení v provozu, nezakrývejte otvory pro přívod a ventilaci vzduchu, abyste neovlivnili nepříznivé tvorbu tepla.
2. Při práci se zařízením používejte ochranné brýle.
3. Před použitím očistěte ošetřovanou oblast pokožky. Bezprostředně před ošetřením není dovoleno nanášet na pokožku žádnou kosmetiku. Mohlo by dojít k poškození zařízení a ovlivnění účinku léčby.
4. Upravte úroveň energie od nízké po vysokou. Čím vyšší hladina energie, tím lepší výsledek. Bezprostředně po ošetření se může objevit zarudnutí kůže. K tomuto účelu lze použít ledové obklady.
5. Po ošetření fototerapií použijte hydratační přípravek a přípravky s vysokou sluneční ochranou.

## Tabulka porovnání barvy pleti a vlasů

 odkazuje na
  nelze použít

Barva kůže \ Barva vlasů	Bílý	Odstín Ivory	Béžový	Světle hnědá	Hnědý	Tmavě hnědá a černá
	černá	✓	✓	✓	✓	✓
Tmavě hnědá	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Hnědá	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Zlatý	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Červená	✗	✗	✗	✗	✗	✗
bílý	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Šedá	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 -f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)



6. Po strna konci ošetření použijte navlhčený vatový tampon nebo hadřík k očištění lampy od zbylých chloupků, mazu nebo mazu.
7. Doporučuje se uchovávat zařízení a příslušenství mimo dosah vody a vlhkosti. Zařízení skladujte ve větraném a suchém prostředí a chráňte jej před dětmi.
8. Je zakázáno vkládat kovové předměty do otvoru pro vyzařování tepla. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Před zahájením procedury:

1. Očistíte výstupní okénko kazety vlhkým hadříkem nebo vatovým tamponem. To se provádí za účelem odstranění vlasů a prachu z ošetrovacího okénka.
2. Držte lampu nahoru a dole a poté ji vložte nebo vytáhněte paralelně.
3. Připojte napájecí kabel k zařízení Shine.
4. Umístíte zařízení Shine do blízkosti elektrické zásuvky. Daleko od všech druhů tekutin.
5. Před zapnutím se ujistěte, že je lampa správně nainstalována.
6. Jakmile je napájecí kabel zapojen do zásuvky ve zdi, stavové kontrolky budou pomalu zeleně blikat.
7. Stisknutím tlačítka napájení na déle než 2 sekundy zapnete/vypnete napájení zařízení. Poté se spustí ventilátor a rozsvítí se LED. Na LED se zobrazí typ lampy, zbývající pulz, úroveň energie (výchozí úroveň 1), ikona teploměru a ikona ventilátoru [strana 2- f1].
8. Indikátor stavu bliká, což znamená, že zařízení je v pohotovostním stavu. Po dokončení práce indikátor zhasne. Když se léčebné okénko dotkne pokožky, indikátor zezelená, což znamená, že zařízení je připraveno vysílat světlo.
9. Chvilí stisknete tlačítko napájení pro nastavení úrovně energie z nízké na vysokou, úroveň 1 je nejnižší a úroveň 5 je nejvyšší.
10. Ošetrovací okénko by se mělo přímo dotýkat ošetrované oblasti těla.
11. Pokud se zařízení do 5 minut nepoužívá, automaticky se vypne.

Zařízení má dva provozní režimy: automatický a manuální. Ruční režim se zapne jako výchozí režim. Chcete-li spustit automatický režim, podržte tlačítko blesku několik sekund. Pokud se chcete vrátit do manuálního režimu, stisknete tlačítko znovu na několik sekund.

Provedte test citlivosti pokožky:

Pokud zařízení používáte poprvé nebo na nové oblasti těla, vyberte malou oblast poblíž oblasti, kterou chcete ošetřit, abyste provedli test citlivosti pokožky. Použijte nejnižší nastavení zařízení. Postupujte podle níže uvedených pokynů pro ošetření, ale nevydávajte více než 2-3 pulzy. Po kožním testu počkejte 60 minut a zkontrolujte, zda vaše pokožka nereaguje. Pokud po 60 minutách pokožka vypadá normálně a nedochází k zarudnutí nebo jiné kožní reakci, jste připraveni na kompletní ošetření.

Zvolte správnou intenzitu:

Vyberte si vhodnou intenzitu v závislosti na toleranci vaší pokožky a zvyšujte ji postupně od jedné do pěti úrovní. Pokud je intenzita příliš slabá a nedochází k žádným kožním reakcím, můžete úroveň intenzity postupně zvyšovat.

Neblikejte pulzy na jedno místo na kůži vícekrát. Na kůži se tak vytvoří příliš mnoho tepla, které by mohlo způsobit otoky kůže, puchýře nebo dočasné či trvalé změny barvy vaší pokožky. Po každém záblesku pomalu přesuňte zařízení na sousední místo na kůži. Počkejte alespoň 20 sekund, než se vrátíte na předchozí oblast pokožky.

Operační postup:

Depilace (depilační lampa)

Aplikace:

- Knír, ochlupení v podpaží, ochlupení na těle a nohou, vousy na čele a v oblasti bikin.
- Efekt se liší v závislosti na barvě pleti. Zařízení není vhodné pro bílé a světlé barvy

Jak provést depilační kúru:

Obvykle se jedná o 7-9 ošetření. První 3 ošetření provádějte jednou týdně. Při dalších 4-9 ošetřeních provádějte jednu terapii každé 2-3 týdny. Pro zachování efektu odstranění chloupků a zabránění reaktivaci vlasových folikul ošetření pravidelně opakujte, abyste zajistili, že pokožka zůstane hladká. Pokud léčba nepokračuje, vlasové folikuly se znovu aktivují a vlasy začnou znovu růst. Pro udržení výsledků jednoduše opakujte ošetření každých 4-8 týdnů, abyste zajistili, že se vlasové folikuly neaktivují a že opětovný růst vlasů zůstane inhibován. Interval mezi ošetřeními se mohou lišit v závislosti na individuální rychlosti opětovného růstu chloupků.

1. Před použitím přístroje Shine připravte pokožku oholením vybrané oblasti, kterou chcete ošetřit. Kůže by se měla také umýt.
2. Použijte ochranné brýle, abyste zabránili stimulaci očí IPL světlem.
3. Zvolte vhodnou intenzitu (viz "Výběr intenzity") a začněte na nízké úrovni.
4. Nechte okno zařízení dotýkat se vybraných oblastí svle a upravujte oblasti jednu po druhé. Neopakujte stejné místo znovu a znovu ani nevynechávejte žádnou oblast.
5. Začněte v počáteční oblasti a opakujte krok 4, 2-3krát.
6. Po ošetření se doporučuje použít: po depilaci použijte hydratační krém.
7. Vypněte přístroj a vlhkým hadříkem nebo vatovým tamponem očistíte léčebné okénko.
8. Umístíte zařízení a příslušenství do pouzdra nebo krabice a uložte je na bezpečném místě.

Fotoomlazení pleti:

(lampa na redukci vrásek)

Cílem omlazení vybraných partií je použití krátkých a bezpečných světelných pulzů směřujících k povrchu kůže. Světelná vlna stimuluje kožní buňky k produkci kolagenu a elastinu, které urychlují regeneraci

pokožky. Mezi terapeutické účinky IPL záření patří zlepšení prokrvení a okysličení pokožky, zvýšení počtu kolagenových a elastických vláken, lepší vstřebávání vlhkosti a regulace procesu pigmentace a keratinizace.

#### Efekty:

- odstranění příznaků stárnutí kůže
- rekonstrukce kolagenových vláken
- pevná a elastická pokožka
- stažení pórů
- vyhlazování vrásek
- zlepšená hydratace pokožky
- zesvětlení zbarvení

Jak často provádět fotorejuvenační ošetření:

K dosažení požadovaných účinků je třeba provést řadu ošetření. Doporučuje se provést sérii 8 ošetření, jedno ošetření každý týden.

1. Před zahájením kúry byste měli pleť důkladně očistit od make-upu a veškeré kosmetiky. Měli byste také otřít lampu.
2. Používejte ochranné brýle, abyste zabránili stimulaci očí IPL světlem.
3. Zvolte vhodnou intenzitu (viz "Výběr intenzity") a začněte na nízké úrovni.
4. Nechte okno zařízení dotýkat se vybraných oblastí svísele a upravujte oblasti jednu po druhé. Neopakujte stejné místo znovu a znovu ani nevynechávejte žádnou oblast.
5. Začněte v počáteční oblasti a opakujte krok 4, 2-3krát. Po ošetření se doporučuje použít silně hydratační přípravek.
6. Vypněte přístroj a vlhkým hadříkem nebo vatovým tamponem očistěte léčebné okénko.
7. Umístěte zařízení a příslušenství do pouzdra nebo krabice a uložte je na bezpečném místě.

#### Léčba akné:

(lampa na léčbu akné)

Léčba akné pomocí IPL je určena pro osoby se střední závažností aknézních lézí. IPL světlo ničí rychle se množící bakterie zodpovědné za zánětlivé změny akné. Účinek je podobný antibiotikům, která se používají lokálně nebo systémově. Mohou však způsobit řadu nežádoucích účinků, poškodit játra a žaludek.

Laserová terapie Shine působí přímo na příčiny akné. Působí na tzv. molekuly syntetizované anaerobními bakteriemi, porfyrinů. Díky tomu je bakterie zvláště citlivá na světlo. Když je porfyrin vystaven viditelnému světlu, stává se chemicky aktivním a dosahuje excitovaného stavu. To způsobí tvorbu singletového kyslíku, který se spojí s buněčnou membránou a zničí anaerobní bakterie zodpovědné za tvorbu aknézních lézí a buněk mazových žláz.

IPL světelná terapie se nesmí kombinovat s antibiotickou terapií. Po dokončení takové léčby byste měli také počkat několik týdnů.

Jak často provádět léčbu akné:

Léčebné období trvá přibližně 8 - 16 týdnů (2-4 měsíce) a ošetření se provádí každé 1-2 týdny. Nejlepší je během zákroku provést dvě ozařování všech postižených míst v odstupech přibližně 10 minut. Počínaje druhým týdnem jsou patrné první známky zlepšení (dochází ke stupni zánětu v postižených oblastech a k mírnému zmírnění samotných příznaků).

Po celé sérii ošetření:

Skvrny po akné jsou téměř zcela odstraněny. Ty, které však zůstanou – již nejsou aktivní – během následujících týdnů zmizí. Po zhojení se doporučuje použít kožní fotorejuvenační terapii, která je schopna stimulovat tvorbu kolagenu za účelem snížení počtu jizev po akné. Během celého ošetření se doporučuje používat vhodnou pečující kosmetiku určenou pro mastnou a aknézní pleť.

Jak provést ošetření proti akné:

1. Před zahájením kúry byste měli pleť důkladně očistit od make-upu a veškeré kosmetiky. Měli byste také otřít lampu.
2. Pokud se v ošetřované oblasti objeví zánět, měla by být kůže před použitím přístroje zhojena.
3. Používejte ochranné brýle, abyste zabránili stimulaci očí IPL světlem.
4. Zvolte vhodnou intenzitu (viz "Výběr intenzity") a začněte na nízké úrovni.
5. Nechte okno zařízení dotýkat se vybraných oblastí svísele a upravujte oblasti jednu po druhé. Interval mezi pulzy by měl být alespoň 20 sekund.
6. Po ošetření se doporučuje omýt obličej a použít hydratační přípravek.
7. Vypněte přístroj a vlhkým hadříkem nebo vatovým tamponem očistěte léčebné okénko.
8. Umístěte zařízení a příslušenství do pouzdra nebo krabice a uložte je na bezpečném místě.

Vstupný výkon:	36 W
Menovité napätie:	100-240V
Menovitý frekvenčný rozsah:	50Hz / 60Hz
Skladovacia teplota:	od 0°C do 45°C
Pracovná teplota:	od 5°C do 35°C
Vlhkosť počas prevádzky:	od 25 % do 75 %

#### Zabezpečenie:

Pred použitím výrobku si prečítajte tento návod a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v ňom uvedené.

#### Všeobecný popis [strana 2- f1]:

1. Prepínač.
  2. Indikátor intenzity / LCD displej.
  3. Vymeniteľná lampka.
  4. Tlačidlo blesku.
  5. DC vstup.
  6. Typ lampy (HR/depilácia, SR/omladienie pleti, AC/liečba akné).
  7. Zostávajúci impulz.
  8. Teplota zariadenia (kontrolka OK, blikanie znamená, že teplota je príliš vysoká).
  9. Energetická hladina.
  10. Stav ventilátora (kontrolka je v poriadku, blikanie znamená, že teplota je príliš vysoká).
- Dodatočne: úložné puzdro, nabíjačka.

#### Funkcie [strana 2- f1]:

Shine má tri funkcie a samostatné svietidlá pre každú z nich.

Funkcia 1: IPL odstránenie chlčpkov

Funkcia 2: IPL omladienie pleti

Funkcia 3: IPL odstránenie akné

A. Odstránenie chlčpkov

B. Redukcia vrások

C. Liečba akné

#### Kontraindikácie:

1. Zariadenie nie je určené pre deti do 15 rokov. Mladí ľudia vo veku 15 – 18 rokov môžu zariadenie používať so súhlasom a/alebo dohľadom svojich rodičov alebo opatrovníkov. Dospelí starší ako 18 rokov môžu zariadenie voľne používať.
2. Nepoužívajte, ak je pokožka v ošetrovanej oblasti opálená alebo červená. Používanie prístroja na opálenej alebo červenej pokožke môže spôsobiť dočasné alebo dokonca trvalé sfarbenie pokožky.
3. Neužívajte, ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť, myslíte si, že môžete byť tehotná alebo dojčíte. Zariadenie Shine nebolo na tento účel testované, a preto by sa v týchto prípadoch nemalo používať. Hormonálne zmeny, ktoré sa vyskytujú počas tehotenstva alebo dojčenia, môžu zvýšiť riziko poškodenia kože alebo citlivosti kože.
4. Prístroj nepoužívajte, ak trpíte chorobami ako epilepsia, epileptické záchvaty alebo migréna. Záblesky energie môžu spôsobiť silné bolesti hlavy a migrény.
5. Nepoužívajte na oblasti pokožky pokryté tetovaním, tmavohnedými alebo čiernymi škvrkami (ako sú tmavé pehy, materské znamienka alebo bradavice). Tetovanie alebo tmavé škvrky môžu absorbovať príliš veľa svetelnej energie, čo môže spôsobiť opuch kože, dočasné alebo trvalé pluzgiere, zmenu farby alebo bielenie pokožky.
6. Prístroj nepoužívajte, ak máte sklon k tvorbe keloidných jaziev.
7. Nepoužívajte na pokožku hlavy, uší, krk, bradavky alebo sliznice (malé pysky ohanbia, vaginálne a análne oblasti). V tých častiach oblasti bikín, kde je pokožka viac pigmentovaná, by sa mala použiť nižšia úroveň intenzity svetla. Použitie na týchto miestach môže spôsobiť opuch kože, pluzgiere alebo dočasné sfarbenie alebo zbledenie kože.
8. Nepoužívajte, ak má ošetrovaná oblasť aktívny zápal kože, vrátane akné, psoriázy, ekzému, popálenín, oparu, odrenín alebo vyrážok. Tieto faktory môžu spôsobiť, že pokožka bude citlivejšia na svetlo a znepríjemníť liečbu alebo spôsobiť opuch, pluzgiere alebo infekcie na koži. Keď sa vaša pokožka dostatočne zahojí, pred použitím prístroja sa poraďte so svojim lekárom.
9. Zariadenie nepoužívajte, ak užívate lieky, ktoré spôsobujú, že vaša pokožka je citlivá na svetlo, vrátane nesteroidných protizápalových látok (napr. aspirín, ibuprofén, acetaminofén), tetracyklínov, fenotiazínov, tiazidov, diuretik, sulfonýmocovín, sulfónamidov, DTIC, fluóruacil, vinblastín, griseofulvín, alfa-hydroxykyseliny (AHAS), beta-hydroxykyseliny (BHAS), retín-A, akútán a/alebo lokálne retinoidy.
10. Nepoužívajte, ak máte ochorenie spojené s fotosenzitívitou, napríklad porfýria, polymorfná fotoerupcia, solárna žihľavka, lupus atď. Tieto stavy spôsobujú, že pokožka je citlivejšia na svetlo a zárok môže byť nepríjemný alebo bolestivý, opuch kože, pluzgiere alebo infekcií.

#### Upozornenia týkajúce sa manipulácie:

1. Výrobok sa nezapne bez vloženia lampy, vložte lampu pred pripojením k zdroju napájania. Keď je zariadenie v prevádzke, nezakrývajte vstupné a vetracie otvory vzduchu, aby ste nepriaznivo neovplyvnili tvorbu tepla.
2. Pri práci so zariadením noste ochranné okuliare.
3. Pred použitím očistite ošetrovanú oblasť pokožky. Bezprostredne pred ošetrením nie je dovolené nanášať na pokožku žiadnu kozmetiku. Môže to poškodiť zariadenie a ovplyvniť účinok liečby.
4. Upravte úroveň energie od nízkej po vysokú. Čím vyššia je úroveň energie, tým lepší je výsledok. Bezprostredne po ošetrení sa môže objaviť začervenanie kože. Na tento účel možno použiť ľadové obklady.

## Tabuľka porovnávajúca farbu pleti a vlasov

 odkazuje na
  nepoužiteľné

Barva pleti \ Farba vlasov	Bílý	Odstín Ivory	Béžová	Světle hnědá	Hnědá	Tmavě hnědá a černá
čierna	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Tmavo hnedá	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Hnedá	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Zlatý	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Červená	✗	✗	✗	✗	✗	✗
biely	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Šedá	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 -f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

- Po ošetrení fototerapiou použite hydratačný prípravok a prípravky s vysokou slnečnou ochranou.
- Po Na konci ošetrenia použite navlhčený vatový tampón alebo handričku na očistenie lampy od prípadných zvyškov vlasov, mazu alebo mazu.
- Zariadenie a príslušenstvo sa odporúča uchovávať mimo dosahu vody a vlhkosti. Zariadenie skladujte vo vetranom a suchom prostredí a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Do otvoru na vyžarovanie tepla je zakázané umiestňovať kovové predmety. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

#### Pred začatím postupu:

- Vyčistíte okienko výstupu svetla kazety vlhkou handričkou alebo vatovým tampónom. Toto sa robí na odstránenie vlasov a prachu z ošetrovacieho okienka.
- Držte lampu nad a pod, potom vložte alebo vyťahnite paralelne.
- Pripojte napájací kábel k zariadeniu Shine.
- Zariadenie Shine umiestnite do blízkosti elektrickej zásuvky. Ďaleko od všetkých druhov tekutín.
- Pred zapnutím skontrolujte, či je lampka správne nainštalovaná.
- Po pripojení napájacieho kábla do elektrickej zásuvky budú stavové indikátory pomaly blikať na zeleno.
- Stlačením vypínača na viac ako 2 sekundy zapnete/vypnete napájanie zariadenia. Potom sa spustí ventilátor a rozsvieti sa LED. Na LED sa zobrazí typ lampy, zostávajúci impulz, úroveň energie (predvolená úroveň 1), ikona teplomera, ikona ventilátora [strana 2- f1].
- Indikátor stavu blika, čo znamená, že zariadenie je v pohotovostnom režime. Po dokončení práce indikátor zhasne. Keď sa ošetrovacie okienko dotkne pokožky, indikátor sa zmení na zelenú, čo znamená, že zariadenie je pripravené vyžarovať svetlo.
- Na chvíľu stlačte tlačidlo napájania, aby ste nastavili úroveň energie od nízkej po vysokú, úroveň 1 je najnižšia a úroveň 5 je najvyššia.
- Ošetrovacie okienko by sa malo priamo dotýkať ošetrovanej oblasti tela.
- Zariadenie sa automaticky vypne, ak sa nepoužíva do 5 minút.

Zariadenie má dva prevádzkové režimy: automatický a manuálny. Manuálny režim sa zapne ako predvolený režim. Ak chcete spustiť automatický režim, podržte tlačidlo blesku niekoľko sekúnd. Ak sa chcete vrátiť do manuálneho režimu, znova stlačte tlačidlo na niekoľko sekúnd.

#### Vykonať test citlivosti pokožky:

Ak zariadenie používate prvýkrát alebo na novej časti tela, vyberte si malú oblasť v blízkosti oblasti, ktorú chcete liečiť, aby ste vykonali test citlivosti pokožky. Použite najnižšie nastavenie zariadenia. Postupujte podľa pokynov na ošetrovanie nižšie, ale nevysielajte viac ako 2-3 impulzy. Po každom teste počkajte 60 minút a skontrolujte, či vaša pokožka nereaguje. Ak po 60 minútach pokožka vyzerá normálne a nevykyskuje sa žiadne začervenanie alebo iná kožná reakcia, ste pripravení na úplné ošetrovanie.

#### Vyberte si správnu intenzitu:

Vyberte si vhodnú intenzitu v závislosti od znášanlivosti pokožky a postupne ju zvyšujte od jednej do piatich úrovní. Ak je intenzita príliš slabá a nedochádza k žiadnym kožným reakciám, môžete úroveň intenzity postupne zvyšovať.

Neblikaťte pulzy na jedno miesto na pokožke viackrát. To spôsobí na pokožke príliš veľa tepla, čo môže spôsobiť opuch kože, pľuzgiere alebo dočasné či trvalé zmeny farby vašej pokožky. Po každom záblesku pomaly presuňte zariadenie na susedné miesto na koži. Pred návratom na predchádzajúcu oblasť pokožky počkajte aspoň 20 sekúnd.

#### Operačný postup:

Depilácia (depilačná lampka)

Aplikácia:

- Fúzy, ochlpenie v podpazuší, ochlpenie na tele a nohách, ochlpenie na čele a v oblasti bikín.
- Účinok sa líši v závislosti od farby pleti. Zariadenie nie je vhodné pre biele a svetlé farby

#### Ako vykonať kúru na odstránenie chlpkov:

Zvyčajne ide o 7-9 ošetrení. Prvé 3 ošetrenia vykonajte raz týždenne. Pri nasledujúcich 4-9 ošetreniach vykonajte jednu terapiu každé 2-3 týždne. Pre udržanie efektu odstraňovania chlpkov a zabránenie reaktívácii vlasových folikulov by sa mali ošetrenia pravidelne opakovať, aby pokožka zostala hladká. Ak liečba nepokračuje, vlasové folikuly sa znova aktivujú a vlasy začínajú opäť rásť. Na udržanie výsledkov jednoducho opakujte ošetrovanie každých 4-8 týždňov, aby ste zabezpečili, že sa vlasové folikuly neaktivujú a opätovný rast vlasov zostane inhibovaný. Interval medzi ošetreniami sa môžu líšiť v závislosti od individuálnej rýchlosti opätovného rastu chlpkov.

- Pred použitím prístroja Shine si pripravte pokožku oholením vybranej oblasti, ktorú chcete ošetrovať. Umyť treba aj pokožku.
- Noste ochranné okuliare, aby ste zabránili stimulácii očí IPL svetlom.
- Zvoľte si vhodnú intenzitu (pozri „Výber intenzity“) a začnite na nízkej úrovni.
- Nechajte okno zariadenia vertikálne a dotýkať vybratých oblastí a upravte oblasti jednu po druhej. Neopakujte stále to isté miesto ani nevynechávajte žiadnu oblasť.
- Začnite na počiatočnej ploche a opakujte krok 4, 2-3 krát.
- Po ošetrení sa odporúča použiť: po depilácii použite hydratačný krém.
- Vypnite zariadenie a pomocou vlhkej handričky alebo vatového tampónu vyčistíte ošetrovacie okienko.
- Umiestnite svoje zariadenie a príslušenstvo do puzdra alebo krabice a uložte ich na bezpečnom mieste.

#### Fotoomladenie pleti:

(lampka na redukciu vrások)

Cieľom omladenia vybraných oblastí je použitie krátkych a bezpečných svetelných impulzov smerujúcich k povrchu pokožky. Svetelná vlna stimuluje kožné bunky k produkcii kolagénu a elastínu, ktoré urýchľujú regeneráciu pokožky. Medzi terapeutické účinky IPL žiarenia patrí zlepšenie prekrvenia a okysličenia pokožky, zvýšenie počtu kolagénových a elastických vlákien, lepšia absorpcia vlhkosti a regulácia procesov pigmentácie a keratinizácie.

#### Účinky:

- odstránenie príznakov starnutia pokožky
- rekonštrukcia kolagénových vlákien
- pevná a elastická pokožka
- stiahnutie pórov
- vyhladenie vrások
- zlepšená hydratácia pokožky
- zosvetlenie zafarbenia

Ako často vykonávať fotorejuvenizačné ošetrenie:

Na dosiahnutie požadovaných účinkov je potrebné vykonať sériu ošetrení. Odporúča sa vykonať sériu 8 ošetrení, jedno ošetrenie každý týždeň.

1. Pred začatím kúry by ste mali pleť dôkladne očistiť od make-upu a akejkolvek kozmetiky. Mali by ste tiež utrieť lampu.
2. Noste ochranné okuliare, aby ste zabránili stimulácii očí IPL svetlom.
3. Zvoľte si vhodnú intenzitu (pozri „Výber intenzity“) a začnite na nízkej úrovni.
4. Nechajte okno zariadenia vertikálne sa dotýkať vybraných oblastí a upravte oblasti jednu po druhej. Neopakujte stále to isté miesto ani nevynechávajte žiadnu oblasť.
5. Začnite na počiatočnej ploche a opakujte krok 4, 2-3 krát. Po ošetrení sa odporúča použiť silne hydratačný prípravok.
6. Vypnite prístroj a pomocou vlhkej handričky alebo vatového tampónu vyčistíte ošetrovacie okienko.
7. Umiestnite svoje zariadenie a príslušenstvo do puzdra alebo krabice a uložte ich na bezpečné miesto.

#### Liečba akné:

(lampa na liečbu akné)

Liečba akné pomocou IPL je určená pre ľudí so strednou závažnosťou aknózných lézií. IPL svetlo ničí rýchlo sa množiace baktérie zodpovedné za zápalové zmeny pri akné. Účinok je podobný antibiotikám, ktoré sa používajú lokálne alebo systémovo. Môžu však spôsobiť množstvo vedľajších účinkov, poškodiť pečeň a žalúdok.

Laserová terapia Shine pôsobí priamo na príčiny akné. Pôsobí na takzvané molekuly syntetizované anaeróbnymi baktériami, porfyrínov. Vďaka tomu je baktéria obzvlášť citlivá na svetlo. Keď je porfyrín vystavený viditeľnému svetlu, stáva sa chemicky aktívnym a dosahuje excitovaný stav. To spôsobuje tvorbu singletového kyslíka, ktorý sa spája s bunkovou membránou a ničí anaeróbne baktérie zodpovedné za tvorbu akné a buniek mazových žliaz.

IPL svetelná terapia sa nesmie kombinovať s antibiotickou terapiou. Po ukončení takejto liečby by ste mali počkať aj niekoľko týždňov.

Ako často vykonávať liečbu akné:

Liečebné obdobie trvá približne 8 – 16 týždňov (2 – 4 mesiace) a ošetrenia sa vykonávajú každé 1 – 2 týždne. Najlepšie je vykonať dve ožarovania všetkých postihnutých oblastí počas zákroku, s odstupom približne 10 minút. Počnúc druhým týždňom sú viditeľné prvé známky zlepšenia (dohádza k stupňu zápalu v postihnutých oblastiach a k miernemu zmierneniu samotných príznakov).

Po celej sérii ošetrení:

Škvry po akné sú takmer úplne odstránené. Tie, ktoré však zostanú – už nie sú aktívne – v priebehu nasledujúcich týždňov zmiznú. Po zahojení sa odporúča použiť kožnú fotorejuvenizačnú terapiu, ktorá je schopná stimulovať tvorbu kolagénu, aby sa znížil počet jaziev po akné. Počas celého ošetrenia sa odporúča používať vhodnú ošetrojúcu kozmetiku určenú na masťnú a aknóznou pleť.

Ako vykonať ošetrenie proti akné:

1. Pred začatím kúry by ste mali pleť dôkladne očistiť od make-upu a akejkolvek kozmetiky. Mali by ste tiež utrieť lampu.
2. Ak sa v ošetrovanej oblasti objaví zápal, pred použitím prístroja by sa mala pokožka vyliečiť.
3. Noste ochranné okuliare, aby ste zabránili stimulácii očí IPL svetlom.
4. Zvoľte si vhodnú intenzitu (pozri „Výber intenzity“) a začnite na nízkej úrovni.
5. Nechajte okno zariadenia vertikálne sa dotýkať vybraných oblastí a upravte oblasti jednu po druhej. Interval medzi impulzmi by mal byť aspoň 20 sekúnd.
6. Po ošetrení sa odporúča umyť tvár a použiť hydratačný prípravok.
7. Vypnite zariadenie a pomocou vlhkej handričky alebo vatového tampónu vyčistíte ošetrovacie okienko.
8. Umiestnite svoje zariadenie a príslušenstvo do puzdra alebo krabice a uložte ich na bezpečnom mieste.

Vhodna moč:	36 W
Nazivna napetost:	100-240V
Nazivno frekvenčno območje:	50Hz / 60Hz
Temperatura skladiščenja:	od 0oC do 45oC
Delovna temperatura:	od 5oC do 35oC
Vlažnost med delovanjem:	od 25% do 75%

#### Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

#### Spolšni opis [stran 2- f1]:

1. Preklopite.
  2. Indikator intenzivnosti / LCD zaslon.
  3. Zamenljiva svetilka.
  4. Gumb Flash.
  5. DC vhod.
  6. Vrsta svetilke (HR/odstranjevanje dlak, SR/pomlajevanje kože, AC/zdravljenje aken).
  7. Preostali impulz.
  8. Temperatura naprave (lučka OK, utripanje pomeni, da je temperatura previsoka).
  9. Raven energije.
  10. Stanje ventilatorja (lučka je v redu, utripanje pomeni, da je temperatura previsoka).
- Dodatno: etui za shranjevanje, polnilec.

#### Lastnosti [stran 2- f1]:

Shine ima tri funkcije in za vsako ločeno svetilko.

- Funkcija 1: IPL odstranjevanje dlak  
 Funkcija 2: IPL pomlajevanje kože  
 Funkcija 3: IPL odstranjevanje aken
- A. Odstranjevanje dlak  
 B. Zmanjšanje gub  
 C. Zdravljenje aken

#### Kontraindikacije:

1. Naprava ni namenjena otrokom, mlajšim od 15 let. Mladi, stari od 15 do 18 let, lahko uporabljajo napravo s soglasjem in/ali nadzorom staršev ali skrbnikov. Odrasle osebe, starejše od 18 let, lahko prosto uporabljajo napravo.
2. Ne uporabljajte, če je koža na predelu, ki ga želite zdraviti, porjavela ali rdeča. Uporaba naprave na porjaveli ali rdeči koži lahko povzroči začasno ali celo trajno razbarvanje kože.
3. Ne uporabljajte, če ste noseči, poskušate zanositi, mislite, da bi lahko bili noseči ali dojite. Naprava Shine ni bila testirana za ta namen, zato se je v teh primerih ne sme uporabljati. Hormonske spremembe, do katerih pride med nosečnostjo ali dojenjem, lahko povečajo tveganje za poškodbe kože ali občutljivost kože.
4. Naprave ne uporabljajte, če imate bolezn, kot so epilepsija, epileptični napadi ali migrena. Energijski prebliski lahko povzročijo hude glavobole in migrene.
5. Ne uporabljajte na predelih kože, prekritih s tetovažami, temno rjavimi ali črnimi madeži (kot so temne pege, madeži ali bradavice). Tetovaže ali temne lise lahko absorbirajo preveč svetlobne energije, kar lahko povzroči otekanje kože, začasne ali trajne mehurje, spremembo barve ali beljenje kože.
6. Naprave ne uporabljajte, če ste nagnjeni k nastanku keloidnih brazgotin.
7. Ne uporabljajte na lasišču, ušesih, vratu, bradavicah ali sluznicah (male ustnice, vaginalni in analni predel). Na tistih delih bikini predela, kjer je koža bolj pigmentirana, je treba uporabiti nižjo stopnjo intenzivnosti svetlobe. Uporaba na teh mestih lahko povzroči otekanje kože, mehurje ali začasno razbarvanje ali beljenje kože.
8. Ne uporabljajte, če ima območje zdravljenja aktivno vnetje kože, vključno z aknami, psoriaz, ekcemom, opekljami, herpesom, odrgnjami ali izpuščaji. Ti dejavniki lahko naredijo kožo bolj občutljivo na svetlobo in naredijo zdravljenje neprijetno ali povzročijo oteklino, mehurje ali okužbe na koži. Ko se vaša koža dovolj zaceli, se pred uporabo naprave posvetujte z zdravnikom.
9. Naprave ne uporabljajte, če jemljate zdravila, zaradi katerih je vaša koža občutljiva na svetlobo, vključno z nesteroidnimi protivnetnimi sredstvi (npr. aspirin, ibuprofen, cetaminophen), tetraciklini, fenotiazini, tiazidi, diuretiki, sulfonilsečnine, sulfonamidi, DTIC , fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa hidroksi kisline (AHAS), beta hidroksi kisline (BHAS), Retin-A, Accutane in/ali lokalni retinoidi.
10. Ne uporabljajte, če imate bolezni, povezane s fotosenzibilnostjo, na primer porfirijo, polimorfno fotoerupcijo, solarno urtikarijo, lupus itd. Zaradi teh stanj je koža bolj občutljiva na svetlobo in postopek je lahko neprijeten ali boleč. otekanje kože, mehurji ali okužbe.

#### Opozorila glede ravnanja:

1. Izdelek se ne bo vklopil, ne da bi vstavili žarnico, vstavite žarnico, preden jo priključite na napajanje. Ko naprava deluje, ne prekrivajte dovodnih in prezračevalnih odprtin, da ne bi negativno vplivali na nastajanje toplote.
2. Med uporabo naprave nosite zaščitna očala.
3. Pred uporabo očistite predel kože, ki ga želite zdraviti. Neposredno pred tretmajem na kožo ni dovoljeno nanašati nobenih kozmetičnih sredstev. To lahko poškoduje napravo in vpliva na učinek zdravljenja.
4. Prilagodite svojo raven energije od nizke do visoke. Višja kot je raven energije, boljši je rezultat. Takoj po tretmaju se lahko pojavi rdečina kože. V ta namen lahko uporabite ledene obloge.
5. Po fototerapiji uporabite vlažilni preparat in preparate z visoko zaščito pred soncem.
6. Po tretmaju z vlažno vatirano palčko ali krpo očistite svetilko iz preostalih dlak, sebuma ali sebuma.
7. Priporočljivo je, da napravo in dodatke hranite stran od vode in vlage. Napravo shranjujte v

## Primerjalna tabela barve kože in las

 se nanaša na  se ne uporablja

Barva kože \ Barva las	Bela	Odtенок Ivory	Bež	Svetlo rjava	rjav	Temno rjava in črna
Črna	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Temno rjava	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Rjav	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Zlati	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Rdeča	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Bela	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Siva	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 -f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)



prezračenem in suhem okolju ter jo hranite izven dosega otrok.

8. V odprtino za oddajanje toplote je prepovedano postavljati kovinske predmete. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.

Pred začetkom postopka:

1. Okence za osvetlitev kasete očistite z vlažno krpo ali vatirano palčko. To se naredi za odstranitev las in prahu iz okna za obdelavo.
2. Držite svetilko zgoraj in spodaj, nato vstavite ali povlecite vzporedno.
3. Priključite napajalni kabel na napravo Shine.
4. Napravo Shine postavite blizu električne vtičnice. Stran od vseh vrst tekočin.
5. Pred vklopom se prepričajte, da je svetilka pravilno nameščena.
6. Ko je napajalni kabel priključen v stensko vtičnico, lučke stanja počasi utripajo zeleno.
7. Pritisnite gumb za vklop več kot 2 sekundi, da vklopite/izklopite napajanje naprave. Nato se zažene ventilator in zasveti LED. Vrsta svetilke, preostali impulz, raven energije (privzeta raven 1), ikona termometra, ikona ventilatorja bodo prikazani na LED [stran 2- f1].
8. Indikator stanja utripa, kar pomeni, da je naprava v stanju pripravljenosti. Ko je delo končano, bo indikator ugasnil. Ko se okence za zdravljenje dotakne kože, indikator zasveti zeleno, kar pomeni, da je naprava pripravljena na oddajanje svetlobe.
9. Za nekaj časa pritisnite gumb za vklop, da nastavite raven energije od nizke do visoke, stopnja 1 je najnižja in stopnja 5 je najvišja.
10. Okence za zdravljenje se mora neposredno dotikati predela telesa, ki ga zdravite.
11. Naprava se samodejno izklopi, če je ne uporabite v 5 minutah.

Naprava ima dva načina delovanja: avtomatsko in ročno. Ročni način se vklopi kot privzeti način. Za zagotovitev samodejnega načina nekaj sekund držite gumb za bliskavico. Če se želite vrniti v ročni način, znova pritisnite gumb za nekaj sekund.

Izvedite test občutljivosti kože:

Če napravo uporabljate prvič ali na novem predelu telesa, izberite majhen predel v bližini predela, ki ga nameravate zdraviti, da izvedete test občutljivosti kože. Uporabite najnižjo nastavitev naprave. Sledite spodnjim navodilom za zdravljenje, vendar ne oddajte več kot 2-3 impulze. Po kožnem testu počakajte 60 minut in preverite, ali vaša koža ne reagira. Če je po 60 minutah koža videti normalna in ni rdečice ali druge kožne reakcije, ste pripravljeni na celotno nego.

Izberite pravo intenzivnost:

Izberite ustrezno intenzivnost glede na vašo kožno toleranco in jo postopoma povečujte od ene do pet stopen. Če je intenzivnost prešibka in ni kožnih reakcij, lahko stopnjo intenzivnosti postopoma povečujete.

Ne utripajte večkrat na enem mestu na koži. To bo povzročilo preveč vročine na koži, kar lahko povzroči otekanje kože, mehurje ali začasne ali trajne spremembe barve kože. Po vsakem blisku počasi premaknite napravo na sosednje mesto na koži. Počakajte vsaj 20 sekund, preden se vrnete na prejšnji del kože.

Postopek delovanja:

Odstranjevanje dlak (depilacijska lučka)

Uporaba:

- Brki, dlake pod pazduho, dlake po telesu in nogah, dlake na čelu in bikini predelu.
- Učinek se razlikuje glede na barvo kože. Naprava ni primerna za bele in svetle barve

Kako izvesti tretma odstranjevanja dlak:

Običajno gre za 7-9 terapij. Prve 3 tretmaje izvajajte enkrat tedensko. Naslednjih 4-9 tretmajev izvajajte eno terapijo vsake 2-3 tedne. Za ohranitev učinka odstranjevanja dlavic in preprečitev ponovne aktivacije lasnih mešičkov tretmaje redno ponavljajte, da bo koža ostala gladka. Če zdravljenja ne nadaljujete, bodo lasni mešički ponovno postali aktivni in lasje bodo začeli ponovno rasti. Za ohranitev rezultatov preprosto ponavljajte tretmaje vsakih 4-8 tednov, da zagotovite, da se lasni mešički ne aktivirajo in da ponovna rast las ostane zavirana. Intervali med tretmaji se lahko razlikujejo glede na individualno stopnjo ponovne rasti dlak.

1. Pred uporabo aparata Shine pripravite kožo tako, da obrijete izbrani predel, ki ga želite tretirati. Kožo je treba tudi oprati.
2. Nosite zaščitna očala, da preprečite, da bi svetloba IPL stimulirala vaše oči.
3. Izberite ustrezno intenzivnost (glejte "izberite intenzivnost") in začnite pri nizki ravni.
4. Pustite, da se okno naprave navpično dotakne izbranih območij in obravnavajte področja enega za drugim. Ne ponavljajte istega mesta vedno znova in ne preskočite katerega koli področja.
5. Začnite na začetnem območju in ponovite korak 4, 2-3 krat.
6. Po negi je priporočljiva uporaba vlažilnega preparata po depilaciji.
7. Izklopite napravo in z vlažno krpo ali vatirano palčko očistite okence za zdravljenje.
8. Napravo in dodatke postavite v etui ali škatlo in jih shranite na varno mesto.

Fotopomlajevanje kože:

(lučka za zmanjšanje gub)

Cilj pomlajevanja izbranih predelov je uporaba kratkih in varnih svetlobnih impulzov, usmerjenih proti površini kože. Svetlobni val spodbuja kožne celice k proizvodnji kolagena in elastina, ki pospešujeta regeneracijo kože. Terapevtski učinki IPL sevanja so izboljšana prekrvitev in oksigenacija kože, povečanje števila kolagenskih in elastičnih vlaken, boljša absorpcija vlage ter uravnavanje procesa pigmentacije in keratinizacije.

**Učinki:**

- odpravljanje simptomov staranja kože
- rekonstrukcija kolagenskih vlaken
- čvrsta in elastična koža
- krčenje por
- glajenje gub
- izboljšana navlaženost kože
- posvetlitev razbarvanj

**Kako pogosto izvajati tretma fotopomlajevanja:**

Da bi dosegli zeleni učinek, je treba izvesti vrsto tretmajev. Priporočljivo je izvesti serijo 8 tretmajev, vsak teden en tretma.

1. Preden začnete s tretmajem, temeljito očistite kožo ličil in kozmetike. Svetilko morate tudi obrisati.
2. Nosite zaščitna očala, da preprečite, da bi svetloba IPL stimulirala vaše oči.
3. Izberite ustrezno intenzivnost (glejte "izberite intenzivnost") in začnite pri nizki ravni.
4. Pustite, da se okno naprave navpično dotakne izbranih območij in obravnavajte področja enega za drugim. Ne ponavljajte istega mesta vedno znova in ne preskočite katerega koli področja.
5. Začnite na začetnem območju in ponovite korak 4, 2-3 krat. Po negi je priporočljiva uporaba močno vlažilnega preparata.
6. Izklopite napravo in z vlažno krpo ali vatirano palčko očistite okence za zdravljenje.
7. Napravo in dodatke postavite v etui ali škaflo in jih shranite na varno mesto.

**Zdravljenje aken:**

(tučka za zdravljenje aken)

Zdravljenje aken z uporabo IPL je namenjeno osebam s srednje težkimi lezijami aken. IPL svetloba uniči hitro razmnožujoče se bakterije, odgovorne za vnetne spremembe v aknah. Delovanje je podobno kot antibiotiki, ki se uporabljajo lokalno ali sistemsko. Lahko pa povzročijo številne stranske učinke, poškodujejo jetra in želodec.

Laserska terapija sijaja deluje neposredno na vzroke aken. Deluje na tako imenovane molekule, ki jih sintetizirajo anaerobne bakterije, porfirini. Zaradi tega je bakterija še posebej občutljiva na svetlobo. Ko je porfirin izpostavljen vidni svetlobi, postane kemično aktiven in doseže vzbujeno stanje. To povzroči nastanek singletnega kisika, ki se poveže s celično membrano in uniči anaerobne bakterije, ki so odgovorne za nastanek aken in celice lojnic.

IPL svetlobne terapije ne smemo kombinirati z antibiotično terapijo. Po končanem takšnem zdravljenju morate počakati tudi nekaj tednov.

**Kako pogosto izvajati zdravljenje aken:**

Obdobje zdravljenja traja približno 8 - 16 tednov (2-4 mesece), tretmaji pa se izvajajo vsakih 1-2 tedna. Najbolje je, da med postopkom opravimo dvakratno obsevanje vseh prizadetih predelov v približno 10 minutnem razmaku. Od drugega tedna naprej so vidni prvi znaki izboljšanja (stopnja vnetja na prizadetih območjih in rahlo zmanjšanje samih simptomov).

**Po celotnem nizu tretmajev:**

Akne so skoraj popolnoma odpravljene. Tisti, ki ostanejo – niso več aktivni – pa v naslednjih tednih izginejo. Po celjenju je priporočljiva uporaba fotopomlajevalne terapije kože, ki lahko spodbudi nastajanje kolagena in tako zmanjša število brazgotin po aknah. Med celotno nego je priporočljiva uporaba ustrezne negovalne kozmetike, namenjene mastni in k aknam nagnjeni koži.

**Kako izvajati tretma proti aknam:**

1. Preden začnete s tretmajem, temeljito očistite kožo ličil in kozmetike. Svetilko morate tudi obrisati.
2. Če se na predelu, ki ga zdravimo, pojavi vnetje, je treba pred uporabo naprave kožo pozdraviti.
3. Nosite zaščitna očala, da preprečite, da bi svetloba IPL stimulirala vaše oči.
4. Izberite ustrezno intenzivnost (glejte "izberite intenzivnost") in začnite pri nizki ravni.
5. Pustite, da se okno naprave navpično dotakne izbranih območij in obravnavajte področja enega za drugim. Interval med impulzi naj bo vsaj 20 sekund.
6. Po negi je priporočljivo umivanje obraza in uporaba vlažilnega preparata.
7. Izklopite napravo in z vlažno krpo ali vatirano palčko očistite okence za zdravljenje.
8. Napravo in dodatke postavite v etui ali škaflo in jih shranite na varno mesto.

Sisendvõimsus:	36W
Nimipinge:	100-240V
Nimisagedusvahemik:	50Hz / 60Hz
Säilitustemperatuur:	0 oC kuni 45 oC
Töötemperatuur:	5oC kuni 35oC
Niiskus töö ajal:	25% kuni 75%

#### Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev juhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

#### Üldkirjeldus [lehekülj 2- f1]:

1. Lüliti.
2. Intensiivsuse indikaator / LCD ekraan.
3. Vahetatav lamp.
4. Välgu nupp.
5. DC sisend.
6. Lambi tüüp (HR / karvade eemaldamine, SR / naha noorendamine, AC / akne ravi).
7. Järelejäanud impulss.
8. Seadme temperatuur (tuli OK, vilkuv tähendab, et temperatuur on liiga kõrge).
9. Energiatase.
10. Ventilatori olek (tuli on korras, vilkuv tähendab, et temperatuur on liiga kõrge).

Lisaks: hoiukast, laadija.

#### Funktsioonid [lehekülj 2- f1]:

Shine'il on kolm funktsiooni ja igaühe jaoks eraldi lambid.

Funktsioon 1: IPL karvade eemaldamine

Funktsioon 2: IPL-naha noorendamine

Funktsioon 3: IPL-akne eemaldamine

A. Karvade eemaldamine

B. Kortsude vähendamine

C. Akne ravi

#### Vastunäidustused:

1. Seade ei ole mõeldud alla 15-aastastele lastele. 15–18-aastased noored võivad seadet kasutada oma vanemate või eestkostjate nõusolekul ja/või järelevalve all. Üle 18-aastased täiskasvanud saavad seadet vabalt kasutada.
2. Ärge kasutage, kui ravitava piirkonna nahk on pargitud või punetav. Seadme kasutamine päevitunud või punasel nahal võib põhjustada naha äjuti või isegi püsivat värvimuutust.
3. Ärge kasutage, kui olete rase, üritate raseduda, arvate end olevat rase või toidate last rinnaga. Seadet Shine ei ole selleks otstarbeks testitud ja seetõttu ei tohiks seda sellistel juhtudel kasutada. Raseduse või rinnaga toitmise ajal esinevad hormonaalsed muutused võivad suurendada nahakahjustuste või naha tundlikkuse riski.
4. Ärge kasutage seadet, kui põete selliseid haigusi nagu epilepsia, epilepsiahood või migreen. Energiasähtvatused võivad põhjustada tugevaid peavalusid ja migreeni.
5. Ärge kasutage tätoveeringutega, tumepruunide või mustade laikudega (nt tumedad tედretähnid, mutid või tüükad) kaetud nahapiirkondadel. Tätoveeringud või tumedad laigud võivad neelata liiga palju valgusenergiat, mis võib põhjustada naha turset, äjuti või püsivaid vilt, värvimuutust või naha valgenemist.
6. Ärge kasutage seadet, kui teil on kalduvus keloidsete armide tekkeks.
7. Ärge kasutage peanahal, kõrvaldel, kaelal, niudel ega limaskestadel (labia minora, tupe ja pärakupiirkonnad). Nendes bikiniapiirkonna osades, kus nahk on rohkem pigmenteerunud, tuleks kasutada madalamat valgustugevust. Kasutamine nendes kohtades võib põhjustada naha turset, villide teket või äjuti värvimuutust või naha valgenemist.
8. Ärge kasutage, kui raviialal on aktiivne nahapõletik, sh akne, psoriaas, ekseem, põletused, herpes, marrastused või lööve. Need tegurid võivad muuta naha valguse suhtes tundlikumaks ja muuta ravi ebamugavaks või põhjustada nahal turset, vilti või infektsioone. Kui nahk on piisavalt paranenud, pidage enne seadme kasutamist nõu oma arstiga.
9. Ärge kasutage seadet, kui kasutate ravimeid, mis muudavad teie naha valgustundlikkust, sealhulgas mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (nt aspiriin, ibuprofeen, tsetaminofeen), tetratsükliinid, fenotiasiinid, tiasiidid, diureetikumid, sulfonüüluread, sulfonamiidid, DTIC, fluorouratsiil, vinblastiin, griseofulviin, alfaühdroksühapped (AHAS), beetahüdroksühapped (BHAS), retin-A, acutatane ja/või paiksed retinoidid.
10. Ärge kasutage, kui teil on valgustundlikkusega seotud haigus, nt porfüüria, polümorfne fotoeruption, päikese urtikaaria, luupus jne. Need seisundid muudavad naha valguse suhtes tundlikumaks ja protseduur võib olla ebameeldiv või valulik. nahaturse, villid või infektsioonid.

#### Käsitsemishoiatused:

1. Toode ei lülitu sisse ilma lampi sisestamata, palun sisestage lamp enne vooluvõrku ühendamist. Kui seade töötab, ärge katke õhu sisselaske- ja ventilatsioonivavad, et mitte kahjustada soojust teket.
2. Seadme kasutamisel kandke kaitseprille.
3. Enne kasutamist puhastage ravivat nahapiirkond. Vahetult enne hooldust ei ole lubatud nahale kanda ühtegi kosmeetikat. See võib seadet kahjustada ja mõjutada ravi mõju.
4. Reguleerige oma energiataset madalalt kõrgele. Mida kõrgem on energiataset, seda parem tulemus. Vahetult pärast ravi võib nahal tekkida punetus. Selleks võib kasutada jääpakke.
5. Pärast fototeraapiat kasutada niisutavat preparaati ja kõrge päikesekaitsega preparaate.
6. Puhastage lamp pärast hooldust niiske vatitampooni või lapiga kõikidest allesjäänud juustest, rasust või rasust.
7. Soovitatav on hoida seadet ja tarvikuid veest ja niiskusest eemal. Hoidke seadet ventileeritavas ja kuivas keskkonnas ning hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.
8. Soojuseraldusavasse on keelatud asetada metallesemeid. Vastasel juhul tekib elektrilöögi oht.

- Alustage esialgsest piirkonnast ja korrake sammu 4 2-3 korda. Pärast hooldust on soovitatav kasutada tugevalt niisutavat preparaati.
- Lülitage seade välja ja kasutage raviakna puhastamiseks niisket lappi või vatitupsu.
- Asetage seade ja tarvikud ümbrisesse või karpi ning hoidke neid kindlas kohas.

#### Akne ravi:

(akne ravi lamp)

Akne ravi IPL-iga on mõeldud inimestele, kellel on keskmise raskusastmega aknehajustused. IPL-valgus hävitab kiiresti paljunevad bakterid, mis põhjustavad akne põletikulisi muutusi. Toime samaneb paiksest või süsteemselt kasutatavate antibiootikumidega. Kuid need võivad põhjustada mitmeid kõrvaltoimeid, kahjustades maksa ja magu.

Sära laserteraapia töötab otseselt akne põhjustega. See toimib anaeroobsete bakterite poolt sünteesitud nn molekulidele. porfüriinid. Need muudavad bakteri valguse suhtes eriti tundlikuks. Kui porfüriin puutub kokku nähtava valgusega, muutub see keemiliselt aktiivseks ja jõuab ergastatud olekusse. See põhjustab üksiku hapniku moodustumist, mis ühineb rakumembraaniga ja hävitab anaeroobsed bakterid, mis vastutavad aknehajustuste ja rasunäärmerakkude tekke eest.

IPL-valgusravi ei tohi kombineerida antibiootikumraviga. Samuti peaksite pärast sellise ravi lõpetamist ootama paar nädalat.

#### Kui sageli akne ravi teha:

Ravi periood kestab orienteeruvalt 8 - 16 nädalat (2-4 kuud) ja hooldusi tehakse iga 1-2 nädala järel. Protseduuri ajal on kõige parem teha kõikidele kahjustatud piirkondadele kaks kiirust ligikaudu 10-minutilise intervalliga. Alates teisest nädalast on näha esimesi paranemise märke (põletiku aste kahjustatud piirkondades ja sümptomite endi kerge vähenemine).

#### Pärast kogu raviseeriat:

Akne laigud on peaaegu täielikult kõrvaldatud. Need aga, mis jäävad – ei ole enam aktiivsed – kaovad järgmiste nädalate jooksul. Pärast paranemist on soovitatav kasutada naha fotonoorendusteraapiat, mis on võimeline stimuleerima kollageeni tootmist, et vähendada aknearmide arvu. Kogu hoolduse ajal on soovitatav kasutada sobivat hoolduskosmeetikat, mis on mõeldud rasusele ja aknele kalduvale nahale.

#### Kuidas teha aknevastast ravi:

- Enne ravi alustamist puhastage nahk põhjalikult meigist ja kosmeetikast. Samuti peaksite lampi pühkima.
- Kui ravitavas piirkonnas tekib põletik, tuleb nahk enne seadme kasutamist terveks ravida.
- Kandke kaitseprille, et vältida IPL-valguse silmi stimuleerimist.
- Valige sobiv intensiivsus (vt "intensiivsuse valimine") ja alustage madalalt.
- Laske seadme aknal vertikaalselt puudutada valitud alasid ja töödelda neid ükshaaval. Impulsside vaheline intervall peaks olema vähemalt 20 sekundit.
- Pärast hooldust on soovitatav nägu pesta ja kasutada niisutavat preparaati.
- Lülitage seade välja ja kasutage raviakna puhastamiseks niisket lappi või vatitupsu.
- Asetage seade ja tarvikud ümbrisesse või karpi ning hoidke neid kindlas kohas.

#### Naha ja juuste värvi võrdlemise tabel



vitab



ei ole kohaldatav

Nahavärv \ Juuksevärv	Valge	Elevandiluu varjund	Beež	Hele pruun	Pruun	Tumepruun ja must
	Must	✓	✓	✓	✓	✓
Tumepruun	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Pruun	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Kuldne	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Punane	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Valge	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Hall	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 -f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Enne protseduuri alustamist:

1. Puhastage kassetivalgusti aken niiske lapi või vatitikuga. Seda tehakse karvade ja tolmude eemaldamiseks raviaknast.
2. Hoidke lampi ülal ja all, seejärel sisestage või tõmmake paralleelselt.
3. Ühendage toitejuhe Shine'i seadmega.
4. Asetage seade Shine pistikupesa lähedusse. Eemal igasugustest vedelikest.
5. Enne sisselülitamist veenduge, et lamp on õigesti paigaldatud.
6. Kui toitejuhe on seinakontakti ühendatud, hakkavad olekutuled aeglaselt roheliselt vilkuma.
7. Seadme toite sisse/välja lülitamiseks vajutage toitenuppu kauem kui 2 sekundit. Seejärel käivitub ventilaator ja LED süttib. Valgusdiodid kuvatakse lambi tüüp, järelejäänud impulss, energiatase (vaiketaseme 1), termomeetri ikoon, ventilaatori ikoon [lk 2- f1].
8. Olekuindikaator vilgub, mis näitab, et seade on ooterežiimis. Kui töö on lõppenud, lülitub indikaator välja. Kui raviaknast puudutab nahka, muutub indikaator roheliseks, mis tähendab, et seade on valmis valgust kiirgama.
9. Vajutage mõnda aega toitenuppu, et reguleerida energiataset madalalt kõrgele, 1. tase on madalaim ja 5. tase kõrgeim.
10. Raviaknast peaks otseselt puudutama ravitava kehapiirkonda.
11. Seade lülitub automaatselt välja, kui seda 5 minuti jooksul ei kasutata.

Seadmel on kaks töörežiimi: automaatne ja manuaalne. Käsisirežiim lülitub sisse vaikerežiimina. Automaatse režiimi käivitamiseks hoidke välklambi nuppu mõni sekund all. Kui soovite naasta käsitsi režiimi, vajutage nuppu uuesti mõne sekundi jooksul.

Tehke naha tundlikkuse test:

Kui kasutate seadet esimest korda või uuel kehapiirkonnal, valige naha tundlikkuse testi tegemiseks väike ala selle piirkonnala lähedal, mida kavatsete ravida. Kasutage seadme madalaimat seadet. Järgige allolevaid ravijuhiseid, kuid väljastage mitte rohkem kui 2-3 impulssi. Pärast nahatesti oodake 60 minutit ja kontrollige, kas teie nahk ei reageeri. Kui 60 minuti pärast tundub nahk normaalne ning punetust ega muid nahareaktsioone ei esine, olete täielikuks hoolduseks valmis.

Valige õige intensiivsus:

Valige sobiv intensiivsus sõltuvalt naha taluvusest ja suurendage seda järk-järgult ühel tasemelt viieni. Kui intensiivsus on liiga nõrk ja nahareaktsioone ei esine, saate intensiivsust järk-järgult tõsta.

Ärge välgatage impulsse mitu korda ühes kohas nahal. See tekitab nahale liiga palju kuumust, mis võib põhjustada naha turset, villi või ajutisi või püsivaid nahavärvi muutusi. Pärast iga välgatust liigutage seadet aeglaselt naaberkohtale nahal. Oodake vähemalt 20 sekundit, enne kui naasete eelmisele nahapiirkonnale.

Toimimisprotseduur:

Karvade eemaldamine (depilatsioonilamp)

Rakendus:

- Vuntsid, kaenlakarvad, keha- ja jalakarvad, karvad otsmikul ja bikiniipiirkonnas.
- Toime varieerub sõltuvalt nahavärvist. Seade ei sobi valgete ja heledate värvide jaoks

Kuidas teha karvade eemaldamise protseduuri:

Tavaliselt on see umbes 7-9 protseduuri. Tehke esimesed 3 protseduuri üks kord nädalas. Järgmise 4-9 protseduuri jooksul tehke üks teraapia iga 2-3 nädala järel. Karvaeemalduse efekti säilitamiseks ja karvanääpsude taasaktiveerumise vältimiseks korraldage hooldusi regulaarselt, et nahk püsiks sile. Kui ravi ei jätkata, muutuvad karvanääpsud uuesti aktiivseks ja juuksed hakkavad tagasi kasvama. Tulemuste säilitamiseks korraldage protseduuri iga 4-8 nädala järel, et juuksefolliikulisid ei aktiveeruks ja juuste taaskasv jääks pärsitud. Hoolduste vahelised intervallid võivad varieeruda sõltuvalt individuaalsest juuste taaskasvamise kiirusest.

1. Enne Shine'i seadme kasutamist valmistage nahk ette, raseerides valitud ravitava piirkond. Samuti tuleks nahka pesta.
2. Kandke kaitseprille, et vältida IPL-valguse silmi stimuleerimist.
3. Valige sobiv intensiivsus (vt "intensiivsuse valimine") ja alustage madalalt.
4. Laske seadme aknal puudutada valitud alasid vertikaalselt ja töödelge alad ülikshaaval. Ärge korraldage sama kohta ikka ja jälle ega jätke ühtegi ala vahele.
5. Alustage esialgsest piirkonnast ja korraldage sammu 4 2-3 korda.
6. Pärast hooldust on soovitatav kasutada pärast depilatsiooni niisutavat preparaati.
7. Soovitatav on hoida seadet ja tarvikuid veest ja niiskusest eemal. Hoidke seadet ventileeritavas ja kuivas keskkonnas ning hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.
8. Soojuseraldusavasse on keelatud asetada metallesemeid. Vastasel juhul tekib elektrilöögi oht.

Enne protseduuri alustamist:

1. Puhastage kassetivalgusti aken niiske lapi või vatitikuga. Seda tehakse karvade ja tolmude eemaldamiseks raviaknast.
2. Hoidke lampi ülal ja all, seejärel sisestage või tõmmake paralleelselt.
3. Ühendage toitejuhe Shine'i seadmega.
4. Asetage seade Shine pistikupesa lähedusse. Eemal igasugustest vedelikest.
5. Enne sisselülitamist veenduge, et lamp on õigesti paigaldatud.
6. Kui toitejuhe on seinakontakti ühendatud, hakkavad olekutuled aeglaselt roheliselt vilkuma.
7. Seadme toite sisse/välja lülitamiseks vajutage toitenuppu kauem kui 2 sekundit. Seejärel käivitub ventilaator ja LED süttib. Valgusdiodid kuvatakse lambi tüüp, järelejäänud impulss, energiatase (vaiketaseme 1), termomeetri ikoon, ventilaatori ikoon [lk 2- f1].
8. Olekuindikaator vilgub, mis näitab, et seade on ooterežiimis. Kui töö on lõppenud, lülitub indikaator välja. Kui raviaknast puudutab nahka, muutub indikaator roheliseks, mis tähendab, et seade on valmis valgust kiirgama.
9. Vajutage mõnda aega toitenuppu, et reguleerida energiataset madalalt kõrgele, 1. tase on madalaim ja 5.

tase kõrgeim.

10. Raviaken peaks otseselt puudutama ravitavat kehapiirkonda.

11. Seade lülitub automaatselt välja, kui seda 5 minuti jooksul ei kasutata.

Seadmel on kaks töörežiimi: automaatne ja manuaalne. Käitsirežiim lülitub sisse vaikerežiimina. Automaatse režiimi käivitamiseks hoidke välklambi nuppu mõni sekund all. Kui soovite naasta käsitsi režiimi, vajutage nuppu uuesti mõne sekundi jooksul.

Tehke naha tundlikkuse test:

Kui kasutate seadet esimest korda või uuel kehapiirkonnal, valige naha tundlikkuse testi tegemiseks väike ala selle piirkonna lähedal, mida kavatsete ravida. Kasutage seadme madalaimat seadet. Järgige allolevaid ravijuhiseid, kuid väljastage mitte rohkem kui 2-3 impulssi. Pärast nahatesti oodake 60 minutit ja kontrollige, kas teie nahk ei reageeri. Kui 60 minuti pärast tundub nahk normaalne ning punetust ega muid nahareaktsioone ei esine, olete täielikuks hoolduseks valmis.

Valige õige intensiivsus:

Valige sobiv intensiivsus sõltuvalt naha taluvusest ja suurendage seda järk-järgult ühelt tasemelt viieni. Kui intensiivsus on liiga nõrk ja nahareaktsioone ei esine, saate intensiivsust järk-järgult tõsta.

Ärge välgatage impulsse mitu korda ühes kohas nahal. See tekitab nahale liiga palju kuumust, mis võib põhjustada naha turset, villi või ajutisi või püsivaid nahavärvi muutusi. Pärast iga välgatust liigutage seadet aeglaselt naaberkohale nahal. Oodake vähemalt 20 sekundit, enne kui naasete eelmisele nahapiirkonnale.

Toimimisprotseduur:

Karvade eemaldamine (depilatsioonilamp)

Rakendus:

- Vuntsid, kaenlakarvad, keha- ja jalkakarvad, karvad otsmikul ja bikiniipiirkonnas.

- Toime varieerub sõltuvalt nahavärvist. Seade ei sobi valgete ja heledate värvide jaoks

Kuidas teha karvade eemaldamise protseduuri:

Tavaliselt on see umbes 7-9 protseduuri. Tehke esimesed 3 protseduuri üks kord nädalas. Järgmise 4-9 protseduuri jooksul tehke üks teraapia iga 2-3 nädala järel. Karvaeemalduse efekti säilitamiseks ja karvanääpsude taasaktiveerimise vältimiseks korraldage hooldusi regulaarselt, et nahk püsiks sile. Kui ravi ei jätkata, muutuvad karvanääpsud uuesti aktiivseks ja juuksed hakkavad tagasi kasvama. Tulemuste säilitamiseks korraldage protseduure iga 4-8 nädala järel, et juuksefolliikulid ei aktiveeruks ja juuste taaskasv jääks pärsitud. Hooldustuste vahelised intervallid võivad varieeruda sõltuvalt individuaalsest juuste taaskasvamise kiirusest.

1. Enne Shine'i seadme kasutamist valmistage nahk ette, raseerides valitud ravitav piirkond. Samuti tuleks nahka pesta.
2. Kandke kaitseprille, et vältida IPL-valguse silmi stimuleerimist.
3. Valige sobiv intensiivsus (vt "intensiivsuse valimine") ja alustage madalalt.
4. Laske seadme aknal puudutada valitud alasid vertikaalselt ja töödelge alasid ükshaaval. Ärge korraldage sama kohta ikka ja jälle ega jätke ühtegi ala vahele.
5. Alustage esialgselt piirkonnast ja korraldage sammu 4 2-3 korda.
6. Pärast hooldust on soovitatav kasutada pärast depilatsiooni niisutavat preparaati.
7. Lülitage seade välja ja kasutage raviakna puhastamiseks niisket lappi või vatitupsu.
8. Asetage seade ja tarvikud ümbrisesse või karpi ning hoidke neid kindlas kohas.

Naha fotonoorendamine:

(kortsude vähendamise lamp)

Valitud piirkondade noorendamise eesmärk on kasutada lühikesi ja ohutuid nahapinnale suunatud valgusimpulsse. Valguslainne stimuleerib naharakke tootma kollageeni ja elastiini, mis kiirendavad naha taastumist. IPL-kiirguse ravitoimed hõlmavad paranenud verevarustust ja naha hapnikuga varustamist, kollageeni ja elastsete kiudude arvu suurenemist, paremat niiskuse imendumist ning pigmentatsiooni- ja keratiniseerimisprotsessi reguleerimist.

Efektid:

- naha vananemise sümptomite kõrvaldamine
- kollageenkiudude taastamine
- pingul ja elastne nahk
- pooride kokkutõmbumine
- kortsude silumine
- paranenud naha niisutus
- värvimuutuste heledamaks muutmise

Kui sageli teha fotonoorendavat ravi:

Soovitud efekti saavutamiseks tuleb läbi viia mitmeid raviprotseduure. Soovitatav on teha 8-st protseduurist koosnev seeria, üks kord nädalas.

1. Enne ravi alustamist puhastage nahk põhjalikult meigist ja kosmeetikast. Samuti peaksite lampi pühkima.
2. Kandke kaitseprille, et vältida IPL-valguse silmi stimuleerimist.
3. Valige sobiv intensiivsus (vt "intensiivsuse valimine") ja alustage madalalt.
4. Laske seadme aknal puudutada valitud alasid vertikaalselt ja töödelge alasid ükshaaval. Ärge korraldage sama kohta ikka ja jälle ega jätke ühtegi ala vahele.

Iėjimo galia:	36W
Nominali įtampa:	100-240V
Vardinis dažnių diapazonas:	50 Hz / 60 Hz
Laikymo temperatūra:	nuo 0oC iki 45oC
Darbinė temperatūra:	nuo 5oC iki 35oC
Drėgmė darbo metu:	nuo 25% iki 75%

#### Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

#### Bendras aprašymas [puslapis 2- f1]:

1. Jungiklis.
  2. Intensyvumo indikatorius / LCD ekranas.
  3. Keičiama lempa.
  4. Blykstės mygtukas.
  5. DC įvestis.
  6. Lempos tipas (HR/plaukelių šalinimas, SR/odos atjauninimas, AC/aknės gydymas).
  7. Likęs impulsas.
  8. Prietaiso temperatūra (šviestuvus OK, mirksi reiškia, kad temperatūra per aukšta).
  9. Energijos lygis.
  10. Ventilatoriaus būseną (šviesa gerai, mirksi reiškia, kad temperatūra per aukšta).
- Papildomai: dėklas, pakrovėjas.

#### Funkcijos [puslapis 2- f1]:

Shine turi tris funkcijas ir kiekvienai iš jų po atskiras lempas.

- 1 funkcija: IPL plaukų šalinimas
  - 2 funkcija: IPL odos atjauninimas
  - 3 funkcija: IPL spuogų šalinimas
- A. Plaukų šalinimas  
B. Raukšlių mažinimas  
C. Spuogų gydymas

#### Kontraindikacijos:

1. Prietaisas nėra skirtas vaikams iki 15 metų. Prietaisą gali naudoti 15–18 metų jaunuoliai, gavę tėvų ar globėjų sutikimą ir (arba) jų priežiūrą. Suaugusieji, vyresni nei 18 metų, gali laisvai naudotis įrenginiu.
2. Nenaudokite, jei gydomos vietos oda yra įdegusi arba paraudusi. Prietaiso naudojimas ant įdegusios arba paraudusios odos gali laikinai arba net visam laikui pakeisti odos spalvą.
3. Nenaudokite, jei esate nėščia, bandote pastoti, manote, kad galite būti nėščia arba maitinate krūtimi. Prietaisas Shine nebuvo išbandytas šiam tikslui, todėl neturėtų būti naudojamas tokiais atvejais. Hormoniniai pokyčiai, atsirandantys nėštumo ar žindymo metu, gali padidinti odos paraudimo ar odos jautrumo riziką.
4. Nenaudokite prietaiso, jei sergate tokiomis ligomis kaip epilepsija, epilepsijos priepuoliai ar migrena. Energijos blyksniai gali sukelti stiprų galvos skausmą ir migreną.
5. Nenaudokite ant odos vietų, padengtų tatuiruotėmis, tamsiai rudomis ar juodomis dėmėmis (pvz., tamsiomis strazdanomis, apgamais ar karpomis). Tatuiruotės ar tamsios dėmės gali sugerti per daug šviesos energijos, todėl oda gali patinti, atsirasti laikinų ar nuolatinių pūšlių, pakisti spalva arba išbalti oda.
6. Nenaudokite prietaiso, jei turite polinkį į keloidinius randus.
7. Nenaudokite galvos odai, ausims, kaklui, speneliams ar gleivinėms (mažosioms lytinėms ląstelėms, makšties ir išangės sritims). Tose bikini zonos vietose, kur oda labiau pigmentuota, reikėtų naudoti mažesnę šviesos intensyvumo lygį. Naudoti šiose vietose gali sukelti odos patinimą, pūšlių susidarymą arba laikiną odos spalvos pasikeitimą ar išbalimą.
8. Nenaudokite, jei gydomoje vietoje yra aktyvus odos uždegimas, įskaitant spuogus, psoriazė, egzema, nudegimus, pūslelinę, įbrėžimus ar bėrimus. Dėl šių veiksmų oda gali tapti jautresnė šviesai, todėl gydymas gali būti nepatogus arba sukelti odos patinimą, pūšles ar infekcijas. Kai įjūs odą pakankamai sugijo, prieš naudodami prietaisą pasitarkite su gydytoju.
9. Nenaudokite prietaiso, jei vartojate vaistus, kurie daro odą jautrią šviesai, įskaitant nesteroidinius vaistus nuo uždegimo (pvz., aspiriną, ibuprofeną, cetaminofeną), tetraciklinus, fenotiazinus, tiazidus, diuretikus, sulfonilkarbamidus, sulfonamidus, DTIC, fluorouracilą, vinblastiną, grizeofulviną, alfa hidroksi rūgštys (AHAS), beta hidroksi rūgštys (BHAS), retin-A, accutane ir (arba) vietiniai retinoidai.
10. Nenaudokite, jei sergate liga, susijusia su jautrumu šviesai, pvz., porfirija, polimorfinė fotoerupcija, saulės dilgėlinė, vilkigė ir kt. Dėl šių būklių oda tampa jautresnė šviesai ir procedūra gali būti nemaloni ar skausminga. odos patinimas, pūslės arba infekcijos.

#### Tvarkymo įspėjimai:

1. Gaminys neįsijungs neįdėjus lempos, įdėkite lemputę prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio. Kai prietaisas veikia, neuždenkite oro įleidimo ir ventilacijos angų, kad nepakenktumėte šilumos gamybai.
2. Dirbdami su įrenginiu dėvėkite apsauginius akinius.
3. Prieš naudojimą nuvalykite gydomą odos plotą. Prieš pat procedūrą negalima tepti odos jokia kosmetika. Tai gali sugadinti prietaisą ir paveikti gydymo poveikį.
4. Sureguliuokite energijos lygį nuo žemo iki aukšto. Kuo aukštesnis energijos lygis, tuo geresnis rezultatas. Iš karto po gydymo gali atsirasti odos paraudimas. Tam galima naudoti ledo paketus.
5. Po fototerapijos naudokite drėkinamąjį preparatą ir preparatus su aukšta apsauga nuo saulės.
6. Po gydymo drėgnu medvilniniu tamponu arba skudurėliu nuvalykite lempą nuo likusių plaukų, riebalų ar riebalų.
7. Prietaisą ir priedus rekomenduojama saugoti nuo vandens ir drėgmės. Prietaisą laikykite vėdinamoje ir sausoje aplinkoje ir laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
8. Į šilumos išskyrimo angą draudžiama dėti metalinius daiktus. Priešingu atveju kyla elektros smūgio pavojus.

## Odos ir plaukų spalvos palyginimo lentelė



nurodo



netaikoma

Odos spalva \ Plaukų spalva	Baltas	Dramblio kaulo atspalvis	Smėlio spalvos	Šviesiai ruda	Ruda	Tamsiai ruda ir juoda
Juoda	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Tamsiai ruda	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Ruda	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Auksinis	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Raudona	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Baltas	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Pilka	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 -f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)



Prieš pradėdant procedūrą:

1. Nuvalykite kasetės šviesos išvesties langelį drėgnu skudurėliu arba medvilniniu tamponu. Tai daroma siekiant pašalinti plaukus ir dulkes nuo gydymo langelio.
2. Laikykite lempą viršuje ir apačioje, tada įkiškite arba patraukite lygiagrečiai.
3. Prijunkite maitinimo laidą prie Shine įrenginio.
4. Padėkite „Shine“ įrenginį šalia elektros lizdo. Toli nuo visų rūšių skysčių.
5. Prieš įjungdami įsitikinkite, kad lempa tinkamai sumontuota.
6. Kai maitinimo laidas bus prijungtas prie sieninio lizdo, būsenos lemputės lėtai mirksės žaliai.
7. Paspauskite maitinimo mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, kad įjungtumėte / išjungtumėte įrenginio maitinimą. Tada išjungia ventilatorius ir užsideda šviesos diodas. Lempos tipas, likęs impulsas, energijos lygis (numatytasis lygis 1), termometro piktograma, ventilatoriaus piktograma bus rodoma LED [2-f1 puslapis].
8. Būsenos indikatorius mirksi, nurodymas, kad prietaisas veikia budėjimo režimu. Kai darbas bus baigtas, indikatorius išsijungs. Kai gydymo langelis paliečia odą, indikatorius tampa žalias, o tai reiškia, kad prietaisas yra paruoštas skleisti šviesą.
9. Kurį laiką paspauskite maitinimo mygtuką, kad sureguliuotumėte energijos lygį nuo žemo iki aukšto, 1 lygis yra žemiausias, o 5 lygis yra aukščiausias.
10. Gydymo langelis turi tiesiogiai liesti gydymą kūno vietą.
11. Prietaisas automatiškai išsijungs, jei nebus naudojamas per 5 minutes.

Įrenginys turi du darbo režimus: automatinį ir rankinį. Rankinis režimas įjungiamas kaip numatytasis režimas. Norėdami įjungti automatinį režimą, keletą sekundžių palaikykite paspaudę blykstės mygtuką. Jei norite grįžti į rankinį režimą, dar kartą paspauskite mygtuką kelias sekundes.

Atlikite odos jautrumo testą:

Jei prietaisą naudojate pirmą kartą arba ant naujos kūno vietos, pasirinkite nedidelį plotą šalia tos srities, kurią ketinate gydyti, kad atliktumėte odos jautrumo testą. Naudokite žemiausią prietaiso nustatymą. Vykdykite toliau pateiktas gydymo instrukcijas, bet skleiskite ne daugiau kaip 2–3 impulsus. Po odos testo palaukite 60 minučių ir patikrinkite, ar jūsų oda nereaguoja. Jei po 60 minučių oda atrodo normali ir nėra paraudimo ar kitų odos reakcijų, esate pasiruošę pilnai procedūrai.

Pasirinkite tinkamą intensyvumą:

Pasirinkite tinkamą intensyvumą, atsižvelgdami į savo odos toleranciją ir palaipsniui didinkite nuo vieno iki penkių lygių. Jei intensyvumas per silpnas ir nėra odos reakcijų, galite palaipsniui didinti intensyvumo lygį.

Nemirskėkite impulsų vienoje odos vietoje kelis kartus. Tai sukels per daug šilumos ant odos, o tai gali sukelti odos patinimą, pūsles arba laikinus ar nuolatinius odos spalvos pokyčius. Po kiekvieno blyksnio lėtai perkelkite prietaisą į gretimą odos vietą. Palaukite bent 20 sekundžių prieš grįždami į ankstesnę odos sritį.

Veikimo procedūra:

Plaukų šalinimas (depilacijos lempa)

Taikymas:

- Ūsai, pažastų plaukai, kūno ir kojų plaukai, plaukų linijos plaukai kaktoje ir bikinio srityje.
- Poveikis skiriasi priklausomai nuo odos spalvos. Prietaisas netinka baltoms ir šviesioms spalvoms

Kaip atlikti plaukų šalinimo procedūrą:

Paprastai tai yra 7-9 procedūros. Pirmąsias 3 procedūras atlikite kartą per savaitę. Kitas 4-9 procedūras atlikite vieną terapiją kas 2-3 savaites. Norėdami išlaikyti plaukų šalinimo efektą ir išvengti plaukų folikulų atsinaujinimo, procedūras kartokite reguliariai, kad oda išliktų lygi. Jei gydymas nebus tęsiamas, plaukų folikulai vėl suaktyvės ir plaukai pradės augti. Norėdami išlaikyti rezultatus, tiesiog pakartokite procedūras kas 4–8 savaites, kad nesuaktyvintumėte plaukų folikulų ir sustabdytų plaukų augimą. Intervalai tarp procedūrų gali skirtis priklausomai nuo individualaus plaukų augimo greičio.

1. Prieš naudodami „Shine“ prietaisą, paruoškite odą skusdami pasirinktą apdorotą vietą. Taip pat reikia nuplauti odą.
2. Dėvėkite apsauginius akinius, kad IPL šviesa nestimuluotų jūsų akių.
3. Pasirinkite atitinkamą intensyvumą (žr. "Pasirinkite intensyvumą") ir pradėkite nuo žemo lygio.
4. Leiskite įrenginio langui vertikaliai liesti pasirinktą sritį ir apdorokite sritį po vieną. Nekartokite tos pačios vietos vėl ir vėl ir nepraleiskite jokios srities.
5. Pradėkite nuo pradinės srities ir pakartokite 4 veiksmą 2–3 kartus.
6. Po procedūros po depilacijos rekomenduojama naudoti drėkinamąjį preparatą.
7. Išjunkite prietaisą ir drėgnu skudurėliu arba medvilniniu tamponu nuvalykite gydymo langelį.
8. Įdėkite įrenginį ir priedus į dėklą arba dėžutę ir laikykite saugioje vietoje.

Odos fotoatjauninimas:

(raukšlių mažinimo lempa)

Atjauninant pasirinktas vietas, siekiama naudoti trumpus ir saugius šviesos impulsus, nukreiptus į odos paviršių. Šviesos banga skatina odos ląsteles gaminti kolageną ir elastiną, kurie pagreitina odos regeneraciją. Terapinis IPL spinduliuotės poveikis apima geresnį odos aprūpinimą krauju ir degunimi, kolageno ir elastinų skaidulų skaičiaus padidėjimą, geresnį drėgmės įsisavinimą, pigmentacijos ir keratinizacijos procesų reguliavimą.

Efektai:

- odos senėjimo simptomų pašalinimas
- kolageno skaidulų atstatymas
- stangri ir elastinga oda
- porų susitraukimas
- išlygina raukšles

- pagerintas odos drėkinimas
- šviesinantys spalvos pokyčiai

Kaip dažnai atlikti fotoatjauninimo procedūrą:

Norint pasiekti norimą efektą, reikia atlikti keletą procedūrų. Rekomenduojama atlikti 8 procedūrų seriją, po vieną procedūrą kiekvieną savaitę.

1. Prieš pradėdami gydymą, turite kruopščiai nuvalyti odą nuo makiažo ir bet kokios kosmetikos. Taip pat turėtumėte nuvalyti lempą.
2. Dėvėkite apsauginius akinius, kad IPL šviesa nestimuliuotų jūsų akių.
3. Pasirinkite atitinkamą intensyvumą (žr. "Pasirinkite intensyvumą") ir pradėkite nuo žemo lygio.
4. Leiskite įrenginio langui vertikaliai liesti pasirinktas sritis ir apdorokite sritis po vieną. Nekartokite tos pačios vietos vėl ir vėl ir nepraleiskite jokios sritys.
5. Pradėkite nuo pradinės sritys ir pakartokite 4 veiksmą 2–3 kartus. Po procedūros rekomenduojama naudoti stipriai drėkinantį preparatą.
6. Išjunkite prietaisą ir drėgnu skudurėliu arba medvilniniu tamponu nuvalykite gydymo langelį.
7. Įdėkite įrenginį ir priedus į dėklą arba dėžutę ir laikykite saugioje vietoje.

Spuogų gydymas:

(spuogų gydymo lempa)

Spuogų gydymas naudojant IPL skirtas žmonėms, turintiems vidutinio sunkumo spuogų pažeidimus. IPL šviesa naikina greitai besidauginančias bakterijas, atsakingas už uždegiminius spuogų pokyčius. Veiksmas panašus į antibiotikų, vartojamų lokaliai arba sistemškai. Tačiau jie gali sukelti daugybę šalutinių poveikių, pakenkti kepenims ir skrandžiui.

Šviesinimo lazerio terapija veikia tiesiogiai sprendžiant spuogų priežastis. Jis veikia vadinamąsias molekules, kurias sintetina anaerobinės bakterijos, porfirinai. Dėl to bakterija yra ypač jautri šviesai. Kai porfirinas yra veikiamas greitai besidauginančias bakterijas, jis tampa chemiškai aktyvus ir pasiekia sužadinimo būseną. Tai sukelia pavienio deguonies susidarymą, kuris susijungia su ląstelės membrana ir naikina anaerobines bakterijas, atsakingas už spuogų pažeidimų ir riebalinių liaukų ląstelių susidarymą.

IPL šviesos terapija negali būti derinama su antibiotikų terapija. Baigę tokį gydymą taip pat turėtumėte palaukti kelias savaites.

Kaip dažnai atlikti spuogų gydymą:

Gydymo laikotarpis trunka apytiksliai 8 - 16 savaičių (2-4 mėnesius), o procedūros atliekamos kas 1-2 savaites. Procedūros metu geriausia apšvitinti visas paveiktas vietas du kartus, maždaug kas 10 minučių. Nuo antros savaitės matomi pirmieji pagerėjimo požymiai (uždegimo laipsnis paveiktose vietose ir nežymiai sumažėja patys simptomai).

Po visos procedūrų serijos:

Spuogų dėmės beveik visiškai pašalinamos. Tačiau tie, kurie lieka – nebeaktyvūs – išnyksta per ateinančias savaites. Sugijus rekomenduojama naudoti odos fotoatjauninimo terapiją, kuri gali paskatinti kolageno gamybą, siekiant sumažinti spuogų randų skaičių. Viso gydymo metu rekomenduojama naudoti atitinkamą priežiūros kosmetiką, skirtą riebiai ir į spuogus linkusiai odai.

Kaip atlikti gydymą nuo spuogų:

1. Prieš pradėdami gydymą, turite kruopščiai nuvalyti odą nuo makiažo ir bet kokios kosmetikos. Taip pat turėtumėte nuvalyti lempą.
2. Jei gydymo vietoje atsiranda uždegimas, prieš naudojant prietaisą reikia išgydyti odą.
3. Dėvėkite apsauginius akinius, kad IPL šviesa nestimuliuotų jūsų akių.
4. Pasirinkite atitinkamą intensyvumą (žr. "Pasirinkite intensyvumą") ir pradėkite nuo žemo lygio.
5. Leiskite įrenginio langui vertikaliai paliesti pasirinktas sritis ir apdorokite sritis po vieną. Intervalas tarp impulsų turi būti bent 20 sekundžių.
6. Po procedūros rekomenduojama nusiprausti veidą ir naudoti drėkinamąjį preparatą.
7. Išjunkite prietaisą ir drėgnu skudurėliu arba medvilniniu tamponu nuvalykite gydymo langelį.
8. Įdėkite įrenginį ir priedus į dėklą arba dėžutę ir laikykite saugioje vietoje.

Ievades jauda:	36 W
Nominālais spriegums:	100-240V
Nominālais frekvenču diapazons:	50 Hz / 60 Hz
Uzglabāšanas temperatūra:	no 0oC līdz 45oC
Darba temperatūra:	no 5oC līdz 35oC
Mitrums darbības laikā:	no 25% līdz 75%

#### Drošība:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

#### Vispārīgs apraksts [lappuse 2- f1]:

1. Slēdzis.
  2. Intensitātes indikators / LCD displejs.
  3. Maināma lampa.
  4. Zibspuldzes poga.
  5. Līdzstrāvas ieeja.
  6. Lampas veids (HR/matiņu noņemšana, SR/ādas atjaunošana, AC/aknes ārstēšana).
  7. Atlikušais impulss.
  8. Ierīces temperatūra (gaisma OK, mirgošana nozīmē, ka temperatūra ir pārāk augsta).
  9. Enerģijas līmenis.
  10. Ventilatora statuss (gaisma ir OK, mirgošana nozīmē, ka temperatūra ir pārāk augsta).
- Papildus: glabāšanas maciņš, lādētājs.

#### Funkcijas [lappuse 2- f1]:

Shine ir trīs funkcijas un katrai no tām atsevišķas lampas.

1. funkcija: IPL epilāciju noņemšana
  2. funkcija: IPL ādas atjaunošana
  3. funkcija: IPL pinnes noņemšana
- A. Matu noņemšana  
B. Grumbu samazināšana  
C. Pinnes ārstēšana

#### Kontrindikācijas:

1. Ierīce nav paredzēta bērniem līdz 15 gadu vecumam. Jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem drīkst lietot ierīci ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu un/vai uzraudzību. Pieaugušie, kas vecāki par 18 gadiem, var brīvi lietot ierīci.
2. Nelietot, ja āda apstrādājamajā zonā ir iedegusi vai apsārtusi. Ierīces lietošana uz iedegušas vai sarkanās ādas var izraisīt īslaicīgu vai pat pastāvīgu ādas krāsas maiņu.
3. Nelietojiet, ja esat grūtniece, plānojat grūtniecību, domājāt, ka esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti. Shine ierīce nav pārbaudīta šim nolūkam, un tāpēc to nevajadzētu izmantot šādos gadījumos. Hormonālas izmaiņas, kas rodas grūtniecības vai zīdīšanas laikā, var palielināt ādas bojājumu vai ādas jutīguma risku.
4. Nelietojiet ierīci, ja ciešat no tādām slimībām kā epilepsija, epilepsijas lēkmes vai migrēna. Enerģijas uzplauksnījumi var izraisīt stipras galvassāpes un migrēnas.
5. Nelietot uz ādas vietām, kas klātas ar tetovējumiem, tumši brūniem vai melniem plankumiem (piemēram, tumšiem vasaras raibumiem, dzimumzīmēm vai kārpas). Tetovējumi vai tumši plankumi var absorbēt pārāk daudz gaismas enerģijas, kas var izraisīt ādas pietūkumu, īslaicīgas vai pastāvīgas tulznas, krāsas maiņu vai ādas balināšanu.
6. Nelietojiet ierīci, ja jums ir tendence veidoties keloīdu rētām.
7. Nelietot uz galvas ādas, ausīm, kakla, sprauslām vai gļotādām (labia minora, maksts un tūpļa zona). Tajās bikini zonas daļās, kur āda ir vairāk pigmentēta, jāizmanto zemāks gaismas intensitātes līmenis. Izmantot šajās vietās var izraisīt ādas pietūkumu, pūslīšu veidošanos vai īslaicīgu ādas krāsas maiņu vai balināšanu.
8. Nelietot, ja apstrādājamajā zonā ir kāds aktīvs ādas iekaisums, tai skaitā pinnes, psoriāze, ekzēma, apdegumi, herpes, nobrāzumi vai izsitumi. Šie faktori var padarīt ādu jutīgāku pret gaismu un padarīt ārstēšanu neērtu vai izraisīt pietūkumu, tulznas vai infekcijas uz ādas. Kad jūsu āda ir pietiekami sadzījusī, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.
9. Nelietojiet ierīci, ja lietojat zāles, kas padara ādu jutīgu pret gaismu, tostarp nesteroidoīds pretiekaisuma līdzekļus (piemēram, aspirīnu, ibuprofēnu, cetaminofēnu), tetraciklīnus, fenotiazīnus, tiazīdus, diurētiskos līdzekļus, sulfonilurīnvielas atvasinājumus, sulfonamīdus, DTIC, fluoruracils, vinblastīns, grizeofulvīns, alfa hidroksi skābes (AHAS), beta hidroksi skābes (BHAS), retin-A, accutane un/vai lokāli retinoīdi.
10. Nelietot, ja Jums ir slimība, kas saistīta ar fotosensitivitāti, piemēram, porfirija, polimorfs fotoerupcija, saules nātrene, sarkanā vilkēde uc Šie apstākļi padara ādu jutīgāku pret gaismu, un procedūra var būt nepatīkama vai sāpīga. ādas pietūkums, tulznas vai infekcijas.

#### Apstrādes brīdinājumi:

1. Izstrādājums neieslēdzas, neievietojot lampu, lūdzu, ievietojiet lampu pirms pievienošanas strāvas padevei. Kad ierīce darbojas, neaizsedziet iepildes un ventilācijas gaisa atveres, lai negatīvi neietekmētu siltuma veidošanos.
2. Lietojot ierīci, valkājiet aizsargbrilles.
3. Pirms lietošanas noīriniet apstrādājamo ādas laukumu. Tieši pirms procedūras nav atļauts uzklāt uz ādas nekādus kosmētikas līdzekļus. Tas var sabojāt ierīci un ietekmēt apstrādes efektu.
4. Pielāgojiet savu enerģijas līmeni no zema uz augstu. Jo augstāks enerģijas līmenis, jo labāks rezultāts. Tūlīt pēc ārstēšanas var rasties ādas apsārtums. Šim nolūkam var izmantot ledus iepakojumus.
5. Pēc fototerapijas procedūras lietot mitrinošu preparātu un preparātus ar augstu saules aizsardzību.
6. Pēc apstrādes izmantojiet mitru vates tamponu vai drānu, lai noīrētu lampu no atlikušajiem matiem, sebuma vai sebuma.
7. Ierīci un piederumus ieteicams sargāt no ūdens un mitruma. Glabājiet ierīci vēdināmā un sausā vidē un

## Ādas un matu krāsas salīdzināšanas tabula



attiecas uz



nav piemērojams

Ādas krāsa \ Matu krāsa	Balts	Zilonkaula nokrāsa	Bēss	Gaiši brūns	Brūns	Tumši brūns un melns
Melns	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Tumši brūns	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Brūns	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Zelta	✓	✓	✓	✓	✓	✗
sarkans	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Balts	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Pelēks	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 -f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](http://www.youtube.com/beautiflyeu)

glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.

8. Siltuma izdalīšanas atverē aizliegts ievietot metāla priekšmetus. Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.

Pirms procedūras sākšanas:

1. Notīriet kasetes gaismas izvades lodziņu ar mitru drānu vai vates tamponu. Tas tiek darīts, lai noņemtu matus un putekļus no apstrādes loga.
2. Turiet lukturni augšā un apakšā, pēc tam ievietojiet vai velciet paralēli.
3. Pievienojiet strāvas vadu ierīcei Shine.
4. Novietojiet Shine ierīci elektrības kontaktligzdās tuvumā. Prom no visa veida šķidrumiem.
5. Pirms lampas ieslēgšanas pārlicinieties, vai lampa ir pareizi uzstādīta.
6. Kad strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai, statusa indikatori lēnām mirgos zaļā krāsā.
7. Nospiediet barošanas pogu ilgāk par 2 sekundēm, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīces barošanu. Pēc tam ieslēdzas ventilators un iedegas gaismas diode. Lampas veids, atlikušais impulss, enerģijas līmenis (noklusējuma līmenis 1), termometra ikona, ventilatora ikona tiks parādīta gaismas diodē [lappuse 2- f1].
8. Statusa indikators mirgo, norādot, ka ierīce ir gaidīšanas režīmā. Kad darbs ir pabeigts, indikators izslēgsies. Kad apstrādes lodziņš pieskaras ādai, indikators kļūst zaļš, kas nozīmē, ka ierīce ir gatava izstarot gaismu.
9. Uz brīdi nospiediet barošanas pogu, lai noregulētu enerģijas līmeni no zema uz augstu, 1. līmenis ir vizuālākais un 5. līmenis ir augstākais.
10. Apstrādes lodziņam ir tieši jāpieskaras apstrādājamā ķermeņa zonai.
11. Ierīce automātiski izslēgsies, ja tā netiks izmantota 5 minūšu laikā.

Ierīcei ir divi darbības režīmi: automātisks un manuāls. Manuālais režīms tiek ieslēgts kā noklusējuma režīms. Lai palaistu automātisko režīmu, dažas sekundes turiet nospiestu zibspuldzes pogu. Ja vēlaties atgriezties manuālajā režīmā, nospiediet pogu vēlreiz uz dažām sekundēm.

Veiciet ādas jutīguma testu:

Ia ierīci lietojat pirmo reizi vai uz jaunas ķermeņa daļas, izvēlieties nelielu laukumu netālu no apgabala, kuru plānojat apstrādāt, lai veiktu ādas jutīguma testu. Izmantojiet ierīces zemāko iestatījumu. Izpildiet tālāk sniegtos ārstēšanas norādījumus, bet izstaro ne vairāk kā 2-3 impulsus. Pēc ādas testa pagaidiet 60 minūtes un pārbaudiet, vai jūsu āda nereaģē. Ja pēc 60 minūtēm āda izskatās normāla un nav apsārtuma vai citas ādas reakcijas, jūs esat gatavs pilnai procedūrai.

Izvēlieties pareizo intensitāti:

Izvēlieties piemērotu intensitāti atkarībā no jūsu ādas panesības un pakāpeniski palieliniet to no viena līdz pieciem līmeņiem. Ja intensitāte ir pārāk vāja un nav ādas reakciju, intensitātes līmeni var pakāpeniski palielināt.

Nemirgojiet impulsus vienā vietā uz ādas vairākas reizes. Tas radīs pārāk daudz siltuma uz ādas, kas var izraisīt ādas pietūkumu, tūlznas vai īslaicīgas vai pastāvīgas izmaiņas ādas krāsā. Pēc katras mirgošanas lēnām pārvietojiet ierīci uz blakus esošo ādas vietu. Uzgaidiet vismaz 20 sekundes, pirms atgriezties iepriekšējā ādas zonā.

Darbības procedūra:

Matu noņemšana (depilācijas lampa)

Pielietojums:

- Ūsas, padušu apmatojums, ķermeņa un kāju apmatojums, matu līnijas mati uz pieres un bikini zonā.
- Efekts mainās atkarībā no ādas krāsas. Ierīce nav piemērota baltām un gaišām krāsām

Kā veikt matu noņemšanas procedūru:

Parasti tas ir apmēram 7-9 procedūras. Veiciet pirmās 3 procedūras reizi nedēļā. Nākamās 4-9 procedūras veiciet vienu terapiju ik pēc 2-3 nedēļām. Lai saglabātu matu noņemšanas efektu un novērstu matu folikulu atjaunošanos, regulāri atkārtojiet procedūras, lai nodrošinātu, ka āda paliek gluda. Ja ārstēšana netiek turpināta, matu folikulas atkal aktivizēsies un mati sāks ataugt. Lai saglabātu rezultātus, vienkārti atkārtojiet procedūras ik pēc 4-8 nedēļām, lai nodrošinātu, ka matu folikulas neaktivizējas un matu ataugšana joprojām tiek kavēta. Intervāli starp procedūrām var atšķirties atkarībā no individuālā matu ataugšanas ātruma.

1. Pirms Shine ierīces lietošanas sagatavojiet ādu, noskujot izvēlēto apstrādājamo zonu. Arī āda ir jānomazgā.
2. Valkājiet aizsargbrilles, lai izvairītos no IPL gaismas stimulēšanas acis.
3. Izvēlieties atbilstošu intensitāti (skatiet "izvēlieties intensitāti") un sāciet ar zemu līmeni.
4. Laujiet ierīces logam vertikāli pieskarties atlasītajiem apgabaliem un apstrādājiet apgabalus pa vienam. Neatkārtojiet vienu un to pašu vietu atkal un atkal un neizklaidiet nevienu apgabalu.
5. Sāciet no sākotnējās zonas un atkārtojiet 4. darbību 2-3 reizes.
6. Pēc procedūras pēc depilācijas ieteicams lietot mitrinošu preparātu.
7. Izslēdziet ierīci un izmantojiet mitru drānu vai vates tamponu, lai notīrītu apstrādes lodziņu.
8. Ievietojiet ierīci un piederumus futrālī vai kastē un glabājiet tos drošā vietā.

Ādas fotoatjaunošana:

(grumbu samazināšanas lampa)

Izvēlēto zonu atjaunošanas mērķis ir izmantot īsus un drošus gaismas impulsus, kas vērsti pret ādas virsmu. Gaismas vilnis stimulē ādas šūnas ražot kolagēnu un elastīnu, kas paātrina ādas atjaunošanos. IPL starojuma terapiškā iedarbība ietver uzlabotu asins piegādi un ādas apgādi ar skābekli, kolagēna un elastīgo šķiedru skaita palielināšanos, labāku mitruma uzsūkšanos, pigmentācijas un keratinizācijas procesa regulēšanu.

Efekti:

- ādas novecošanās simptomu novēršana
- kolagēna šķiedru rekonstrukcija

- tvirta un elastīga āda
- poru saraušanās
- grumbu izlīdzināšana
- uzlabota ādas mitrināšana
- gaišākas krāsas izmaiņas

Cik bieži veikt fotoatjaunošanas procedūru:

Lai iegūtu vēlamo efektu, ir jāveic virkne procedūru. Ieteicams veikt 8 procedūru sēriju, vienu procedūru katru nedēļu.

1. Pirms procedūras uzsākšanas rūpīgi jānotīra āda no kosmētikas un jebkādas kosmētikas. Jums vajadzētu arī noslaucīt lampu.
2. Valkājiet aizsargbrilles, lai izvairītos no IPL gaismas stimulēšanas acīs.
3. Izvēlieties atbilstošu intensitāti (skatiet "izvēlieties intensitāti") un sāciet ar zemu līmeni.
4. Ļaujiet ierīces logam vertikāli pieskarties atlasītajiem apgabaliem un apstrādājiet apgabalus pa vienam. Neatkārtotiet vienu un to pašu vietu atkal un atkal un neizlaidiet nevienu apgabalu.
5. Sāciet no sākotnējās zonas un atkārtotiet 4. darbību 2-3 reizes. Pēc procedūras ieteicams lietot spēcīgi mitrinošu preparātu.
6. Izslēdziet ierīci un izmantojiet mitru drānu vai vates tamponu, lai notīrītu apstrādes lodziņu.
7. Ievietojiet ierīci un piederumus futrālī vai kastē un glabājiet tos drošā vietā.

Pinnes ārstēšana:

(pūtītes ārstēšanas lampā)

Aknes ārstēšana ar IPL ir paredzēta cilvēkiem ar vidēji smagu aknes bojājumu. IPL gaisma iznīcina ātri vairojošās baktērijas, kas ir atbildīgas par aknes iekaisuma izmaiņām. Darbība ir līdzīga antibiotikām, kuras lieto lokāli vai sistēmiski. Tomēr tie var izraisīt vairākas blakusparādības, kaitējot aknām un kuņģim.

Spīduma lāzertterapija darbojas tieši uz pūtītes cēloņiem. Tas iedarbojas uz tā sauktajām molekulām, ko sintezē anaerobās baktērijas. porfirīni. Tie padara baktēriju īpaši jutīgu pret gaismu. Kad porfirīns tiek pakļauts redzamai gaismai, tas kļūst ķīmiski aktīvs un sasniedz satrauktu stāvokli. Tas izraisa viengabala skābekļa veidošanos, kas savienojas ar šūnu membrānu un iznīcina anaerobās baktērijas, kas ir atbildīgas par aknes bojājumu un tauku dziedzeru šūnu veidošanos.

IPL gaismas terapiju nedrīkst kombinēt ar antibiotiku terapiju. Jums vajadzētu arī pagaidīt dažas nedēļas pēc šādas ārstēšanas pabeigšanas.

Cik bieži veikt pūtītes ārstēšanu:

Ārstēšanas periods ilgst aptuveni 8-16 nedēļas (2-4 mēneši), un procedūras tiek veiktas ik pēc 1-2 nedēļām. Procedūras laikā vislabāk ir veikt divas apstārošanas visās skartajās zonās ar aptuveni 10 minūšu intervālu. Sākot ar otro nedēļu, ir redzamas pirmās uzlabošanās pazīmes (notiek iekaisuma pakāpe skartajās zonās un neliela simptomu samazināšanās).

Pēc visas procedūru sērijas:

Pinnes plankumi ir gandrīz pilnībā novērsti. Tomēr tie, kas paliek – vairs nav aktīvi – pazūd nākamo nedēļu laikā. Pēc dziedināšanas ieteicams izmantot ādas fotoatjaunošanas terapiju, kas spēj stimulēt kolagēna ražošanu, lai samazinātu aknes rētu skaitu. Visas procedūras laikā ieteicams lietot atbilstošu kopjošo kosmētiku, kas paredzēta taukainai un ar pinnēm pakļautai ādai.

Kā veikt pretaknes ārstēšanu:

1. Pirms procedūras uzsākšanas rūpīgi jānotīra āda no kosmētikas un jebkādas kosmētikas. Jums vajadzētu arī noslaucīt lampu.
2. Ja apstrādājamajā zonā rodas iekaisums, āda pirms ierīces lietošanas ir jāsadziedē.
3. Valkājiet aizsargbrilles, lai izvairītos no IPL gaismas stimulēšanas acīs.
4. Izvēlieties atbilstošu intensitāti (skatiet "izvēlieties intensitāti") un sāciet ar zemu līmeni.
5. Ļaujiet ierīces logam vertikāli pieskarties atlasītajiem apgabaliem un apstrādājiet apgabalus pa vienam. Intervālam starp impulsiem jābūt vismaz 20 sekundēm.
6. Pēc procedūras ieteicams nomazgāt seju un lietot mitrinošu preparātu.
7. Izslēdziet ierīci un izmantojiet mitru drānu vai vates tamponu, lai notīrītu apstrādes lodziņu.
8. Ievietojiet ierīci un piederumus futrālī vai kastē un glabājiet tos drošā vietā.

Inngangseffekt:	36W
Merkespenning:	100-240V
Nominell frekvensområde:	50Hz / 60Hz
Lager temperatur:	fra 0oC til 45oC
Arbeidstemperatur:	fra 5oC til 35oC
Fuktighet under drift:	fra 25 % til 75 %

#### Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne håndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

#### Generell beskrivelse [side 2- f1]:

1. Bytt.
  2. Intensitetsindikator / LCD-skjerm.
  3. Utskiftbar lampe.
  4. Blinkknapp.
  5. DC-inngang.
  6. Lampetype (HR/hårfjerning, SR/hudforyngelse, AC/aknebehandling).
  7. Gjenværende impuls.
  8. Enhetstemperatur (lys OK, blinkende betyr at temperaturen er for høy).
  9. Energinivå.
  10. Viftestatus (lyset er OK, blinkende betyr at temperaturen er for høy).
- I tillegg: oppbevaringsveske, lader.

#### Funksjoner [side 2- f1]:

Shine har tre funksjoner og separate lamper for hver av dem.

- Funksjon 1: IPL hårfjerning  
 Funksjon 2: IPL hudforyngelse  
 Funksjon 3: IPL akne fjerning
- A. Hårfjerning  
 B. Rykereduksjon  
 C. Aknebehandling

#### Kontraindikasjoner:

1. Enheten er ikke beregnet på barn under 15 år. Ungdom i alderen 15–18 år kan bruke enheten med samtykke og/eller tilsyn fra foreldre eller foresatte. Voksne over 18 år kan bruke enheten fritt.
2. Må ikke brukes hvis huden i området som skal behandles er solbrun eller rød. Bruk av enheten på solbrun eller rød hud kan forårsake midlertidig eller til og med permanent misfarging av huden.
3. Ikke bruk hvis du er gravid, prøver å bli gravid, tror du kan være gravid eller ammer. Shine-enheten er ikke testet for dette formålet og bør derfor ikke brukes i disse tilfellene. Hormonelle endringer som oppstår under graviditet eller amming kan øke risikoen for hudskade eller hudfølsomhet.
4. Ikke bruk enheten hvis du lider av sykdommer som epilepsi, epileptiske anfall eller migrene. Energiglimt kan forårsake alvorlig hodepine og migrene.
5. Ikke bruk på hudområder som er dekket med tatoveringer, mørkebrune eller svarte flekker (som mørke fregner, føflekker eller vorter). Tatoveringer eller mørke flekker kan absorbere for mye lysenergi, noe som kan føre til hevelse i huden, midlertidige eller permanente blømer, misfarging eller bleking av huden.
6. Ikke bruk enheten hvis du har en tendens til å utvikle keloid arr.
7. Må ikke brukes i hodebunnen, ørene, nakken, brystvortene eller slimhinnene (minora kjønnsleppene, vaginale og anale områder). I de delene av bikiniområdet hvor huden er mer pigmentert, bør et lavere lysintensitetsnivå brukes. Bruk på disse stedene kan evt forårsake hevelse i huden, blømer eller midlertidig misfarging eller bleking av huden.
8. Ikke bruk hvis behandlingsområdet har noen aktiv hudbetennelse, inkludert akne, psoriasis, eksem, brannskader, herpes, skrubsår eller utslett. Disse faktorene kan gjøre huden mer følsom for lys og gjøre behandlingen ubehagelig eller forårsake hevelser, blømer eller infeksjoner på huden. Når huden din har grodd tilstrekkelig, kontakt legen din før du bruker enheten.
9. Ikke bruk enheten hvis du tar medisiner som gjør huden din følsom for lys, inkludert ikke-steroider antiinflammatoriske midler (f.eks. aspirin, ibuprofen, cetaminofen), tetracykliner, fenotiaziner, tiazider, diuretika, sulfonylurea, sulfonamider, DTIC, fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hydroksysyrer (AHAS), beta-hydroksysyrer (BHAS), Retin-A, Accutane og/eller aktuelle retinoider.
10. Må ikke brukes hvis du har en sykdom assosiert med lysfølsomhet, for eksempel porfyri, polymorf fotoutbrudd, solar urticaria, lupus osv. Disse tilstandene gjør huden mer følsom for lys og prosedyren kan være ubehagelig eller smertefull hudhevelse, blømer eller infeksjoner.

#### Håndteringsadvarsler:

1. Produktet vil ikke slå seg på uten å sette inn lampen, vennligst sett inn lampen før du kobler til strømmen. Når enheten er i drift, må du ikke dekke til inntaks- og ventilasjonsluftåpningene, for ikke å påvirke varmeutviklingen negativt.
2. Bruk vernebriller når du bruker enheten.
3. Rengjør området på huden som skal behandles før bruk. Det er ikke tillatt å påføre noen kosmetikk på huden rett før behandlingen. Dette kan skade enheten og påvirke effekten av behandlingen.
4. Juster energinivået ditt fra lavt til høyt. Jo høyere energinivå, jo bedre resultat. Umiddelbart etter behandlingen kan det oppstå rødhet i huden. Isposer kan brukes til dette formålet.
5. Etter fototerapibehandling, bruk et fuktighetspreparat og preparater med høy solbeskyttelse.
6. Etter behandlingen, bruk en fuktig bomullspinne eller klut for å rense lampen fra gjenværende hår, talg eller talg.
7. Det anbefales at enheten og tilbehøret holdes unna vann og fuktighet. Oppbevar enheten i et ventilert og tørt miljø og hold den unna barn.
8. Er du forbudt å plassere metallgjenstander i varmeutslippshullet. Ellers er det fare for elektrisk støt.

Tabell som sammenligner hud- og hårfarge

✓ gjelder

✗ ikke aktuelt

Hårfarge \ Hudfarge	Hvit	Elfenbensfarget nyanse	Beige	Lysebrun	brun	Merk brun og svart
	Svart	✓	✓	✓	✓	✓
En mørk brun	✓	✓	✓	✓	✓	✗
brun	✓	✓	✓	✓	✓	✗
gylden	✓	✓	✓	✓	✓	✗
rød	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Hvit	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Grå	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 -f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)



Før du starter prosedyren:

1. Rengjør kassetens lysutgangsvindu med en fuktig klut eller bomullspinne. Dette gjøres for å fjerne hår og støv fra behandlingsvinduet.
2. Hold lampen over og under, sett inn eller trekk deretter parallelt.
3. Koble strømledningen til Shine-enheten.
4. Plasser Shine-enheten nær en stikkontakt. Bort fra alle slags væsker.
5. Sørg for at lampen er riktig installert før den slås på.
6. Når strømledningen er koblet til stikkontakten, blinker statuslampene sakte grønt.
7. Trykk på strømknappen i mer enn 2 sekunder for å slå på/av enhetens strøm. Deretter starter viften og LED-en lyser. Lampetype, gjenværende puls, energinivå (standardnivå 1), termometerikon, vifteikon vil vises på LED [side 2-f1].
8. Statusindikatoren blinker for å indikere at enheten er i standby-status. Når arbeidet er ferdig, vil indikatoren slå seg av. Når behandlingsvinduet berører huden, blir indikatoren grønn, noe som betyr at enheten er klar til å sende ut lys.
9. Trykk på strømknappen en stund for å justere energinivået fra lavt til høyt, nivå 1 er det laveste og nivå 5 er det høyeste.
10. Behandlingsvinduet skal direkte berøre området av kroppen som behandles.
11. Enheten slås av automatisk hvis den ikke brukes innen 5 minutter.

Enheten har to driftsmoduser: automatisk og manuell. Manuell modus slås på som standardmodus. For å starte automatisk modus, hold blitsknappen inne i noen sekunder. Hvis du vil gå tilbake til manuell modus, trykk på knappen igjen i noen sekunder.

Utfør en hudfølsomhetstest:

Hvis du bruker enheten for første gang eller på et nytt område av kroppen, velg et lite område i nærheten av området du har tenkt å behandle for å utføre en hudfølsomhetstest. Bruk den laveste innstillingen til enheten. Følg behandlingsinstruksjonene nedenfor, men avgi ikke mer enn 2-3 pulser. Etter hudtesten, vent 60 minutter og sjekk om huden din ikke reagerer. Hvis huden etter 60 minutter virker normal og det ikke er rødhet eller annen hudreaksjon, er du klar for full behandling.

Velg riktig intensitet:

Velg passende intensitet avhengig av hudtoleransen din og øk den gradvis fra ett til fem nivåer. Hvis intensiteten er for svak og det ikke er hudreaksjoner, kan du gradvis øke intensitetsnivået.

Ikke blits pulser på ett sted på huden flere ganger. Dette vil skape for mye varme på huden, noe som kan føre til hevelse i huden, bløtmer eller midlertidige eller permanente endringer i hudfargen. Etter hvert blits flytter du enheten sakte til et tilstøtende sted på huden. Vent minst 20 sekunder før du går tilbake til det forrige hudområdet.

Driftsprosedyre:

Hårfjerning (depileringslampe)

Applikasjon:

- Bart, armhulehår, kropps- og behår, hårfestet hår på pannen og bikiniområdet.
- Effekten varierer avhengig av hudfarge. Enheten er ikke egnet for hvite og lyse farger

Slik utfører du en hårfjerningsbehandling:

Vanligvis dreier det seg om 7-9 behandlinger. Utfør de 3 første behandlingene en gang i uken. For de neste 4-9 behandlingene, utfør en terapi hver 2.-3. uke. For å opprettholde effekten av hårfjerning og for å forhindre at hårsekkene reaktiveres, bør behandlingene gjentas regelmessig for å sikre at huden forblir glatt. Hvis behandlingene ikke fortsettes, vil hårsekkene bli aktive igjen og håret vil begynne å vokse ut igjen. For å opprettholde resultatene, gjenta behandlingen hver 4.-8. uke for å sikre at hårsekkene ikke blir aktivert og hårveksten forblir hemmet. Intervallene mellom behandlingene kan variere avhengig av den individuelle gjenveksten av håret.

1. Før du bruker Shine-enheten, klargjør huden din ved å barbere det valgte området som skal behandles. Huden bør også vaskes.
2. Bruk vernebriller for å unngå at IPL-lys stimulerer øynene dine.
3. Velg passende intensitet (se "velg intensitet") og start på et lavt nivå.
4. La enhetsvinduet berøre de valgte områdene vertikalt og behandle områdene ett etter ett. Ikke gjenta det samme stedet om og om igjen eller hopp over et område.
5. Start på det første området og gjenta trinn 4, 2-3 ganger.
6. Etter behandlingen anbefales det å bruke et fuktighetsgivende preparat etter depilering.
7. Slå av enheten og bruk en fuktig klut eller bomullspinne for å rengjøre behandlingsvinduet.
8. Plasser enheten og tilbehøret i en veske eller boks og oppbevar dem på et trygt sted.

Hudfotoforyngelse:

(rynke-reduksjonslampe)

Målet med å forynge utvalgte områder er å bruke korte og sikre lyspulser rettet mot hudoverflaten. Lysbølgen stimulerer hudceller til å produsere kollagen og elastin, som akselererer hudregenerering. De terapeutiske effektene av IPL-stråling inkluderer forbedret blodtilførsel og oksygenering av huden, en økning i antall kollagen og elastiske fibre, bedre fuktighetsabsorpsjon og regulering av pigmenterings- og keratiniseringsprosessene.

Effekter:

- eliminering av symptomer på aldring av huden
- rekonstruksjon av kollagenfibre
- fast og elastisk hud
- krymping av porer

- utjevning av rynker
- forbedret hudhydrering
- lysende misfarginger

Hvor ofte skal du utføre en fotorejuvenasjonsbehandling:

For å oppnå ønsket effekt må en rekke behandlinger utføres. Det anbefales å gjennomføre en serie på 8 behandlinger, en behandling hver uke.

1. Før du starter behandlingen, bør du rense huden grundig for sminke og eventuell kosmetikk. Du bør også tørke av lampen.
2. Bruk vernebriller for å unngå at IPL-lys stimulerer øynene dine.
3. Velg passende intensitet (se "velg intensitet") og start på et lavt nivå.
4. La enhetsvinduet berøre de valgte områdene vertikalt og behandle områdene ett etter ett. Ikke gjenta det samme stedet om og om igjen eller hopp over et område.
5. Start på det første området og gjenta trinn 4, 2-3 ganger. Etter behandlingen anbefales det å bruke et sterkt fuktighetsgivende preparat.
6. Slå av enheten og bruk en fuktig klut eller bomullspinne for å rengjøre behandlingsvinduet.
7. Plasser enheten og tilbehøret i en veske eller boks og oppbevar dem på et trygt sted.

Akne behandling:

(aknebehandlingslampe)

Aknebehandling med IPL er beregnet på personer med middels alvorlighetsgrad av aknelesjoner. IPL-lys ødelegger raskt formerende bakterier som er ansvarlige for inflammatoriske endringer i akne. Virkningen ligner antibiotika som brukes lokalt eller systemisk. Imidlertid kan de forårsake en rekke bivirkninger, skade leveren og magen.

Shine laserterapi virker direkte på årsakene til akne. Det virker på de såkalte molekylene som syntetiseres av anaerobe bakterier, porfyriener. Disse gjør bakterien spesielt følsom for lys. Når porfyrin utsettes for synlig lys, blir det kjemisk aktivt og når en eksitert tilstand. Dette forårsaker dannelsen av singlett oksygen, som kombineres med celledelingsmembranen og ødelegger anaerobe bakterier som er ansvarlige for dannelsen av akne lesjoner og talgkjertelceller.

IPL lysbehandling må ikke kombineres med antibiotikabehandling. Du bør også vente noen uker etter fullført slik behandling.

Hvor ofte skal du utføre aknebehandling:

Behandlingsperioden varer ca 8 - 16 uker (2-4 måneder), og behandlinger utføres hver 1-2 uke. Det er best å utføre to bestrålinger av alle berørte områder under prosedyren, med omtrent 10 minutters mellomrom. Fra den andre uken er de første tegnene på bedring synlige (graden av betennelse i de berørte områdene og en liten reduksjon i selve symptomene forekommer).

Etter hele serien av behandlinger:

Akneflekker er nesten fullstendig eliminert. Imidlertid forsvinner de som er igjen – ikke lenger aktive – i løpet av de neste ukene. Etter helbredelse anbefales det å bruke hudfotorejuveneringsterapi, som er i stand til å stimulere kollagenproduksjonen for å redusere antall aknearr. Under hele behandlingen anbefales det å bruke passende pleiekosmetikk beregnet på fet og akneutsatt hud.

Slik utfører du en anti-akne behandling:

1. Før du starter behandlingen, bør du rense huden grundig for sminke og eventuell kosmetikk. Du bør også tørke av lampen.
2. Hvis det oppstår betennelse i området som skal behandles, bør huden leges før du bruker enheten.
3. Bruk vernebriller for å unngå at IPL-lys stimulerer øynene dine.
4. Velg passende intensitet (se "velg intensitet") og start på et lavt nivå.
5. La enhetsvinduet berøre de valgte områdene vertikalt og behandle områdene ett etter ett. Intervallet mellom pulsene bør være minst 20 sekunder.
6. Etter behandlingen anbefales det å vaske ansiktet og bruke et fuktighetspreparat.
7. Slå av enheten og bruk en fuktig klut eller bomullspinne for å rengjøre behandlingsvinduet.
8. Plasser enheten og tilbehøret i en veske eller boks og oppbevar dem på et trygt sted.

Syöttöteho:	36W
Nimellisjännite:	100-240V
Nimellistaajuusalue:	50Hz / 60Hz
Säilytyslämpötila:	0 oC - 45 oC
Työskentelylämpötila:	5 oC - 35 oC
Kosteus käytön aikana:	25 % - 75 %

#### Turvallisuus:

Lue tämä käsikirja ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käytettäessäsi.

#### Yleinen kuvaus [sivu 2- f1]:

1. Kytkin.
2. Voimakkuuden ilmaisim / LCD-näyttö.
3. Vaihdeettava lamppu.
4. Salamapainike.
5. DC-tulo.
6. Lampputyypit (HR/karvojen poisto, SR/ihon nuorentaminen, AC/aknen hoito).
7. Jäljellä oleva impulssi.
8. Laitteen lämpötila (valo OK, vilkkuva tarkoittaa, että lämpötila on liian korkea).
9. Energiataso.
10. Tuulettimen tila (valo on OK, vilkkuminen tarkoittaa, että lämpötila on liian korkea).

Lisäksi: säilytyslaukku, laturi.

#### Ominaisuudet [sivu 2- f1]:

Shinessa on kolme toimintoa ja jokaiselle erilliset lamput.

Toiminto 1: IPL-karvojen poisto

Toiminto 2: IPL-ihon nuorentaminen

Toiminto 3: IPL-aknen poisto

A. Karvanpoisto

B. Rypyjen vähentäminen

C. Aknen hoito

#### Vasta-aiheet:

1. Laitetta ei ole tarkoitettu alle 15-vuotiaille lapsille. 15–18-vuotiaat nuoret voivat käyttää laitetta vanhempiensa tai huoltajiansa suostumuksella ja/tai valvonnassa. Yli 18-vuotiaat aikuiset voivat käyttää laitetta vapaasti.
2. Älä käytä, jos hoidettavalla alueella on ruskettunut tai punainen. Laitteen käyttäminen ruskettuneella tai punaisella iholla voi aiheuttaa tilapäistä tai jopa pysyvää ihon värjäytymistä.
3. Älä käytä, jos olet raskaana, yrität tulla raskaaksi, epäilet olevasi raskaana tai imetät. Shine-laitetta ei ole testattu tähän tarkoitukseen, joten sitä ei tule käyttää näissä tapauksissa. Raskauden tai imetyksen aikana tapahtuvat hormonaaliset muutokset voivat lisätä ihovaurion tai ihon herkyyden riskiä.
4. Älä käytä laitetta, jos sinulla on sairauksia, kuten epilepsia, epilepsiahohtauksia tai migreeni. Energian välähdys voi aiheuttaa voimakasta päänsärkyä ja migreeniä.
5. Älä käytä ihoalueille, joissa on tatuointeja, tummanruskeita tai mustia täpliä (kuten tummia pisamia, luomia tai syylä). Tatuoinnit tai tummat täplät voivat imeä liikaa valoenergiaa, mikä voi aiheuttaa ihon turvotusta, tilapäistä tai pysyvää rakkuloita, värimuutoksia tai ihon valkaisu.
6. Älä käytä laitetta, jos sinulla on taipumus muodostua keloidiaria.
7. Älä käytä päänahalle, korville, kaulalle, nänneille tai limakalvoille (pienilabia, emättimen ja peräaukon alueet). Niissä bikinialueen osissa, joissa iho on pigmentoituneempaa, tulee käyttää alhaisempaa valon voimakkuutta. Käyttö näissä paikoissa voi aiheuttaa ihon turvotusta, rakkuloita tai tilapäistä värimuutoksia tai ihon valkaisu.
8. Älä käytä, jos hoidettavalla alueella on aktiivista ihotulehdusta, mukaan lukien akne, psoriaasi, ihottuma, palovammat, herpes, hankaumat tai ihottuma. Nämä tekijät voivat tehdä ihosta herkemmän valolle ja tehdä hoidosta epämukavaa tai aiheuttaa turvotusta, rakkuloita tai infektioita iholle. Kun ihosi on parantunut riittävästi, keskustelee lääkärisi kanssa ennen laitteen käyttöä.
9. Älä käytä laitetta, jos käytät lääkkeitä, jotka tekevät ihosi herkäksi valolle, mukaan lukien ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet (esim. aspiriini, ibuprofeeni, setaminofeeni), tetrasykliinit, tiatsidit, diureetit, sulfonyyliureat, sulfonamidit, DTIC , fluorourasiili, vinblastiini, griseofulviini, alfahydroksisipap (AHAS), beetahydroksisipap (BHAS), retin-A, accutane ja/tai paikalliset retinoidit.
10. Älä käytä, jos sinulla on valoherkkyyteen liittyvä sairaus, esim. porfyria, polymorfinen valouruptio, aurinkourtikaria, lupus jne. Nämä sairaudet tekevät ihosta herkemmän valolle ja toimenpite voi olla epämiellyttävä tai kivulias. ihon turvotus, rakkulat tai infektiot.

#### Käsittelyvaroitukset:

1. Tuote ei syyt ilman lampan asentamista. Aseta lamppu paikalleen ennen kuin kytket sen virtalähteeseen. Kun laite on käynnissä, älä peitä tulo- ja tuuletusaukkoja, jotta se ei vaikuta haitallisesti lämmöntuotantoon.
2. Käytä suojalaseja käyttäessäsi laitetta.
3. Puhdista hoidettava ihoalue ennen käyttöä. Kosmetiikkaa ei saa levittää iholle välittömästi ennen hoitoa. Tämä voi vahingoittaa laitetta ja vaikuttaa hoidon tehoon.
4. Säädä energiatasosi matalasta korkeaan. Mitä korkeampi energiataso, sitä parempi tulos. Välittömästi hoidon jälkeen voi esiintyä ihon punoitusta. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää jääpakkauksia.
5. Käytä valohoitohoidon jälkeen kosteuttavaa valmistetta ja valmisteita, joissa on korkea aurinkosuojua.
6. Puhdista lamppu hoidon jälkeen kostealla vanupuikolla tai liinalla jäljellä olevista hiuksista, talista.
7. On suositeltavaa pitää laite ja lisävarusteet poissa vedestä ja kosteudesta. Säilytä laitetta tuuletetussa ja kuivassa ympäristössä ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
8. Metalliesineiden sijoittaminen lämmönpoistoreikään on kielletty. Muuten on olemassa sähköiskun vaara.

#### Ennen toimenpiteen aloittamista:

1. Puhdista kasetin valon ulostuloikkuna kostealla liinalla tai vanupuikolla. Tämä tehdään karvojen ja pölyn

## Taulukko ihon ja hiusten värin vertailusta



pätee



ei sovellettavissa

Ihonväri \ Hiusten väri	Valkoinen	Norsunluun sävy	Beige	Vaalean ruskea	Ruskea	Tummanruskea ja musta
	Musta	✓	✓	✓	✓	✓
Tummanruskea	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Ruskea	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Kultainen	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Punainen	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Valkoinen	✗	✗	✗	✗	✗	✗
harmaa	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 -f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

poistamiseksi hoitoikkunasta.

2. Pidä lampun ylä- ja alapuolella ja aseta tai vedä yhdensuuntaisesti.

3. Liitä virtajohto Shine-laitteeseen.

4. Aseta Shine-laite lähelle pistorasiaa. Poissa kaikenlaisista nesteistä.

5. Varmista, että lamppu on asennettu oikein ennen kuin kytket sen päälle.

6. Kun virtajohto on kytketty pistorasiaan, tilavalot vilkkuvat hitaasti vihreinä.

7. Paina virtapainiketta yli 2 sekunnin ajan kytkääksesi laitteen virran päälle/pois. Sitten tuuletin käynnistyy ja LED syttyy. Lampun tyyppi, jäljellä oleva pulssi, energiataso (oletustaso 1), lämpömittarin kuvake, tuulettimen kuvake näkyvät LEDissä [sivu 2-f1].

8. Tilan merkivalo vilkkuu osoittaen, että laite on valmiustilassa. Kun työ on valmis, merkivalo sammuu. Kun hoitoikkuna koskettaa ihoa, ilmaisin muuttuu vihreäksi, mikä tarkoittaa, että laite on valmis lähettämään valoa.

9. Paina virtapainiketta jonkin aikaa säätääksesi energiatasoa matalasta korkeaan, taso 1 on alin ja taso 5 on korkein.

10. Hoitoikkunan tulee koskettaa suoraan hoidettavaa kehon aluetta.

11. Laite sammuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä 5 minuutin kuluessa.

Laitteessa on kaksi toimintatilaa: automaattinen ja manuaalinen. Manuaalinen tila kytkeytyy oletustilaiksi. Käynnistä automaattinen tila pitämällä salamapainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan. Jos haluat palata manuaaliseen tilaan, paina painiketta uudelleen muutaman sekunnin ajan.

Suorita ihon herkkyydesti:

Jos käytät laitetta ensimmäistä kertaa tai uudella kehon alueella, valitse pieni alue läheltä kohdetta, jotta voit tehdä ihon herkkyydestin. Käytä laitteen pienintä asetusta. Noudata alla olevia hoito-ohjeita, mutta lähetä enintään 2-3 pulssia. Odota ihotestin jälkeen 60 minuuttia ja tarkista, ettei ihosi reagoi. Jos iho näyttää 60 minuutin kuluttua normaalilta eikä punoitusta tai muuta ihoreaktiota esiinny, olet valmis koko hoitoon.

Valitse oikea intensiteetti:

Valitse sopiva intensiteetti ihosi sietokyvyn mukaan ja nosta sitä vähitellen yhdestä viiteen tasoon. Jos intensiteetti on liian heikko eikä ihoreaktioita esiinny, voit asteittain nostaa intensiteettiä.

Älä välähdä pulsseja yhdessä paikassa iholla useita kertoja. Tämä aiheuttaa liikaa lämpöä iholle, mikä voi aiheuttaa ihon turvotusta, rakkuloita tai tilapäisiä tai pysyviä muutoksia ihon värissä. Siirrä laite hitaasti jokaisen välähdyksen jälkeen viereiseen kohtaan iholla. Odota vähintään 20 sekuntia ennen kuin palaat edelliselle ihoalueelle.

Käyttömenettely:

Karvanpoisto (karvanpoistolamppu)

Sovellus:

- Viikset, kainalot, vartalo- ja jalkakarvat, hiusrajat otsassa ja bikinialueella.

- Vaikutus vaihtelee ihon värin mukaan. Laite ei sovellu valkoisille ja vaaleille väreille

Näin suoritat karvanpoistokäsittelyn:

Yleensä se on noin 7-9 hoitokertaa. Suorita 3 ensimmäistä hoitoa kerran viikossa. Tee seuraavat 4-9 hoitokertaa 2-3 viikon välein. Karvanpoiston tehon säilyttämiseksi ja karvatuppien uudelleenaktivoitumisen estämiseksi hoidot tulee toistaa säännöllisesti, jotta iho pysyy sileänä. Jos hoitoja ei jatketa, karvatupet aktivoituvat uudelleen ja hiukset alkavat kasvaa takaisin. Säilyttääksesi tulokset, toista käsittely 4-8 viikon välein varmistaaksesi, että karvatupet eivät aktivoitu ja hiusten uudelleenkasvu pysyy estettynä. Hoitovälit voivat vaihdella yksilöllisen hiusten kasvunopeuden mukaan.

1. Ennen kuin käytät Shine-laitetta, valmistele ihosi ajelemalla valittu hoidettava alue. Myös iho tulee pestä.

2. Käytä suojalaseja, jotta IPL-valo ei stimuloi silmiäsi.

3. Valitse sopiva intensiteetti (katso "valitse intensiteetti") ja aloita alhaiselta tasolta.

4. Anna laiteikkunan koskettaa valittuja alueita pystysuunnassa ja käsittele alueita yksitellen. Älä toista samaa paikkaa uudelleen ja uudelleen tai ohita mitään aluetta.

5. Aloita aloitusalueelta ja toista vaihe 4 2-3 kertaa.

6. Hoidon jälkeen on suositeltavaa käyttää kosteuttavaa valmistetta karvanpoiston jälkeen.

7. Sammuta laite ja puhdista hoitoikkuna kostealla liinalla tai vanupuikolla.

8. Aseta laite ja lisävarusteet koteloon tai laatikkoon ja säilytä niitä turvallisessa paikassa.

Ihon fotonuorentaminen:

(ryppyjä vähentävä lamppu)

Valittujen alueiden nuorentamisen tavoitteena on käyttää lyhyitä ja turvallisia valopulsseja, jotka on suunnattu ihon pintaan. Valoaalto stimuloi ihosoluja tuottamaan kollageenia ja elastiinia, jotka nopeuttavat ihon uusiutumista. IPL-säteilyn terapeuttisia vaikutuksia ovat ihon verenkierron ja hapetuksen parantaminen, kollageenin ja elastisten kuitujen määrän lisääntyminen, parempi kosteuden imeytyminen sekä pigmentaatio- ja keratinisaatioprosessien säätely.

Tehosteet:

- ihon ikääntymisen oireiden poistaminen

- kollageenikuitujen jälleenerakennus

- kiinteä ja joustava iho

- huokosten kutistuminen

- tasoittaa ryppyjä

- parantunut ihon kosteus

- vaalentaa värimuutoksia

Kuinka usein fotorejuvenaatiohoito suoritetaan:

Haluttujen vaikutusten saavuttamiseksi on suoritettava sarja hoitoja. On suositeltavaa suorittaa 8 hoidon sarja, yksi hoito viikossa.

1. Ennen hoidon aloittamista ihosi tulee puhdistaa perusteellisesti meikistä ja kosmetiikasta. Kannattaa myös pyyhkiä lamppu.
2. Käytä suojalaseja, jotta IPL-valo ei stimuloi silmiäsi.
3. Valitse sopiva intensiteetti (katso "valitse intensiteetti") ja aloita alhaiselta tasolta.
4. Anna laiteikkunan koskettaa valittuja alueita pystysuunnassa ja käsittele alueita yksitellen. Älä toista samaa paikkaa uudelleen ja uudelleen tai ohita mitään aluetta.
5. Aloita aloitusalueelta ja toista vaihe 4 2-3 kertaa. Hoidon jälkeen on suositeltavaa käyttää voimakkaasti kosteuttavaa valmistetta.
6. Sammuta laite ja puhdista hoitoikkuna kostealla liinalla tai vanupuikolla.
7. Aseta laite ja lisävarusteet koteloon tai laatikkoon ja säilytä niitä turvallisessa paikassa.

Aknen hoito:

(aknen hoitolamppu)

Aknen hoito IPL:llä on tarkoitettu ihmisille, joilla on keskivaikkea akneleesio. IPL-valo tuhoaa nopeasti lisääntyvät bakteerit, jotka ovat vastuussa aknen tulehduksellisista muutoksista. Vaikutus on samanlainen kuin antibiootit, joita käytetään paikallisesti tai systeemisesti. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa useita sivuvaikutuksia, jotka vahingoittavat maksaa ja vatsaa.

Shine-laserhoito vaikuttaa suoraan aknen syihin. Se vaikuttaa anaerobisten bakteerien syntetisoimiin niin kutsuttuihin molekyyliin. porfyriiniin. Nämä tekevät bakteerista erityisen herkän valolle. Kun porfyriini altistetaan näkyvälle valolle, se muuttuu kemiallisesti aktiiviseksi ja saavuttaa virittyneen tilan. Tämä aiheuttaa singlettihapen muodostumisen, joka yhdistyy solukalvoon ja tuhoaa anaerobisia bakteereja, jotka ovat vastuussa aknevaurioiden ja talirauhassolujen muodostumisesta.

IPL-valohoitoa ei saa yhdistää antibioottihoitoon. Sinun tulee myös odottaa muutama viikko tällaisen hoidon päättymisen jälkeen.

Kuinka usein aknen hoito suoritetaan:

Hoitojakso kestää noin 8-16 viikkoa (2-4 kuukautta) ja hoidot suoritetaan 1-2 viikon välein. On parasta tehdä toimenpiteen aikana kaksi säteilytystä kaikille vaurioituneille alueille noin 10 minuutin välein. Toisesta viikosta alkaen ensimmäiset paranemisen merkit ovat näkyvissä (tulehduksen aste vaurioituneilla alueilla ja oireiden lievä väheneminen).

Koko hoitosarjan jälkeen:

Aknepisteet häviävät lähes kokonaan. Kuitenkin ne, jotka pysyvät - eivät enää aktiivisia - katoavat seuraavien viikkojen aikana. Paranemisen jälkeen on suositeltavaa käyttää ihon fotorejuvenaatiohoitoa, joka pystyy stimuloimaan kollageenin tuotantoa aknen arpien vähentämiseksi. Koko hoidon ajan suositellaan käytettäväksi asianmukaista rasvaiselle ja akneen taipuvaiselle iholle tarkoitettua hoitokosmetiikkaa.

Kuinka suorittaa aknen vastainen hoito:

1. Ennen hoidon aloittamista ihosi tulee puhdistaa perusteellisesti meikistä ja kosmetiikasta. Kannattaa myös pyyhkiä lamppu.
2. Jos hoidettavalla alueella ilmenee tulehdusta, iho tulee parantaa ennen laitteen käyttöä.
3. Käytä suojalaseja, jotta IPL-valo ei stimuloi silmiäsi.
4. Valitse sopiva intensiteetti (katso "valitse intensiteetti") ja aloita alhaiselta tasolta.
5. Anna laiteikkunan koskettaa valittuja alueita pystysuunnassa ja käsittele alueita yksitellen. Pulssien välin tulee olla vähintään 20 sekuntia.
6. Hoidon jälkeen on suositeltavaa pestä kasvat ja käyttää kosteuttavaa valmistetta.
7. Sammuta laite ja puhdista hoitoikkuna kostealla liinalla tai pumpulipuikolla.
8. Aseta laite ja lisävarusteet koteloon tai laatikkoon ja säilytä niitä turvallisessa paikassa.

Bemeneti teljesítmény:	36W
Névleges feszültség:	100-240V
Névleges frekvencia tartomány:	50Hz / 60Hz
Tárolási hőmérséklet:	0oC-tól 45oC-ig
Üzemhőmérséklet:	5oC-tól 35oC-ig
Páratartalom működés közben:	25%-ról 75%-ra

#### Biztonság:

A termék használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

#### Általános leírás [2-f1 oldal]:

1. Kapcsoló.
  2. Intenzitásjelző / LCD kijelző.
  3. Cserélhető lámpa.
  4. Vaku gomb.
  5. DC bemenet.
  6. Lámpa típus (HR/szörteletítés, SR/bőrfiatalítás, AC/akne kezelés).
  7. Fennmaradó impulzus.
  8. Készülék hőmérséklete (a fény OK, a villogás azt jelenti, hogy a hőmérséklet túl magas).
  9. Energiaszint.
  10. Ventilátor állapota (a jelzőfény rendben van, a villogás azt jelenti, hogy a hőmérséklet túl magas).
- Ezen kívül: tárolótáska, töltő.

#### Jellemzők [2-f1 oldal]:

A Shine három funkcióval és mindegyikhez külön lámpával rendelkezik.

1. funkció: IPL szörteletítés
  2. funkció: IPL bőrfiatalítás
  3. funkció: IPL akne eltávolítás
- A. Szörteletítés  
B. Ránctalanítás  
C. Akne kezelés

#### Ellenjavallatok:

1. A készüléket nem 15 év alatti gyermekek számára tervezték. A 15–18 éves fiatalok szülei vagy gondviselőik beleegyezésével és/vagy felügyelete mellett használhatják a készüléket. A 18 év feletti felnőttek szabadon használhatják a készüléket.
2. Ne használja, ha a kezelendő területen a bőr leburnult vagy vörös. A készülék barnított vagy vörös bőrfületlen történő használata a bőr átmeneti vagy akár tartós elszíneződését okozhatja.
3. Ne használja, ha terhes, teherbe akar esni, úgy gondolja, hogy terhes vagy szoptat. A Shine készüléket nem tesztelték erre a célra, ezért nem szabad ilyen esetekben használni. A terhesség vagy szoptatás alatt fellépő hormonális változások növelhetik a bőrkárosodás vagy a bőrérzékenység kockázatát.
4. Ne használja a készüléket, ha olyan betegségekben szenved, mint epilepszia, epilepsziás rohamok vagy migrén. Az energiavillanások súlyos fejfájást és migrént okozhatnak.
5. Ne használja a készüléket, ha hajlamos keloid hegek kialakulására (például sötét szeplők, anyajegyek vagy szemölcsök) borított bőrfületleken. A tetoválások vagy sötét foltok túl sok fényenergiát nyelhetnek el, ami bőrduzzanatot, átmeneti vagy tartós hólyagokat, elszíneződést vagy bőrféhéredést okozhat.
6. Ne használja a készüléket, ha hajlamos keloid hegek kialakulására.
7. Ne használja a fejbőrön, a füleken, a nyakon, a mellbimbókon vagy a nyálkahártyákon (kisajkak, hüvelyi és végbélnyílás). A bikini terület azon részein, ahol a bőr pigmentáltabb, alacsonyabb fényintenzitási szintet kell használni. Használja ezeken a helyeken bőrduzzanatot, hólyagosodást vagy átmeneti elszíneződést vagy a bőr kifehéredését okozhatja.
8. Ne használja, ha a kezelt területen aktív bőrgyulladás van, beleértve az akné, pikkelysömör, ekcéma, égési sérülések, herpesz, horzsolások vagy kiütések. Ezek a tényezők érzékenyebbé tehetik a bőrt a fényre, és kényelmetlenné tehetik a kezelést, vagy duzzanatot, hólyagokat vagy fertőzéseket okozhatnak a bőrön. Ha a bőr megfelelően meggyógyult, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával.
9. Ne használja a készüléket, ha olyan gyógyszereket szed, amelyek fényérzékenységet teszik a bőrt, beleértve a nem szteroid gyulladáscsökkentő szereket (pl. aszpirin, ibuprofen, cetaminofen), tetraciklinek, fenotiazinok, tiazidok, vízhajtók, szulfonilureák, szulfonamidok, DTIC, fluorouracil, vinblasztin, grizeofulvin, alfa-hidroxisavak (AHAS), béta-hidroxisavak (BHAS), Retin-A, Accutane és/vagy helyi retinoidok.
10. Ne használja, ha fényérzékenységgel járó betegsége van, pl. porfiria, polimorf fotoerupció, szoláris csalánkiütés, lupus stb. Ezek az állapotok érzékenyebbé teszik a bőrt a fényre, és az eljárás kellemetlen vagy fájdalmas lehet. bőrduzzanatot, hólyagokat, ill. fertőzéseket.

#### Kezelési figyelmeztetések:

1. A termék nem kapcsol be a lámpa behelyezése nélkül, kérjük, helyezze be a lámpát, mielőtt csatlakoztatná a hálózathoz. A készülék működése közben ne takarja le a levegő bemeneti és szellőzőnyílásait, hogy ne befolyásolja hátrányosan a hőtermelést.
2. A készülék használata közben viseljen védőszemüveget.
3. Használat előtt tisztítsa meg a kezelendő bőrfületletet. Közvetlenül a kezelés előtt nem szabad semmilyen kozmetikumot felvinni a bőrre. Ez károsíthatja a készüléket és befolyásolhatja a kezelés hatását.
4. Állítsa energiaszintjét alacsonyról magasra. Minél magasabb az energiaszint, annál jobb az eredmény. Közvetlenül a kezelés után bőrpír jelentkezhet. Erre a célra jégcsomagok használhatók.
5. Fényterápiás kezelés után használjon hidratáló készítményt és magas fényvédő hatású készítményeket.
6. A kezelés után nedves pamut törülkövvel vagy kendővel tisztítsa meg a lámpát a megmaradt szőrszálaktól, fagygyútló vagy fagygyútló.
7. Javasoljuk, hogy a készüléket és a tartozékokat víztől és nedvességtől távol tartsa. A készüléket szellőző és száraz helyen tárolja, és tartsa távol gyermekektől.

## Bőr- és hajszín összehasonlító táblázat

✓ vonatkozik

✗ nem alkalmazható

Bőrszín \ Hajszín	fehér	Elefántcsont árnyalatú	Bézs	Világos barna	Barna	Sötétbarna és fekete
	Fekete	✓	✓	✓	✓	✓
Egy sötétbarna	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Barna	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Aransyárga	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Piros	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Fehér	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Szürke	✗	✗	✗	✗	✗	✗

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal -f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)



8. A hőkibocsátó nyílásba fémtárgyakat helyezni tilos. Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.

Az eljárás megkezdése előtt:

1. Tisztítsa meg a kazettás fénykibocsátó ablakot nedves ruhával vagy pamut törülővel. Ez azért történik, hogy eltávolítsa a szórt és a port a kezelési ablakból.
2. Tartsa a lámpát fent és lent, majd helyezze be vagy húzza párhuzamosan.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt a Shine készülékhez.
4. Helyezze a Shine készüléket egy elektromos aljzat közelébe. Mindenféle folyadéktól távol.
5. Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a lámpa megfelelően van felszerelve.
6. Miután a tápkábel beugrta a fali aljzatba, az állapotjelző lámpák lassan zölden villognak.
7. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercnél hosszabb ideig a készülék áramellátásának be- és kikapcsolásához. Ezután a ventilátor elindul, és a LED világít. A LED-en megjelenik a lámpa típusa, a maradék impulzus, az energiaszint (alapértelmezett szint 1), a hőmérő ikon, a ventilátor ikonja [2-f1].
8. Az állapotjelző villogása jelzi, hogy a készülék készenléti állapotban van. A munka végeztével a jelzőfény kialszik. Amikor a kezelési ablaka hozzáér a bőrhöz, a jelző zöldre vált, ami azt jelenti, hogy a készülék készen áll a fény kibocsátására.
9. Nyomja meg egy ideig a bekapcsológombot az energiaszint alacsonyról magasra állításához, az 1. szint a legalacsonyabb és az 5. szint a legmagasabb.
10. A kezelési ablaknak közvetlenül érintenie kell a kezelt test területét.
11. A készülék automatikusan kikapcsol, ha 5 percen belül nem használják.

A készüléknek két üzemmódja van: automatikus és kézi. A kézi mód alapértelmezett módként kapcsol be. Az automatikus mód elindításához tartsa lenyomva a vaku gombot néhány másodpercig. Ha vissza szeretne térni a kézi üzemmódba, nyomja meg ismét a gombot néhány másodpercig.

Bőrérzékenységi teszt elvégzése:

Ha először használja a készüléket, vagy új testfelületen használja, válasszon egy kis területet a kezelni kívánt terület közelében, és végezzen bőrérzékenységi tesztet. Használja a készülék legalacsonyabb beállítását. Kövesse az alábbi kezelési utasításokat, de legfeljebb 2-3 impulzust adjon ki. A börteszt után várjon 60 percet, és ellenőrizze, hogy a bőre nem reagál-e. Ha 60 perc elteltével a bőr normálisnak tűnik, és nincs bőrpír vagy egyéb bőrreakció, akkor készen áll a teljes kezelésre.

Válassza ki a megfelelő intenzitást:

Válassza ki a megfelelő intenzitást a bőrtűrő képességének megfelelően, és fokozatosan növelje egyről öt fokozatra. Ha az intenzitás túl gyenge, és nincsenek bőrreakciók, fokozatosan növelheti az intenzitást.

Ne villanjon fel pulzusokat többször egy helyen a bőrön. Ez túl sok hőt hoz létre a bőrön, ami bőrduzzanatot, hólyagokat vagy átmeneti vagy tartós változást okozhat a bőr színében. Minden villanás után lassan mozgassa a készüléket a bőr egy szomszédos pontjára. Várjon legalább 20 másodpercet, mielőtt visszatérne az előző bőrterületre.

Működési eljárás:

Szörtelenítés (szörtelenítő lámpa)

Alkalmazás:

- Bajusz, hónaljiszőrzet, test- és lábszőrzet, szőrszál a homlokon és a bikini területen.
- A hatás a bőrszintől függően változik. A készülék nem alkalmas fehér és világos színekhez

Hogyan végezzünk szörtelenítő kezelést:

Általában ez körülbelül 7-9 kezelés. Végezze el az első 3 kezelést hetente egyszer. A következő 4-9 kezelésben 2-3 hetente végezzünk egy terápiát. A szörtelenítés hatásának megőrzése és a szőrtüszők újrakeletkezésének elkerülése érdekében a kezeléseket rendszeresen meg kell ismételni, hogy a bőr sima maradjon. Ha a kezelést nem folytatják, a szőrtüszők újra aktívvá válnak, és a haj elkezd visszanojni. Az eredmények megőrzése érdekében egyszerűen ismételje meg a kezeléseket 4-8 hetente, hogy a szőrtüszők ne aktiválódnak, és a haj újránövekedése gátolt maradjon. A kezeléseket közötti intervallumok a hajnövekedés egyéni ütemétől függően változhatnak.

1. A Shine készülék használata előtt készítse elő a bőrt a kiválasztott kezelni kívánt terület borotválkozásával. A bőrt is le kell mosni.
2. Viseljen védőszemüveget, nehogy az IPL fény stimulálja a szemet.
3. Válassza ki a megfelelő intenzitást (lásd "intenzitás kiválasztása"), és kezdje alacsony szinten.
4. Hagyja, hogy a készülék ablaka függőlegesen érintse a kiválasztott területeket, és egyenként kezelje azokat. Ne ismételje meg újra és újra ugyanazt a helyet, és ne hagyjon ki egyetlen területet sem.
5. Kezdje el a kezdeti területről, és ismételje meg a 4. lépést 2-3 alkalommal.
6. A kezelés után szörtelenítés után hidratáló készítmény használata javasolt.
7. Kapcsolja ki a készüléket, és nedves ruhával vagy pamut törülővel tisztítsa meg a kezelőablakot.
8. Helyezze készülékét és tartozékait egy tokba vagy dobozba, és tárolja biztonságos helyen.

Bőr fotofiataltás:

(ránccsökkentő lámpa)

A kiválasztott területek megfiatalításának célja rövid és biztonságos, a bőrfelület felé irányított fényimpulzusok alkalmazása. A fényhullám serkenti a bőrszövetek kollagén és elasztin termelésére, amelyek felgyorsítják a bőr regenerálódását. Az IPL sugárzás terápiás hatásai közé tartozik a bőr vérellátásának és oxigénellátásának javulása, a kollagén és elasztikus rostok számának növekedése, a jobb nedvességfelvétel, valamint a pigmentációs és keratinizációs folyamatok szabályozása.

Hatások:

- a bőrrögzedés tüneteinek megszüntetése

- kollagén rostok rekonstrukciója
- feszes és rugalmas bőr
- a pórusok összehúzódása
- ráncok kisimítása
- javítja a bőr hidratáltságát
- halványító elszíneződések

Milyen gyakran végezzen fotorejuvenációs kezelést:

A kívánt hatás eléréséhez egy sor kezelést kell végrehajtani. 8 kezelésből álló sorozat elvégzése javasolt, hetente egy kezelés.

1. A kezelés megkezdése előtt alaposan meg kell tisztítani a bőrt a sminktől és az esetleges kozmetikumoktól. A lámpát is le kell törölni.
2. Viseljen védőszemüveget, nehogy az IPL fény stimulálja a szemet.
3. Válassza ki a megfelelő intenzitást (lásd "intenzitás kiválasztása"), és kezdje alacsony szinten.
4. Hagyja, hogy a készülék ablaka függőlegesen érintse a kiválasztott területeket, és egyenként kezelje azokat. Ne ismételje meg újra és újra ugyanazt a helyet, és ne hagyjon ki egyetlen területet sem.
5. Kezdje el a kezdeti területről, és ismételje meg a 4. lépést 2-3 alkalommal. A kezelés után erősen hidratáló készítmény használata javasolt.
6. Kapcsolja ki a készüléket, és nedves ronggyal vagy vattakoronggal tisztítsa meg a kezelőablakot.
7. Helyezze készülékét és tartozékait egy tokba vagy dobozba, és tárolja biztonságos helyen.

Akne kezelés:

(akne kezelő lámpa)

Az IPL-t használó aknekezelés közepes súlyosságú aknés elváltozásokban szenvedők számára készült. Az IPL fény elpusztítja a gyorsan szaporodó baktériumokat, amelyek az akne gyulladásos elváltozásaiért felelősek. A hatás hasonló a helyileg vagy szisztémásan alkalmazott antibiotikumokhoz. Azonban számos mellékhatást okozhatnak, károsíthatják a májat és a gyomrot.

A fényes lézertherápia közvetlenül az akne okaira hat. Az anaerob baktériumok által szintetizált, úgynevezett molekulákra hat. porfirinek. Ezek különösen érzékennyé teszik a baktériumot a fényre. Amikor a porfirin látható fénynek van kitéve, kémiaiilag aktívvá válik, és gerjesztett állapotba kerül. Ez a szingulett oxigén képződését okozza, amely egyesül a sejtmembránnal és elpusztítja az aknés elváltozások és faggyúmirigysejtek kialakulásáért felelős anaerob baktériumokat.

Az IPL fényterápia nem kombinálható antibiotikus kezeléssel. Az ilyen kezelés befejezése után is várnia kell néhány hetet.

Milyen gyakran végezzen akne kezelést:

A kezelés időtartama hozzávetőlegesen 8-16 hét (2-4 hónap), a kezeléseket 1-2 hetente végezzük. A legjobb, ha az eljárás során két besugárzást végez az összes érintett területen, körülbelül 10 perces különbséggel. A második héttől kezdődően a javulás első jelei láthatók (a gyulladás mértéke az érintett területeken és maguk a tünetek enyhé csökkenése következik be).

A teljes kezeléssorozat után:

Az aknés foltok szinte teljesen eltűnnek. A megmaradtak – már nem aktívak – azonban a következő hetekben eltűnnek. A gyógyulás után javasolt a bőr fotofiataltító terápia alkalmazása, mely képes serkenteni a kollagéntermelést az aknés hegek számának csökkentése érdekében. A teljes kezelés alatt ajánlott zsíros és pattanásos bőrre szánt megfelelő ápolókozmetikumok használata.

Hogyan végezzünk akne elleni kezelést:

1. A kezelés megkezdése előtt alaposan meg kell tisztítani a bőrt a sminktől és az esetleges kozmetikumoktól. A lámpát is le kell törölni.
2. Ha gyulladás lép fel a kezelendő területen, a bőrt meg kell gyógyítani a készülék használata előtt.
3. Viseljen védőszemüveget, nehogy az IPL fény stimulálja a szemet.
4. Válassza ki a megfelelő intenzitást (lásd "intenzitás kiválasztása"), és kezdje alacsony szinten.
5. Hagyja, hogy a készülék ablaka függőlegesen érintse a kiválasztott területeket, és egyenként kezelje azokat. Az impulzusok közötti intervallumnak legalább 20 másodpercnek kell lennie.
6. A kezelés után arcosás és hidratáló készítmény használata javasolt.
7. Kapcsolja ki a készüléket, és nedves ruhával vagy pamut törülkövvel tisztítsa meg a kezelőablakot.
8. Helyezze készülékét és tartozékait egy tokba vagy dobozba, és tárolja biztonságos helyen.

Putere de intrare:	36W
Tensiune nominală:	100-240V
Gama de frecvență nominală:	50Hz / 60Hz
Temperatura de depozitare:	de la 0oC la 45oC
Temperatura de lucru:	de la 5oC la 35oC
Umiditate în timpul funcționării:	de la 25% la 75%

#### Securitate:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

#### Descriere generală [pagina 2- f1]:

1. Comutator.
  2. Indicator de intensitate / display LCD.
  3. Lampă înlocuibilă.
  4. Buton flash.
  5. Intrare DC.
  6. Tip lampă (HR/epilare, SR/întinerire a pielii, AC/tratament acnee).
  7. Impulsul rămas.
  8. Temperatura dispozitivului (lumina OK, clipește înseamnă că temperatura este prea ridicată).
  9. Nivel de energie.
  10. Stare ventilator (lumina este OK, clipește înseamnă că temperatura este prea ridicată).
- Suplimentar: carcasă de depozitare, încărcător.

#### Caracteristici [pagina 2- f1]:

Shine are trei funcții și lămpi separate pentru fiecare dintre ele.

Funcția 1: Îndepărtarea părului IPL

Funcția 2: IPL întinerirea pielii

Funcția 3: Îndepărtarea acneei IPL

- A. Îndepărtarea părului
- B. Reducerea ridurilor
- C. Tratamentul acneei

#### Contraindicații:

1. Aparatul nu este destinat copiilor sub 15 ani. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani pot folosi dispozitivul cu acordul și/sau supravegherea părinților sau a tutorilor lor. Adulții cu vârsta peste 18 ani pot folosi dispozitivul în mod liber.
2. Nu utilizați dacă pielea din zona de tratat este bronzată sau roșie. Utilizarea dispozitivului pe pielea bronzată sau roșie poate provoca decolorarea temporară sau chiar permanentă a pielii.
3. Nu utilizați dacă sunteți însărcinată, încercați să rămâneți gravidă, credeți că ați putea fi însărcinată sau alăptați. Dispozitivul Shine nu a fost testat în acest scop și, prin urmare, nu trebuie utilizat în aceste cazuri. Modificările hormonale care apar în timpul sarcinii sau alăptării pot crește riscul de afectare a pielii sau de sensibilitate a pielii.
4. Nu utilizați aparatul dacă suferiți de boli precum epilepsie, crize epileptice sau migrenă. Flash-urile de energie pot provoca dureri de cap severe și migrene.
5. Nu utilizați pe zonele pielii acoperite cu tatuaje, pete maro închis sau negre (cum ar fi pistrui întunecați, alunițe sau negi). Tatuajele sau petele întunecate pot absorbi prea multă energie luminoasă, ceea ce poate provoca umflarea pielii, vezicule temporare sau permanente, decolorarea sau albirea pielii.
6. Nu utilizați dispozitivul dacă aveți tendința de a dezvolta cicatrici cheloide.
7. A nu se utiliza pe scalp, urechi, gat, mameloane sau mucoase (labiile mici, zonele vaginale și anale). În acele părți ale zonei bikiniilor în care pielea este mai pigmentată, ar trebui utilizat un nivel de intensitate luminoasă mai scăzut. Utilizarea în aceste locuri poate provoca umflarea pielii, vezicule sau decolorarea temporară sau albirea pielii.
8. Nu utilizați dacă zona de tratament are vreo inflamație activă a pielii, inclusiv acnee, psoriazis, eczeme, arsuri, herpes, abraziuni sau erupții cutanate. Acești factori pot face pielea mai sensibilă la lumină și pot face tratamentul inconfortabil sau pot provoca umflături, vezicule sau infecții pe piele. Odată ce pielea s-a vindecat suficient, consultați medicul înainte de a utiliza dispozitivul.
9. Nu utilizați dispozitivul dacă luați medicamente care vă fac pielea sensibilă la lumină, inclusiv agenți antiinflamatori nesteroidieni (de exemplu, aspirina, ibuprofen, cetaminofen), tetracicline, fenotiazine, tiazide, diuretice, sulfoniluree, sulfonamide, DTIC, fluorouracil, vinblastină, griseofulvină, alfa hidroxi acizi (AHAS), beta-hidroxi acizi (BHAS), retin-A, Accutane și/sau retinoizi topici.
10. Nu utilizați dacă aveți o boală asociată cu fotosensibilitate, de exemplu porfirie, fotoerupție polimorfă, urticarie solară, lupus etc. Aceste afecțiuni fac pielea mai sensibilă la lumină și procedura poate fi neplăcută sau dureroasă. umflarea pielii, vezicule sau infectii.

#### Avertismente de manipulare:

1. Produsul nu se va porni fără a introduce lampa, vă rugăm să introduceți lampa înainte de a vă conecta la curent. Când dispozitivul funcționează, nu acoperiți orificiile de admisie și ventilație a aerului, pentru a nu afecta negativ generarea de căldură.
2. Purtați ochelari de protecție atunci când utilizați dispozitivul.
3. Înainte de utilizare, curățați zona de piele care urmează să fie tratată. Nu este permisă aplicarea produselor cosmetice pe piele imediat înainte de tratament. Acest lucru poate deteriora dispozitivul și poate afecta efectul tratamentului.
4. Reglați-vă nivelul de energie de la scăzut la ridicat. Cu cât nivelul de energie este mai mare, cu atât rezultatul este mai bun. Imediat după tratament, poate apărea înroșirea pielii. În acest scop pot fi folosite pachete de gheață.
5. După tratamentul de fototerapie, utilizați un preparat hidratant și preparate cu protecție solară ridicată.
6. După tratament, utilizați un tampon de bumbac sau o cârpă umedă pentru a curăța lampa de orice păr,

Tabel care compară culoarea pielii și a părului

✓ se aplică

✗ nu se aplică

Culoarea pielii \ Culoarea părului	Alb	Nuanță fideș	Bej	Maro deschis	Maro	Maro închis și negru
Negru	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Un maro închis	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Maro	✓	✓	✓	✓	✓	✗
De aur	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Roșu	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Alb	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Gri	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 -f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)- [www.youtube.com/beautiflyeu](http://www.youtube.com/beautiflyeu)

7. Se recomandă ca dispozitivul și accesoriile să fie ținute departe de apă și umiditate. Păstrați dispozitivul într-un mediu ventilat și uscat și țineți-l departe de copii.
8. Este interzisă introducerea obiectelor metalice în orificiul de emisie de căldură. În caz contrar, există riscul de electrocutare.

Înainte de a începe procedura:

1. Curățați fereastra de ieșire a luminii casetei cu o cârpă umedă sau un tampon de bumbac. Acest lucru se face pentru a îndepărta părul și praful din fereastra de tratament.
2. Țineți lampa deasupra și dedesubt, apoi introduceți sau trageți în paralel.
3. Conectați cablul de alimentare la dispozitivul Shine.
4. Așezați dispozitivul Shine lângă o priză electrică. Departe de tot felul de lichide.
5. Asigurați-vă că lampa este instalată corect înainte de a o aprinde.
6. Odată ce cablul de alimentare este conectat la priza de perete, luminile de stare vor clipi încet în verde.
7. Apăsând butonul de pornire mai mult de 2 secunde pentru a porni/opri alimentarea dispozitivului. Apoi pornește ventilatorul și LED-ul se aprinde. Tipul lămpii, pulsul rămas, nivelul de energie (nivelul implicit 1), pictograma termometrului, pictograma ventilatorului vor fi afișate pe LED [pagina 2-f1].
8. Indicatorul de stare clipește pentru a indica faptul că dispozitivul este în starea de așteptare. Când lucrarea este terminată, indicatorul se va stinge. Când fereastra de tratament atinge pielea, indicatorul devine verde, ceea ce înseamnă că dispozitivul este gata să emită lumină.
9. Apăsând butonul de pornire un timp pentru a regla nivelul de energie de la scăzut la ridicat, nivelul 1 este cel mai scăzut și nivelul 5 este cel mai ridicat.
10. Fereastra de tratament ar trebui să atingă direct zona corpului care este tratată.
11. Dispozitivul se va opri automat dacă nu este utilizat în 5 minute.

Dispozitivul are două moduri de funcționare: automat și manual. Modul manual se activează ca mod implicit. Pentru a porni modul automat, țineți apăsat butonul bliț timp de câteva secunde. Dacă doriți să reveniți la modul manual, apăsați din nou butonul timp de câteva secunde.

Efectuați un test de sensibilitate a pielii:

Dacă utilizați dispozitivul pentru prima dată sau pe o zonă nouă a corpului, selectați o zonă mică în apropierea zonei pe care intenționați să o tratați pentru a efectua un test de sensibilitate a pielii. Folosiți cea mai mică setare a dispozitivului. Urmăriți instrucțiunile de tratament de mai jos, dar nu emite mai mult de 2-3 impulsuri. După testul cutanat, așteptați 60 de minute și verificați dacă pielea dvs. nu reacționează. Dacă după 60 de minute pielea pare normală și nu există roșeață sau altă reacție a pielii, ești gata pentru tratamentul complet.

Alegeți intensitatea potrivită:

Alegeți intensitatea potrivită în funcție de toleranța pielii și creșteți-o treptat de la unu la cinci niveluri. Dacă intensitatea este prea slabă și nu există reacții cutanate, puteți crește treptat nivelul de intensitate.

Nu aruncați impulsuri într-un singur loc pe piele de mai multe ori. Acest lucru va crea prea multă căldură pe piele, ceea ce ar putea cauza umflarea pielii, vezicule sau modificări temporare sau permanente ale culorii pielii. După fiecare clipire, mutați încet dispozitivul într-un loc adiacent de pe piele. Așteptați cel puțin 20 de secunde înainte de a reveni la zona anterioară a pielii.

Procedura de operare:

Îndepărtarea părului (lampa de epilare)

Aplicație:

- Mustată, păr la axilă, păr pe corp și picioare, păr pe frunte și zona bikinilor.
- Efectul variază în funcție de culoarea pielii. Aparatul nu este potrivit pentru alb și culori deschise

Cum se efectuează un tratament de îndepărtare a părului:

De obicei este vorba de 7-9 tratamente. Efectuați primele 3 tratamente o dată pe săptămână. Pentru următoarele 4-9 tratamente se efectuează o terapie la 2-3 săptămâni. Pentru a menține efectul de epilare și pentru a preveni reactivarea foliculilor de par, tratamentele trebuie repetate în mod regulat pentru a se asigura că pielea rămâne netedă. Dacă tratamentele nu sunt continuate, foliculii de par vor deveni din nou activi și părul va începe să crească din nou. Pentru a menține rezultatele, pur și simplu repetați tratamentele la fiecare 4-8 săptămâni pentru a vă asigura că foliculii de păr nu se activează și că recreșterea părului rămâne inhibată. Intervalele dintre tratamente pot varia în funcție de rata individuală de recreștere a părului.

1. Înainte de a utiliza dispozitivul Shine, pregătiți-vă pielea prin bărbierirea zonei selectate de tratat. De asemenea, pielea trebuie spălată.
2. Purtați ochelari de protecție pentru a evita ca lumina IPL să vă stimuleze ochii.
3. Selectați intensitatea corespunzătoare (vezi „selectați intensitatea”) și începeți de la un nivel scăzut.
4. Lăsați fereastra dispozitivului să atingă zonele selectate vertical și tratați zonele unul câte unul. Nu repetați același loc iar și iar sau săriți peste orice zonă.
5. Începeți pe zona inițială și repetați pasul 4, de 2-3 ori.
6. După tratament se recomandă folosirea unui preparat hidratant după epilare.
7. Opriți dispozitivul și utilizați o cârpă umedă sau un tampon de bumbac pentru a curăța fereastra de tratament.
8. Puneți dispozitivul și accesoriile într-o carcasă sau cutie și depozitați-le într-un loc sigur.

Fotoîntinerirea pielii:

(lampa de reducere a ridurilor)

Scopul întineririi zonelor selectate este de a folosi impulsuri luminoase scurte și sigure îndreptate către suprafața pielii. Unda de lumină stimulează celulele pielii să producă colagen și elastină, care accelerează regenerarea pielii. Efectele terapeutice ale radiației IPL includ îmbunătățirea aportului de sânge și oxigenarea pielii, o creștere a numărului de colagen și fibre elastice, o mai bună absorbție a umidității și reglarea proceselor de pigmentare și keratinizare.

**Efecte:**

- eliminarea simptomelor de îmbătrânire a pielii
- reconstrucția fibrelor de colagen
- piele fermă și elastică
- micșorarea porilor
- netezirea ridurilor
- hidratare îmbunătățită a pielii
- decolorarea decolorărilor

**Cât de des se efectuează un tratament de fotoîntinerire:**

Pentru a obține efectele dorite, trebuie efectuate o serie de tratamente. Se recomandă efectuarea unei serii de 8 tratamente, câte un tratament pe săptămână.

1. Înainte de a începe tratamentul, trebuie să vă curățați temeinic tenul de machiaj și orice produse cosmetice. De asemenea, ar trebui să ștergeți lampa.
2. Purtați ochelari de protecție pentru a evita ca lumina IPL să vă stimuleze ochii.
3. Selectați intensitatea corespunzătoare (vezi „selectați intensitatea”) și începeți de la un nivel scăzut.
4. Lăsați fereastra dispozitivului să atingă zonele selectate vertical și tratați zonele unul câte unul. Nu repetați același loc iar și iar sau săriți peste orice zonă.
5. Începeți pe zona inițială și repetați pasul 4, de 2-3 ori. După tratament, se recomandă utilizarea unui preparat puternic hidratant.
6. Oprii dispozitivul și utilizați o cârpă umedă sau un tampon de bumbac pentru a curăța fereastra de tratament.
7. Puneți dispozitivul și accesoriile într-o carcasă sau cutie și depozitați-le într-un loc sigur.

**Tratament pentru acnee:**

(lampa pentru tratarea acneei)

Tratamentul acneei folosind IPL este destinat persoanelor cu leziuni de acnee de severitate medie. Lumina IPL distruge bacteriile care se înmulțesc rapid, responsabil de modificările inflamatorii ale acneei. Acțiunea este similară cu antibioticelor care sunt utilizate local sau sistemic. Cu toate acestea, ele pot provoca o serie de reacții adverse, dăunând ficatului și stomacului.

Terapia cu laser cu strălucire acționează direct asupra cauzelor acneei. Acționează asupra așa-numitelor molecule sintetizate de bacteriile anaerobe, porfirine. Acestea fac bacteria deosebit de sensibilă la lumină. Când porfiringa este expusă la lumina vizibilă, devine activă chimic și ajunge într-o stare excitată. Acest lucru determină formarea de oxigen singlet, care se combină cu membrana celulară și distruge bacteriile anaerobe responsabile de formarea leziunilor de acnee și a celulelor glandelor sebacee.

Terapia cu lumină IPL nu trebuie combinată cu terapia cu antibiotice. De asemenea, ar trebui să așteptați câteva săptămâni după finalizarea unui astfel de tratament.

**Cât de des se efectuează tratamentul pentru acnee:**

Perioada de tratament durează aproximativ 8 - 16 săptămâni (2-4 luni), iar tratamentele se efectuează la fiecare 1-2 săptămâni. Cel mai bine este să efectuați două iradieri ale tuturor zonelor afectate în timpul procedurii, la aproximativ 10 minute distanță. Începând din a doua săptămână, primele semne de ameliorare sunt vizibile (apare gradul de inflamație în zonele afectate și o ușoară reducere a simptomelor în sine).

**După întreaga serie de tratamente:**

Petele de acnee sunt aproape complet eliminate. Cu toate acestea, cele care rămân - nu mai sunt active - dispar în următoarele săptămâni. După vindecare, se recomandă utilizarea terapiei de fotoîntinerire a pielii, care este capabilă să stimuleze producția de colagen pentru a reduce numărul de cicatrici de acnee. Pe parcursul întregului tratament, se recomandă utilizarea produselor cosmetice de îngrijire adecvate destinate tenului gras și predispus la acnee.

**Cum se efectuează un tratament anti-acnee:**

1. Înainte de a începe tratamentul, trebuie să vă curățați temeinic tenul de machiaj și orice produse cosmetice. De asemenea, ar trebui să ștergeți lampa.
2. Dacă apare inflamație în zona de tratat, pielea trebuie vindecată înainte de a utiliza dispozitivul.
3. Purtați ochelari de protecție pentru a evita ca lumina IPL să vă stimuleze ochii.
4. Selectați intensitatea corespunzătoare (vezi „selectați intensitatea”) și începeți la un nivel scăzut.
5. Lăsați fereastra dispozitivului să atingă zonele selectate vertical și tratați zonele unul câte unul. Intervalul dintre impulsuri trebuie să fie de cel puțin 20 de secunde.
6. După tratament, se recomandă să vă spălați fața și să folosiți un preparat hidratant.
7. Oprii dispozitivul și utilizați o cârpă umedă sau un tampon de bumbac pentru a curăța fereastra de tratament.
8. Puneți dispozitivul și accesoriile într-o carcasă sau cutie și depozitați-le într-un loc sigur.



٨. يوضع مؤشر الحالة للإشارة إلى أن الجهاز في حالة الاستعداد. عند الانتهاء من العمل، سينطفئ المؤشر. عندما تلامس نافذة العلاج الجلد، يتحول المؤشر إلى اللون الأخضر، مما يعني أن الجهاز جاهز لإصدار الضوء.
  ٩. اضغط على زر الطاقة لفترة من الوقت لضبط مستوى الطاقة من منخفض إلى مرتفع، المستوى ١ هو الأدنى والمستوى ٥ هو الأعلى.
  ١٠. يجب أن تلامس نافذة العلاج منطقة الجسم التي يتم علاجها مباشرة.
  ١١. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه خلال ٥ دقائق.
- يحتوي الجهاز على وضعين للتشغيل: تلقائي ويدوي. يتم تشغيل الوضع اليدوي باعتباره الوضع الافتراضي. لبدء الوضع التلقائي، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لضع ثوان. إذا كنت تريد العودة إلى الوضع اليدوي، فاضغط على الزر مرة أخرى لضع ثوان.

#### إجراء اختبار حساسية الجلد

إذا كنت تستخدم الجهاز لأول مرة أو على منطقة جديدة من الجسم، فاختبر منطقة صغيرة قريبة من المنطقة التي تنوي علاجها لإجراء اختبار حساسية الجلد، استخدم أقل إعداد للجهاز. اتبع تعليمات العلاج الموضحة أدناه، ولكن لا تصدأ أكثر من ٣-٢ نبضات. بعد اختبار الجلد، انتظر ٦٠ دقيقة وتحقق مما إذا كانت بشرتك لا تتفاعل. إذا بدأ الجلد طبيعيًا بعد ٦٠ دقيقة ولم يكن هناك احمرار أو تفاعل جلدي آخر، فنت جاهز للعلاج الكامل.

#### اختار الكثافة المناسبة

اختاري الكثافة المناسبة حسب قدرة بشرتك على التحمل وزديها تدريجيًا من مستوى واحد إلى خمسة مستويات. إذا كانت الشدة ضعيفة جدًا ولا توجد تفاعلات جلدية، فيمكنك زيادة مستوى الشدة تدريجيًا.

لا ترسل نبضات في مكان واحد على الجلد عدة مرات. سيؤدي ذلك إلى خلق الكثير من الحرارة على الجلد، مما قد يسبب تورم الجلد أو ظهور بثور أو تغيرات مؤقتة أو دائمة في لون بشرتك. بعد كل وميض، حرك الجهاز ببطء إلى مكان مجاور على الجلد. انتظر ٢٠ ثانية على الأقل قبل العودة إلى منطقة الجلد السابقة.

#### إجراء عملية

##### إزالة الشعر (مصباح إزالة الشعر)

الطلب،  
الشارب، شعر الإبطين، شعر الجسم والساق، شعر خط الشعر على الجبهة ومنطقة البيكيني -  
يختلف التأثير حسب لون البشرة. الجهاز غير مناسب للألوان البيضاء والفاحة.

#### كيفية إجراء علاج إزالة الشعر

عادة ما يكون حوالي ٦-٧ جلسات. قم بإجراء العلاجات الثلاثة الأولى مرة واحدة في الأسبوع. بالنسبة للعلاجات الـ ٤-٩ التالية، قم بإجراء علاج واحد كل ٣-٢ أسابيع للحفاظ على تأثير إزالة الشعر ومنع إعادة تنشيط بصيلات الشعر، يجب تكرار العلاجات بانتظام لضمان بقاء الجلد ناعمًا. إذا لم يستمر العلاج، ستتسبب بصيلات الشعر مرة أخرى وسيبدأ الشعر في النمو مرة أخرى. للحفاظ على النتائج، ما عليك سوى تكرار العلاجات كل ٤-٨ أسابيع لضمان عدم تنشيط بصيلات الشعر ومنع إعادة نمو الشعر. قد تختلف الفترات الفاصلة بين العلاجات اعتمادًا على معدل نمو الشعر الفردي.

١. قبل استخدام جهاز شاربين، قم بتحصير بشرتك من خلال حلاقة المنطقة المحددة المراد علاجها. ويجب أيضًا غسل الجلد الذي يحفز عينيك IPL ٢. قم بإرتداء نظارات السلامة لتجنب ضوء.
٣. حدد الكثافة المناسبة (انظر "اختيار الكثافة") وأبدأ بمستوى منخفض.
٤. دح نافذة الجهاز تلمس المناطق المحددة عموديًا وتعالج المناطق واحدة تلو الأخرى. لا تكرر نفس المكان مرارًا وتكرارًا أو تتخطى أي منطقة.
٥. أبدأ من المنطقة الأولية وكرر الخطوة ٤، ٣-٢ مرات.
٦. بعد العلاج، يوصى باستخدام مستحضر مرطب بعد إزالة الشعر.
٧. قم بإيقاف تشغيل الجهاز واستخدم قطعة قماش مبللة أو قطعة قطن لتنظيف نافذة العلاج.
٨. ضع جهازك وملحقته في علبة أو صندوق وحفظها في مكان آمن.

#### التجديد الضوئي للبشرة

##### (مصباح تقليل التجاعيد)

الهدف من تجديد المناطق المختارة هو استخدام نبضات ضوئية قصيرة وأمنة موجهة نحو سطح الجلد. تحفز موجة الضوء خلايا الجلد على إنتاج الكولاجين وتحسين إمدادات الدم والأكسجين في الجلد، وزيادة عدد الكولاجين والألياف IPL والإيلاستين، مما يسرع عملية تجديد الجلد. تشمل التأثيرات العلاجية لإشعاع المرنة، وامتصاص أفضل للرطوبة، وتنظيم عمليات التصنيع والتقرن.

#### تأثيرات

القضاء على أعراض شيخوخة الجلد -

إعادة بناء اليبق الكولاجين -

بشرة ثابتة ومرنة -

نقص المسام -

تدعيم التجاعيد -

تحسين ترطيب الجلد -

تفتيح الألوان -

#### كم مرة يتم إجراء علاج التجديد الضوئي

للحصول على التأثيرات المطلوبة، يجب إجراء سلسلة من العلاجات. يوصى بإجراء سلسلة من ٨ جلسات، علاج واحد كل أسبوع.

١. قبل البدء بالعلاج، يجب عليك تنظيف بشرتك جيدًا من المكياج وأي مستحضرات تجميل. يجب عليك أيضًا مسح المصباح الذي يحفز عينيك IPL ٢. قم بإرتداء نظارات السلامة لتجنب ضوء.
٣. حدد الكثافة المناسبة (انظر "اختيار الكثافة") وأبدأ بمستوى منخفض.
٤. دح نافذة الجهاز تلمس المناطق المحددة عموديًا وتعالج المناطق واحدة تلو الأخرى. لا تكرر نفس المكان مرارًا وتكرارًا أو تتخطى أي منطقة.
٥. أبدأ من المنطقة الأولية وكرر الخطوة ٤، ٣-٢ مرات. بعد العلاج، يوصى باستخدام مستحضر مرطب بقوة.
٦. قم بإيقاف تشغيل الجهاز واستخدم قطعة قماش مبللة أو قطعة قطن لتنظيف نافذة العلاج.
٧. ضع جهازك وملحقته في علبة أو صندوق وحفظها في مكان آمن.

#### علاج حب الشباب

##### (مصباح حب الشباب)

البكتيريا التي تتكاثر بسرعة IPL مخصص للأشخاص الذين يعانون من آفات حب الشباب متوسطة الخطورة. يدمر ضوء IPL علاج حب الشباب باستخدام والمسؤولة عن التغييرات الانتهائية في حب الشباب. الإجراء مشابه للمضادات الحيوية التي يتم استخدامها موضعياً أو جهازياً. ومع ذلك، فإنها يمكن أن تسبب عددا من الآثار الجانبية، مما يؤدي إلى التهاب الكبد والمعدة

يعد العلاج بالليزر اللامع بشكل مباشر على أسباب حب الشباب. وهو يعمل على ما يسمى بالجزئيات التي يتم تصنيعها بواسطة البكتيريا اللاهوائية. البورفيرينيدات. هذه تعمل البكتيريا حساسة بشكل خاص للضوء. عندما يتعرض البورفيرين للضوء المرئي، فإنه يصبح نشطًا كيميائيًا ويصل إلى حالة الإثارة. يؤدي هذا إلى تكوين الأكسجين المفرد، الذي يتحد مع غشاء الخلية ويدمر البكتيريا اللاهوائية المسؤولة عن تكوين آفات حب الشباب وخلايا العدة الدهنية.



والعلاج بالمضادات الحيوية. يجب عليك أيضًا الانتظار بضعة أسابيع بعد الانتهاء من هذا العلاج IPL لا ينبغي الجمع بين العلاج بالضوء

بكم مرة يجب إجراء علاج حب الشباب  
تستمر فترة العلاج حوالي ٨ - ١٦ أسبوع (٤-٤ أشهر)، ويتم إجراء العلاجات كل ١-٢ أسابيع. من الأفضل إجراء إشعاعين على جميع المناطق المصابة خلال الإجراء، وبفاصل ١٠ دقائق تقريبًا. ابتداءً من الأسبوع الثاني، تظهر أولى علامات التحسن (تحدث درجة الالتهاب في المناطق المصابة وانخفاض طفيف في الأعراض نفسها)

بعد سلسلة العلاجات بأكملها  
يتم القضاء على بقع حب الشباب بالكامل تقريبًا. ومع ذلك، فإن تلك التي تظل - لم تعد نشطة - تختفي خلال الأسابيع المقبلة. بعد الشفاء، يوصى باستخدام علاج تجديد الجلد الضوئي، والذي يكون قادرًا على تحفيز إنتاج الكولاجين لتقليل عدد ندبات حب الشباب. خلال فترة العلاج بأكملها، يوصى باستخدام مستحضرات التجميل المناسبة للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب

- كيفية إجراء العلاج المضاد لحب الشباب
١. قبل البدء بالعلاج، يجب عليك تنظيف بشرتك جيدًا من المكياج وأي مستحضرات تجميل. يجب عليك أيضًا مسح المصباح الذي يحفز عيونك IPL ٣. قم بإزالة نظارات السلامة لتجنب ضوء
  ٢. في حالة حدوث التهاب في المنطقة المراد علاجها يجب شفاء الجلد قبل استخدام الجهاز
  ٣. حدد الكثافة المناسبة (انظر "اختيار الشدة") وابدأ بمستوى منخفض
  ٤. دعه نافذة الجهاز تلمس المناطق المحددة عموديًا وتعالج المناطق واحدة تلو الأخرى. يجب أن يكون الفاصل الزمني بين النبضات ٢٠ ثانية على الأقل
  ٥. بعد العلاج، يوصى بغسل وجهك واستخدام مستحضر مرطب
  ٦. قم بإيقاف تشغيل الجهاز واستخدم قطعة قماش مبللة أو قطعة قطن لتنظيف نافذة العلاج
  ٧. ضع جهازك وملحقته في علبة أو صندوق واحفظها في مكان آمن
  - ٨.

جدول مقارنة لوان البشرة والشعر

✓ قسطنيني

✗ قسطنيني لبق ريع

قوسملا رول	قوسملا رول	قوسملا رول	قوسملا رول	قوسملا رول	قوسملا رول	قوسملا رول
		قوسملا رول	قوسملا رول	قوسملا رول	قوسملا رول	قوسملا رول
قوسملا رول						
قوسملا رول	✓	✓	✓	✓	✓	✗
قوسملا رول	✓	✓	✓	✓	✓	✗
قوسملا رول	✓	✓	✓	✓	✓	✗
قوسملا رول	✓	✓	✓	✓	✓	✗
قوسملا رول	✗	✗	✗	✗	✗	✗
قوسملا رول	✗	✗	✗	✗	✗	✗
قوسملا رول	✗	✗	✗	✗	✗	✗

[٢]- صفحة ٢] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- [www.beautifyfy.eu](http://www.beautifyfy.eu)

- [www.youtube.com/beautifyfy](http://www.youtube.com/beautifyfy)

Входная мощность:	36 Вт
Номинальное напряжение:	100-240В
Номинальный диапазон частот:	50 Гц/60 Гц
Температура хранения:	от 0°C до 45°C
Рабочая температура:	от 5°C до 35°C
Влажность во время работы:	от 25% до 75%

#### Безопасность:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

#### Общее описание [стр. 2- f1]:

1. Переключиться.
  2. Индикатор интенсивности/ЖК-дисплей.
  3. Сменная лампа.
  4. Кнопка вспышки.
  5. Вход постоянного тока.
  6. Тип лампы (HR/удаление волос, SR/омоложение кожи, AC/лечение прыщей).
  7. Оставшийся импульс.
  8. Температура устройства (светится ОК, мигает — температура слишком высокая).
  9. Уровень энергии.
  10. Состояние вентилятора (индикатор горит, мигание означает, что температура слишком высокая).
- Дополнительно: чехол для хранения, зарядное устройство.

#### Особенности [стр. 2- f1]:

Shine имеет три функции и отдельные лампы для каждой из них.

- Функция 1: удаление волос IPL  
 Функция 2: омоложение кожи IPL  
 Функция 3: удаление прыщей IPL
- А. Удаление волос
  - Б. Уменьшение морщин
  - С. Лечение прыщей

#### Противопоказания:

1. Устройство не предназначено для детей до 15 лет. Молодые люди в возрасте 15–18 лет могут использовать устройство с согласия и/или под наблюдением своих родителей или опекунов. Взрослые старше 18 лет могут свободно пользоваться устройством.
2. Не используйте, если кожа на обрабатываемом участке загорелая или покрасневшая. Использование устройства на загорелой или покрасневшей коже может привести к временному или даже постоянному изменению цвета кожи.
3. Не используйте, если вы беременны, пытаетесь забеременеть, подозреваете, что беременны, или кормите грудью. Устройство Shine не тестировалось для этой цели и поэтому не должно использоваться в таких случаях. Гормональные изменения, происходящие во время беременности или кормления грудью, могут увеличить риск повреждения кожи или чувствительности кожи.
4. Не используйте устройство, если вы страдаете такими заболеваниями, как эпилепсия, эпилептические припадки или мигрень. Энергетические вспышки могут вызвать сильные головные боли и мигрени.
5. Не используйте на участках кожи, покрытых татуировками, темно-коричневыми или черными пятнами (например, темными веснушками, родинками или бородавками). Татуировки или темные пятна могут поглощать слишком много световой энергии, что может вызвать отек кожи, временные или постоянные волдыри, изменение цвета или отбеливание кожи.
6. Не используйте устройство, если у вас есть склонность к образованию келоидных рубцов.
7. Не наносите на кожу головы, уши, шею, соски и слизистые оболочки (малые половые губы, вагинальную и анальную области). В тех частях зоны бикини, где кожа более пигментирована, следует использовать более низкий уровень интенсивности света. Использование в этих местах может вызвать отек кожи, образование волдырей или временное изменение цвета или побеление кожи.
8. Не используйте, если в области обработки имеется активное воспаление кожи, включая прыщи, псориаз, экзему, ожоги, герпес, ссадины или сыпь. Эти факторы могут сделать кожу более чувствительной к свету и сделать процедуру некомфортной, а также вызвать отеки, волдыри или инфекции на коже. Как только ваша кожа достаточно заживет, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
9. Не используйте устройство, если вы принимаете лекарства, которые делают вашу кожу чувствительной к свету, включая нестероидные противовоспалительные средства (например, аспирин, ибупрофен, цетамифен), тетрациклины, фенотиазины, тиазиды, диуретики, сульфонилмочевины, сульфаниламиды, ДТИК, фторурацил, винбластин, гризеовульвин, альфа-гидроксикислоты (AHAS), бета-гидроксикислоты (BHAS), ретин-А, аккутан и/или ретиноиды для местного применения.
10. Не используйте, если у вас есть заболевания, связанные со светочувствительностью, например порфирия, полиморфная фотосыпь, солнечная крапивница, волчанка и т. д. Эти состояния делают кожу более чувствительной к свету, и процедура может быть неприятной или болезненной, отеки кожи, волдыри или инфекции.

#### Обработка предупреждений:

1. Продукт не включается без вставки лампы. Вставьте лампу перед подключением к источнику питания. Во время работы устройства не закрывайте приточные и вентиляционные отверстия для воздуха, чтобы не повлиять на выделение тепла.
2. При работе с устройством надевайте защитные очки.
3. Перед применением очистите обрабатываемый участок кожи. Непосредственно перед процедурой не допускается нанесение на кожу каких-либо косметических средств. Это может повредить устройство и

4. Выберите подходящую интенсивность (см. «Выбор интенсивности») и начните с низкого уровня.
5. Позвольте окну устройства касаться выбранных областей по вертикали и обрабатывайте области одну за другой. Интервал между импульсами должен быть не менее 20 секунд.
6. После процедуры рекомендуется умыть лицо и нанести увлажняющий препарат.
7. Выключите устройство и очистите смотровое окно влажной тряпкой или ватным тампоном.
8. Поместите устройство и аксессуары в чехол или коробку и храните их в надежном месте.

Таблица сравнения цвета кожи и волос

 применяется
  непригодный

Цвет кожи \ Цвет волос	Белый	оттенок слоновой кости	Бежевый	Светл-коричневый	Коричневый	Темно-коричневый и черный
Черный	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Темн-коричневый	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Коричневый	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Золотой	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Красный	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Белый	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Серый	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Дополнительная информация о компании и продукции [стр. 2-f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

повлиять на эффект лечения.

- Отрегулируйте уровень своей энергии от низкого до высокого. Чем выше уровень энергии, тем лучше результат. Сразу после процедуры может возникнуть покраснение кожи. Для этой цели можно использовать пакеты со льдом.
- После фототерапии используйте увлажняющий препарат и препараты с высокой степенью защиты от солнца.
- После обработки влажным ватным тампоном или тканью очистите лампу от остатков волос, кожного сала или кожного сала.
- Рекомендуется беречь устройство и аксессуары от воды и влаги. Храните устройство в вентилируемом и сухом помещении в недоступном для детей месте.
- Запрещается помещать металлические предметы в отверстие теплопровода. В противном случае существует риск поражения электрическим током.

Прежде чем начать процедуру:

- Очистите световое окно кассеты влажной тканью или ватным тампоном. Это делается для удаления волос и пыли с светового окна.
- Держите лампу сверху и снизу, затем вставьте или потяните параллельно.
- Подключите шнур питания к устройству Shine.
- Разместите устройство Shine рядом с электрической розеткой. Вдали от всех видов жидкостей.
- Перед включением убедитесь, что лампа установлена правильно.
- Как только шнур питания будет подключен к сетевой розетке, индикаторы состояния начнут медленно мигать зеленым светом.
- Нажмите кнопку питания и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы включить/выключить питание устройства. Затем включается вентилятор и загорается светодиод. Тип лампы, оставшийся импульс, уровень энергии (уровень по умолчанию 1), значок термометра, значок вентилятора будут отображаться на светодиодном индикаторе [стр. 2- f1].
- Индикатор состояния мигает, показывая, что устройство находится в режиме ожидания. По окончании работы индикатор погаснет. Когда терапевтическое окно касается кожи, индикатор становится зеленым, что означает, что устройство готово излучать свет.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы отрегулировать уровень энергии от низкого до высокого, уровень 1 — самый низкий, а уровень 5 — самый высокий.
- Окно обработки должно непосредственно касаться обрабатываемого участка тела.
- Устройство автоматически выключится, если не использовать его в течение 5 минут.

Устройство имеет два режима работы: автоматический и ручной. Ручной режим включается как режим по умолчанию. Для запуска автоматического режима удерживайте кнопку вспышки несколько секунд. Если вы хотите вернуться в ручной режим, нажмите кнопку еще раз и удерживайте несколько секунд.

Проведите тест на чувствительность кожи:

Если вы используете устройство впервые или на новом участке тела, выберите небольшой участок рядом с участком, который вы собираетесь обработать, чтобы выполнить тест на чувствительность кожи. Используйте самую низкую настройку устройства. Следуйте приведенным ниже инструкциям по лечению, но излучайте не более 2–3 импульсов. После кожного теста подождите 60 минут и проверьте, не реагирует ли ваша кожа. Если через 60 минут кожа выглядит нормальной и нет покраснений или других кожных реакций, вы готовы к полноценному лечению.

Выберите подходящую интенсивность:

Выберите подходящую интенсивность в зависимости от переносимости вашей кожи и постепенно увеличивайте ее с одного до пяти уровней. Если интенсивность слишком слабая и нет кожных реакций, можно постепенно увеличивать уровень интенсивности.

Не проецируйте импульсы в одном месте кожи несколько раз. Это создаст слишком много тепла на коже, что может вызвать отек кожи, волдыри или временные или постоянные изменения цвета вашей кожи. После каждой вспышки медленно перемещайте прибор к соседнему участку кожи. Подождите не менее 20 секунд, прежде чем вернуться к предыдущему участку кожи.

Порядок работы:

Эпиляция (лампа для депиляции)

Приложение:

- Усы, волосы под мышками, волосы на теле и ногах, волосы по линии роста волос на лбу и в зоне бикини.
- Эффект варьируется в зависимости от цвета кожи. Устройство не подходит для белого и светлых цветов.

Как проводить процедуру удаления волос:

Обычно это около 7-9 процедур. Первые 3 процедуры проводите один раз в неделю. В течение следующих 4-9 процедур проводите одну терапию каждые 2-3 недели. Чтобы сохранить эффект эпиляции и предотвратить реактивацию волосных фолликулов, процедуры следует повторять регулярно, чтобы кожа оставалась гладкой. Если лечение не продолжать, волосные фолликулы снова станут активными и волосы начнут расти снова. Чтобы сохранить результаты, просто повторяйте процедуры каждые 4–8 недель, чтобы гарантировать, что волосные фолликулы не активируются, а рост волос остается замедленным. Интервалы между процедурами могут варьироваться в зависимости от индивидуальной скорости роста волос.

- Перед использованием устройства Shine подготовьте кожу, побрив выбранную область, подлежащую обработке. Кожу также следует промыть.
- Наденьте защитные очки, чтобы свет IPL не раздражал глаза.
- Выберите подходящую интенсивность (см. «Выбор интенсивности») и начните с низкого уровня.
- Позвольте окну устройства касаться выбранных областей по вертикали и обрабатывайте области

- одну за другой. Не повторяйте одно и то же место снова и снова и не пропускайте какую-либо область.
- Начните с начальной области и повторите шаг 4 2–3 раза.
  - После процедуры рекомендуется после депиляции использовать увлажняющий препарат. Используйте увлажняющий крем после депиляции.
  - Выключите устройство и очистите смотровое окно влажной тряпкой или ватным тампоном.
  - Поместите устройство и аксессуары в чехол или коробку и храните их в надежном месте.

#### Фотоомоложение кожи:

(лампа для уменьшения морщин)

Целью омоложения выбранных участков является использование коротких и безопасных световых импульсов, направленных на поверхность кожи. Световая волна стимулирует клетки кожи вырабатывать коллаген и эластин, которые ускоряют регенерацию кожи. Терапевтические эффекты IPL-излучения включают улучшение кровоснабжения и оксигенации кожи, увеличение количества коллагеновых и эластических волокон, лучшее впитывание влаги, регуляцию процессов пигментации и кератинизации.

#### Последствия:

- устранение симптомов старения кожи
- реконструкция коллагеновых волокон
- упругая и эластичная кожа
- сужение пор
- разглаживание морщин
- улучшение увлажнения кожи
- осветление пигментации

#### Как часто проводить процедуру фотоомоложения:

Для достижения желаемого эффекта необходимо провести ряд процедур. Рекомендуется провести серию из 8 процедур, по одной процедуре в неделю.

- Перед началом процедуры следует тщательно очистить кожу от макияжа и любых косметических средств. Также следует протереть лампу.
- Наденьте защитные очки, чтобы свет IPL не раздражал глаза.
- Выберите подходящую интенсивность (см. «Выбор интенсивности») и начните с низкого уровня.
- Позвольте окну устройства касаться выбранных областей по вертикали и обрабатывайте области одну за другой. Не повторяйте одно и то же место снова и снова и не пропускайте какую-либо область.
- Начните с начальной области и повторите шаг 4 2–3 раза. После процедуры рекомендуется использовать сильно увлажняющий препарат.
- Выключите устройство и очистите смотровое окно влажной тряпкой или ватным тампоном.
- Поместите устройство и аксессуары в чехол или коробку и храните их в надежном месте.

#### Лечение акне:

(лампа для лечения прыщей)

Лечение акне с помощью IPL предназначено для людей со средней степенью тяжести угревой сыпи. Свет IPL уничтожает быстро размножающиеся бактерии, ответственные за воспалительные изменения при акне. Действие аналогично антибиотикам, которые применяются местно или системно. Однако они могут вызывать ряд побочных эффектов, повреждая печень и желудок.

Лазерная терапия Shine воздействует непосредственно на причины прыщей. Он действует на так называемые молекулы, синтезируемые анаэробными бактериями. порфирины. Это делает бактерию особенно чувствительной к свету. Когда порфирин подвергается воздействию видимого света, он становится химически активным и достигает возбужденного состояния. Это вызывает образование синглетного кислорода, который соединяется с клеточной мембраной и уничтожает анаэробные бактерии, ответственные за образование угревых высыпаний и клеток сальных желез.

Световая терапия IPL не должна сочетаться с терапией антибиотиками. Вам также следует подождать несколько недель после завершения такого лечения.

#### Как часто проводить лечение прыщей:

Период лечения длится примерно 8 – 16 недель (2–4 месяца), процедуры проводятся каждые 1–2 недели. Лучше всего во время процедуры провести два облучения всех пораженных участков с интервалом примерно 10 минут. Начиная со второй недели видны первые признаки улучшения (наступает степень воспаления в пораженных участках и небольшое уменьшение самих симптомов).

#### После всей серии процедур:

Пятна от прыщей практически полностью исчезли. Однако те, что остались, уже не активны, исчезнут в течение следующих недель. После заживления рекомендуется использовать терапию фотоомоложения кожи, которая способна стимулировать выработку коллагена, чтобы уменьшить количество шрамов от прыщей. В течение всего курса лечения рекомендуется использовать соответствующую уходовую косметику, предназначенную для жирной и склонной к акне кожи.

#### Как проводить процедуру против прыщей:

- Перед началом процедуры следует тщательно очистить кожу от макияжа и любых косметических средств. Также следует протереть лампу.
- Если в обрабатываемой зоне возникает воспаление, перед использованием устройства необходимо заживить кожу.
- Наденьте защитные очки, чтобы свет IPL не раздражал глаза.

Δύναμη εισαγωγής:	36W
Μετρημένη ηλεκτρική τάση:	100-240V
Ονομαστική περιοχή συχνοτήτων:	50Hz / 60Hz
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	από 0οC έως 45οC
Θερμοκρασία λειτουργίας:	από 5οC έως 35οC
Υγρασία κατά τη λειτουργία:	από 25% έως 75%

#### Ασφάλεια:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

#### Γενική περιγραφή [σελίδα 2- σ11]:

1. Διακόπτης.
2. Ένδειξη έντασης / οθόνη LCD.
3. Αντικαταστάσιμη λάμπα.
4. Κουμπί φλας.
5. Είσοδος DC.
6. Τύπος λάμπας (HR/αποτρίχωση, SR/αναζωογόνηση δέρματος, AC/θεραπεία ακμής).
7. Παραμένοντας παρόρμηση.
8. Θερμοκρασία συσκευής (η φωτεινή ένδειξη OK, που αναβοσβήνει σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή).
9. Ενεργειακό επίπεδο.
10. Κατάσταση ανεμιστήρα (η λυχνία είναι OK, που αναβοσβήνει σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή).

Επιπλέον: θήκη αποθήκευσης, φορτιστής.

#### Χαρακτηριστικά [σελίδα 2- f1]:

Το Shine έχει τρεις λειτουργίες και ξεχωριστές λάμπες για καθεμία από αυτές.

Λειτουργία 1: Αποτρίχωση IPL

Λειτουργία 2: Αναζωογόνηση δέρματος IPL

Λειτουργία 3: Αφαίρεση ακμής IPL

A. Αποτρίχωση

B. Μείωση ρυτίδων

Γ. Θεραπεία ακμής

#### Αντενδείξεις:


1. Η συσκευή δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι νέοι ηλικίας 15–18 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή με τη συγκατάθεση ή/και την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Οι ενήλικες άνω των 18 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή ελεύθερα.
2. Μην το χρησιμοποιείτε εάν το δέρμα στην περιοχή που πρόκειται να θεραπευθεί είναι μαυρισμένο ή κόκκινο. Η χρήση της συσκευής σε μαυρισμένο ή κόκκινο δέρμα μπορεί να προκαλέσει προσωρινό ή και μόνιμο αποχρωματισμό του δέρματος.
3. Μην το χρησιμοποιείτε εάν είστε έγκυος, προσπαθείτε να μείνετε έγκυος, πιστεύετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή θηλάζετε. Η συσκευή Shine δεν έχει δοκιμαστεί για το σκοπό αυτό και επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο δερματικής βλάβης ή ευαισθησίας του δέρματος.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν πάσχετε από ασθένειες όπως επιληψία, επιληπτικές κρίσεις ή ημικρανία. Οι ενεργειακές λάμπες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς πονοκεφάλους και ημικρανίες.
5. Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές του δέρματος που καλύπτονται με τατουάζ, σκούρες κηλίδες ή κηλίδες (όπως σκούρες φακίδες, κρεατοελιές ή κονδυλώματα). Τα τατουάζ ή οι σκούρες κηλίδες μπορούν να απορροφήσουν υπερβολική ενέργεια φωτός, η οποία μπορεί να προκαλέσει οίδημα του δέρματος, προσωρινές ή μόνιμες φουσκάλες, αποχρωματισμό ή λεύκανση του δέρματος.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε τάση να αναπτύξετε χηλοειδείς ουλές.
7. Μην το χρησιμοποιείτε στο τριχωτό της κεφαλής, τα αυτιά, το λαιμό, τις θηλές ή τους βλεννογονίους (μικρά χείλη, κληπικές και πρωκτικές περιοχές). Σε εκείνα τα μέρη της περιοχής του μπικνί όπου το δέρμα είναι πιο χρωματισμένο, θα πρέπει να χρησιμοποιείται χαμηλότερο επίπεδο έντασης φωτός. Η χρήση σε αυτά τα μέρη μπορεί προκαλούν οίδημα του δέρματος, φουσκάλες ή προσωρινό αποχρωματισμό ή λεύκανση του δέρματος.
8. Μην το χρησιμοποιείτε εάν η περιοχή θεραπείας έχει ενεργή φλεγμονή του δέρματος, συμπεριλαμβανομένης της ακμής, της ψωρίασης, του εκζέματος, των εγκαυμάτων, του έρπητα, των εκδορών ή του εξανθήματος. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να κάνουν το δέρμα πιο ευαίσθητο στο φως και να κάνουν την θεραπεία άβολη ή να προκαλέσουν πρήξιμο, φουσκάλες ή μόλυνσεις στο δέρμα. Μόλις το δέρμα σας επουλωθεί επαρκώς, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παίρνετε φάρμακα που κάνουν το δέρμα σας ευαίσθητο στο φως, συμπεριλαμβανομένων μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών παραγόντων (π.χ. ασπιρίνη, ιβουπροφαίνη, κεταμινοφαίνη), τετρακυκλίνες, φαινοθειαζίνες, θειαζίδες, διουρητικά, σουλφονουλιδίες, σουλφοναμίδες, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha Hydroxy Acids (AHAS), Beta-Hydroxy Acids (BHAS), Retin-A, Accutane και/ή τοπικά ρετινοειδή.
10. Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχετε ασθένεια που σχετίζεται με φωτοευαισθησία, π.χ. πορφύρα, πολυμορφική φωτοέκρηξη, ηλιακή κνίδωση, λύκος κ.λπ. Αυτές οι καταστάσεις κάνουν το δέρμα πιο ευαίσθητο στο φως και η διαδικασία μπορεί να είναι δυσάρεστη ή επώδυνη. πρήξιμο δέρματος, φουσκάλες ή λοιμώξεις.

#### Προειδοποιήσεις χειρισμού:

1. Το προϊόν δεν θα ανάψει χωρίς να τοποθετήσετε τη λάμπα, τοποθετήστε τη λάμπα πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα. Όταν η συσκευή λειτουργεί, μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου και εξαερισμού του αέρα, ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά η παραγωγή θερμότητας.
2. Να φοράτε γυαλιά ασφαλείας όταν χειρίζεστε τη συσκευή.

1. Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία, θα πρέπει να καθαρίσετε καλά το δέρμα σας από το μακιγιάζ και τυχόν καλλυντικά. Θα πρέπει επίσης να σκουπίσετε τη λάμπα.
2. Εάν εμφανιστεί φλεγμονή στην περιοχή που πρόκειται να αντιμετωπιστεί, το δέρμα θα πρέπει να επουλωθεί πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
3. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας για να αποφύγετε το φως IPL να διεγείρει τα μάτια σας.
4. Επιλέξτε την κατάλληλη ένταση (δείτε «επιλογή έντασης») και ξεκινήστε από χαμηλό επίπεδο.
5. Αφήστε το παράθυρο της συσκευής να αγγίζει κάθετα τις επιλεγμένες περιοχές και επεξεργαστείτε τις περιοχές μία προς μία. Το διάστημα μεταξύ των παλμών πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.
6. Μετά τη θεραπεία, συνιστάται να πλένετε το πρόσωπό σας και να χρησιμοποιήσετε ένα ενυδατικό σκεύασμα.
7. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί ή βαμβάκερη μπατονέτα για να καθαρίσετε το παράθυρο θεραπείας.
8. Τοποθετήστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ σας σε μια θήκη ή κουτί και αποθηκεύστε τα σε ασφαλές μέρος.

Πίνακας που συγκρίνει το χρώμα δέρματος και μαλλιών



Χρώμα του δέρματος \ Χρώμα μαλλιών	άσπρο	Ιβουάρ απόχρωση	Μπεζ	Ανοιχτό καφέ	καφέ	Σκούρο καφέ και μαύρο
Μαύρος	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Ένα σκούρο καφέ	✓	✓	✓	✓	✓	✗
καφέ	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Χρυσασφένιος	✓	✓	✓	✓	✓	✗
το κόκκινο	✗	✗	✗	✗	✗	✗
άσπρο	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Γκρι	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 -f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

3. Πριν από τη χρήση, καθαρίστε την περιοχή του δέρματος που θα θεραπεύσετε. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή καλλυντικών στο δέρμα αμέσως πριν από τη θεραπεία. Αυτό μπορεί να βλάψει τη συσκευή και να επηρεάσει την επίδραση της θεραπείας.
4. Προσαρμόστε το επίπεδο ενέργειάς σας από χαμηλό σε υψηλό. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ενέργειας, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα. Αμέσως μετά τη θεραπεία, μπορεί να εμφανιστεί ερυθρότητα του δέρματος. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν παγοκύστες.
5. Μετά τη θεραπεία φωτοθεραπείας, χρησιμοποιήστε ένα ενυδατικό σκεύασμα και σκευάσματα με υψηλή αντιηλιακή προστασία.
6. Μετά τη θεραπεία, χρησιμοποιήστε μια βρεγμένη μπατονέτα ή πανί για να καθαρίσετε τη λάμπα από τρίχες, σμήγμα ή σμήγμα που έχουν απομείνει.
7. Συνιστάται η συσκευή και τα εξαρτήματα να φυλάσσονται μακριά από νερό και υγρασία. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε αεριζόμενο και στεγνό περιβάλλον και φυλάξτε τη μακριά από παιδιά.
8. Απαγορεύεται η τοποθέτηση μεταλλικών αντικειμένων στην οπή εκπομπής θερμότητας. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία:

1. Καθαρίστε το παράθυρο εξόδου φωτός της κασέτας με ένα υγρό πανί ή βαμβακερή μπατονέτα. Αυτό γίνεται για να αφαιρέσετε τις τρίχες και τη σκόνη από το παράθυρο θεραπείας.
2. Κρατήστε τη λάμπα πάνω και κάτω και μετά εισάγετε ή τραβήξτε παράλληλα.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή Shine.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή Shine κοντά σε μια πρίζα. Μακριά από κάθε είδους υγρά.
5. Βεβαιωθείτε ότι η λάμπα έχει τοποθετηθεί σωστά πριν ανάψει.
6. Μόλις το καλώδιο τροφοδοσίας συνδεθεί στην πρίζα, οι φωτεινές ενδείξεις κατάστασης θα αναβοσβήσουν αργά με πράσινο χρώμα.
7. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της συσκευής. Στη συνέχεια ο ανεμιστήρας ξεκινά και το LED ανάβει. Τύπος λαμπτήρα, υπολειπόμενος παλμός, στάθμη ενέργειας (προεπιλεγμένο επίπεδο 1), εικονίδιο θερμομέτρου, εικονίδιο ανεμιστήρα θα εμφανιστούν στο LED [σελίδα 2- f1].
8. Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Όταν ολοκληρωθεί η εργασία, η ένδειξη θα σβήσει. Όταν το παράθυρο θεραπείας αγγίζει το δέρμα, η ένδειξη γίνεται πράσινη, πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη να εκπέμψει φως.
9. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για λίγο για να ρυθμίσετε το επίπεδο ενέργειας από χαμηλό σε υψηλό, το επίπεδο 1 είναι το χαμηλότερο και το επίπεδο 5 είναι το υψηλότερο.
10. Το παράθυρο θεραπείας πρέπει να αγγίζει απευθείας την περιοχή του σώματος που θεραπεύεται.
11. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν χρησιμοποιηθεί εντός 5 λεπτών.

Η συσκευή έχει δύο τρόπους λειτουργίας: αυτόματο και χειροκίνητο. Η χειροκίνητη λειτουργία ενεργοποιείται ως προεπιλεγμένη λειτουργία. Για να ξεκινήσετε την αυτόματη λειτουργία, κρατήστε πατημένο το κουμπί φλας για μερικά δευτερόλεπτα. Εάν θέλετε να επιστρέψετε στη χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα.

Εκτελέστε τεστ ευαισθησίας δέρματος:

Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά ή σε μια νέα περιοχή του σώματος, επιλέξτε μια μικρή περιοχή κοντά στην περιοχή που σκοπεύετε να θεραπεύσετε για να κάνετε μια δοκιμή ευαισθησίας δέρματος. Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη ρύθμιση της συσκευής. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες θεραπείας, αλλά δεν εκπέμπετε περισσότερους από 2-3 παλμούς. Μετά τη δοκιμή δέρματος, περιμένετε 60 λεπτά και ελέγξτε αν το δέρμα σας δεν αντιδρά. Εάν μετά από 60 λεπτά το δέρμα φαίνεται κανονικό και δεν υπάρχει ερυθρότητα ή άλλη δερματική αντίδραση, είστε έτοιμοι για την πλήρη θεραπεία.

Επιλέξτε τη σωστή ένταση:

Επιλέξτε την κατάλληλη ένταση ανάλογα με την ανοχή της επιδερμίδας σας και αυξήστε την σταδιακά από ένα σε πέντε επίπεδα. Εάν η ένταση είναι πολύ ασθενής και δεν υπάρχουν δερματικές αντιδράσεις, μπορείτε να αυξήσετε σταδιακά το επίπεδο έντασης.

Μην αναβοσβήνουν παλμούς σε ένα σημείο στο δέρμα πολλές φορές. Αυτό θα δημιουργήσει υπερβολική θερμότητα στο δέρμα, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει πρήξιμο του δέρματος, φουσκάλες ή προσωρινές ή μόνιμες αλλαγές στο χρώμα του δέρματός σας. Μετά από κάθε φλας, μετακινήστε αργά τη συσκευή σε ένα παρακείμενο σημείο στο δέρμα. Περιμένετε τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα πριν επιστρέψετε στην προηγούμενη περιοχή του δέρματος.

Διαδικασία λειτουργίας:

Αποτρίχωση (λάμπα αποτρίχωσης)

Εφαρμογή:

- Μουστάκι, τρίχες στις μασχάλες, τρίχες σώματος και ποδιών, τρίχες στο μέτωπο και στην περιοχή του μπικίνι.
- Το αποτέλεσμα ποικίλλει ανάλογα με το χρώμα του δέρματος. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για λευκά και ανοιχτά χρώματα

Πώς να κάνετε μια θεραπεία αποτρίχωσης:

Συνήθως πρόκειται για 7-9 θεραπείες. Πραγματοποιήστε τις πρώτες 3 θεραπείες μία φορά την εβδομάδα. Για τις επόμενες 4-9 θεραπείες, κάντε μια θεραπεία κάθε 2-3 εβδομάδες. Για να διατηρήσετε το αποτέλεσμα της αποτρίχωσης και να αποτρέψετε την επανενηγοποίηση των τριχοθυλακίων, οι θεραπείες θα πρέπει να επαναλαμβάνονται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι το δέρμα παραμένει λείο. Εάν οι θεραπείες δεν συνεχιστούν, τα τριχοθυλακία θα ενεργοποιηθούν ξανά και τα μαλλιά θα αρχίσουν να ξαναβγαίνουν. Για να διατηρήσετε τα αποτελέσματα, απλώς επαναλάβετε τις θεραπείες κάθε 4-8 εβδομάδες για να βεβαιωθείτε ότι οι θύλακες της τρίχας δεν ενεργοποιούνται και ότι η αναγέννηση των μαλλιών παραμένει ανασταλμένη. Τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των θεραπειών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον μεμονωμένο ρυθμό αναγέννησης των μαλλιών.

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Shine, προετοιμάστε το δέρμα σας ξυρίζοντας την επιλεγμένη περιοχή που θα περιποιηθείτε. Το δέρμα πρέπει επίσης να πλυθεί.



2. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας για να αποφύγετε το φως IPL να διεγείρει τα μάτια σας.
3. Επιλέξτε την κατάλληλη ένταση (δείτε «επιλογή έντασης») και ξεκινήστε από χαμηλό επίπεδο.
4. Αφήστε το παράθυρο της συσκευής να αγγίζει κάθετα τις επιλεγμένες περιοχές και επεξεργαστείτε τις περιοχές μία προς μία. Μην επαναλαμβάνετε το ίδιο μέρος ξανά και ξανά και μην παραλείπετε καμία περιοχή.
5. Ξεκινήστε από την αρχική περιοχή και επαναλάβετε το βήμα 4, 2-3 φορές.
6. Μετά τη θεραπεία, συνιστάται η χρήση ενυδατικού σκευάσματος μετά την αποτρίχωση.
7. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί ή βαμβακερή μπατονέτα για να καθαρίσετε το παράθυρο θεραπείας.
8. Τοποθετήστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ σας σε μια θήκη ή κουτί και αποθηκεύστε τα σε ασφαλές μέρος.

#### Φωτοανάπλαση δέρματος: (λυχινά μείωσης ρυτίδων)

Ο στόχος της αναζωογόνησης επιλεγμένων περιοχών είναι η χρήση σύντομων και ασφαλών παλμών φωτός που κατευθύνονται προς την επιφάνεια του δέρματος. Το κύμα φωτός διεγείρει τα κύτταρα του δέρματος να παράγουν κολλαγόνο και ελαστίνη, τα οποία επιταχύνουν την αναγέννηση του δέρματος. Τα θεραπευτικά αποτελέσματα της ακτινοβολίας IPL περιλαμβάνουν βελτιωμένη παροχή αίματος και οξυγόνωση του δέρματος, αύξηση του αριθμού κολλαγόνου και ελαστικών ινών, καλύτερη απορρόφηση υγρασίας και ρύθμιση των διαδικασιών μελάγχρωσης και κερατινοποίησης.

#### Υπάρχοντα:

- εξάλειψη των συμπτωμάτων γήρανσης του δέρματος
- αναδόμηση ινών κολλαγόνου
- σφριγηλό και ελαστικό δέρμα
- συρρίκνωση των πόρων
- εξομάλυνση των ρυτίδων
- βελτιωμένη ενυδάτωση του δέρματος
- αποχρωματισμοί που αποχρωματίζουν

#### Πόσο συχνά να κάνετε μια θεραπεία φωτοαναζωογόνησης:

Για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα, πρέπει να πραγματοποιηθεί μια σειρά από θεραπείες. Συνιστάται η διεξαγωγή μιας σειράς 8 θεραπειών, μία θεραπεία κάθε εβδομάδα.

1. Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία, θα πρέπει να καθαρίσετε καλά το δέρμα σας από το μακιγιάζ και τυχόν καλλυντικά. Θα πρέπει επίσης να σκουπίσετε τη λάμπα.
2. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας για να αποφύγετε το φως IPL να διεγείρει τα μάτια σας.
3. Επιλέξτε την κατάλληλη ένταση (δείτε «επιλογή έντασης») και ξεκινήστε από χαμηλό επίπεδο.
4. Αφήστε το παράθυρο της συσκευής να αγγίζει κάθετα τις επιλεγμένες περιοχές και επεξεργαστείτε τις περιοχές μία προς μία. Μην επαναλαμβάνετε το ίδιο μέρος ξανά και ξανά και μην παραλείπετε καμία περιοχή.
5. Ξεκινήστε από την αρχική περιοχή και επαναλάβετε το βήμα 4, 2-3 φορές. Μετά τη θεραπεία, συνιστάται η χρήση ενός σκευάσματος ισχυρής ενυδάτωσης.
6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί ή βαμβακερή μπατονέτα για να καθαρίσετε το παράθυρο θεραπείας.
7. Τοποθετήστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ σας σε μια θήκη ή κουτί και αποθηκεύστε τα σε ασφαλές μέρος.

#### Θεραπεία ακμής:

##### (Λάμπα θεραπείας ακμής)

Η θεραπεία ακμής με χρήση IPL προορίζεται για άτομα με μέτριας βαρύτητας βλάβες ακμής. Το φως IPL καταστρέφει τα ταχέως πολλαπλασιαζόμενα βακτήρια που ευθύνονται για τις φλεγμονώδεις αλλαγές στην ακμή. Η δράση είναι παρόμοια με τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται τοπικά ή συστηματικά. Ωστόσο, μπορούν να προκαλέσουν μια σειρά από παρενέργειες, βλάπτοντας το σκυώτι και το στομάχι.

Η θεραπεία με λέιζερ λάμπης λειτουργεί άμεσα στις απίες της ακμής. Δρα στα λεγόμενα μόρια που συντίθενται από αναερόβια βακτήρια, πορφυρίνες. Αυτά καθιστούν το βακτήριο ιδιαίτερα ευαίσθητο στο φως. Όταν η πορφυρίνη εκτίθεται στο ορατό φως, γίνεται χημικά ενεργή και φθάνει σε διεγερμένη κατάσταση. Αυτό προκαλεί το σχηματισμό απλού οξυγόνου, το οποίο συνδυάζεται με την κυτταρική μεμβράνη και καταστρέφει τα αναερόβια βακτήρια που είναι υπεύθυνα για το σχηματισμό αλλοιώσεων ακμής και κυττάρων σημηματογόνων αδένων.

Η θεραπεία με φως IPL δεν πρέπει να συνδυάζεται με αντιβιοτική θεραπεία. Θα πρέπει επίσης να περιμένετε μερικές εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση αυτής της θεραπείας.

#### Πόσο συχνά να κάνετε θεραπεία ακμής:

Η περίοδος θεραπείας διαρκεί περίπου 8 - 16 εβδομάδες (2-4 μήνες), και οι θεραπείες γίνονται κάθε 1-2 εβδομάδες. Είναι καλύτερο να πραγματοποιήσετε δύο ακτινοβολίες σε όλες τις πληγείσες περιοχές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με διαφορά περίπου 10 λεπτών. Ξεκινώντας από τη δεύτερη εβδομάδα, τα πρώτα σημάδια βελτίωσης είναι ορατά (εμφανίζεται ο βαθμός φλεγμονής στις πληγείσες περιοχές και μια ελαφρά μείωση των ιδίων των συμπτωμάτων).

#### Μετά από όλη τη σειρά θεραπειών:

Τα σημεία ακμής εξαλείφονται σχεδόν πλήρως. Ωστόσο, αυτά που παραμένουν -δεν είναι πλέον ενεργά- εξαφανίζονται τις επόμενες εβδομάδες. Μετά την επουλώση, συνιστάται η χρήση θεραπείας φωτοαναζωογόνησης του δέρματος, η οποία είναι ικανή να διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου προκειμένου να μειώσει τον αριθμό των ουλών ακμής. Κατά τη διάρκεια όλης της θεραπείας, συνιστάται η χρήση κατάλληλων καλλυντικών περιποίησης που προορίζονται για λιπαρό και με τάση ακμής δέρμα.

#### Πώς να κάνετε μια θεραπεία κατά της ακμής:

Ulazna snaga:	36W
Nazivni napon:	100-240V
Nazivni frekvencijski raspon:	50Hz / 60Hz
Temperatura skladištenja:	od 0oC do 45oC
Radna temperatura:	od 5oC do 35oC
Vlažnost tijekom rada:	od 25% do 75%

#### Sigurnost:

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

#### Opći opis [stranica 2- f1]:

1. Prebacite.
  2. Indikator intenziteta / LCD zaslon.
  3. Zamjenjiva svjetiljka.
  4. Gumb za bljeskalicu.
  5. DC ulaz.
  6. Vrsta lampe (HR/uklanjanje dlačica, SR/pomlađivanje kože, AC/liječenje akni).
  7. Preostali impuls.
  8. Temperatura uređaja (svjetlo OK, treperi znači da je temperatura previsoka).
  9. Razina energije.
  10. Status ventilatora (svjetlo je u redu, trepće znači da je temperatura previsoka).
- Dodatno: torbica, punjač.

#### Značajke [stranica 2- f1]:

Shine ima tri funkcije i zasebne lampe za svaku od njih.

- Funkcija 1: IPL uklanjanje dlačica  
 Funkcija 2: IPL pomlađivanje kože  
 Funkcija 3: IPL uklanjanje akni
- A. Uklanjanje dlačica  
 B. Smanjenje bora  
 C. Liječenje akni

#### Kontraindikacije:


1. Uređaj nije namijenjen djeci mlađoj od 15 godina. Mlađi od 15 do 18 godina mogu koristiti uređaj uz suglasnost i/ili nadzor roditelja ili skrbnika. Odrasle osobe starije od 18 godina mogu slobodno koristiti uređaj.
2. Ne koristiti ako je koža na području koje treba tretirati preplanula ili crvena. Korištenje uređaja na preplanuloj ili crvenoj koži može uzrokovati privremenu ili čak trajnu promjenu boje kože.
3. Nemojte koristiti ako ste trudni, pokušavate zatrudnjeti, mislite da biste mogli biti trudni ili dojite. Uređaj Shine nije testiran za ovu svrhu i stoga se ne bi trebao koristiti u ovim slučajevima. Hormonske promjene do kojih dolazi tijekom trudnoće ili dojenja mogu povećati rizik od oštećenja kože ili osjetljivosti kože.
4. Nemojte koristiti uređaj ako patite od bolesti poput epilepsije, epileptičkih napadaja ili migrene. Energetski bljeskovi mogu uzrokovati jake glavobolje i migrene.
5. Nemojte koristiti na područjima kože prekrivenima tetovažama, tamnosmeđim ili crnim mrljama (kao što su tamne pjege, madeži ili bradavice). Tetovaže ili tamne mrlje mogu apsorbirati previše svjetlosne energije, što može uzrokovati oticanje kože, privremene ili trajne mjehure, promjenu boje ili izbjeljivanje kože.
6. Nemojte koristiti uređaj ako ste skloni stvaranju keloidnih ožiljaka.
7. Nemojte koristiti uređaj na tjemenu, ušima, vratu, bradavicama ili sluznicama (male usne, vaginalno i analno područje). Na onim dijelovima bikini zone gdje je koža jače pigmentirana treba koristiti nižu razinu intenziteta svjetlosti. Upotreba na ovim mjestima može izazvati oticanje kože, mjehuriće ili privremenu promjenu boje ili izbjeljivanje kože.
8. Nemojte koristiti ako na tretiranom području postoji aktivna upala kože, uključujući akne, psorijazu, ekcem, opekline, herpes, abrazije ili osip. Ovi čimbenici mogu učiniti kožu osjetljivijom na svjetlost i učiniti tretman neugodnim ili izazvati otekline, mjehure ili infekcije na koži. Nakon što vaša koža dovoljno zacijeli, posavjetujte se s liječnikom prije uporabe uređaja.
9. Nemojte koristiti uređaj ako uzimate lijekove koji vašu kožu čine osjetljivom na svjetlost, uključujući nesteroidne protuupalne agense (npr. aspirin, ibuprofen, cetaminofen), tetracikline, fenotiazine, tiazide, diuretike, sulfonilureje, sulfonamide, DTIC , fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa hidroksi kiseline (AHAS), beta-hidroksi kiseline (BHAS), Retin-A, Accutane i/ili lokalni retinoidi.
10. Nemojte koristiti ako imate bolest povezanu s fotoosjetljivošću, npr. porfirija, polimorfna fotoerupcija, solarna urtikarija, lupus, itd. Ova stanja čine kožu osjetljivijom na svjetlost i postupak može biti neugodan ili bolan. oticanje kože, mjehurići ili infekcije.

#### Upozorenja o rukovanju:

1. Proizvod se neće uključiti bez umetanja lampe, umetnite lampu prije spajanja na napajanje. Dok uređaj radi, nemojte prekrivati ​​otvore za dovod i ventilaciju zraka kako ne biste negativno utjecali na stvaranje topline.
2. Nosite zaštitne naočale tijekom rada s uređajem.
3. Prije upotrebe očistite područje kože koje treba tretirati. Nije dopušteno nanošenje bilo kakvih kozmetičkih sredstava na kožu neposredno prije tretmana. To može oštetiti uređaj i utjecati na učinak tretmana.
4. Prilagodite razinu energije od niske do visoke. Što je viša razina energije, to je bolji rezultat. Neposredno nakon tretmana možete se javiti crvenilo kože. U tu svrhu mogu se koristiti oblozi s ledom.
5. Nakon tretmana fototerapije koristite hidratantni preparat i preparate s visokom zaštitom od sunca.
6. Nakon tretmana vlažnom vatom ili krpom očistite lampu od zaostalih dlačica, sebuma ili sebuma.
7. Preporuča se da se uređaj i pribor drže dalje od vode i vlage. Čuvajte uređaj u prozračenom i suhom okruženju i držite ga podalje od djece.
8. Zabranjeno je stavljati metalne predmete u otvor za emitiranje topline. U protivnom postoji opasnost od strujnog udara.

## Tablica usporedbe boje kože i kose

 primjenjuje se
  nije primjenjivo

Boja kože \ Boja kose	Bijela	Nijansa bjelokosti	Bež	Svijetlosmeđa	Smeđa	Tamno smeđa i crna
Crno						
Tamno smeđa						
Smeđa						
zlatni						
Crvena						
Bijela						
Sivo						

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 -f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

**Prije početka postupka:**

1. Očistite prozor za izlaz svjetla kazete vlažnom krpom ili vatom. Ovo se radi kako bi se uklonile dlake i prašina s prozora za tretman.
2. Držite svjetiljku iznad i ispod, zatim umetnite ili povucite paralelno.
3. Spojite strujni kabel na Shine uređaj.
4. Postavite uređaj Shine blizu električne utičnice. Daleko od svih vrsta tekućina.
5. Provjerite je li lampa ispravno postavljena prije uključivanja.
6. Nakon što je kabel za napajanje uključen u zidnu utičnicu, statusna svjetla će polako treperiti zeleno.
7. Pritisnite tipku za napajanje dulje od 2 sekunde da biste uključili/isključili napajanje uređaja. Zatim se pokreće ventilator i svijetli LED. Vrsta žarulje, preostali puls, razina energije (zadana razina 1), ikona termometra, ikona ventilatora bit će prikazani na LED-u [stranica 2- f1].
8. Indikator statusa treperi kako bi označio da je uređaj u stanju pripravnosti. Kada je rad završen, indikator će se ugasiti. Kada prozorčić za tretman dodirne kožu, indikator postaje zelen, što znači da je uređaj spreman emitirati svjetlost.
9. Pritisnite tipku za uključivanje neko vrijeme kako biste podesili razinu energije od niske do visoke, razina 1 je najniža, a razina 5 najviša.
10. Prozor za tretman treba izravno dodirivati područje tijela koje se tretira.
11. Uređaj će se automatski isključiti ako se ne koristi unutar 5 minuta.

Uređaj ima dva načina rada: automatski i ručni. Ručni način rada uključuje se kao zadani način rada. Za pokretanje automatskog načina rada držite tipku bljeskalice nekoliko sekundi. Ako se želite vratiti u ručni način rada, ponovno pritisnite tipku na nekoliko sekundi.

**Provedite test osjetljivosti kože:**

Ako uređaj koristite prvi put ili na novom dijelu tijela, odaberite malo područje u blizini područja koje namjeravate tretirati kako biste izvršili test osjetljivosti kože. Koristite najnižu postavku uređaja. Slijedite upute za liječenje u nastavku, ali ne emitirajte više od 2-3 pulsa. Nakon kožnog testa pričekajte 60 minuta i provjerite ne reagira li Vaša koža. Ako nakon 60 minuta koža izgleda normalno i nema crvenila ili drugih kožnih reakcija, spremni ste za puni tretman.

**Odaberite pravi intenzitet:**

Odaberite odgovarajući intenzitet ovisno o toleranciji vaše kože i postupno ga povećavajte od jedne do pet razina. Ako je intenzitet preslab i nema kožnih reakcija, možete postupno povećavati intenzitet.

Nemojte bljeskati impulse na jednom mjestu na koži više puta. To će stvoriti previše topline na koži, što može uzrokovati oticanje kože, mjehure ili privremene ili trajne promjene boje vaše kože. Nakon svakog bljeska polako pomaknite uređaj na susjedno mjesto na koži. Pričekajte najmanje 20 sekundi prije nego što se vratite na prethodno područje kože.

**Operativni postupak:**

Uklanjanje dlačica (lampa za depilaciju)

Primjena:

- Brkovi, dlake ispod pazuha, dlake po tijelu i nogama, dlake na čelu i bikini zoni.
- Učinak varira ovisno o boji kože. Uređaj nije prikladan za bijele i svijetle boje

**Kako izvesti tretman uklanjanja dlačica:**

Obično je to oko 7-9 tretmana. Prva 3 tretmana provodite jednom tjedno. Sljedećih 4-9 tretmana provoditi jednu terapiju svaka 2-3 tjedna. Da bi se održao učinak uklanjanja dlačica i spriječila ponovna aktivacija folikula dlačica, tretmane je potrebno redovito ponavljati kako bi koža ostala glatka. Ako se tretmani ne nastave, folikuli dlake ponovno će postati aktivni i kosa će ponovno početi rasti. Kako biste održali rezultate, jednostavno ponovite tretmane svakih 4-8 tjedana kako biste osigurali da se folikuli dlake ne aktiviraju i da ponovni rast dlačica ostane inhibiran. Razmaci između tretmana mogu varirati ovisno o individualnoj brzini ponovnog rasta dlačica.

1. Prije korištenja uređaja Shine pripremite kožu brijanjem odabranog područja koje želite tretirati. Kožu također treba oprati.
2. Nosite zaštitne naočale kako biste izbjegli stimulaciju očiju IPL svjetlom.
3. Odaberite odgovarajući intenzitet (pogledajte "odaberite intenzitet") i počnite s niskom razinom.
4. Neka prozor uređaja dotakne odabrana područja okomito i tretirajte područja jedno po jedno. Ne ponavljajte isto mjesto iznova i iznova niti preskačite bilo koje područje.
5. Počnite od početnog područja i ponovite korak 4, 2-3 puta.
6. Nakon tretmana preporuča se koristiti hidratantni preparat nakon depilacije.
7. Isključite uređaj i vlažnom krpom ili vatom očistite prozorčić za tretman.
8. Stavite svoj uređaj i dodatke u torbicu ili kutiju i pohranite ih na sigurno mjesto.

**Fotopomlađivanje kože:**

(lampa za smanjenje bora)

Cilj pomlađivanja odabranih područja je korištenje kratkih i sigurnih svjetlosnih impulsa usmjerenih prema površini kože. Svjetlosni val potiče stanice kože na proizvodnju kolagena i elastina koji ubrzavaju regeneraciju kože. Terapeutski učinci IPL zračenja uključuju poboljšanu prokrvljenost i oksigenaciju kože, povećanje broja kolagenih i elastičnih vlakana, bolje upijanje vlage te regulaciju procesa pigmentacije i keratinizacije.

**Učinci:**

- uklanjanje simptoma starenja kože
- rekonstrukcija kolagenih vlakana
- čvrsta i elastična koža
- sužavanje pora
- izgladivanje bora

- poboljšana hidratacija kože
- posvjetljivanje diskoloracija

Koliko često provoditi tretman fotopomlađivanja:

Za postizanje željenog učinka potrebno je provesti niz tretmana. Preporuča se napraviti seriju od 8 tretmana, svaki tjedan po jedan tretman.

1. Prije početka tretmana kožu trebate temeljito očistiti od šminke i kozmetike. Također biste trebali obrisati lampu.
2. Nosite zaštitne naočale kako biste izbjegli stimulaciju očiju IPL svjetlom.
3. Odaberite odgovarajući intenzitet (pogledajte "odaberite intenzitet") i počnite s niskom razinom.
4. Neka prozor uređaja dotakne odabrana područja okomito i tretirajte područja jedno po jedno. Ne ponavljajte isto mjesto iznova i iznova niti preskačite bilo koje područje.
5. Počnite od početnog područja i ponovite korak 4, 2-3 puta. Nakon tretmana preporuča se koristiti preparat za jaku hidrataciju.
6. Isključite uređaj i vlažnom krpom ili vatom očistite prozorčić za tretman.
7. Stavite svoj uređaj i dodatke u torbicu ili kutiju i pohranite ih na sigurno mjesto.

Liječenje akni:

(lampa za liječenje akni)

Tretman akni IPL-om namijenjen je osobama sa srednje teškim lezijama akni. IPL svjetlo uništava brzo razmnožavajuće bakterije odgovorne za upalne promjene u aknama. Djelovanje je slično antibioticima koji se koriste lokalno ili sustavno. Međutim, mogu izazvati niz nuspojava, oštetiti jetru i želudac.

Laserska terapija sjaja djeluje izravno na uzroke akni. Djeluje na takozvane molekule koje sintetiziraju anaerobne bakterije, porfirini. To čini bakteriju posebno osjetljivom na svjetlost. Kada se porfirin izloži vidljivom svjetlu, postaje kemijski aktivan i dolazi u pobuđeno stanje. To uzrokuje stvaranje singletnog kisika, koji se spaja sa staničnom membranom i uništava anaerobne bakterije odgovorne za nastanak akni i stanice žlijezda lojnica.

IPL svjetlosna terapija ne smije se kombinirati s antibiotskom terapijom. Također biste trebali pričekati nekoliko tjedana nakon završetka takvog tretmana.

Koliko često provoditi tretman akni:

Period liječenja traje otprilike 8 - 16 tjedana (2-4 mjeseca), a tretmani se izvode svaka 1-2 tjedna. Najbolje je tijekom postupka obaviti dva zračenja svih zahvaćenih područja u razmaku od otprilike 10 minuta. Počevši od drugog tjedna, vidljivi su prvi znakovi poboljšanja (dolazi do stupnja upale u zahvaćenim područjima i blagog smanjenja samih simptoma).

Nakon cijele serije tretmana:

Mjuge od akni gotovo su potpuno eliminirane. Međutim, oni koji ostanu - više nisu aktivni - nestaju tijekom sljedećih tjedana. Nakon zacjeljivanja preporuča se koristiti terapiju fotopomlađivanja kože, koja može potaknuti proizvodnju kolagena kako bi se smanjio broj ožiljaka od akni. Tijekom cijelog tretmana preporuča se koristiti odgovarajuću kozmetiku za njegu namijenjenu masnoj i aknama sklonoj koži.

Kako provesti tretman protiv akni:

1. Prije početka tretmana kožu trebate temeljito očistiti od šminke i kozmetike. Također biste trebali obrisati lampu.
2. Ako dođe do upale na području koje treba tretirati, kožu treba zacijeliti prije uporabe uređaja.
3. Nosite zaštitne naočale kako biste izbjegli stimulaciju očiju IPL svjetlom.
4. Odaberite odgovarajući intenzitet (pogledajte "odaberite intenzitet") i počnite s niskom razinom.
5. Neka prozor uređaja dotakne odabrana područja okomito i tretirajte područja jedno po jedno. Razmak između impulsa trebao bi biti najmanje 20 sekundi.
6. Nakon tretmana preporuča se oprati lice i koristiti hidratantni preparat.
7. Isključite uređaj i vlažnom krpom ili vatom očistite prozorčić za tretman.
8. Stavite svoj uređaj i dodatke u torbicu ili kutiju i pohranite ih na sigurno mjesto.

Ingångseffekt:	36W
Märkspänning:	100-240V
Nominellt frekvensområde:	50Hz / 60Hz
Förvaringstemperatur:	från 0oC till 45oC
Arbetstemperatur:	från 5oC till 35oC
Fuktighet under drift:	från 25 % till 75 %

#### Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

#### Allmän beskrivning [sida 2- f1]:

1. Växa.
  2. Intensitetsindikator / LCD-display.
  3. Utbytbar lampa.
  4. Blixtknapp.
  5. DC-ingång.
  6. Lamptyp (HR/hårborttagning, SR/hudföryngring, AC/aknebehandling).
  7. Återstående impuls.
  8. Enhetstemperatur (lampan OK, blinkande betyder att temperaturen är för hög).
  9. Energinivå.
  10. Fläktstatus (lampan är OK, blinkande betyder att temperaturen är för hög).
- Dessutom: förvaringsväska, laddare.

#### Funktioner [sida 2- f1]:

Shine har tre funktioner och separata lampor för var och en av dem.

Funktion 1: IPL hårborttagning

Funktion 2: IPL hudföryngring

Funktion 3: IPL-akneborttagning

- A. Hårborttagning
- B. Rynkminskning
- C. Aknebehandling

#### Kontraindikationer:

1. Enheten är inte avsedd för barn under 15 år. Ungdomar i åldern 15–18 år får använda enheten med samtycke och/eller överinseende av sina föräldrar eller vårdnadshavare. Vuxna över 18 år kan använda enheten fritt.
2. Använd inte om huden i området som ska behandlas är solbränd eller röd. Användning av enheten på solbränd eller röd hud kan orsaka tillfällig eller till och med permanent missfärgning av huden.
3. Använd inte om du är gravid, försöker bli gravid, tror att du kan vara gravid eller ammar. Shine-enheten har inte testats för detta ändamål och bör därför inte användas i dessa fall. Hormonella förändringar som inträffar under graviditet eller amning kan öka risken för hudskador eller hudkänslighet.
4. Använd inte enheten om du lider av sjukdomar som epilepsi, epileptiska anfall eller migrän. Ener giblixtar kan orsaka svår huvudvärk och migrän.
5. Använd inte på hudområden som är täckta med tatueringar, mörkbruna eller svarta fläckar (som mörka fräcknar, födelsemärken eller vårtor). Tatueringar eller mörka fläckar kan absorbera för mycket ljusenergi, vilket kan orsaka hudsvullnad, tillfälliga eller permanenta blåsor, missfärgning eller blekning av huden.
6. Använd inte enheten om du har en tendens att utveckla keloidär.
7. Använd inte på hårbotten, öronen, halsen, bröstvårtorna eller slemhinnorna (minora blygdläpparna, vaginala och anala områden). I de delar av bikiniområdet där huden är mer pigmenterad bör en lägre ljusintensitetsnivå användas. Användning på dessa platser kan orsaka svullnad av huden, blåsor eller tillfällig missfärgning eller blekning av huden.
8. Använd inte om behandlingsområdet har någon aktiv hudinflammation, inklusive akne, psoriasis, eksem, brännskador, herpes, skrubbsår eller hudutslag. Dessa faktorer kan göra huden känsligare för ljus och göra behandlingen obekvämlig eller orsaka svullnad, blåsor eller infektioner på huden. När din hud har läkt tillräckligt, kontakta din läkare innan du använder enheten.
9. Använd inte enheten om du tar mediciner som gör din hud känslig för ljus, inklusive icke-steroida antiinflammatoriska medel (t.ex. acetylsalicylsyra, ibuprofen, cetaminofen), tetracykliner, fenotiaziner, tiazider, diuretika, sulfonureider, sulfonamider, DTIC fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hydroxysyror (AHAS), beta-hydroxysyror (BHAS), Retin-A, Accutane och/eller topiska retinoider.
10. Använd inte om du har en sjukdom associerad med ljuskänslighet, t ex porfyri, polymorf fotoutbrott, solurtikaria, lupus etc. Dessa tillstånd gör huden känsligare för ljus och ingreppet kan vara obehagligt eller smärtsamt. infektioner.

#### Hanteringsvarningar:

1. Produkten kommer inte att slås på utan att ha satt i lampan, vänligen sätt i lampan innan du ansluter till strömmen. När enheten är i drift, täck inte inlopps- och ventilationsluftöppningarna, för att inte påverka värmeutvecklingen negativt.
2. Bär skyddsglasögon när du använder enheten.
3. Rengör det hudområde som ska behandlas före användning. Det är inte tillåtet att applicera kosmetika på huden omedelbart före behandlingen. Detta kan skada enheten och påverka effekten av behandlingen.
4. Justera din energinivå från låg till hög. Ju högre energinivå, desto bättre resultat. Omedelbart efter behandlingen kan hudrodnad uppstå. Isförpackningar kan användas för detta ändamål.
5. Efter fototerapibehandling, använd ett fuktgivande preparat och preparat med högt solskydd.
6. Efter behandlingen, använd en fuktig bomullstuss eller trasa för att rengöra lampan från eventuellt kvarvarande hår, talg eller talg.
7. Det rekommenderas att enheten och tillbehören hålls borta från vatten och fukt. Förvara enheten i en ventilerad och torr miljö och håll den borta från barn.

## Tabell som jämför hud- och hårfärg



gäller



inte tillämpbar

Hårfärg \ Hudfärg	Vit	Elfenbensfärgad nyans	Beige	Ljusbrun	Brun	Mörkbrun och svart
	Hårfärg					
Svart	✓	✓	✓	✓	✓	✗
En mörkbrun	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Brun	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Gyllene	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Röd	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Vit	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Grå	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 -f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

8. Det är förbjudet att placera metallföremål i värmeavgivande hål. Annars finns det risk för elektriska stötar.

Innan du påbörjar proceduren:

1. Rengör kassetten ljusutgångsfönster med en fuktig trasa eller bomullstuss. Detta görs för att ta bort hår och damm från behandlingsfönstret.
2. Håll lampan ovanför och under, sätt sedan in eller dra parallellt.
3. Anslut nätsladden till Shine-enheten.
4. Placera Shine-enheten nära ett eluttag. Bort från alla typer av vätskor.
5. Se till att lampan är korrekt installerad innan du slår på den.
6. När nätkabeln är ansluten till vägguttaget blinkar statuslamporna långsamt grönt.
7. Tryck på strömbrytaren i mer än 2 sekunder för att slå på/stänga av enhetens ström. Sedan startar fläkten och lysdioden tänds. Lamptyp, återstående puls, energinivå (standardnivå 1), termometerikon, fläktikon kommer att visas på lysdioden [sida 2-f1].
8. Statusindikatorn blinkar för att indikera att enheten är i standby-status. När arbetet är klart släcks indikatorn. När behandlingsfönstret nuddar huden blir indikatorn grön, vilket betyder att enheten är redo att avge ljus.
9. Tryck på strömknappen en stund för att justera energinivån från låg till hög, nivå 1 är den lägsta och nivå 5 är den högsta.
10. Behandlingsfönstret ska direkt vidröra det område av kroppen som behandlas.
11. Enheten stängs av automatiskt om den inte används inom 5 minuter.

Enheten har två driftlägen: automatisk och manuell. Manuellt läge aktiveras som standardläge. För att starta automatiskt läge, håll blixtnappen intryckt i några sekunder. Om du vill återgå till manuellt läge, tryck på knappen igen i några sekunder.

Utför ett hudkänslighetstest:

Om du använder enheten för första gången eller på ett nytt område av kroppen, välj ett litet område nära det område du tänker behandla för att utföra ett hudkänslighetstest. Använd enhetens lägsta inställning. Följ behandlingsinstruktionerna nedan, men avge inte mer än 2-3 pulser. Efter hudtestet, vänta 60 minuter och kontrollera om din hud inte reagerar. Om huden efter 60 minuter verkar normal och det inte finns någon rodnad eller annan hudreaktion är du redo för hela behandlingen.

Välj rätt intensitet:

Välj lämplig intensitet beroende på din hudtolerans och öka den gradvis från en till fem nivåer. Om intensiteten är för svag och det inte finns några hudreaktioner kan du gradvis öka intensitetsnivån.

Blixta inte pulser på ett ställe på huden flera gånger. Detta kommer att skapa för mycket värme på huden, vilket kan orsaka hudsvulnad, blåsor eller tillfälliga eller permanenta förändringar i din hudsfärg. Efter varje blixt flyttar du långsamt enheten till en intilliggande plats på huden. Vänta minst 20 sekunder innan du återvänder till det tidigare hudområdet.

Arbetsförfarande:

Hårborttagning (depileringslampan)

Ansökan:

- Mustasch, armhålsår, kropps- och benhår, hårfäste på pannan och bikiniområdet.
- Effekten varierar beroende på hudfärg. Enheten är inte lämplig för vita och ljusa färger

Hur man utför en hårborttagningsbehandling:

Varligtvis handlar det om 7-9 behandlingar. Utför de tre första behandlingarna en gång i veckan. För de kommande 4-9 behandlingarna, utför en terapi var 2-3:e vecka För att bibehålla effekten av hårborttagning och för att förhindra att hårsäckarna återaktiveras, bör behandlingarna upprepas regelbundet för att säkerställa att huden förblir slät. Om behandlingarna inte fortsätter kommer hårsäckarna att bli aktiva igen och håret börjar växa ut igen. För att bibehålla resultatet, upprepa helt enkelt behandlingarna var 4-8:e vecka för att säkerställa att hårsäckarna inte aktiveras och håraterväxten förblir hämmad. Intervallet mellan behandlingarna kan variera beroende på den individuella hastigheten för håraterväxt.

1. Innan du använder Shine-enheten, förbered huden genom att raka det valda området som ska behandlas. Huden ska också tvättas.
2. Använd skyddsglasögon för att undvika att IPL-ljus stimulerar dina ögon.
3. Välj lämplig intensitet (se "välj intensitet") och börja på en låg nivå.
4. Låt enhetsfönstret vidröra de valda områdena vertikalt och behandla områdena ett i taget. Upprepa inte samma plats om och om igen eller hoppa över något område.
5. Börja på det initiala området och upprepa steg 4, 2-3 gånger.
6. Efter behandlingen rekommenderas att använda ett fuktgivande preparat efter hårborttagning.
7. Stäng av enheten och använd en fuktig trasa eller bomullstuss för att rengöra behandlingsfönstret.
8. Placera din enhet och tillbehör i ett fodral eller kartong och förvara dem på ett säkert ställe.

Hudfotoförnyring:

(lampan för skrynkelningsminskning)

Syftet med att förnygra utvalda områden är att använda korta och säkra ljuspulser riktade mot huden. Ljusvägen stimulerar hudceller att producera kollagen och elastin, vilket påskyndar hudens regenerering. De terapeutiska effekterna av IPL-strålning inkluderar förbättrad blodtillförsel och syresättning av huden, en ökning av antalet kollagen och elastiska fibrer, bättre fuktabsorption och reglering av pigmenterings- och keratiniseringsprocesserna.

Effekter:

- eliminering av symtom på åldrande av huden
- rekonstruktion av kollagenfibrer
- fast och elastisk hud



- krympning av porer
- utjämna rynkor
- förbättrad återfuktning av huden
- ljusare missfärgningar

Hur ofta ska man utföra en fotorejuvenationsbehandling:

För att få önskad effekt måste en serie behandlingar utföras. Det rekommenderas att utföra en serie om 8 behandlingar, en behandling varje vecka.

1. Innan du påbörjar behandlingen bör du rengöra huden noggrant från smink och eventuell kosmetika. Du bör också torka av lampen.
2. Använd skyddsglasögon för att undvika att IPL-ljus stimulerar dina ögon.
3. Välj lämplig intensitet (se "välj intensitet") och börja på en låg nivå.
4. Låt enhetsfönstret vidröra de valda områdena vertikalt och behandla områdena ett i taget. Upprepa inte samma plats om och om igen eller hoppa över något område.
5. Börja på det initiala området och upprepa steg 4, 2-3 gånger. Efter behandlingen rekommenderas att använda ett starkt återfuktande preparat.
6. Stäng av enheten och använd en fuktig trasa eller bomullstuss för att rengöra behandlingsfönstret.
7. Placera din enhet och tillbehör i ett fodral eller kartong och förvara dem på ett säkert ställe.

Acne behandling:

(aknebehandlingslampan)

Aknebehandling med IPL är avsedd för personer med medelsvåra akneskador. IPL-ljus förstör snabbt förökande bakterier som är ansvariga för inflammatoriska förändringar i akne. Verkan liknar antibiotika som används lokalt eller systemiskt. Men de kan orsaka ett antal biverkningar, skada levern och magen.

Shine laserterapi fungerar direkt på orsakerna till akne. Det verkar på de så kallade molekylerna som syntetiseras av anaeroba bakterier, porfyriener. Dessa gör bakterien extra känslig för ljus. När porfyrin utsätts för synligt ljus blir det kemiskt aktivt och når ett exciterat tillstånd. Detta orsakar bildandet av singletsyre, som kombineras med cellmembranet och förstör anaeroba bakterier som är ansvariga för bildandet av akneskador och talgkörtelceller.

IPL-ljusbehandling får inte kombineras med antibiotikabehandling. Du bör också vänta några veckor efter avslutad sådan behandling.

Hur ofta ska man utföra aknebehandling:

Behandlingstiden varar cirka 8 - 16 veckor (2-4 månader), och behandlingar utförs var 1-2 vecka. Det är bäst att utföra två bestrålningar av alla drabbade områden under proceduren, med cirka 10 minuters mellanrum. Från och med den andra veckan är de första tecknen på förbättring synliga (graden av inflammation i de drabbade områdena och en liten minskning av själva symtomen uppstår).

Efter hela serien av behandlingar:

Aknefläckar är nästan helt eliminerade. De som är kvar – inte längre aktiva – försvinner dock under de närmaste veckorna. Efter läkning rekommenderas det att använda hudfotorejuvenationsterapi, som kan stimulera kollagenproduktionen för att minska antalet akneärr. Under hela behandlingen rekommenderas det att använda lämplig vårdkosmetika avsedd för fet och aknebenägen hud.

Hur man utför en anti-akne behandling:

1. Innan du påbörjar behandlingen bör du rengöra huden noggrant från smink och eventuell kosmetika. Du bör också torka av lampen.
2. Om inflammation uppstår i området som ska behandlas ska huden läkas innan du använder enheten.
3. Använd skyddsglasögon för att undvika att IPL-ljus stimulerar dina ögon.
4. Välj lämplig intensitet (se "välj intensitet") och börja på en låg nivå.
5. Låt enhetsfönstret vidröra de valda områdena vertikalt och behandla områdena ett i taget. Intervallet mellan pulserna bör vara minst 20 sekunder.
6. Efter behandlingen rekommenderas att tvätta ansiktet och använda ett återfuktande preparat.
7. Stäng av enheten och använd en fuktig trasa eller bomullstuss för att rengöra behandlingsfönstret.
8. Placera din enhet och tillbehör i ett fodral eller kartong och förvara dem på ett säkert ställe.

Indgangseffekt:	36W
Nominal spænding:	100-240V
Nominal frekvensområde:	50Hz / 60Hz
Stuetemperatur:	fra 0oC til 45oC
Arbejdstemperatur:	fra 5oC til 35oC
Fugtighed under drift:	fra 25 % til 75 %

#### Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne vejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

#### Generel beskrivelse [side 2- f1]:

1. Skift.
  2. Intensitetsindikator / LCD-display.
  3. Udskiftelig lampe.
  4. Blinkknop.
  5. DC indgang.
  6. Lampetype (HR/hårfjerning, SR/hudforyngelse, AC/aknebehandling).
  7. Resterende impuls.
  8. Enhedstemperatur (lys OK, blinkende betyder, at temperaturen er for høj).
  9. Energiniveau.
  10. Ventilatorstatus (lyset er OK, blinkende betyder, at temperaturen er for høj).
- Derudover: opbevarings taske, oplader.

#### Funktioner [side 2- f1]:

Shine har tre funktioner og separate lamper til hver af dem.

Funktion 1: IPL hårfjerning

Funktion 2: IPL hudforyngelse

Funktion 3: IPL acne fjernelse

A. Hårfjerning

B. Rynkereduktion

C. Acne behandling

#### Kontraindikationer:

1. Enheden er ikke beregnet til børn under 15 år. Unge i alderen 15-18 år kan bruge enheden med samtykke og/eller opsyn fra deres forældre eller værger. Voksne over 18 år kan frit bruge enheden.
2. Må ikke anvendes, hvis huden i det område, der skal behandles, er solbrændt eller rød. Brug af enheden på solbrændt eller rød hud kan forårsage midlertidig eller endda permanent misfarvning af huden.
3. Må ikke anvendes, hvis du er gravid, forsøger at blive gravid, tror du kan være gravid eller ammer. Shine-enheden er ikke testet til dette formål og bør derfor ikke bruges i disse tilfælde. Hormonelle ændringer, der opstår under graviditet eller amning, kan øge risikoen for hudskader eller hudfølsomhed.
4. Brug ikke apparatet, hvis du lider af sygdomme som epilepsi, epileptiske anfald eller migræne. Energiglimt kan forårsage svær hovedpine og migræne.
5. Må ikke anvendes på hudområder, der er dækket af tatoveringer, mørkebrune eller sorte pletter (såsom mørke fregner, muldvarpe eller vorter). Tatoveringer eller mørke pletter kan absorbere for meget lysenergi, hvilket kan forårsage hævelse af huden, midlertidige eller permanente blærer, misfarvning eller blegning af huden.
6. Brug ikke enheden, hvis du har en tendens til at udvikle keloid ar.
7. Må ikke anvendes på hovedbund, ører, nakke, brystvorter eller slimhinder (skamlæber, vaginale og anale områder). I de dele af bikiniområdet, hvor huden er mere pigmenteret, bør der anvendes et lavere lysintensitetsniveau. Brug disse steder evt forårsage hævelse af huden, blærer eller midlertidig misfarvning eller blegning af huden.
8. Må ikke anvendes, hvis behandlingsområdet har nogen aktiv hudbetændelse, herunder acne, psoriasis, eksem, forbrændinger, herpes, hudafskrabninger eller udslæt. Disse faktorer kan gøre huden mere følsom over for lys og gøre behandlingen ubehagelig eller forårsage hævelser, blærer eller infektioner på huden. Når din hud er helet tilstrækkeligt, skal du kontakte din læge, før du bruger enheden.
9. Brug ikke enheden, hvis du tager medicin, der gør din hud følsom over for lys, herunder ikke-steroide antiinflammatoriske midler (f.eks. aspirin, ibuprofen, cetaminophen), tetracykliner, phenothiaziner, thiazider, diuretika, sulfonylurinostoffer, sulfonamider, DTIC , fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, Alpha Hydroxy Acids (AHAS), Beta-Hydroxy Acids (BHAS), Retin-A, Accutane og/eller topiske retinoider.
10. Må ikke anvendes, hvis du har en sygdom forbundet med lysfølsomhed, fx porfyri, polymorf fotoudbrud, solar urticaria, lupus osv. Disse tilstande gør huden mere følsom over for lys, og proceduren kan være ubehagelig eller smertefuld hudhævelse, blærer eller infektioner.

#### Håndteringsadvarsler:

1. Produktet vil ikke tænde uden at indsætte lampen. Indsæt venligst lampen før tilslutning til strømmen. Når enheden er i drift, må du ikke tildække indsugnings- og ventilationsluftåbningerne, for ikke at påvirke varmeudviklingen negativt.
2. Bær sikkerhedsbriller, når du betjener enheden.
3. Rengør det hudområde, der skal behandles, før brug. Det er ikke tilladt at påføre kosmetik på huden umiddelbart før behandlingen. Dette kan beskadige enheden og påvirke effekten af behandlingen.
4. Juster dit energiniveau fra lavt til højt. Jo højere energiniveau, jo bedre resultat. Umiddelbart efter behandlingen kan der opstå rødme i huden. Isposer kan bruges til dette formål.
5. Brug efter fototerapibehandling et fugtgivende præparat og præparater med høj solbeskyttelse.
6. Efter behandlingen skal du bruge en fugtig vatpind eller klud til at rense lampen for eventuelle resterende hår, talg eller talg.
7. Det anbefales, at enheden og tilbehøret holdes væk fra vand og fugt. Opbevar enheden i et ventileret og tørt miljø og hold det væk fra børn.
8. Det er forbudt at placere metalgenstande i varmeafgivelseshullet. Ellers er der risiko for elektrisk stød.

Tabel, der sammenligner hud- og hårfarve



gælder



ikke anvendelig

Hårfarve \ Hudfarve	Hvid	Ejfenbensfarvet nuance	Beige	Lysebrun	Brun	Mørkebrun og sort
Sort	✓	✓	✓	✓	✓	✗
En mørkebrun	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Brun	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Gylden	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Rød	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Hvid	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Grå	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 -f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Før du starter proceduren:

1. Rengør kassetens lysudgangsvindue med en fugtig klud eller vatpind. Dette gøres for at fjerne hår og støv fra behandlingsvinduet.
2. Hold lampen over og under, indsæt eller træk derefter parallelt.
3. Tilslut netledningen til Shine-enheden.
4. Placer Shine-enheden i nærheden af en stikkontakt. Væk fra alle slags væsker.
5. Sørg for, at lampen er installeret korrekt, før den tændes.
6. Når netledningen er sat i stikkontakten, blinker statuslampene langsomt grønt.
7. Tryk på tænd/sluk-knappen i mere end 2 sekunder for at tænde/slukke for enhedens strøm. Så starter blæseren og LED'en lyser. Lampetype, resterende puls, energiniveau (standardniveau 1), termometerikon, blæserikon vil blive vist på LED'en [side 2-f1].
8. Statusindikatoren blinker for at angive, at enheden er i standby-status. Når arbejdet er færdigt, slukkes indikatoren. Når behandlingsvinduet rører huden, bliver indikatoren grøn, hvilket betyder, at enheden er klar til at udsende lys.
9. Tryk på tænd/sluk-knappen et stykke tid for at justere energiniveauet fra lavt til højt, niveau 1 er det laveste og niveau 5 er det højeste.
10. Behandlingsvinduet skal direkte berøre det område af kroppen, der behandles.
11. Enheden slukker automatisk, hvis den ikke bruges inden for 5 minutter.

Enheden har to driftstilstande: automatisk og manuel. Manuel tilstand aktiveres som standardtilstand. For at starte automatisk tilstand skal du holde blitzknappen nede i et par sekunder. Hvis du vil vende tilbage til manuel tilstand, skal du trykke på knappen igen i et par sekunder.

Udfør en hudfølsomhedstest:

Hvis du bruger enheden for første gang eller på et nyt område af kroppen, skal du vælge et lille område nær det område, du har til hensigt at behandle, for at udføre en hudfølsomhedstest. Brug den laveste indstilling af enheden. Følg behandlingsvejledningen nedenfor, men udsend ikke mere end 2-3 pulser. Efter hudtesten skal du vente 60 minutter og tjekke om din hud ikke reagerer. Hvis huden efter 60 minutter fremstår normal, og der ikke er rødme eller anden hudreaktion, er du klar til den fulde behandling.

Vælg den rigtige intensitet:

Vælg den passende intensitet afhængigt af din hudtolerance og øg den gradvist fra et til fem niveauer. Hvis intensiteten er for svag, og der ikke er hudreaktioner, kan du gradvist øge intensitetsniveauet.

Undlad at blinke pulser ét sted på huden flere gange. Dette vil skabe for meget varme på huden, hvilket kan forårsage hævelse af huden, blærer eller midlertidige eller permanente ændringer i din huds farve. Efter hvert blink skal du langsomt flytte enheden til et tilstødende sted på huden. Vent mindst 20 sekunder, før du vender tilbage til det forrige hudområde.

Driftsprocedure:

Hårfjerning (depileringsslampe)

Ansøgning:

- Overskæg, armhulehår, krops- og benhår, hårgrenser på panden og bikiniområdet.
- Effekten varierer afhængigt af hudfarve. Enheden er ikke egnet til hvide og lyse farver

Sådan udfører du en hårfjerningsbehandling:

Normalt drejer det sig om 7-9 behandlinger. Udfør de første 3 behandlinger en gang om ugen. For de næste 4-9 behandlinger udføres en terapi hver 2.-3. uge. For at bevare effekten af hårfjerning og for at forhindre hårsækkene i at genaktivere, bør behandlinger gentages regelmæssigt for at sikre, at huden forbliver glat. Hvis behandlinger ikke fortsættes, vil hårsækkene blive aktive igen, og håret vil begynde at vokse ud igen. For at bevare resultaterne skal du blot gentage behandlinger hver 4.-8. uge for at sikre, at hårsækkene ikke bliver aktiveret, og hårgenvæksten forbliver hæmmet. Intervallerne mellem behandlinger kan variere afhængigt af den individuelle hårvæksthastighed.

1. Før du bruger Shine-enheden, skal du forberede din hud ved at barbere det valgte område, der skal behandles. Huden skal også vaskes.
2. Bær sikkerhedsbriller for at undgå, at IPL-lys stimulerer dine øjne.
3. Vælg den passende intensitet (se "vælg intensitet") og start på et lavt niveau.
4. Lad enhedsvinduet røre de valgte områder lodret, og behandl områderne et efter et. Gentag ikke det samme sted igen og igen eller spring et område over.
5. Start på det indledende område og gentag trin 4, 2-3 gange.
6. Efter behandlingen anbefales det at bruge et fugtgivende præparat efter depilering.
7. Sluk for enheden, og brug en fugtig klud eller vatpind til at rengøre behandlingsvinduet.
8. Placer din enhed og tilbehør i et etui eller en æske, og opbevar dem et sikkert sted.

Hudfotoforyngelse:

(rynke reduktionsslampe)

Formålet med at forynge udvalgte områder er at bruge korte og sikre lysimpulser rettet mod hudoverfladen. Lysbølgen stimulerer hudceller til at producere kollagen og elastin, som fremskynder hudens regenerering. De terapeutiske virkninger af IPL-stråling omfatter forbedret blodforsyning og iltning af huden, en stigning i antallet af kollagen og elastiske fibre, bedre fugtoptagelse og regulering af pigmenterings- og keratiniseringsprocesser.

Effekter:

- eliminerer af symptomer på hudældning
- rekonstruktion af kollagenfibre
- fast og elastisk hud

- krympning af porer
- udglatter rynker
- forbedret hudhydrering
- lysnende misfarvninger

Hvor ofte skal man udføre en fotorejuvenationsbehandling:

For at opnå de ønskede effekter skal der udføres en række behandlinger. Det anbefales at udføre en serie på 8 behandlinger, en behandling hver uge.

1. Før du starter behandlingen, bør du rense din hud grundigt for makeup og eventuelt kosmetik. Du bør også tørre lampen af.
2. Bær sikkerhedsbriller for at undgå, at IPL-lys stimulerer dine øjne.
3. Vælg den passende intensitet (se "vælg intensitet") og start på et lavt niveau.
4. Lad enhedsvinduet røre de valgte områder lodret, og behandl områderne et efter et. Gentag ikke det samme sted igen og igen eller spring et område over.
5. Start på det indledende område og gentag trin 4, 2-3 gange. Efter behandlingen anbefales det at bruge et stærkt fugtgivende præparat.
6. Sluk for enheden, og brug en fugtig klud eller vatpind til at rengøre behandlingsvinduet.
7. Placer din enhed og tilbehør i et etui eller en æske, og opbevar dem et sikkert sted.

Acne behandling:

(aknebehandlingslampe)

Acnebehandling ved hjælp af IPL er beregnet til personer med medium sværhedsgrad af acnelæsioner. IPL-lys ødelægger hurtigt formerende bakterier, der er ansvarlige for inflammatoriske ændringer i acne. Virkningen ligner antibiotika, der anvendes topisk eller systemisk. De kan dog forårsage en række bivirkninger, der skader leveren og maven.

Shine laserterapi virker direkte på årsagerne til acne. Det virker på de såkaldte molekyler, der syntetiseres af anaerobe bakterier, porphyriner. Disse gør bakterien særligt lysfølsom. Når porphyrin udsættes for synligt lys, bliver det kemisk aktivt og når en ophidset tilstand. Dette forårsager dannelsen af singlet oxygen, som kombineres med cellemembranen og ødelægger anaerobe bakterier, der er ansvarlige for dannelsen af acne læsioner og talgkirtelceller.

IPL lysbehandling må ikke kombineres med antibiotikabehandling. Du bør også vente et par uger efter at have afsluttet en sådan behandling.

Hvor ofte skal du udføre acnebehandling:

Behandlingsperioden varer cirka 8 - 16 uger (2-4 måneder), og behandlinger udføres hver 1-2 uge. Det er bedst at udføre to bestrålinger af alle berørte områder under proceduren med cirka 10 minutters mellemrum. Fra den anden uge er de første tegn på bedring synlige (graden af betændelse i de berørte områder og en lille reduktion i selve symptomerne forekommer).

Efter hele serien af behandlinger:

Acne pletter er næsten fuldstændig elimineret. Men dem, der forbliver - ikke længere aktive - forsvinder i løbet af de næste uger. Efter heling anbefales det at bruge hudfotorejuvenationsterapi, som er i stand til at stimulere kollagenproduktionen for at reducere antallet af acne-ar. Under hele behandlingen anbefales det at bruge passende plejekosmetik beregnet til fedtet og acneudsat hud.

Sådan udfører du en anti-acne behandling:

1. Før du starter behandlingen, bør du rense din hud grundigt for makeup og eventuelt kosmetik. Du bør også tørre lampen af.
2. Hvis der opstår betændelse i det område, der skal behandles, skal huden heles, før apparatet tages i brug.
3. Bær sikkerhedsbriller for at undgå, at IPL-lys stimulerer dine øjne.
4. Vælg den passende intensitet (se "vælg intensitet") og start på et lavt niveau.
5. Lad enhedsvinduet røre de valgte områder lodret, og behandl områderne et efter et. Intervallet mellem pulserne skal være mindst 20 sekunder.
6. Efter behandlingen anbefales det at vaske dit ansigt og bruge et fugtgivende præparat.
7. Sluk for enheden, og brug en fugtig klud eller vatpind til at rengøre behandlingsvinduet.
8. Placer din enhed og tilbehør i et etui eller en æske, og opbevar dem et sikkert sted.

Ingangsvermogen:	36W
Nominale spanning:	100-240V
Nominaal frequentiebereik:	50 Hz / 60 Hz
Bewaar temperatuur:	van 0oC tot 45oC
Werktemperatuur:	van 5oC tot 35oC
Vochtigheid tijdens bedrijf:	van 25% tot 75%

#### Beveiliging:

Lees deze handleiding voordat u het product gebruikt en volg de daarin opgenomen aanbevelingen bij het gebruik van het apparaat.

#### Algemene beschrijving [pagina 2- f1]:

- Schakel.
  - Intensiteitsindicator / LCD-display.
  - Vervangbare lamp.
  - Flitsknop.
  - DC-ingang.
  - Lamptype (HR/ontharing, SR/huidverjonging, AC/acnebehandeling).
  - Resterende impuls.
  - Apparaattemperatuur (lampje OK, knipperend betekent dat de temperatuur te hoog is).
  - Energieniveau.
  - Status ventilator (lampje is in orde, knipperen betekent dat de temperatuur te hoog is).
- Extra: opbergkoffer, oplader.

#### Kenmerken [pagina 2- f1]:

Shine heeft drie functies en voor elk daarvan aparte lampen.

- Functie 1: IPL-ontharing  
 Functie 2: IPL huidverjonging  
 Functie 3: IPL-acneverwijdering
- Ontharing
  - Vermindering van rimpels
  - Acnebehandeling

#### Contra-indicaties:


- Het apparaat is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 15 jaar. Jongeren tussen 15 en 18 jaar mogen het apparaat gebruiken met toestemming en/of toezicht van hun ouders of voogden. Volwassenen ouder dan 18 jaar kunnen het apparaat vrij gebruiken.
- Niet gebruiken als de huid in het te behandelen gebied gebruikt of rood is. Het gebruik van het apparaat op een gebruikte of rode huid kan tijdelijke of zelfs permanente verkleuring van de huid veroorzaken.
- Niet gebruiken als u zwanger bent, probeert zwanger te worden, denkt dat u zwanger bent of borstvoeding geeft. Het Shine-apparaat is niet voor dit doel getest en mag in deze gevallen daarom niet worden gebruikt. Hormonale veranderingen die optreden tijdens zwangerschap of borstvoeding kunnen het risico op huidbeschadiging of gevoeligheid van de huid vergroten.
- Gebruik het apparaat niet als u lijdt aan ziekten zoals epilepsie, epileptische aanvallen of migraine. Energieflitsen kunnen ernstige hoofdpijn en migraine veroorzaken.
- Niet gebruiken op delen van de huid die bedekt zijn met tatoeages, donkerbruine of zwarte vlekken (zoals donkere sproeten, moedervlekken of wratten). Tatoeages of donkere vlekken kunnen te veel lichtenergie absorberen, wat zwelling van de huid, tijdelijke of permanente blaren, verkleuring of witter worden van de huid kan veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet als u de neiging heeft keloïde littekens te ontwikkelen.
- Niet gebruiken op de hoofdhuid, oren, nek, tepels of slijmvliezen (kleine schaamlippen, vaginale en anale gebieden). In die delen van de bikinilijn waar de huid meer gepigmenteerd is, moet een lager lichtintensiteitsniveau worden gebruikt. Gebruik op deze plaatsen mag zwelling van de huid, blaarvorming of tijdelijke verkleuring of witter worden van de huid veroorzaken.
- Niet gebruiken als er op het behandelgebied sprake is van een actieve huidontsteking, waaronder acne, psoriasis, eczeem, brandwonden, herpes, schaaftwonden of huiduitslag. Deze factoren kunnen de huid gevoeliger maken voor licht en de behandeling ongemakkelijk maken of zwellingen, blaren of infecties op de huid veroorzaken. Zodra uw huid voldoende genezen is, dient u uw arts te raadplegen voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet als u medicijnen gebruikt die uw huid gevoelig maken voor licht, waaronder niet-steroïde ontstekingsremmende middelen (bijv. aspirine, ibuprofen, cetaminofen), tetracyclines, fenothiazinen, thiazide, diuretica, sulfonyleureumderivaten, sulfonamiden, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, alfa-hydroxycuren (AHAS), bèta-hydroxycuren (BHAS), retin-A, accutane en/of plaatselijke retinoiden.
- Niet gebruiken als u een ziekte heeft die gepaard gaat met lichtgevoeligheid, bijvoorbeeld porfyrie, polymorfe foto-eruptie, zonne-urticaria, lupus, enz. Deze aandoeningen maken de huid gevoeliger voor licht en de procedure kan onaangenaam of pijnlijk zijn. infecties.

































#### Waarschuwingen bij het hanteren:

- Het product kan niet worden ingeschakeld zonder dat de lamp is geplaatst. Plaats de lamp voordat u deze op de stroom aansluit. Wanneer het apparaat in werking is, mogen de inlaet- en ventilatieluchtopeningen niet worden afgedekt, om de warmteontwikkeling niet nadelig te beïnvloeden.
- Draag een veiligheidsbril wanneer u het apparaat gebruikt.
- Maak voor gebruik het te behandelen huidgedeelte schoon. Het is niet toegestaan om vlak voor de behandeling cosmetica op de huid aan te brengen. Dit kan het apparaat beschadigen en het effect van de behandeling beïnvloeden.
- Pas je energieniveau aan van laag naar hoog. Hoe hoger het energieniveau, hoe beter het resultaat. Direct na de behandeling kan roodheid van de huid optreden. Voor dit doel kunnen ijspakketten worden gebruikt.

8. Plaats uw apparaat en accessoires in een hoesje of doos en bewaar ze op een veilige plaats.

Tabel waarin huid- en haarkleur worden vergeleken

 is van toepassing  niet toepasbaar

Huidskleur \ Haarkleur	Wit	Ivoorkleurige tint	Beige	Lichtbruin	Bruin	Donkerbruin en zwart
Zwart						
Een donkerbruin						
Bruin						
Gouden						
Rood						
Wit						
Grijs						

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 -f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](http://www.youtube.com/beautiflyeu)

5. Gebruik na de fototherapiebehandeling een vochtinbrengend preparaat en preparaten met een hoge bescherming tegen de zon.
6. Gebruik na de behandeling een vochtig wattenstaafje of doekje om de lamp te reinigen van eventueel achtergebleven haar, talg of talg.
7. Het wordt aanbevolen om het apparaat en de accessoires uit de buurt van water en vocht te houden. Bewaar het apparaat in een geventileerde en droge omgeving en houd het uit de buurt van kinderen.
8. Het is verboden metalen voorwerpen in het warmteafgiftegat te plaatsen. Anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok.

Voordat u met de procedure begint:

1. Reinig het lichtuitvoerenster van de cassette met een vochtige doek of wattenstaafje. Dit wordt gedaan om haar en stof uit het behandelvenster te verwijderen.
2. Houd de lamp boven en onder vast en plaats of trek deze parallel.
3. Sluit het netsnoer aan op het Shine-apparaat.
4. Plaats het Shine-apparaat in de buurt van een stopcontact. Uit de buurt van allerlei vloeistoffen.
5. Zorg ervoor dat de lamp correct is geïnstalleerd voordat u deze inschakelt.
6. Zodra het netsnoer in het stopcontact is gestoken, knipperen de statuslampjes langzaam groen.
7. Houd de aan/uit-knop langer dan 2 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen. Vervolgens start de ventilator en gaat de LED branden. Lamptype, resterende puls, energieniveau (standaardniveau 1), thermometerptogram, ventilatorptogram worden weergegeven op de LED [pagina 2-f1].
8. De statusindicator knippert om aan te geven dat het apparaat in de stand-bystatus staat. Wanneer het werk is voltooid, gaat de indicator uit. Wanneer het behandelvenster de huid raakt, wordt de indicator groen, wat betekent dat het apparaat klaar is om licht uit te zenden.
9. Druk een tijdje op de powerknop om het energieniveau aan te passen van laag naar hoog, niveau 1 is het laagste en niveau 5 is het hoogste.
10. Het behandelvenster moet het te behandelen deel van het lichaam rechtstreeks raken.
11. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als het niet binnen 5 minuten wordt gebruikt.

Het apparaat heeft twee bedrijfsmodi: automatisch en handmatig. De handmatige modus wordt ingeschakeld als de standaardmodus. Om de automatische modus te starten, houdt u de flitsknop enkele seconden ingedrukt. Als u terug wilt naar de handmatige modus, drukt u nogmaals enkele seconden op de knop.

Voer een huidgevoeligheidstest uit:

Als u het apparaat voor de eerste keer of op een nieuw deel van het lichaam gebruikt, selecteer dan een klein gebied in de buurt van het gebied dat u wilt behandelen om een huidgevoeligheidstest uit te voeren. Gebruik de laagste stand van het apparaat. Volg de onderstaande behandelinstructies, maar zend niet meer dan 2-3 pulsen uit. Wacht na de huidtest 60 minuten en controleer of uw huid niet reageert. Als na 60 minuten de huid er normaal uitziet en er geen roodheid of andere huidreacties optreden, bent u klaar voor de volledige behandeling.

Kies de juiste intensiteit:

Kies de juiste intensiteit, afhankelijk van uw huidtolerantie, en verhoog deze geleidelijk van één naar vijf niveaus. Als de intensiteit te zwak is en er geen huidreacties optreden, kunt u het intensiteitsniveau geleidelijk verhogen.

Laat de pulsen niet meerdere keren op één plek op de huid flitsen. Hierdoor ontstaat er te veel warmte op de huid, wat zwelling van de huid, blaren of tijdelijke of permanente veranderingen in de kleur van uw huid kan veroorzaken. Beweeg het apparaat na elke flits langzaam naar een aangrenzende plek op de huid. Wacht minimaal 20 seconden voordat u terugkeert naar het vorige deel van de huid.

Operatie procedure:

Ontharen (ontharingslamp)

Sollicitatie:

- Snor, okselhaar, lichaams- en beenhaar, haarlijnhaar op het voorhoofd en de bikinilijn.
- Het effect varieert afhankelijk van de huidskleur. Het apparaat is niet geschikt voor witte en lichte kleuren

Hoe voert u een ontharingsbehandeling uit:

Meestal zijn het ongeveer 7-9 behandelingen. Voer de eerste 3 behandelingen één keer per week uit. Voer gedurende de volgende 4-9 behandelingen elke 2-3 weken één therapie uit. Om het effect van de ontharing te behouden en om te voorkomen dat de haarzakjes opnieuw activeren, moeten de behandelingen regelmatig worden herhaald om ervoor te zorgen dat de huid glad blijft. Als de behandelingen niet worden voortgezet, worden de haarzakjes weer actief en begint het haar terug te groeien. Om de resultaten te behouden herhaalt u de behandelingen eenvoudig elke 4-8 weken om ervoor te zorgen dat de haarzakjes niet geactiveerd worden en de haargroei geremd blijft. De intervallen tussen de behandelingen kunnen variëren, afhankelijk van de individuele snelheid van de haargroei.

1. Voordat u het Shine-apparaat gebruikt, bereid u uw huid voor door het geselecteerde te behandelen gebied te scheren. De huid moet ook worden gewassen.
2. Draag een veiligheidsbril om te voorkomen dat IPL-licht uw ogen stimuleert.
3. Selecteer de juiste intensiteit (zie "intensiteit selecteren") en begin op een laag niveau.
4. Laat het apparaatvenster de geselecteerde gebieden verticaal raken en behandel de gebieden één voor één. Herhaal dezelfde plaats niet steeds opnieuw en sla geen enkel gebied over.
5. Begin op het begingebied en herhaal stap 4 2-3 keer.
6. Na de behandeling wordt aanbevolen om na het ontharen een vochtinbrengend preparaat te gebruiken.
7. Schakel het apparaat uit en gebruik een vochtige doek of wattenstaafje om het behandelvenster schoon te maken.
8. Plaats uw apparaat en accessoires in een hoesje of doos en bewaar ze op een veilige plaats.



## Fotoverjonging van de huid: (rimpelreductielamp)

Het doel van het verjongen van geselecteerde gebieden is het gebruik van korte en veilige lichtpulsen die op het huidoppervlak zijn gericht. De lichtgolf stimuleert de huidcellen om collageen en elastine te produceren, wat de regeneratie van de huid versnelt. De therapeutische effecten van IPL-straling omvatten een verbeterde bloedtoevoer en oxygenatie van de huid, een toename van het aantal collageen- en elastische vezels, een betere vochtopname en regulering van de pigmentatie- en keratinisatieprocessen.

### Effecten:

- eliminatie van symptomen van huidveroudering
- reconstructie van collageenvezels
- stevige en elastische huid
- krimpen van poriën
- rimpels gladstrijken
- verbeterde hydratatie van de huid
- verhelderende verkleuringen

### Hoe vaak een fotoverjongingsbehandeling uitvoeren:

Om de gewenste effecten te verkrijgen, moet een reeks behandelingen worden uitgevoerd. Het wordt aanbevolen om een reeks van 8 behandelingen uit te voeren, één behandeling per week.

1. Voordat u met de behandeling begint, dient u uw huid grondig te reinigen van make-up en eventuele cosmetica. Je moet ook de lamp afvegen.
2. Draag een veiligheidsbril om te voorkomen dat IPL-licht uw ogen stimuleert.
3. Selecteer de juiste intensiteit (zie "intensiteit selecteren") en begin op een laag niveau.
4. Laat het apparaatvenster de geselecteerde gebieden verticaal raken en behandel de gebieden één voor één. Herhaal dezelfde plaats niet steeds opnieuw en sla geen enkel gebied over.
5. Begin op het begingebied en herhaal stap 4 2-3 keer. Na de behandeling wordt aanbevolen een sterk vochtinbrengend preparaat te gebruiken.
6. Schakel het apparaat uit en gebruik een vochtige doek of wattenstaafje om het behandelvenster schoon te maken.
7. Plaats uw apparaat en accessoires in een hoesje of doos en bewaar ze op een veilige plaats.

### Acne behandeling:

#### (acnebehandelingslamp)

Acnebehandeling met IPL is bedoeld voor mensen met matige acne-laesies. IPL-licht vernietigt zich snel vermenigvuldigende bacteriën die verantwoordelijk zijn voor ontstekingsveranderingen bij acne. De werking is vergelijkbaar met antibiotica die topisch of systemisch worden gebruikt. Ze kunnen echter een aantal bijwerkingen veroorzaken, waardoor de lever en de maag worden beschadigd.

Shine lasertherapie werkt direct op de oorzaken van acne. Het werkt in op de zogenaamde moleculen die door anaërobe bacteriën worden gesynthetiseerd. porfyrienen. Deze maken de bacterie bijzonder gevoelig voor licht. Wanneer porfyriene wordt blootgesteld aan zichtbaar licht, wordt het chemisch actief en bereikt het een aangeslagen toestand. Dit veroorzaakt de vorming van singlet-zuurstof, die zich verbindt met het celmembraan en anaerobe bacteriën vernietigt die verantwoordelijk zijn voor de vorming van acne-laesies en talgkliercellen.

IPL-lichttherapie mag niet worden gecombineerd met antibioticatherapie. U moet ook een paar weken wachten na het voltooien van een dergelijke behandeling.

### Hoe vaak een acnebehandeling uitvoeren:

De behandelingsperiode duurt ongeveer 8 - 16 weken (2-4 maanden) en de behandelingen worden elke 1-2 weken uitgevoerd. Het is het beste om tijdens de procedure twee bestralingen van alle getroffen gebieden uit te voeren, met een tussenpoos van ongeveer 10 minuten. Vanaf de tweede week zijn de eerste tekenen van verbetering zichtbaar (de mate van ontsteking in de getroffen gebieden en een lichte vermindering van de symptomen zelf treden op).

### Na de gehele reeks behandelingen:

Acnevlekken worden vrijwel volledig geëlimineerd. Degenen die blijven – niet langer actief – verdwijnen echter in de komende weken. Na genezing wordt aanbevolen om huidfotoverjongingstherapie te gebruiken, die de productie van collageen kan stimuleren om het aantal acnelittekens te verminderen. Tijdens de gehele behandeling wordt aanbevolen om geschikte verzorgende cosmetica te gebruiken die bedoeld zijn voor de vette en acnegevoelige huid.

### Hoe voert u een anti-acnebehandeling uit:

1. Voordat u met de behandeling begint, dient u uw huid grondig te reinigen van make-up en eventuele cosmetica. Je moet ook de lamp afvegen.
2. Als er een ontsteking optreedt in het te behandelen gebied, moet de huid genezen zijn voordat u het apparaat gebruikt.
3. Draag een veiligheidsbril om te voorkomen dat IPL-licht uw ogen stimuleert.
4. Selecteer de juiste intensiteit (zie "intensiteit selecteren") en begin op een laag niveau.
5. Laat het apparaatvenster de geselecteerde gebieden verticaal raken en behandel de gebieden één voor één. Het interval tussen de pulsen moet minimaal 20 seconden zijn.
6. Na de behandeling wordt aanbevolen om uw gezicht te wassen en een vochtinbrengend preparaat te gebruiken.
7. Schakel het apparaat uit en gebruik een vochtige doek of wattenstaafje om het behandelvenster schoon te maken.

Giriş gücü:	36W
Nominal voltaj:	100-240V
Nominal frekans aralığı:	50Hz / 60Hz
Depolama sıcaklığı:	0oC'den 45oC'ye
Çalışma sıcaklığı:	5oC'den 35oC'ye
Çalışma sırasındaki nem:	%25'ten %75'e

#### Güvenlik:

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan tavsiyelere uyun.

#### Genel açıklama [sayfa 2- f1]:

1. Değiştirin.
  2. Yoğunluk göstergesi / LCD ekran.
  3. Değiştirilebilir lamba.
  4. Flaş düğmesi.
  5. DC girişi.
  6. Lamba tipi (HR/epilasyon, SR/cilt gençleştirme, AC/akne tedavisi).
  7. Kalan dürtü.
  8. Cihaz sıcaklığı (ışık normal, yanıp sönüyor, sıcaklığın çok yüksek olduğu anlamına gelir).
  9. Enerji seviyesi.
  10. Fan durumu (ışık normal, yanıp sönme sıcaklığın çok yüksek olduğu anlamına gelir).
- Ek olarak: saklama kutusu, şarj cihazı.

#### Özellikler [sayfa 2- f1]:

Shine'in üç işlevi ve her biri için ayrı lambaları vardır.

- İşlev 1: IPL epilasyon  
 İşlev 2: IPL cilt gençleştirme  
 İşlev 3: IPL sivilce giderme
- A. Epilasyon  
 B. Kırışıklık azaltma  
 C. Akne tedavisi

#### Kontrendikasyonlar:

1. Cihaz 15 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir. 15-18 yaş arası gençler, cihazı ebeveynlerinin veya vasilerinin izni ve/veya gözetimi altında kullanabilir. 18 yaş üstü yetişkinler cihazı serbestçe kullanabilir.
2. Tedavi edilecek bölgedeki cilt bronzlaşmış veya kırmızımsı kullanmayın. Cihazın bronzlaşmış veya kırmızı cilt üzerinde kullanılması, ciltte geçici ve hatta kalıcı renk değişikliğine neden olabilir.
3. Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünmüyorsanız veya emziriyorsanız kullanmayın. Shine cihazı bu amaçla test edilmemiştir ve bu nedenle bu durumlarda kullanılmamalıdır. Hamilelik veya emzirme sırasında meydana gelen hormonal değişiklikler cilt hasarı veya cilt hassasiyeti riskini artırabilir.
4. Epilepsi, epileptik nöbet veya migren gibi hastalıklarınız varsa cihazı kullanmayın. Enerji flaşları şiddetli baş ağrılarına ve migrene neden olabilir.
5. Dövmeler, koyu kahverengi veya siyah lekeler (koyu çiller, benler veya siğiller gibi) ile kaplı cilt bölgelerinde kullanmayın. Dövmeler veya koyu lekeler çok fazla ışık enerjisi emebilir ve bu da ciltte şişmeye, geçici veya kalıcı kabarcıklara, renk değişikliğine veya ciltte beyazlaşmaya neden olabilir.
6. Keloid yara izi oluşma eğiliminiz varsa cihazı kullanmayın.
7. Saçlı deride, kulaklarda, boyunda, meme uçlarında veya mukozalarda (labia minör, vajinal ve anal bölgeler) kullanmayın. Bikini bölgesinin cildin daha pigmentli olduğu kısımlarında daha düşük bir ışık yoğunluğu seviyesi kullanılmalıdır. Bu yerlerde kullanım ciltte şişmeye, kabarmaya veya geçici renk değişikliğine veya ciltte beyazlaşmaya neden olabilir.
8. Tedavi bölgesinde akne, sedef hastalığı, egzama, yanıklar, uçuk, sıyrıklar veya döküntüler dahil herhangi bir aktif cilt iltihabı varsa kullanmayın. Bu faktörler cildi ışığa karşı daha hassas hale getirebilir ve tedaviyi rahatsız edebilir veya ciltte şişlik, kabarcık veya enfeksiyona neden olabilir. Cildiniz yeterince iyileştikten sonra cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
9. Steroid olmayan antiinflamatuvar ajanlar (örn. aspirin, ibuprofen, setaminofen), tetrasiklinler, fenotiazinler, tiazid, diüretikler, sülfonilüreler, sülfonamidler, DTIC dahil olmak üzere cildinizi ışığa duyarlı hale getiren ilaçlar kullanıyorsanız cihazı kullanmayın. . fluorourasil, vinblastin, griseofulvin, Alfa Hidroksi Asitler (AHAS), Beta-Hidroksi Asitler (BHAS), Retin-A, Accutane ve/veya topikal retinoidler.
10. Porfiri, polimorfik fotoerupsyon, solar ürtiker, lupus vb. gibi ışığa duyarlılıkla ilişkili bir hastalığınız varsa kullanmayın. enfeksiyonlar.

#### Uyarıların Ele Alınması:

1. Lambayı takmadan ürün açılmıyor, lütfen güce bağlamadan önce lambayı takın. Cihaz çalışırken, ısı oluşumunu olumsuz etkilememek için giriş ve havalandırma hava açıklıklarını kapatmayın.
2. Cihazı çalıştırırken koruyucu gözlük takın.
3. Kullanmadan önce tedavi edilecek cilt alanını temizleyin. Tedaviden hemen önce cilde herhangi bir kozmetik uygulanmasına izin verilmez. Bu, cihaza zarar verebilir ve tedavinin etkisini etkileyebilir.
4. Enerji seviyenizi düşükten yükseğe doğru ayarlayın. Enerji seviyesi ne kadar yüksek olursa sonuç o kadar iyi olur. Tedaviden hemen sonra ciltte kızamıklık oluşabilir. Bu amaçla buz paketleri kullanılabilir.
5. Fototerapi tedavisinden sonra nemlendirici bir preparat ve güneşten koruyucu özelliği yüksek preparatlar kullanın.
6. Tedaviden sonra lambayı kalan saç, sebum veya sebumdan temizlemek için nemli bir pamuklu çubuk veya bez kullanın.
7. Cihaz ve aksesuarlarının ve nemden uzak tutulması tavsiye edilir. Cihazı havalandırılan ve kuru bir ortamda saklayın ve çocuklardan uzak tutun.
8. Isı emisyon deliğine metal nesnelerin yerleştirilmesi yasaktır. Aksi halde elektrik çarpması riski vardır.

## Cilt ve saç rengini karşılaştıran tablo

✓ geçerlidir

✗ uygulanamaz

Saç rengi \ Ten rengi	Beyaz	Fildişi rengi	Bej	Açık kahverengi	Kahverengi	Koyu kahverengi ve siyah
	Siyah	✓	✓	✓	✓	✓
Koyu kahverengi	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Kahverengi	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Altın	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Kırmızı	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Beyaz	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Gri	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 -f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Prosedüre başlamadan önce:

1. Kaset ışık çıkış penceresini nemli bir bez veya pamuklu çubukla temizleyin. Bu, tedavi penceresindeki saçları ve tozu temizlemek için yapılır.
2. Lambayı yukarıdan ve aşağıdan tutun, ardından paralel olarak takın veya çekin.
3. Güç kablosunu Shine cihazına bağlayın.
4. Shine cihazını bir elektrik prizinin yakınına yerleştirin. Her türlü sıvıdan uzak.
5. Açmadan önce lambanın doğru takıldığından emin olun.
6. Güç kablosu duvar prizine takıldığında durum ışıkları yavaşça yeşil renkte yanıp sönmeye başlar.
7. Cihazın gücünü açmak/kapatmak için güç düğmesine 2 saniyeden uzun süre basın. Daha sonra fan çalışır ve LED yanar. LED'de lamba tipi, kalan darbe, enerji seviyesi (varsayılan seviye 1), termometre simgesi, fan simgesi görüntülenecektir [sayfa 2-f1].
8. Cihazın bekleme durumunda olduğunu belirtmek için durum göstergesi yanıp söner. İş bittiğinde gösterge sönecektir. Tedavi penceresi cilde temas ettiğinde gösterge yeşile döner, bu da cihazın ışık yaymaya hazır olduğu anlamına gelir.
9. Enerji seviyesini düşükten yükseğe ayarlamak için güç düğmesine bir süre basın; seviye 1 en düşük, seviye 5 ise en yüksek seviyedir.
10. Tedavi penceresi, vücudun tedavi edilen bölgesine doğrudan temas etmemelidir.
11. Cihaz 5 dakika içerisinde kullanılmadığı takdirde otomatik olarak kapanacaktır.

Cihazın iki çalışma modu vardır: otomatik ve manuel. Manuel mod varsayılan mod olarak açılır. Otomatik modu başlatmak için flaş düğmesini birkaç saniye basılı tutun. Manuel moda dönmek istiyorsanız düğmeye tekrar birkaç saniye basın.

Cilt hassasiyeti testi yapın:

Cihazı ilk kez veya vücudunuzun yeni bir bölgesinde kullanıyorsanız, cilt hassasiyeti testi yapmak için uygulama yapmak istediğiniz bölgenin yakınında küçük bir alan seçin ve cihazın en düşük ayarını kullanın. Aşağıdaki tedavi talimatlarını izleyin ancak 2-3'ten fazla atış yapmayın. Cilt testinden sonra 60 dakika bekleyip cildinizin reaksiyon gösterip göstermediğini kontrol edin. 60 dakika sonra cilt normal görünüyorsa ve herhangi bir kızarıklık veya başka cilt reaksiyonu yoksa, tam tedaviye hazırsınız demektir.

Doğru yoğunluğu seçin:

Cildinizin toleransına göre uygun yoğunluğu seçin ve kademeli olarak bir seviyeden beş seviyeye kadar artırın. Yoğunluk çok zayıfsa ve cilt reaksiyonu yoksa yoğunluk seviyesini kademeli olarak artırabilirsiniz.

Cildinizin tek bir noktasına birden çok kez darbe göndermeyin. Bu ciltte çok fazla ısı yaratacaktır ve bu da ciltte şişmeye, kabarcıklara veya cildinizin renginde geçici veya kalıcı değişikliklere neden olabilir. Her flaştan sonra cihazı yavaşça cilt üzerindeki bitişik bir noktaya taşıyın. Cildin önceki bölgesine dönmeye önce en az 20 saniye bekleyin.

Operasyon prosedürü:

Epilasyon (epilasyon lambası)

Başvuru:

- Bıyık, koltuk altı kılları, vücut ve bacak kılları, alın ve bikini bölgesindeki ince kıllar.
- Etkisi ten rengine göre değişiklik gösterir. Cihaz beyaz ve açık renklere uygun değildir.

Epilasyon tedavisi nasıl yapılır:

Genellikle yaklaşık 7-9 tedavidir. İlk 3 tedaviyi haftada bir kez yapın. Sonraki 4-9 tedavi boyunca her 2-3 haftada bir tedavi uygulayın. Epilasyon etkisini korumak ve kıl köklerinin yeniden aktifleşmesini önlemek için, cildin pürüzsüz kalmasını sağlamak için tedaviler düzenli olarak tekrarlanmalıdır. Tedaviye devam edilmezse saç kökleri tekrar aktif hale gelecek ve saçlar yeniden çıkmaya başlayacaktır. Sonuçları korumak için, saç foliküllerinin aktive olmadığından ve yeniden saç büyümesinin engellendiğinden emin olmak için tedavileri her 4-8 haftada bir tekrarlayın. Tedaviler arasındaki aralıklar, bireysel saç çıkma oranına bağlı olarak değişebilir.

1. Shine cihazını kullanmadan önce, uygulama yapılacak seçilen bölgeyi tıraş ederek cildinizi hazırlayın. Derinin de yıkanması gerekir.
2. IPL ışığının gözlerinizi uyarmasını önlemek için koruyucu gözlük takın.
3. Uygun yoğunluğu seçin ("yoğunluğun seçilmesi" bölümüne bakın) ve düşük bir seviyeden başlayın.
4. Cihaz penceresinin seçilen alanlara dikey olarak temas etmesini sağlayın ve alanları tek tek işleyin. Aynı yeri defalarca tekrarlamayın veya herhangi bir alanı atlamayın.
5. Başlangıç alanından başlayın ve 4. adımı 2-3 kez tekrarlayın.
6. Tedaviden sonra epilasyon sonrası nemlendirici bir preparat kullanılması tavsiye edilir.
7. Cihazı kapatın ve tedavi penceresini temizlemek için nemli bir bez veya pamuklu çubuk kullanın.
8. Cihazınızı ve aksesuarlarını bir kutuya veya kutuya koyun ve güvenli bir yerde saklayın.

Cilt foto gençleştirme:

(kırışıklık azaltma lambası)

Seçilen bölgeleri gençleştirmenin amacı cilt yüzeyine yönelik kısa ve güvenli ışık darbeleri kullanmaktır. Işık dalgası cilt hücrelerini, cilt yenilenmesini hızlandıran kolajen ve elastin üretmeye teşvik eder. IPL radyasyonunun terapötik etkileri arasında cildin kan akışının ve oksijenlenmesinin iyileştirilmesi, kolajen ve elastik liflerin sayısının artışı, daha iyi nem emilimi ve pigmentasyon ve keratinizasyon süreçlerinin düzenlenmesi yer alır.

Etkileri:

- cilt yaşlanması semptomlarının ortadan kaldırılması
- kollajen liflerinin yeniden yapılandırılması
- sıkı ve elastik bir cilt
- gözeneklerin daralması
- kırışıklıkların yumuşatılması
- geliştirilmiş cilt nemlendirmesi

- renk bozukluklarının hafifletilmesi

Foto gençleştirme tedavisi ne sıklıkla yapılır:

İstenilen etkiyi elde etmek için bir dizi tedavi uygulanmalıdır. Her hafta bir tedavi olmak üzere 8 tedaviden oluşan bir serinin yapılması tavsiye edilir.

1. Tedaviye başlamadan önce cildinizi makyaj ve kozmetik ürünlerden iyice temizlemelisiniz. Lambayı da silmelisiniz.
2. IPL ışığının gözlerinizi uyarmasını önlemek için koruyucu gözlük takın.
3. Uygun yoğunluğu seçin ("yoğunluğun seçilmesi" bölümüne bakın) ve düşük bir seviyeden başlayın.
4. Cihaz penceresinin seçilen alanlara dikey olarak temas etmesini sağlayın ve alanları tek tek işleyin. Aynı yeri defalarca tekrarlamayın veya herhangi bir alanı atlamayın.
5. Başlangıç alanından başlayın ve 4. adımı 2-3 kez tekrarlayın. Tedaviden sonra güçlü nemlendirici bir preparat kullanılması tavsiye edilir.
6. Cihazı kapatın ve tedavi penceresini temizlemek için nemli bir bez veya pamuklu çubuk kullanın.
7. Cihazınızı ve aksesuarlarını bir kutuya veya kutuya koyun ve güvenli bir yerde saklayın.

Akne tedavisi:

(akne tedavisi lambası)

IPL kullanarak sivilce tedavisi, orta şiddette akne lezyonları olan kişilere yöneliktir. IPL ışığı sivilcedeki inflamatuvar değişikliklerden sorumlu hızla çoğalan bakterileri yok eder. Eylem, topikal veya sistemik olarak kullanılan antibiyotiklere benzer. Ancak karaciğere ve mideye zarar vererek bir takım yan etkilere neden olabilir.

Parlatıcı lazer tedavisi doğrudan sivilcenin nedenleri üzerinde çalışır. Anaerobik bakteriler tarafından sentezlenen sözde moleküller üzerinde etki eder. Porfirinler. Bunlar bakteriyi ışığa karşı özellikle duyarlı hale getirir. Porfirin görünür ışığa maruz kaldığında kimyasal olarak aktif hale gelir ve uyarılmış duruma ulaşır. Bu, hücre zarı ile birleşen ve akne lezyonlarının ve yağ bezli hücrelerinin oluşumundan sorumlu anaerobik bakterileri yok eden tekli oksijen oluşumuna neden olur.

IPL ışık tedavisi antibiyotik tedavisiyle kombine edilmemelidir. Ayrıca böyle bir tedaviyi tamamladıktan sonra birkaç hafta beklemelisiniz.

Akne tedavisi ne sıklıkla yapılmalı:

Tedavi süresi yaklaşık 8 – 16 hafta (2-4 ay) sürer ve tedaviler 1-2 haftada bir yapılır. İşlem sırasında etkilenen tüm bölgelere yaklaşık 10 dakika arayla iki ışınlama uygulamak en iyisidir. İkinci haftadan itibaren ilk iyileşme belirtileri görülmeye başlar (etkilenen bölgelerdeki iltihaplanma derecesi ve semptomların kendisinde hafif bir azalma meydana gelir).

Tüm tedavi serilerinden sonra:

Sivilce lekeleri neredeyse tamamen ortadan kalkar. Ancak artık aktif olmayanlar, önümüzdeki haftalarda ortadan kayboluyor. İyileşme sonrasında sivilce izlerinin sayısını azaltmak için kollajen üretimini uyaran cilt foto gençleştirme tedavisinin kullanılması tavsiye edilir. Tüm tedavi boyunca yağlı ve akneye yatkın ciltlere yönelik uygun bakım kozmetiklerinin kullanılması tavsiye edilir.

Akne karşıtı tedavi nasıl yapılır:

1. Tedaviye başlamadan önce cildinizi makyaj ve kozmetik ürünlerden iyice temizlemelisiniz. Lambayı da silmelisiniz.
2. Uygulama yapılacak bölgede iltihaplanma meydana gelirse, cihazı kullanmadan önce cildin iyileştirilmesi gerekir.
3. IPL ışığının gözlerinizi uyarmasını önlemek için koruyucu gözlük takın.
4. Uygun yoğunluğu seçin ("yoğunluğun seçilmesi" bölümüne bakın) ve düşük bir seviyeden başlayın.
5. Cihaz penceresinin seçilen alanlara dikey olarak temas etmesini sağlayın ve alanları tek tek işleyin. Darbeler arasındaki aralık en az 20 saniye olmalıdır.
6. Tedaviden sonra yüzünüzü yıkamanız ve nemlendirici bir preparat kullanmanız önerilir.
7. Cihazı kapatın ve tedavi penceresini temizlemek için nemli bir bez veya pamuklu çubuk kullanın.
8. Cihazınızı ve aksesuarlarını bir kutuya veya kutuya koyun ve güvenli bir yerde saklayın.

Входяща мощност:	36W
Номинално напрежение:	100-240V
Номинален честотен диапазон:	50Hz / 60Hz
Температура на съхранение:	от 0oC до 45oC
Работна температура:	от 5oC до 35oC
Влажност по време на работа:	от 25% до 75%

#### Сигурност:

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

#### Общо описание [страница 2- f1]:

1. Превключете.
  2. Индикатор за интензитет / LCD дисплей.
  3. Сменяема лампа.
  4. Бутон за светкавица.
  5. DC вход.
  6. Тип лампа (HR/епилация, SR/подмладяване на кожата, AC/третиране на акне).
  7. Оставащ импулс.
  8. Температура на устройството (свети ОК, мига означава, че температурата е твърде висока).
  9. Енергийно ниво.
  10. Състояние на вентилатора (светлината е наред, мигането означава, че температурата е твърде висока).
- Допълнително: калъф за съхранение, зарядно устройство.

#### Характеристики [страница 2- f1]:

Shine има три функции и отделни лампи за всяка от тях.

Функция 1: IPL епилация

Функция 2: IPL подмладяване на кожата

Функция 3: IPL премахване на акне

A. Обезкосмяване

B. Намаляване на бръчките

C. Лечение на акне

#### Противопоказания:

1. Уредът не е предназначен за деца под 15 години. Младежи на възраст 15–18 години могат да използват устройството със съгласието и/или надзора на своите родители или настойници. Възрастни над 18 години могат да използват свободно устройството.
2. Не използвайте върху участъци от кожата, покрити с татуировка или зачервена. Използването на устройството върху загоряла или зачервена кожа може да причини временно или дори постоянно обезцветяване на кожата.
3. Не използвайте, ако сте бременна, опитвате се да забременеете, смятате, че може да сте бременна или кърмите. Устройството Shine не е тествано за тази цел и следователно не трябва да се използва в тези случаи. Хормоналните промени, които настъпват по време на бременност или кърмене, могат да увеличат риска от увреждане на кожата или чувствителност на кожата.
4. Не използвайте уреда, ако страдате от заболявания като епилепсия, епилептични припадъци или мигрена. Енергийните вълни могат да причинят силно главоболие и мигрена.
5. Не използвайте върху участъци от кожата, покрити с татуировки, тъмнокафяви или черни петна (като тъмни лунички, бенки или брадавици). Татуировките или тъмните петна могат да абсорбират твърде много светлина енергия, което може да причини подуване на кожата, временни или постоянни мехури, обезцветяване или избелване на кожата.
6. Не използвайте уреда, ако имате склонност към образуване на келоидни белези.
7. Не използвайте върху скалпа, ушите, шията, зърната или лигавиците (малки срамни устни, вагинални и анални области). В тези части на бикини зоната, където кожата е по-пигментирана, трябва да се използва по-ниско ниво на интензитет на светлината. Използването на тези места може причиняват подуване на кожата, образуване на мехури или временно обезцветяване или избелване на кожата.
8. Не използвайте, ако третираната зона има активно възпаление на кожата, включително акне, псориазис, екзема, изгаряния, херпес, ожулвания или обрив. Тези фактори могат да направят кожата по-чувствителна към светлина и да направят лечението неудобно или да причинят подуване, мехури или инфекции по кожата. След като кожата Ви е заздравяла достатъчно, консултирайте се с Вашия лекар, преди да използвате устройството.
9. Не използвайте устройството, ако приемате лекарства, които правят кожата ви чувствителна към светлина, включително нестероидни противовъзпалителни средства (напр. аспирин, ибупрофен, цетаминофен), тетрациклини, фенотиазини, тиазиди, диуретици, сулфонилуреи, сулфонамиди, DTIC, флуороурацил, винбластин, гризеофулвин, алфа хидрокси киселини (AHAS), бета-хидрокси киселини (BHAS), Retin-A, Accutane и/или локални ретиноиди.
10. Не използвайте, ако имате заболяване, свързано с фоточувствителност, например порфирия, полиморфна фотоерупция, слънчева уртикария, лупус и др. Тези състояния правят кожата по-чувствителна към светлина и процедурата може да бъде неприятна или болезнена. Подуване на кожата, мехури или инфекции.

#### Предупреждения за работа:

1. Продуктът няма да се включи, без да поставите лампата, моля, поставете лампата, преди да свържете към захранването. Когато устройството работи, не покривайте входните и вентилационни отвори за въздух, за да не повлияете неблагоприятно на генерирането на топлина.
2. Носете предпазни очила, когато работите с устройството.
3. Преди употреба почистете областта на кожата, която ще се третира. Непосредствено преди

използвате устройството.

3. Носете предпазни очила, за да избегнете IPL светлината да стимулира очите ви.

4. Изберете подходящия интензитет (вижте "избор на интензитет") и започнете от ниско ниво.

5. Оставете прозореца на устройството да докосне избраните зони вертикално и третирайте зоните една по една. Интервалът между импулсите трябва да бъде най-малко 20 секунди.

6. След процедурата е препоръчително да измиете лицето си и да използвате хидратиращ препарат.

7. Изключете устройството и използвайте влажна кърпа или памучен тампон, за да почистите прозореца за третиране.

8. Поставете устройството и аксесоарите си в калъф или кутия и ги съхранявайте на сигурно място.

Таблица, сравняваща цвета на кожата и косата



се прилага



не е приложимо

Цвят на кожата \ Цвят на косата	Бяло	Сянка слонова кост	Бежово	Светлокафяво	кафяво	Тъмно кафяво и черно
черен	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Тъмно кафяво	✓	✓	✓	✓	✓	✗
кафяво	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Златен	✓	✓	✓	✓	✓	✗
червен	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Бяло	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Сив	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 -f2]:

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

процедурата не е разрешено нанасянето на косметика върху кожата. Това може да повреди устройството и да повлияе на ефекта от лечението.

4. Регулирайте енергийното си ниво от ниско към високо. Колкото по-високо е енергийното ниво, толкова по-добър е резултатът. Непосредствено след лечението може да се появи зачервяване на кожата. За тази цел могат да се използват компреси с лед.
5. След фототерапия използвайте хидратиращ препарат и препарати с висока слънцезащита.
6. След третирането използвайте влажен памучен тампон или кърпа, за да почистите лампата от останали косми, себум или себум.
7. Препоръчително е устройството и аксесоарите да се пазят от вода и влага. Съхранявайте устройството на проветриво и сухо място и го дръжте далеч от деца.
8. Забранено е поставянето на метални предмети в отвора за излъчване на топлина. В противен случай съществува риск от токов удар.

Преди да започнете процедурата:

1. Почистете прозореца за светлинен изход на касетата с влажна кърпа или памучен тампон. Това се прави, за да се премахнат косми и прах от прозореца за третиране.
2. Хванете лампата отгоре и отдолу, след това поставете или издържайте успоредно.
3. Свържете захранващия кабел към устройството Shine.
4. Поставете устройството Shine близо до електрически контакт. Далеч от всякакви течности.
5. Уверете се, че лампата е поставена правилно, преди да я включите.
6. След като захранващият кабел бъде включен в контакта, светлинните индикатори за състоянието ще мигат бавно в зелено.
7. Натиснете бутона за захранване за повече от 2 секунди, за да включите/изключите захранването на устройството. След това вентилаторът започва и светодиодът светва. Тип лампа, оставащ импулс, ниво на енергия (ниво по подразбиране 1), икона на термометър, икона на вентилатор ще бъдат показани на светодиода [страница 2-f1].
8. Индикаторът за състояние мига, за да покаже, че устройството е в състояние на готовност. Когато работата приключи, индикаторът ще изгасне. Когато прозорецът за третиране докосне кожата, индикаторът става зелен, което означава, че устройството е готово да излъчва светлина.
9. Натиснете бутона за захранване за известно време, за да регулирате енергийното ниво от ниско към високо, ниво 1 е най-ниското, а ниво 5 е най-високото.
10. Прозорецът за лечение трябва да докосва директно третираната зона на тялото.
11. Устройството ще се изключи автоматично, ако не се използва в рамките на 5 минути.

Устройството има два режима на работа: автоматичен и ръчен. Ръчният режим се включва като режим по подразбиране. За да стартирате автоматичен режим, задръжте бутона за светкавица за няколко секунди. Ако искате да се върнете към ръчен режим, натиснете отново бутона за няколко секунди.

Извършете тест за чувствителност на кожата:

Ако използвате устройството за първи път или върху нова област от тялото, изберете малка зона близо до зоната, която възнамерявате да третирате, за да извършите тест за чувствителност на кожата. Използвайте най-ниската настройка на устройството. Следвайте инструкциите за лечение по-долу, но излъчвайте не повече от 2-3 импулса. След кожния тест изчакайте 60 минути и проверете дали кожата ви не реагира. Ако след 60 минути кожата изглежда нормална и няма зачервяване или друга кожна реакция, вие сте готови за пълното лечение.

Изберете правилната интензивност:

Изберете подходящата интензивност в зависимост от поносимостта на кожата ви и я увеличавайте постепенно от едно до пет нива. Ако интензивността е твърде слаба и няма кожни реакции, можете постепенно да увеличите нивото на интензивност.

Не мигаите импулси на едно място върху кожата няколко пъти. Това ще създаде твърде много топлина върху кожата, което може да причини подуване на кожата, мехури или временни или постоянни промени в цвета на кожата ви. След всяка светкавица бавно преместете устройството до съседно място върху кожата. Изчакайте поне 20 секунди, преди да се върнете към предишната област на кожата.

Оперативна процедура:

Обезкосмяване (лампа за депилация)

Приложение:

- Мустаци, окосмяване под мишниците, окосмяване по тялото и краката, окосмяване по челото и бикини зоната.
- Ефектът варира в зависимост от цвета на кожата. Устройството не е подходящо за бели и светли цветове

Как да извършите процедура за обезкосмяване:

Обикновено това са около 7-9 процедури. Правете първите 3 процедури веднъж седмично. Следващите 4-9 процедури правете по една терапия на всеки 2-3 седмици. За да запазите ефекта от епиляцията и да предотвратите повторното активиране на космените фоликули, процедурите трябва да се повтарят редовно, за да сте сигурни, че кожата ще остане гладка. Ако лечението не продължи, космените фоликули ще се активират отново и косата ще започне да расте отново. За да поддържате резултатите, просто повтаряйте процедурите на всеки 4-8 седмици, за да сте сигурни, че космените фоликули няма да се активират и повторният растеж на косата остава възпрепятствен. Интервалите между процедурите могат да варират в зависимост от индивидуалната скорост на възстановяване на косата.

1. Преди да използвате уреда Shine, подгответе кожата си, като избърснете избраната зона за третиране. Кожата също трябва да се измие.
2. Носете предпазни очила, за да избегнете IPL светлината да стимулира очите ви.
3. Изберете подходящата интензивност (вижте "избор на интензивност") и започнете от ниско ниво.
4. Оставете прозореца на устройството да докосне избраните зони вертикално и третирайте зоните



една по една. Не повтаряйте едно и също място отново и отново и не пропускайте някоя област.

5. Започнете от началната област и повторете стъпка 4, 2-3 пъти.

6. След третирането е препоръчително използването на хидратиращ препарат след депилация.

7. Изключете устройството и използвайте влажна кърпа или памучен тампон, за да почистите прозореца за третиране.

8. Поставете устройството и аксесоарите си в калъф или кутия и ги съхранявайте на сигурно място.

Фотоподмладяване на кожата:

(лампа за намаляване на бръчките)

Целта на подмладяването на избрани зони е да се използват кратки и безопасни светлинни импулси, насочени към повърхността на кожата. Светлинната вълна стимулира клетките на кожата да произведат колаген и еластин, които ускоряват регенерацията на кожата. Терапевтичните ефекти на IPL лечението включват подобро кръвоснабдяване и оксигенация на кожата, увеличаване на броя на колагенови и еластични влакна, по-добра абсорбция на влага и регулиране на процесите на пигментация и кератинизация.

Ефекти:

- премахване на симптомите на стареене на кожата
- реконструкция на колагенови влакна
- стегната и еластична кожа
- свиване на порите
- изглаждане на бръчки
- подобрена хидратация на кожата
- изсветляващи обезцветявания

Колко често да извършвате фотоподмладяване:

За да се постигне желният ефект, трябва да се извършат серия от процедури. Препоръчително е да се проведе серия от 8 процедури, по една процедура всяка седмица.

1. Преди да започнете терапията, трябва добре да почистите кожата си от грим и козметика. Трябва също да избършете лампата.
2. Носете предпазни очила, за да избегнете IPL светлината да стимулира очите ви.
3. Изберете подходящия интензитет (вижте "избор на интензитет") и започнете от ниско ниво.
4. Оставете прозореца на устройството да докосне избраните зони вертикално и третирайте зоните една по една. Не повтаряйте едно и също място отново и отново и не пропускайте някоя област.
5. Започнете от началната област и повторете стъпка 4, 2-3 пъти. След третирането е препоръчително използването на силно хидратиращ препарат.
6. Изключете устройството и използвайте влажна кърпа или памучен тампон, за да почистите прозореца за третиране.
7. Поставете устройството и аксесоарите си в калъф или кутия и ги съхранявайте на сигурно място.

Лечение на акне:

(лампа за лечение на акне)

Лечението на акне чрез IPL е предназначено за хора със средна тежест на лезиите от акне. IPL светлината унищожава бързо размножаващите се бактерии, отговорни за възпалителните промени в акнето. Действието е подобно на антибиотичите, които се използват локално или системно. Те обаче могат да предизвикат редица странични ефекти, увреждайки черния дроб и стомаха.

Лазерната терапия за блясък действа директно върху причините за акнето. Той действа върху така наречените молекули, синтезирани от анаеробни бактерии. порфирини. Те правят бактерията особено чувствителна към светлина. Когато порфириният е изложен на видима светлина, той става химически активен и достига възбудено състояние. Това предизвиква образуването на синглетен кислород, който се свързва с клетъчната мембрана и унищожава анаеробните бактерии, отговорни за образуването на лезии от акне и клетките на мастните жлези.

IPL светлинната терапия не трябва да се комбинира с антибиотична терапия. Трябва също така да изчакате няколко седмици след приключване на такова лечение.

Колко често да се извършва лечение на акне:

Периодът на лечение продължава приблизително 8 - 16 седмици (2-4 месеца), като леченията се извършват на всеки 1-2 седмици. Най-добре е по време на процедурата да се извършат две облъчвания на всички засегнати зони с интервал от около 10 минути. От втората седмица се забелязват първите признаци на подобрение (степената на възпаление в засегнатите области и леко намаляване на самите симптоми).

След цялата серия от лечения:

Петната от акне са почти напълно елиминирани. Останалите обаче - вече неактивни - изчезват през следващите седмици. След излекуване се препоръчва използването на терапия за фотоподмладяване на кожата, която е в състояние да стимулира производството на колаген, за да намали броя на белезите от акне. По време на цялото лечение е препоръчително да се използва подходяща козметика за грижа, предназначена за мазна и склонна към акне кожа.

Как да извършите лечение против акне:

1. Преди да започнете терапията, трябва добре да почистите кожата си от грим и козметика. Трябва също да избършете лампата.
2. Ако възникне възпаление в зоната, която ще се третира, кожата трябва да се излекува преди да



**[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:**

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektrycznej elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

**[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment:** Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



**[PL] Skrócona deklaracja zgodności:** Producent niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że powyższy produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa. Państwa członkowskie w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywa 2011/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywa Delegowana Komisji (UE) 2015/863 z 2011 r. 31 marca 2015 r. zmienia załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie wykazu substancji objętych ograniczeniami.

**[EN] Summary declaration of conformity:** The manufacturer hereby declares under his sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of legislation. Member States in the field of electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 2011. On 31 March 2015, amends Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the list of restricted substances.

Model: Shine Blush